

Klappbarer Rollator, geeignet für Erwachsene



Wie benutzt man Walker?


Schritt 1:

Richten Sie die Mitte Ihres Fußes an den hinteren Beinen des Walkers aus.



Schritt 2:

Schieben Sie den Rollator nach vorne und achten Sie darauf, dass alle Beine Kontakt mit dem Boden haben.




Schritt 3:

Gehen Sie vorsichtig einen Schritt nach dem anderen vorwärts.

Höhenverstellungen

1. Stellen Sie den Rollator vor sich auf und stellen Sie sicher, dass die Höhe der Handgriffe mit Ihren Handgelenken übereinstimmt.



Adjust the desired height by locking the button to respective hole

2. Drücken Sie den Knopf am Bein, um es zu entriegeln, und stellen Sie die Höhe aller vier Beine ein.
3. Verriegeln Sie die Beine und Räder, indem Sie die Knöpfe richtig in die Löcher einrasten lassen.

Warnung

3. Drücken Sie die Beine nach unten oder ziehen Sie daran, um sicherzustellen, dass sie eingerastet sind.
1. Tragen Sie Schuhe oder Hausschuhe mit Gummi- oder anderen rutschfesten Sohlen. Tragen Sie KEINE Schuhe mit Absätzen oder Ledersohlen.
2. Nicht auf Treppen oder Rolltreppen verwenden.
3. Überprüfen Sie täglich die Spitzen Ihres Rollators und ersetzen Sie sie, wenn sie abgenutzt sind.
4. Halten Sie Abstand zwischen sich und Ihrem Rollator und halten Sie Ihre Zehen innerhalb des Rollators. Wenn Sie zu nah an die Vorderseite oder die Spitzen treten, können Sie das Gleichgewicht verlieren.
5. Vermeiden Sie Stolperfallen, indem Sie auf folgende Gegenstände achten: Stromkabel, Flüssigkeiten auf dem Boden, Teppiche, Spielzeug oder Abfälle, Möbel, Türen und Türschwellen, Lücken im Boden.