

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die 3-Zonen Holz Massageliege - Blau

- **Maximale Belastung beachten:** Die Massageliege ist für eine maximale Belastung von 250 kg (nicht punktuell) ausgelegt. Überschreiten Sie diese Belastung nicht, um Schäden an der Liege oder Verletzungen zu vermeiden.
- **Sichere Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass die Massageliege auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt wird. Unebene Böden können zu Instabilität führen und das Risiko eines Umkippens erhöhen.
- **Richtige Montage:** Achten Sie darauf, dass die Liege korrekt zusammengebaut wird. Überprüfen Sie alle Verschlüsse, insbesondere die doppelten Verschlussklammern im Gepäck-Stil, um sicherzustellen, dass die Liege sicher und stabil aufgebaut ist, bevor Sie sie verwenden.
- **Vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung:** Vermeiden Sie es, die Liege mit zu viel Gewalt zu verstellen oder herunterzupressen. Zu schnelle oder unsachgemäße Bewegungen können die Mechanik oder den Rahmen beschädigen.
- **Nicht direkt auf feuchten Oberflächen verwenden:** Die Polsterung der Liege ist zwar wasser- und öl-abweisend, jedoch sollten Sie darauf achten, dass sie nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen verwendet wird, um Rutschgefahr zu minimieren.
- **Kopfstütze und Armlehnen richtig einstellen:** Die Kopfstütze und Armlehnen sind verstellbar. Achten Sie darauf, diese vor der Benutzung richtig einzustellen, um den Komfort und die Sicherheit des Nutzers zu gewährleisten.
- **Vorsicht bei der Nutzung der Tragetasche:** Verwenden Sie die Tragetasche nur, um die Massageliege zu transportieren. Vermeiden Sie, schwere oder scharfe Gegenstände in der Tasche zu verstauen, da dies die Liege beschädigen könnte.
- **Wartung und Reinigung:** Reinigen Sie die Massageliege regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Schleifmaterialien, die die Oberfläche beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass die Liege nach der Reinigung gut trocknet.
- **Nicht für medizinische Notfälle:** Diese Massageliege ist für die Anwendung in Entspannungstherapien und kosmetischen Behandlungen vorgesehen und nicht für die Behandlung von medizinischen Notfällen oder akuten Verletzungen.
- **Aufbewahrung:** Wenn die Liege längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass sie an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahrt wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung der Massageliege entstehen.