

## **Warn- und Sicherheitshinweise**

1. **Maximale Belastung:** Die Liege ist für eine dynamische Belastung von bis zu 250 kg und eine statische Belastung von bis zu 1250 kg ausgelegt. Überschreiten Sie diese Gewichtsgrenzen nicht, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
2. **Höhenverstellung:** Stellen Sie sicher, dass die Liege vor der Anwendung auf die gewünschte Höhe fixiert ist. Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Liege, um ein Umkippen zu verhindern.
3. **Rutschfeste Aufstellung:** Nutzen Sie die Liege auf einer stabilen, ebenen Fläche. Achten Sie darauf, dass der Gummi Abstellschutz ordnungsgemäß funktioniert, insbesondere in nassen Bereichen.
4. **Reinigung:** Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel zur Pflege des PU-Lederbezugs. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, um den Bezug nicht zu beschädigen.
5. **Ölreiche Anwendungen:** Bei ölreichen Behandlungen verwenden Sie die Ablaufrinne und einen Eimer, um ein Verrutschen des Patienten zu verhindern und die Liege zu schützen.
6. **Transport:** Nur geeignete Personen dürfen die Liege nutzen und transportieren. Nutzen Sie die mitgelieferte Transporttasche für sicheren Transport. Vermeiden Sie es, die Liege ohne Schutz zu transportieren, um Beschädigungen zu verhindern.
7. **Feuergefahr:** Schützen Sie die Liege vor Feuer, da das Material entzündlich ist. Halten Sie die Liege von offenen Flammen und heißen Oberflächen fern.
8. **Aufsicht:** Lassen Sie die Liege nicht unbeaufsichtigt, wenn sie von Kindern oder unerfahrenen Personen genutzt wird.

***Diese Hinweise tragen zur Sicherheit und Langlebigkeit der Ayurveda Massageliege bei.***