

Benutzerhandbuch

Bestandteile des Produktst



1. Kopf des Geräts
2. LED-Licht mit 7 Farben
3. Leuchtanzeige
4. Leuchtanzeige für die Funktion
5. Regulierung der Ein-/Ausschaltfunktion
6. USB-Ladeschnittstelle



Methoden der Vorbereitung und Verwendung

Das Gerät aufladen

Laden Sie Ihr Gerät vor der ersten Verwendung mithilfe des mitgelieferten USB-C-Ladekabels auf. Ein grünes Licht zeigt an, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Während des Ladevorgangs kann es nicht verwendet werden.

Während das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wechselt die Anzeigeleuchte auf grün.



Einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-Taste länger als 1,5 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Es schaltet sich automatisch nach 1 Minute Inaktivität aus.

Schritt-für-Schritt-Anleitung und Tipps



1. Massage vom Kinn bis zur Wange.
2. Massage vom Kinn bis zur Wange.
3. Massage vom Hals zum Kinn.
4. Massieren Sie die Stirn von unten nach oben.

Vorsichtsmaßnahmen

Für beste Ergebnisse: Achten Sie darauf, dass der Massagekopf vollständig mit Ihrer Haut in Kontakt ist, damit er richtig funktioniert. Die empfohlene Anwendungshäufigkeit beträgt 10 bis 15 Minuten pro Tag. Sie können verschiedene Modi in einer Sitzung kombinieren, je nach den Bedürfnissen Ihrer Haut.

Vielfältige Verwendungen

Für eine verbesserte Wirkung der LED-Nackenmassage wird empfohlen, professionelle Hautpflegeprodukte in Verbindung mit diesen zu verwenden. LED-Lichter können die Aufnahme von Hautpflegeprodukten erleichtern, wodurch deren Wirksamkeit erhöht und die Ergebnisse insgesamt verbessert



Nach dem Gebrauch

Das Gerät ausschalten

Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät nach dem Gebrauch auszuschalten.

Wenn eine Minute lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Nach dem Gebrauch

Wischen Sie den Massagekopf nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab. Waschen Sie ihn nicht mit Wasser, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Pflege des Produkts

Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Decken Sie das Gerät nach Gebrauch mit dem Staubtuch ab.

Einführung von Funktionen

- Reinigungsmodus: Reinigt Ihre Poren und erfrischt Ihre Haut.
- LED-Modus: Bietet 7 verschiedene LED-Modi für eine gezielte Gesichtsmassage.
- MSG-Modus: Massiert Ihre Gesichtsmuskeln für einen verjüngenden Effekt.
- Heißer Modus: Verwendet sanfte Wärme, um die Absorption zu verbessern und die Haut zu entspannen.

Neue Vibrationstechnologie

Durch die Verwendung der fortschrittlichen Ultraschall-Vibrationstechnologie wird die Kommunikation zwischen den Hautzellen erleichtert und die Aufnahme von Nährstoffen verbessert. Durch die Massage hilft sie den Hautzellen bei der gegenseitigen Ergänzung und Verbesserung.

Sicherheitsvorkehrungen und Produkteinstellungen

Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit

1. Personen, die sich einer plastischen Gesichtsoption unterzogen haben, subkutane Metallimplantate haben oder schwanger sind, wird generell nicht empfohlen, dieses Produkt zu verwenden.
2. Bitte stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in anderen feuchten Umgebungen auf, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
3. Dieses Produkt ist für die Pflege von Gesicht und Hals bestimmt und sollte nicht auf akneanfälligen oder empfindlichen Stellen angewendet werden. Personen mit allergischer Haut sollten dieses Produkt nicht täglich anwenden; eine wöchentliche Anwendung wird empfohlen.
4. Wenn das Produkt gewartet werden muss, stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist. Verwenden Sie stattdessen ein feuchtes Papiertuch oder einen weichen Lappen.