

Shiatsu Fuß-Massager mit Wärme



GEBRAUCHSANWEISUNG – Bitte sorgfältig lesen!

Lieber *prorelax*[®] Kunde,

Sie haben sich für den Kauf des *prorelax*[®] Shiatsu
Fuss-Massager mit Wärme entschieden.

Dafür danken wir Ihnen herzlich!

Wir möchten, dass Sie mit diesem Gerät zufrieden sind,
 deshalb bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung vor der
 ersten Anwendung sorgfältig zu lesen und dabei auch die
 Sicherheits- und Warnhinweise zu beachten.

Gebrauchsanweisung

1 Sicherheitshinweise	4
2 Wissenswertes	8
3 Anwendung	9
4 Verschiedenes	10
5 Garantie	11

WICHTIGE HINWEISE ! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.

Zeichenerklärung



Diese Gebrauchsanweisung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollständig. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Schutzklasse II

LOT

LOT-Nummer



Hersteller



Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie nur den mit dem Fußmassagegerät gelieferten Netzadapter.
- Halten Sie Netzteil, Kabel, Steuergerät und den Fußmassagegerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an.
- Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bzw. das Netzteil aus der Steckdose.
- Ziehen Sie immer sofort nach der Benutzung das Netzteil aus der Steckdose.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie den Fußmassagegerät nicht am Kabel, am Netzteil oder Steuergerät.
- Wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt sind, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Teile nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zur Stolperfalle werden. Sie dürfen weder geknickt, eingeklemmt noch verdreht werden.

... für besondere Personen

- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch des Gerätes vorsichtig sein. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- Sie sollten auf eine Anwendung mit der **SHIATSU FUSS MASSAGEGERÄT MIT WÄRME** verzichten, bzw. zunächst Rücksprache mit Ihrem Arzt halten, wenn:
 - eine Schwangerschaft vorliegt.
 - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
 - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Fragen Sie Ihren Arzt, wenn Sie therapeutische Fragen zur Anwendung des Fußmassagegerät haben.
- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Fußmassagegerät Ihren Arzt.

... vor dem Betrieb des Gerätes

- Überprüfen Sie Netzteil, Kabel, Steuergerät und Fußmassagegerät vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabelteilen sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn Fußmassagegerät oder Steuergerät heruntergefallen oder feucht geworden sind. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

... für den Betrieb des Gerätes

- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung.
- Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.
- Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 15 Minuten.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizofen oder anderen Hitzequellen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Fassen Sie das Netzteil nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.



Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Fußmassagegerät mit Ihrem Arzt. Während des Fahrens darf der Fahrer das Fußmassagegerät nicht benutzen. Verwenden Sie das Fußmassagegerät nur im geparkten Fahrzeug.



Verwenden Sie das Fußmassagegerät nur in Räumen.



Benutzen Sie das Fußmassagegerät nicht in Feuchträumen (z.B. beim Baden oder Duschen).

...für Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, kontrollieren Sie lediglich, ob der Netzstromadapter funktions sicher angeschlossen ist.
- Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur vom Service durchführen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabelteilen sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn Fußmassagegerät oder Steuergerät heruntergefallen oder feucht geworden waren. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Das ganze Gerät - nicht waschen!



Das ganze Gerät - nicht chemisch reinigen!



Waschbarer Plüschbezug

Herzlichen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Vibrationsfußmassagegerät mit Wärme von **prorelax®** entschieden haben. Bei normaler Pflege und sachgemäßer Behandlung bietet es jahrelangen zuverlässigen Service. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

2.1 Funktionen

- Shiatsu-Massage mit umschaltbarer Drehrichtung
- Optionale beruhigende Wärmetherapie
- Vielseitiges Design für eine weitere Option des Rückenmassagiekissens
- Abnehmbarer und waschbarer Plüschbezug
- Rutschfester Gummiboden
- Einfach zu bedienende Kabelfernbedienung

2.2 Verpackungsinhalt



WARNUNG

Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Es besteht Erstickungsgefahr!

1. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem Kabel am Fußmassagegerät.



2. Stecken Sie den Home-Adapter in eine Steckdose.
3. Schalten Sie das Gerät mit der Fernbedienung ein (siehe Anweisungen zum Controller).
4. Wenn Sie fertig sind, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.

- Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der 15 Minuten automatisch aus.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder ähnlichen feuchten Bereichen auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in der Nähe von Wärmequellen platziert ist.

3.1 Fernbedienungsanleitung



Leistung: Drücken Sie hier, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Rotation

Umgekehrte Rotation

Hitze: Ein-/Ausschalten



Hinweis: Dieses Produkt erzeugt eine wärmende Hitze. Es ist nicht zur Verwendung als therapeutisches Heizkissen vorgesehen. Bitte warten Sie einige Minuten, bis die maximale Temperatur erreicht ist. Die maximale Temperatur: ca. 54 °C.

4.1 Reinigung und Pflege

1. Nicht in der Waschmaschine waschen oder das Produkt oder den Adapter in Wasser tauchen.
2. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus und ziehen Sie den Adapter mit sauberen, trockenen Händen aus der Steckdose.
3. Das Gerät sollte mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt und gründlich getrocknet werden. Wischen Sie das Produkt nicht mit Alkohol oder aggressiven Chemikalien wie Verdünnern oder Bleichmitteln ab.
4. Dehnen Sie die elastischen Gurte nicht übermäßig.
5. Vor Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
6. Bewahren Sie das Massagegerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Stoffoberfläche schneiden oder durchstoßen könnten.

4.2 Hinweis zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektrischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

4.3 Technische Daten

Name und Modell:	Shiatsu Fuss-Massagegerät mit Wärme SL-522S
Stromversorgung:	100-240 V~ 50/60 Hz
Netzteil:	12V 2000 mA
Leistungsaufnahme:	24 W
Timer:	15 Minuten
Betriebsbedingungen:	Nur in trockenen Räumen
Lagerbedingungen:	trocken und kühl
Abmessungen:	ca. 30 x 30 cm
Gewicht:	ca. 1,7 kg (ohne Netzteil)
Netzkabellänge:	ca. 1,8 m
Adapterkabellänge:	ca. 1,8 m



Im Zuge ständiger Produktverbesserungen behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Die EUROMEDICS GmbH, Hauptstrasse 169, 59846 Sundern, Deutschland (nachfolgend „EUROMEDICS“ genannt) gewährt unter den nachstehenden Voraussetzungen und in dem nachfolgend beschriebenen Umfang eine Garantie für das **prorelax® SHIATSU FUSS MASSAGER MIT WÄRME** (nachfolgend „Produkt“ genannt).

Die nachstehenden Garantiebedingungen lassen die gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Käufer unberührt. Die Garantie gilt außerdem unbeschadet zwingender gesetzlicher Haftungsvorschriften, wie z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch EUROMEDICS oder ihre Erfüllungsgehilfen.

EUROMEDICS garantiert die mangelfreie Funktionstüchtigkeit und die Vollständigkeit des Produktes, insbesondere, dass das Produkt frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern ist. Maßgeblich ist hierbei der Stand von Wissenschaft und Technik zum Herstellungszeitpunkt. Das Produkt muss den Fehler, der den Schaden verursacht hat, bereits zu diesem Zeitpunkt aufgewiesen haben.

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Beginn des Kaufes eines neuen, ungebrauchten Produktes durch den Käufer.

Die Garantie gilt weltweit, d.h. unabhängig davon, in welchem Land EUROMEDICS die Produkte in den Verkehr gebracht hat und der Käufer es erworben hat.

Diese Garantie gilt nur für Produkte, die der Käufer als Verbraucher erworben hat und ausschließlich zu persönlichen Zwecken im Rahmen des häuslichen Gebrauchs verwendet (also nicht für Produkte, die im Rahmen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit erworben wurden oder verwendet werden).

Falls sich das Produkt während der Garantiezeit in der Funktionstüchtigkeit als mangelhaft gemäß der nachfolgenden Bestimmungen erweist, wird EUROMEDICS gemäß diesen Garantiebedingungen eine kostenfreie Ersatzlieferung durchführen.

Wenn der Käufer einen Garantiefall melden möchte, wendet er sich zunächst an den EUROMEDICS Kundenservice:

EUROMEDICS KUNDENSERVICE

Grandkaule 3
Tel: +49 (0)2208/921 7999
D-53859 Niederkassel
Deutschland
E-mail: info@euromedics.de

Der Käufer erhält dann nähere Informationen zur Abwicklung des Garantiefalls, z. B. wohin er das Gerät kostenfrei senden kann und welche Unterlagen erforderlich sind.

Eine Inanspruchnahme der Garantie kommt nur in Betracht, wenn der Käufer

- eine Rechnungskopie/Kaufquittung und
- das Original-Produkt

EUROMEDICS oder einem von EUROMEDICS benannten Servicezentrum auf Nachfrage vorlegen kann.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind

- Produkte, die unsachgemäß und/oder entgegen der Bestimmungen der Bedienungsanleitung verwendet, gereinigt, gelagert oder gewartet wurden sowie Produkte, die vom Käufer oder einem nicht von EUROMEDICS autorisierten Servicecenter geöffnet, repariert oder umgebaut wurden;
- Produkte, die als 2. Wahl-Artikel oder als gebrauchte Artikel gekauft wurden;
- Folgeschäden, welche auf einem Mangel des Produktes beruhen (es können für diesen Fall jedoch Ansprüche aus Produkthaftung oder aus anderen zwingenden gesetzlichen Haftungsbestimmungen bestehen).

Exclusively distributed in Europe by:
EUROMEDICS GmbH
D-59846 Sundern, Germany
www.euromedics.de
info@euromedics.de

prorelax[®]