

Produktbeschreibungen

7-Farben-LED-Maske kann hartnäckige Hautprobleme lösen:

Blaulicht: Wellenlänge bei 470nm. Seien Sie schnell und effektiv, um Akne-Entzündungen einzudämmen, die Akne-Umgebung zu zerstören und gleichzeitig die Haut zu glätten. Gleichen Sie das Fett aus, was zur Beseitigung von Hautentzündungen und zur Verringerung der Fettsekretion führt.

Rotes Licht: Wellenlänge bei 630nm. Stimulieren Sie die Zellaktivität, fördern Sie die Sekretion und die Erneuerung des Hautkollagenproteins. In der Zwischenzeit fördern Sie die Durchblutung des Gesichts und erzielen Sie eine Tiefenaufhellung, ein Verblässen der Flecken und eine Verbesserung der Fältchen unter den Umständen ohne Hautreizung, wodurch Ihre Haut jeden Tag in einen aktiven und neuen Zustand versetzt wird.

Grünes Licht: Wellenlänge bei 520nm. Beruhigen Sie, beruhigen Sie, verhindern Sie Allergie zur Desensibilisierung. **Purpurrotes Licht:** Kombiniert rotes und blaues Licht, das besonders bei Akne und Akne-Flecken-Behandlung eine gute Wirkung hat und repariert.

Gelbes Licht: Wellenlänge bei 590nm. Fügen Sie den Hautzellen Energie hinzu, passen Sie die Drüsenfunktion der Haut an und unterstützen Sie die Verdauung.

Laserlicht (weißes Licht): verbessert feine Linien und schlaffe Haut.

Cyanin-Licht: Erhöhen Sie die Zellenergie langsam, fördern Sie den Stoffwechsel. **Weißes Licht:** Dringen in die tiefe Haut ein, beschleunigen den Stoffwechsel des aktiven.

Gewebesvorteile: Akne beseitigen und heilen, Akneausbrüche verhindern. Verblässen Sie Altersflecken, reduzieren Sie Sommersprossen, schrumpfen Sie die Poren und heben Sie die Pigmentierung auf. Reparieren Sie Falten, machen Sie die Haut weiß und zart.

Schritt 1: Stecken Sie den USB-Anschluss am Ende des Kabels Ihrer LED-MASKE ein.

Schritt 2: Reinigen Sie Ihr Gesicht und warten Sie, bis es getrocknet ist. Dadurch kann Licht leichter in Ihre Haut eindringen.

Schritt 3: Setzen Sie Ihre Maske auf. Stellen Sie sicher, dass Sie es bequem tragen.

Schritt 4: Schalten Sie Ihre Maske ein und Sie werden einen roten Lichtstreifen auf der gesamten Maske sehen.

Schritt 5: 15 Minuten einmal.

Hinweis: Das Licht hat eine geringe Intensität. Sie können Ihre Augen schließen, wenn Sie sich ein wenig unwohl fühlen.

Schritt 5: Halten Sie Ihre LED-Maske nahe an Ihrer Gesichtshaut.

Sie können mit dem Remoter auch verschiedene Farben ändern.

Spezifikationen:

Material: ABSLED-Licht: Blaues Licht, Rotes Licht, Grünes Licht, Lila Licht, Gelbes Licht, Cyanin-Licht, Weißes Licht

Spannung: 110-240 V Frequenz: 50/60 Hz Farbe: Pearl White

Gesichtsmaskengröße: Ca. 24 x 20 cm Nackenmaske Größe: Ca. 16 * 11 cm / 6,3 * 4,3 Zoll

Controller-Größe: Ca. 12 * 6 * 2,5 cm / 4,7 * 2,4 * 1,0 Zoll

Paketgewicht: Ca. 155