

## **Warnhinweise und Sicherheitsinformationen für die 3-Zonen Mobile Massageliege**

1. **Maximale Belastung beachten:**  
Diese Massageliege ist bis zu einem Gesamtgewicht von 250 kg belastbar (nicht punktuell). Achten Sie darauf, dass die Liege nicht überlastet wird, um die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.
2. **Sichere Nutzung:**  
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Massageliege richtig zusammengebaut und stabil montiert ist. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben, Klappen und Armlehnen fest und sicher befestigt sind.
3. **Verstellbare Funktionen vorsichtig verwenden:**  
Passen Sie die Höhe, Kopfstütze und Armlehnen der Massageliege nur in den dafür vorgesehenen Bereichen an. Vermeiden Sie eine übermäßige Verstellung oder übermäßige Krafteinwirkung, um Schäden an den Mechanismen zu verhindern.
4. **Rutschfeste Füße:**  
Achten Sie darauf, dass die Massageliege auf einer stabilen, ebenen Fläche aufgestellt wird. Die rutschfesten Füße sorgen für sicheren Stand. Vermeiden Sie das Benutzen der Liege auf unebenen oder rutschigen Oberflächen.
5. **Sauberkeit und Hygiene:**  
Um eine hygienische Nutzung zu gewährleisten, empfehlen wir, einen Schonbezug oder ein Handtuch vor der Behandlung auf die Liege zu legen. Wischen Sie die Liege nach jeder Benutzung gründlich ab, um Öle oder andere Rückstände zu entfernen.
6. **Transport und Lagerung:**  
Beim Transport oder der Lagerung der Massageliege sollten Sie darauf achten, dass die Liege nicht in extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Lagern Sie sie an einem trockenen, gut belüfteten Ort, um Schimmelbildung oder Materialverschlechterung zu vermeiden.
7. **Sicherheitsabstand bei Nutzung:**  
Stellen Sie sicher, dass sich keine scharfen Gegenstände oder harten Oberflächen in der Nähe der Massageliege befinden, die während der Nutzung Kratzer oder Risse verursachen könnten.
8. **Verwendung der Kopfstütze:**  
Die abnehmbare Kopfstütze enthält eine Gesichtsaussparung. Stellen Sie sicher, dass die Kopfstütze korrekt und sicher angebracht ist, um eine angenehme und sichere Nutzung zu gewährleisten.
9. **Wartung und Reparatur:**  
Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an der Massageliege, wie lockeren Schrauben, Rissen oder abgenutztem Polster, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Techniker. Verwenden Sie nur originale Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionalität der Liege zu erhalten.
10. **Verwendung durch Kinder:**  
Diese Massageliege ist nicht für die Nutzung durch Kinder vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugang zur Massageliege haben, da sie schwere Verletzungen verursachen kann, wenn sie unsachgemäß benutzt wird.
11. **Nicht übermäßigen Belastungen aussetzen:**  
Vermeiden Sie es, auf der Liege zu springen oder übermäßig viel Gewicht auf einer bestimmten Stelle auszuüben, da dies zu Schäden an der Struktur führen kann.

### **Wichtiger Hinweis:**

Die Massageliege ist für den professionellen Gebrauch und für den privaten Einsatz geeignet, jedoch sollte sie stets mit Sorgfalt behandelt werden, um ihre Lebensdauer und sichere Funktion zu gewährleisten.