



## Bedienungsanleitung Winch Beauty Vibe Stimulation

Das „Winch Beauty Vibe Stimulation“ ist ein Massage- und Pflegegerät für die Haut. Es eignet sich für alle Hautpartien – für den gesamten Körper ebenso wie für zartere Hautpartien im Gesichtsbereich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erholung mit unserem Produkt.

Aus Liebe zum Körper – **Winch**

# Inhaltsverzeichnis

- I. Einführung
- II. Einzelne Produktnamen
- III. Bedienung und Funktionsbeschreibung
- IV. Technische Parameter und Verpackung
- V. Sicherheitshinweise
- VI. Warnungen
- VII. Fehlerbehebungen

## I. Einführung

Das Hot & Cold Beauty Massagegerät eignet ist ein Mehrzweck-Massage- und Schönheitsgerät. Es handelt sich um ein in dieser Form einzigartiges Produkt, das kalte und heiße Schönheits-Lichtwellentherapie, Massage- und Entspannungsfunktionen in einem Gerät vereint. Sein eingebauter Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 2600 mAh wird sowohl Ihren Anforderungen zu Hause, als auch auf Reisen gerecht. Das Aufladen über USB garantiert Sicherheit und Komfort. Gönnen Sie sich mit Hilfe unseres Produktes eine Auszeit vom Alltag und verwöhnen sich mit einer angenehmen Massage!

### 1. Heiße und kalte Schönheitstherapie

Unser Gesicht hat mindestens drei Millionen Poren. Die tägliche Wäsche kann die Oberfläche der Haut reinigen und Fett in den Poren teilweise entfernen. Die Haut kann jedoch nur dann gründlich gereinigt werden, wenn das Fett in den Poren vollständig entfernt wird. Das Hot & Cold Beauty Massagegerät kann bei regelmäßiger Anwendung zu einem verbesserten Hautbild beitragen. Durch die gleichzeitige Wärme-, Kälte- und Massage-therapie kann eine bessere Durchblutung der Gesichtshaut hervorgerufen werden, die Fettrückstände verringern kann und

ebenso gegen Faltenbildung vorbeugend wirken kann. Durch die Kühlung der Gesichtshaut können die Poren verkleinert werden, die Feuchtigkeit tief in Ihrer Haut einschließen. Bei abwechselnd kalter und warmer Behandlung tritt der Effekt am häufigsten auf.

Das Schönheitsgerät kann im Wärme/Kühlmodus max. 45°C erreichen. Im Kühlmodus kühlt das Gerät auf minimal 5°C herunter. Der Wechsel von warm und kalt kann die Festigkeit und Elastizität der Haut wiederherstellen. Ebenso kann die Regeneration der Haut beschleunigt werden. Diese Art der milden Behandlung der Haut kann dazu beitragen, dass die Blutzirkulation in unteren Hautschichten angeregt und der Stoffwechsel beschleunigt wird. Weitere mögliche positive Effekte sind die Entfernung von Augenringen, Augenstreifen und die Verbesserung der Hautfeuchtigkeit.

### Mögliche Effekte kühlender Wirkung

- a. Trägt zur Straffung der Haut bei, pflegt die Elastizität der Haut und reduziert dadurch Falten
- b. Verkleinert Poren, fördert Feuchtigkeit
- c. Lindert Muskelkater, reduziert Hautermüdung,
- d. lindert Hautrötungen und Schmerzen, verhindert das wiederholte Auftreten von Akne

### Möglicher Effekte wärmender Wirkung

- a. Erwärmt die Haut, wodurch diese durch das warme und beruhigende Gefühl entspannt wird, Lindert zudem Schmerzen
- b. Stimuliert die Blutzirkulation, öffnet die Poren, verbessert die Aufnahmefähigkeit von Hautpflegeprodukten, verleiht der Haut mehr Elastizität und versorgt sie mit Feuchtigkeit

## 2. Die Lichtwellentherapie

Der Wärmeeffekt (LED Rand um Metallauflagefläche leuchtet rot) ist anwendbar für die tägliche Massage und Hautpflege.

Mögliche Effekte sind:

- a. Erhöhung der Zellaktivität, Förderung des Zellstoffwechsels, Erhöhung der Sekretion von Kollagen und

des Fasergewebes durch die Haut, Verbesserung der Blutzirkulation, Erhöhung Hautelastizität, Regeneration von matter, fahler Haut. Dadurch Erzielte Effekte: Anti-Aging, Anti-Oxidation und Hautreparatur.

- b. Gründliche Absorption durch Fibroblasten und Förderung des Zellwachstums
- c. Regeneration der Hautstruktur
- d. Erreicht natürlich aussehende, gute und elastische Haut

Kühleffekt (LED Umrandung um Metallauflagefläche leuchtet blau) ist ebenfalls anwendbar für die tägliche Massage und Hautpflege.

Mögliche Effekte sind:

- a. Rasche Hemmung von Entzündungen.
- b. Kann Bakterien bekämpfen und die Bildung von Akne minimieren, ohne das Hautgewebe zu schädigen
- c. Ebenso möglich durch Entzündung verursachte Akne innerhalb sehr kurzer Zeit deutlich zu reduzieren und zu heilen
- d. Die entzündungshemmende, Akne entfernende und beruhigende Wirkung kann die Drüsenfunktion der Haut regulieren und vernarbte Haut wirksam glätten!

### **3. Massage mit hochfrequenter Vibration**

Der Superhochfrequenzmotor kann mit 4000-8000 Umdrehungen pro Minute den Massagekopf antreiben. Die hochfrequenten Bewegungen des Massagekopfes wirken tief auf den behandelten Bereich ein, um die Blutzirkulation zu fördern, Muskelkater zu reduzieren und Müdigkeit zu lindern.

## II. Einzelne Produktnamen

- 1 Hauptschalter
- 2 Massage Einstellungen
- 3 Kälteeinstellungen
- 4 Wärmeeinstellungen
- 5 Massagekopf
- 6 USB Ladeanschluss
- 7 Schutzhülle für die heiß/kalt Metallauflagefläche
- 8 Heiß/Kalt Metallauflagefläche
- 9 Konvektionsfenster



### III. Bedienung und Funktionsbeschreibung

Bitte überprüfen Sie zuerst die Vollständigkeit des Geräts und des Zubehörs.

#### 1. Das Produkt laden

- Wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird, schließen Sie ein Ende des USB- Kabels an den Ladeanschluss (6) an und stecken das andere Ende an eine externe Stromquelle an;
- Während das Produkt aufgeladen wird, leuchtet das LED-Panel des Hauptschalters rot; das LED-Panel leuchtet violett, wenn es vollständig aufgeladen ist; die Ladezeit beträgt 4-6 Stunden;
- Während des Ladevorgangs kann das Produkt nicht gestartet werden
- Das Gerät verwendet eine leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie.
- Die Batterielebensdauer hängt von der Funktion des Produkts ab. Einzelheiten entnehmen Sie den technischen Beschreibungen.
- Wenn die Batterie schwach ist, blinkt die LED-Leuchte des Hauptschalters (1). Das Gerät schaltet sich automatisch ab. Bitte laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es wiederverwenden!

#### 2. Starten der Massagefunktion

- Wenn die Haut im Massagebereich sehr empfindlich ist, gehen Sie bei der Anwendung bitte vorsichtig vor und schützen die Haut gegebenenfalls durch Hautpflegeprodukte;
- Laden Sie das Gerät vollständig auf, drücken Sie leicht auf den Netzschalter (1) und das Produkt beginnt automatisch mit der Massagefunktion; Lassen Sie den Massagekopf mit sanften Druck über die gewünschten Punkte gleiten.

- Es stehen drei Massage Intensitäten zur Verfügung: Drücken Sie den Massage Einsteller (2) kontinuierlich mehrmals nacheinander, um zwischen den Massagestufen zu wechseln;
- Es gibt drei verschiedene Intensitätsstufen die am Funktionsknopf angezeigt werden:  
blau ist Stufe 1, violett ist Stufe 2, rot ist Stufe 3
- Die Massagefunktion wird automatisch auf 10 Minuten eingestellt. Sie schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Für die weitere Verwendung schalten Sie die Funktion bitte wieder ein.

### 3. Bedienen der Kühlfunktion

#### **Achtung:**

Sollte die Kühlfunktion nicht auf Anrieb kühlen, so schalten Sie zuerst die Wärmefunktion auf höchster Stufe ein, bevor Sie die Kältefunktion in Anspruch nehmen.

- Wenn Sie die Kühlfunktion aktivieren, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Haut sauber ist;
- Über der Metallaufgabefläche befindet sich eine Plastikabdeckung zum Schutz. Entfernen Sie diese vor der Behandlung und bringen Sie sie nach der Behandlung wieder an;
- Drücken Sie den Hauptschalter (1) und das Produkt beginnt automatisch mit der Massage. Sie können die Kühltaste (3) drücken, um in den Kühlmodus zu gelangen;
- Es stehen drei Kühltemperaturstufen zur Verfügung: Drücken Sie die Funktionstaste (3) kontinuierlich mehrmals nacheinander, um zwischen den Kühlstufen zu wechseln;
- Die blaue LED-Farbe am Funktionsknopf ist Stufe 1 (ca.  $15\pm 5^{\circ}\text{C}$ ), die violette Farbe ist Stufe 2 (ca.  $10\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) und die rote Farbe ist Stufe 3 (ca.  $5\pm 5^{\circ}\text{C}$ );
- Der Kühlmodus wird automatisch auf 3 Minuten eingestellt. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Für den weiteren Gebrauch wiederholen Sie bitte die oben genannten Vorgänge.

#### **4. Bedienen der Wärmefunktion**

- Bevor Sie die Wärmefunktion aktivieren, achten Sie bitte darauf, dass Ihre Haut sauber ist.
- Entfernen Sie ebenfalls die Plastikabdeckung.
- Drücken Sie den Hauptschalter (1) und das Produkt beginnt automatisch mit der Massage. Sie können nun die Heize Taste (4) drücken, um in den Heizmodus zu gelangen.
- Es stehen drei Wärmetemperaturstufen zur Verfügung. Drücken Sie die Funktionstaste (4) mehrmals nacheinander, um zwischen den verschiedenen Wärmestufen zu wechseln. Die blaue LED-Farbe an der Funktionstaste steht für Stufe 1 (ca.  $35\pm 5^{\circ}\text{C}$ ), violette Farbe ist Stufe 2 (ca.  $40\pm 5^{\circ}\text{C}$ ) und rote Farbe ist Stufe 3 (ca.  $40\pm 5^{\circ}\text{C}$ ).
- Der Heizmodus wird automatisch nach 3 Minuten ausgestellt. Für den weiteren Gebrauch wiederholen Sie bitte die oben genannten Vorgänge.

#### **5. Funktionsweisen**

Dieses Gerät verfügt über drei Funktionen, zwischen denen Sie auswählen können (Kühlfunktion, Wärmefunktion und Massagefunktion). Eine Kühlung/Erwärmung binnen 5 Sekunden im Wechsel ist möglich.

#### **6. Wartezeiten**

Nachdem dieses Gerät den Kühlmodus/Wärmemodus herunterfährt, kann die Temperatur des Metalls noch einige Zeit konstant bleiben. In diesem Fall bitten wir Sie einfach zu warten, bis die Temperatur sich wieder normalisiert hat. Die Kühlfunktion/Wärmefunktion für den nächsten Einsatz wird dadurch nicht beeinträchtigt.

#### **7. Dauer der Anwendung**

Es wird empfohlen, dass jede Massageanwendung dieses Gerätes nicht länger als 10 Minuten dauern sollte. Je nach



Hautbeschaffenheit empfehlen wir eine Kühl- oder Wärmebehandlung von bis zu 6 Minuten.

## 8. Empfohlene Verwendung

Wir empfehlen folgende Verwendung der Kühl-/Wärmefunktion:

- a. Tiefenreinigung: Nachdem Sie das Gesicht mit einer Gesichtswäsche gründlich gereinigt haben, starten Sie den Heizmodus und die Wärme öffnet Ihre Poren. Waschen Sie anschließend nochmals die Haut. Der tief sitzende Schmutz sollte sich nun besser lösen können.
- b. Hautpflege: Waschen Sie Ihr Gesicht, tragen Sie kosmetische Hautpflege auf Ihr Gesicht auf und starten Sie den Erwärmungsmodus um Ihre Haut zu pflegen.
- c. Hautstraffung: Nachdem die Hautpflegeprodukte aufgenommen wurden, starten Sie den Kühlmodus, um die Poren zu verkleinern, die Haut zu straffen und zur weiteren Absorption einzumassieren.

## IV. Technische Parameter und Verpackung

Produktname:	Hot & Cold Beauty Massagegerät
Produktmodell:	KR-B012
Input Spannung:	USB 5V; 1000 mAh
Akku:	3,7V; 2600mAh
Temperaturbereich:	5-45°C (±5°C)
Motordrehzahl:	4000-8000 U/min
Energie:	MAX: 10W
Nettogewicht Gerät:	370g
Ladezeit:	4-6 Stunden
Abmessung des Gerätes:	28 x 6,5 x 6cm
Produktausführungsstandard:	GB4706.15-2008
Batterielebensdauer:	Automatische Zeitsteuerung:
1,5-2,5 Stunden mit Vibration	10 min mit Vibration
1,5-2,5 Stunden mit Kühlung	3 min mit Kühlung
4-5 Stunden mit Heizung	3 min mit Heizung

## V. Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
2. Bitte verwenden Sie das Hot & Cold Beauty Massagegerät gemäß dem angegebenen Verfahren.
3. Bitte verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere als die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke.
4. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht. Bitte wenden Sie sich an eine professionelle Reparaturwerkstatt, wenn eine Reparatur erforderlich ist.
5. Bitte setzen Sie das Gerät nicht in einer heißen und feuchten Umgebung aus, um Funktionsstörungen oder Schäden zu vermeiden.
6. Bitte lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt neben elektrischen Geräten stehen, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden.
7. Bitte laden Sie das Gerät nicht unter nassen Bedingungen auf, um Kurzschluss, Stromschlag oder Feuer zu vermeiden.
8. Bitte erlauben Sie Kindern oder Personen mit Einschränkungen nicht, das Gerät zu benutzen. Minderjährige müssen von Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie das Gerät nutzen.
9. Die Metallauflagefläche kann mit einem saubere Handtuch oder einer kleinen Menge Ethylalkohol abgewischt und desinfiziert werden.
10. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder den Gebrauch in korrosiver Umgebung.

## VI. Warnungen

1. Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, sollten Sie ein Anzeichen eines Defektes feststellen. Die weitere Nutzung kann gefährlich sein.
2. Unsachgemäßer Gebrauch kann das Gerät beschädigen.
3. Wenn Sie das Gerät benutzen, kann eine nachträgliche Pflege an den behandelten Stellen mit geeigneten Pflegeprodukten Trockenheit der Haut vorbeugen.
4. Verwenden Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist, um einen Kurzschluss oder Brand zu vermeiden.
5. Personen, die empfindlich auf Vibrationen oder Massage reagieren, müssen das Produkt mit Vorsicht verwenden.
6. Personen mit folgenden Problemen sollten das Produkt nicht verwenden: Herzkrankheiten, hohes Fieber, Infektionskrankheiten, bösartige Tumore, offenen Schnitte auf der Haut, akute Krankheiten. Menschen, die medizinische Elektrogeräte benutzen, Menschen, die an Hautkrankheiten leiden, schwangere oder stillende Frauen, Menschen mit übermäßigem Sonnenbrand, Menschen mit überempfindlicher Haut.

## VII. Fehlerbehebung

Falls das Gerät während des Gebrauchs ausfällt, überprüfen Sie zunächst auf auffällige Schäden. Wenn Sie das Problem nicht beheben können oder das Produkt immer noch nicht funktioniert, schalten Sie bitte den Strom aus und wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum unter:

**info@winch.one**

Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht ohne Genehmigung und versuchen Sie nicht, es selbstständig zu reparieren.

## Grundlegende Aufschlüsselung

## Mögliche Ursachen

## Wichtige Informationen

Das Produkt lädt nicht auf.

1. Sie verwenden nicht das für das Produkt mitgelieferte USB-Kabel
2. Das Ladegerät ist defekt

Bitte verwenden Sie das für das Produkt mitgelieferte USB-Kabel sowie den Adapter.

Kann nach längerer Zeit nicht mehr vollständig aufgeladen werden (die Anzeige bleibt rot)

Unzureichende Spannung des Ladegerätes

Wechseln Sie die Ladestromquelle oder laden Sie das Gerät am Computer auf, die Ladezeit für verschiedene Ladestromquellen kann variieren.

Ausfall der Kühlung oder Heizung

Auftritt eines Fehler der Kühl- oder Wärmefunktion, wenn die Stromversorgung verfügbar ist

Sollte ein interner Schaden aus einem bestimmten Grund entstehen, bitten wir Sie sich an die: [info@winch.one](mailto:info@winch.one) zu wenden

Das Gerät funktioniert nicht mehr

1. Die Batterie ist leer
2. Die automatisch gestellte Zeit ist abgelaufen

Laden Sie das Gerät auf. Schalten Sie es danach erneut ein und wählen die gewünschte Funktion

Das Gerät gibt bei eingeschalteter Massagefunktion ein ungewöhnliches Summen ab.

Wenden Sie sich an den Kundenservice

[info@winch.one](mailto:info@winch.one)

Fehlfunktion oder Ausfall des Massagekopfes nach dem Start

Wenden Sie sich an den Kundenservice

[info@winch.one](mailto:info@winch.one)



Bei Fragen zur Verwendung oder der Wirkungsweise, sowie bei Problemen bei der Handhabung kommen Sie bitte auf uns zu. Wir stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Wenden Sie sich einfach an „[info@winch.one](mailto:info@winch.one)“ und beschreiben Sie ihr Anliegen!

*Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Produkt und bedanken uns für das entgegen gebrachte Vertrauen!*

Ihr Winch Team

## Entsorgungshinweise

Elektro- und Elektronikaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie dürfen Ihre Altgeräte daher nicht einfach wegwerfen, sondern müssen diese der Wiederverwertung zuführen.

Zur Verbesserung der Mülltrennung sieht das ElektroG daher vor, dass alle Elektro- und Elektronikgeräte dauerhaft mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet werden müssen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Alt-Gerät umschlossen sind, müssen vor der Entsorgung aus den Altgeräten getrennt werden.

Batterien gehören ebenfalls nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie grundsätzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bei den Sonderstellen abzugeben.



**Winch**

**A00211**

**Imported and distributed by  
Winch GmbH  
Pelkovenstraße 148  
80992 München**