

I Betriebsverfahren

Bedienung der Haupteinheit

1. Zuerst befeuchten Sie die Haut des Halsteils und tragen Sie das Produkt.
2. Halten Sie das Scrollrad 2 Sekunden lang gedrückt und schalten Sie das Hauptgerät mit der Sprachansage ein. Die Standardstufe ist 0. Sie erhöht sich um 1 Stufe, wenn Sie das Rad nach oben rollen; wenn Sie das Rad nach unten rollen, verringert sie sich um 1 Stufe. Die Stufen variieren von 0-9. Während des Scrollens gibt das Hauptgerät eine Sprachansage der aktuellen Stufe aus.
3. Drücken Sie kurz auf das Scrollrad der Haupteinheit, um zwischen den Massagemodi zu wechseln: Drücken-Modus, Kneten-Modus, Schlagen-Modus, Integriert-Modus. Bei jedem Wechsel des Modus kehrt die Intensität auf die Standardstufe 0 zurück. Beim erneuten Einschalten stellt das Gerät den zuletzt vor dem Ausschalten gewählten Massagemodus wieder her.
4. Drücken und halten Sie das Scrollrad für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
5. Drücken Sie kurz die Heiße Kompressionstaste, um die Heizstufen zu wechseln: niedrige Hitze, mittlere Hitze, hohe Hitze, Hitze aus. Das Hauptgerät gibt nach der Betätigung eine Sprachausgabe der aktuellen Heizstufen aus. Die Temperaturen für die niedrige Heizstufe, die mittlere Heizstufe und die hohe Heizstufe betragen 38 °C, 40 °C bzw. 42 °C.
6. Das Hauptgerät hat eine Zeitsteuerung für 15 Minuten und stoppt die Massage automatisch nach 15 Minuten.
7. Wenn die Haupteinheit eingeschaltet ist, schaltet sie sich nach 120 Sekunden automatisch aus, wenn das Produkt nicht richtig getragen oder die Haupteinheit nicht bedient wird.

⚠ Gefahr

- Bitte verwenden Sie das Produkt niemals mit den folgenden medizinischen elektronischen Geräten:
 1. Herzschrittmacher und andere implantierbare medizinische elektronische Geräte;
 2. Medizinische elektronische Geräte wie ECMO, die das Leben erhalten;
 3. Elektrokardiograph und andere medizinische elektronische Geräte;
 - Es kann zu Fehlfunktionen dieser medizinischen elektronischen Geräte führen, die lebensbedrohlich sein kann.
 4. Es ist nicht erlaubt in Tankstellen, Werkstätten mit übermäßigen Stäuben, Gas und anderen Orten mit brennbarem und explosivem Material.

⚠ Warnung

- Wenn das Hochfrequenz-Chirurgiegerät und das Massagegerät gleichzeitig an einem Patienten angewendet werden, können die Massagepads des Massagegeräts Verbrennungen verursachen oder das Massagegerät beschädigen.
- Wenn das Produkt in der Nähe (1M) eines Kurzwellen- oder Mikrowellen-Therapiegeräts verwendet wird, kann die Leistung des Produkts instabil sein.
- Berühren Sie während der Massage keine Wunden und Narben mit den Massagepads.
- Legen Sie die Massagepads während der Massage nicht in die Nähe des Herzens. Andernfalls erhöht sich das Risiko von Herzflimmern.
- Das Produkt wird für die Verwendung durch einen Benutzer empfohlen. Falls es von zwei oder mehr Anwendern benutzt wird, sollten die Massagepads vor der Benutzung gereinigt werden.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten die Massagepads fest und gleichmäßig auf der Haut aufliegen.
- Die Massagepads des Massagegeräts haben eine Heizfunktion. Ein heißer Druck auf dieselbe Stelle über einen längeren Zeitraum (mehr als 15 Minuten) kann zu Verbrennungen bei niedrigen Temperaturen führen.
- Falls Sie während oder nach der Verwendung Beschwerden haben, beenden Sie die Verwendung und suchen Sie einen Arzt auf.
- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Batterie. Zerlegen Sie das Produkt nicht, modifizieren Sie es nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und werfen Sie es nicht ins Feuer, da es sonst zu Produktschäden oder Explosionen kommen kann.
- Bitte suchen Sie in den folgenden Situationen Ihren Arzt auf. Andernfalls kann es zu einem Unfall oder Unwohlsein kommen.
 1. Patienten, die sich in medizinischer Behandlung befinden und sich unwohl fühlen.
 2. Patienten, die unter anormalen Herzbedingungen und Hirnnerven leiden.
 3. Patienten, deren Temperatur 38 Grad übersteigt (Fieber).
 4. Patienten, die an Infektionskrankheiten leiden.
 5. Patienten, die an einer Wahrnehmungsstörung der Haut oder an Hautanomalien leiden.
 6. Patienten, die Medikamente einnehmen.
 7. Patienten mit abnormalem Blutdruck.
 8. Patienten, die sich nicht frei äußern können.
 9. Patienten, die an Empfindungsstörungen aufgrund von peripheren Durchblutungsstörungen durch Diabetes usw. leiden.
 10. Patienten mit Hautallergien gegen Massagepads aus rostfreiem Stahl.
- Die Verwendung ist unter den folgenden Umständen verboten
 1. Patienten mit bösartigen Tumoren
 2. Patienten mit Hämorrhagie-Tendenz
 3. Schwangere und liegende Frauen
 4. Patienten mit akuter eitriger Entzündung
 5. Träger von Herzschrittmachern

6. Patienten mit Metallimplantaten
7. In der Nähe des menschlichen Herzens

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe des Herzens, oberhalb des Halses, des Kopfes, des Mundes, der Geschlechtsteile oder an Stellen mit Hauterkrankungen und massieren Sie nicht gleichzeitig die Fußsohlen beider Füße. Drücken Sie außerdem bei der Anwendung nicht auf die inneren Organe. Andernfalls kann es zu einem Unfall oder Unwohlsein kommen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit anderen medizinischen Geräten und verwenden Sie nicht mehr als zwei Sets des Produkts zur gleichen Zeit. Andernfalls kann es zu Übelkeit oder Unwohlsein kommen.
- Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als die in der Gebrauchsanweisung beschriebene Massage. Andernfalls kann es zu Unfällen und Fehlfunktionen kommen.
- Verwenden Sie die Massagepads nicht mit fehlenden oder beschädigten Oberflächen. Andernfalls kann es zu Unfällen oder Fehlfunktionen kommen.
- Demontieren, reparieren und modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag kommen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein.