



i Neck  
a ir **2**

breo









**breo**




## CONTENTS





Precautions	<b>03</b>
Product configuration	<b>08</b>
Product features	<b>09</b>
Product functions	<b>10</b>
Battery removal steps	<b>19</b>
Troubleshooting	<b>20</b>
Protection	<b>21</b>
Product information	<b>23</b>

## EN Precautions

To ensure safe and correct use of the product, please read the Operation Manual in detail before use. Our company will assume no liability for any consequences arising from use of the product improperly or without observing the instructions.

	Do not use the product during driving.
	Prior to use, please remove any jewelry or object that may affect massage from the massage position.
	Do not use the product in bathroom or other damp environments.
	Keep the product away from water and fire sources and corrosive environments.
	Please observe safety regulations when using the product in specific environments.
	Do not use the product if the massage position has undergone operation.

	Do not use the product if the massage position has skin injury, redness and inflammation, congestion or other discomfort symptoms.
	Persons with heart disease or history of heart disease, or with acute disease, skin disease, malignant tumor or physical abnormality should not use the product. Persons with bleeding tendency or other blood diseases, or with osteoporosis, soft-tissue disorders or apoplexia should not use the product. Persons with slow action, psychosomatic disorders or disturbance of intelligence should not use the product; please follow the doctor's advice if any of these persons intends to use the product. Stop using the product in case of any discomfort during use.
	Women who are pregnant or in menstrual period should not use the massager.

	This device is not intended for use by children under the age of 8. Children aged between 8 and 12 must be supervised while using the device.
	Use alcohol cotton to clean the external appearance; avoid using water for cleaning.
	Do not use any sharp objects to scratch or stab the product.
	<p>The product is an electronic wellness product for home use rather than a medical device. It is not intended for diagnosis, therapy or other commercial purposes.</p> <p>It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.</p> <p>Cut off power supply immediately in case of any abnormality during use. Do not attempt to disassemble or repair the product.</p> <p>Models with moxibustion function will have a heated surface. Persons who insensitive to heat must caution for potential injury when using the appliance.</p>

5

**EN**

## NOTES

**Necessary knowledge****※About use frequency**

Use as needed, 10-30min each time. A proper interval is suggested before reuse.

Overuse may result in physical discomfort, or neck or skin injury.

Therefore, when the product is used for the first time, it is necessary to observe the physical condition and the neck, shoulder and skin changes, and reduce the use time as much as possible.

**※About suitable size**

The product is suitable for neck circumference between 30-40cm.

**※About usage**

When using the product, please close your eyes, lean back in the chair and totally relax your body.

Please remove your necklace and other jewelry, behind-neck

6

headphone, around-the-neck name badge, etc.


If you feel pain or discomfort around your neck or shoulders, please stop using the product and seek medical advice immediately.

#### ※About the status after use

Your neck and the areas around your neck may become red in a short time, but will be recovered after a period of time.

#### ※Miscellaneous

Sounds like "buzz", "puff" and "boom" will be heard during use. These sounds are produced when the massage head rotates and during air flow regulation, which should not be considered as abnormality of the product.





Kneading  
massage



Warm  
Compress




Automatic  
inflation



Easy  
folding

9




Main unit

Air vent valve


Operation area

Pull strap buckle



Pressure relief valve

10



11

EN

### Charging method

- 1 Open the external silicone plug in the port.
- 2 Insert the Micro USB connector on the USB connecting cable to the Micro USB port on the main unit.
- 3 Insert the power adapter to the power outlet.

The main unit produces the "beep" sound; then the charging light on the control panel flickers.

After charging, the charging light remains on.

※During charging, it is normal that the main unit and the power adapter get heated slightly.

### Charging time

- 1 It takes about 3.5 hours to fully charge the battery.
- 2 Upon full charging, the product can be used 10 times if it is used for 10 min (MODE 1, MODE 2) or 30min (MODE 3) every time.

(There might be slight difference due to the difference in ambient temperature)

- 3 Please charge the battery immediately when the charging


12



light flickers.

**After charging**

- 1 Unplug the power adapter, and disconnect the Micro USB connector from the main unit.
- 2 Close the external silicone plug in the port.



## EN **Wearing method**

### **1 Press the button in the middle of the pull strap buckles to separate the buckles**

The product is suitable for neck circumference up to 40cm.


※ To avoid damage, please do not press the middle button with force when the buckle is not fastened.

### **2 Hold the two ends of the main unit by both hands; pass from the top to the rear of your head to wear the product at your neck**

After wearing, the operation panel may be on your left or right side

You can distinguish the button positions and types by touch.

**Both the Power and Mode buttons use concave design; dot bulge exists beside the Power button.**



## EN Correct usage

The product should not be used while charging. After charging, unplug the power adapter before using the product.

**1** Long press the Power On/Off button to power on the product.

The main unit produces a "beep" sound; then the light indicator on the control panel comes on; MODE 1 is activated by default, and the Hot Compress function is enabled.

**2** As per your own need, you can select your favorite massage mode by pressing the Power On/Off and Mode buttons.

Upon startup, short press the Power On/Off button to separately disable or enable the Hot Compress function;

Upon startup, short press the Mode button to select among the following three modes;

**MODE 1 The total time is 10min**

massage is enabled; the massage rotation direction is changed at a fixed time;

**MODE 2 The total time is 10min**

massage is enabled; the massage head is retrieved at a fixed

time and is extended again for massage after a short interval;

**The total time is 30min**

massage is disabled; the massage head is retrieved.

**3** Wear the product at your neck. When using the product, please relax your neck and shoulders, lean back in the chair and totally relax your body. Or pull down the pull strap buckles to control the pressure exerted by the massage head on the neck.

**4** A long "beep" sound will be heard after use for 15min or 30min; then the light indicator on the control panel goes out, and power supply is cut off automatically.

**5** How to manually cut off power supply

Long press the Power On/Off button for over 2s; when a long "beep" sound is heard, power supply is cut off automatically.

**6** After use

Press the button in the middle of the pull strap buckles to separate the buckles; hold the two ends of the main unit by both hands to remove the main unit.

※2. Please observe the neck and skin changes when the product is used for the first time or by those with sensitive skin

## EN Operation steps for battery removal

- 1 Cut off the external power supply, and remove the product housing;
- 2 Disconnect the power supply to the battery;
- 3 Remove the battery;
- 4 Place the waste battery at a fixed recycling station;
- 5 Please observe local environmental protection laws and waste disposal guidelines and protect the environment.

### Notes:

- Remove the battery out of the appliance before scrapping the appliance;
- The appliance must be disconnected from power supply before removing the battery;
- The battery should be disposed of safely.



**Except professionals, no one shall attempt to remove the battery!**

## EN Troubleshooting

Please perform the following checks in case of any failure occurring during operation. If the failure cannot be eliminated or the product still cannot work ideally, please cut off power supply and ask a professional technician to repair it. Never attempt to disassemble the product.

Symptom	Possible cause	Basic solution
Power-on failure	Check whether the battery level is too low	If yes, please charge the battery timely
Low massage intensity	Check whether the battery level is low	If yes, please charge the battery timely

If the problem cannot be solved after troubleshooting, please send an email to [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com).



EN

PROTECTION

### **Storage**

When the storage period exceeds 3 months, unpack the product, and check and recharge it before use. Do not place the product tightly close to floor, wall and ceiling. The indoor environment should be well-ventilated; keep away from strong sunlight and corrosive gas.

### **Transport**

The product package is provided with simple shockproof measures, therefore is suitable for transport by air, rail, road and sea. Keep away from rain and snow, and avoid inversion and collision.

### **Check of power supply**

Check the power supply; do not power on the product if the supply voltage is beyond the specified range.

### **Maintenance**

Take measures to resist moisture, rats and pollution. Cleaning should be carried out when the product is powered off. After use, put the device in a safe place; do not place any heavy objects on the device. In case of any failure, please



21

ask a professional technician to repair it. Do not attempt to disassemble the product.

### **Disposal and Recycle**

The product should not be abandoned along with domestic wastes. Dispose of the product according to local environmental laws and guidelines.


Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



22

EN

Product name	breo iNeck air 2
Product model	neck 2b1
Rated voltage	5V 
Rated power	5W
Battery capacity	2300mAh
Product weight	700g
Product size	L310×W300×H100(mm)

**Shenzhen Breo Technology Co., LTD**

19/F, Hisense Southern Building, No.1777 Chuangye Road, Yuehai Street,  
Nanshan District, Shenzhen 518054, China  
www.breo.com support@breocare.com



23

**目录**

注意事项	25
产品配置	29
产品特点	30
产品功能	31
电池拆解步骤	39
故障检修	40
环保卡信息	41
保护	42
产品信息	43

24






CN

## 注意事项

为确保您正确安全使用本产品,使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。对于不正确使用或不遵守本产品相关说明使用所造成的后果,本公司概不负责。

	请勿驾驶时使用本产品。
	使用时,请去除该部位的饰品或可能影响按摩的物品。
	请勿在浴室等潮湿环境中使用。
	请将本产品远离水源、火源及具有腐蚀性的环境。
	在特定环境下使用时,请遵守安全法规。 按摩部位实施过手术者请勿使用。
	按摩部位有皮肤损伤、红肿炎症、淤血等不适症状者请勿使用。

25

	有心脏病或病史者、急性病患者、皮肤病患者、恶性肿瘤患者、身体异常者请勿使用。 有出血倾向等血液病者、骨质疏松、软组织疾病者、中风者请勿使用。 有行动迟缓、身心功能不适或智能障碍者请勿使用,若需使用请遵照医嘱。 使用过程中如有不适请停止使用。
	孕妇、月经期妇女请勿使用按摩器。
	8岁以下儿童禁止使用,8-12岁儿童必须在父母或有监督能力人的指导和看护下使用。
	如需清洁外观,应用酒精棉花清洁,避免用水清洁。
	请勿使用尖锐物品划、刺本产品。

26



本产品为家用电子保健产品，不作为医疗器械，不适用于诊断、治疗和其他商业用途。

该设备只能由设备上标识的安全电压进行充电，并注意用电安全。

使用时出现异常现象，请立即切断电源，请勿自行拆装修理。

部分机型带有热灸功能，器具有发热表面，对热不敏感的人使用时必须注意。

## CN

产品功能

## 必备知识

### ※ 关于使用频率

按需使用，一次在 10 分钟—30 分钟以内，建议一次使用后适当间隔再使用。如果使用过度，有可能导致身体不适、颈部、皮肤受伤。因此初次使用时，需要观察身体状况以及肩颈和皮肤的变化，尽量缩短使用时间。

### ※ 关于适合的尺寸

本产品适用的颈围约为 30 厘米到 40 厘米。

### ※ 关于使用方法

使用本产品时，请闭上双眼，靠在椅背上，将身体完全放松。请将项链等首饰、颈挂耳机、颈挂名牌等取下。如果感到肩颈周围出现疼痛或不适时，请停止使用，立即就医。


### ※ 关于使用后的状态

颈部及周围有可能短时间变红，但是过一段时间之后就会恢复原状。

### ※ 其它

在使用中会发出“嗡嗡”、“噗”、“嘞”的声音，这是按摩头转动及进行气流调节时发出的声音，并非产品出现的异常。





iNeck air 2

收纳袋

充电线

说明书




揉捏按摩


温感热敷

自动充气

方便折叠



31



32

## CN

### 充电方法

- 1 打开插孔外硅胶塞。
- 2 将 USB 连线上的 Micro USB 插头插入主机的 Micro USB 插口。
- 3 将电源适配器插入插座。

主机发出“嘀”的提示音，随后控制面板上的充电灯闪烁。

充电完成以后，充电灯长亮。

※ 充电当中主机和电源适配器稍稍发热属于正常现象。

### 充电时间


- 1 充满电需要大约 3.5 个小时。
- 2 在充满电时，每次使用 10 分钟（模式一、模式二）或 30 分钟（模式三）的情况下，可以使用 10 次。

（由于周围的使用温度不同，会有微弱差异）

- 3 在充电灯闪烁时，请立即充电。

### 充电结束后

- 1 拔下电源适配器，将 Micro USB 插头从主机拔下。
- 2 将插孔外硅胶塞盖好。



CN

## 佩戴方法

### 1 按压拉带扣中间的按钮，将拉带扣分开；

本产品适用的最大颈围约为 40 厘米。


※ 拉带扣未扣住时，请勿用力按压中间的按钮，以免造成损坏。

### 2 双手握在主机两端，从头顶绕到脑后，将本产品佩戴在颈部。

佩戴后操作面板可能在左边或右边，可以通过触摸分辨出按键位置及种类。

开机键和模式键均为凹陷设计，开机键旁有点状凸起。

佩戴方式



## CN 正确的使用方法

本产品不能在充电的同时使用。请在充电结束之后，将电源适配器拔下后使用。

### 1 长按开关键，就可以打开电源

主机发出“嘀”的声音，随后控制面板上点亮，默认进入模式一旦热敷功能打开。

### 2 根据自己的需求，按开关键和模式键调整自己最喜欢的按摩方式

开机后，短按开关键可以单独关闭或打开热敷功能；

开机后，短按模式键可以从如下的三种模式中进行选择。

#### 模式 1

总定时 10 分钟，按摩开启，定时转换按摩旋转方向；

#### 模式 2

总定时 10 分钟，按摩开启，定时回收按摩头短暂间歇再伸出按摩；

#### 模式 3

总定时 30 分钟，按摩关闭，按摩头收回。

3 将本产品佩戴在颈部，使用本产品时，请放松肩颈，靠在椅背上，将身体完全放松。或者向下拉住拉带扣，控制按摩头对颈部的压力。

4 使用 10 分钟或 30 分钟以后会发出较长的“嘀”声，随后控制面板灭灯，电源自动切断。

### 5 手动切断电源的方法

请将开关键长按两秒以上，发出较长的“嘀”声以后，电源自动切断。

### 6 使用之后

按压拉带扣中间的按钮，将拉带扣分开，双手握住主机两端，取下主机。

※ 初次使用，或皮肤敏感的人士，请在使用时观察颈部和皮肤的变化。

## CN 拆卸电池操作步骤

- 1 切断外接电源，拆掉产品外壳；
- 2 拔掉电池上的电源；
- 3 拆卸电池；
- 4 废弃电池请放置到固定的回收点；
- 5 请遵守当地环境保护法律与废弃指南，爱护环境。

### 注意

- 在废弃器具前，必须将电池从器具中取出；
- 在取出电池时，器具必须要断电；
- 电池应安全地处置。



**非专业人员请勿自行拆卸！**

## CN 故障检修

使用操作时如出现故障，请进行以下检查，如果无法排除故障或本产品仍无法理想操作，请切断电源，应由专业技术人员维修，请勿自行拆装本产品！

基本故障	可能引发的原因	基本解决方法
无法开机	电池电量是否不足	如果是，请及时充电
按摩力度弱	电池电量是否微弱	如果是，请及时充电

如排查后仍无法解决，请联系support@breocare.com。

**CN**

环保卡信息

**本产品有害物质名称及含量标识如下表**

部件名称	有害物质					
	铅 pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件 ※	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
导线	×	○	○	○	○	○
电机	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

※：电路板组件包括印刷电路板机器构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

**环保使用期限说明**

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品。含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为 10 年。

**CN**

保护

**贮存**

贮存期超过 3 个月时，应开箱检查对机器重新充电再使用。放置时不可紧靠地面、墙壁和房顶。室内应通风良好，避免强烈日光照射和腐蚀气体侵蚀。

**运输**

产品包装设有简易防震设施，适合航空、铁路、公路及轮船运输，应避免雨、雪淋溅，倒置和碰撞。

**电源检查**

检查供电电源，若电源电压超出规定的范围时不得开机使用。

**保养**

采取防潮、防鼠、防污染措施。清洁时应在关机的状态下进行。使用后应将仪器放置于安全场所，切勿在仪器上搁置重物。当出现故障时应请专业技术人员维修，非专业人员不可自行拆装产品。

**弃置与回收**

本产品不应随居家废弃物一起丢弃。当您决定弃置本产品时，请遵照当地环境法律与指南丢弃。

CN

产品名称	倍轻松空气按摩颈枕
产品型号	neck 2b1
额定电压	5V 
额定功率	5W
电池容量	2300mAh
产品重量	700g
产品尺寸	L310×W300×H100(mm)

### 深圳市倍轻松科技股份有限公司

深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼

[www.breo.com](http://www.breo.com) [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com)









### 目錄






注意事項	45
產品配置	50
產品特點	51
產品功能	52
電池拆解步驟	60
故障檢修	61
保護	62
產品信息	63



## 注意事項

為確保您正確安全使用本產品，使用前請務必詳細閱讀《使用說明書》。對於不正確使用或不遵守本產品相關說明使用所造成的後果，本公司概不負責。

	請勿駕駛時使用本產品。
	使用時，請去除該部位的飾品或可能影響按摩的物品。
	請勿在浴室等潮濕環境中使用。
	請將本產品遠離水源、火源及具有腐蝕性的環境。
	在特定環境下使用時，請遵守安全法規。 按摩部位實施過手術者請勿使用。
	按摩部位有皮膚損傷、紅腫炎症、淤血等不適症狀者請勿使用。

	有心臟病或病史者、急性病患者、皮膚病患者、惡性腫瘤患者、身體異常者請勿使用。 有出血傾向等血液病者、骨質疏鬆、軟組織疾病者、中風者請勿使用。 有行動遲緩、身心功能不適或智能障礙者請勿使用，若需使用請遵照醫囑。 使用過程中如有不適請停止使用。
	孕婦、月經期婦女請勿使用按摩器。
	8歲以下兒童禁止使用，8-12 歲兒童必須在父母或有監督能力人的指導和看護下使用。
	如需清潔外觀，應用酒精棉花清潔，避免用水清潔。
	請勿使用尖銳物品劃、刺本產品。



本產品為家用電子保健產品，不作為醫療器械，不適用於診斷、治療和其他商業用途。

該設備只能由設備上標識的安全電壓進行充電，並註意用電安全。

使用時出現異常現象，請立即切斷電源，請勿自行拆裝修理。

部分機型帶有熱灸功能，器具有發熱表面，對熱不敏感的人使用時必須注意。

ZH  
TW

產品  
功能

## 必備知識

### ※ 關於使用頻率

按需使用，一次在 10 分鐘或 30 分鐘以內，建議一次使用後適當間隔再使用。如果使用過度，有可能導致身體不適、頸部、皮膚受傷。因此初次使用時，需要觀察身體狀況以及肩頸和皮膚的變化，盡量縮短使用時間。

### ※ 關於適合的尺寸

本產品適用的頸圍約為 30 厘米到 40 厘米。

### ※ 關於使用方法

使用本產品時，請閉上雙眼，靠在椅背上，將身體完全放鬆。

請將項鍊等首飾、頸掛耳機、頸掛名牌等取下。

如果感到肩頸周圍出現疼痛或不適時，請停止使用，立即就醫。

### ※ 關於使用後的狀態


頸部及周圍有可能短時間變紅，但是過一段時間之後就會恢復

原狀。

※ 其它


在使用中會發出“噏”、“撲”、“嘯”的聲音，這是按摩頭轉動及進行氣流調節時發出的聲音，並非產品出現的異常。

產品配置






51



52



53

ZH  
TW

## 充電方法

- 1 打開插孔外矽膠塞。
- 2 將 USB 連線上的 Micro USB 插頭插入主機的 Micro USB 插口。
- 3 將電源適配器插入插座。

主機發出“滴”的提示音，隨後控制面板上的充電燈閃爍。

充電完成以後，充電燈長亮。

※ 充電當中主機和電源適配器稍稍發熱屬於正常現象。

## 充電時間

- 1 充滿電需要大約 3.5 個小時。
- 2 在充滿電時，每次使用 10 分鐘（模式一、模式二）或 30 分鐘（模式三）的情況下，可以使用 10 次。


（由於周圍的使用溫度不同，會有微弱差異）

- 3 在充電燈閃爍時，請立即充電。

## 充電結束後

- 1 拔下電源適配器，將 Micro USB 插頭從主機拔下。
- 2 將插孔外矽膠塞蓋好。

54



55

ZH  
TW

## 佩戴方法

### 1 按壓拉帶扣中間的按鈕，將拉帶扣分開

本產品適用的最大頸圍約為 40 厘米。


※ 拉帶扣未扣住時，請勿用力按壓中間的按鈕，以免造成損壞。

### 2 雙手握在主機兩端，從頭頂繞到腦後，將本產品佩戴在頸部

佩戴後操作面板可能在左邊或右邊，可以通過觸摸分辨出按鍵位置及種類。

開機鍵和模式鍵均為凹陷設計，開機鍵旁有點狀凸起。

56



## 正確的使用方法

本產品不能在充電的同時使用。請在充電結束之後，將電源適配器拔下後使用。

### 1 長按開關鍵，就可以打開電源

主機發出“嘀”的聲音，隨後控制面板上點亮，默認進入模式一且熱敷功能打開；

### 2 根據自己的需求，按開關鍵和模式鍵調整自己最喜歡的按摩方式

開機後，短按開關鍵可以單獨關閉或打開熱敷功能；

開機後，短按模式鍵可以從如下的三種模式中進行選擇。

#### 模式一

總定時 10 分鐘，按摩開啟，定時轉換按摩旋轉方向；

#### 模式二

總定時 10 分鐘，按摩開啟，定時回收按摩頭短暫間歇再伸出按摩；

#### 模式三

總定時 30 分鐘，按摩關閉，按摩頭收回。

3 將本產品佩戴在頸部,使用本產品時,請放鬆肩頸,靠在椅背上,將身體完全放鬆。或者向下拉住拉帶扣,控制按摩頭對頸部的壓力。

4 使用 10 分鐘或 30 分鐘以後會發出較長的“嘀”聲,隨後控制面板滅燈,電源自動切斷。

#### 5 手動切斷電源的方法

請將開關鍵長按兩秒以上,發出較長的“嘀”聲以後,電源自動切斷。

#### 6 使用之後

按壓拉帶扣中間的按鈕,將拉帶扣分開,雙手握住主機兩端,取下主機。

※ 初次使用,或皮膚敏感的人士,請在使用時觀察頸部和皮膚的變化。

ZH  
TW

#### 拆卸電池操作步驟

- 1 切斷外接電源,拆掉產品外殼;
- 2 拔掉電池上的電源;
- 3 拆卸電池;
- 4 廢棄電池請放置到固定的回收點;
- 5 請遵守當地環境保護法律與廢棄指南,愛護環境。

#### 注意:

- 在廢棄器具前,必須將電池從器具中取出;
- 在取出電池時,器具必須要斷電;
- 電池應安全地處置。



**非專業人員請勿自行拆卸!**



ZH  
TW

### 故障检修

使用操作時如出現故障，請進行一下檢查。如果無法排除故障或本產品仍無法理想操作，請切斷電源，應由專業技術人員維修，請勿自行拆裝本產品！

基本故障	可能引發的原因	基本排除方法
無法開機	電池電量是否不足	如果是，請及時充電
按摩力度弱	電池電量是否微弱	如果是，請及時充電

如排查後仍無法解決，請聯繫support@breocare.com。

ZH  
TW  
保  
護

### 貯存

貯存期超過 3 個月時，應開箱檢查對機器重新充電再使用。放置時不可緊靠地面、牆壁和房頂。

室內應通風良好，避免強烈日光照射和腐蝕氣體侵蝕。

### 運輸

產品包裝設有簡易防震設施，適合航空、鐵路、公路及輪船運輸，應避免雨、雪淋濺，倒置和碰撞。

### 電源檢查

檢查供電電源，若電源電壓超出規定的範圍時不得開機使用。

### 保養

採取防潮、防鼠、防汙染措施。清潔時應在關機的狀態下進行。使用後應將儀器放置於安全場所，切勿在儀器上擱置重物。當出現故障時應請專業技術人員維修，非專業人員不可自行拆裝產品。

### 棄置與回收

本產品不應隨居家廢棄物壹起丟棄。當您決定棄置本產品時，請遵照當地環境法律與指南丟棄。

ZH  
TW

產品名稱	倍輕鬆空氣按摩頸枕
產品型號	neck 2b1
額定電壓	5V 
額定功率	5W
電池容量	2300mAh
產品重量	700g
產品尺寸	L310×W300×H100(mm)

### 深圳市倍輕鬆科技股份有限公司

深圳市南山區創業路 1777 號海信南方大廈 19 樓

[www.breo.com](http://www.breo.com) [support@breocare.com](mailto:support@breocare.com)

