



Attention :

- Pour éviter d'endommager les composants, ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le produit sans l'aide d'un professionnel.
- La portée de fonctionnement peut être affectée négativement par des facteurs liés à l'environnement d'utilisation et à des sources d'interférences à proximité.
- Une utilisation conforme contribue à prolonger la durée de vie du produit.

F Mode d'emploi

Mini appareil de massage de la nuque

N° de commande 2348526

Utilisation prévue

Ce mini appareil de massage de la nuque qui soulage la fatigue améliore la circulation sanguine, détend les muscles et l'esprit et est facilement commandé via une application.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Si vous utilisez le produit à d'autres fins que celles décrites, cela risque d'endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Appareil de massage de la nuque
- Mode d'emploi
- Câble de charge USB

Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur www.conrad.com/downloads ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spéciaux pour le fonctionnement.

Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et respectez en particulier les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.



a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
 - est visiblement endommagé,
 - ne fonctionne plus correctement,
 - a été stocké dans des conditions défavorables sur une longue durée ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Les chocs, les impacts ou même une chute d'une hauteur modérée peuvent endommager le produit.
- Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit impérativement être confiée à un professionnel ou à un centre de réparation agréé.
- Si des questions restent sans réponse après avoir lu ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou un autre technicien.

b) Piles/accumulateurs

- Veillez à la bonne polarité lors de l'insertion de la pile rechargeable.
- Retirez les piles/accumulateurs de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps afin d'éviter les dégâts causés par des fuites. Des piles (rechargeables) endommagées ou qui fuient peuvent provoquer des brûlures acides en cas de contact avec la peau, il est donc recommandé de toujours manipuler les piles/batteries usagées avec des gants de protection appropriés.
- Les piles (rechargeables) doivent être tenues hors de portée des enfants. Ne laissez pas des accumulateurs traîner, car il existe un risque que les enfants ou les animaux domestiques les avalent.
- Il convient de remplacer toutes les piles/accumulateurs en même temps. Le mélange de piles/accumulateurs anciennes et de nouvelles piles/accumulateurs dans l'appareil peut entraîner la fuite d'accumulateurs et endommager l'appareil.
- Les piles/accumulateurs ne doivent pas être démantelées, court-circuitées ou jetées dans un feu. Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Risque d'explosion !

c) Fonctionnement

- Éteignez puis rallumez le produit (réinitialisation de l'appareil de massage) avant qu'il soit utilisé par d'autres personnes pour tenir compte des différentes sensibilités.
- Utilisez une serviette mouillée pour humidifier la peau autour du cou avant utilisation pour fournir un meilleur confort.
- Si l'appareil de massage n'entre pas en contact avec la peau dans la minute qui suit la mise en marche, il s'éteint automatiquement.
- Éteignez l'alimentation électrique avant utilisation et déconnectez le chargeur de l'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Placez et rangez le câble de recharge correctement ; ne le tordez pas et ne le tirez pas.
- Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous l'entière surveillance d'un adulte.
- Le produit n'est pas un dispositif médical et il n'est pas recommandé pour un usage médical.
- Ce produit n'est pas un équipement de soins professionnels ; il est uniquement conçu pour fournir un massage apaisant.
- Utilisez uniquement ce produit sur les vertèbres cervicales et veillez qu'il soit porté correctement et symétriquement.
- La surface du produit chauffe lorsqu'il est utilisé pendant de longues périodes. Ceci est normal et n'indique pas un défaut.
- Utiliser un chiffon en laine doux et fin pour nettoyer les taches d'huile sur le produit.
- Si le produit est endommagé, retournez-le au fabricant pour qu'il soit réparé ou remplacé.
- Si vous êtes préoccupé par les effets de ce produit sur la santé, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser.
- Les paramètres par défaut de ce produit s'éteignent automatiquement après 15 minutes d'utilisation.
- Il est recommandé de ne pas utiliser ce produit plus de 30 minutes par jour.
- Les électrodes de ce produit ne doivent pas être placées près du cœur ou de la poitrine de l'utilisateur pendant l'utilisation, car cela peut provoquer/augmenter le risque de fibrillation cardiaque.
- Le contact des parties métalliques des ceintures, colliers et autres articles avec les plaques d'électrode de ce produit pendant l'utilisation peut provoquer une forte décharge électrique.
- Nettoyez les plaques d'électrodes de ce produit avant qu'il ne soit utilisé par d'autres utilisateurs.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit si la surface est déformée et si l'électrode est endommagée.
- Si vous vous sentez mal, arrêtez d'utiliser ce produit et consultez un docteur.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sur autre chose que sur la nuque.
- Ne démontez pas, ne réparez pas, ne modifiez pas, n'immergez pas dans l'eau ou ne jetez pas dans le feu.
- Ce produit ne doit pas être utilisé comme un jouet.
- Conservez le produit dans un endroit ventilé et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit.
- Ne tirez pas ou ne tordez pas la fiche USB avec force.



- N'utilisez pas le produit dans les conditions suivantes :
 - Près de sources électromagnétiques à haute fréquence.
 - Près de substances inflammables.
 - Sur des nourrissons ou des personnes qui ne peuvent pas exprimer leur conscience ou qui ne sont pas sensibles à la chaleur.
 - Dans des environnements chauds et humides ou sur des personnes utilisant un équipement à oxygène.
 - Lorsque vous utilisez un équipement électronique médical, tel qu'un électrocardiographe.
 - Sur la peau de zones enflées ou enflammées.
 - Si vous portez des montres et bracelets électroniques ou d'autres produits électroniques.
 - Dans des endroits chauds et humides telles que les salles de bain.
 - En s'endormant.
- Confirmez que les boutons fonctionnent normalement avant d'utiliser le produit.
- Lorsque vous utilisez le produit, l'électrode doit être fermement et uniformément fixée à la peau.
- Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation, chargez le produit conformément aux instructions d'utilisation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Mettez le produit au rebut conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ce produit est recommandé pour les personnes âgées de 16 ans ou plus
- N'utilisez pas ou ne rangez pas ce produit dans les conditions suivantes :
 - Lumière directe du soleil
 - Température et humidité élevées
 - Environnements humides
 - Environnements poussiéreux.

d) Recharge

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation d'origine (la tension de sortie est de 5 V) pour recharger ce produit.
- Assurez-vous que la tension de sortie du chargeur n'est pas supérieure à 6 V.
- Maintenez ce produit loin de tout feu à tout moment.
- Ne chargez pas ce produit lorsqu'il est utilisé.

e) Utilisateurs

- L'utilisation de ce produit est interdite aux utilisateurs suivants :
 - Les patients atteints de tumeurs malignes.
 - Les patients ayant une tendance à l'hémorragie.
 - Les femmes enceintes.
 - Les patients souffrant d'une inflammation suppurative aiguë.
 - Les personnes portant un stimulateur cardiaque (pacemaker).
 - Les personnes ayant des implants métalliques.
- Consultez votre médecin si vous souffrez de ce qui suit :
 - Des anomalies du rythme cardiaque et des fonctions cérébrales.
 - Une température supérieure à 38 °C.
 - Des maladies infectieuses.
 - Une prise de médicaments.
 - Une pression sanguine anormale.
 - Vous avez des difficultés pour exprimer des sensations.
 - Des troubles de la perception causés par des troubles de la circulation périphérique élevés.
 - Des troubles de la perception de la peau ou une peau anormale.
 - Des allergies cutanées aux plaques de l'électrode en acier inoxydable.
 - Des déficiences physiques, perceptuelles, mentales, expérientielles ou cognitives.

f) Avertissement FCC

- Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité est susceptible de révoquer les droits d'utilisation de cet équipement.
- Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences dommageables aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière. En cas d'interférences radio ou télévisuelles, pouvant être vérifiées en allumant puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner davantage l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.
- Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :
- Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF FCC définies pour un environnement non contrôlé.

Caractéristiques

- Vibrations basse fréquence
- Température constante de 42 °C
- Thérapie électrique de soulagement de la douleur (Ems)
- Fonction de compresse chaude électrique
- Taille compacte
- Design breveté
- Conception en forme de U pour un port confortable autour de la nuque
- Sans fil
- Batterie ultra plate et haute performance


Éléments de fonctionnement



- A Plaque de l'électrode
- B Bouton de commutation
- C Température
- D Intensité accrue
- E Intensité réduite

- F Port de charge M5 micro USB type C
- G Pression longue - mise sous tension/hors tension
Pression courte - commutateur de mode

Fonctionnement des boutons



Bouton	Fonctionnement	Voyant	État du témoin lumineux de l'appareil de massage
1. Bouton de commutation	Maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil	Bip bref	Allumé (connecté ou en veille) Clignotement lent (massage en cours)
	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.	Bip long	Voyant bleu éteint
	Appuyez dessus pour changer de mode	Bip bref	
2. Bouton de la température	Appuyez dessus pour changer la température	Bip bref (bip long pour le réglage le plus élevé)	
3. Augmentation de l'intensité	Appuyez dessus pour augmenter l'intensité	Bip bref (bip long pour le réglage le plus faible)	
4. Diminution de l'intensité	Appuyez pour diminuer l'intensité	Bip bref	

Fonctionnement de l'application

- a) Téléchargez l'application de l'appareil de massage en scannant le code QR approprié ci-dessous ou en recherchant **SENIN** dans la boutique d'applications de votre smartphone.


Android 4.4 et supérieur :



iOS 10.0 et supérieur :




- b) Interface de l'application



- c) Commandes de l'application

Activez le Bluetooth de votre smartphone. Allumez l'appareil de massage et ouvrez l'application pour vous connecter à l'appareil.

Bouton	Fonctionnement	Voyant	État du témoin lumineux de l'appareil de massage
5. Sélection de l'appareil de massage	Balayez vers le bas sur l'interface de connexion pour rafraîchir	2 bips brefs	Clignotement rapide (connexion Bluetooth) Allumé (connecté ou en veille) Clignotement lent (massage en cours)
6. Sélection de la température	Appuyez pour sélectionner la température		
7. Sélection du mode	Appuyez sur l'icône de mode		
8. Programmeur	Appuyez pour sélectionner le mode		
9. Interrupteur de massage	Balayez vers le haut et vers le bas		Le bouton de l'interrupteur s'allume
10. Régulateur de l'intensité	Balayez vers le haut et vers le bas		
11. Rafraîchissement de l'interrupteur du mode	Appuyez dessus pour allumer et éteindre l'appareil	Bip bref (on) Bip long (off)	Le bouton de rafraîchissement s'allume
12. Interrupteur de verrouillage pour les personnes âgées	Appuyez sur l'icône de verrouillage pour allumer		Le bouton de verrouillage pour personnes âgées s'allume
	Appuyez sur l'icône de verrouillage pour éteindre		Le bouton de verrouillage pour personnes âgées s'éteint

Remarque : l'icône  grisée dans le coin supérieur droit de l'interface indique que le l'appareil de massage n'est pas en contact avec la peau.

Dépannage

Problème	Solution
Le produit ne s'allume pas	La batterie est trop faible. Chargez-la complètement avant utilisation.
	Assurez-vous d'appuyer sur le bon bouton pour allumer le produit.
La batterie ne charge pas	Assurez-vous que le câble USB est correctement branché au produit et à l'alimentation électrique.
Il n'y a pas de massage ou le massage est trop faible	Assurez-vous que l'appareil de massage est en contact direct avec la peau.
	Assurez-vous que rien n'est coincé entre l'appareil de massage et la peau.
	Augmentez l'intensité du massage.
	Assurez-vous que la surface de l'appareil de massage est propre et exempte de saleté ou de graisse.
	Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée.

Problème	Solution
Il y a une sensation de picotement.	Assurez-vous que l'appareil de massage est en contact direct avec la peau.
	Assurez-vous que l'appareil de massage n'est utilisé que pendant 15 minutes par session et pas plus de deux fois par jour.
	Réglez l'intensité du massage.
	Assurez-vous que l'utilisateur ne souffre pas d'allergies cutanées.
	Assurez-vous que la peau est humide avant utilisation.
	Assurez-vous que l'appareil de massage n'est pas utilisé près d'une plaie ouverte.

Remarque : Si le problème ne peut pas être résolu ou si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, cessez de l'utiliser et contactez directement le fournisseur pour organiser une réparation. Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer le produit par vous-même.

Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, d'alcool dénaturé ou toute autre solution chimique, car ils peuvent endommager le boîtier et affecter le bon fonctionnement du produit.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

Élimination des déchets

a) Produit



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Retirez les piles rechargeables insérées et mettez-les au rebut séparément du produit.

b) Piles rechargeable



En tant que consommateur final, vous êtes légalement tenu par la loi (ordonnance relative à l'élimination des piles usagées) de recycler toutes les piles rechargeables. Il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères.

Les piles (rechargeables) contenant des substances toxiques sont marquées par le symbole ci-contre, ce qui signifie qu'elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les abréviations pour le métal lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (la désignation se trouve sur les piles (rechargeables), par ex. en dessous du symbole de la poubelle illustré à gauche).

Les piles rechargeables usagées peuvent être retournées aux points de collecte situés dans votre municipalité, à nos magasins ou partout où les piles rechargeables sont vendues.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	5 V, 0,45 A
Batterie	Batterie Li-Ion polymère, 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Durée de fonctionnement	150 min
Durée de recharge.....	210 min
Intensité du massage	10 niveaux
Programmeur.....	1-15 min
Longueur du câble de charge.....	env. 40 cm
Dimensions.....	150 x 47 x 140 mm
Poids.....	132 g



Gebruiksaanwijzing

Mini-nekmassage apparaat

Bestelnr. 2348526

Beoogd gebruik

Dit ontspannende mini-nekmassage-apparaat verbetert de bloedcirculatie, ontspant zowel de spieren als de geest en is eenvoudig te bedienen via een mobiele app.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Het product kan schade oplopen als het wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schok of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze op een veilige plaats. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden overhandigd.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Omvang van de levering

- Nekmassage apparaat
- Gebruiksaanwijzing
- USB-laadkabel

Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.



Verklaring van de symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet bloot aan mechanische spanning.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - voor langere duur is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van beperkte hoogte kunnen het product beschadigen.
- Raadpleeg een expert als u vragen heeft over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

Opgelet:

- Om beschadiging van de componenten te voorkomen, mag u niet proberen het product te openen of te repareren zonder professionele begeleiding.

- Het werkingsbereik kan worden beïnvloed door omgevingsfactoren en nabijgelegen storingsbronnen.
- Een correct gebruik helpt de levensduur van het product te verlengen.

b) (Oplaadbare) batterijen

- Zorg ervoor dat de (oplaadbare) batterij met de juiste polariteit in het product worden geplaatst.
- De (oplaadbare) batterijen dienen uit het apparaat te worden verwijderd wanneer het gedurende langere tijd niet wordt gebruikt om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde (oplaadbare) batterijen kunnen chemische brandwonden veroorzaken bij aanraking met de huid. Gebruik daarom altijd geschikte beschermende handschoenen voordat u beschadigde (oplaadbare) batterijen aanraakt.
- Houd (oplaadbare) batterijen buiten bereik van kinderen. Laat (oplaadbare) batterijen niet rondslingeren omdat er een risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren worden ingeslikt.
- Alle (oplaadbare) batterijen dienen op hetzelfde moment te worden vervangen. Het door elkaar gebruiken van oude en nieuwe (oplaadbare) batterijen in het apparaat kan leiden tot batterijlekkage en beschadiging van het apparaat.
- (Oplaadbare) batterijen mogen niet worden ontmanteld, kortgesloten of verbrand. Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen. Ontploffingsgevaar!

c) Bediening

- Schakel het product uit en weer aan (reset het massage apparaat) voordat u het door andere personen laat gebruiken om rekening te houden met verschillende gevoeligheden.
- Gebruik een natte handdoek om de huid rond de nek voor gebruik te bevochtigen voor meer comfort.
- Als het massage apparaat niet binnen een minuut na het inschakelen in contact komt met de huid, wordt deze automatisch uitgeschakeld.
- Schakel de stroomvoorziening uit voor gebruik en haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt.
- Plaats en bewaar de laadkabel op de juiste manier; draai of trek er niet aan.
- Kinderen mogen het product alleen gebruiken onder volledig toezicht van een volwassene.
- Dit product is geen medisch hulpmiddel en wordt niet aanbevolen voor medisch gebruik.
- Dit product is geen professionele verpleegapparatuur; het is alleen bedoeld om een verzachtende massage te geven.
- Gebruik dit product alleen op de halswervel en zorg ervoor dat het correct en symmetrisch wordt gedragen.
- Het productoppervlak wordt warm bij langdurig gebruik. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
- Gebruik zachte/fijne wol om olievlekken van het product te verwijderen.
- Als het product beschadigd is, retourneer het dan naar de fabrikant voor reparatie of vervanging.
- Als u zich zorgen maakt over de gezondheidseffecten van dit product, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
- De standaardinstellingen van dit product schakelen het automatisch uit na 15 minuten gebruik.
- Het wordt aanbevolen dit product niet langer dan 30 minuten per dag te gebruiken.
- De elektroden van dit product mogen tijdens gebruik niet in de buurt van het hart of de borst van de gebruiker worden geplaatst, aangezien dit het risico op ventrikelfibrillatie kan veroorzaken/vergroten.
- Contact van metalen delen van riemen, halskettingen en andere artikelen met de elektroden van dit product tijdens het gebruik kan een sterke elektrische schok veroorzaken.
- Maak de elektroden van dit product schoon voor gebruik door andere gebruikers.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het oppervlak vervormd en de elektrode beschadigd is.
- Als u zich onwel voelt, stop dan met het gebruik van dit product en raadpleeg uw arts.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor de nek.
- Niet demonteren, repareren, wijzigen, onder water dompelen of in vuur werpen.
- Dit product mag niet als speelgoed worden gebruikt.
- Bewaar dit product op een geventileerde en droge plek wanneer het niet in gebruik is.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop dit product.
- Trek of draai niet met geweld aan de USB-stekker.
- Gebruik dit product niet onder de volgende omstandigheden:
 - Dicht bij hoogfrequente elektromagnetische bronnen.
 - Dicht bij brandbare stoffen.
 - Bij kinderen of mensen die geen bewustzijn kunnen uiten of die niet gevoelig zijn voor warmte.



- In warme en vochtige omgevingen of bij mensen die zuurstofapparatuur gebruiken.
- Bij gebruik van medische elektronische apparatuur, zoals een elektrocardiograaf.
- Op de huid van gezwollen of ontstoken plekken.
- Terwijl u elektronische horloges, armbanden of andere elektronische producten draagt.
- In warme en vochtige plekken zoals badkamers.
- Tijdens het inslapen.
- Controleer voor gebruik of de knoppen normaal werken.
- Bij gebruik van het product moet de elektrode stevig en vlak op de huid worden bevestigd.
- Bij het eerste gebruik, of nadat u het product lange tijd niet hebt gebruikt, dient u het product op te laden volgens de gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat het correct werkt.
- Gooi het product weg in overeenstemming met uw plaatselijke milieuvoorschriften.
- Dit product wordt aanbevolen voor personen van 16 jaar en ouder.
- Niet gebruiken of opbergen onder de volgende omstandigheden:
 - Direct zonlicht
 - Hoge temperatuur en vochtigheid
 - Natte omgevingen
 - Stoffige omgevingen

d) Opladen

- Gebruik alleen de originele netspanningsadapter (uitgangsspanning is 5 V) om dit product op te laden.
- Zorg ervoor dat de uitgangsspanning van de lader niet hoger is dan 6 V.
- Houd het product altijd uit de buurt van vuur.
- Laad het product niet op als het in gebruik is.

e) Gebruikers

- De volgende gebruikers mogen dit product niet gebruiken:
 - Patiënten met kwaadaardige tumoren.
 - Patiënten met bloedingsneiging.
 - Zwangere vrouwen.
 - Patiënten met acute etterende ontstekingen.
 - Mensen met een pacemaker.
 - Mensen met metalen implantaten.
- Raadpleeg uw arts als er sprake is van het volgende:
 - Abnormale hartslag en hersenfunctie.
 - Een temperatuur van meer dan 38 °C.
 - Infectieziekten.
 - U medicijnen neemt.
 - Een abnormale bloeddruk.
 - U moeite heeft met het uiten van gevoelens.
 - Als u lijdt onder perceptuele stoornissen veroorzaakt door hoge perifere circulatiestoornissen.
 - Huidwaarnemingsstoornis of abnormale huid.
 - Huidallergieën voor de roestvrijstalen elektroden.
 - Fysieke, perceptuele, mentale, ervaringsgerichte of cognitieve tekortkomingen.

f) FCC-waarschuwing

- Enige wijzigingen of aanpassingen zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de partij verantwoordelijk voor de naleving kan het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.
- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Dit apparaat werd getest en is in overeenstemming met de grenzen voor klasse B digitale apparaten, in overeenstemming met deel 15 van de FCC voorschriften. Deze grenzen werden ontworpen om een redelijke bescherming tegen een gevaarlijke interferentie in een woonomgeving te bieden. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke storingen aan radiocommunicaties veroorzaken. Er bestaat echter geen garantie, dat de interferentie niet voorkomt in een bepaalde installatie. Als dit apparaat gevaarlijke interferentie aan radio-en televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te schakelen, dient de gebruiker de interferentie trachten te corrigeren door middel van één van de volgende maatregelen:


- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een circuit anders dan waaraan de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de verkoper of een ervaren radio/televisie technicus voor hulp.
- FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:
- Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Kenmerken


- Laagfrequente trillingen
- 42 °C constante temperatuur
- Elektrische pijnbestrijdingstherapie (EMS)
- Elektrische heet kompres-functie
- Compact formaat
- Gepatenteerd ontwerp
- U-vormig ontwerp voor een comfortabele pasvorm rond de nek
- Snoerloos ontwerp
- Ultradunne batterij met krachtige prestaties

Bedieningselementen



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| A Elektrode | E Verminderde intensiteit |
| B Schakelaar | F M5 USB-C-laadpoort |
| C Temperatuur | G Lang drukken-aan/uit |
| D Verhoogde intensiteit | Kort drukken-modus wisselen |

Werking van de knop



Knop	Bediening	Indicatielampje	Massage-apparaat status-indicator
1. Schakelaar	Houd 2 seconden ingedrukt om in te schakelen	Korte piep	Aan (verbonden of inactief) Langzaam knippen (bezig met massage)
	Houd 2 seconden ingedrukt om uit te schakelen	Lange piep	Blauw licht gaat uit
	Tik om van modus te wisselen	Korte piep	
2. Temperatuurknop	Tik om van temperatuur te wisselen	Korte piep (lange piep bij hoogste stand)	
3. Verhoog de intensiteit	Tik om de intensiteit te verhogen	Korte piep (lange piep bij laagste stand)	
4. Verlaag de intensiteit	Tik om de intensiteit te verlagen	Korte piep	

App-bediening

- a) Download de massage-app door de passende QR-code hieronder te scannen of door te zoeken naar **SENIN** in de app-store van uw smartphone.


Android 4.4 en hoger:



iOS 10.0 en hoger:



- b) App-interface



- c) App-bediening

Activeer Bluetooth op uw smartphone. Schakel het massage-apparaat in en open de app om verbinding te maken met het massage-apparaat.

Knop	Bediening	Indicatielampje	Massage-apparaat status-indicator
5. Massage-apparaat selectie	Veeg omlaag op de verbindingssinterface om te vernieuwen	2 korte piepjes	Snel knippen (Bluetooth-verbinding) Aan (verbonden of inactief) Langzaam knippen (bezig met massage)
6. Temperatuurkeuze	Raak aan om de temperatuur te selecteren		
7. Modus selectie	Touch-modus symbool		
8. Timer	Raak aan om de modus te selecteren		
9. Massage schakelaar	Veeg omhoog en omlaag		Schakel het knoplampje aan
10. Intensiteitsregelaar	Veeg omhoog en omlaag		
11. Modus schakelaar verversen	Aanraken om aan- en uitschakelen	Korte piep (aan) Lange piep (uit)	Ververs knop lampje aan
12. Ouderen vergrendelings-schakelaar	Raak het vergrendelingsymbool aan om aan te schakelen		Ouderen vergrendelknop lampje aan
	Raak het vergrendelingspictogram aan om uit te schakelen		Ouderen vergrendelknop lampje uit

Let op: het grijs weergegeven pictogram in de rechterbovenhoek van de interface geeft aan dat het massage-apparaat niet in contact is met de huid.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Het product wordt niet ingeschakeld	De batterij is bijna leeg. Laad voor gebruik volledig op. Zorg ervoor dat de juiste knop wordt ingedrukt om het product in te schakelen.
De oplaadbare batterij laadt niet op	Zorg ervoor dat de USB-kabel correct is aangesloten op het product en de stroombron.
Er is geen massage of de massage is te zwak	Zorg ervoor dat het massage-apparaat in direct contact met de huid is.
	Zorg ervoor dat er geen voorwerpen bekneld raken tussen het massage-apparaat en de huid.
	Verhoog de massage-intensiteit.
	Zorg ervoor dat het oppervlak van het massage-apparaat schoon en vrij van vuil of vet is.
	Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.

Probleem	Oplossing
Er is sprake van een tintelend gevoel	Zorg ervoor dat het massage-apparaat in direct contact met de huid is.
	Zorg ervoor dat het massage-apparaat maximaal 15 minuten per sessie en niet meer dan twee keer per dag wordt gebruikt.
	Pas de massage-intensiteit aan.
	Zorg ervoor dat de gebruiker geen huidallergieën heeft.
	Zorg ervoor dat de huid voor gebruik vochtig is.
	Zorg ervoor dat het massage-apparaat niet in de buurt van een open wond wordt gebruikt.

Opmerking: Als de storing niet kan worden verholpen of het product nog steeds niet naar behoren werkt, stop dan met het gebruik en neem rechtstreeks contact op met de leverancier om een reparatie uit te voeren. Probeer nooit zelf het product te repareren of te demonteren.

Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade aan de behuizing of storingen kunnen veroorzaken.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

Verwijdering

a) Product



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Haal eventueel geplaatste (oplaadbare) batterijen uit het apparaat en gooi ze afzonderlijk van het product weg.

b) (Oplaadbare) batterijen



U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht (batterijwetgeving) om alle gebruikte batterijen/accu's te retourneren. Verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.

(Oplaadbare) batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet met het huisvuil worden afgevoerd. De afkortingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (naam op de batterijen, bijv. onder het links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte (oplaadbare) batterijen gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsvermogen.....	5 V, 0,45 A
Batterij	3.7 V li-ion polymeer batterij, 800 mAh, 2,96 Wh
Gebruiksduur	150 minuten
Laadduur	210 minuten
Massage-intensiteit.....	10 niveaus
Timer	1-15 min
Lengte laadkabel	ca. 40 cm
Afmetingen	150 x 47 x 140 mm
Gewicht.....	132 g

**Attenzione:**

- per evitare di danneggiare i componenti, non tentare di aprire o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista.
- Il raggio d'azione può essere influenzato da fattori ambientali e da vicine fonti di interferenza.
- Un uso corretto contribuisce a prolungare la durata del prodotto.

Istruzioni per l'uso**Mini massaggiatore cervicale**

Cod. 2348526

Usò previsto

Questo mini massaggiatore cervicale che allevia la fatica, migliora la circolazione sanguigna, rilassa sia a livello muscolare che mentale ed è facilmente controllabile tramite un'app per dispositivi portatili.

Progettato per il solo uso in interni. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità, ad esempio nei bagni, deve essere evitato in qualsiasi circostanza.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite. Se si utilizza il prodotto per scopi diversi da quelli descritti, può essere danneggiato. Inoltre, un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri rischi. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

Contenuto della confezione

- Massaggiatore cervicale
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica USB

Istruzioni per l'uso aggiornate

È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati dal link www.conrad.com/downloads o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

**Spiegazione dei simboli**

Il simbolo composto da un fulmine inscritto in un triangolo indica che sussiste un rischio per la salute, ad esempio a causa di una scossa elettrica.



Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere sempre attentamente queste informazioni.



Il simbolo della freccia indica suggerimenti e informazioni importanti per il funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

a) Informazioni generali

- Il dispositivo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, umidità elevata, condensa, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali non idonee o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze esigue, possono causare danni al prodotto.
- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o la connessione dell'apparecchio.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.
- In caso di domande che non rispondono a queste istruzioni per l'uso, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica o altro personale tecnico.

b) Batterie (ricaricabili)

- Si raccomanda di rispettare la polarità quando si inserisce la batteria ricaricabile.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere rimosse dal dispositivo se non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo, al fine di evitare danni dovuti ad eventuali perdite. Batterie/batterie ricaricabili danneggiate o con perdite potrebbero causare ustioni da acido a contatto con la pelle; pertanto, usare sempre guanti protettivi idonei per maneggiarle.
- Le batterie (ricaricabili) devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie (ricaricabili) in giro, poiché sussiste il pericolo che bambini o animali domestici le ingeriscano.
- Tutte le batterie (ricaricabili) devono essere sostituite contemporaneamente. L'uso di batterie (ricaricabili) vecchie o nuove nella telecamera può generare delle perdite dalle stesse batterie (ricaricabili) e può danneggiare la telecamera.
- Le batterie (ricaricabili) non devono essere smantellate, cortocircuitate o gettate nel fuoco. Non ricaricare le batterie non ricaricabili. Rischio di esplosione!

c) Funzionamento

- Spegner e riaccendere il prodotto (reimpostare il massaggiatore) prima che venga utilizzato da altri individui, perché possa adattarsi alle diverse sensibilità.
- Prima dell'uso, inumidire la pelle attorno al collo con un panno umido per avere un maggiore comfort durante l'uso.
- Se il massaggiatore non viene a contatto con la pelle entro un minuto dall'accensione, si spegne automaticamente.
- Spegner e l'alimentatore prima dell'uso e scollegare la spina quando non è in uso.
- Posizionare e riporre correttamente il cavo di ricarica; non torcerlo né tirarlo.
- I bambini possono utilizzare il prodotto solo se supervisionati da un adulto.
- Questo prodotto non è un dispositivo medico e non è consigliato per l'uso medico.
- Questo prodotto non è un'attrezzatura professionale di tipo infermieristico, ma è stato progettato solo per offrire un massaggio rilassante.
- Utilizzare questo prodotto solo sulla vertebra cervicale e accertarsi che sia indossato correttamente e simmetricamente.
- La superficie del prodotto si riscalda se utilizzata per lunghi periodi. Questo è normale e non indica alcun difetto.
- Utilizzare lana morbida/fine per rimuovere le macchie di olio dal prodotto.
- Se il prodotto è danneggiato, restituirlo al produttore per la riparazione o la sostituzione.
- Se si avesse qualsiasi tipo di preoccupazione legata agli effetti sulla salute di questo prodotto, si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso.
- Le impostazioni predefinite del prodotto lo spengono automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo.
- Si consiglia di utilizzare questo prodotto per non più di 30 minuti al giorno.
- Gli elettrodi di questo prodotto non devono essere posizionati in prossimità del cuore o del torace dell'utente durante l'uso, poiché ciò potrebbe causare/aumentare il rischio di fibrillazione cardiaca.
- Il contatto di parti metalliche di cinghie, collane e altri oggetti con le piastre degli elettrodi di questo prodotto durante l'uso può causare una forte scossa elettrica.
- Pulire le piastre degli elettrodi di questo prodotto prima dell'uso da parte di altri utenti.
- Interrompere immediatamente l'uso del prodotto se la superficie è deformata e l'elettrodo è danneggiato.
- In caso di malessere, interrompere l'uso di questo prodotto e consultare il proprio medico.
- Questo prodotto può essere utilizzato solo sul collo.
- Non smontarlo, ripararlo, modificarlo, immergerlo in acqua e non gettarlo nel fuoco.
- Questo prodotto non deve essere utilizzato come giocattolo.
- Conservare il prodotto in un luogo ventilato e privo di umidità quando non viene utilizzato.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
- Non tirare o torcere con forza la spina USB.
- Evitare l'uso del prodotto nelle seguenti condizioni:
 - vicino a sorgenti elettromagnetiche ad alta frequenza;
 - vicino a sostanze infiammabili;



- su neonati o persone che non possano esprimersi consapevolmente o che non siano sensibili al calore;
- in ambienti caldi e umidi o su persone che utilizzano apparecchiature per l'ossigeno;
- quando si utilizzano apparecchiature elettromedicali, ad esempio un elettrocardiografo;
- sulla pelle di aree gonfie o infiammate;
- mentre si indossano orologi elettronici, bracciali o altri prodotti elettronici;
- in luoghi caldi e umidi come per esempio i bagni;
- mentre si dorme.
- Verificare che i pulsanti funzionino normalmente prima dell'uso.
- Quando si utilizza il prodotto, l'elettrodo deve essere fissato saldamente e uniformemente sulla pelle.
- Al primo utilizzo o dopo un lungo periodo di non utilizzo del prodotto, caricarlo attenendosi alle istruzioni operative per accertarsi che funzioni correttamente.
- Smaltire il prodotto in conformità alle normative ambientali locali.
- Questo prodotto è consigliato a persone dai 16 anni in su.
- Evitare l'uso di questo prodotto e non conservarlo nelle seguenti condizioni:
 - luce diretta del sole;
 - temperatura e umidità elevate;
 - ambienti umidi;
 - ambienti polverosi.

d) Messa in carica

- Per caricare il prodotto, utilizzare solo l'adattatore di alimentazione originale (tensione di uscita 5 V).
- Verificare che la tensione di uscita del caricabatteria non sia superiore a 6 V.
- Tenere sempre il prodotto lontano dal fuoco.
- Non caricare il prodotto durante l'uso.

e) Utenti

- L'utilizzo di questo prodotto è vietato ai seguenti utenti:
 - pazienti con tumori maligni;
 - pazienti con tendenza al sanguinamento;
 - donne incinte;
 - pazienti con infiammazione acuta suppurativa;
 - persone con pacemaker;
 - persone con impianti metallici.
- Consultare il medico se si riscontrano:
 - battito cardiaco e funzione cerebrale anomali;
 - una temperatura superiore a 38 °C;
 - malattie infettive;
 - assunzione di farmaci;
 - pressione sanguigna anomala;
 - difficoltà nell'esprimere i sentimenti;
 - disturbi percettivi causati da elevati disturbi della circolazione periferica;
 - disturbi di sensibilità cutanea o anomalie della pelle;
 - allergie cutanee alle piastre degli elettrodi in acciaio inox;
 - carenze fisiche, percettive, mentali, esperienziali o cognitive.

f) Avvertenza FCC

- Eventuali modifiche o cambiamenti non espressamente approvati da chi è responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.
- Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose e (2) non deve essere influenzabile da qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

NOTA IMPORTANTE:

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B e ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione domestica. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di tentare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- riorientare o riposizionare l'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore;

- collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per ricevere assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
- Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni:
- questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF FCC stabiliti per un ambiente non controllato.

Caratteristiche


- Vibrazioni a bassa frequenza
- Temperatura costante di 42 °C
- Terapia elettrica di sollievo dal dolore (Ems)
- Funzione elettrica di compressione a caldo
- Dimensioni compatte
- Design brevettato
- Design a forma di U per una vestibilità confortevole intorno al collo
- Design cordless
- Batteria ultrasottile con prestazioni potenti

Elementi operativi



- | | |
|----------------------------|--|
| A Piastra elettrodo | F Porta di ricarica USB tipo-C M5 |
| B Pulsante di commutazione | G Pressione prolungata - accensione/ spegnimento |
| C Temperatura | Pressione breve - interruttore modalità |
| D Maggiore intensità | |
| E Intensità ridotta | |

Funzionamento del pulsante



Pulsante	Funzionamento	Indicatore	Stato dell'indicatore del massaggiatore
1. Pulsante di commutazione	Tenere premuto per 2 secondi per accendere il dispositivo	Segnale acustico breve	On (connesso o inattivo) Lampeggiamento lento (massaggio in corso)
	Tenere premuto per 2 secondi per spegnere il dispositivo	Segnale acustico lungo	Spia blu spenta
	Toccare per passare da una modalità all'altra	Segnale acustico breve	
2. Pulsante temperatura	Toccare per cambiare temperatura	Segnale acustico breve (segnale acustico lungo all'impostazione massima)	
3. Maggiore intensità	Toccare per aumentare l'intensità	Segnale acustico breve (segnale acustico lungo all'impostazione minima)	
4. Minore intensità	Toccare per ridurre l'intensità	Segnale acustico breve	

Funzionamento dell'app

a) Scaricare l'applicazione massaggiatore eseguendo la scansione del codice QR appropriato riportato di seguito o cercando **SENIN** nell'app store dello smartphone.


Android 4.4 e versioni successive:



IOS 10.0 e versioni successive:




b) Interfaccia app



c) Controlli dell'app

Attivare il Bluetooth sullo smartphone. Accendere il massaggiatore e aprire l'applicazione per collegarlo al massaggiatore.

Pulsante	Funzionamento	Indicatore	Stato dell'indicatore del massaggiatore
5. Selezione massaggiatore	Scorrere verso il basso sull'interfaccia di connessione per aggiornare	2 segnali acustici brevi	Flash rapido (connessione Bluetooth) On (connesso o inattivo) Lampeggiamento lento (massaggio in corso)
6. Selezione della temperatura	Toccare per selezionare la temperatura		
7. Selezione modalità	Toccare l'icona della modalità		
8. Timer	Toccare per selezionare la modalità		
9. Interruttore massaggio	Scorrere verso l'alto o verso il basso		Accensione della spia del pulsante
10. Regolatore di intensità	Scorrere verso l'alto o verso il basso		
11. Aggiornamento dell'interruttore di modalità	Toccare per accendere o spegnere	Breve segnale acustico (acceso) Lungo segnale acustico (spento)	Accensione della spia del pulsante Aggiorna
12. Interruttore di blocco per anziani	Toccare l'icona di blocco per accendere		Spia del pulsante di blocco per anziani accesa
	Toccare l'icona di blocco per spegnere		La spia del pulsante di blocco per anziani è spenta

Nota: L'icona grigia  nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia indica che il massaggiatore non è a contatto con la pelle.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il prodotto non si accende	La batteria è troppo scarica. Caricare completamente prima dell'uso.
	Accertarsi di aver premuto il pulsante corretto per accendere il prodotto.
La batteria non si carica.	Accertarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al prodotto e all'alimentatore.
Non c'è alcun massaggio o il massaggio è troppo debole	Assicurarsi che il massaggiatore sia a diretto contatto con la pelle.
	Assicurarsi che non vi siano oggetti impigliati tra il massaggiatore e la pelle.
	Aumentare l'intensità del massaggio.
	Assicurarsi che la superficie del massaggiatore sia pulita e priva di sporczia o grasso.
	Assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.

Problema	Soluzione
C'è una sensazione di formicolio	Assicurarsi che il massaggiatore sia a diretto contatto con la pelle.
	Assicurarsi che il massaggiatore venga utilizzato solo per un massimo di 15 minuti per sessione e non più di due volte al giorno.
	Regolare l'intensità del massaggio.
	Assicurarsi che l'utente non sia affetto da allergie cutanee.
	Assicurarsi che la pelle sia umida prima dell'uso.
	Assicurarsi che il massaggiatore non venga utilizzato in prossimità di una ferita aperta.

Nota: Se il guasto non può essere risolto o il prodotto continua a non funzionare correttamente, interrompere l'uso e contattare direttamente il fornitore per organizzare una riparazione. Non smontare o tentare di riparare autonomamente il prodotto.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dalla rete prima di pulirlo.
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol isopropilico o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e compromettere il funzionamento del prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

Smaltimento

a) Prodotto



I dispositivi elettronici sono rifiuti riciclabili e non devono essere smaltiti assieme ai rifiuti domestici. Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge.

Rimuovere eventuali batterie (ricaricabili) inserite e smaltirle separatamente dal prodotto.

b) Batterie (ricaricabili)



In qualità di utenti finali, siete tenuti per legge (Ordinanza sulle batterie) a riconsegnare tutte le batterie / batterie ricaricabili usate. È vietato smaltirle assieme ai rifiuti domestici.

Le batterie (ricaricabili) che contengono sostanze tossiche sono contrassegnate dal simbolo qui accanto, che ricorda il divieto di smaltirle tra i rifiuti domestici. Le abbreviazioni per i metalli pesanti coinvolti sono: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo (il nome si trova sulle batterie (ricaricabili), per es. sotto il simbolo del bidone dell'immondizia indicato a sinistra).

Le batterie (ricaricabili) usate possono essere restituite presso punti di raccolta locali, punti vendita della Società o presso un qualsiasi altro negozio di batterie (ricaricabili).

In questo modo, sarà possibile adempiere agli obblighi di legge e contribuire alla tutela dell'ambiente.

Dati tecnici

Ingresso alimentazione.....	5 V, 0,45 A
Batteria	Batteria ai polimeri di ioni di litio da 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Durata di funzionamento	150 minuti
Tempo di ricarica	210 minuti
Intensità del massaggio.....	10 livelli
Timer	1-15 minuti
Lunghezza cavo di ricarica	ca. 40 cm
Dimensioni.....	150 x 47 x 140 mm
Peso	132 g

**PL Instrukcja obsługi****Miniurządzenie do masażu karku**

Nr zamówienia 2348526

Przeznaczenie

To przynoszące ulgę w zmęczeniu mini urządzenie do masażu karku poprawia krążenie krwi, relaksuje zarówno mięśnie, jak i umysł i jest łatwo sterowany za pomocą mobilnej aplikacji.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie należy używać go na wolnym powietrzu. W każdym przypadku należy unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Urządzenie do masażu karku
- Instrukcja obsługi
- Kabel USB do ładowania

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

**Wyjaśnienie symboli**

Symbol pioruna w trójkącie jest używany, jeśli istnieje ryzyko dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowej obsługi zawartych w niniejszej instrukcji, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała lub szkody materialne. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany w długim okresie czasu w niekorzystnych warunkach otoczenia, lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Uwaga:

- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu.

b) Baterie (akumulatory)

- Wkładając baterie (akumulatory), należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację.
- Należy wyjąć baterie (akumulatory) z urządzenia, jeżeli nie będzie ono używane przez dłuższy czas, aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wycieku cieczy z baterii. Wyciek lub uszkodzenie baterii (akumulatorów) mogą w przypadku kontaktu ze skórą spowodować sparzenia kwasem, dlatego zawsze w trakcie obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami (akumulatorami) należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie (akumulatorki) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy zostawiać baterii (akumulatorów) bez nadzoru, gdyż istnieje ryzyko, iż mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie (akumulatory) należy wymieniać równocześnie. Instalowanie równocześnie starych i nowych baterii (akumulatorów) w urządzeniu może spowodować wyciek cieczy z baterii (akumulatorów) i uszkodzenie urządzenia.
- Baterii (akumulatorków) nie wolno demontować, zwierać ich końcówek, ani wrzucać do ognia. Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przystosowane. Niebezpieczeństwo wybuchu!

c) Obsługa

- Wyłącz i ponownie włącz produkt (resetowanie urządzenia do masażu) przed użyciem przez inne osoby, aby uwzględnić różne wrażliwości.
- Użyj wilgotnego ręcznika, aby nawilżyć skórę wokół szyi przed użyciem, aby zapewnić lepszy komfort.
- Jeśli urządzenie do masażu nie wejdzie w kontakt ze skórą w ciągu jednej minuty od włączenia, urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Wyłącz zasilanie przed użyciem i odłącz wtyczkę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Umieszczaj i przechowuj kabel ładowania w prawidłowy sposób; nie skręcaj go ani nie ciągnij.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod pełnym nadzorem osoby dorosłej.
- Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie jest zalecany do użytku medycznego.
- Produkt ten nie jest profesjonalnym sprzętem pielęgnacyjnym; jest on jedynie przeznaczony do wykonywania kojącego masażu.
- Używaj tego produktu wyłącznie na kręgosłupie szyjnym i upewnij się, że jest on noszony prawidłowo i symetrycznie.
- Powierzchnia produktu nagrzewa się podczas długotrwałego użytkowania. Jest to normalne zjawisko i nie wskazuje na usterkę.
- Do czyszczenia plam oleju z produktu należy używać miękkiej/delikatnej wafelki.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, należy zwrócić go do producenta w celu naprawy lub wymiany.
- Jeśli obawiasz się o wpływ tego produktu na zdrowie, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Domyślne ustawienia tego produktu powodują jego automatyczne wyłączenie po 15 minutach użytkowania.
- Zaleca się stosowanie tego produktu nie dłużej niż 30 minut dziennie.
- Elektrody tego produktu nie powinny być umieszczane podczas użytkowania w pobliżu serca ani klatki piersiowej użytkownika, ponieważ może to spowodować/zwiekszyć ryzyko wystąpienia migotania serca.
- Kontakt metalowych części pasków, naszyjników i innych artykułów z płytkami elektrodowymi tego produktu podczas użytkowania może spowodować silne porażenie prądem.
- Przed użyciem przez innych użytkowników należy wyczyścić płyty elektrody tego produktu.
- Jeśli powierzchnia jest zniekształcona i elektroda jest uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać używania produktu.
- W przypadku złego samopoczucia należy zaprzestać stosowania tego produktu i skonsultować się z lekarzem.
- Ten produkt nie powinien być stosowany na niczym innym niż na karku.
- Nie należy produktu demontować, naprawiać, modyfikować, zanurzać w wodzie ani nie wrzucać go do ognia.
- Ten produkt nie może być używany jako zabawka.
- Gdy produkt nie jest używany, należy przechowywać go w przewiewnym i suchym miejscu.
- Na tym produkcie nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Nie należy ciągnąć ani przekręcać wtyczki USB z użyciem siły.
- Nie należy używać tego produktu w następujących sytuacjach:



- W pobliżu źródeł elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości.
- W pobliżu substancji łatwopalnych.
- U niemowląt lub osób, które nie są w stanie wyrazić swoich odczuć lub które nie są wrażliwe na ciepło.
- W gorącym i wilgotnym środowisku lub w przypadku osób korzystających z aparatury tlenowej.
- W przypadku korzystania z elektronicznego sprzętu medycznego, takiego jak elektrokardiograf.
- Na skórze w miejscach opuchniętych lub objętych stanem zapalnym.
- Podczas noszenia zegarków elektronicznych, bransoletek lub innych produktów elektronicznych.
- W gorących i wilgotnych miejscach, takich jak łazienki.
- Podczas zasypiania.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przyciski działają prawidłowo.
- Podczas stosowania produktu, elektroda powinna być ściśle i równomiernie przyłożona do skóry.
- Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym okresie nieużywania produktu należy naładować produkt zgodnie z instrukcją obsługi, aby upewnić się, że działa on prawidłowo.
- Używaj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- Ten produkt jest zalecany dla osób powyżej 16 roku życia.
- Nie należy używać ani przechowywać tego produktu w następujących warunkach:
 - bezpośrednie światło słoneczne
 - wysoka temperatura i wilgotność
 - wilgotne środowiska
 - zapyłone środowiska

d) Ładowanie

- Do ładowania tego produktu należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza (napięcie wyjściowe wynosi 5 V).
- Upewnij się, że napięcie wyjściowe ładowarki nie przekracza 6 V.
- Przez cały czas trzymaj ten produkt z dala od ognia.
- Nie należy ładować tego produktu, gdy jest używany.

e) Użytkownicy

- Następującym użytkownikom zabrania się używania tego produktu:
 - Pacjenci z nowotworami złośliwymi.
 - Pacjenci z tendencją do krwawień.
 - Kobiety w ciąży.
 - Pacjenci z ostrym zapaleniem ropnym.
 - Osoby z rozrusznikiem serca.
 - Osoby z metalowymi implantami.
- Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują następujące objawy:
 - Nieprawidłowa praca serca i funkcjonowanie mózgu.
 - Występowanie temperatury powyżej 38°C.
 - Choroby zakaźne.
 - Przyjmowanie leków.
 - Nieprawidłowe ciśnienie krwi.
 - Trudności z wyrażaniem uczuć.
 - Zaburzenia percepcji spowodowane zaburzeniami krążenia obwodowego.
 - Zaburzenia percepcji skóry lub zaburzenia skóry.
 - Alergie skórne na płyty elektrodowe ze stali nierdzewnej.
 - Deficyty fizyczne, percepcyjne, umysłowe, doświadczalne lub poznawcze.

f) Ostrzeżenie FCC

- Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.
- To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi reagować na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

WAŻNA UWAGA:

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B oraz zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym.
- Oświadczenie FCC o narażeniu na promieniowanie:
- To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC RF, określonymi dla środowiska niekontrolowanego.

Właściwości

- Wibracje o niskiej częstotliwości
- Temperatura stała 42 °C
- Elektryczna terapia przeciwbólowa (Ems)
- Elektryczna funkcja gorącego kompresu
- Niewielki rozmiar
- Opatentowana konstrukcja
- Kształt litery U zapewnia wygodne dopasowanie wokół szyi
- Bezprzewodowa konstrukcja
- Bardzo cienka bateria o dużej wydajności


Elementy obsługi



- A Płyta elektrody
- B Przycisk przełączający
- C Temperatura
- D Zwiększenie intensywności
- E Zmniejszenie intensywności

- F Złącze ładowania typu M5 C USB
- G Długie naciśnięcie - włączanie/wyłączanie zasilania
Krótkie naciśnięcie - przełącznik trybu

Obsługa przyciskami



Przycisk	Obsługa	Wskaźnik	Stan wskaźnika urządzenia do masażu
1. Przycisk przełączający	Przytrzymaj naciśnięty przez 2 sekundy, aby włączyć	Krótki sygnał dźwiękowy	Włączony (połączony lub nieaktywny) Powolne miganie (trwający masaż)
	Przytrzymaj naciśnięty przez 2 sekundy, aby wyłączyć	Długi sygnał dźwiękowy	Niebieskie światło wyłączone
	Naciśnij, aby przełączyć tryby	Krótki sygnał dźwiękowy	
2. Przycisk temperatury	Naciśnij, aby przełączyć temperatury	Krótki sygnał dźwiękowy (długi sygnał dźwiękowy przy najwyższym ustawieniu)	
3. Zwiększenie intensywności	Naciśnij, aby zwiększyć intensywność	Krótki sygnał dźwiękowy (długi sygnał dźwiękowy przy najniższym ustawieniu)	
4. Zmniejszenie intensywności	Naciśnij, aby zmniejszyć intensywność	Krótki sygnał dźwiękowy	

Obsługa aplikacji

- a) Pobierz aplikację urządzenia do masażu, skanując odpowiedni kod QR poniżej lub wyszukując **SENIN** w sklepie z aplikacjami na swoim smartfonie.


Android 4.4 i nowszy:



iOS 10.0 i nowszy:



- b) Interfejs aplikacji



- c) Sterowanie aplikacją

Włącz Bluetooth w swoim smartfonie. Włącz urządzenie do masażu i otwórz aplikację, aby połączyć się z tym urządzeniem.

Przycisk	Obsługa	Wskaźnik	Stan wskaźnika urządzenia do masażu
5. Wybór urządzenia do masażu	Przesuń palcem w dół na interfejsie połączenia, aby odświeżyć	2 krótkie sygnały dźwiękowe	Szybkie miganie (połączenie Bluetooth) Włączony (połączony lub nieaktywny) Powolne miganie (trwający masaż)
6. Wybór temperatury	Naciśnij, aby wybrać temperaturę		
7. Wybór trybu	Ikona trybu dotykowego		
8. Zegar	Naciśnij, aby wybrać tryb		
9. Przełącznik masażu	Przeciagnij palcem w górę i w dół		Lampka przycisku przełącznika włączona
10. Regulator intensywności	Przeciagnij palcem w górę i w dół		
11. Przełącznik trybu odświeżania	Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć	Krótki sygnał dźwiękowy (włączony) Długi sygnał dźwiękowy (wyłączony)	Lampka przycisku odświeżania włączona
	Naciśnij ikonę blokady, aby włączyć		Lampka przycisku blokady dla osób starszych włączona
12. Wyłącznik blokady dla osób starszych	Naciśnij ikonę blokady, aby wyłączyć		Lampka przycisku blokady dla osób starszych wyłączona

Uwaga: Wyszarzona ikona w prawym górnym rogu interfejsu oznacza, że urządzenie do masażu nie ma kontaktu ze skórą.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Produkt nie włącza się	Poziom naładowania baterii jest zbyt niski. Przed użyciem naładować do pełna. Upewnij się, że w celu włączenia produktu został naciśnięty właściwy przycisk.
Akumulator nie ładuje się	Upewnij się, że kabel USB jest prawidłowo podłączony do produktu i do źródła zasilania.
Urządzenie nie masuje lub masaż jest zbyt słaby	Upewnij się, że urządzenie do masażu bezpośrednio dotyka skóry.
	Upewnij się, że pomiędzy urządzeniem do masażu a skórą nie znajdują się żadne przedmioty.
	Zwiększ intensywność masażu.
	Upewnij się, że powierzchnia urządzenia do masażu jest czysta i wolna od brudu lub smaru.
	Upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana.

Problem	Rozwiązanie
Występuje uczucie mrowienia	Upewnij się, że urządzenie do masażu bezpośrednio dotyka skóry.
	Upewnij się, że urządzenie do masażu jest używane tylko przez maksymalnie 15 minut na sesję i nie częściej niż dwa razy dziennie.
	Wyreguluj intensywność masażu.
	Upewnij się, że użytkownik nie cierpi na alergie skórne.
	Przed użyciem należy upewnić się, że skóra jest wilgotna.
	Upewnij się, że urządzenie do masażu nie jest używane w pobliżu otwartych ran.

Uwaga: Jeśli nie można usunąć usterki lub gdy produkt nadal nie działa prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się bezpośrednio z dostawcą, w celu wykonania naprawy. Nie należy demontować ani próbować naprawiać produktu samodzielnie.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i funkcjonowania produktu.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Utylizacja

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przed utylizacją należy wyjąć wszelkie baterie (akumulatory) i utylizować je oddzielnie.

b) Baterie (akumulatory)



Od użytkownika końcowego prawo (rozporządzenie w sprawie baterii) wymaga zwrotu wszystkich zużytych akumulatorów (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie (akumulatory) oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Symbole ciężkich metali, które są składnikami, to: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=olów (nazwa znajduje się na bateriach (akumulatory), np. pod widocznym po lewej stronie symbolem pojemnika na śmieci).

Zużyte baterie (akumulatory) można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiórki, do naszych sklepów, lub gdziekolwiek, gdzie sprzedawane są baterie (akumulatory).

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Pobór mocy	5 V, 0,45 A
Akumulator	Litowo-jonowy 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Czas działania	150 min
Czas ładowania	210 min
Intensywność masażu	10 poziomów
Zegar	1-15 min
Długość kabla ładowania.....	ok. 40 cm
Wymiary.....	150 x 47 x 140 mm
Masa.....	132 g