

## INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	1
Auf einen Blick	1
Symbole	2
Signalwörter	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Wann darf das Gerät nicht benutzt werden?	3
Sicherheitshinweise	3
Akku aufladen	6
Benutzung	7
Reinigung und Aufbewahrung	7
Problembeseitigung	7
Entsorgung	8
Technische Daten	8

## LIEFERUMFANG

- Manschetten 2 x
- USB-Kabel (A-Stecker an Micro-B-Stecker) 2 x
- USB-Netzadapter 1 x
- Gebrauchsanleitung 1 x

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.



Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: (1)

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: (Bild A)

## AUF EINEN BLICK

(Bild A)

- 1 Klettverschluss
- 2 Manschette
- 3 Luftkammern
- 4 Anschlussbuchse
- 5  Wärmefunktion ein- / ausschalten (inkl. Kontrollleuchte)
- 6  Ein- / Ausschalten + Intensitätsstufe erhöhen
- 7 Kontrollleuchte:
  - grün – Intensitätsstufe I
  - rot – Intensitätsstufe II
- 8 USB-Netzadapter
- 9 USB-Kabel

## Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für die **MAXXMEE Massage-Manschetten Air Compression** entschieden hast. Einfach anlegen, per Klettverschluss an deine individuelle Größe anpassen und einschalten. Sofort beginnen die integrierten Luftkissen von unten nach oben sanften Druck auf die Muskeln auszuüben, fördern so die Durchblutung und helfen bei der Regeneration deiner müden Arme oder Beine. Um die Massage an deine persönlichen Bedürfnisse anzupassen, stehen dir 2 Intensitätsstufen sowie eine Wärmefunktion zur Verfügung.

Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehörteilen haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website: [www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

Wir wünschen dir viel Freude an deinen  
**MAXXMEE Massage-Manschetten Air Compression.**

## Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

## SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Gleichstrom



Wechselstrom



Schutzklasse II



Schutzklasse III



Nur in Innenräumen verwenden.



Energieeffizienzklasse VI



Schaltnetzteil



Sichere elektrische Trennung

## SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**GEFAHR** – hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**VORSICHT** – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben


## BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Die Manschetten sind zur Massage und zum Stimulieren sowie zum Wärmen der Arm- und Beinmuskulatur bestimmt und dienen der Entspannung.
- Die Manschetten sind nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke konzipiert.
- Ausschließlich für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## WANN DARF DAS GERÄT NICHT BENUTZT WERDEN?

- Folgende Personen dürfen das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden:
  - Personen, die an den Armen oder Beinen gefühllos sind
  - Personen mit Durchblutungsstörungen
  - Schwangere oder frisch Entbundene
  - Menschen mit Herzschrittmacher
- **Das Gerät nur verwenden, wenn keine physischen Krankheiten oder Gebrechen vorliegen!** Bei Unsicherheit, ob das Gerät benutzt werden darf, Rücksprache mit einem Arzt halten.
- Das Gerät nicht in der Nähe bzw. auf Verletzungen, Schwellungen, Hautreizungen, entzündeten Hautpartien, Warzen, Pilzinfektionen, krankhaften Hautveränderungen oder gefühllosen Körperstellen benutzen.

## SICHERHEITSHINWEISE

-  **WARNUNG:** Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.
- Kinder jünger als drei Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
  - Das Gerät darf nicht von jungen Kindern im Alter von über drei Jahren benutzt werden, es sei denn, die Regel- und/oder Steuereinheiten sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Regel- und/oder Steuereinheiten sicher betreibt.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder dürfen nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung dürfen nicht** von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **Kinder jünger als 8 Jahre** und **Tiere** sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, müssen beim Gebrauch vorsichtig sein.
- Das Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die schutzbedürftig sind und nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es nass oder feucht ist. Es muss vor der Inbetriebnahme vollständig trocken sein.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände am Gerät angebracht werden oder hineingestochen werden.
- Das Gerät nicht einschalten, wenn es zusammengefaltet ist. Es muss vor dem Gebrauch stets ausgebreitet werden, um Wärmestau zu vermeiden.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät immer vollständig abkühlen lassen, bevor es gewaschen, zusammengefaltet und / oder verstaut wird.
- Das Gerät locker zusammenlegen, nicht stark zusammendrücken oder knicken, damit es nicht beschädigt wird. Keine Gegenstände, Tiere oder Personen auf das gefaltete Gerät legen.
- Nur den beiliegenden USB-Netzadapter oder ordnungsgemäße USB-Netzadapter verwenden, deren technische Daten mit denen der Manschetten übereinstimmen.

- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



#### GEFAHR – Stromschlaggefahr

- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen laden und lagern.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben, laden oder lagern.
- Das Bedienteil und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen! Sicherstellen, dass das Bedienteil oder die Anschlussleitung nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Bedienteil nass werden oder ins Wasser fallen während es an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** das Bedienteil aus dem Wasser herausholen. Niemals versuchen, es aus dem Wasser zu ziehen, während es an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Das Gerät oder die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.



#### WARNUNG – Brandgefahr

- Das Gerät und Zubehör von Feuer und anderen Hitzequellen fernhalten.
- Das Bedienteil während des Betriebes sowie während des Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden.



#### WARNUNG – Gefahr durch Akkus

- Das Bedienteil mit eingebautem Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt werden. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Sicherstellen, dass das Bedienteil, nicht nass werden kann. Das Bedienteil nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Akku im Bedienteil könnte sich entzünden oder explodieren.
- Das Gerät während des Ladens nicht abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.



#### WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr.
- Sollte der Akku auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.
- Sicherstellen, dass das USB-Kabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Darauf achten, dass das angeschlossene USB-Kabel keine Stolpergefahr darstellt.

## HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn es vom Stromnetz getrennt oder an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Wenn der USB-Netzadapter aus der Steckdose gezogen wird, immer am USB-Netzadapter und nie am USB-Kabel ziehen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Gerät vor Wärmequellen, Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Nicht auf die Manschetten stellen, um sie nicht zu beschädigen.

## AKKU AUFLADEN

### Beachten!

- Das Gerät nicht über einen Computer aufladen, da aufgrund des hohen Ladestroms der Computer beschädigt werden könnte.
- Das USB-Kabel vor dem Anschließen des USB-Netzadapters vollständig auseinanderwickeln.
- Das USB-Kabel so verlegen, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.



Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku unbedingt vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen. Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.

1. Das USB-Kabel (9) an die Anschlussbuchse (4) des Bedienteils einer Manschette (2) und an die Anschlussbuchse des USB-Netzadapters (8) anschließen.
2. Den USB-Netzadapter an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit den technischen Daten des Netzadapters übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann. Die Kontrollleuchte (7) im Bedienteil leuchtet rot. Der Akku wird geladen.
3. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.
4. Zuerst den Netzadapter vom Stromnetz trennen und danach das USB-Kabel vom Netzadapter und der Manschette.

## BENUTZUNG

### Beachten!

- Ein Kribbelgefühl / Juckreiz während oder nach der Massage ist aufgrund der durchblutungsfördernden Wirkung normal.
- Das Gerät sofort ausschalten, wenn während des Gebrauchs Schmerzen oder Unwohlsein auftreten.
- Das Gerät nicht unter einer Decke o. Ä. verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung nutzen.



Mit der geringsten Stufe beginnen und nach und nach die Intensität steigern.

1. Die Manschetten (2) um Arme, Füße oder Beine legen (Bild B) und mit den Klettverschlüssen (1) fixieren. Darauf achten, dass sie nicht zu fest angelegt werden, sodass sie während des Betriebes nicht zu eng werden.
2. (6) auf den Bedienteilen drücken, um die Massage zu aktivieren. Die Kontrollleuchte (7) leuchtet grün. Intensitätsstufe 1 ist eingeschaltet. Die Luftkammern in den Manschetten werden in zwei Zyklen langsam aufgepumpt und nach einigen Sekunden wieder entleert.
3. Je nach Bedarf Intensitätsstufe 2 einstellen, indem erneut gedrückt wird. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. **Beachten:** Bei erneutem Aus- und Einschalten startet die Massage wieder mit der Intensitätsstufe 1.
4. Nach Bedarf die Wärmefunktion hinzuschalten, indem (5) gedrückt wird. Die Kontrollleuchte in leuchtet rot.
5. Nach 10 Minuten stoppt die Massage automatisch. Sie kann jederzeit

gestoppt werden, indem gedrückt wird.



Vor dem Schlafengehen sollte das Gerät nicht benutzt werden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung, was ggf. zu Einschlafproblemen führen kann.

## REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

### Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können das Material beschädigen.
- Die Manschetten (2) mit einem feuchten, weichen Tuch und ggf. etwas Reinigungsmittel abwischen. Anschließend gründlich nachtrocknen.
- Gerät und Zubehörteile an einem frostfreien, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung und Staub geschützten und für Kinder sowie Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

## PROBLEMBEHEBUNG

Sollten das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



**Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!**

**Die Manschetten lassen sich nicht einschalten. Die Kontrollleuchte (7) blinkt rot.**

Der Akku ist leer.

- ▶ Den Akku aufladen.

**Es wird keine Wärme erzeugt.**

Das Gerät ist nicht eingeschaltet.

- ▶  (6) drücken. Die Kontrollleuchte (7) muss leuchten.

Die Wärmefunktion ist nicht eingeschaltet.

- ▶  (5) drücken. Die Kontrollleuchte im Schalter muss leuchten.

**Der Akku wird nicht geladen. Die Kontrollleuchte (7) im Bedienteil leuchtet nicht.**

Das USB-Kabel (9) sitzt nicht korrekt in den Anschlussbuchsen am Bedienteil oder der USB-Netzadapter sitzt nicht korrekt in der Steckdose.

- ▶ Den Sitz des Kabels bzw. Adapters korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- ▶ Eine andere Steckdose ausprobieren.

Es ist keine Netzspannung vorhanden.

- ▶ Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.

**ENTSORGUNG**

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Die Manschetten mit eingebautem Akku nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer:	03312
ID Gebrauchsanleitung:	Z 03312 M DS V1 0721 uh
<b>Manschetten</b>	
Modellnummer:	ITLM-02H
Stromversorgung:	3,7V DC (Li-Ion Akku, 2500mAh)
Schutzklasse:	III
Stufen:	2

**USB-Netzadapter**

Hergestellt für DS Produkte GmbH  
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Modellnummer:	XH0500-1000WUG
Eingang:	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A
Ausgang:	5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Schutzklasse:	II

Alle Rechte vorbehalten.





## LIST OF CONTENTS

Items Supplied	9
At A Glance	9
Symbols	10
Signal Words	10
Intended Use	11
When May the Device Not Be Used?	11
Safety Notices	11
Charging Up the Battery	14
Use	14
Cleaning and Storage	15
Troubleshooting	15
Disposal	15
Technical Data	16

## ITEMS SUPPLIED

- Cuffs 2 x
- USB cable (A connector to Micro B connector) 2 x
- USB mains adapter 1 x
- Operating instructions 1 x

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.



Remove any films, stickers or transport protection. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

Key numbers are shown as follows: (1)

Picture references are shown as follows:  
(Picture A)

## AT A GLANCE

(Picture A)

- 1 Hook-and-loop fastener
- 2 Cuff
- 3 Air chambers
- 4 Connecting socket
- 5  Switch heating function on / off (incl. control lamp)
- 6  Switch on / off + increase intensity level
- 7 Control lamp:
  - Green – intensity level I
  - Red – intensity level II
- 8 USB mains adapter
- 9 USB cable

## Dear Customer,

We are delighted that you have chosen the **MAXXMEE Air Compression Massage Cuffs**. Simply put them on, adjust them to your individual size with the hook-and-loop fastener and switch on. The integrated air cushions immediately begin to exert gentle pressure on the muscles from below, which stimulates the circulation and helps to regenerate your tired arms or legs. There are 2 intensity levels and a heating function, which you can adjust to your personal requirements.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website: [www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

We hope you have a lot of fun with your  
**MAXXMEE Air Compression Massage Cuffs.**

## Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

## SYMBOLS



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Direct current



Alternating current



Protection class II



Protection class III



Only use indoors.



Energy efficiency class VI



Switching power supply



Safe electrical isolation

## SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**DANGER**—high risk, results in serious injury or death

**WARNING**—medium risk, may result in serious injury or death

**CAUTION**—low risk, may result in minor or moderate injury

**NOTICE**—may result in risk of damage to material


## INTENDED USE

- The cuffs are intended for massaging and stimulating and heating your arm and leg muscles, and are used for relaxation.
- The cuffs are not designed for medical or therapeutic purposes.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- Use the product only for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

## WHEN MAY THE DEVICE NOT BE USED?

- The following people may use the device only following consultation with a doctor:
  - people who have no feeling in their arms or legs
  - people with circulation problems
  - women who are pregnant or have just given birth
  - people with a pacemaker
- **Only use the device if you have no physical illnesses or ailments!** If you are unsure whether the device may be used, consult a doctor.
- Do not use the device near to or on injuries, swelling, skin irritations, infected skin, warts, fungal infections, abnormal changes in the skin or body parts with no feeling.

## SAFETY NOTICES

 **WARNING:** Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- Children younger than three years of age must not use this device as they are unable to react to overheating.
- The device must not be used by young children over three years of age, unless the regulation and / or control units have been preset by a parent or guardian or the child has been sufficiently briefed on how to operate the regulation and / or control units safely.
- This device may be used by children aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.

- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Children younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.
- The device has a hot surface. People who are insensitive to heat must be careful when using the device.
- The device may not be used by people who are vulnerable and are unable to react to overheating.
- The device is not designed for use in hospitals.
- Do not use the device if it is wet or damp. It must be completely dry before it is used.
- No safety pins or other sharp or pointed objects must be attached to the device or inserted into it.
- Do not switch on the device when it is folded up. It must always be spread out prior to use to prevent the build-up of heat.
- The device must always be disconnected from the mains power when left unattended and before cleaning it.
- Always allow the device to cool down completely before it is washed, folded up and / or stored away.
- To ensure that the device is not damaged, fold it up loosely, do not press it together firmly or bend it. Do not place any objects, animals or people on the folded device.
- Only use the included USB mains adapter or proper USB mains adapters with the same technical specifications as the cuffs.
- Do not make any modifications to the device. If the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



**DANGER – Danger of Electric Shock**

- Charge and store the device only in closed rooms.
- Do not operate, charge or store the device in rooms with high humidity.
- Never immerse the control unit or the connecting cable in water or other liquids! Make sure that the control unit and the connecting cable cannot fall into water or become wet.
- If the control unit becomes wet or falls into water while it is connected to

the mains power, pull the mains plug out of the plug socket immediately. **Only after this** should you retrieve the control unit from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains power!

- Never touch the device or the connecting cable with wet hands when the device is connected to the mains power.



#### **WARNING – Danger of Fire**

- Keep the device and accessories away from fire and other heat sources.
- Do not cover the control unit during operation or charging in order to prevent the device from catching fire.



#### **WARNING – Danger from Rechargeable Batteries**

- The control unit with a built-in battery must not be taken apart, thrown into a fire or exposed to high temperatures of over +40°C. The battery could ignite or explode.
- Make sure that the control unit cannot become wet. Do not use the control unit if liquid has got inside it. The battery in the control unit could ignite or explode.
- Do not cover the device during charging to prevent overheating.



#### **WARNING – Danger of Injury**

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- If the battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid.

- Make sure that the USB cable is always kept out of the reach of small children and animals. There is a danger of strangulation.
- Make sure that the connected USB cable does not present a trip hazard.

#### **NOTICE – Risk of Damage to Material and Property**

- The device must be switched off when it is connected to or disconnected from the mains power.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- Pull the mains adapter out of the socket if an error occurs during charging or before a thunderstorm.
- When the USB mains adapter is pulled out of the plug socket, always pull on the USB mains adapter and never the USB cable.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.
- Protect the device from heat sources, flames, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.
- Do not place anything on the cuffs so that they are not damaged.

## CHARGING UP THE BATTERY

### Please Note!

- Do not charge up the device via a computer because the computer might be damaged by the high charging current.
- Fully unwind the USB cable before connecting the USB mains adapter.
- Lay the connecting cable in such a way that it does not become squashed or kinked and does not come into contact with hot surfaces.



It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity. If the battery is fully discharged during use, it must be fully charged up again before it is next used.

1. Connect the USB cable (9) to the connecting socket (4) of the control unit for a cuff (2) and to the connecting socket of the USB mains adapter (8).
2. Only connect the USB mains adapter to a plug socket that is properly installed and matches the technical data of the mains adapter. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated. The control lamp (7) in the control unit lights up red. The battery is charging.
3. When the control lamp lights up green, the battery is fully charged.
4. First disconnect the mains adapter from the power supply and then the USB cable from the mains adapter and the cuff.

## USE


### Please Note!

- A tingling sensation / itching during or after the massage is normal due to the circulation-boosting effect.
- Switch off the device immediately if you experience pain or feel unwell during use.
- To prevent overheating, do not use the device under a blanket or similar cover.
- Do not use the device for longer than 20 minutes without a break.



Start with the slowest level and gradually increase the level of intensity.

1. Place the cuffs (2) around your arms, feet or legs (Picture B) and fasten them with the hook-and-loop fasteners (1).  
Make sure that they are not applied too tightly so that they do not become too tight during operation.
2. Press (6) on the control units to activate the massage. The control lamp (7) lights up green. Intensity level 1 is switched on.  
The air chambers in the cuffs are slowly inflated in two cycles and emptied again after a few seconds.
3. If required, set intensity level 2 by pressing again. The control lamp lights up red.  
**Please Note:** When switched off and on again, the massage starts again at intensity level 1.
4. If required, also activate the heating function by pressing (5). The control lamp in lights up red.
5. After 10 minutes the massage stops automatically. It can be stopped at any time by pressing .

 The device should not be used before going to sleep. The massage has a stimulating effect, which may lead to problems getting to sleep.

## CLEANING AND STORAGE

### Please Note!

- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. They can damage the material.
- Wipe down the cuffs (2) with a damp, soft cloth and a little mild cleaning agent if required. Then dry them thoroughly.
- Store the device and accessories in a dry, frost-free place that is protected from direct sunlight and dust and cannot be accessed by children or animals.

## TROUBLESHOOTING

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!


**The cuffs cannot be switched on.  
The control lamp (7) flashes red.**

The battery is empty.


- ▶ Charge up the battery.

**No heat is produced.**

The device is not switched on.

- ▶ Press  (6). The control lamp (7) ought to light up.

The heating function is not switched on.

- ▶  Press (5). The control lamp in the switch ought to light up.

**The battery is not charging. The control lamp (7) in the control unit does not light up.**

The USB cable (9) is not plugged correctly in the connecting sockets on the control unit or the USB mains adapter is not plugged correctly in the plug socket.

- ▶ Correct the fit of the cable or adapter.

The plug socket is defective.

- ▶ Try another plug socket.

There is no mains voltage.

- ▶ Check the fuse of the mains connection.

## DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the cuffs with a built-in battery as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.



EN

## TECHNICAL DATA

Article number: 03312  
ID of operating instructions: Z 03312 M DS V1 0721 uh

### Cuffs

Model number: ITLM-02H  
Power supply: 3.7 V DC (Li-ion battery, 2500mAh)  
Protection class: III  
Levels: 2


### USB mains adapter

Manufactured for DS Produkte GmbH  
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

Model number: XH0500-1000WUG  
Input: 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0.2 A  
Output: 5.0 V DC 1.0 A 5.0 W  
Protection class: II

All rights reserved.





## SOMMAIRE

Composition	17
Aperçu général	17
Symboles	18
Mentions d'avertissement	18
Utilisation conforme	19
Quand faut-il s'abstenir d'utiliser l'appareil ?	19
Consignes de sécurité	19
Rechargement de la batterie	22
Utilisation	23
Nettoyage et rangement	23
Résolution des problèmes	23
Mise au rebut	24
Caractéristiques techniques	24

## COMPOSITION

- Jambières 2 x
- Câble USB (fiche USB A mâle vers fiche micro-B) 2 x
- Adaptateur secteur USB 1 x
- Mode d'emploi 1 x

S'assurer que l'ensemble livré est complet et que les composants ne présentent pas de dommages imputables au transport.

En cas de dommages, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service après-vente.

Enlever les éventuels films protecteurs, adhésifs ou protections de transport.



**Ne jamais ôter la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**

Les numéros de légende sont représentés de la façon suivante : (1)

Les renvois aux illustrations sont représentés de la façon suivante : (Illustration A)

## APERÇU GÉNÉRAL

(Illustration A)

- 1 Fermeture auto-agrippante
- 2 Jambière
- 3 Chambres d'air
- 4 Douille de raccordement
- 5  Activer/désactiver la fonction chauffante (y compris témoin de contrôle)
- 6  Activer/désactiver + accroître le niveau d'intensité
- 7 Témoin de contrôle :
  - o Vert – niveau d'intensité I
  - o Rouge – niveau d'intensité II
- 8 Adaptateur secteur USB
- 9 Câble USB

## Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition des **jambières de massage Air Compression MAXXMEE**. Il suffit de les enfiler et de les ajuster à la taille individuelle du porteur grâce à la fermeture auto-agrippante avant de les mettre en marche. Les coussins d'air intégrés commencent immédiatement à exercer une douce pression du bas vers le haut sur les muscles, favorisant ainsi la circulation sanguine et la régénération de vos bras ou jambes fatigués. Pour adapter le massage à vos besoins personnels, 2 niveaux d'intensité ainsi qu'une fonction chauffante sont disponibles.

Pour toute question concernant cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez contacter le service après-vente à partir de notre site Internet :

[www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

Nous espérons que vos **jambières de massage Air Compression MAXXMEE** vous donneront entière satisfaction !

## Informations sur le mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante de l'appareil. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions consignées dans le mode d'emploi.

## SYMBOLES



Symboles de danger : ces symboles signalent des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Consulter le mode d'emploi avant utilisation !



Courant continu



Courant alternatif



Classe de protection II



Classe de protection III



À utiliser uniquement à l'intérieur de locaux.



Classe d'efficacité énergétique VI



Bloc d'alimentation et de commutation



Isolation électrique sûre

## MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non-respect des consignes correspondantes.

**DANGER** – Risque accru induisant des blessures graves, voire mortelles

**AVERTISSEMENT** – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

**ATTENTION** – Risque faible pouvant induire des blessures bénignes ou de moyenne gravité

**AVIS** – Risque de dégâts matériels

## UTILISATION CONFORME

- Ces jambières sont destinées au massage et à la stimulation ainsi qu'au réchauffement des muscles des bras et des jambes et servent à se détendre.
- Les jambières ne sont pas conçues à des fins médicales ou thérapeutiques.
- Elles sont destinées à un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- À utiliser uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

## QUAND FAUT-IL S'ABSTENIR D'UTILISER L'APPAREIL ?

- Les personnes suivantes ne doivent utiliser cet appareil que sur accord préalable d'un médecin :
  - Les personnes insensibles au niveau des bras ou des jambes
  - Les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine
  - Les femmes enceintes ou ayant récemment accouché
  - Les personnes portant un stimulateur cardiaque
- Utiliser l'appareil uniquement en l'absence de maladies physiques ou d'infirmités. Si l'aptitude à utiliser l'appareil est incertaine, s'en entretenir avec un médecin.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sur des blessures, des parties du corps tuméfiées, irritées ou enflammées, des verrues, des infections fongiques, des dermatoses ou des parties du corps insensibles.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ



**AVERTISSEMENT** : prière observer l'intégralité des consignes de sécurité, des instructions, des illustrations et des caractéristiques techniques dont est doté cet appareil.

Tout manquement aux consignes de sécurité et aux instructions données peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures.

- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil car ils ne sont pas aptes à réagir à une surchauffe.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par les jeunes enfants de plus de trois ans sauf si les unités de commande et/ou de régulation ont été préalablement réglées par un parent ou une personne chargée de leur surveillance ou si les enfants ont été

suffisamment instruits quant à la façon de manipuler les unités de commande et/ou de régulation en toute sécurité.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques en découlant.
- **Les enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la **maintenance par l'utilisateur** ne doivent **pas** être réalisés par des **enfants** sans surveillance.
- Tenir l'appareil et le cordon de raccordement hors de portée des animaux et des **enfants** de moins de 8 ans.
- L'appareil est doté d'une surface chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent utiliser l'appareil avec prudence.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes vulnérables et qui ne sont pas aptes à réagir à une surchauffe.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage en milieu hospitalier.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est mouillé ou humide. Il doit être intégralement sec avant toute mise en service.
- N'appliquez et ne plantez aucune épingle de sûreté ni autre objet pointu ou aiguisé dans l'appareil.
- Ne pas enclencher l'appareil lorsqu'il est plié. Préalablement à son emploi, il doit toujours être déplié afin d'éviter toute accumulation de chaleur.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas sous surveillance et avant d'être nettoyé.
- Toujours laisser l'appareil intégralement refroidir avant de le laver, de le plier et/ou de le ranger.
- Pliez délicatement l'appareil sans le comprimer ni le pincer afin de ne pas l'endommager. Ne déposez pas d'objet, d'animaux ni de personnes sur l'appareil en l'état plié.
- Utiliser uniquement l'adaptateur secteur USB fourni ou un adaptateur secteur USB conforme dont les caractéristiques techniques correspondent à celles des jambières.

- Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par exemple un atelier spécialisé) qu'il revient de le réparer afin d'éviter tout danger.



#### **DANGER – Risque d'électrocution**

- Recharger et entreposer l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- Ne pas faire fonctionner, charger ou stocker l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.
- Ne jamais plonger le boîtier de commande et le cordon de raccordement dans l'eau ou tout autre liquide. S'assurer que le boîtier de commande ou le cordon de raccordement ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- Si le boîtier de commande devait être mouillé ou tomber à l'eau pendant qu'il est encore raccordé au secteur, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant. Extraire **ensuite seulement** le boîtier de commande de l'eau ! Ne jamais essayer de l'extraire de l'eau tant qu'il est encore raccordé au réseau électrique !
- Ne jamais saisir l'appareil ou le cordon de raccordement avec les mains humides lorsque l'appareil est raccordé au réseau électrique.



#### **AVERTISSEMENT – Risque d'incendie**

- Tenir l'appareil et les accessoires à l'écart du feu et de toute autre source de chaleur.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie du boîtier de commande, ne pas le couvrir lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou de chargement.



#### **AVERTISSEMENT – Risque émanant des batteries**

- Le boîtier de commande avec batterie intégrée ne doit pas être démonté, jeté au feu ni exposé à des températures élevées supérieures à +40 °C. La batterie pourrait s'enflammer ou exploser.
- S'assurer que le boîtier de commande ne puisse pas être mouillé. Ne pas utiliser le boîtier de commande si du liquide a pénétré en son sein. La batterie du boîtier de commande pourrait s'enflammer ou exploser.
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe de l'appareil, ne pas le couvrir lorsqu'il est en cours de chargement.



#### **AVERTISSEMENT – Risque de blessure**

- Tenir l'emballage hors de portée des enfants et des animaux. Ils risqueraient par exemple de s'étouffer avec !
- Si la batterie a coulé, éviter tout contact corporel avec l'électrolyte. Le cas échéant, porter des gants de protection. En cas de contact avec l'électrolyte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis faire appel sans attendre aux secours médicaux. Risque de brûlures causées par l'électrolyte des batteries !
- S'assurer de toujours tenir le câble USB hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Risque de strangulation !
- Afin que personne ne risque de trébucher, veiller à ce que le câble USB branché ne gêne pas le passage.

## AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- L'appareil doit être éteint au moment d'être raccordé au réseau ou d'en être débranché.
- Veiller à ce que le cordon de raccordement ne soit ni pincé, ni coincé, ni posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Retirer l'adaptateur secteur USB de la prise de courant si un dysfonctionnement survient au cours du chargement ou avant un orage.
- Pour débrancher l'adaptateur secteur USB de la prise de courant, toujours tirer sur l'adaptateur secteur USB, jamais sur le câble USB !
- Utiliser uniquement des accessoires d'origine du fabricant pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout éventuel dommage.
- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne pas l'exposer à des températures négatives ni trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.
- Ne jamais s'allonger ni marcher sur les jambières afin de ne pas les endommager.

## RECHARGEMENT DE LA BATTERIE

### À observer !

- Ne pas recharger l'appareil par le biais d'un ordinateur car ceci pourrait endommager ce dernier du fait de la forte intensité de charge.
- Dérouler intégralement le câble USB avant le raccordement à l'adaptateur secteur USB.
- Faire cheminer le câble USB de sorte qu'il ne soit ni pincé, ni coincé, et

qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.



Avant la première mise en service, recharger impérativement la batterie intégralement pour quelle puisse atteindre sa capacité de charge maximale. Si la batterie se vide complètement en cours d'utilisation, elle doit être intégralement rechargée avant toute nouvelle utilisation.

1. Brancher le câble USB (9) à la douille de raccordement (4) du boîtier de commande d'une jambière (2) et à la douille de raccordement de l'adaptateur secteur USB (8).
2. Brancher l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre, et dont les caractéristiques techniques correspondent à celles de l'adaptateur secteur USB. La prise de courant doit rester facilement accessible même après le branchement de sorte à pouvoir couper rapidement l'alimentation de l'appareil. Le témoin de contrôle (7) intégré au boîtier de commande s'allume en rouge. La batterie est en cours de recharge.
3. Lorsque le témoin de contrôle passe au vert, cela signifie que la batterie est entièrement rechargée.
4. D'abord débrancher l'adaptateur secteur de la prise secteur puis le câble USB de l'adaptateur secteur et de la jambière.

## UTILISATION

### À observer !

- Il est normal de ressentir pendant ou après le massage une impression de picotement ou de démangeaison en raison de l'effet de stimulation de la circulation du sang.
- Immédiatement éteindre l'appareil si des douleurs ou malaises surviennent pendant son utilisation.
- Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas utiliser l'appareil sous une couverture ou un autre objet similaire.
- Ne pas utiliser l'appareil plus de 20 minutes sans interruption.



Commencer par le niveau le plus bas et augmenter peu à peu l'intensité.

1. Placer les jambières (2) autour des bras, des pieds ou des jambes (illustration B) et les fixer à l'aide des fermetures auto-agrippantes (1). Veiller à ne pas les appliquer trop serrées de sorte à ce qu'elles ne soient pas trop étroites quand elles sont actionnées.
2. Presser (6) sur les boîtiers de commande pour activer le massage. Le témoin de contrôle (7) s'allume en vert. Le niveau d'intensité 1 est activé. Les chambres d'air dans les jambières se gonflent lentement en deux cycles et se dégonflent à nouveau au bout de quelques secondes.
3. Selon les besoins, régler le niveau d'intensité 2 en pressant de nouveau . Le témoin de contrôle est allumé en rouge.  
**À observer :** le massage reprend avec le niveau d'intensité 1 en cas de nouvel arrêt et mise en marche.
4. En cas de besoin, activer la fonction chauffante en pressant (5). Le témoin de contrôle dans est allumé en rouge.

5. Le massage s'arrête automatiquement au bout de 10 minutes. Il peut être arrêté à tout moment en pressant .



Mieux vaut ne pas utiliser l'appareil avant d'aller se coucher. Le massage exerce un effet stimulant qui peut éventuellement poser des problèmes pour s'endormir ensuite.

## NETTOYAGE ET RANGEMENT

### À observer !

- Pour le nettoyage, n'utiliser ni agent caustique ou récurant, ni tampon de nettoyage qui risqueraient d'endommager sa matière.
- Essuyer les jambières (2) avec un chiffon doux et humide et éventuellement un peu de détergent doux. Frotter ensuite au chiffon pour bien le sécher.
- Ranger l'appareil et les accessoires hors gel, dans un endroit sec à l'abri de la poussière et du rayonnement direct du soleil, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examiner le problème pour constater s'il est possible d'y remédier par soi-même. À défaut de résoudre le problème selon les indications suivantes, contacter le service après-vente.



**Ne pas essayer de réparer soi-même un appareil électrique !**


**Les jambières ne se mettent pas en marche. Le témoin de contrôle (7) clignote en rouge.**

La batterie est vide.


- Recharger la batterie.

**Aucune chaleur n'est produite.**

L'appareil n'est pas branché.

- ▶ Presser  (6). Le témoin de contrôle (7) doit être allumé.

La fonction chauffante n'est pas en marche.

- ▶ Presser  (5). Le témoin de contrôle dans l'interrupteur doit être allumé.

**La batterie ne se recharge pas. Le témoin de contrôle (7) intégré au boîtier de commande ne s'allume pas.**

Le câble USB (9) n'est pas correctement logé dans les douilles de raccordement du boîtier de commande ou de l'adaptateur secteur USB ou bien l'adaptateur secteur n'est pas correctement enfiché dans la prise de courant.

- ▶ Corriger la position du câble ou de l'adaptateur.

La prise de courant est défectueuse.

- ▶ Essayer le branchement sur une autre prise de courant.

Il n'y a pas de tension secteur.

- ▶ Contrôler le fusible du secteur.

**MISE AU REBUT**

Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Cet appareil est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les jampières à batterie intégrée ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être mises au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence article : 03312  
Identifiant mode d'emploi : Z 03312 M DS V1 0721 uh

**Jampières**

Numéro de modèle : ITLM-02H  
Alimentation électrique : 3,7V DC (batterie Li-Ion, 2500 mAh)  
Classe de protection : III  
Niveaux : 2

**Adaptateur secteur USB**

Fabriqué pour DS Produkte GmbH  
Extrait du registre de commerce 8937 HL  
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne  
Numéro de modèle : XH0500-1000WUG  
Entrée : 100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A  
Sortie : 5,0 V cc ; 1,0 A 5,0 W  
Classe de protection : II

Tous droits réservés.





## INHOUDSOPGAVE

Omvang van de levering	25
Overzicht	25
Symbolen	26
Signaalwoorden	26
Doelmatig gebruik	27
Wanneer mag het apparaat niet worden gebruikt?	27
Veiligheidsaanwijzingen	27
Accu opladen	30
Gebruik	30
Reinigen en opbergen	31
Oplossen van problemen	31
Verwijdering	32
Technische gegevens	32

## OMVANG VAN DE LEVERING

- Manchetten 2 x
- USB-kabel (A-stekker aan micro-B-stekker) 2 x
- USB-netadapter 1 x
- Gebruiksaanwijzing 1 x

Controleer of de levering compleet is en of de onderdelen geen transportschade hebben opgelopen. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.



Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging. **Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**

Legendanummers worden als volgt weergegeven: (1)

Verwijzingen naar afbeeldingen worden als volgt weergegeven: (Afbeelding A)

## OVERZICHT

(Afbeelding A)

- 1 Klittenband
- 2 Manchet
- 3 Luchtkamers
- 4 Aansluitbus
- 5  Warmtefunctie in- / uitschakelen (incl. controlelampje)
- 6  In- / uitschakelen + intensiteitsniveau verhogen
- 7 Controlelampje:
  - groen – intensiteitsniveau I
  - rood – intensiteitsniveau II
- 8 USB-netadapter
- 9 USB-kabel



### Beste klant,

Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van de **MAXXMEE massage manchetten Air Compression**. Doe ze gewoon om, pas met de klittenband de maat aan aan jouw lichaam en schakel hem in. Meteen beginnen de geïntegreerde luchtkussens van beneden naar boven zachte druk uit te oefenen op de spieren, bevorderen zo de doorbloeding en helpen bij de regeneratie van je vermoeide armen of benen. Om de massage aan te passen aan je persoonlijke behoeften heb je twee intensiteitsniveaus en een warmtefunctie.

Mocht je vragen hebben over het apparaat en over onderdelen/toebehooren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: [www.dspro.de/kundenservice](http://www.dspro.de/kundenservice)

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE massage manchetten Air Compression**.

### Informatie over de gebruiksaanwijzing

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen.

## SYMBOLEN



Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Aanvullende informatie



Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing!



Gelijkstroom



Wisselstroom



Veiligheidsklasse II



Veiligheidsklasse III



Alleen binnenshuis te gebruiken.



Energie-efficiëntieklasse VI



Schakelende netadapter



Veilige isolatie van het lichtnet

## SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

**GEVAAR** – hoog risico, heeft ernstige verwonding of de dood tot gevolg

**WAARSCHUWING** – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

**VOORZICHTIG** – laag risico, kan lichte tot matige verwonding tot gevolg hebben

**LET OP** – kan materiële schade tot gevolg hebben




## DOELMATIG GEBRUIK

- De manchetten zijn bedoeld voor de massage, het stimuleren en voor het verwarmen van de arm- en beenspieren en dienen ter ontspanning.
- De manchetten zijn niet ontworpen voor medische of therapeutische doeleinden.
- Uitsluitend bedoeld voor privé gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het alleen voor het vermelde doel en uitsluitend zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk.
- Alle gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

## WANNEER MAG HET APPARAAT NIET WORDEN GEBRUIKT?

- De volgende personen mogen het apparaat alleen gebruiken na overleg met een arts:
  - Personen die gevoelloos zijn aan armen of benen
  - Personen met doorbloedingsstoornissen
  - Zwangere of pas bevallen vrouwen
  - Mensen met een pacemaker
- **Gebruik het apparaat alleen als er geen sprake is van fysieke aandoeningen of gebreken!** Raadpleeg een arts in geval van twijfel of het apparaat mag worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van of op verwondingen, zwellingen, huidirritaties, ontstoken huid, wratten, schimmelinfecties, ziekelijke veranderingen van de huid of gevoelloze lichaamsdelen.

## VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

-  **WAARSCHUWING:** neem alle veiligheidsaanwijzingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die op dit apparaat zijn aangebracht in acht. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan een elektrische schok, brand en/of letsel tot gevolg hebben.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, aangezien zij niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
  - Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de regel- en/of besturingseenheden door een van de ouders of een persoon die toezicht op hen houdt van tevoren zijn ingesteld, of als het kind voldoende is geïnstrueerd hoe het de regel- en/of besturingseenheden veilig bedient.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ook door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen die niet beschikken over ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen.
- **Kinderen** mogen **niet** met het apparaat spelen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen **niet** zonder toezicht door **kinderen** worden uitgevoerd.
- **Kinderen** jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat en het aansluitsnoer.
- Het apparaat heeft een heet oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kwetsbare personen die niet kunnen reageren op oververhitting.
- Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer het nat of vochtig is. Het moet vóór de inbedrijfstelling volledig droog zijn.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse of scherpe voorwerpen aan het apparaat aangebracht of erin gestoken worden.
- Schakel het apparaat niet in, wanneer het is samengevouwen. Het moet vóór gebruik altijd uiteen worden gevouwen, om warmte-ophoping te vermijden.
- Als er geen toezicht is op het apparaat en voordat het wordt gereinigd, moet altijd de stekker uit de contactdoos worden getrokken.
- Laat het apparaat altijd volledig afkoelen, voordat het gewassen, opgeplooid en/of opgeborgen wordt.
- Vouw het apparaat losjes samen, druk het niet sterk ineen en knik het niet, om beschadiging te voorkomen. Leg geen voorwerpen, dieren of personen op het opgevouwen apparaat.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-netadapters of reglementaire USB-netadapters, waarvan de technische gegevens overeenstemmen met die van de manchetten.

- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Wanneer het apparaat is beschadigd, dan moet dit om gevaren te vermijden worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice, of door een gelijkaardig gekwalificeerde persoon (bijv. in een speciaalzaak).



**GEVAAR – Gevaar voor een elektrische schok**

- Laad en bewaar het apparaat alleen op in gesloten ruimtes.
- Gebruik, bewaar en laad het apparaat niet op in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
- Dompel het bedieningselement en het aansluitsnoer nooit in water of andere vloeistoffen! Zorg ervoor dat het bedieningselement of het aansluitsnoer niet in het water vallen of nat kunnen worden.
- Trek onmiddellijk de stekker uit de contactdoos, wanneer het bedieningselement nat wordt of in het water valt terwijl het nog is aangesloten op het lichtnet. Haal daarna pas het bedieningselement uit het water. Probeer nooit om het apparaat uit het water te trekken terwijl het is aangesloten op het lichtnet!
- Raak het apparaat of het aansluitsnoer nooit aan met vochtige handen als het apparaat is aangesloten op het lichtnet.



**WAARSCHUWING – Brandgevaar**

- Houd het apparaat en toebehoren uit de buurt van vuur en andere hittebronnen.
- Dek het bedieningselement tijdens gebruik en opladen niet af, om ontvlammen van het apparaat te vermijden.



**WAARSCHUWING – Gevaar door accu's**

- Het bedieningselement met ingebouwde accu mag niet uiteen gehaald, in vuur geworpen of aan temperaturen hoger dan +40 °C blootgesteld worden. De accu zou kunnen ontvlammen of exploderen.
- Zorg ervoor dat het bedieningselement niet nat kan worden. Gebruik het bedieningselement niet als er vloeistof is binnengedrongen. De accu in het bedieningselement zou kunnen ontvlammen of exploderen.
- Dek het apparaat tijdens het opladen niet af, om oververhitting te vermijden.



**WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar**

- Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren. Er bestaat o.a. verstikkingsgevaar.
- Mocht de accu lekken, vermijd dan lichamelijk contact met het batterijzuur. Draag indien nodig veiligheidshandschoenen. Spoel bij contact met batterijzuur de betreffende plaatsen direct met veel schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Er bestaat verbrandingsgevaar door bijtend batterijzuur.
- Zorg ervoor dat de USB-kabel steeds buiten het bereik is van kleine kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor wurging.
- Let erop dat niemand kan struikelen over de aangesloten USB-kabel.

## LET OP – Risico van materiële schade

- Het apparaat moet uitgeschakeld zijn als het wordt losgekoppeld van of aangesloten op het lichtnet.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet bekneeld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt, en dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Trek in het geval van een fout tijdens het opladen of vóór een onweersbui de USB-netadapter uit de contactdoos.
- Trek altijd aan de USB-netadapter en nooit aan de USB-kabel om de verbinding met de contactdoos te verbreken.
- Gebruik om de werking van het apparaat niet te hinderen en om eventuele schade te verhinderen alleen origineel toebehoren van de fabrikant.
- Bescherm het apparaat tegen warmtebronnen, vuur, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Ga niet op de manchetten staan, om ze niet te beschadigen.

leeg raakt, dan moet hij vóór de volgende inzet weer helemaal worden opgeladen.

1. Sluit de USB-kabel (9) aan op de aansluitbus (4) van het bedieningselement van een manchet (2) en op de aansluitbus van de USB-netadapter (8).
2. Sluit de USB-netadapter aan op een contactdoos die is geïnstalleerd volgens de voorschriften en die overeenstemt met de technische gegevens van de netadapter. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het lichtnet snel kan worden verbroken.  
Het controlelampje (7) in het bedieningselement brandt rood. De accu wordt geladen.
3. Als het controlelampje groen brandt, is de accu volledig opgeladen.
4. Isoleer eerst de netadapter van het lichtnet en daarna de USB-kabel van de netadapter en de manchet.

## ACCU OPLADEN

### Opgelet!

- Laad het apparaat niet op via een computer, aangezien deze door de hoge laadstroom schade zou kunnen oplopen.
- Rol de USB-kabel volledig af voordat je hem aansluit op de USB-netadapter.
- Leg de USB-kabel zo, dat deze niet wordt afgekneld of geknikt en niet in contact komt met hete oppervlakken.



Om de maximale laadcapaciteit te bereiken moet je de accu vóór de eerste ingebruikname in elk geval volledig opladen. Als de accu tijdens het gebruik volledig






## GEBRUIK

### Opgelet!

- Een kriebelend gevoel/jeuk tijdens of na de massage is vanwege de doorbloedingstimulerende werking normaal.
- Schakel het apparaat meteen uit, wanneer je tijdens gebruik pijn voelt of je onwel begint te voelen.
- Gebruik het apparaat niet onder een deken of iets dergelijks om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten zonder onderbreking.



Begin met het laagste niveau en verhoog de intensiteit geleidelijk.

1. Doe de manchetten (2) om armen, voeten of benen (afbeelding B) en fixeer ze met de klittenband (1). Zorg ervoor dat ze niet te strak om worden gedaan, zodat ze tijdens de massage niet knellen.
2. Druk op  (6) op de bedieningselementen om de massage te activeren. Het controlelampje (7) brandt groen. Intensiteitsniveau 1 is ingeschakeld. De luchtkamers in de manchetten worden in twee cycli langzaam opgepompt en na enkele seconden weer leeggemaakt.
3. Stel desgewenst intensiteitsniveau 2 in door opnieuw op  te drukken. Het controlelampje brandt rood.  
**Opgelet:** als de manchetten uit- en opnieuw ingeschakeld worden, dan start de massage weer met intensiteitsniveau 1.
4. Schakel desgewenst de warmtefunctie in door op  (5) te drukken. Het controlelampje in  brandt rood.
5. Na 10 minuten stopt de massage automatisch. Hij kan op elk moment worden gestopt door op  te drukken.



Het apparaat mag niet worden gebruikt voordat je gaat slapen. De massage heeft een stimulerende werking, wat mogelijk een nadelig effect heeft op het in slaap vallen.

## REINIGEN EN OPBERGEN

### Opgelet!

- Gebruik voor het reinigen geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of -pads. Deze kunnen het materiaal beschadigen.
- Veeg de manchetten (2) af met een vochtige, zachte doek en evt. wat reinigingsmiddel. Laat ze daarna goed drogen.
- Berg het apparaat en het toebehoren op een vorstvrije, droge, tegen direct invallend zonlicht en stof beschermde en voor kinderen en dieren ontoegankelijke plek op.

## OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wanneer het apparaat niet correct werkt, kun je kijken of je een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de hieronder genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer niet om een elektrisch apparaat zelf te repareren!


**De manchetten kunnen niet worden ingeschakeld. Het controlelampje (7) knippert rood.**

De accu is leeg.

- ▶ Laad de accu op.

**Er wordt geen warmte opgewekt.**

Het apparaat is niet ingeschakeld.

- ▶ Druk op  (6). Het controlelampje (7) moet branden.

De warmtefunctie is niet ingeschakeld.

- ▶  Druk op (5). Het controlelampje in de knop moet branden.

De accu wordt niet opgeladen. Het controlelampje (7) in het bedienings-element brandt niet.

De USB-kabel (9) zit niet goed in de aansluitbussen op het bedienings-element of de USB-netadapter zit niet correct in de contactdoos.

- ▶ Corrigeer de positie van de kabel of van de adapter.

De contactdoos is defect.

- ▶ Probeer een andere contactdoos.

Er is geen netspanning beschikbaar.

- ▶ Controleer de zekering van de ne-taansluiting.

## VERWIJDERING



Lever het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in bij een recycle-punt.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE).



De manchetten met ingebouwde accu mogen niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar moeten milieuvriendelijk worden verwerkt door een officieel erkend afvalverwerkingsbedrijf.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:	03312
ID gebruiksaanwijzing:	Z 03312 M DS V1 0721 uh
<b>Manchetten</b>	
Modelnummer:	ITLM-02H
Voeding:	3,7V DC (li-ion accu, 2500mAh)
Veiligheidsklasse:	III
Niveaus:	2

### USB-netadapter

Gefabriceerd voor DS Produkte GmbH  
HRB 8937 HL

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

Modelnummer:	XH0500-1000WUG
Ingang:	100 – 240 V ~ 50 / 60 Hz 0,2 A
Uitgang:	5,0 V DC 1,0 A 5,0 W
Veiligheidsklasse:	II

Alle rechten voorbehouden.

