

TPF Family[®]

Familien Unternehmen
aus Saarbrücken

DEUTSCHE
MARKE



BABYPFLEGE-SET

Ihr Baby, Unser Versprechen:
Sicherheit und Sorgfalt



Bedienungsanleitung in 12 Sprachen via QR-Code verfügbar
Manual available in 12 languages via QR code

Bedienungsanleitung

Hallo liebe Eltern und herzlich willkommen,

vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf Ihres TPFFamily Babypflege-Sets.

Mit diesem liebevoll zusammengestellten Pflegeset halten Sie nicht nur sichere und hochwertige Produkte für Ihr Baby in den Händen – Sie entscheiden sich zugleich für einen bewussten, verantwortungsvollen Start ins Leben.

Bei **TPFFamily** stehen Fürsorge, Qualität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Alle enthaltenen Materialien wurden sorgfältig ausgewählt – hautfreundlich, schadstofffrei und ideal für empfindliche Babyhaut.

Auch bei der Verpackung denken wir an morgen: Vom Karton bis zur Schutzfolie besteht alles aus recycelbaren oder biologisch abbaubaren Materialien.

Jedes Teil dieses Sets wurde entwickelt, um Ihre tägliche Babypflege zu erleichtern – ob sanftes Bürsten, sicheres Nagelschneiden oder schonende Nasenreinigung. So wird Pflege zu einem liebevollen Ritual im Familienalltag.

Über den **QR-Code** auf der Titelseite können Sie die Anleitung jederzeit bequem digital abrufen – mehrsprachig und immer griffbereit, wann immer Sie sie brauchen.

Bei Fragen steht Ihnen unser Kundenservice selbstverständlich gern zur Seite.



info@tpf24.de



0049 (0)681 9545500

TPFFamily – mit Liebe. Für Ihr Baby. Für die Zukunft.

Inhaltsverzeichnis

Begrüßung.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	2
Was Sie erwartet.....	3
Alle Vorteile auf einen Blick.....	4
Anwendung der einzelnen Bestandteile (a).....	5
Anwendung der einzelnen Bestandteile (b).....	6
Reinigung und Pflege.....	7
Sicherheitshinweise für das Set.....	8
Sicherheits- und Anwendungshinweise Deutsch (a).....	9
Sicherheits- und Anwendungshinweise Deutsch (b).....	10
Sicherheits- und Anwendungshinweise Englisch.....	11
Sicherheits- und Anwendungshinweise Französisch.....	12
Sicherheits- und Anwendungshinweise Spanisch.....	13
Sicherheits- und Anwendungshinweise Italienisch.....	14
Sicherheits- und Anwendungshinweise Schwedisch.....	15
Sicherheits- und Anwendungshinweise Niederländisch.....	16
Sicherheits- und Anwendungshinweise Polnisch.....	17
Sicherheits- und Anwendungshinweise Russisch.....	18
Sicherheits- und Anwendungshinweise Rumänisch.....	19
Sicherheits- und Anwendungshinweise Türkisch.....	20
Sicherheits- und Anwendungshinweise Arabisch.....	21
Kontakt und Kundenservice.....	22

Was Sie erwartet

Mit dem **TPFFamily Babypflege-Set** erhalten Sie ein umfassendes Pflegeset, das speziell für die Bedürfnisse von Neugeborenen und Kleinkindern entwickelt wurde.

Jedes Teil wurde mit größter Sorgfalt ausgewählt, um die tägliche Pflege sicher, sanft und einfach zu gestalten. Die kindgerechte Formgebung, hautfreundliche Materialien und die durchdachte Zusammenstellung machen das Set zu einem wertvollen Begleiter im Alltag junger Familien.

Egal ob zu Hause oder unterwegs – alle Produkte sind gut organisiert im Etui untergebracht und sofort einsatzbereit.

Ein hochwertiges Etui aus pflegeleichtem PU-Leder – ideal für Reisen und zu Hause.

Sanfte Bürste und Kamm – perfekt für empfindliche Babyhaut und feines Haar.

Sicherer Nasensauger – leicht zu reinigen und sanft zur kleinen Nase

Präzise Nagelpflege – mit abgerundeter Schere, Nagelklipser, Glasfeile und Edelstahlfeile.

Praktische Helfer – wie Messlöffel und Pipette für den Alltag.

Das Set ist nicht nur durchdacht, sondern auch langlebig – für eine sorglose und liebevolle Pflege von Anfang an.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Hochwertiges Etui aus pflegeleichtem PU-Leder – hygienisch, robust und ideal für unterwegs

Nasensauger mit weicher Silikonspitze – besonders schonend zur empfindlichen Nase

Ergonomischer Nagelklipser – für sicheres Kürzen winziger Fingernägel

Feine Glasnagelfeile – sanft zur Haut, hygienisch und langlebig

Weiche Bürste mit sanften Nylonborsten – für entspannte Wohlfühlmomente

Kamm mit abgerundeten Zähnen – perfekt für feines Babyhaar

Messlöffel aus lebensmittelechtem Kunststoff – präzise Dosierung leicht gemacht

Kindgerechte Schere mit abgerundeter Spitze – für höchste Sicherheit

Zusätzliche Edelstahl-Feile – robust und ideal für unterwegs

Sanfte Fingerzahnbürste aus Silikon – ideal zur Zahnfleischmassage und für die erste Zahnpflege

Alle Materialien BPA-frei, geprüft und babyfreundlich

Ein durchdachtes Set für den täglichen Einsatz – sicher, praktisch und mit viel Liebe zusammengestellt.

Anwendung der einzelnen Bestandteile

1. Nasensauger

Zur sanften Entfernung von Nasensekret bei Säuglingen und Kleinkindern, um die Nasenatmung zu erleichtern. Positionieren Sie die weiche Nasenspitze vorsichtig am Eingang eines Nasenlochs Ihres Kindes, sodass es abdichtet. Drücken Sie den Ballon komplett zusammen, bis keine Luft mehr entweicht. Führen Sie die weiche Silikonspitze vorsichtig an den Eingang eines Nasenlochs, sodass sie umlaufend abdichtet. Lassen Sie den Pump-Ball langsam los. Durch das Entfalten entsteht ein sanfter Unterdruck, der das Nasensekret in den Ballon zieht. Beruhigen Sie Ihr Kind während und nach der Anwendung.

2. Nagelschere

Zum Kürzen der weichen Finger- und Fußnägel von Babys. Am besten schneiden Sie die Nägel, wenn Ihr Baby schläft oder sehr ruhig ist. Drücken Sie die Fingerkuppe leicht vom Nagel weg, um die Haut zu schützen. Schneiden Sie die Fingernägel entlang ihrer natürlichen Rundung. Fußnägel sollten eher gerade geschnitten werden, um Einwachsen zu vermeiden.

3. Nagelklipper

Zum Kürzen der weichen Finger- und Fußnägel von Babys. Identisch mit Nagelschere (siehe oben: Zeitpunkt, Fingerkuppe wegdrücken, Schnittform). Positionieren Sie den Nagel zwischen den Schneideflächen des Klippers.

4. Kamm und Bürste

Zum sanften Kämmen und Bürsten von Babyhaaren und zur Kopfhautmassage. Kämmen oder bürsten Sie das Haar Ihres Babys sanft. Bei verfilztem Haar halten Sie die Haarsträhne am Ansatz fest, um Ziepen zu vermeiden. Ideal nach dem Baden, wenn das Haar noch leicht feucht ist, oder zur täglichen Pflege.

5. Glasnagelfeile

Zum sehr sanften Formen und Glätten von Babyfingernägeln. Nur bei ruhigem Kind und guten Lichtverhältnissen verwenden. Halten Sie die Hand Ihres Babys sicher fest. Feilen Sie mit sehr sanftem Druck und immer nur in eine Richtung. Die Glasfeile ist oft effektiver als Standardfeilen, daher ist weniger Druck und weniger Feilbewegung nötig.

Anwendung der einzelnen Bestandteile

6. Nagelfeile

Zum sanften Formen und Glätten von Babyfingernägeln nach dem Schneiden, um Kratzer zu vermeiden. Halten Sie die Hand Ihres Babys sicher fest. Feilen Sie sanft in eine Richtung, um den Nagel zu glätten und scharfe Kanten zu entfernen.

7. Pipette

Zur tropfenweisen Verabreichung von flüssiger Nahrung, Vitaminen (gemäß ärztlicher Anweisung) oder anderen nicht-medizinischen Flüssigkeiten. Drücken Sie den Saug-Ball zusammen, tauchen Sie die Spitze in die Flüssigkeit und lassen Sie den Ball langsam los, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Führen Sie die Pipettenspitze vorsichtig in den Mundwinkel des Kindes und drücken Sie den Saug-Ball langsam zusammen, um die Flüssigkeit tropfenweise abzugeben. Lassen Sie dem Kind Zeit zum Schlucken.

8. Dosierlöffel

Zur Verabreichung von flüssiger oder breiiger Nahrung oder nicht-medizinischen Flüssigkeiten in kleinen Mengen. Füllen Sie den Löffel nur mit der vorgesehenen Menge. Führen Sie den Löffel behutsam zum Mund des Kindes.

9. Fingerzahnbürste

Zum sanften Reinigen der kleinen Zähne. Stecken Sie die Bürste wie einen Fingerling über Ihren Zeigefinger. Reiben Sie damit sanft über Zahnfleisch und die ersten kleinen Zähnchen – ideal zur Beruhigung beim Zahnen und zur frühzeitigen Zahnpflege. Nach jedem Gebrauch mit heißem Wasser reinigen.

10. Etui

Alle Teile lassen sich im Etui verstauen. Es schützt den Inhalt vor Schmutz und ist ideal für unterwegs – so haben Sie immer alles griffbereit.

Reinigung und Pflege

Damit Ihr Babypflege-Set lange hygienisch bleibt:

Reinigen Sie Bürste, Kamm, Nasensauger, Pipette, Zahnbürste, Löffel und Feilen regelmäßig mit warmem Wasser und milder Seife.

Die Glasfeile und Edelstahlfeile können zusätzlich mit Desinfektionsmittel abgewischt werden.

Die Fingerzahnbürste sollte nach jedem Gebrauch gründlich mit heißem Wasser gespült werden.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme – sie können Materialien beschädigen.

Trocknen Sie alle Teile vollständig, bevor Sie sie wieder ins Etui legen.

Das PU-Etui kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Lagern Sie das Set an einem trockenen, sauberen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder Hitzequellen.

So bleibt Ihr Set hygienisch, sicher und lange nutzbar – für viele schöne Momente der Babypflege.

Sicherheitshinweise für das Set

Sicherheit geht vor – bitte beachten Sie:

Verwenden Sie die Produkte ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen.

Lassen Sie Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt mit den Pflegeutensilien spielen.

Bewahren Sie scharfe Teile wie Schere, Klipser und Feilen stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achten Sie bei der Anwendung auf eine ruhige Umgebung – besonders beim Schneiden von Nägeln.

Prüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch auf Unversehrtheit.

Reinigen Sie benutzte Utensilien regelmäßig, um Keimbildung zu vermeiden.

Tauschen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend aus.

Nutzen Sie den Nasensauger und die Fingerzahnbürste stets besonders vorsichtig – sie kommen direkt mit empfindlichen Körperpartien in Kontakt.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie beschädigte Produkte oder Produkte am Ende ihrer Lebensdauer über den Hausmüll, sofern keine spezifischen lokalen Entsorgungsvorschriften für die Materialien bestehen. Die Verpackung ist entsprechend den lokalen Recyclingrichtlinien zu entsorgen.

Sicherheits- und Anwendungshinweise für die einzelnen Bestandteile

Nasensauger

Warnung: Nur von Erwachsenen zu verwenden. Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Die Spitze oder andere abnehmbare Teile des Nasensaugers können eine Erstickungsgefahr darstellen. Überprüfen Sie vor jeder Anwendung den festen Sitz aller Teile und die Unversehrtheit des Geräts.

Sicherheitshinweise: Führen Sie die Spitze nicht zu tief oder mit Druck in die Nasenöffnung ein, um Verletzungen der empfindlichen Nasenschleimhaut zu vermeiden. Verwenden Sie den Nasensauger nicht bei Nasenbluten oder sichtbaren Verletzungen in der Nase.

Anwendung: Positionieren Sie die weiche Nasenspitze vorsichtig am Eingang eines Nasenlochs Ihres Kindes, sodass es abdichtet. Drücken Sie den Ballon komplett zusammen, bis keine Luft mehr entweicht. Lassen Sie den Pump-Ball langsam los. Durch das Entfalten entsteht ein sanfter Unterdruck, der das Nasensekret in den Ballon zieht. Beruhigen Sie Ihr Kind während und nach der Anwendung.

Nagelschere

Warnung: Verletzungsgefahr durch scharfe Schneiden! Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Verwenden Sie die Schere nur, wenn Ihr Baby ruhig und entspannt ist. Sorgen Sie für gute Lichtverhältnisse. Halten Sie die Hand oder den Fuß Ihres Babys sicher fest, während Sie schneiden. Schneiden Sie nicht zu nah an der Haut, um Verletzungen zu vermeiden. Die abgerundeten Spitzen dienen der Sicherheit, ersetzen aber nicht die Vorsicht.

Anwendungshinweise: Am besten schneiden Sie die Nägel, wenn Ihr Baby schläft oder sehr ruhig ist. Drücken Sie die Fingerkuppe leicht vom Nagel weg, um die Haut zu schützen. Schneiden Sie die Fingernägel entlang ihrer natürlichen Rundung. Fußnägel sollten eher gerade geschnitten werden, um Einwachsen zu vermeiden.

Nagelklipper

Warnung: Verletzungsgefahr durch scharfe Schneiden! Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Identisch mit Nagelschere (siehe oben: ruhiges Baby, gutes Licht, sicherer Halt, nicht zu nah an der Haut schneiden).

Anwendungshinweise: Identisch mit Nagelschere (siehe oben: Zeitpunkt, Fingerkuppe wegdrücken, Schnittform).

Positionieren Sie den Nagel zwischen den Schneideflächen des Klippers.

Kamm und Bürste

Sicherheitshinweise: Achten Sie darauf, dass keine Borsten oder Zinken lose sind, bevor Sie den Kamm oder die Bürste verwenden, um ein Verschlucken zu verhindern. Vermeiden Sie starken Druck auf die empfindliche Kopfhaut des Babys.

Anwendungshinweise: Kämmen oder bürsten Sie das Haar Ihres Babys sanft. Bei verfilztem Haar halten Sie die Haarsträhne am Ansatz fest, um Ziepen zu vermeiden. Ideal nach dem Baden, wenn das Haar noch leicht feucht ist, oder zur täglichen Pflege.

Sicherheits- und Anwendungshinweise für die einzelnen Bestandteile

Glasnagelfeile

Warnung: **Zerbrechlich!** Nur von Erwachsenen mit äußerster Vorsicht zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Bruchgefahr. Glasnagelfeilen können leicht zerbrechen, wenn sie herunterfallen oder unsachgemäß behandelt werden. Zerbrochene Glasfeilen haben scharfe Kanten und Splitter, die zu schweren Schnittverletzungen und bei Verschlucken zu inneren Verletzungen oder Erstickung führen können. Überprüfen Sie die Glasfeile vor jedem Gebrauch auf kleinste Risse, Absplitterungen oder Beschädigungen.

Anwendungshinweise: Nur bei ruhigem Kind und guten Lichtverhältnissen verwenden. Halten Sie die Hand Ihres Babys sicher fest. Feilen Sie mit sehr sanftem Druck und immer nur in eine Richtung. Die Glasfeile ist oft effektiver als Standardfeilen, daher ist weniger Druck und weniger Feilbewegung nötig.

Nagelfeile

Warnung: Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Verwenden Sie nur sanften Druck, um die empfindliche Haut um den Nagel nicht zu verletzen. Feilen Sie nicht zu viel vom Nagel ab.

Anwendungshinweise: Halten Sie die Hand Ihres Babys sicher fest. Feilen Sie sanft in eine Richtung, um den Nagel zu glätten und scharfe Kanten zu entfernen.

Pipette

Warnung: Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Erstickungsgefahr: Die Spitze der Pipette oder der Saug-Ball können sich lösen und eine Erstickungsgefahr darstellen. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Teile vor jeder Anwendung. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit der Pipette. Führen Sie die Pipettenspitze nicht zu tief in Mund oder Nase ein.

Anwendungshinweise: Drücken Sie den Saug-Ball zusammen, tauchen Sie die Spitze in die Flüssigkeit und lassen Sie den Ball langsam los, um die Flüssigkeit aufzusaugen. Führen Sie die Pipettenspitze vorsichtig in den Mundwinkel des Kindes und drücken Sie den Saug-Ball langsam zusammen, um die Flüssigkeit tropfenweise abzugeben. Lassen Sie dem Kind Zeit zum Schlucken.

Dosierlöffel

Warnung: Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Überprüfen Sie vor jeder Anwendung die Temperatur der Nahrung/Flüssigkeit, um Verbrühungen zu vermeiden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit dem Löffel. Stellen Sie sicher, dass der Löffel keine scharfen Kanten oder Beschädigungen aufweist. Erstickungsgefahr: Achten Sie darauf, dass keine Teile abbrechen können. Wenn der Löffel sehr klein ist, besteht die Gefahr des Verschluckens des gesamten Löffels.

Anwendungshinweise: Füllen Sie den Löffel nur mit der vorgesehenen Menge. Führen Sie den Löffel behutsam zum Mund des Kindes.

Fingerzahnbürste

Warnung: Nur von Erwachsenen zu verwenden.

Sicherheitshinweise: Es handelt sich um Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Anwendungshinweise: Stecken Sie die Bürste wie einen Fingerling über Ihren Zeigefinger. Reiben Sie damit sanft über Zahnfleisch und die ersten kleinen Zahnchen – ideal zur Beruhigung beim Zahnen und zur frühzeitigen Zahnpflege.

Safety and usage instructions for the individual items

Nasal aspirator: **Warning:** For adult use only. Choking hazard due to small parts. The tip or other removable parts of the nasal aspirator may pose a choking hazard. Check that all parts are securely attached and the device is intact before each use. **Safety instructions:** Do not insert the tip too deeply or with pressure into the nostril to avoid injury to the delicate nasal mucosa. Do not use the nasal aspirator if there is a nosebleed or visible injury in the nose. **Usage Instructions:** Gently place the soft nasal tip at the entrance of one of your child's nostrils, ensuring a seal. Squeeze the balloon completely until no air escapes. Slowly release the bulb to create gentle suction that draws mucus into the bulb. Soothe your child during and after use.

Nail scissors: **Warning:** Risk of injury due to sharp blades! For adult use only. **Safety instructions:** Use the scissors only when your baby is calm and relaxed. Ensure good lighting. Hold your baby's hand or foot securely while cutting. Do not cut too close to the skin to avoid injuries. The rounded tips are for added safety but do not replace caution. **Usage instructions:** It's best to trim nails when your baby is sleeping or very calm. Gently press the fingertip away from the nail to protect the skin. Trim fingernails following their natural curve. Toenails should be cut straight to avoid ingrown nails.

Nail clipper: **Warning:** Risk of injury due to sharp blades! For adult use only. **Safety instructions:** Same as for nail scissors (see above: calm baby, good lighting, secure hold, do not cut too close to the skin). **Usage instructions:** Same as for nail scissors (see above: timing, press fingertip away, cutting shape). Position the nail between the clipper's cutting edges.

Comb and brush: **Safety instructions:** Check that no bristles or teeth are loose before use to prevent swallowing. Avoid applying pressure on the baby's sensitive scalp. **Usage instructions:** Gently comb or brush your baby's hair. For tangled hair, hold the strand at the root to avoid pulling. Ideal after bathing when hair is still slightly damp, or for daily care.

Glass nail file: **Warning: Fragile!** For adult use only and with great caution. **Safety instructions:** Risk of breakage. Glass nail files can break easily if dropped or mishandled. Broken files have sharp edges and shards that can cause serious cuts or, if swallowed, internal injuries or choking. Check the glass file for cracks, chips, or damage before each use. **Usage instructions:** Use only when the child is calm and lighting is good. Hold your baby's hand securely. File with very gentle pressure and always in one direction. The glass file is often more effective than standard files, requiring less pressure and fewer strokes.

Nail file: **Warning:** For adult use only. **Safety instructions:** Use only gentle pressure to avoid injuring the sensitive skin around the nail. Do not file off too much of the nail. **Usage instructions:** Hold your baby's hand securely. Gently file in one direction to smooth the nail and remove sharp edges.

Pipette: **Warning:** For adult use only. **Safety instructions:** Choking hazard: The pipette tip or suction bulb may come loose and pose a choking hazard. Check that all parts are securely attached before each use. Never leave your child unattended with the pipette. Do not insert the pipette tip too deeply into the mouth or nose. **Usage instructions:** Squeeze the suction bulb, dip the tip into the liquid, and slowly release to draw up the liquid. Carefully insert the tip into the corner of the child's mouth and slowly squeeze the bulb to release the liquid drop by drop. Allow time for the child to swallow.

Measuring spoon: **Warning:** For adult use only. **Safety instructions:** Check the temperature of the food/liquid before each use to avoid burns. Never leave your child unattended with the spoon. Ensure the spoon has no sharp edges or damage. **Choking hazard:** Make sure no parts can break off. If the spoon is very small, there is a risk of the entire spoon being swallowed. **Usage instructions:** Fill the spoon only with the intended amount. Gently guide the spoon to the child's mouth.

Finger toothbrush: **Warning:** For adult use only. **Safety instructions:** Contains small parts. Choking hazard! **Usage instructions:** Place the brush like a fingertip on your index finger. Gently rub it over the gums and the first small teeth – ideal for soothing during teething and for early dental care.

Consignes de sécurité et d'utilisation pour chaque article

Aspirateur nasal : **Avertissement :** À utiliser uniquement par un adulte. Risque d'étouffement dû à de petites pièces. L'embout ou d'autres parties amovibles de l'aspirateur nasal peuvent présenter un risque d'étouffement. Vérifiez que toutes les pièces sont solidement fixées et que l'appareil est intact avant chaque utilisation. **Consignes de sécurité :** N'insérez pas l'embout trop profondément ou avec pression dans la narine pour éviter de blesser la muqueuse nasale sensible. **Instructions d'utilisation :** Placez délicatement l'embout nasal souple à l'entrée d'une narine de votre enfant afin de créer une étanchéité. Pressez complètement le ballon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Relâchez lentement le ballon : un léger vide d'air se forme et aspire les sécrétions nasales dans le ballon. Rassurez votre enfant pendant et après l'utilisation.

Ciseaux à ongles : **Avertissement :** Risque de blessure dû aux lames tranchantes ! À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Utilisez les ciseaux uniquement lorsque votre bébé est calme et détendu. Assurez-vous d'un bon éclairage. Maintenez fermement la main ou le pied de votre bébé pendant la coupe. Ne coupez pas trop près de la peau pour éviter les blessures. Les pointes arrondies offrent une sécurité supplémentaire, mais ne remplacent pas la prudence. **Instructions d'utilisation :** Il est préférable de couper les ongles lorsque le bébé dort ou est très calme. Écartez légèrement le bout du doigt.

Coupe-ongles : **Avertissement :** Risque de blessure dû aux lames tranchantes ! À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Identiques à celles des ciseaux à ongles (voir ci-dessus : bébé calme, bon éclairage, prise sûre, ne pas couper trop près de la peau). **Instructions d'utilisation :** Identiques à celles des ciseaux à ongles (voir ci-dessus : moment propice, écarter le bout du doigt, forme de la coupe). Placez l'ongle entre les lames du coupe-ongles.

Peigne et brosse : **Consignes de sécurité :** Assurez-vous qu'aucune brosse ou dent ne soit détachée avant utilisation pour éviter tout risque d'ingestion. Évitez d'appuyer fortement sur le cuir chevelu sensible du bébé. **Instructions d'utilisation :** Peignez ou brossez délicatement les cheveux de votre bébé. En cas de nœuds, maintenez la mèche à la base pour éviter de tirer. Idéal après le bain, lorsque les cheveux sont encore légèrement humides, ou pour les soins quotidiens.

Lime à ongles en verre : **Avertissement :** **Fragile !** À utiliser uniquement par un adulte et avec une extrême prudence. **Consignes de sécurité :** Risque de casse. Les limes en verre peuvent facilement se briser en cas de chute ou de mauvaise manipulation. Les limes cassées ont des bords tranchants et des éclats pouvant provoquer des coupures graves ou, en cas d'ingestion, des blessures internes ou un étouffement. Vérifiez la lime en verre avant chaque utilisation pour détecter toute fissure, éclat ou dommage. **Instructions d'utilisation :** Utilisez uniquement lorsque l'enfant est calme et que l'éclairage est bon. Tenez fermement la main de votre bébé. Limez avec une pression très douce et toujours dans une seule direction. La lime en verre est souvent plus efficace que les limes standard, nécessitant moins de pression et moins de passages.

Lime à ongles : **Avertissement :** À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Appliquez uniquement une pression douce pour ne pas blesser la peau sensible autour de l'ongle. Ne limez pas trop long. **Instructions d'utilisation :** Tenez fermement la main de votre bébé. Limez doucement dans une seule direction pour lisser l'ongle et éliminer les bords tranchants.

Pipette : **Avertissement :** À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Risque d'étouffement : l'embout ou le ballon de la pipette peuvent se détacher et présenter un risque d'étouffement. Vérifiez que toutes les parties sont bien fixées avant chaque utilisation. Ne laissez jamais votre enfant seul avec la pipette. N'insérez pas l'embout trop profondément dans la bouche ou le nez. **Instructions d'utilisation :** Pressez le ballon, plongez l'embout dans le liquide et relâchez le...

Cuillère doseuse : **Avertissement :** À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Vérifiez la température de l'aliment/liquide avant chaque utilisation pour éviter les brûlures. Ne laissez jamais votre enfant seul avec la cuillère. Assurez-vous que la cuillère ne présente pas de bords tranchants ou de dommages. **Risque d'étouffement :** Veillez à ce qu'aucune partie ne puisse se détacher. Si la cuillère est très petite, il y a un risque qu'elle soit entièrement avalée. **Instructions d'utilisation :** Ne remplissez la cuillère qu'avec la quantité prévue. Guidez doucement la cuillère jusqu'à la bouche de l'enfant.

Brosse à dents doigtier : **Avertissement :** À utiliser uniquement par un adulte. **Consignes de sécurité :** Contient de petites pièces. Risque d'étouffement ! **Instructions d'utilisation :** Enfilez la brosse comme un doigtier sur votre index. Frottez délicatement les gencives et les premières petites dents – idéal pour apaiser pendant la poussée dentaire et pour l'hygiène bucco-dentaire précoce.

Instrucciones de seguridad y uso para cada artículo

Aspirador nasal: **Advertencia:** Solo debe ser utilizado por adultos. Peligro de asfixia por piezas pequeñas. La punta u otras partes desmontables del aspirador nasal pueden presentar un riesgo de asfixia. Antes de cada uso, revise que todas las piezas estén bien colocadas y que el dispositivo esté intacto. **Instrucciones de seguridad:** No inserte la punta demasiado profunda ni con presión en la fosa nasal para evitar lesiones en la delicada mucosa nasal.

Tijeras para uñas: **Advertencia:** ¡Riesgo de lesiones por hojas afiladas! Solo debe ser utilizado por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Utilice las tijeras solo cuando el bebé esté tranquilo y relajado. Asegúrese de tener buena iluminación. Sostenga firmemente la mano o el pie del bebé mientras corta. No corte demasiado cerca de la piel para evitar lesiones. Las puntas redondeadas brindan seguridad adicional, pero no reemplazan la precaución. **Instrucciones de uso:** Lo mejor es cortar las uñas cuando el bebé está dormido o muy tranquilo. Empuje ligeramente la yema del dedo lejos de la uña para por.

Cortaúñas: **Advertencia:** ¡Riesgo de lesiones por hojas afiladas! Solo debe ser utilizado por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Idénticas a las tijeras para uñas (ver arriba: bebé tranquilo, buena iluminación, sujeción segura, no cortar demasiado cerca de la piel). **Instrucciones de uso:** Idénticas a las tijeras para uñas (ver arriba: momento adecuado, empujar la yema del dedo, forma del corte). Coloque la uña entre las hojas del cortaúñas.

Peine y cepillo: **Instrucciones de seguridad:** Asegúrese de que no haya cerdas o púas sueltas antes de usar el peine o cepillo para evitar que se traguen. Evite aplicar demasiada presión en el cuero cabelludo sensible del bebé. **Instrucciones de uso:** Peine o cepille suavemente el cabello del bebé. Si el cabello está enredado, sujete el mechón desde la raíz para evitar tirones. Ideal después del baño, cuando el cabello aún está ligeramente húmedo, o para el cuidado diario.

Lima de uñas de vidrio: **Advertencia:** ¡Frágil! Solo debe ser utilizada por adultos con extrema precaución. **Instrucciones de seguridad:** Riesgo de rotura. Las limas de vidrio pueden romperse fácilmente si se caen o se manipulan incorrectamente. Las limas rotas tienen bordes afilados y fragmentos que pueden causar cortes graves y, si se ingieren, lesiones internas o asfixia. Revise la lima antes de cada uso en busca de grietas, astillas o daños. **Instrucciones de uso:** Utilice solo cuando el niño esté tranquilo y haya buena iluminación. Sujete firmemente la mano del bebé. Lime con una presión muy suave y siempre en una sola dirección. La lima de vidrio suele ser más eficaz que las limas estándar, ya que requiere menos presión y menos pasadas.

Lima de uñas: **Advertencia:** Solo debe ser utilizada por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Utilice solo una presión suave para no dañar la piel sensible alrededor de la uña. No lime en exceso la uña. **Instrucciones de uso:** Sostenga firmemente la mano del bebé. Lime suavemente en una sola dirección para alisar la uña y eliminar bordes afilados.

Pipeta: **Advertencia:** Solo debe ser utilizada por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Peligro de asfixia: la punta de la pipeta o la perilla pueden soltarse y presentar un riesgo de asfixia. Revise que todas las partes estén bien sujetas antes de cada uso. Nunca deje al niño sin supervisión con la pipeta. No inserte la punta de la pipeta demasiado profunda en la boca o la nariz. **Instrucciones de uso:** Apriete la pera de succión, introduzca la punta en el líquido y suéltela lentamente para aspirar el líquido. Inserte con cuidado la punta en la comisura de la boca del niño y apriete lentamente la pera para liberar el líquido gota a gota. Dé tiempo al niño para tragar.

Cuchara dosificadora: **Advertencia:** Solo debe ser utilizada por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Verifique la temperatura del alimento/líquido antes de cada uso para evitar quemaduras. Nunca deje al niño sin supervisión con la cuchara. Asegúrese de que la cuchara no tenga bordes afilados ni daños. **Peligro de asfixia:** Asegúrese de que ninguna parte pueda desprenderse. Si la cuchara es muy pequeña, existe el riesgo de que el niño la trague por completo. **Instrucciones de uso:** Llene la cucharita solo con la cantidad indicada. Guíe suavemente la cucharita hacia la boca del niño.

Cepillo dental de dedo: **Advertencia:** Solo debe ser utilizado por adultos. **Instrucciones de seguridad:** Contiene piezas pequeñas. ¡Peligro de asfixia! **Instrucciones de uso:** Coloque el cepillo como un dedal sobre el dedo índice. Frote suavemente sobre las encías y los primeros dientes pequeños: ideal para calmar durante la dentición y para el cuidado dental temprano.

Avvertenze di sicurezza e istruzioni per l'uso per ciascun articolo

Aspiratore nasale: **Avvertenza:** Da utilizzare solo da adulti. Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti. La punta o altre parti rimovibili dell'aspiratore nasale possono costituire un rischio di soffocamento. Controllare prima di ogni utilizzo che tutte le parti siano saldamente fissate e che il dispositivo sia integro. **Avvertenze di sicurezza:** Non inserire la punta troppo in profondità o con pressione nella narice per evitare lesioni alla mucosa nasale sensibile. Non utilizzare l'aspiratore in caso di epistassi o lesioni visibili nel naso. **Istruzioni per l'uso:** Posizionare delicatamente la punta morbida dell'aspiratore all'ingresso di una narice del bambino in modo da sigillarla. Premere completamente il palloncino fino a quando non fuoriesce più aria. **Rilasciare lentamente il palloncino:** si creerà una leggera aspirazione che attirerà le secrezioni nasali nel palloncino. Rassicurare il bambino durante e dopo l'utilizzo.

Forbicine per unghie: **Avvertenza:** Pericolo di lesioni a causa delle lame affilate! Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Utilizzare le forbicine solo quando il bambino è calmo e rilassato. Assicurarsi che ci sia una buona illuminazione. Tenere saldamente la mano o il piede del bambino durante il taglio. Non tagliare troppo vicino alla pelle per evitare ferite. Le punte arrotondate offrono maggiore sicurezza, ma non sostituiscono la cautela. **Istruzioni per l'uso:** È preferibile tagliare le unghie quando il bambino dorme o è molto calmo. Spingere leggermente via la polpastrello dall'unghia per proteggere la pelle. Tagliare le unghie delle mani seguendo la loro naturale curvatura. Le unghie dei piedi devono essere tagliate drittte per evitare che crescano incarnite.

Tagliaunghie: **Avvertenza:** Pericolo di lesioni a causa delle lame affilate! Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Identiche a quelle delle forbicine per unghie (vedi sopra: bambino calmo, buona illuminazione, presa sicura, non troppo vicino alla pelle). **Istruzioni per l'uso:** Identiche a quelle delle forbicine per unghie (vedi sopra: momento adatto, allontanare la polpastrello, forma del taglio). Posizionare l'unghia tra le lame del tagliaunghie.

Pettine e spazzola: **Avvertenze di sicurezza:** Verificare che non ci siano setole o denti allentati prima dell'uso per evitare che vengano ingeriti. Evitare una pressione eccessiva sul cuoio capelluto sensibile del bambino. **Istruzioni per l'uso:** Pettinare o spazzolare delicatamente i capelli del bambino. In caso di nodi, tenere la ciocca alla base per evitare di tirare. Ideale dopo il bagno, quando i capelli sono ancora leggermente umidi, o per la cura quotidiana.

Lima per unghie in vetro: **Avvertenza: Fragile!** Da utilizzare solo da adulti con estrema cautela. **Avvertenze di sicurezza:** Rischio di rottura. Le lime in vetro possono rompersi facilmente se cadono o se maneggiate in modo improprio. Le lime rotte hanno bordi taglienti e frammenti che possono causare gravi tagli o, se ingeriti, lesioni interne o soffocamento. Controllare la lima prima di ogni utilizzo per individuare eventuali crepe, scheggiature o danni. **Istruzioni per l'uso:** Utilizzare solo con un bambino calmo e in condizioni di buona illuminazione. Tenere saldamente la mano del bambino. Limare con pressione molto leggera e sempre in una sola direzione. La lima in vetro è spesso più efficace delle lime tradizionali, quindi è necessario meno sforzo e meno movimenti.

Lima per unghie: **Avvertenza:** Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Applicare solo una leggera pressione per non danneggiare la pelle sensibile intorno all'unghia. Non limare eccessivamente l'unghia. **Istruzioni per l'uso:** Tenere saldamente la mano del bambino. Limare delicatamente in una sola direzione per levigare l'unghia ed eliminare i bordi taglienti.

Pipetta: **Avvertenza:** Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Pericolo di soffocamento: la punta della pipetta o il palloncino di aspirazione possono staccarsi e costituire un rischio di soffocamento. Controllare che tutte le parti siano ben fissate prima di ogni utilizzo. Non lasciare mai il bambino incustodito con la pipetta. Non inserire la punta troppo in profondità nella bocca o nel naso. **Istruzioni per l'uso:** Premere il palloncino, immergere la punta nel liquido e rilasciare lentamente il palloncino per aspirare il liquido. Inserire delicatamente la punta nell'angolo della bocca del bambino e premere lentamente il palloncino per rilasciare il liquido a gocce. Dare al bambino il tempo di deglutire.

Cucchiaino dosatore: **Avvertenza:** Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Controllare la temperatura del cibo/liquido prima di ogni utilizzo per evitare ustioni. Non lasciare mai il bambino incustodito con il cucchiaino. Assicurarsi che il cucchiaino non presenti bordi taglienti o danni. **Pericolo di soffocamento:** assicurarsi che nessuna parte possa staccarsi. Se il cucchiaino è molto piccolo, esiste il rischio che venga ingerito interamente. **Istruzioni per l'uso:** Riempire il cucchiaino solo con la quantità prevista. Portare delicatamente il cucchiaino alla bocca del bambino.

Spazzolino da dito: **Avvertenza:** Da utilizzare solo da adulti. **Avvertenze di sicurezza:** Contiene piccole parti. Pericolo di soffocamento! **Istruzioni per l'uso:** Inserire lo spazzolino come un ditale sull'indice. Strofinare delicatamente sulle gengive e sui primi dentini – ideale per lenire durante la dentizione e per la cura dentale precoce.

Säkerhets- och användningsanvisningar för de enskilda artiklarna

Nässug: Varning: Endast för vuxna. Kvävningrisk på grund av små delar. Spetsen eller andra avtagbara delar kan utgöra en kvävningrisk. Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att enheten är intakt före varje användning.

Säkerhetsanvisningar: För inte in spetsen för djupt eller med tryck i näsöppningen för att undvika skador på slemhinnan. Använd inte vid näsblod eller synliga skador. **Användning:** Placera försiktigt den mjuka spetsen vid barnets näsöppning så att den tatar. Tryck ihop ballongen helt. Släpp långsamt för att skapa undertryck som drar in sekretet. Lugna barnet under och efter användning.

Nagelsax: Varning: Risk för skador från vassa blad! Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Använd endast när barnet är lugnt. Se till att ha bra belysning. Håll barnets hand eller fot stadigt. Klipp inte för nära huden. De rundade spetsarna ökar säkerheten men ersätter inte försiktighet. **Användning:** Klipp naglarna när barnet sover eller är lugnt. Tryck försiktigt bort fingertoppen från nageln. Klipp fingernaglar efter naturlig kurva, tånaglar rakt.

Nagelklippare: Varning: Risk för skador från vassa blad! Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Som för nagelsax (lugnt barn, bra ljus, stadigt grepp, inte för nära huden). **Användning:** Som för nagelsax. Placera nageln mellan klipparens skärytor.

Kam och borste: Säkerhetsanvisningar: Kontrollera att inga borst eller piggar är lösa före användning. Undvik tryck på barnets känsliga hårbotten. **Användning:** Kamma eller borsta håret försiktigt. Håll i håret vid roten för att undvika drag. Används bäst efter bad eller som daglig vård.

Glasnagelfil: Varning: Ömtålig! Endast för vuxna med största försiktighet. **Säkerhetsanvisningar:** Risk för brott. Kontrollera före varje användning. Trasiga filer kan orsaka skador eller kvävning. **Användning:** Använd endast när barnet är lugnt. Håll handen stadigt. Fila försiktigt i en riktning. Mindre tryck behövs än med vanliga filer.

Nagelfil: Varning: Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Använd lätt tryck. Fila inte för mycket. **Användning:** Håll barnets hand stadigt. Fila försiktigt i en riktning för att jämna till och ta bort vassa kanter.

Pipett: Varning: Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Kvävningrisk om spets eller boll lossnar. Kontrollera före varje användning. Lämna aldrig barnet obevakat. För inte in spetsen för djupt. **Användning:** Tryck ihop pumpbollen, doppa spetsen i vätska, släpp långsamt. För försiktigt in spetsen i mungipan och tryck långsamt för droppvis dosering. Ge tid för att svälja.

Doseringssked: Varning: Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Kontrollera temperatur före användning. Lämna aldrig barnet obevakat. Kontrollera att skeden inte är skadad. Kvävningrisk om delar lossnar eller om skeden är för liten. **Användning:** Fyll endast med avsedd mängd. För skeden försiktigt till barnets mun.

Tandborste för finger: Varning: Endast för vuxna. **Säkerhetsanvisningar:** Smådelar – kvävningrisk. **Användning:** Trä borsten som en fingerborg på pekfingeret. Massera försiktigt tandkötet och de första tänderna – idealiskt vid tandsprickning och för tidig tandvård.

Veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voor de afzonderlijke artikelen

Neusaspirator: Waarschuwing: Alleen te gebruiken door volwassenen. Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen. De punt of andere verwijderbare delen van de neusaspirator kunnen een verstikkingsgevaar vormen. Controleer voor elk gebruik of alle onderdelen stevig vastzitten en het apparaat intact is. **Veiligheidsinstructies:** Breng de punt niet te diep of met druk in de neusopening om letsel aan het gevoelige neusslijmvlies te voorkomen. Gebruik de neusaspirator niet bij bloedneuzen of zichtbare verwondingen in de neus. **Toepassing:** Plaats het zachte neusstuk voorzichtig bij de opening van een neusgat van je kind zodat het goed afsluit. Druk de ballon volledig samen. Laat de ballon langzaam los, zodat een zachte onderdruk ontstaat die het neusslijm in de ballon zuigt. Stel je kind gerust tijdens en na het gebruik.

Nagelschaar: Waarschuwing: Gevaar voor letsel door scherpe snijvlakken! Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies:** Gebruik de schaar alleen als je baby rustig is. Zorg voor goede verlichting. Houd de hand of voet van je baby stevig vast tijdens het knippen. Knip niet te dicht bij de huid. De afgeronde punten zorgen voor extra veiligheid, maar vervangen geen voorzichtigheid. **Toepassing:** Knip de nagels het best als je baby slaapt of rustig is. Duw de vingertop iets van de nagel weg om de huid te beschermen. Knip vingernagels volgens hun natuurlijke ronding. Teennagels recht knippen om ingroeien te voorkomen.

Nagelknipper: Waarschuwing: Gevaar voor letsel door scherpe snijvlakken! Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies:** Identiek aan nagelschaar (rustige baby, goede verlichting, stevige grip, niet te dicht bij de huid knippen). **Toepassing:** Identiek aan nagelschaar. Plaats de nagel tussen de snijvlakken van de knipper.

Kam en borstel: Veiligheidsinstructies: Zorg ervoor dat er geen losse haren of pinnen zijn voor gebruik, om inslikken te voorkomen. Vermijd druk op de gevoelige hoofdhuid van de baby. **Toepassing:** Kam of borstel het haar van je baby voorzichtig. Houd bij klitten de haarlok bij de aanzet vast om trekken te voorkomen. Ideaal na het baden of voor dagelijkse verzorging.

Glazen nagelvijl: Waarschuwing: Breekbaar! Alleen door volwassenen met uiterste voorzichtigheid te gebruiken. **Veiligheidsinstructies:** Breekgevaar. Kan breken bij vallen of onjuist gebruik. Gebroken vijlen hebben scherpe randen en splinters die tot snijwonden of verstikking kunnen leiden. Controleer voor elk gebruik op scheurtjes of beschadiging. **Toepassing:** Alleen gebruiken bij rustige kinderen en goede verlichting. Houd de hand van je baby stevig vast. Vijl met zeer lichte druk en slechts in één richting. Minder kracht nodig dan bij gewone vijlen.

Nagelvijl: Waarschuwing: Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies:** Gebruik slechts lichte druk om de gevoelige huid rond de nagel niet te beschadigen. Vijl niet te veel van de nagel af. **Toepassing:** Houd de hand van je baby stevig vast. Vijl zachtjes in één richting om scherpe randen te verwijderen.

Pipet: Waarschuwing: Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies: Verstikkingsgevaar:** de punt of de zuigballon kan losraken. Controleer alle onderdelen voor elk gebruik. Laat je kind nooit alleen met de pipet. Breng de punt niet te diep in mond of neus. **Toepassing:** Druk de zuigballon samen, dompel de punt in vloeistof en laat langzaam los. Breng de punt voorzichtig in de mondhoek van het kind en knijp langzaam om druppelsgewijs toe te dienen. Laat het kind rustig slikken.

Doseerlepel: Waarschuwing: Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies:** Controleer de temperatuur van het voedsel voor gebruik om brandwonden te voorkomen. Laat je kind nooit zonder toezicht met de lepel. Controleer op scherpe randen of beschadigingen. Verstikkingsgevaar als onderdelen losraken of de lepel te klein is. **Toepassing:** Vul de lepel met de voorgeschreven hoeveelheid. Breng de lepel voorzichtig naar de mond van het kind.

Vingertandenborstel: Waarschuwing: Alleen te gebruiken door volwassenen. **Veiligheidsinstructies:** Kleine onderdelen – verstikkingsgevaar! **Toepassing:** Plaats de borstel als een vingercondoom op je wijsvinger. Wrijf voorzichtig over het tandvlees en de eerste tandjes – ideaal voor verlichting bij doorkomende tandjes en vroege tandverzorging.

— Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania dla poszczególnych elementów

Aspirator do nosa: **Ostrzeżenie:** Tylko do użytku przez osoby dorosłe. Ryzyko zadławienia przez małe części. Końcówka lub inne odłączalne elementy aspiratora mogą stanowić zagrożenie zadławieniem. Przed każdym użyciem sprawdź mocne zamocowanie wszystkich części i nienaruszony stan urządzenia. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Nie wkładaj końcówki zbyt głęboko ani z naciskiem do nozdrza, aby uniknąć uszkodzenia błony śluzowej. Nie używaj aspiratora w przypadku krwawienia z nosa lub widocznych urazów. **Sposób użycia:** Ostrożnie umieść miękką końcówkę przy wejściu do nozdrza dziecka, tak aby szczelnie przylegała. Ściągnij całkowicie balonik, aż przestanie uchodzić powietrze. Powoli zwolnij balon – wytworzone podciśnienie zasyssa wydzielinę do środka. Uspokój dziecko podczas i po zastosowaniu.

Nożyczki do paznokci: **Ostrzeżenie:** Ryzyko skaleczenia przez ostre ostrza! Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Używaj nożyczek tylko, gdy dziecko jest spokojne. Zapewnij dobre oświetlenie. Trzymaj pewnie dłoń lub stopę dziecka. Nie tnij zbyt blisko skóry. Zaokrąglone końcówki zwiększają bezpieczeństwo, ale nie zastępują ostrożności. **Sposób użycia:** Najlepiej obcinać paznokcie, gdy dziecko śpi lub jest bardzo spokojne. Delikatnie odciągaj opuszek od paznokcia. Paznokcie u rąk tnij zgodnie z ich naturalnym kształtem, paznokcie u stóp – raczej prosto, aby zapobiec wrastaniu.

Obcinacz do paznokci: **Ostrzeżenie:** Ryzyko skaleczenia przez ostre ostrza! Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Jak przy nożyczkach do paznokci (spokojne dziecko, dobre światło, pewny chwyt, nie ciąć zbyt blisko skóry). **Sposób użycia:** Jak przy nożyczkach do paznokci. Umieść paznokcie pomiędzy ostrzami obcinacza. **Grzebień i szcotka:** **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Przed użyciem sprawdź, czy nie ma luźnych włosków lub zębów – mogą zostać połknięte. Unikaj nacisku na wrażliwą skórę głowy dziecka. **Sposób użycia:** Delikatnie czesz włosy dziecka. Przy splecionych włosach trzymaj kosmyk u nasady, aby zapobiec ciągnięciu. Idealne po kąpielii lub do codziennej pielęgnacji.

Piłnik szklany: **Ostrzeżenie:** **Kruchy!** Tylko do użytku przez osoby dorosłe z najwyższą ostrożnością. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Może łatwo pęknąć przy upadku lub niewłaściwym użyciu. Pęknięty pilnik ma ostre krawędzie i odpryski, które mogą spowodować poważne skaleczenia lub zadławienie. Przed użyciem sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzeń. **Sposób użycia:** Używaj tylko przy spokojnym dziecku i dobrym świetle. Trzymaj pewnie dłoń dziecka. Delikatnie piluj tylko w jednym kierunku. Szklany pilnik działa skutecznie, więc wystarczy lekki nacisk.

Pilnik do paznokci: **Ostrzeżenie:** Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Używaj lekkiego nacisku, aby nie uszkodzić skóry wokół paznokcia. Nie piluj zbyt dużo. **Sposób użycia:** Trzymaj dłoń dziecka pewnie. Piluj delikatnie w jednym kierunku, aby wygładzić paznokcie i usunąć ostre krawędzie.

Pipeta: **Ostrzeżenie:** Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** **Ryzyko zadławienia:** końcówka pipety lub balon może się oderwać. Przed każdym użyciem sprawdź zamocowanie części. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego z pipetą. Nie wkładaj końcówki zbyt głęboko do ust ani nosa. **Sposób użycia:** Ściągnij balon, zanurz końcówkę w cieczy i powoli zwolnij, aby ją zassać. Wprowadź końcówkę ostrożnie do kąćka ust i powoli ścisłaj, aby podać krople. Daj dziecku czas na przełknięcie.

Łyzeczka dozująca: **Ostrzeżenie:** Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Sprawdź temperaturę płynu przed podaniem. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego z łyżeczką. Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi ani uszkodzeń. **Ryzyko zadławienia:** nie dopuść do odłamania części. Małe łyżeczki mogą zostać połknięte w całości. **Sposób użycia:** Napełnij tylko do zalecanej ilości. Ostrożnie podaj dziecku do ust.

Szczoteczka na palec: **Ostrzeżenie:** Tylko do użytku przez osoby dorosłe. **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:** Małe elementy – ryzyko zadławienia. **Sposób użycia:** Nałóż szczoteczeczkę jak napastrzek na palec wskazujący. Delikatnie masuj dżiąsła i pierwsze ząbki – idealne na okres ząbkowania i wczesną higienę jamy ustnej.

Инструкции по безопасности и использованию для отдельных предметов

Аспиратор для носа: **Предупреждение:** Только для использования взрослыми. Опасность удушья из-за мелких деталей. Наконечник или другие съемные части аспиратора могут представлять опасность удушья. Перед каждым использованием проверяйте надежность всех соединений и целостность устройства. **Меры предосторожности:** Не вводите наконечник слишком глубоко или с усилием в носдрию, чтобы избежать поврежденной слизистой оболочки. Не используйте аспиратор при носовом кровотечении или видимых повреждениях в носу. **Применение:** Осторожно поместите мягкий наконечник у входа в носдрию ребенка так, чтобы он плотно прилегал. Полностью сожмите баллон, затем медленно отпустите его — создается мягкое разрежение, втягивающее слизь. Успокойте ребенка во время и после использования.

Ножницы для ногтей: **Предупреждение:** Опасность пореза! Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Используйте ножницы только тогда, когда ребенок спокоен. Обеспечьте хорошее освещение. Прочно держите руку или ногу ребенка. Не режьте слишком близко к коже. Закругленные концы обеспечивают дополнительную безопасность, но не заменяют осторожность. **Рекомендации по применению:** Лучше всего стричь ногти, когда ребенок спит или спокоен. Осторожно отодвиньте подушечку пальца от ногтя. Стригите ногти по их естественной форме, ногти на ногах — прямо, чтобы избежать врастания.

Кусачки для ногтей: **Предупреждение:** Опасность пореза! Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Идентичны ножницам (см. выше: спокойный ребенок, хорошее освещение, надежная фиксация, не слишком близко к коже). **Рекомендации по применению:** Идентичны ножницам. Разместите ноготь между режущими кромками кусачек.

Расческа и щетка: **Меры предосторожности:** Убедитесь, что нет свободных щетинок или зубцов, чтобы избежать проглатывания. Избегайте сильного надавливания на чувствительную кожу головы ребенка. **Рекомендации по применению:** Аккуратно расчешите или причешывайте волосы ребенка. При спутанности удерживайте прядь у основания. Идеально после купания или для ежедневного ухода.

Стеклянная пилочка для ногтей: **Предупреждение:** Хрупкий предмет! Только для использования взрослыми с особой осторожностью. **Меры предосторожности:** Опасность поломки. Может легко разбиться при падении. Осколки и острые края могут привести к серьезным травмам или удушью. Перед использованием проверьте на наличие трещин или сколов. **Рекомендации по применению:** Используйте только при спокойном ребенке и хорошем освещении. Прочно держите руку ребенка. Опилите ноготь мягко и только в одном направлении. **Пилочка для ногтей:** **Предупреждение:** Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Используйте только легкое давление, чтобы не повредить чувствительную кожу вокруг ногтя. Не стачивайте слишком много. **Рекомендации по применению:** Прочно держите руку ребенка. Аккуратно опиливайте в одном направлении.

Пипетка: **Предупреждение:** Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Опасность удушья: наконечник или баллон могут оторваться. Проверьте соединения перед использованием. Никогда не оставляйте ребенка с пипеткой без присмотра. Не вводите пипетку слишком глубоко в рот или нос. **Рекомендации по применению:** Сожмите баллон, окуните наконечник в жидкость, затем медленно отпустите. Осторожно введите пипетку в уголок рта ребенка и сожмите баллон, чтобы медленно капать. Дайте ребенку время проглотить жидкость.

Мерная ложка: **Предупреждение:** Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Проверьте температуру пищи перед использованием. Не оставляйте ребенка без присмотра с ложкой. Убедитесь, что на ложке нет острых краев или повреждений. Опасность удушья, если ложка слишком маленькая или части могут отломиться. **Рекомендации по применению:** Заполните ложку нужным количеством. Аккуратно поднесите ложку к рту ребенка.

Пальчиковая зубная щетка: **Предупреждение:** Только для использования взрослыми. **Меры предосторожности:** Мелкие детали — опасность удушья! **Рекомендации по применению:** Наденьте щетку на указательный палец как напальчник. Осторожно массируйте десны и первые зубки — идеально для облегчения прорезывания зубов и раннего ухода за полостью рта.

Instrucțiuni de siguranță și utilizare pentru fiecare articol

Aspirator nazal: **Avertisment:** Doar pentru utilizarea de către adulți. Pericol de sufocare din cauza pieselor mici. Vârful sau alte părți detașabile ale aspiratorului pot reprezenta un pericol de sufocare. Verificați fixarea tuturor componentelor și integritatea dispozitivului înainte de fiecare utilizare. **Instrucțiuni de siguranță:** Nu introduceți vârful prea adânc sau cu presiune în nara copilului pentru a evita rănirea mucoasei nazale sensibile. Nu utilizați aspiratorul dacă există sângerări nazale sau leziuni vizibile. **Instrucțiuni de utilizare:** Poziționați cu grijă vârful moale la intrarea unei nări a copilului pentru a crea o etanșare. Strângeți complet balonul până când nu mai iese aer. Eliberați lent balonul pentru a crea un vid ușor, care va aspira mucusul în balon. Calmați copilul în timpul și după utilizare.

Foarfecă pentru unghii: **Avertisment:** Pericol de rănire din cauza lamelor ascuțite! Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Utilizați foarfeca doar când copilul este calm. Asigurați o iluminare bună. Țineți bine mâna sau piciorul copilului. Nu tăiați prea aproape de piele. Vârfurile rotunjite oferă siguranță suplimentară, dar nu înlocuiesc prudența. **Instrucțiuni de utilizare:** Cel mai bine este să tăiați unghiile când copilul doarme sau este foarte liniștit. Impingeți ușor vârful degetului departe de unghie pentru a proteja pielea. Tăiați unghiile de la mâini urmărind forma lor naturală, iar cele de la picioare drept, pentru a evita încarnarea.

Cutter pentru unghii: **Avertisment:** Pericol de rănire din cauza lamelor ascuțite! Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Identic cu foarfeca (vezi mai sus: copil calm, iluminare bună, prindere sigură, nu tăiați prea aproape de piele). **Instrucțiuni de utilizare:** Identic cu foarfeca. Poziționați unghia între suprafețele de tăiere ale cutterului.

Pieptene și perie: **Instrucțiuni de siguranță:** Asigurați-vă că nu există peri sau dinți slăbiți înainte de utilizare, pentru a evita înghițirea accidentală. Evitați aplicarea presiunii asupra scalpului sensibil al copilului. **Instrucțiuni de utilizare:** Pieptănați sau periați părul copilului ușor. În caz de noduri, țineți șuvița de la rădăcină pentru a reduce disconfortul. Ideal după baie, când părul este ușor umez, sau pentru îngrijirea zilnică.

Pilă de sticlă pentru unghii: **Avertisment:** Fragil! Doar pentru utilizarea de către adulți cu grijă sporită. **Instrucțiuni de siguranță:** Pericol de rupere. Pila se poate sparge ușor dacă este scăpată sau manevrată necorespunzător. Fragmentele pot provoca răni grave sau sufocare dacă sunt înghițite. Verificați pila pentru fisuri sau ciobiturii înainte de fiecare utilizare. **Instrucțiuni de utilizare:** Utilizați numai când copilul este calm și iluminarea este bună. Țineți ferm mâna copilului. Piliți cu presiune ușoară și într-o singură direcție.

Pilă de unghii: **Avertisment:** Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Aplicați doar presiune ușoară pentru a nu răni pielea sensibilă din jurul unghiei. Nu piliți excesiv. **Instrucțiuni de utilizare:** Țineți ferm mâna copilului. Piliți ușor într-o singură direcție pentru a netezi unghia și a îndepărta marginile ascuțite.

Pipetă: **Avertisment:** Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Pericol de sufocare: Vârful sau balonul pot deveni detașabile. Verificați fixarea tuturor părților înainte de fiecare utilizare. Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat cu pipeta. Nu introduceți vârful prea adânc în gură sau nas. **Instrucțiuni de utilizare:** Strângeți balonul, introduceți vârful în lichid, apoi eliberați-l lent pentru a aspira lichidul. Introduceți vârful în colțul gurii copilului și strângeți încet pentru a administra picăturile. Acordați copilului timp pentru a înghiți.

Linguriță dozatoare: **Avertisment:** Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Verificați temperatura lichidului înainte de fiecare utilizare pentru a evita arsuri. Nu lăsați copilul nesupravegheat cu lingurița. Asigurați-vă că nu există margini ascuțite sau deteriorări. Pericol de sufocare dacă lingura este prea mică sau piesele se pot desprinde. **Instrucțiuni de utilizare:** Umpleți lingura doar cu cantitatea necesară. Apropiați cu grijă lingura de gura copilului.

Periuță de dinți pentru deget: **Avertisment:** Doar pentru utilizarea de către adulți. **Instrucțiuni de siguranță:** Conține piese mici. Pericol de sufocare! **Instrucțiuni de utilizare:** Puneți periuța pe degetul arătător ca un degetar. Frecați ușor gingiile și primii dințișori — ideală pentru calmarea durerilor dentare și pentru îngrijirea orală timpurie.

Her bir ürün için güvenlik ve kullanım talimatları

Burun aspiratörü: Uyarı: Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. Küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi. Burun aspiratörünün ucu veya diğer çıkarılabilir parçaları boğulma tehlikesi oluşturabilir. Her kullanımdan önce tüm parçaların sağlam oturduğundan ve cihazın zarar görmediğinden emin olun. **Güvenlik talimatları:** Ucu çok derine veya baskı uygulayarak burun deliğine sokmayın, çünkü bu nazal mukozaya zarar verebilir. Burun kanaması veya görünür yaralanmalar varsa kullanmayın. **Kullanım:** Yumuşak burun ucunu dikkatlice çocuğunuzun bir burun deliğinin girişine yerleştirin ve sızdırmaz hale getirin. Balonu tamamen sıkın, hava çıkmasın. Ardından balonu yavaşça bırakın. Balonun açılmasıyla oluşan hafif vakum, burun salgısını balona çeker. Kullanım sırasında ve sonrasında çocuğunuzu sakinleştirin.

Tırnak makası: Uyarı: Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Makası yalnızca bebeğinizin sakın olduğunda kullanın. İyi aydınlatma sağlayın. Kesim sırasında bebeğinizin elini veya ayağını sıkıca tutun. Cilde çok yakın kesmeyin. Yuvarlatılmış uçlar güvenlik sağlar, ancak dikkatli olmanın yerini tutmaz. **Kullanım talimatları:** Bebeğinizin uyurken veya çok sakın olduğunda tırnakları kesmek en iyisidir. Cildi korumak için parmak ucunu tırnaktan hafifçe uzaklaştırın. Tırnakları doğal kıvrımına göre kesin. Ayak tırnakları düz kesilmelidir, böylece içe büyüme önlenir.

Tırnak pensi: Uyarı: Keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi! Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Tırnak makası ile aydır (yükarıya bakınız; sakın bebek, iyi ışık, güvenli tutuş, cilde çok yakın kesmeyin). **Kullanım talimatları:** Tırnak makası ile aydır. Tırnağı pense bıçakları arasına yerleştirin.

Tarak ve fırça: Güvenlik talimatları: Her kullanımdan önce gevşek kıllar veya dişler olup olmadığını kontrol edin. Bebeğin hassas saç derisine baskı uygulamaktan kaçının. **Kullanım talimatları:** Bebeğinizin saçını nazikçe tarayın veya fırçalayın. Düşümlenmiş saçlarda, saç tutamını dipten tutarak çekilmesini önleyin. Banyo sonrası hafif nemliken veya günlük bakım için idealdir.

Cam tırnak törpüsü: Uyarı: Kırılgan! Yalnızca dikkatli bir şekilde yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Kırılma tehlikesi. Cam törpüler düşerse veya uygunsuz kullanılırsa kolayca kırılabilir. Kırık cam keskin kenarlara ve parçalara neden olabilir — ciddi yaralanmalara veya yutulması durumunda iç yaralanmalara yol açabilir. Kullanmadan önce cam törpüyü çatlaklar veya kırıklar açısından kontrol edin. **Kullanım talimatları:** Yalnızca sakın bir bebekte ve iyi ışık altında kullanın. Bebeğinizin elini güvenli bir şekilde tutun. Çok hafif baskı uygulayarak ve daima tek yönde törpüleyin.

Tırnak törpüsü: Uyarı: Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Tırnağın etrafındaki hassas cildi yaralamamak için yalnızca hafif baskı uygulayın. Tırnağı çok fazla törpülemeyin. **Kullanım talimatları:** Bebeğinizin elini güvenli bir şekilde tutun. Tırnağı düz ve nazikçe törpüleyin.

Damlalık: Uyarı: Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları: Boğulma tehlikesi:** Damla ucu veya balon ayrılabilir. Her kullanımdan önce tüm parçaların sağlam oturduğundan emin olun. Çocuğunuzu damlalikle asla gözetimsiz bırakmayın. Damla ucunu ağza veya buruna çok derin sokmayın. **Kullanım talimatları:** Balonu sıkın, ucu sıvıya batırın ve balonu yavaşça bırakın. Damlalığı çocuğunuzun ağız köşesine nazikçe yerleştirin ve sıvıyı yavaşça damlatmak için balonu sıkın. Çocuğunuza yutması için zaman tanıyın.

Ölçü kaşığı: Uyarı: Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Yanıkları önlemek için her kullanımdan önce yiyeceğin/sıvının sıcaklığını kontrol edin. Çocuğunuzu kaşıkla asla gözetimsiz bırakmayın. Kaşığın keskin kenarları veya hasar görmemiş olduğundan emin olun. **Boğulma tehlikesi:** Parçaların kopmamasına dikkat edin. Kaşık çok küçükse, tamamının yutulma riski vardır. **Kullanım talimatları:** Kaşığı sadece önerilen miktarla doldurun. Kaşığı çocuğunuzun ağızına nazikçe götürün.

Parmak diş fırçası: Uyarı: Yalnızca yetişkinler tarafından kullanılmalıdır. **Güvenlik talimatları:** Küçük parçalar içerir. Boğulma tehlikesi! **Kullanım talimatları:** Fırçayı işaret parmağınıza bir parmaklık gibi geçirin. Diş etlerini ve ilk küçük dişleri nazikçe ovalayın — diş çıkarma sırasında rahatlatma ve erken ağız bakımı için idealdir.

تعليمات السلامة والاستخدام لكل عنصر

شفاط الأنف: تحذير: للاستخدام من قبل البالغين فقط. خطر الاختناق الصغيرة. يمكن أن تشكل الرأس أو الأجزاء الأخرى القابلة للفصل من شفاط الأنف خطر اختناق. تحقق من ثبات جميع الأجزاء وسلامة الجهاز قبل كل استخدام. تعليمات السلامة: لا تدخل الرأس بعمق أو بقوة في فتحة الأنف لتجنب إصابة الغشاء المخاطي الحساس. لا تستخدم شفاط الأنف في حالة

وجود نزيف أنفي أو إصابات مرئية في الأنف. طريقة الاستخدام: ضع رأس الشفاط الناعم برفق عند مدخل فتحة أنف الطفل بحيث يغلّق بإحكام. اضغط على الكرة المطاطية حتى تخرج كل الهواء، ثم حرر الكرة ببطء. يؤدي ذلك إلى توليد ضغط سلبي خفيف يسحب المخاط إلى الداخل. هدئ طفلك أثناء وبعد الاستخدام. مقص الأظافر: تحذير: خطر الإصابة بسبب الشفرات الحادة! للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: استخدم المقص فقط عندما يكون الطفل هادئاً ومستريحاً. تأكد من توفر إضاءة جيدة. أمسك يد أو قدم الطفل بثبات

أثناء القص. لا تقص قريباً جداً من الجلد لتجنب الإصابة. النهايات المستديرة للمقص توفر الأمان ولكن لا تفني عن الحذر. طريقة الاستخدام: من الأفضل قص الأظافر عندما يكون الطفل نائماً أو هادئاً جداً. ادفع وسادة الإصبع قليلاً بعيداً عن الظفر لحماية الجلد. قص أظافر اليدين باتباع انحناؤها الطبيعي، وأظافر القدمين بشكل مستقيم لتجنب نمو الظفر للداخل.

مقص الظفر: تحذير: خطر الإصابة بسبب الشفرات الحادة! للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: مماثلة لتعليمات مقص الأظافر (انظر أعلاه: طفل هادئ، إضاءة جيدة، قبضة آمنة، لا تقص قريباً من الجلد). طريقة الاستخدام: مماثلة لتعليمات مقص الأظافر (انظر أعلاه: التوقيت، دفع الإصبع، شكل القص). ضع الظفر بين أسطح القص في المقص.

الفرشاة والمشط: تعليمات السلامة: تأكد من عدم وجود شعيرات أو أسنان فضفاضة قبل الاستخدام لتجنب البلع. تجنب الضغط الشديد على فروة رأس الطفل الحساسة. طريقة الاستخدام: مسّط أو قرّش شعر الطفل بلطف. إذا كان الشعر متشابكاً، امسك خصلة

الشعر من الجذور لتجنب الشد. يُفضل استخدامه بعد الاستحمام عندما يكون الشعر رطباً قليلاً أو للعناية اليومية. مبرد الأظافر الزجاجي: تحذير: هشاً! للاستخدام بحذر شديد من قبل البالغين فقط.

تعليمات السلامة: خطر الكسر. يمكن أن تنكسر مبردات الزجاج بسهولة عند سقوطها أو عند التعامل معها بشكل غير صحيح. تحتوي المبردات المكسورة على حواف حادة وشظايا يمكن أن تسبب جروحاً خطيرة أو اختناقاً إذا تم ابتلاعها. تحقق من المبرد الزجاجي قبل كل استخدام بحثاً عن تشققات أو تلف. طريقة الاستخدام: استخدم فقط مع طفل هادئ وإضاءة جيدة. أمسك يد الطفل

بثبات. ابرد بلطف في اتجاه واحد فقط. المبرد الزجاجي أكثر فاعلية من المبردات العادية، لذا يتطلب ضغطاً أقل وحركة أقل. مبرد الأظافر: تحذير: للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: استخدم ضغطاً لطيفاً فقط لتجنب إصابة الجلد الحساس

حول الظفر. لا تبرد كثيراً من الظفر. طريقة الاستخدام: أمسك يد الطفل بثبات. ابرد بلطف في اتجاه واحد لتنعيم الظفر وإزالة الحواف الحادة.

القطارة: تحذير: للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: خطر الاختناق: قد تنفصل رأس القطارة أو الكرة وتسبب خطر

الاختناق. تحقق من ثبات جميع الأجزاء قبل كل استخدام. لا تترك الطفل أبداً دون مراقبة عند استخدام القطارة. لا تدخل رأس القطارة بعمق في الفم أو الأنف. طريقة الاستخدام: اضغط على الكرة، وانغمس الرأس في السائل، ثم حرر الكرة ببطء لامتصاص السائل. أدخل رأس القطارة بلطف في زاوية فم الطفل واضغط على الكرة ببطء لتقطير السائل. امنح الطفل وقتاً للبلع.

ملعقة التياس: تحذير: للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: تحقق من درجة حرارة الطعام/السائل قبل كل استخدام لتجنب الحروق. لا تترك الطفل دون مراقبة أثناء استخدام الملعقة. تأكد من عدم وجود حواف حادة أو تلف. خطر الاختناق: تأكد من عدم وجود أجزاء قابلة للكسر. إذا كانت الملعقة صغيرة جداً، فقد يبتلعها الطفل بالكامل. طريقة الاستخدام: املا الملعقة فقط بالكمية

المقررة. قدم الملعقة بلطف إلى فم الطفل.

فرشاة الأصابع: تحذير: للاستخدام من قبل البالغين فقط. تعليمات السلامة: يحتوي على أجزاء صغيرة. خطر الاختناق! طريقة الاستخدام: ضع الفرشاة على إصبعك السبابة كما لو كانت قفاز إصبع. ذلك بها بلطف لثة الطفل وأسنانه الأولى - مثالي للتهدئة أثناء

التسنين وللعناية المبكرة بالأسنان.

Kontakt & Kundenservice

Haben Sie Fragen?

Wir sind für Sie da.

Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter – ob bei Anwendungsfragen, Ersatzteilen oder allgemeinen Anliegen rund um Ihr **TPFFamily Babypflege-Set**.

TPFFamily – eine Marke der Traumpreisfabrik Hornung GmbH

Kontakt:

Traumpreisfabrik Hornung GmbH

Theodor-Jansen-Straße 9

66386 St. Ingbert

Deutschland

Telefon: 0681 / 9545500

E-Mail: info@tpf24.de

Web: www.traumpreisfabrik.de

Vielen Dank, dass Sie sich für **TPFFamily** entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Baby viele liebevolle, gesunde Momente!

TPF *Family* ®

Eine Marke der Traumpreisfabrik

Intelligente Einkaufs-Lösungen