

AIREX®


Art.Nr. 1089905 ff.
1269202 ff.
1269707 ff.
1269808 ff.
1270307 ff.
1270509 ff.
1319109 ff.



Gebrauchsanleitung für Gymnastikmatten



AIREX®
CADEMY



AIREX®
YOGA & PILATES

Gebrauchsanleitung S50_Gymnastikmatten



Inhaltsverzeichnis / Table des matières / Sommario

Gebrauchsanleitung S50_Gymnastikmatten.....	1
Lieferumfang / Etendue de la livraison / Ambito di consegna	2
Allgemeines / Général / Generale.....	2
Geltungsbereich dieser Gebrauchsanleitung / Champ d'application de ce manuel	2
Zeichenerklärung / Explication des symboles / Spiegazione dei simboli	3
Sicherheit / Sécurité / Sicurezza	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Utilisation prévue / Uso previsto	4
Indikationen / Les indications / Indicazioni.....	4
Kontraindikationen / Contre-indications / Controindicazioni.....	4
Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité / Istruzioni di sicurezza.....	5
Vor dem Erstgebrauch / Avant la première utilisation / Prima del primo utilizzo	6
Mattenübungsprogramm / Des exercices / Esercizi.....	6
Optik / Optique / Aspetto esteriore.....	7
Reinigung / Nettoyage / Pulizia.....	7
Eigenschaften / Caractéristiques / Caratteristiche	8
Lagerung / Rangement / Stoccaggio	8
Entsorgung / Recyclage / Smaltimento.....	9
Gewährleistung / Garantie / Garanzia.....	9
Haftungsausschuss / Limitation de responsabilité / Esclusione di responsabilità	9
Kontakt / Contact / Contatto.....	10

Lieferumfang / Etendue de la livraison / Ambito di consegna



1. AIREX® Gymnastikmatte
2. Mattenübungsprogramm
3. Elektronische Gebrauchsanweisung (eGA) auf Anfrage

Allgemeines / Général / Generale

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines hochwertigen AIREX®-Markenproduktes! Damit Sie die Vorzüge unserer AIREX® Spezialschaumstoffe, die unter CE-konformen Bedingungen hergestellt werden, möglichst lange nutzen können, bitten wir um Beachtung dieser Gebrauchsanleitung.




Diese Gebrauchsanleitung gehört zum erworbenen Produkt. Sie enthält u.a. wichtige Informationen zur bestimmungsgemässen Gebrauch. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, werden sämtlichen AIREX® Gymnastikmatten im Folgenden nur „Matte“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die „Matte“ einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden an der „Matte“ führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die „Matte“ an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

 Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei (eGA) bei unserem Kundenservice (info@my-airex.com) oder bei Ihrem regionalen Handelspartner angefordert werden. Achten Sie bitte hierbei auf den aktuellen Stand Ihrer PDF-Betrachtungs-Software, z.B. Adobe Acrobat Reader XI.

Geltungsbereich dieser Gebrauchsanleitung / Champ d'application de ce manuel

Diese Gebrauchsanleitung gilt für folgende AIREX® Gymnastikmatten:

Handelsname:	Variationen:	Handelsname:	Variationen:
AIREX® Atlas ca. 1250 x 2000 x 15 mm	Wasserblau / Rot	AIREX® Fitline ca. 600 x 1400/1800 x 10 mm	Kiwi / Pink / Schiefer / Wasserblau
AIREX® Corona ca. 1000 x 1850/2000 x 15 mm	Schiefer / Rot / Blau	AIREX® Fitline 200 ca. 800 x 2000 x 10 mm	Schiefer / Wasserblau
AIREX® Coronella ca. 600 x 1850/2000 x 15 mm	Schiefer / Rot / Blau	AIREX® Hercules ca. 1000 x 2000 x 25 mm	Blau / Wasserblau
AIREX® Coronita ca. 800 x 2000 x 15 mm	Blau	AIREX® Titania ca. 1250 x 2000 x 32 mm	Wasserblau
AIREX® Diana ca. 1250 x 2000 x 15 mm	Wasserblau	AIREX® Xtrema ca. 580 x 1780 x 6 mm	Anthrazit
AIREX® Fitline Studio ca. 500 x 1000 x 10 mm	Schiefer	AIREX® Pilates ca. 600 x 1900 x 8 mm	Anthrazit

Zeichenerklärung / Explication des symboles / Spiegazione dei simboli

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, ggf. auf der „Matte“ oder auf der Verpackung verwendet.

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes, les emballages ou les instructions d'utilisation des produits AIREX® // I seguenti simboli sono utilizzati su etichette, imballaggi o istruzioni per l'uso dei prodotti AIREX®:

	Hersteller / Manufacturer Indicates the medical device manufacturer		Temperaturbeschränkungen / Temperature limit Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed
	Bevollmächtigte Person / Authorized Representative in the EC Indicates the authorized representative in the European Community / European Union		Nicht verwenden, wenn das Paket beschädigt ist / Do not use if package is damaged Indicates a medical device that shouldn't be used if the package has been damaged
	Herstellungsdatum / Date of manufacture Indicates the date when the medical device was manufactured		Gebrauchsanweisung beachten / Consult instructions for use Indicates the need for the user to consult the instructions for use
	Batch-Code / Batch code Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified		Warnung / Caution To indicate that caution is necessary when operating the device or control close to where the symbol is placed
	Artikelnummer / Catalog number Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified		Medizintechnik / Medical device Indicates the item is a medical device
	Seriennummer / Serial number Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified		Übersetzung / Translation To identify that the original medical device information has undergone a translation
	Von Sonnenlicht fernhalten / Keep away from sunlight Indicates a medical device that needs protection from light sources		In dieser Richtung nach oben / This way up
	Trockenhalten / Keep dry Indicates a medical device that needs protection from moisture		CE Markierung / CE marking 'CE marking of conformity' or 'CE marking' means a marking by which a manufacturer indicates that a device is in conformity with the applicable requirements
	Eindeutige Produktkennung / Unique device identifier Indicates a carrier that contains unique device identifier information		Importer / Importer To indicate the entity importing the medical device into the locale
			Vertreter / Distributor To indicate the entity distributing the medical device into the locale

Sicherheit / Sécurité / Sicurezza



Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Utilisation prévue / Uso previsto

Die AIREX[®] „Matte“ ist als bewegungstherapeutisches Hilfsmittel sowohl für den institutionellen als auch für den häuslichen Gebrauch konzipiert. Auf dem Boden liegender Gegenstand dient als Unterlage für eine Person bei medizinisch indizierten und verordneten Übungen zur Verbesserung der Motorik und des Gleichgewichts bzw. der posturalen Kontrolle und/oder zur bewegungstherapeutischen Behandlung der Muskelschwäche an den Gliedmaßen und dem Rumpf in Folge einer neurologischen oder orthopädischen Erkrankung.

Besteht aus einem geschlossenzelligen Schaumstoff mit weicher Auflagefläche, der meist rechteckig oder länglich ist und auf dem man sowohl im Stehen als auch bei bodennahen gymnastischen Übungen verletzungsfrei Bewegungen ausführen kann.

HINWEIS!



Die „Matte“ darf ausschliesslich zum vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als nichtbestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder sogar zu Personenschäden führen. Die AIREX[®] „Matte“ ist **kein Spielzeug für Kinder**. Für innen- und außen Anwendungen geeignet.

Die „Matte“ darf nicht extremen Temperaturschwankungen, hoher Luftfeuchtigkeit sowie der direkten Sonnenbestrahlung während der Lagerung ausgesetzt sein. Die optimale Dämpfungseigenschaft liegt bei Raumtemperatur. Bei tieferen Temperaturen reduziert sich die Dämpfungseigenschaft entsprechend. Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Indikationen / Les indications / Indicazioni

Degenerative und chronische Wirbelsäulenerkrankungen, Stimulation allgemeiner Bindegewebsstrukturen, Neurologische Erkrankungen, Erkrankungen des Herz- und Kreislaufs-System.

Kontraindikationen / Contre-indications / Controindicazioni

Hierunter fallen alle bekannten Kontraindikationen, welche für krankengymnastische Übungen in allgemeinen gelten bzw. stets mit dem behandelten Arzt vorab abgeklärt werden müssen:

- Extreme Hypertonie (ab Grad 3)
- Akute Entzündungen in den zu beübenden Regionen
- Ersten 1-2 Wochen nach Bandscheibenoperationen
- Massive Bandscheibenprobleme mit neurologischer Symptomatik
- Herzinsuffizienz (NYHA III/IV) sowie entzündliche Herzerkrankungen
- Arteriosklerose (peripher. arterielle Verschlusskrankheiten Stadium (III-IV))

Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité / Istruzioni di sicurezza



Mögliche Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (bspw. Personen mit Behinderung, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Diese „Matte“ kann von Kindern ab 7 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen über Produkt benutzt werden (Laien), wenn sie durch medizinischen Fachpersonal beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der „Matte“ unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht ohne Aufsicht mit der „Matte“ spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **Nicht als Schwimm- oder Rettungshilfe benutzen!** Nur unter Aufsicht im Wasser verwenden!
- Halten Sie Kinder jünger als 3 Jahre von der „Matte“ fern.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile verschlucken.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen, verletzen und ersticken.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Gebrauch der „Matte“ kann zu Verletzungen führen.

- Das Körpergewicht des Benutzers darf 150 kg nicht überschreiten.
- Benutzen Sie die „Matte“ nicht, wenn es Verletzungen der Oberfläche/Struktur aufweist.
- Entfernen Sie zuvor alle Gegenstände unter der „Matte“, die diese verletzen oder beschädigen können.
- Achten Sie darauf, dass der Boden oder die Sitzfläche unter der „Matte“ eben und rutschfest ist.
- Führen Sie keine Übungen in der Nähe von Treppen oder Absätzen aus.
- Legen Sie die Matte während der Übungen glatt auf den Boden und vermeiden Sie aufstehende Ecken, da diese eine Stolpergefahr darstellen können.
- Achten Sie bei Übungsausführung darauf, dass genügend Platz zur Gegenständen und anderen Personen vorhanden ist und niemand verletzt werden kann.
- Überschätzen Sie sich nicht, während Sie Übungen ausführen.
- Bei vorliegenden Vorerkrankungen holen Sie zuerst den Rat Ihres Arztes ein.
- Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während des Trainings verspüren, brechen Sie die Benutzung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt.
- Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die mit der „Matte“ trainieren, diese Sicherheitshinweise gelesen haben. Dies gilt ganz besonders für Personen mit bereits vorhandenen Gleichgewichtsstörungen.
- Benutzen Sie die „Matte“ nicht, wenn Sie unter einem medikamentösen oder alkoholischen Einfluss stehen, welcher Ihre Gleichgewichtsfähigkeit negativ beeinträchtigt.

Vor dem Erstgebrauch / Avant la première utilisation / Prima del primo utilizzo

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die „Matte“ beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor:

1. Nehmen Sie die „Matte“ aus der Verpackung;
2. Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung;
3. Kontrollieren Sie, ob die „Matte“ Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die „Matte“ nicht und melden Sie den Schaden bei Ihrem Verkäufer;
4. Reinigen Sie ggf. die „Matte“ mit lauwarmen Seifenwasser **vor dem** Erstgebrauch.

Verwenden Sie die „Matte“ nur zum Üben, niemals als Unterlage für Fitnessgeräte und Maschinen, weil die besonderen Dämpfungseigenschaften der „Matte“ eine stabile Aufstellung von schweren Geräten nicht zulässt.

Trainieren Sie wenn möglich barfuss, damit die Oberfläche der „Matte“ nicht beschädigt wird.

Mattenübungsprogramm / Des exercices / Esercizi



Verletzungsgefahr!

Falsches Training kann Ihre Gesundheit schädigen. Bei vorliegenden Vorerkrankungen holen Sie zuerst den Rat Ihres Arztes oder Therapeuten ein.


- Wärmen Sie sich vor dem Training leicht auf.
- Nutzen Sie die „Matte“ in geschlossenen Räumen bei komfortabler Zimmertemperatur.
- Tragen Sie bequeme Sportbekleidung und ausschliesslich Hallenschuhe oder bleiben Sie sogar barfuss zwecks besserer propriozeptiven Steuerung.
- Die Gesamtdauer einer einzelnen Trainingseinheit sollte 60 Minuten nicht überschreiten.
- Achten Sie auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr während des Trainings.
- Überschreiten Sie beim Training nicht Ihre Belastungsgrenzen.
- Atmen Sie während des Trainings ruhig.
- Vermeiden Sie während des Trainings schnelle und heftige Bewegungen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Gleichgewicht.
- Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein während des Trainings verspüren, brechen Sie die Benutzung sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt. Die Übungen mit der „Matte“ sind keinesfalls als Ersatz für ärztliche oder therapeutische Beratung gedacht.
- Weitere Übungsempfehlungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Mattenübungsprogramm.

HINWEIS!


schwerwiegende Vorkommnisse!

Alle im Zusammenhang mit dem erworbenen Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich dem Hersteller (info@my-airex.com) oder seiner „Bevollmächtigten Person“ und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden. Meldungen gem. Art. 80 Abs. 2, 3 und 6 der Verordnung (EU) 2017/745 sind über die elektronische Plattform der zuständigen Bundesbehörde zu übermitteln ([Vorkommnis melden](#)).


Optik / Optique / Aspetto esteriore



Bei den superweichen Produkten wird großer Wert auf Funktionalität gelegt. Damit die gute Dämpfung erreicht wird, ist ein spezieller Herstellungsprozess notwendig. Es können bei diesen Produkten gewisse Abweichungen von der Perfektion, wie gelegentlich kleine Oberflächenblasen, kleine Abweichungen in der Maßtoleranz oder leichte Verfärbungen auftreten. Dadurch wird die Funktion aber in keiner Weise beeinträchtigt.



L'aspect fonctionnel est l'un des critères principaux des produits super souples. Le confort, la souplesse et l'effet modelable requièrent un mode de fabrication spécial. Il peut donc se produire des écarts mineurs de perfection tels que, parfois, de petites bulles en surface, des différences minimales dans les dimensions et de légères décolorations. Ces petits défauts n'ont aucune influence sur leur fonction.




Per quanto riguarda i prodotti super-morbidi, si mira innanzi tutto a garantire la funzionalità. Per ottenere un piacevole comfort, è stato necessario adottare uno speciale processo di produzione. Talvolta questi prodotti presentano leggere imperfezioni, come piccole bolle superficiali, leggeri scostamenti nelle tolleranze dimensionali e lievi differenze nelle tonalità cromatiche. Tuttavia, tali imperfezioni occasionali non compromettono in alcun modo la funzionalità.

Reinigung / Nettoyage / Pulizia



Damit Sie lange Freude an Ihrer Gymnastikmatte haben, empfehlen wir dringend, die Matte in regelmäßigen Abständen zu reinigen, besonders wenn sie in extrem warmer und feuchter Umgebung (z. B. öffentliche oder private Bäder, Thermalbäder, Wellness-Bereiche) eingesetzt wird. Dadurch beugen Sie eventuellen Veränderungen in der Oberflächenstruktur vor und erhöhen die Gebrauchsdauer.

Zur Reinigung verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Tuch mit handwarmem Seifenwasser. Bitte verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme. Vermeiden Sie die Reinigung mit Benzin oder anderen organischen Lösemitteln. Lassen Sie die Matte nach der Reinigung an der Luft gründlich trocknen, bevor Sie die Matte lagern.



Afin de pouvoir profiter durablement de votre tapis de gymnastique vous recommandons vivement de nettoyer régulièrement votre tapis, surtout lorsque vous l'utilisez dans des environnements extrêmement chauds ou humides (piscines publiques ou privées, thermes, secteurs bien-être, etc.). Vous éviterez ainsi toute variation de la structure de la surface et prolongerez l'adurée de vie de votre tapis.


Lors du nettoyage de votre tapis, utilisez une éponge ou un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'éponges grattant es. Evitez de nettoyer votre tapis à l'aide d'essence ou d'autres solvants organiques. Après le nettoyage, faites bien sécher votre tapis à l'air avant de le ranger.



Per trarre il massimo vantaggio e divertimento dal vostro materassino, consigliamo di lavarlo a intervalli regolari, in particolare Selo utilizzate in ambienti molto caldi e umidi (ad es. Piscine pubbliche o private, bagni termali, centri benessere). In questo modo si preven-gono eventuali modifiche della struttura superficiale e si aumenta la durata.

Utilizzare una spugna morbida o un panno morbido con acqua tiepida e sapone per pulire. Non utilizzate sostanze o spugne abrasive. Non utilizzate benzina, né altri solventi organici. Dopo la pulizia, fate asciugare bene il materassino all'aria prima di riporlo a posto.

Eigenschaften / Caractéristiques / Caratteristiche




Die geschlossenzelligen AIREX® Weichschaumstoffe nehmen kein Wasser auf und besitzen eine permanente Tragkraft im Wasser. **Achtung:** Nicht als Schwimm- oder Rettungshilfe benutzen! Die Sanitized® Ausrüstung schützt die Gymnastikmatte wirksam gegen unangenehme Gerüche und Mikrobenbefall. Sie konserviert das Material, verbessert die Hygiene und erhöht den Komfort.*

Ist aus besonderen Gründen eine Desinfektion dennoch erforderlich, verwenden Sie bitte ein handelsübliches Desinfektionsmittel auf wässriger Basis. Die Desinfektion oder Sterilisation mit Heißdampf ist nicht zulässig

HINWEIS!

* Die in unseren Matten integrierte antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion schützt das Material sowohl vor Gerüchen, Bakterien als auch vor Schimmelpilz. Enthält ein biozides Produkt mit dem Wirkstoff Folpet. Konzentration: 0.1 – 0.2 %.




Les matériaux alvéolaires souples AIREX® n'absorbent pas l'eau et ont donc une portance constante qui ne s'altère pas. **Attention:** ne pas utiliser comme aide à la natation ou au sauvetage!

L'équipement Sanitized® protège efficacement les tapis de gymnastique odeurs désagréables et des microbes. Il conserve le matériau, améliore l'hygiène et augmente le confort du tapis.*

Dans le cas où une désinfection s'avère toutefois nécessaire, veuillez utiliser un produit désinfectant courant à base d'eau. La désinfection ou la stérilisation à l'aide de vapeur n'est pas autorisée.

* La fonction d'hygiène antimicrobienne Sanitized® intégrée dans nos tapis de gymnastique protège le matériau contre les odeurs, les bactéries et les moisissures. Contient un produit biocide avec l'ingrédient actif Folpet. Concentration: 0.1 – 0.2%



I prodotti in morbido espanso AIREX® a cellule chiuse non assorbono acqua e sono quindi caratterizzati da una portanza costante in acqua. **Attenzione:** non utilizzare come aiuto per il nuoto o per il salvataggio!


La dotazione Sanitized® protegge efficacemente il materassino odori sgradevoli e microbi.* Conserva il materiale, migliora l'igiene e aumenta il comfort. Se per ragioni particolari è comunque necessaria una disinfezione, utilizzate un comune disinfettante a base d'acqua. Non disinfettare né sterilizzare a vapore!

* La funzione igienica antimicrobica Sanitized® integrata nei nostri tappetini da palestra protegge il materiale da odori, batteri e muffe. Contiene un biocida con il principio attivo Folpet. Concentrazione: 0.1 – 0.2%


Lagerung / Rangement / Stoccaggio



Einzelmatte können ohne weiteres aufgerollt werden. Achten Sie darauf, dass die Rillen nach außen gerichtet sind. Ideal für die Lagerung mehrerer Matten ist die Aufbewahrung auf unseren speziellen Haltern, sofern Ihre Matten mit AIREX® Ösen ausgerüstet sind. Bitte hängen Sie die Matte immer an beiden Ösen auf. Hängen Sie die Matte niemals ohne Ösen auf. Wenn Sie Ösen verlieren, können Sie diese problemlos ersetzen. Ersatzösen erhalten Sie über unseren Service. (s. Kontakt).




Un seul tapis peut être roulé sans problème. Veuillez faire attention à ce que les rainures soient dirigées vers l'extérieur. La meilleure méthode pour stocker plusieurs tapis de gymnastique de les conserver sur nos supports spéciaux, pour autant que vos tapis soient équipés d'œillets. Dans ce cas, veuillez suspendre les tapis. Ne suspendez pas des tapis non dotés d'œillets. Vous pouvez remplacer sans peine les œillets que vous auriez perdus (voir contact).




I materassini singoli si possono tranquillamente arrotolare. Fate attenzione che le scanalature siano rivolte all'esterno. Per la conservazione di più materassini sono ideali i nostri speciali supporti, se i materassini sono dotati di occhielli. Appendere il materassino sempre da entrambi gli occhielli. Non appendere mai il materassino senza occhielli. Se perdetevi gli occhielli potete sostituirli senza problemi. Gli occhielli di ricambio possono essere richiesti al nostro Centro Assistenza (vedi Contatti).

Entsorgung / Recyclage / Smaltimento




Denken Sie bei der Entsorgung von Verpackungsmaterial und Produkt an die Umwelt und erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer örtlichen Verwaltung nach den Möglichkeiten einer umweltgerechten Beseitigung über entsprechende Sammelstellen.

AIREX® Gymnastikmatten bestehen aus Weichschaumstoff auf Basis von Polyvinylchlorid-Zellmaterialien (PVC) und werden mit einem Stickstoff abspaltenden chemischen Treibmittel expandiert. Das Material enthält keine Phthalate.



Veillez-vous conformer aux directives concernant la protection de notre environnement lors de l'élimination du matériel d'emballage et informez-vous des possibilités d'élimination dans des centres de recyclage auprès de votre administration locale.

Les tapis d'exercice AIREX® sont fabriqués en mousse souple à base de matériaux cellulaires en polychlorure de vinyle (PVC) et sont expansés avec un agent gonflant chimique qui libère de l'azote. Le matériau ne contient pas de phtalates.




Smaltire l'imballaggio e il prodotto nel rispetto dell'ambiente. Informatevi presso le autorità locali sugli appositi centri di raccolta al fine di smaltire ecologicamente il prodotto.

I materassini per esercizi AIREX® sono realizzati in morbida schiuma a base di materiali cellulari in cloruro di polivinile (PVC) e sono espansi con un agente espandente chimico che rilascia azoto. Il materiale non contiene ftalati.

Gewährleistung / Garantie / Garanzia



Wir leisten für die AIREX® Gymnastikmatten die vorgeschriebene gesetzliche Gewährleistung, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.



Pour les tapis d'exercice AIREX®, nous assumons la garantie légale, sauf indication contraire ci-dessous.




Per i materassini AIREX®, ci assumiamo la garanzia legale, se non diversamente indicato di seguito.

Haftungsausschluss / Limitation de responsabilité / Esclusione di responsabilità



Ansprüche wegen Beschädigungen der AIREX® Gymnastikmatte, die auf einem unsachgemäßen Gebrauch beruhen, sind ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche sind – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubten Handlungen – ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit eine Haftung gesetzlich zwingend vorgesehen ist, insbesondere:



Les réclamations concernant des détériorations des tapis de gymnastique résultant d'une utilisation non conforme sont exclues.

Les demandes de dommages et intérêts – quel que soit leur motif juridique, notamment celles pour violation des obligations issues du lien de droit unissant le créancier au débiteur et d'un acte illicite – sont exclues. Cette disposition ne s'applique pas aux cas imposant la



La garanzia non copre i danni del materassino AIREX® derivanti da un utilizzo non conforme.

Sono esclusi i diritti di risarcimento danni – indipendentemente dal motivo giuridico, in particolare in caso di violazione di doveri derivati dal rapporto creditizio e da atti illeciti. Ciò non vale purché sussista una responsabilità legale obbligatoria, in particolare:

- in caso di premeditazione o grave

• in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit;
• bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit;
• nach dem Produkthaftungsgesetz oder
• bei sonstiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten;
in diesem Fall ist der Anspruch auf Ersatz des Schadens auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.


responsabilité, tout particulièrement:
• dans les cas de préméditations ou négligences grossières;
• en cas de blessures corporelles ou de risques pour l'assante;
• selon la loi sur la responsabilité produit ou;
• en cas d'autres violations d'obligations contractuelles; dans ce cas, les prétentions sont limitées au dommage contractuel typique et prévisible.

incuria
• in caso di lesioni, pericolo per la vita o la salute
• secondo quanto stabilito dalla legge sulla responsabilità del prodotto oppure
• in caso di ulteriore violazione dei doveri contrattuali essenziali; in questo caso il diritto al risarcimento è limitato al danno che si verifica in modo tipico.

Kontakt / Contact / Contatto



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins
Schweiz
Tel.: +41 (0)41 789 66 66
Email: info@my-airex.com
www.my-airex.com



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins
Suisse
Tel.: +41 (0)41 789 66 66
Email: info@my-airex.com
www.my-airex.com



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins
Svizzera
Tel.: +41 (0)41 789 66 66
Email: info@my-airex.com
www.my-airex.com

HINWEIS!

Diese Bedienungsanleitung ist derzeit in vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch und English erhältlich.



Airex AG
CH-5643 Sins



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins / Schweiz



3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
DE-49090 Osnabrück / Deutschland

