










⌚ 2 min



⌚ 2 min





## MODES

MODE 1




MODE 2



MODE 3



## ★ MODE



**Willkommen bei Oral-B!**

Bevor Sie Ihre Oral-B iO-Zahnbürste verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung auf.

Wiederaufladbare elektrische Zahnbürste.

**WICHTIG**

- Die Zahnbürste kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls das Produkt/Kabel beschädigt ist, bringen Sie es zu einem Oral-B-Servicecenter.
- Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferte Ladestation.

**ACHTUNG**

- Die Ladestation, den SmartPlug oder das Reisetui mit Ladefunktion nicht in Wasser oder Flüssigkeiten legen oder dort aufbewahren, wo sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden können. Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Das Gerät darf nicht geöffnet und demontiert werden. Den Akku entsorgen Sie bitte mit dem ganzen Gerät bei einer kommunalen Recycling- bzw. Altgerätesammelstelle. Das Öffnen des Handstücks durch eine unautorisierte Person würde das Gerät zerstören und die Garantie außer Kraft setzen.
- Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren ist nicht empfohlen.
- Nicht auf der Bürste beißen oder kauen. Nicht als Spielzeug und nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Diese Zahnbürste ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht geeignet für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder vergleichbaren Einrichtungen.
- Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, für jedes Familienmitglied eigene Handstücke und Aufsteckbürsten zu verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
- Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt «Reinigungsanleitung»). Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.
- Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose immer am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Nur zum Zähneputzen geeignet.

Um einem Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt oder die Zähne beschädigt werden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.


- Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste vor der nächsten Verwendung, auch wenn kein sichtbarer Schaden entstanden ist.
- Die Zahnbürste bzw. den Bürstenkopf alle 3 Monate wechseln oder früher, wenn sie abgenutzt sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das gesamte Produkt/Kabel/Zubehör auf Schäden. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in Öffnungen am Gerät.
- Vermeiden Sie starkes Biegen, Einklemmen und Quetschen des Kabels.
- Bitte wenden Sie sich vor der Verwendung der Zahnbürste an Ihren Zahnarzt, falls Sie sich in zahnmedizinischer Behandlung befinden.
- Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Wenn Aufkleber vorhanden sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Aufkleberbogen. Stellen Sie sicher, dass das Ventil auf der Rückseite des Handstücks nicht abgedeckt ist.
- Die Zahnbürste hat ein wasserdichtes Handstück, ist elektrisch sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.
- Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit die Funktion der intelligenten Andruckkontrolle, indem Sie im eingeschalteten Zustand der Zahnbürste leicht gegen den Bürstenkopf drücken.

## Wichtige Informationen

- Diese Zahnbürste und der kleine Beutel (Zubehör) enthalten NdFeB-Magneten und erzeugen Magnetfelder. Wenn Sie ein Medizinprodukt benutzen oder ein medizinisches Implantat haben, konsultieren Sie bitte den Hersteller bzw. ihren Arzt, wenn sie Fragen zur sicheren Handhabung ihrer Oral-B iO Zahnbürste haben sollten.

## Spezifikationen

Die technischen Daten zur Spannung finden Sie auf der Unterseite der Ladestation.




Geräuschlevel: 66 dB (A).

## Aufladen und Inbetriebnahme

Stellen Sie die Zahnbürste zum Aufladen des Akkus auf die angeschlossene Ladestation.


Während des Aufladens blinkt der Power-Button grün. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Kontrollleuchte aus.

Eine Vollladung dauert üblicherweise 24 Stunden.



Wenn der Akku schwach wird, blinkt die Niedrig-Ladekontrollleuchte nach dem Ausschalten rot auf. Sobald der Akku leer ist, stoppt der Motor. Stellen Sie die Zahnbürste zum Aufladen des Akkus auf die Ladestation.

**Hinweis:** Wenn der Akku leer ist, laden Sie die Zahnbürste mindestens 30 Minuten lang auf.



Die Zahnbürste kann immer auf der angeschlossenen Ladestation stehen, damit sie jederzeit voll geladen ist. Eine Überladung ist nicht möglich. Aus Umweltgründen empfehlen wir jedoch, den Stecker nach dem Ladevorgang aus der Steckdose zu ziehen.

Die Zahnbürste schaltet sich ab, wenn die äußeren Betriebsgrenzen und/oder der Standard-Ladestrom der Batterie überschritten wird. Um den Betrieb zu ermöglichen, muss die Zahnbürste auf die Ladestation gestellt werden.

**Hinweis:** Für eine optimale Akkuleistung bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur auf.

**WARNUNG:** Diese Zahnbürste enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Setzen Sie die Zahnbürste keinen höheren Temperaturen als 40 °C / 104 °F aus. Die empfohlene Umgebungstemperatur zum Aufladen beträgt 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F).

## Die Verwendung Ihrer iO-Zahnbürste

### Mit dem Zähneputzen beginnen

1. Stecken Sie die Aufsteckbürste auf das Zahnbürstenhandstück. Ein kleiner Spalt sollte zwischen dem Handstück und der Aufsteckbürste verbleiben.




2. Tragen Sie Zahnpasta auf den angefeuchteten Bürstenkopf auf. Um Spritzer zu vermeiden, führen Sie den Bürstenkopf an Ihre Zähne, bevor Sie die Zahnbürste mit dem Power-Button einschalten.
3. Bewegen Sie den Bürstenkopf von Zahn zu Zahn.

- Putzen Sie die Außenflächen, die Innenflächen und die Kauflächen. Putzen Sie jeden der vier Kieferquadranten gleichmäßig. Sie können auch Ihre/n Zahnarzt/Zahnärztin oder Dentalhygieniker/in zur richtigen Technik für Sie fragen.


In den ersten Tagen der Verwendung einer elektrischen Zahnbürste kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen. In der Regel hört dies nach einigen Tagen auf. Falls es länger als 2 Wochen andauert, sollten Sie Ihre/n Zahnarzt/Zahnärztin oder Dentalhygieniker/in aufsuchen.

Falls Sie empfindliche/s Zähne und/oder Zahnfleisch haben, empfiehlt Ihnen Oral-B den Modus «Sensitiv» oder «Super Sensitiv» zu benutzen (optional in Kombination mit einer Oral-B iO «Sanfte Reinigung» Aufsteckbürste). Die Verfügbarkeit der Putzmodi kann je nach gekauftem Modell variieren.



### **Zahnbürsten-Timer (Stotter-Timer)**


Die iO-Zahnbürste ist mit Timer-Funktionen ausgestattet, die Ihnen helfen, die von ZahnärztlInnen empfohlene 2-minütige Putzzeit zu erreichen. Der Timer zeigt mit einem kurzen stotternden Geräusch im Abstand von 30 Sekunden an, wann Sie zum nächsten Mundbereich wechseln sollten. Eine kurze Melodie signalisiert das Ende der von ZahnärztlInnen empfohlenen 2-minütigen Putzzeit. Die iO Zahnbürste schaltet sich nach Erreichen der 2-minütigen Putzzeit automatisch aus.



Der Timer speichert die erreichte Putzzeit, auch wenn die Zahnbürste beim Putzen kurz ausgeschaltet wird. Der Timer wird zurückgesetzt, wenn er länger als 30 Sekunden angehalten oder das Handstück auf dem angeschlossenen Ladegerät platziert wird.

### Andruckkontrolle

Die iO-Zahnbürste ist mit einer Andruckkontrolle ausgestattet. Wenn zu viel Druck ausgeübt wird, verlangsamt die Zahnbürste spürbar die oszillierende Rotation des Bürstenkopfs.



**Putzmodus (modellabhängig)**

Ihre Zahnbürste bietet verschiedene Putzmodi:



«**Super Sensitiv**» – Extra-sanfte Reinigung für besonders empfindliche Bereiche (LED blinkt einmal grün)



«**Sensitiv**» – Sanfte, jedoch gründliche Reinigung für empfindliche Bereiche (LED blinkt zweimal grün)



«**Tägliche Reinigung**» – Standardmodus für die tägliche Reinigung (LED blinkt dreimal grün)

ON





1 x



2 x



3 x




**Hinweis:** Die Reihenfolge und Verfügbarkeit der Putzmodi kann je nach gekauftem Modell variieren.

Moduseinstellung:


1. Die Zahnbürste startet automatisch im «Super Sensitiv»-Modus.

- Um zu den anderen Modi zu wechseln, muss der Power-Button mehrmals nacheinander in den ersten 25 Sekunden nach dem Start gedrückt werden. Nach 25 Sekunden schaltet sich die Zahnbürste durch Drücken des Power-Buttons aus.
- Um die Zahnbürste auszuschalten, muss der Power-Button gedrückt werden (ca. 1 Sekunde), bis der Motor stoppt.



#### Einstellung des Lieblingsmodus:

- Sie können Ihren Lieblingsmodus als ersten Modus auswählen.
- Um Ihren Lieblingsmodus einzustellen, schalten Sie die Zahnbürste durch Drücken des Power-Buttons ein und wählen Ihren Lieblingsmodus.
- Halten Sie den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt. Der Motor stoppt (nach ca. 1 Sek. -> weiter gedrückt halten) und die LED blinkt grün, um die erfolgreiche Einstellung zu bestätigen.



## Aufsteckbürsten

Oral-B bietet Ihnen verschiedene Oral-B iO Aufsteckbürsten, die nur auf Ihre Oral-B iO Zahnbürste passen. Die speziell entwickelten Bürstenköpfe sorgen für ein frisches und sauberes Mundgefühl wie vom Zahnarzt.



Bürstenkopf «**iO Ultimate Reinigung**» – für eine fortschrittliche 360°-Tiefenreinigung

- Tausende von Borsten im 16° Winkel für eine bessere Plaque-Entfernung
- Spiralförmiges Borstenmuster für eine bessere Anpassungsfähigkeit
- Borsten mit zwei Längen für eine Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen



Bürstenkopf «**iO Sanfte Reinigung**» – für gesünderes Zahnfleisch\* ab dem 1. Tag

- Über 4000+ weiche Borsten für eine effektive Reinigung
- Gebogenes Borstenmuster für einen sanften Gleiteffekt
- Ultra-dünne, anpassungsfähige Borsten – auch für sensitive Zähne und empfindliches Zahnfleisch

\*ggü. einer herkömmlichen Handzahnbürste



Bürstenkopf «**iO Strahlendes Weiss**» – für weißere Zähne\*\* ab dem 1. Tag

- Tausende von dicht angeordneten Borsten für eine gründliche Reinigung
- Gebogene und abgewinkelte Außenborsten für ein besseres Erreichen der Zahnzwischenräume
- 5 Polierblätter zur Entfernung alltäglicher Verfärbungen (z. B. durch Kaffee, Wein oder Rauchen)

\*\*durch Entfernen von Oberflächenverfärbungen




Bürstenkopf «**iO Interdentale Reinigung**» – für die extra Reinigung von schwer zugänglichen Stellen

- Dichte Borsten mit zwei Längen reinigen auch zwischen den Zähnen
- Äußere Borsten sind nach innen gewinkelt und unterstützen die mittleren Borsten
- Als Schritt 2 nach der üblichen Putzroutine verwenden – auch bei Implantaten und Zahnspangen

**Hinweis:** iO-Bürstenköpfe sind auf [www.shop.oralb.de](http://www.shop.oralb.de) und in kooperierenden Geschäften erhältlich.


**Wann die Aufsteckbürste auszutauschen ist**

Einige Oral-B iO Aufsteckbürsten verfügen über INDICATOR®-Borsten, die Ihnen anzeigen, wann der Bürstenkopf gewechselt werden sollte. Bei gründlichem Putzen, zweimal täglich für zwei Minuten, verblasst die Farbe nach etwa 3 Monaten zur Hälfte und zeigt damit an, dass der Bürstenkopf gewechselt werden sollte. Falls die Borsten bereits abgenutzt sind, bevor die Farbe verblasst, üben Sie ggf. zu viel Druck auf Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch aus. Grundsätzlich empfehlen wir, den Bürstenkopf alle 3 Monate zu wechseln.




## Reinigungsanleitung

1. Spülen Sie die Aufsteckbürste nach jedem Gebrauch bei eingeschaltetem Handstück gründlich unter fließendem Wasser ab.
2. Entfernen Sie die Aufsteckbürste und reinigen Sie das Handstück und die Aufsteckbürste separat. Stellen Sie sicher, dass Wasser bei eingeschaltetem Handstück sowohl in den oberen Teil des Handstücks als auch in die Aufsteckbürste fließt.
3. Trocknen Sie alle Teile ab und lassen Sie sie an der Luft nachtrocknen, bevor Sie Ihre iO Zahnbürste wieder zusammenstecken.



4. Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
5. Reinigen Sie die Ladestation regelmäßig mit einem feuchten Tuch.
6. Bitte überprüfen Sie die einzelnen Reinigungsanweisungen für jedes Zubehör im Abschnitt «Zubehör».



## Zubehör (modellabhängig)

### Reise-Etui

Bewahren Sie die saubere und trockene iO-Zahnbürste / Aufsteckbürste im Reise-Etui auf. Die Außen- und Innenseiten sollten nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.


**Hinweis:** Entfernen Sie Flecken auf der Oberfläche des Reise-Etuis sofort. Bewahren Sie das Reise-Etui an einem sauberen und trockenen Ort auf.

### Halterung für Aufsteckbürsten / Mini-Etui für Aufsteckbürsten

Sie können Ihre sauberen und trockenen Aufsteckbürsten in der Halterung für Aufsteckbürsten aufbewahren. Stellen Sie sicher, dass die Bürstenköpfe trocken sind, bevor Sie sie in die Halterung stellen und/ oder die Kappe schließen. Die Halterung und die Schutzabdeckung sind spülmaschinengeeignet.

### Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss / Magnetische Aufbewahrungstasche

Sie können die gereinigten Bürstenköpfe und die Zahnbürste in den Beuteln aufbewahren. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bürstenköpfe und Ihre Zahnbürste trocken sind, bevor Sie sie in die Aufbewahrungsbeutel stecken. Die Außen- und Innenseiten können unter fließendem Wasser gereinigt werden. Bewahren Sie die Aufbewahrungstasche an einem sauberen und trockenen Ort auf.



**Hinweis:** Entfernen Sie Flecken auf der Oberfläche sofort.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

## Umwelthinweis

Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile.

Im Sinne des Umweltschutzes darf


dieses Gerät nicht im Hausmüll


entsorgt werden, sondern kann bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.



## Entfernen der Batterie am Ende der Nutzungsdauer des Produkts

Öffnen Sie das Gerät nur zum Herausnehmen und Entsorgen des Akkus. Entladen Sie die Batterie vor dem Herausnehmen. Wenn Sie die Batterie zur Entsorgung herausnehmen, tragen Sie Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrille usw.), um Hautkontakt beim Auslaufen der Batterien zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie den positiven (+) und den negativen (-) Anschluss nicht kurzschließen. Isolieren Sie die Pole (z. B. mit Klebeband) und platzieren Sie die Batterie zur Entsorgung in einen Plastikbeutel.





Öffnen Sie das Handstück wie abgebildet, nehmen Sie die Batterie heraus und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

**WARNUNG! Das Öffnen des Handstücks würde das Gerät zerstören und die Garantie außer Kraft setzen.**

**Hinweis:** Ein Akkutauch ist nach Prüfung in dafür ausgestatteten, autorisierten Oral-B Braun Servicezentren möglich.

Kontaktieren Sie hierzu 00800 27286463 oder [www.service.oralb.com](http://www.service.oralb.com).

## Garantie

Wir gewähren für dieses Produkt eine zweijährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt.

Innerhalb der Garantielaufzeit beheben wir kostenlos alle Gerätedefekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, wobei

wir uns nach eigenem Ermessen entweder Reparatur oder Austausch des Komplettgeräts vorbehalten. Je nach Verfügbarkeit kann der Austausch eines Geräts dazu führen, dass Sie eine andere Farbe oder ein gleichwertiges Modell erhalten.

Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun/Oral-B oder dessen autorisierten Händlern vertrieben wird. Von dieser Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, insbesondere die Aufsteckbürsten betreffend, und Abnutzung sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Diese Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Personen sowie bei Verwendung anderer Teile als der Original-Ersatzteile von Braun/Oral-B.

Um innerhalb der Garantiefrist Hilfe zu erhalten, reichen Sie das komplette Gerät zusammen mit Ihrem Kaufbeleg bei einem autorisierten Oral-B Braun Servicezentrum ein oder schicken Sie es per Post.

### **Garantie für Ersatzbürstenköpfe**

Die Garantie von Oral-B erlischt, wenn ein Schaden des Handstücks der wieder aufladbaren Zahnbürste festgestellt wird, der dem Einsatz von Ersatzbürstenköpfen, die nicht von Oral-B stammen, zugeschrieben wird. Oral-B empfiehlt nicht die Verwendung von Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen.

- Oral-B hat keine Kontrolle über die Qualität der Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen. Daher können wir die beim Kauf des wiederaufladbaren Handstücks angegebene Reinigungsleistung nicht garantieren, wenn es mit Ersatzbürstenköpfen verwendet wird, die nicht von Oral-B stammen.
- Oral-B kann die gute Passform von Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, nicht gewährleisten.

- Oral-B kann die langfristigen Auswirkungen von Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, auf die Abnutzung des Handstücks nicht vorhersagen.

Alle Oral-B Ersatzbürstenköpfe tragen das Oral-B Logo und erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Oral-B. Oral-B verkauft keine Ersatzbürstenköpfe oder handhabt Teile unter anderen Markennamen.

## **Welcome to Oral-B!**

Before operating your Oral-B iO toothbrush, please read these instructions and save this manual for future reference.

Rechargeable electric toothbrush.

## **IMPORTANT**

- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the product/cord is damaged, take it to an Oral-B Service Centre.
- Only use charger provided with your appliance.

## **Warning**

- Do not place the charger, smart plug or charging travel case in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. Do not open and disassemble device. For battery recycling please dispose whole device according to local environmental regulations. Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.
- Usage by children under age 3 is not recommended.

- Do not chew or bite on brush. Do not use as a toy or without adult supervision.
- This toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- For hygienic reasons we recommend the use of individual brush handles and brush heads for each family member.
- Small parts may come off, keep out of reach of children.
- Clean brush head properly after each use (see «Cleaning Guidelines» paragraph). Proper cleaning ensures the safe use and functional life of the toothbrush.
- When unplugging, always pull the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- For tooth brushing only.

To avoid brush head breakage which may generate a small part choking hazard or damage teeth:

- Prior to each use, ensure the brush head fits well. Discontinue use of the toothbrush, if brush head no longer fits properly. Never use without a brush head.
- If the toothbrush handle is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Replace brush (head) every 3 months or sooner if brush head becomes worn.
- Periodically check the entire product/ cord/ accessories for damage. A damaged or non-functioning unit should no longer be used.
- Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- Never insert any object into any opening of the appliance.
- Avoid sharp bending, jamming or squeezing of the cord.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.


- If stickers are provided, follow instructions on the sticker sheet. Ensure valve on back of the handle is not covered.
- This toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.
- Periodically check the operation of the Smart Pressure Sensor by pressing moderately on the brush head during use.

## Important Information

- This toothbrush and pouch (accessory) contain NdFeB magnets and generate magnetic fields. If you use a medical device or have an implanted medical device, consult with the medical device manufacturer or a physician, if you have questions about safely using your Oral-B iO toothbrush.

## Specifications

For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.




Noise level:  $\leq 66$  dB (A)

## Charging and Operating

To charge the toothbrush battery place the toothbrush on the plugged-in charger.

During charging the on/off button is blinking green. Once it is fully charged the indicator light turns off.


A full charge typically takes 24 hours.



English

If the battery is running low the low charge indicator blinks in red after switching off.  
Once the battery is empty, the motor stops.  
To charge the battery please put the toothbrush on the charger.

**NOTE:** In case the battery is empty, charge for at least 30 minutes.



You can always store the toothbrush on the plugged-in charger to maintain it at full charge; a battery overcharge is prevented by the device. However, for environmental purposes we recommend to keep charger in the power socket during charging only.

The toothbrush switches off when exceeding the outside operating limits and/or standard battery current. To enable operation the toothbrush needs to be put on the charger.

**Note:** Store the toothbrush at room temperature for optimal battery maintenance.

**CAUTION:** This toothbrush contains a Li-Ion battery. Do not expose the toothbrush to temperatures higher than 40 °C / 104 °F. Recommended ambient temperature for charging is 5°C to 35°C (41°F to 95°F).

## Using your iO toothbrush

### Start brushing


1. Place the brush head on the toothbrush handle. A small gap should remain between handle and brush head.



2. Wet brush head and apply toothpaste.  
To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the toothbrush on by pressing the on/off button.
3. Guide the brush head from tooth to tooth.
4. Brush the outsides, the insides and the chewing surfaces. Brush all four quadrants of your mouth equally. You may also consult your dentist or dental hygienist about the right technique for you.


In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

If you have sensitive teeth and/or gums, Oral-B recommends using the «Sensitive» or «Super Sensitive» modes (optional in combination with an Oral-B «Gentle Care» brush head). Availability of modes may vary depending on model purchased.



### **Toothbrush Timer (Stutter timer)**


The iO toothbrush is equipped with timer features, which help you to achieve the professionally recommended 2-minute brushing time. The timer signals with a short stuttering sound at 30-seconds intervals to move to the next quadrant of your mouth. A short melody indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time. Once reached the professionally recommended 2-minute brushing time, the iO toothbrush switches off automatically.



The timer memorises the reached brushing time, even when the handle is briefly switched off during brushing. The timer resets if pausing longer than 30 seconds or placing the handle on the plugged-in charger.

### **Pressure Sensor**

The iO toothbrush is equipped with a pressure Sensor. If too much pressure is applied, the toothbrush slows down the oscillating rotation of the brush head.



## Brushing modes (depending on model)

Your toothbrush offers different brushing modes:



«**Super Sensitive**» – Super gentle cleaning for extra sensitive areas (LED blinks in green once)



«**Sensitive**» – Gentle, yet thorough cleaning for sensitive areas (LED blinks in green twice)





«**Daily Clean**» – Standard mode for daily cleaning (LED blinks in green three times)

English

ON 


|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 x    |
|   | 2 x   |
|  | 3 x  |



**Note:** The sequence and availability of brushing modes may vary depending on model purchased.


### Mode setting:

1. The toothbrush automatically starts in the «Super Sensitive» mode.
2. To switch to other modes, successively press the on/off button in the first 25 seconds during use. After 25 seconds the toothbrush switches off by pressing the on/off button.
3. To switch off the toothbrush at anytime, press and hold the on/off button (approximately 1 sec) until the motor stops.



### Favorite mode setting:

1. You might choose your favorite mode as first mode.
2. To setup your favorite mode, switch on the toothbrush by pressing the on/off button and select your favorite mode.
3. Press and hold the on/off button for 3 seconds. The motor will stop (approximately after 1 sec -> continue pressing) and the LED blinks green confirming the successful setup of your favorite mode.



## Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B iO brush heads that only fit your Oral-B iO toothbrush handle. These unique brush heads are dentist-inspired to leave your mouth feeling clean and refreshed.



Brush head «**iO Ultimate Clean**» - for 360° Advanced Deep Cleaning

- Thousands of bristles angled at 16° for superior plaque removal
- Spiraled bristle pattern for better adaptability
- Dual-length bristles for cleaning even in hard-to-reach areas



Brush head «**iO Gentle Care**» - for Healthier Gums\* as of Day 1

- 4000+ soft bristles for effective cleaning
- Curved bristle pattern for gentle gliding effect
- Ultra-thin adaptable bristles – even for sensitive teeth & gums

\*vs. a regular manual toothbrush



Brush head «**iO Radiant White**» - for Whiter Teeth\* as of Day 1

- Thousands of densely arranged bristles for thorough cleaning
- Curved & angled outer bristles for better reach in-between teeth
- 5 polishing petals to remove everyday stains (like the ones from coffee, wine, or smoking)

\*by removing surface stains




Brush head «**iO Interdental Clean**» - for Extra Clean in Hard-To-Reach-Areas

- Dual-length high-density bristles clean in between teeth
- Outer bristles angle in to support central bristles
- Use as Step 2 after your usual brushing routine – even implants & braces

**Note:** iO Brush heads are available on [www.shop.oralb.de](http://www.shop.oralb.de) and cooperating stores.


### When to exchange brush head

Most iO Oral-B brush heads feature INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the bristle colour will fade half-way approximately within 3 months, indicating the need to exchange your brush head. If the bristles splay before the colour recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums. In general, we recommend replacing the brush head every 3 months.



## Cleaning Guidelines

1. After each brushing, rinse your brush head under running water with the handle switched on.
2. Remove the brush head and clean the handle and brush head separately. Make sure water runs inside the top of the handle while the handle is switched on, as well as inside the brush head.
3. Wipe all parts dry and let them air-dry before reassembling your toothbrush again.



4. Unplug the charger before cleaning.
5. Clean the charger regularly with a damp cloth.

6. Please check individual cleaning instructions for each accessory in its «Accessories» paragraph.



## Accessories (depending on model)

### Travel Case

Store the clean and dry iO toothbrush/ brush heads in the travel case. The outer and inner case should be cleaned with a damp cloth only.


**Note:** Clean stains on travel case surfaces immediately. Store travel case in a clean and dry place.

### Brush head holder stand / Brush head holder with cap

You may store your cleaned and dry brush heads on the pins of the brush head holders. Make sure your brush heads are dried before placing them in the holder and/or closing the cap. Brush head holders and cap are dishwasher-safe.

### Zipper Pouch / Magnetic Pouch

You may store your cleaned brush heads and toothbrush in the pouches. Make sure your brush heads and toothbrush are dried before placing them in the pouches. The outer and inner surfaces can be cleaned under running water. Store pouches in a clean and dry place.



English

**Note:** Clean stains on pouch surfaces immediately.

Subject to change without notice.


## Environmental Notice


Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



## Battery removal at the end of the product's useful life

Do not disassemble the product except when disposing of the battery. Run down battery before removing. When taking out the battery for disposal, use protective clothing (gloves, safety glasses, etc.) to omit skin contact whilst leaking batteries. Use caution not to short the positive (+) and negative (-) terminals. Insulate terminals (e.g. with tape) and put the battery in a plastic bag for disposal.





Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

**CAUTION! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.**

## Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship,

either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose. Depending on availability replacement of a unit might result in a different colour or an equivalent model.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun / Oral-B or its appointed distributor. This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use, especially regarding the brush heads, as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original Braun / Oral-B parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorized Oral-B Braun Customer Service Centre.

### **Warranty replacement brush heads**

Oral-B warranty will be voided if electric rechargeable toothbrush handle damage is found to be attributed to the use of non-Oral-B replacement brush heads. Oral-B does not recommend the use of non-Oral-B replacement brush heads.

- Oral-B has no control over the quality of non-Oral-B replacement brush heads. Therefore, we cannot ensure the cleaning performance of non-Oral-B replacement brush heads, as communicated with the electric rechargeable handle at time of initial purchase.
- Oral-B cannot ensure a good fit of non-Oral-B replacement brush heads.
- Oral-B cannot predict the long-term effect of non-Oral-B replacement brush heads on handle wear.

All Oral-B replacement brush heads carry the Oral-B logo and meet Oral-B's high quality standards. Oral-B does not sell replacement brush heads or handle parts under any other brand name.

|         |    |
|---------|----|
| Deutsch | 5  |
| English | 24 |

**Internet:**

[www.oralb.com](http://www.oralb.com)

[www.service.oralb.com](http://www.service.oralb.com)

Braun GmbH  
Sulzbacher Str. 40  
D-65824 Schwalbach am Taunus  
Germany

**Charger Type 3757**

**Handle Type 3770**



**(DE) (AT) 00 800 27 28 64 63**

**(CH) 08 44 - 88 40 10**

**(UK) 0 800 731 1792**

**(IE) 1 800 509 448**



