



Hyagen

DE | EN



*Roller*

## *Willkommen in der Welt von Hyagen® Roller*

Seit den 50er Jahren wurden erste Versuche mit elektrischem Strom in der kosmetischen Behandlung unternommen. Ab den 90er Jahren wurden die Methoden mehr und mehr verfeinert.

Die elektro-physikalische Kosmetikbehandlung wurde dabei zu einer effektiven Behandlungsmethode im Anti-Aging Bereich weiter entwickelt. Führende Wissenschaftler meinen, dass elektro-physikalische Kosmetik in Bezug auf die Wirkungsweise und Ergebnisse die Lücke zwischen der traditionellen Kosmetik und der Schönheitschirurgie schließt.





## Was ist Elektrokosmetik?

Der menschliche Körper ist ein „flüssiger Stromleiter“. In sämtlichen Körperflüssigkeiten sind Ionen vorhanden, die (z.B. durch das Lösen von Salzen) auch permanent neu entstehen. Legt man über eine Anodenplatte eine geringe elektrische Spannung an die Haut an, beginnen die bereits im Körper vorhanden, elektrisch geladenen Teilchen (Ionen) je nach ihrer elektrischen Ladung, zu der Anodenplatte zu wandern.

Direkt unter der Hautoberfläche entsteht also durch die angelegte Spannung Bewegung. Pflegeprodukte werden durch diese permanente Bewegung der Ionen optimal in die Haut eingearbeitet. Die Effektivität, eines Auftrags von Pflegeprodukten mit dem Hyagen® Roller übersteigt dabei die eines Handauftrages um ein vielfaches.

Des Weiteren werden durch die Ionenbewegungen Nervenrezeptoren beruhigt und die Durchblutung sowie der Lymphfluss verbessert. Hyagen® ist dabei das perfekt auf den Hyagen® Roller abgestimmte Pflegeprodukt.



## **Funktionsmodi:**

### **Wirkstoffaufnahme / Balance**

In klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass bei Handauftrag maximal 15% der in Cremes vorhandenen Wirkstoffe, die Hautbarriere durchdringen können. Wird nun das speziell für den Hyagen® Roller entwickelte Hyagen® Gel verwendet und mittels aktiviertem „Wirkstoffaufnahme / Balance“ Modus mit dem Hyagen® Roller in die Haut eingearbeitet, können bis zu 80% der Wirkstoffe die Hautbarriere passieren, um so die Wirkung voll entfalten zu können.


### **Lifting / Straffung**

Der Verlust von Kollagen in den Zellen ist einer der Hauptgründe für Faltenbildung. Im Modus „Lifting“ stimuliert das Gerät die Eigenschwingung der Zellen. Der Stoffwechsel der Zellen wird gesteigert und Kollagen wird wieder in höherem Maße produziert. Die Haut wird straffer und elastischer zugleich. Durch den erhöhten Stoffwechsel wird außerdem der Flüssigkeitsaustausch zwischen den Zellen erhöht. Das Ergebnis sind Zellen die mehr Feuchtigkeit aufnehmen und so der Haut frische und Spannkraft bei gleichzeitig reduzierter Faltenbildung zurückgeben.

## Anwendung

### Wirkstoffaufnahme / Balance:

- 1 Tragen Sie Hyagen® Day and Night Serum Intense auf Ihr Gesicht auf.
- 2 Stellen Sie das Gerät auf Modus „Wirkstoffaufnahme / Balance“.
- 3 Massieren Sie mit dem Hyagen® Roller das Hyagen® Day and Night Serum Intense vorsichtig in Ihre Haut ein.
- 4 Beenden Sie die Behandlung sobald das Pflegeprodukt vollständig von der Haut aufgenommen wurde. Waschen Sie nach der Anwendung Ihr Gesicht nicht ab.



## Lifting / Straffung:

- 1 Stellen Sie das Gerät auf Modus „Lifting / Straffung“.
- 2 Massieren Sie mit dem Hyagen® Roller vorsichtig Ihr Gesicht.
- 3 Verwenden Sie keine weiteren Zusätze oder Pflegeprodukte während der Anwendung.





## Hauttypen

Neutrale Haut	1 Mal pro Tag; 5 - 10 Minuten
Sensible / Fettige Haut	1 Mal alle 3-4 Tage; 5 - 10 Minuten
Extrem sensible / Extrem fettige Haut	1 Mal pro Woche, maximal 5 Minuten
Gealterte Haut	1 Mal pro Tag; 10 - 15 Minuten
Augenpartie	Die Haut um die Augen ist sehr sensibel. Bleiben Sie maximal 2 Sekunden auf einem Punkt stehen.



*100% natürlich*

## *Hyagen® Day and Night Serum Intense*

Hyagen® ist eine speziell für den Hyagen® Roller entwickeltes Gel, welches hervorragende Pflegeeigenschaften aufweist und mit speziellen, für die elektro-physikalische Kosmetikbehandlung entwickelten Wirkstoffen angereichert ist.

Hyaluronsäure ist von Natur aus in der Haut sowie in weiteren Bereichen unseres Körpers eingelagert. Die Substanz wird vom menschlichen Körper selbst produziert und zeichnet sich durch die bis zu 1000-fache Speicherung an Wasser in Bezug auf ihr Eigengewicht aus und sorgt somit für eine optimale Feuchtigkeitsversorgung und Festigkeit der Haut.

Mit steigendem Alter sinkt die Produktion von Hyaluronsäure im Körper kontinuierlich. Die Haut verliert an Dichte, Spannkraft und Geschmeidigkeit. Falten entstehen. Äußere Einflüsse, wie zum Beispiel starke Sonneneinstrahlung oder Belastungen durch die Umwelt und Staub können die Ermüdungerscheinungen der Haut begünstigen und den Alterungsprozess beschleunigen.

Durch die verstärkte Feuchtigkeitsaufnahme hat Hyagen® einen besonders hautstraffenden Effekt. Hyagen® - Day and Night Serum ist 100% natürlich und enthält keine tierischen Inhaltsstoffe. Hyaluronsäure kommt in allen Zellen des menschlichen Körpers vor; allergische Reaktionen sind daher äußerst selten.

Dank biotechnologischer Herstellungsverfahren wird auf Hyaluronsäure tierischen Ursprungs verzichtet.

## Wartung

- Regelmäßige Wartung und Reinigung sichert optimale Ergebnisse und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Bewahren Sie Hyagen Roller an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen dürfen keine Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen durchgeführt werden.
- Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Reparaturen dürfen nur von der Canbolat Vertriebs GmbH ermächtigten Personen durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass dieses ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Für das Reinigen verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Substanzen wie z.B. Scheuermilch oder andere Spülmittel, da diese die Oberfläche angreifen können.
- Reparieren Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können.
- Entfernen Sie nach jeder Anwendung Kosmetika oder sonstige Rückstände vom Hyagen Roller.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem sauberen Tuch.
- Benutzen Sie kein Wasser um das Gerät zu reinigen

## Warnhinweise

- Dieses Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht - bringen Sie es nicht mit Wasser in Berührung.
- Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf.
- Achten Sie darauf dass das Gerät nicht starken Erschütterungen ausgesetzt wird
- Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht es zu reparieren.
- Menschen mit metallischen Implantaten, Herzschrittmachern oder schwangere sollten vor Benutzung einen Arzt konsultieren.
- Das Gerät darf nicht auf Wunden, Ekzemen oder Tumoren angewendet werden Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen Sie vor der Anwendung Piercings, Ohrhinge oder andere metallische Gegenstände.
- Führen Sie das eingeschaltete Gerät nicht über die Augen.  
Verwenden Sie das Gerät nicht bei Allergien gegen Metall.
- Das Gerät niemals in einer nassen oder feuchten Umgebung platzieren oder verwenden.
- Das Gerät nicht unter Wasser, z.B. in der Dusche verwenden.
- Das Gerät niemals in direkten Kontakt mit Feuer, Gas, Sauerstoff oder heißen Gegenständen, wie z.B. Herdplatten bringen.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um, so dass es nicht herunterfallen oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Falls Probleme am Gerät auftreten geben Sie es umgehend in Reparatur. Versuchen Sie nicht es selbst zu reparieren.
- Trennen Sie den Netzadapter vom Stromnetz wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt und erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Tragen Sie das Gerät nicht am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff. Wenn Sie die Anwendung beenden, stellen Sie alle Schalter auf Aus/Off/0 und ziehen den Netzstecker.
- Verlängerungskabel nur dann verwenden, wenn Sie sich zuvor von deren einwandfreiem Zustand überzeugt haben. Sollte das Netzkabel des Gerätes einmal beschädigt sein, darf dieses nur durch eine autorisierte Servicestelle ersetzt werden.
- Lassen Sie Kinder nie mit dem Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Der Hyagen Roller darf nur für den ursprünglich vorgesehenen Zweck verwendet werden.

## Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EWG über Elektro- und Elektronik-Alt Geräte und Ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge

getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähigen Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.

### Akkus und Batterien

Werfen Sie Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll, ins Wasser oder ins Feuer. Akkus / Batterien sollen gesammelt werden, recycelt oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Nur für EU Länder

Gemäß der Richtlinie 91/157/EWG können defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien direkt abgegeben werden bei Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH, Gneisenastr. 10-11 ,97074 Würzburg.

## **Spezifikation der zu verwendenden Ersatzteile**

Das Gerät wird ohne Ersatzteile ausgeliefert.  
Bei Bedarf kontaktieren Sie unseren Service unter 0931/90803000.

## **Technische Daten**

Produkt: Hyagen Roller

Maße: 13 x 4 x 13 cm

Umdrehung pro Minute: 20-30

Stromverbrauch: 0.18W

