

Sitzkissen zum Druckmanagement Seat cushion for pressure management



Gebrauchsanweisung Instructions of use



feela., Marco Winter, E-Commerce
Mettener Str. 55
94469 Deggendorf, Germany

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich.
Typesetting and printing errors excepted.
Changes in colour, material and construction possible.



Art. 201 801 (Medium)
Art. 201 802 (Weich)
Art. 201 803 (Hart)

Rev. C: 22.03.2021

feela.[®]

Zweckbestimmung:

- Das Sitzkissen zum Druckmanagement von feela.® wirkt druckentlastend und steigert den Sitzkomfort beim Sitzen.
- Es ist dafür geeignet in Bürostühlen und auch anderen ebenen Sitzflächen zum Einsatz zu kommen – oder auch für unterwegs.
- Aufgrund der verbesserten Druckverteilung dient es auch zur Prävention und Nachbehandlung von Dekubitus.
- Der U-förmige Ausschnitt sorgt für Druckentlastung des Steißbeins.

Vorgesehene Anwendergruppe: Personen im Erwachsenenalter

Indikationen:

- Steißbein-Schmerzen
- Drohender oder abgeheilter Dekubitus
- Förderung der Durchblutung



Anweisung zur Benutzung:

- Platziere das Kissen mit den Antirutsch-Noppen nach unten und der Aussparung für das Steißbein nach hinten auf einer ebenen Sitzfläche.
- Nach 30 Sekunden Benutzung des feela.®-Sitzkissens wird es sich unter Verwendung der Wärme deines Körpers an deine Körperform anpassen – optimalerweise bei Raumtemperatur.
- Die durchgehende Nutzung sollte nach drei Stunden durch eine kurze Pause unterbrochen werden.

Sicherheitshinweise:

- Kissen von brandinduzierender Hitze, Funken oder offenem Feuer fern halten.
- Kissen nur auf unempfindlichen Oberflächen auflegen – für helles Leder (ohne Zwischenunterlage) ungeeignet.

Kontraindikationen:

- Nicht anzuwenden bei instabilen Frakturen in der Wirbelsäule und im Beckenbereich
- Offenen Wunden
- Lymphabflussstörungen, Empfindungs- und kritischen Durchblutungsstörungen der versorgten Körperregion, pAVK
- Krankheitsbildern, bei denen der behandelnde Arzt oder Therapeut von der Nutzung abrät

Technische Daten:

- Maße (Breite x Höhe x Tiefe): 45 x 7 x 36 cm
- Gewicht: 0,7 kg
- Raumgewicht: 50 kg/m³
- Empfohlenes Benutzergewicht:
 - Weich: 50-80 kg
 - Medium: 60-100 kg
 - Hart: 80-130 kg

Angaben zur Reinigung:


- Vorne angebrachten Reißverschluss öffnen und Schaumstoffkern entnehmen. Der Innenbezug wird nicht mitgewaschen und verbleibt auf dem Kern.
- Den Bezug bei 40 °C in der Waschmaschine waschen.

Vorgesehene Nutzungsdauer:

- 5 Jahre

Lager- und Transportbedingungen:

- Gleichbleibende Bedingungen, idealerweise bei Temperaturen von 18 bis 24 °C und rel. Luftfeuchte von 40 bis 60 %



Hinweise zur sicheren Entsorgung:

- Nicht recyclebar, Entsorgung als Kunststoffabfall

Informationen an Behörden bei „Vorfällen“:

- Alle im Zusammenhang mit dem Sitzkissen aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden:

Marco Winter, Mettener Str. 55, 94469 Deggendorf, Germany, www.feela.de

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, www.bfarm.de

Weitere Informationen zur Anwendung:

- Bei Problemen in der Anwendung frage bitte deinen Fachhändler oder den verantwortlichen Kundenberater von feela. um Rat. Tel.: +49 991 9992267

Informationen zum Wiedereinsatz:

- Das feela.[®]-Sitzkissen ist nicht für den Wiedereinsatz vorgesehen.

Lieferumfang:

- 1 x feela.-Sitzkissen zum Druckmanagement
- 1 x Kissenbezug
- Außerdem: Gebrauchsanweisung, Schutzverpackung

MEMORY EFFECT

SEAT CUSHION

WITH COCCYX CUTOUT



Intended Use:

- The feela.® pressure management seat cushion relieves pressure and increases sitting comfort.
- It is suitable for use in office chairs and other flat seating surfaces - or even when traveling.
- Due to the improved pressure distribution, it is also used for the prevention and aftercare of decubitus.
- The U-shaped cut-out provides pressure relief for the coccyx.

Intended user group: Persons of adult age

Indications:

- Tailbone pain
- Threatening or healed decubitus ulcer
- Promotes blood circulation



Instructions for use:

- Place the cushion on a flat surface with the anti-rusch pimples facing down and the coccyx recess facing back.
- After 30 seconds of use, the feela.® cushion will adapt to your body shape using the warmth of your body - ideally at room temperature.
- Continuous use should be interrupted by a short break after three hours.

Safety Instructions:

- Keep seat cushions away from fire-inducing heat, sparks or open fire.
- Only place the seat cushion on insensitive surfaces - not suitable for bright leather (without intermediate layer).

Contraindications:

- Not to be used for unstable fractures in the spinal column and pelvic area.
- Open wounds
- Lymphatic foot disorders, sensory and critical circulatory disorders of the supplied body region, PAVK
- Disease patterns in which the attending physician or therapist advises against their use

Specification of technical data:

- Dimensions (width x height x depth): 45 x 7 x 36 cm
- Weight: 0,7 kg
- Density: 50 kg/m³
- Recommended user weight:
 - Soft: 50-80 kg
 - Medium: 60-100 kg
 - Hard: 80-130 kg

Information on cleaning:


- Open the front zipper and remove the foam core. The inner cover is not washed and remains on the core.
- Wash the cover at 40 °C in the washing machine.

Intended service life:

- 5 years

Storage and transport conditions:

- Constant conditions, ideally at temperatures of 18 to 24 °C and relative humidity of 40 to 60%.



Instructions for safe disposal:

- Not recyclable, disposal as plastic waste

Information to authorities in case of "events":

- All serious incidents occurring in connection with the seat cushion must be reported to the manufacturer and the competent authority:

Marco Winter, Mettener Str. 55, 94469 Deggendorf, Germany, www.feela.de

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn, www.bfarm.de

Further information on the application:

- In case of problems with the application, please ask your specialist dealer or the responsible feela. customer advisor for advice. Phone: +49 991 9992267






Information on repeat use:

- The feela.® seat cushion is not intended for reuse.







Scope of delivery:

- 1 x feela. seat cushion for pressure management
- 1 x cushion cover
- Also: instructions for use, protective packaging

DE / EN / FR
Waschkennzeichnungen für den Bezug
Washing indicators for the pillowcase
Indications quant au lavage de l`enveloppe extérieure

	Maschinenwäsche 40°C / Machine wash 40°C / Lavage en machine à 40°C
	Nicht bleichen / No not bleach / Ne pas javelliser
	Nicht im Trockner trocknen / Do not tumble dry / Ne pas sécher en machine
	Nicht bügeln / Do not iron / Ne pas repasser
	Nicht trockenreinigen / Do not dry clean / Ne pas rettoyer à sec

DE / EN / FR
Erklärung der verwendeten Piktogramme
Explanation of the pictograms used
Explication des pictogrammes utilisés

	Hersteller / Manufacturer / Fabricant
	Hersteller des Produktes / Manufacturer of the product / Fabricant du produit
	Herstellungsdatum / Manufacture date / Date de fabrication
	Herstellungsdatum des Produktes / Manufacturer date of the product / Date de fabrication du produit
	Charge / Badge / Fabricant / Numéro du lot de production
	Chargenbezeichnung des Herstellers / Indicate the date the product was manufactured / Indique la désignation du lot par le fabricant
	Artikelnummer / Article number / Numéro d'article
	Zeigt die Artikelnummer des Herstellers zur Identifizierung des Produktes an / Displays the manufacturer's article number to identify the product / Affiche le numéro d'article du fabricant pour identifier le produit.
	Gebrauchsanweisung beachten / Pay attention to use instructions / Suivez les instructions d'utilisation
	Gibt die Notwendigkeit für den Anwender des Produktes an die Gebrauchsanweisung zu beachten / Indicates the need for the user of the product to follow the instructions for use / Indique la nécessité pour l'utilisateur du produit de suivre les instructions d'utilisation.
	Achtung / Attention / Attention
	Weist darauf hin, dass der Benutzer die sicherheitsrelevanten Anweisungen für den sicheren Gebrauch befolgen muss / Indicates the need for the user to follow safety-related instructions for safe use / Indique la nécessité pour l'utilisateur de respecter les informations relatives à la sécurité pour une utilisation sûre

feela.®

feela.
e-Commerce
Marco Winter
Mettener Str. 55
94469 Deggendorf
Germany

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich.

Typesetting and printing errors expected.
Changes in colour, material and construction possible.