


# VENDOMNIA

ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL / ORIGINAL-BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI ORIGINAL

EN DE FR



ART. NR.: MSSLG

# PORTABLE MASSAGE TABLE

## DEAR CUSTOMER,

THANK YOU FOR CHOOSING OUR PRODUCT.

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING OR USING THE PRODUCT TO AVOID DAMAGE CAUSED BY IMPROPER USE. PLEASE PAY SPECIAL ATTENTION TO THE SAFETY INSTRUCTIONS. IF THE PRODUCT IS PASSED ON TO THIRD PARTIES, THIS MANUAL HAS TO BE PASSED ON ALONG WITH THE PRODUCT.

PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE!

## SAFETY INSTRUCTIONS



1. EXAMINE THE MASSAGE TABLE FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
2. USE THE MASSAGE TABLE ON A LEVEL SURFACE. OTHERWISE THE TABLE WILL BE RAMSHACKLE.
3. DO NOT USE ALCOHOL BASED CLEANERS WHEN CLEANING THE VINYL. THIS COULD CAUSE DAMAGE TO THE VINYL MATERIAL. USE WARM SOAPY WATER AND WIPE DRY.
4. MAKE SURE WHEN USING THE TABLE THAT ALL FOUR LEGS SHOULD BE ADJUSTED TO THE SAME LEVEL. USING THE LEGS AT DIFFERENT LEVELS CAN CAUSE THE MASSAGE TABLE TO BE UNSTABLE AND CAUSE INJURY.
5. DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON THE MASSAGE TABLE.
6. DO NOT OVERLOAD THE TABLE BEYOND THE RECOMMENDED WEIGHT LIMIT. THIS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER.
7. **MAXIMUM WEIGHT CAPACITY - SAFE WORKING LOAD: 250 kg.**
8. KEEP THE TABLE FAR FROM NAKED LIGHT OR SMOKING. USING THE TABLE UNDER THE TEMPERATURE 40°C.
9. IF THE FRAME/LEGS/TABLE STRUCTURE IS DAMAGED IN ANYWAY, THEN YOU SHOULD NOT USE THIS TABLE. USING THIS TABLE WHEN DAMAGED MAY CAUSE HARM OR SERIOUS INJURY TO YOU OR YOUR PATIENT. YOU SHOULD SEEK REPAIR IMMEDIATELY.

## 10. THE INTENDED USER:

- THE TABLE IS AVAILABLE FOR NORMAL ADULT.
- FOR DISABLED INDIVIDUALS, PLEASE USE THE TABLE UNDER THE GUIDANCE OF MASSAGER.
- THE TABLE IS NOT AVAILABLE FOR PREGNANT WOMAN AND CHILDREN.

## TECHNICAL DATA

PRODUCT MODEL	MSSLG01 / MSSLG02	MSSLG03 / MSSLG04
SIZE WITHOUT ARM-REST AND HEADSET	LENGTH X WIDTH: 185 × 60 cm	LENGTH X WIDTH: 180 × 60 cm
SIZE WITH ARMREST AND HEADSET	LENGTH X WIDTH: 212 × 80 cm	LENGTH X WIDTH: 208 × 80 cm
SIZE FOLDED	93 × 60 × 16 cm	90 × 60 × 16 cm
HEIGHT ADJUSTABLE FROM	61 - 84 cm	59 - 79 cm
NET WEIGHT	13.5 kg / 15.6 kg	12 kg / 14.3 kg
WORKING WEIGHT	250 kg	250 kg



## PARTS LIST

1	HANDLE	2	HINGE	3	BUCKLE
4	END PANEL	5	ADJUST LEG	6	FOOT RUBBER
7	SIDE ARMRESTS	8	FACE CUSHION	9	HEADREST CRADLE
10	CABLE	11	FACE PLUG	12	PLASTIC TRAY
13	KNOB	14	ARMREST		



## ASSEMBLY

1. RELEASE THE BUCKLES AND THEN OPEN THE TABLE SO THAT IT IS STANDING ON THE SIDE WITH THE RUBBER FEET. TAKE OUT THE FACE CUSHION, U SHAPE HEADREST, ARMREST AND SIDE ARMRESTS FROM UNDERNEATH OF THE TABLE.




2. PULL OUT THE LEFT AND RIGHT PAIR OF LEGS AND STRAIGHTEN EACH JOINT.

3. LIFT THE TABLE UP UNTIL ALL FOUR LEGS ARE ON THE FLOOR.



4. LIFT ONE END OF THE TABLE AND PULL OUT TO OPEN TABLE FULLY.





5. INSERT BOTH SIDE ARMRESTS INTO THE SIDE ARMREST BUSHINGS OF THE FRONT BED.

**WARNING:**

THE SIDE ARMREST IS FOR LIGHT USE ONLY (MAX. 5 KG)!

PLEASE DO NOT PLACE HEAVY WEIGHT OR STAND UP BY SUPPORTING ON THE SIDE ARMREST.

6. PUT THE ARMREST TO THE HEADREST CRADLE. THEN INSERT BOTH RIGHT/LEFT HEADREST STICKS WITH HEADREST INTO THE HOLES OF THE HEADREST BUSHING PLATE.



7. PLACE THE FACE CUSHION ONTO THE U SHAPED HEADREST BY LINING UP THE VELCRO PADS.

**WARNING:**

HEADREST IS FOR LIGHT USE ONLY (MAX. 25 KG)!


PLEASE DO NOT PLACE HEAVY WEIGHT OR STRONG PRESSURE WHEN RESTING.





8. NOW THE MASSAGE TABLE IS READY FOR USING.


9. IF YOU WANT TO USE THE BACKREST OF THE TABLE, PLEASE RELEASE THE BUCKLE FIRST. AND THEN LIFT THE BACKREST.



#### ATTENTION:

PLEASE LIFT THE BACKREST TO THE SAME LEVEL. THERE ARE 10 DIFFERENT LEVELS FOR CHOICE.

## ADJUSTMENT




#### ADJUSTING THE ANGLE OF THE HEADREST

PRESS UP ON THE LOCKING HANDLES AND THEN ADJUST THE HEADREST TO THE DESIRED ANGLE. PRESS DOWN ON THE LOCKING HANDLES AFTER ADJUSTABLE TO LOCK INTO PLACE.

## ADJUSTING THE TABLE HEIGHT

1. LAY THE TABLE ON THE RUBBER FOOTED SIDE AND THEN REMOVE THE LEG KNOBS.



2. REMOVE THE ADJUST LEG AND THEN PLACE THE ADJUST LEG BACK ONTO THE BASE LEG MATCHED UP TO THE DESIRED HOLES FOR ADJUSTING THE HEIGHT OF THE TABLE.



3. TIGHTEN THE LEG KNOBS AFTER ADJUSTMENT.

### ATTENTION:

ADJUST ALL OF THE FOUR LEGS TO THE SAME HEIGHT.

## ADJUSTING THE BACKREST

RELEASE THE BUCKLE AND LIFT THE BACKREST TO THE DESIRED LEVEL.




10 LEVELS





## STORAGE

1. LAY THE TABLE ON ITS SIDE AND FOLD AT AN ANGLE.
2. COMPLETELY FOLD THE LEGS FLAT UNDER THE TABLE.
3. MAKE SURE THE CABLES, U-SHAPE HEADREST, FACE CUSHION, ARMREST AND SIDE ARMRESTS ARE INSIDE THE TABLE BEFORE CLOSING IT.
4. STORE THE TABLE IN DRY PLACE TO PROTECT IT FROM MUSTINESS.



## TRANSPORT

1. THE TABLE IS EASY TO CARRY WITH THE SHOULDER STRAP OF CARRY BAG.
2. PLEASE PUT THE TABLE INTO THE TRUNK OF THE CAR DURING TRANSPORT.



## DELIVERY DETAILS



ITEM WILL BE DELIVERED IN 1 PARCEL.



# TRAGBARE MASSAGELIEGE

## LIEBER KUNDE, LIEBE KUNDIN,

DANKE, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

BITTE LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT MONTIEREN ODER BENUTZEN, UM SCHÄDEN DURCH NICHT SACHGEMÄßEN GEBRAUCH ZU VERMEIDEN. SOLLTEN SIE DIESES PRODUKT AN DRITTE WEITERGEBEN, MUSS DIESE AUFBAUANLEITUNG MIT AUSGEHÄNDIGT WERDEN.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE KÜNFTIGE BEZUGNAHME AUF!

## SICHERHEITSHINWEISE



1. UNTERSUCHEN SIE DIE MASSAGELIEGE VOR JEDEM GEBRAUCH AUF BESCHÄDIGUNGEN.
2. BENUTZEN SIE DIE MASSAGELIEGE AUF EINEM EBENEN UNTERGRUND, SO DASS SIE NICHT WACKELT.
3. BENUTZEN SIE KEINE ALKOHOLHALTIGEN REINIGER UM DAS VINYL ZU REINIGEN. DIESE KÖNNTEN DAS VINYL BESCHÄDIGEN. BENUTZEN SIE NUR WARMES SEIFENWASSER UND WISCHEN SIE DIE LIEGE MIT EINEM LAPPEN TROCKEN.
4. STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE VIER BEINE AUF DIESELBE HÖHE EINGESTELLT SIND WENN SIE DIE LIEGE BENUTZEN. FALLS DIE BEINE UNTERSCHIEDLICH EINGESTELLT SIND, IST DIE LIEGE INSTABIL, WAS ZU VERLETZUNGEN FÜHREN KANN.
5. LASSEN SIE KINDER NICHT AUF DER MASSAGELIEGE SPIELEN.
6. ÜBERLADEN SIE DIE LIEGE NICHT MIT MEHR ALS DEM EMPFOHLENEN GEWICHT. DIES KÖNNTE ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN DES NUTZERS FÜHREN.
7. **MAXIMALE TRAGKRAFT - SICHERES ARBEITSGEWICHT: 250 kg.**
8. HALTEN SIE DIE LIEGE FERN VON OFFENEM LICHT UND FEUER. BENUTZEN SIE DIE LIEGE NICHT BEI TEMPERATUREN VON ÜBER 40°C.

9. FALLS DIE STRUKTUR DES RAHMENS/DER BEINE/DER LIEGE AUF IRGENDNE WEISE BESCHÄDIGT WERDEN, SOLLTEN SIE DIE LIEGE NICHT MEHR BENUTZEN. FALLS SIE DIES DOCH TUN, KANN ES ZU SCHÄDEN UND SCHWEREN VERLETZUNGEN IHRES PATIENTEN ODER IHNEN SELBST KOMMEN. LASSEN SIE BESCHÄDIGTE LIEGEN DESHALB SOFORT REPARIEREN.

10. VORGESEHENE NUTZER:

- GEEIGNET FÜR ERWACHSENE MIT EINEM KÖRPERGEWICHT VON MAX. 250 kg.
- BEI MENSCHEN MIT EINER GEISTIGEN ODER KÖRPERLICHEN BEHINDERUNG BITTE NUR UNTER BERATUNG EINES MASSEURS VERWENDEN.
- NICHT GEEIGNET FÜR SCHWANGERE UND KINDER.

## TECHNISCHE DATEN

PRODUKTMODELL	MSSLG01 / MSSLG02	MSSLG03 / MSSLG04
GRÖSSE OHNE ARM-LEHNE UND HEADSET	LÄNGE X BREITE: 185 × 60 cm	LÄNGE X BREITE: 180 × 60 cm
GRÖSSE MIT ARM-LEHNE UND HEADSET	LÄNGE X BREITE: 212 × 80 cm	LÄNGE X BREITE: 208 × 80 cm
GRÖSSE GEFALTET	93 × 60 × 16 cm	90 × 60 × 16 cm
HÖHENVERSTELLBAR VON	61 - 84 cm	59 - 79 cm
REINGEWICHT	13.5 kg / 15.6 kg	12 kg / 14.3 kg
ARBEITSGEWICHT	250 kg	250 kg



## TEILELISTE

1	GRIFF	2	SCHARNIER	3	SCHNALLE
4	ENDSTÜCK	5	VERSTELLBARER FUß	6	GUMMI FUß
7	SEITLICHE ARMLEHNEN	8	POLSTERUNG FÜR DAS GESICHT	9	KOPFSTÜTZE
10	SEIL	11	ÖFFNUNG FÜR DAS GESICHT	12	PLASTIKVORRICHTUNG
13	KNAUF	14	ARMLEHNE		



## AUFBAU

1. LÖSEN SIE DIE SCHNALLE UND ÖFFNEN SIE DIE LIEGE, SODASS DIE GUMMI FÜßE SEITLICH SIND. HOLEN SIE DIE POLSTERUNG FÜR DAS GESICHT, DIE U-FÖRMIGE KOPFSTÜTZE, DIE ARMLEHNE UND DIE SEITLICHE ARMLEHNEN UNTER DER LIEGE HERVOR.



2. ZIEHEN SIE DIE LINKEN UND RECHTEN FUßPAARE HERAUS UND STELLEN SIE JEDES GELENK GERADE.

3. HEBEN SIE DEN TISCH AN BIS ALLE VIER FÜßE AUF DEM BODEN STEHEN.



4. HEBEN SIE EIN ENDE DER LIEGE AN UND ZIEHEN SIE UM DIESE VOLLSTÄNDIG ZU ÖFFNEN.





5. STECKEN SIE DIE BEIDEN SEITLICHEN ARMLEHNE IN DIE ÖFFNUNGEN, DIE SICH VORNE AN DER LIEGE BEFINDEN.

**ACHTUNG:**

DIE ARMLEHNE SIND NUR FÜR LEICHTE BELASTUNG GEEIGNET (MAX. 5 KG)!

BELASTEN SIE SIE NICHT MIT SCHWEREN GEWICHTEN UND STÜTZEN SIE SICH ZUM AUFSTEHEN NICHT AUF DIESEN AB.

6. BEFESTIGEN SIE DIE ARMLEHNE AN DER KOPFSTÜTZE. DANN STECKEN SIE BEIDE STANGEN DER KOPFSTÜTZE (RECHTS/LINKS) ZUSAMMEN MIT DER KOPFSTÜTZE IN DIE DAFÜR VORGEGEHEN ÖFFNUNGEN.



7. BEFESTIGEN SIE DIE POLSTERUNG FÜR DAS GESICHT MIT KLETTBAND AN DER U-FÖRMIGEN KOPFSTÜTZE.

**ACHTUNG:**

DIE KOPFLEHNE IST NUR FÜR LEICHTE BELASTUNG GEEIGNET (MAX. 25 KG)!

BELASTEN SIE SIE NICHT MIT SCHWEREN GEWICHTEN ODER GROSSEM DRUCK.








8. NUN KANN DIE MASSAGELIEGE BENUTZT WERDEN.

9. FALLS SIE DIE RÜCKENLEHNE DER LIEGE BENUTZEN MÖCHTEN, LÖSEN SIE ZUNÄCHST DIE SCHNALLE. DANN HEBEN SIE DIE RÜCKENLEHNE AN.




#### ACHTUNG:

STELLEN SIE DIE RÜCKENLEHNE AN BEIDEN SEITEN AUF DIE GLEICHE HÖHE EIN. SIE KÖNNEN ZWISCHEN 10 VERSCHIEDENEN LEVELS WÄHLEN.

## EINSTELLUNGEN



### EINSTELLUNG DES WINKELS DER KOPFSTÜTZE

ZIEHEN SIE DEN SPERRRIEGEL UND STELLEN SIE DIE KOPFSTÜTZE AUF DEN GEWÜNSCHTEN WINKEL EIN. DRÜCKEN SIE DEN SPERRRIEGEL NACH DER EINSTELLUNG, DAMIT DIESER EINRASTET.



## EINSTELLUNG DER HÖHE DER LIEGE

1. LEGEN SIE DIE LIEGE AUF DIE SEITE (MIT DEN GUMMI FÜßEN SEITLICH) UND ENTFERNEN SIE DIE KNÄUFE AN DEN BEINEN.



2. ENTFERNEN SIE ZUNÄCHST DEN VERSTELLBAREN FUß UND STECKEN SIE DIESEN WIEDER AUF GEWÜNSCHTER HÖHE ZURÜCK IN DEN FUß.



3. BEFESTIGEN SIE DIE KNÄUFE WIEDER NACHDEM SIE DIE RICHTIGE HÖHE EINGESTELLT HABEN.

### ACHTUNG:

STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE VIER FÜßE AUF DIESELBE HÖHE EINGESTELLT SIND.

## EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

LÖSEN SIE DIE SCHNALLE UND HEBEN SIE DIE RÜCKENLEHNE AUF DIE GEWÜNSCHTE HÖHE AN.




10 STUFEN



## AUFBEWAHRUNG

1. LEGEN SIE DIE LIEGE AUF DIE SEITE UND KLAPPEN SIE SIE IN DER MITTE ZUSAMMEN.
2. KLAPPEN SIE DIE BEINE DER LIEGE KOMPLETT UNTER DER LIEGE ZUSAMMEN.
3. STELLEN SIE SICHER, DASS SICH SCHNÜRE, DIE U-FÖRMIGE KOPFSTÜTZE, DIE POLSTERUNG FÜR DAS GESICHT, ARMLEHNE UND SEITLICHE ARMLEHNEN INNERHALB DER LIEGE BEFINDEN BEVOR SIE DIESE ZUSAMMENKLAPPEN.
4. LAGERN SIE DIE LIEGE AN EINEM TROCKENEN PLATZ UM SIE VOR FEUCHTIGKEIT ZU SCHÜTZEN.



## TRANSPORT

1. DIE LIEGE KANN DURCH DEN SCHULTERRIEMEN AN DER TRAGETASCHE EINFACH TRANSPORTIERT WERDEN.
2. BITTE PLATZIEREN SIE DIE LIEGE WÄHREND AUTOFahrTEN IM KOFFERRAUM.



## DETAILS ZUR LIEFERUNG



ARTIKEL WIRD IN 1 PAKET GELIEFERT.



# TABLE À MASSAGE PORTABLE

## CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NOTRE PRODUIT.

NOUS VOUS PRIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AVANT DE MONTER OU D'UTILISER LE PRODUIT AFIN D'ÉVITER DES DOMMAGES CAUSÉS PAR UNE UTILISATION NON CONFORME. SI VOUS SOUHAITEZ DONNER CE PRODUIT À UNE TIERCE PERSONNE, LA NOTICE D'UTILISATION DOIT ÊTRE ÉGALEMENT LUI TRANSMIS.

S'IL VOUS PLAÎT GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



1. VÉRIFIER LA TABLE DE MASSAGE AVANT CHAQUE UTILISATION POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE.
2. UTILISER LA TABLE DE MASSAGE SUR UNE SURFACE PLANE DE SORTE QU'ELLE NE VACILLE PAS.
3. NE PAS UTILISER DE NETTOYANT À BASE D'ALCOOL POUR NETTOYER LE VINYLE. CECI POURRAIT ENDOMMAGER LE VINYLE. UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU CHAUDE SAVONNEUSE ET ESSUYEZ LA SURFACE AVEC UN CHIFFON SEC.
4. S'ASSURER QUE LES QUATRE PIEDS SOIENT RÉGLÉS À LA MÊME HAUTEUR LORSQUE LA TABLE EST UTILISÉE. EN CAS DE RÉGLAGE DIFFÉRENT DES PIEDS, LA TABLE RISQUE D'ÊTRE INSTABLE, CE QUI PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURE.
5. NE PAS LAISSER LES ENFANTS JOUER SUR LA TABLE DE MASSAGE.
6. NE PAS SURCHARGER LA TABLE EN DÉPASSANT LE POIDS RECOMMANDÉ. CELA POURRAIT ENTRAÎNERDES BLESSURES GRAVES SUR L'UTILISATEUR.
7. **CAPACITÉ MAXIMALE - POIDS MAXIMAL : 250 kg.**
8. GARDER LA TABLE À DISTANCE DES FLAMMES ET DU FEU. NE PAS EXPOSER LA TABLE À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 40°C.

9. SI LA STRUCTURE DU CADRE / PIEDS / TABLE EST ENDOMMAGÉE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, NE PAS UTILISER LA TABLE. DANS LE CAS CONTRAIRE, DES DOMMAGES ET DES BLESSURES GRAVES PEUVENT ÊTRE CAUSÉS À VOS PATIENTS OU À VOUS-MÊME. FAIRE IMMÉDIATEMENT RÉPARER LA TABLE EN CAS DE DOMMAGES.

10. UTILISATEURS CONCERNÉS:

- ADAPTÉ AUX ADULTES AYANT UN POIDS MAXIMAL DE 250 kg.
- POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES MENTAL OU PHYSIQUE, UTILISÉ CET ARTICLE UNIQUEMENT SOUS LES INSTRUCTIONS D'UN MASSEUR.
- NE CONVIENT PAS AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX ENFANTS.

## DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE DU PRODUIT	MSSLG01 / MSSLG02	MSSLG03 / MSSLG04
TAILLE SANS ACCOU-DOIR ET LA CAVITÉ FACIALE	LONGUEUR X LARGEUR: 185 × 60 cm	LONGUEUR X LARGEUR: 180 × 60 cm
TAILLE AVEC ACCOU-DOIR ET LA CAVITÉ FACIALE	LONGUEUR X LARGEUR: 212 × 80 cm	LONGUEUR X LARGEUR: 208 × 80 cm
TAILLE PLIÉ	93 × 60 × 16 cm	90 × 60 × 16 cm
HAUTEUR RÉGLABLE DE	61 - 84 cm	59 - 79 cm
POIDS NET	13.5 kg / 15.6 kg	12 kg / 14.3 kg
CHARGE MAXIMALE	250 kg	250 kg

## LISTE DES PIÈCES



1	POIGNÉE	2	CHARNIÈRE	3	BOUCLE
4	EMBOUT	5	PIED RÉGLABLE	6	PIEDS EN CAOUTCHOUC
7	ACCOUDOIRS LATÉRAUX	8	REMBOURRAGE POUR LE VISAGE	9	APPUIE-TÊTE
10	CORDE	11	OUVERTURE POUR LE VISAGE	12	DISPOSITIF EN PLASTIQUE
13	POMMEAU	14	ACCOUDOIR		





## MONTAGE

1. DESSERER LA BOUCLE ET OUVRIR LA TABLE DE SORTE QUE LES PIEDS EN CAOUTCHOUC SOIENT LATÉRALEMENT DISPOSÉS. SORTIR LE REMBOURRAGE POUR LE VISAGE, L'APPUÏ-TÊTE EN FORME DE U, L'ACCOUDOIR, ET L'ACCOUDOIR LATÉRAL SOUS LA TABLE.




2. TIREZ SUR LES PIEDS (DROIT-GAUCHE) ET ÉTIRER CHAQUE ARTICULATION.

3. SOULEVER LA TABLE JUSQU'À CE QUE LES QUATRE PIEDS SOIENT POSÉS SUR LE SOL.



4. SOULEVER UNE EXTRÉMITÉ DE LA TABLE ET TIRER POUR L'OUVRIR COMPLÈTEMENT.






5. INSÉRER LES DEUX ACCOUDOIRS LATÉRAUX DANS LES ORIFICES SITUÉS À L'AVANT DE LA TABLE.

**ATTENTION:**

LES ACCOUDOIRS NE CONVIENNENT QUE POUR UNE CHARGE LÉGÈRE (MAX. 5 KG)!

NE PAS LES CHARGER AVEC DES POIDS LOURDS ET NE PAS SE TENIR DEBOUT SUR CEUX-CI.

6. FIXER L'ACCOUDOIR À L'APPUIE-TÊTE. INSÉRER ENSUITE LES DEUX TIGES DE L'APPUIE-TÊTE (DROITE/ GAUCHE) SUR L'APPUIE-TÊTE GRÂCE AUX OUVERTURES PRÉVUES.



7. FIXER LE REMBOURRAGE POUR LE VISAGE À L'APPUIE-TÊTE EN FORME DE U AVEC LA BANDE AUTO-AGRIPPANTE.

**ATTENTION:**

L'APPUIE-TÊTE EST UNIQUEMENT CONÇU POUR UNE CHARGE LÉGÈRE (MAX. 25 KG)!

NE PAS LES CHARGER AVEC DES POIDS OU UNE PRESSION IMPORTANTE.





8. LA TABLE DE MASSAGE PEUT MAINTENANT ÊTRE UTILISÉE.


9. SI VOUS SOUHAITEZ UTILISER LE DOSSIER DE LA TABLE, DESERREZ D'ABORD LA BOUCLE. SOULEVEZ ENSUITE LE DOSSIER.



#### ATTENTION:

RÉGLEZ LE DOSSIER DES DEUX CÔTÉS À LA MÊME HAUTEUR. VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 10 NIVEAUX DIFFÉRENTS.

## RÉGLAGES




#### RÉGLAGE DE L'ANGLE DE L'APPUI-TÊTE

VISSER LA VIS DE BLOCAGE ET AJUSTER L'APPUI-TÊTE À L'ANGLE DÉSIRÉ. APPUYER SUR LE LOQUET DE VERROUILLAGE APRÈS LE RÉGLAGE DE SORTE QU'IL S'ENCLENCHE.

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TABLE

1. PLACER LA TABLE SUR LE CÔTÉ (AVEC LES PIEDS EN CAOUTCHOUC SUR LE CÔTÉ) ET RETIRER LES POMMEUX DES PIEDS.



2. RETIRER ENSUITE LE PIED RÉGLABLE ET L'INSÉRER DE NOUVEAU À LA HAUTEUR SOUHAITÉE DANS LE PIED.



3. FIXER LES POMMEUX À NOUVEAU APRÈS AVOIR RÉGLÉ LA BONNE HAUTEUR.

### ATTENTION:

S'ASSURER QUE LES QUATRE PIEDS SOIENT RÉGLÉS À LA MÊME HAUTEUR.

## 10 NIVEAUX

### RÉGLAGE DU DOSSIER

DÉVISSER LA BOUCLE ET SOULEVER LE DOSSIER À LA HAUTEUR DÉSIRÉE.



## STOCKAGE

1. PLACER LA TABLE SUR LE CÔTÉ ET LA PLIER EN DEUX AU MILIEU.
2. PLIER ENTIÈREMENT LES PIEDS ENSEMBLE SOUS LA TABLE.
3. S'ASSURER QUE LES CORDONS, LE REMBOURRAGE POUR LE VISAGE, L'APPUIE-TÊTE EN FORME DE U POUR LE VISAGE, LES ACCOUDOIRS ET LES ACCOUDOIRS LATÉRAUX SE TROUVENT SOUS LA TABLE AVANT DE LA PLIER.
4. RANGER LA TABLE DANS UN ENDROIT SEC POUR LA PROTÉGER DE L'HUMIDITÉ.



## TRANSPORT

1. LA TABLE EST FACILEMENT TRANSPORTABLE GRÂCE À LA SANGLE D'ÉPAULE ATTACHÉE AU SAC.
2. PRIÈRE DE PLACER LA TABLE DANS LE COFFRE EN CAS DE TRANSPORT EN VOITURE.



## DÉTAILS DE LIVRAISON



CET ARTICLE SERA LIVRÉ EN 1 PAQUET.



# VENDOMNIA



---

PRODUCED FOR: / HERGESTELLT FÜR: / PRODUIT POUR : VENDOMNIA GMBH, HONER STRAÙE 37269 ESCHWEGE, GERMANY

IF YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS, PLEASE CONTACT US: / BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS UND LASSEN SIE UNS HELFEN:  
/ SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER :

[CONTACT@VENDOMNIA.COM](mailto:CONTACT@VENDOMNIA.COM)