




**NEO<sup>1</sup>**

**AUGENMASSAGEGERÄT**

**AM - 065**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**




**NEO1 AM-065**  
**IHR INTELLIGENTES AUGENMASSAGEGERÄT**  
**MIT WARM-KALTFUNKTION**

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

Produktmerkmale .....	4
Programme .....	4
Anleitung.....	5
Wichtige Information.....	5
Aufbewahrung und Reinigung.....	6
Sicherheitshinweise .....	7
Kundenservice.....	8
Fehlerbehebung.....	9
Technische Daten - NEO1 AM-065.....	10
Garantieerklärung (2 Jahre).....	11
Elektro - und Elektronikgeräte .....	12
Bluetooth .....	14
Akku sicher entfernen.....	15

## Produktmerkmale



## Anleitung

- Laden Sie das Gerät vor Gebrauch vollständig auf. Die Anzeigelampe leuchtet BLAU.
- Nehmen Sie eine entspannte Sitz- oder Liegeposition ein.
- Passen Sie die Länge des Stützbandes an, damit es bequem um Ihren Kopf passt.
- Positionieren Sie das Augenmassagegerät NEO1 über Ihre geschlossenen Augen und justieren Sie den Riemen bei Bedarf.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal, um die Musik zu stoppen oder fortzusetzen.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste nach oben, um zwischen den Modi zu wechseln (Dynamisch, Warm, Kühl, Automatisch). Der Standardmodus ist Dynamisch.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste nach unten, um den Luftdruckmodus auszuwählen (Modus 1, Modus 2 oder Luftdruck AUS).

## Wichtige Information

- Stimme: "Niedriger Akkustand" ertönt, wenn das Gerät aufgeladen werden muss.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Die Standard-Sitzungsdauer beträgt 10 Minuten. Das Gerät schaltet sich nach jeder Sitzung automatisch aus. Im Kühl-Modus beträgt die Standardzeit jedoch 6 Minuten.

## Programme

- **Dynamik-Modus:** Luftdruck + Musik \*Der Luftdruck kann in diesem Modus nicht ausgeschaltet werden.
- **Warm-Moduse:** Wärme + Luftdruck + Musik
- **Kühl-Modus:** Kühlkomresse + Luftdruck + Musik
- **Automatisch:** Luftdruck + Wärme Oder Kühlung + Musik

- Die Ladezeit beträgt 4 Stunden. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ändert sich die Anzeigelampe von ROT auf BLAU. Trennen Sie das Ladegerät vom Massagegerät, wenn der Ladezyklus abgeschlossen ist.
- Der Kühllüfter bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aus Sicherheitsgründen aktiv, um das Gerät für die Lagerung abzukühlen.

## Sicherheitshinweise

Wir bitten Sie die Bedienungsanleitung aufzubewahren und vor dem Gebrauch des Gerätes sorgfältig durchzulesen. Benutzen Sie das Gerät nur wie beschrieben.

1. Verwenden Sie das NEO1 Augenmassagegerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
2. Das Produkt ist kein Ersatz für eine medizinische Behandlung. Wenn Symptome nach der Anwendung anhalten oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
3. Wenn Sie schwanger sind oder an einer medizinischen Erkrankung, Hauterkrankung oder Krankheit leiden, oder eine Operation hatten und unsicher sind, ob Sie dieses Massagegerät verwenden sollten, suchen Sie vor der Anwendung ärztlichen Rat.
4. Beenden Sie die Anwendung, wenn Sie während der Nutzung Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
5. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie an einer körperlichen Beeinträchtigung leiden, die Bedienung der Steuerelemente beeinträchtigen würde.
6. Das Produkt ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
7. Eine leichte Rötung der massierten Stelle ist normal und wird bald nach der Massage verblassen.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht nach der Einnahme von Schmerzmitteln, Beruhigungsmitteln oder Alkohol. Verwenden Sie es nicht beim Schlafen, Autofahren, Sporttreiben oder Fieber.

## Aufbewahrung und Reinigung

### Aufbewahrung

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es lagern.
- Bewahren Sie es an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf und laden Sie das Gerät auf, wenn es länger als 3 Monate nicht benutzt wurde.

### Reinigung

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch, um das Gehäuse des Massagegeräts zu reinigen.
- Ein leicht feuchtes Tuch kann verwendet werden, um den Stoffbereich der Massagefläche bei Bedarf zu reinigen. Vermeiden Sie jedoch, dass Feuchtigkeit in das Produkt gelangt.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder korrosiven Chemikalien zur Reinigung des Produkts.

9. Entfernen Sie Schmuck und Haaraccessoires, die die Massagefläche beeinträchtigen könnten.

10. Tragen Sie vor der Verwendung des Produkts keine medizinische oder kosmetische Creme auf das Produkt oder Ihr Gesicht auf.

11. Halten Sie das Produkt von Wasser, Feuer und korrosiven Materialien fern.

12. Vermeiden Sie Beschädigungen am Massagegerät oder am Kabel und verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

13. Wenn das Produkt beschädigt, fehlerhaft ist oder während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche aufweist, schalten Sie das Augenmassagegerät mit Wärme- und Kühlungsfunktion aus.

14. Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu verhindern, öffnen Sie nicht die äußere Abdeckung des Produkts.

## Fehlerbehebung

Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung von Fehlern, die auftreten können.

Bei allen weiteren Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Donnerberg Kundenservice unter [de.info@donnerberg.net](mailto:de.info@donnerberg.net).

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt schaltet sich nicht ein oder der Luftdruck ist schwach.	Der Massagegerät hat einen niedrigen Batteriestand.	Massagegerät aufladen
Das Massagegerät schaltet sich aus	Das Massagegerät schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab.	Falls Sie die Nutzung fortsetzen möchten, einfach wieder einschalten.
Das Produkt ist stark erhitzt.	Das Produkt wurde wahrscheinlich überbeansprucht.	Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
Das Produkt erzeugt Geräusche.	Das ist wahrscheinlich das normale Geräusch der Luftkissen.	Es werden keine Maßnahmen ergriffen.

## Kundenservice

Wir haben ein zuverlässigen Kundenservice, der sich bemüht, Lösungen für jedes Problem zu finden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu den Produkten oder der Garantie haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

E-mail	<a href="mailto:de.info@donnerberg.net">de.info@donnerberg.net</a>
Telefon	+ 49 89 215 400 980 + 49 95 619 769 199
Donnerberg S.G. Von-Werthern-Str.4a, 96487 Dörfles-Esbach, Deutschland	

## Technische Daten - NEO1 AM-065

Produkt	NEO1 – Ihr intelligentes Augenmassagegerät mit Warm-Kaltfunktion
Model	NEO1 AM-065
Akkukapazität	2500 mAh
Ladeschnittstelle	TYPE-C 5V/1A
Ladezeit	Ca. 4 - 4.5 Stunden
Akkulaufzeit	Ca. 60-80 Minuten
Eingangsspannung	5V
Nennspannung	3.7V
Nennleistung	3.5W
Nettogewicht	0.46 kg
Bruttogewicht	0.75 kg
Produktmaße	210 x 115 x 80 mm
Heiztemperatur	38 °C +/- 2 °C
Kühltemperatur	19.5 °C +/- 1 °C
Automatische Abschaltung	Nach 10 Minuten

## Garantieerklärung (2 Jahre)

Die Firma Donnerberg S.G. Von-Werthern-Str.4a, 96487 Dörfles-Esbach, Deutschland gewährt auf das Produkt eine Herstellergarantie.

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem Sie das Gerät in Empfang genommen haben. Die Garantie wird nur dem Käufer gewährt und ist auf Dritte nicht übertragbar.

Über das gesetzliche Mangelhaftungsrecht hinaus reparieren wir oder tauschen wir auch Geräte aus, deren Mängel nicht anfängliche Mängel sind, sofern sie nicht durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden oder unerheblich sind. Die Wahl zwischen Austausch und Reparatur liegt bei uns. Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Mangel unverzüglich nach dessen Auftreten angemeldet wird. Nach Ihrer Meldung sendet Ihnen unser Serviceteam einen Reklamationschein zu, der uns die Bearbeitung Ihres Garantiefalles erleichtert. Sie müssen das Antragsformular und die Kopie Ihres Kaufbelegs als Nachweis der Garantie beifügen. Bitte beachten Sie, dass wir Garantiefälle außerhalb der Gewährleistung ohne diesen Reklamationschein nicht bearbeiten müssen.

## Elektro - und Elektronikgeräte

### Informationen für private Haushalte

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)  
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

#### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte Altgeräten gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

#### 2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

#### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von ernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m<sup>2</sup> betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m<sup>2</sup> betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreter unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für

solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

#### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.



#### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

## Bluetooth

Öffnen Sie die Bluetooth-Verbindungsliste auf Ihrem Gerät und wählen Sie "Neo 1" aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erklingt ein Signalton, und die Sprachausgabe bestätigt die Verbindung oder Trennung von Bluetooth-Geräten.



## Akku sicher entfernen

Folgende Batterien bzw. Akkus sind in diesem Elektrogerät enthalten.

Batterietyp	Chemisches System
YT 123555PL 2500mAh 3.7V	Li-Ionen-Polymer-Batterie


Bitte entfernen Sie den Akku nicht selbst innerhalb der Garantiezeit. Dadurch erlischt die Herstellergarantie. Wenden Sie sich diesbezüglich an unser Kundenservice unter [de.info@donnerberg.net](mailto:de.info@donnerberg.net).

**Am Ende der Produktlebensdauer können Sie den Akku wie beschrieben zum Recycling selbst entsorgen.**

**Warnhinweis: Vergewissern Sie sich, ob die Batterie ganz entleert ist und, ob das Gerät ausgeschaltet ist und der Adapter aus der Steckdose gezogen ist.**

1. Entfernen Sie die Schraube am Bodendeckel des Geräts, der Deckel mit dem USB-C-Anschluss.
2. Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher in die Mitte des Spalts am Deckel ein und öffnen Sie den Deckel dann mit Kraft.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben von der Leiterplatte (PCBA)
4. Ziehen Sie alle Steckverbindungen heraus.
5. Entnehmen Sie den Akku vorsichtig.
6. Der Akku und das Gerät können jetzt separat entsorgt werden.






**NEO1 AM-065 EYE MASSAGER  
WITH HEAT & COOLING**

**USER MANUAL**

## Contents

Product features .....	18
Mode and functions.....	18
Instructions .....	19
Important information.....	19
Troubleshooting .....	20
Storage and cleaning.....	21
Safety precautions .....	21
Technical specifications - NEO1 AM-065 .....	23
Warranty policy (2 years).....	24
Bluetooth .....	24
Electric and electronic devices .....	25
Customer service .....	26
Battery removal guide.....	27

## Product features



## Mode and functions

- **Dynamic:** Air pressure + Music \*\*air pressure can not be turned off in this mode
- **Heat:** Heat + Air pressure + Music
- **Cool:** Cool compress + Air pressure + Music
- **Auto:** Air pressure + Heat or Cool + Music

## Instructions

- Sit or lie down in a relaxed position.
- Adjust the length of the support strap to comfortably fit your head.
- Position the massager over your closed eyes, adjust strap if necessary.
- Hold the power button for 3 seconds to turn on/off.
- Press the power button twice to pause/resume music.
- Toggle power button UP to rotate modes (Dynamic, Heat, Cool, Auto). The default mode is Dynamic.
- Toggle power button DOWN to select Air Pressure mode (mode 1, mode 2, or air pressure OFF).

## Important information

- Voice Prompt “Low Battery” will sound when device requires charging.
- This device can not be used while charging.
- Default session time on this device is 10 minutes, the device will automatically turn off after each session. However COOL mode will run for 6 minutes by default.
- Charging time is 4 hours. Once completed, the indicator light will change from RED to BLUE. Unplug the charger from the device once the charging cycle is complete.
- Cooling fan will continue to run once device has been turned OFF as a safety precaution to cool the device for storage.

## Troubleshooting

This page summarises the most common problems you could encounter with the product. If you are unable to solve the problem with the information below, please contact Donnerberg customer service.

Problem	Possible Causes	Solution
The product does not turn on or the air pressure is weak	The massager has low battery	Charge the massager
The massager turns off	The massager has finished its 10-minute auto timer session and has stopped	If you want another massage, press the power button again
The product is abnormally warm	The product is likely to be overused	Let the product cool down before using it again
Noise can be heard from the product	Normal sound of air pump inflating or air pressure	No need to do anything

## Storage and cleaning

### Storage

- Ensure device is turned OFF before storing.
- Store in its box away from direct sunlight and charge device if it hasn't been used for more than 3 months.

### Cleaning

- Turn the device OFF and disconnect from mains power.
- Use a soft dry cloth to clean the massager shell.
- A slightly damp cloth may be used to clean the fabric massage area if needed, however avoid getting moisture into the product.
- Do not use harsh or corrosive chemicals to clean the product.

## Safety precautions

**In order to operate this product correctly and safely, please be sure to read the "User Manual" carefully before use.**

1. Use this massager only for its intended purpose as described in this manual.
2. This Massager is not intended to be a substitute for medical attention. If any symptoms persist or worsen after use, contact your medical practitioner.
3. When you are pregnant or suffer from any kind of medical condition, skin condition or illness or have had surgery and are unsure whether you should use this massager, please seek medical advice before use.
4. Stop using if you feel discomfort or pain during use.

5. Do not use if suffering from any kind of physical ailment that would limit operation of the controls.
6. The product is not intended for use by children or people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the product by a person responsible for their safety.
7. Some redness of the massaged area is normal and will disappear soon after massage.
8. Do not use after taking painkillers, sedatives or alcohol. Do not use while sleeping, driving, exercising or during a fever.
9. Remove jewellery and hair accessories that may impact the massage area.
10. Do not apply medical or cosmetic cream on the product or on your face before using.
11. Keep the product away from water, fire and corrosive materials.
12. Avoid the massager or cord getting damaged and do not use if damaged.
13. If damaged or faulty or has an unusual noise during operation, turn off Eye Massager with Heat & Cooling.
14. In order to prevent the risk of electric shock, do not open the product outer cover.
15. Do not place heavy objects on the massager.
16. Keep away from sharp objects.
17. To charge the battery, only use charger cable provided.
18. Check the power supply. If the power supply voltage exceeds the specified range, do not use.

## Technical specifications - NEO1 AM-065

Name	Eye Massager with Heat & Cooling
Model	NEO1 AM-065
Battery capacity	2500 mAh
Charging interface	TYPE-C 5V/1A
Charging time	Approx. 4 - 4.5 hours
Battery run time	Approx. 60-80 minutes
Input Voltage	5V
Rated voltage	3.7V
Rated power	3.5W
Net Weight	0.46 kg
Gross Weight	0.75 kg
Product size	210 x 115 x 80 mm
Heating temperature	38 °C +/- 2 °C
Cooling temperature	19.5 °C +/- 1 °C
Automatic switch off	After 10 minutes

## Warranty policy (2 years)

The company Donnerberg S.G., Von-Werthern-Str.4a 96487 Dörfles-Esbach, Germany grants a valid manufacturer's warranty for the territory of the European Union and the civil-law defect liability. The warranty starts from the time the device was delivered to the customer. Battery is excluded from this warranty. It is not extended by a previous warranty case. The warranty is granted only to the buyer and is not transferable to third parties.

In addition to the statutory liability for defects, we also repair or replace equipment whose defects are not initial defects unless they are caused by improper use or are insignificant. The choice between replacement and repair is ours. The warranty is only granted if the defect is notified immediately upon its occurrence and is reported. You must include the claim form and the copy of your purchase receipt as the proof of warranty. Please note that we will not process warranty claims without the claim form. Upon notifying our customer service team, we will send you a claim form.

## Bluetooth

Open the list of Bluetooth connections on your device and select "Neo 1". A beep will sound once the connection has been established and a voice prompt indicates the connection/disconnection of Bluetooth devices.

## Electric and electronic devices

### Information for private households

The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE) in the United Kingdom contains several requirements concerning the handling of electric and electronic devices as waste. In the following paragraphs, we list the most important requirements for you.

#### 1. Separated recycling of „old devices“

Electric and electronic devices that have become waste are called old devices. Owners of such old devices have to bring these to recycling facilities, where these are handled and recorded separately from urban solid waste. Old devices must not end up in the household refuse. In fact they have to be collected in special collecting and recycling systems.

#### 2. Possibility for disposal of „old devices“

Owners of old devices from private households can dispose these at the public waste disposal authorities or bring them to producer or seller related disposal locations. You can find these disposal locations online: <http://www.recycle-more.co.uk>

#### 3. Privacy information

Old devices often contain private data, especially appliances from data processing and communication equipment, as smartphones or hard discs. In your own interest, please arrange to eliminate all personal and private data from your disposed equipment.

#### 4. Meaning of the symbol „crossed out waste container“

The labelled symbol showing the „crossed out waste container“ on electric and electronic equipment indicates that the concerning equipment has to be disposed separately from urban solid waste.



#### 5. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2018 (WEEE)

Following the implementation of the Directive 2012/19/EU and its British transportation WEEE Regulations 2018, we as a producer of EEE are registered in the Public register of Electrical and Electronic Equipment Producers. The register is held in England and Wales by the Environment Agency.

### Customer service

We have a reliable customer service team that is committed to providing solutions to any issue you might have. If you have any questions or concerns about the products, warranty or exchange do not hesitate to contact us at:

E-mail	de.info@donnerberg.net
Telephone	+ 49 89 215 400 980 + 49 95 619 769 199
Donnerberg S.G. Von-Werthern-Str.4a, 96487 Dörfles-Esbach, Germany	

### Battery removal guide

This electrical device contains the following battery:

Battery type	Chemical composition
YT 123555PL 2500mAh 3.7V	Li-ion Polymer battery

Please do not remove the battery yourself within the warranty period. This invalidates the manufacturer's warranty. Please contact our customer service at [de.info@donnerberg.net](mailto:de.info@donnerberg.net).

**At the end of the product's service life, you can dispose of the battery yourself for recycling as described:**

**Warning: Make sure that the battery is completely discharged and that the device is switched off and the charging cable unplugged.**

1. Remove the one screws at the bottom cover of the device, the cover with Type-C port.
2. Use a flat-head screwdriver to insert it along the gap at the middle part of the cover, and then forcefully pry open the cover.
3. Remove the four screws at PCBA.
4. Pull out all terminals.
5. Carefully remove the battery
6. The battery and the device can now be disposed of separately.





Donnerberg S.G.  
Von-Werthern-Str.4a,  
96487 Dörfles-Esbach,  
Deutschland

Tel: +49 89 215 400 980  
+49 95 619 769 199  
Mail: [de.info@donnerberg.net](mailto:de.info@donnerberg.net)  
Web: [www.donnerberg.net](http://www.donnerberg.net)