

ClipAir increases the airway passage for an optimal breathing.

SLEEP

- Relieves snoring.
- Improves breathing and supports recovery.
- Prevents drying out of the throat.

SPORT

- Reduces breathing effort and facilitates oxygenation.
- Prevents the tightening of nostrils in case of deep inhalations.

ClipAir erleichtert die Zufuhr der eingeatmeten Luft für eine optimale Atmung.

SCHLAF

- Gegen Schnarchen.
- Verbessert die Atmung und fördert die Regenerierung.
- Verhindert ein Austrocknen des Rachens.

SPORT

- Reduziert die Atemanstrengung und fördert die Sauerstoffzufuhr.
- Verhindert die Verengung der Nasenflügel bei starker Atmung.

ClipAir augmente le passage de l'air pour une respiration optimale.

SOMMEIL

- Combat les ronflements.
- Améliore la respiration et favorise la récupération.
- Prévient l'assèchement de la gorge.

SPORT

- Diminue l'effort respiratoire et favorise l'oxygénation.
- Empêche le resserrement des ailes du nez en cas de fortes inspirations.

ClipAir®

Nasal dilator Nasenspreizer Dilatateur nasal



RELIEVES SNORING AND NASAL CONGESTION

GEGEN SCHNARCHEN UND VERSTOPFTE NASEN

CONTRE LES RONFLEMENTS ET LA CONGESTION NASALE



EC REP EUROPECERT
Alsstr. 97
DE-41063
Mönchengladbach



LOT




L M

S



OSCINED SA / Allée du Quartz 3 / CH-2000 La Chaux-de-Fonds / Tél: 0041 32 926 63 36 / info@oscinmeds.com / www.oscinmeds.com



ClipAir®

Nasal dilator Nasenspreizer Dilatateur nasal

FITTING AND ADAPTING TO YOUR NOSE:

If when wearing the dilator discomfort or irritation to the mucosa occurs, whenever necessary, place in hot water (60°C) and reshape to better-suit your nose. If the discomfort persists, discontinue use. In the event of a serious incident, contact the manufacturer.

MAINTENANCE:

Wash in soapy lukewarm water. In order to ensure hygiene and effectiveness, change the clip every 3 months. Store at room temperature. At the end of its life, throw away the device.

⚠ Keep the product out of reach of children.

EINSATZ UND ANPASSUNG AN IHRE NASE:

Sollte das Tragen des Nasenspreizers zu Unbehagen oder Schleimhautreizungen führen, legen Sie ihn ggf. in heißes Wasser (60°C) und passen Sie ihn an Ihre Nase an. Wenn die Beschwerden anhalten, benutzen Sie das Gerät nicht weiter. Bei einem schwerwiegenden Vorfall den Hersteller kontaktieren.

PFLEGE:

Mit lauwarmem Seifenwasser reinigen. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, ClipAir spätestens alle drei Monate auszuwechseln. Bei Umgebungstemperatur aufbewahren. Nach Ende der Lebensdauer im Haushaltsmüll entsorgen. ⚠ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

MISE EN PLACE ET ADAPTA-TION À VOTRE NEZ:

Si le port du dilateur provoque une gêne ou une irritation des muqueuses, au besoin, placer le dans l'eau chaude (60°C) et former en fonction de votre nez. Si la gêne persiste, cessez le port de l'appareil. En cas d'incident grave, contacter le fabricant.

ENTRETIEN:

Laver à l'eau tiède savonneuse. Pour garantir hygiène et efficacité, changer le clip tous les 3 mois. Conserver à température ambiante. En fin de vie, jeter le dispositif à la poubelle.

⚠ Ne pas laisser le produit à la disposition des enfants.

RELIEVES SNORING AND NASAL CONGESTION

- discrete
- comfortable
- effective
- reusable
- 3 available sizes

GEGEN SCHNARCHEN UND VERSTOPFTE NASEN

- diskret
- bequem
- wirksam
- wiederverwendbar
- 3 Größen enthalten

CONTRE LES RONFLEMENTS ET LA CONGESTION NASALE

- discret
- confortable
- efficace
- réutilisable
- 3 tailles fournies

Meaning of symbols / Bedeutung der Symbole / Signification des symboles

🏭 Manufacturer / Hersteller / Fabricant • Authorised legal representative in the European Union / Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Union / Représentant légal autorisé dans l'union européenne • Batch number / Chargennummer / Numéro de lot • Expiration date / Mindesthaltbarkeitsdatum / Date limite d'utilisation • Catalogue reference / Artikelnr. im Katalog / Référence de catalogue • Protect from humidity / Feuchtigkeitsempfindlich / Craint l'humidité • Read instructions for use / Gebrauchsanweisung lesen / Lire les instructions • Warning / Achtung / Attention • CE Class I medical device in compliance with European standards / Medizinprodukt der Klasse I nach europäischen Standards / Dispositif médical de classe I conforme aux normes européennes.