


Handbuch zur Intelligenten Munddusche



Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie bitte dieses Produkthandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitsanleitung

Gefahr

- Wenn Sie die Betriebsabläufe und Sicherheitshinweise nicht verstehen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht, um Verletzungen durch unsachgemäßen Betrieb zu vermeiden.
- Bitte bedienen Sie das Produkt nicht mit anderen Mitteln als dieser Anleitung
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht und verändern Sie nicht die Komponenten dieses Produkts, um eine Beschädigung des Produkts oder einen Hochspannungsschlag zu vermeiden. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie im Wassertank kein Wasser mit einer Temperatur über 40 °C und reinigen Sie den Mund, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Sollte der Zahnreiniger während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, ziehen Sie bitte den Netzstecker des Steckernetzteils, bevor Sie das Produkt entfernen.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, tauschen Sie es aus, bevor Sie es verwenden.
- Setzen Sie das Produkt nicht Feuer oder Hitze aus und laden Sie es nicht auf, verwenden Sie es nicht und stellen Sie es auch keinen hohen Temperaturen aus.


Warnung

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere Zwecke als die Mundreinigung
- Drücken Sie die Düse nicht fest auf das Zahnfleisch oder die Zähne, um eine Beschädigung zu vermeiden
- Bitte platzieren Sie dieses Produkt an einem sicheren Ort, um Stürze oder Stürze ins Wasser zu vermeiden
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser, um Fehlfunktionen oder Brände, Stromschläge, Explosionen und andere Gefahren zu vermeiden.
- Stecken Sie den Netz- und Ladestecker nicht mit nassen Händen ein oder aus.
- Bevor Sie den Netzstecker anschließen, prüfen Sie bitte, ob die auf dem Netzteil angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
- Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht. Dehnen, biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt. Stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenständen ein.
- Platzieren Sie das Produkt, insbesondere das Netzkabel, nicht in der Nähe heißer Gegenstände.
- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten den Netzstecker und den Ladestecker.
- Stellen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie dieses Produkt nicht an heißen oder feuchten Orten wie Badezimmern und Toiletten auf.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Netz- und Ladestecker ab, um Brände oder Gefahren zu vermeiden.

Aufmerksamkeit

- Dieses Produkt enthält keine austauschbaren oder reparierbaren Teile. Wenn Sie eine Reparatur benötigen, senden Sie es bitte an den Hersteller zurück.
- Verwenden Sie es nicht, wenn keine Düse vorhanden ist.
- Einige Mundwässer können dieses Produkt angreifen. Bitte verwenden Sie keine Mundwässer in diesem Produkt.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder, Kleinkinder und Personen bestimmt, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, es sei denn, sie wurden von ihrem Sicherheitsbeauftragten beaufsichtigt oder in die Verwendung dieses Produkts eingewiesen. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern aufbewahren und nicht als Spielzeug verwenden!
- Patienten mit Parodontitis oder Patienten, die sich in den letzten 2 Monaten einer oralen Operation unterzogen haben, konsultieren bitte vor der Anwendung einen Arzt.
- Achten Sie beim Anschließen oder Abziehen des Netzteils darauf, dass Sie den Stecker und nicht das Netzkabel anfassen.


Struktureinführung




Einführung in den Betrieb

Bitte laden Sie das Produkt vor dem Gebrauch wie folgt auf:

1. Stellen Sie sicher, dass die Produkt und Hände trocken sind und schließen Sie dann den USB-Stecker an die 5V an Adapter (der Adapter wird vom Benutzer vorbereitet) und stecken Sie ihn in die Steckdose (Abbildung 1)




2. Nehmen Sie die Ladeabdeckung ab, stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in die Ladebuchse des Lochers, achten Sie bitte auf den Ladestecker und stellen Sie sicher, dass er richtig eingesteckt ist (Abbildung 2).



Warme Tipps


Wenn die Kontrollleuchte während oder nach der Verwendung blinkt, ist der Akku fast leer und muss aufgeladen werden.

Das vollständige Aufladen dauert 3-4 Stunden. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.



Befolgen Sie bei der Verwendung bitte die folgenden Schritte:


1. Führen Sie die Düse in das Loch an der Oberseite der Munddusche ein und drehen Sie sie um 90°, um sie zu befestigen (Abbildung 3-1). Wenn Sie die Düse austauschen müssen, schalten Sie sie zuerst aus, drehen Sie dann die Düse um 90° und ziehen Sie sie dann heraus, um sie auszutauschen (Abbildung 3-2).



2. Füllen Sie den Wassertank mit Wasser. Es gibt zwei Methoden zum Einfüllen von Wasser:

- Öffnen Sie die Wassertankabdeckung, halten Sie die Munddusche horizontal, füllen Sie Wasser in den Wassertank und schließen Sie dann die Abdeckung. (Figur 4).
- Drehen Sie den Wassertank in Entriegelungsrichtung, um ihn zu entfernen. Halten Sie den Wassertank senkrecht, um ihn mit Wasser zu füllen

Drücken Sie es dann nach oben und drehen Sie es in der Richtung des Schlosses zum Schloss. (Figure 5).




3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus Drücken der Modustaste. Sie können auch in den gewünschten Modus wechseln, indem Sie während der Verwendung die Modustaste drücken. Dieses Produkt verfügt über drei Modi: Stark, Normal und Puls.

Die spezifischen Funktionen sind wie folgt:

Starker Modus: Tiefenreinigung, schnelle Reinigung.


Normalmodus: Standardwasserdruck für die tägliche Reinigung.

Pulsmodus: Massieren Sie das Zahnfleisch, um die Durchblutung zu fördern und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. Geeignet für empfindliche Zähne und Erstanwender.




Tipps

Zahnärzte empfehlen Erstanwendern, den Pulse-Modus eine Woche lang zu verwenden und dann die anderen Modi zu verwenden, nachdem sie sich daran gewöhnt haben.



4. Vor der Verwendung müssen Sie die Munddusche senkrecht halten, die Düse ragt in die Zahnhöhle hinein, richtet die Zähne oder das Zahnfleisch aus und der Mund öffnet sich leicht, damit das Wasser reibungslos abfließen kann (Abbildung 6-1 und 2).




5. Drücken Sie zur Verwendung die Umschalttaste. Bitte achten Sie bei der Verwendung auf folgende Punkte: (Abbildung 7)

- Die Richtung des Wasserflusses verläuft senkrecht zu den Zähnen oder dem Zahnfleisch.
- Bewegen Sie sich langsam an den Zähnen entlang und reinigen Sie die Zähne der Reihe nach.
- Die Düse ist auf den Zahnfleischrand ausgerichtet und senkrecht zum Zahnfleisch.



Tipps

Sprühen Sie kein Wasser direkt auf die Parodontaltasche. Nach dem Gebrauch drücken Sie bitte den Schalter, um das Gerät auszuschalten. Dieses Produkt verfügt über eine 2-Minuten-Timerfunktion. Es wird nach 2 automatisch heruntergefahren. Wenn Sie es weiterhin verwenden müssen, drücken Sie bitte die Umschalttaste.



Führen Sie nach der Verwendung bitte die folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie die Wassertankabdeckung und gießen Sie das Wasser aus (Abbildung 8).
- Zum Spülen den Schalterknopf drücken die Zähne und leitet das angesammelte Wasser automatisch ab (Abbildung 9).
- Drücken Sie den Schalter, um die Munddusche auszuschalten, und schließen Sie dann die Wassertankabdeckung.
- Trocknen Sie die Munddusche mit einem Tuch ab (Abbildung 10).



Tipps

Um die Ausbreitung von Bakterien zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass sich kein Restwasser im Zahnpulver befindet. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten, reinigen Sie das Produkt bitte und lagern Sie es nach dem Trocknen.

Routinewartung

Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Produkts klares Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen. Nicht mit heißem Wasser über 50 °C waschen.

Reinigung des Körpers:

- Bitte reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen oder feuchten Tuch
- Tauchen Sie das Gehäuse zum Reinigen nicht in Wasser.

Reinigung des Wassertanks:

- Es kann mit einem trockenen oder nassen Tuch gereinigt oder entfernt und mit klarem Wasser abgespült werden.

- Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten, reinigen Sie bitte das Wasser im Inneren.

Reinigung der Düse

- Es kann mit einem trockenen oder feuchten Tuch gereinigt oder entfernt und mit klarem Wasser abgespült und anschließend mit einem Tuch trockengewischt werden.
- Biegen, ziehen oder verdrehen Sie den Düsen Schlauch nicht.
- Zahnärzte empfehlen, die Düse alle 6 Monate auszutauschen.


Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösung
Aufhören zu arbeiten	Neukauf oder langes Nichtladen führt zu schwacher Batterie	Bitte laden Sie länger als 3 Stunden
Niedriger Wasserdruck während des Gebrauchs oder kein Wasserstrahl	In der Düse ist etwas verstopft	Ersetzen Sie die Düse
	Der Saugeinlass ist blockiert	Reinigen Sie den Saugeinlass
Funktioniert nur für a kurze Zeit später Aufladen	Es steht schon eine Weile ungenutzt herum	Ziehen Sie die Düse heraus, um das Düsenloch am Hauptgerät zu spülen. Wenn der Tank mit Wasser gefüllt ist, nimm ihn hoch und schalte ihn ein
	Die Batterie hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht	Bitte kontaktieren Sie den Händler
Das Aufladen Anzeige nicht leuchten während Aufladen	Unzureichende Ladezeit	Bitte laden Sie länger als 3 Stunden
	Stromanschluss nicht richtig angeschlossen	Bitte schließen Sie das Netzteil richtig an
	Der Ladekreis des Produkts ist defekt	Bitte kontaktieren Sie den Händler

Müllentsorgung

Dieses Produkt verwendet wiederaufladbare Batterien. Am Ende der Produktlebensdauer müssen Sie vor der Entsorgung des Produkts unbedingt die Batterie herausnehmen und sie gemäß den örtlichen Abfallbewirtschaftungsvorschriften recyceln oder entsorgen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallbewirtschaftungsbehörde.

Intelligent Water Flosser Product Manual



Before using the product, please read this product manual carefully and keep it for future reference..

Safety Instruction

Danger

- If you do not understand the operating procedures and safety instructions, please do not use this product to avoid injury caused by improper operation.
- Please do not operate the product by means other than this manual.
- Do not disassemble this product or change the components of this product to avoid damage to this product or high-voltage electric shock, and the warranty is invalid.
- Do not use water with a temperature above 40°C in the water tank and clean the mouth to avoid burns.
- If the tooth cleaner falls into the water while charging, please unplug the power plug of the wall power adapter before removing the product.
- If the power cord or plug is damaged, replace it before using it.
- Do not put the product into fire or heat, and do not charge, use or place at high temperature.


Warning

- Do not use this product for other purposes than oral cleaning.
- Do not press the nozzle firmly on the gums or teeth to avoid damaging the gums.
- Please place this product in a safe place to avoid falling or falling into the water.
- Do not immerse this product in water to avoid failure or cause fire, electric shock, explosion and other hazards.
- Do not plug or unplug the power plug and charging plug with wet hands.
- Before connecting the power plug, please check whether the voltage marked by the power adapter is in accordance with the local voltage.
- Do not damage or modify the power cord, do not stretch, bend, or twist the power cord with force, nor can you place heavy objects on the power cord or jam the power cord between objects.
- Do not place the product, especially the power cord, near hot objects.
- Unplug the power plug and charging plug before maintenance.
- Do not place the product in high temperature or humidity, and avoid direct sunlight.
- Do not charge this product in hot or humid places, such as bathrooms and toilets.
- If not used for a long time, please unplug the power plug and charging plug to avoid fire or danger.

Attention

- This product has no replaceable or repairable parts. If you need repair, please return it to the manufacturer.
- Do not use if there is no nozzle.
- Some mouthwashes may corrode this product, please do not use mouthwashes in this product.
- This product is not intended for use by children, infants and persons who do not know how to handle it, unless they have been supervised or instructed in the use of this product by their safety officer. Keep out of reach of children and infants and do not use as a toy!
- Patients with periodontal disease or those who have had oral surgery in the last 2 months, please consult a doctor before use.
- When plugging or unplugging the power supply, be sure to hold the plug instead of the power cord.



Structure Introduction



Operation Introduction

Before use, please charge the product as follows:

1. Check to make sure that the product and hands are dry, and then connect the USB plug to the 5V adapter (the adapter is prepared by the user) and plug it into the socket (Figure 1).
2. Take off the charging cover, insert the other end of the USB cable into the charging socket of the punch, please pay attention to the charging plug and make sure it is inserted into place (Figure 2).






Warm tips:


If the indicator light flashes during or after use, the battery is low and needs to be recharged. It takes 3-4 hours to fully charge. When charging, the indicator light flashes to indicate that it is charging. The indicator light stop flashing to indicate that it is fully charged.

When using, please follow the steps below:

1. Insert the nozzle into the hole on the top of the water flosser and rotate it 90° to fix it (Figure 3-1). If you need to replace the nozzle, first shut down, then rotate the nozzle 90° and then pull out to replace it. (Figure 3-2).
2. Fill the water tank with water. There are two methods for filling water, as follows:
 - a. Open the water tank cover, hold the water flosser horizontally, put water into the water tank and then close the cover. (Figure 4).
 - b. Rotate the water tank in the unlocking direction to remove the water tank, hold the water tank vertically to fill it with water. Then



push it up and rotate it in the direction of the lock to lock. (Figure 5).





3. Select the desired mode by pressing the mode button. You can also switch to the desired mode by pressing the mode button during use. This product has three modes: Strong, Normal and Pulse.

The specific functions are as follows:


Strong mode: Deep cleaning, quick cleaning.
Normal mode: Standard water pressure to meet daily cleaning.
Pulse mode: Massage gums to promote blood circulation, improve gum health, suitable for sensitive teeth and first-time users.

Tips:

Dental professionals recommend that first-time users use the Pulse mode for 1 week and then use the other modes after getting used to it.




4. Before use, you need to hold the water flosser vertically, the nozzle extends into the cavity, aligns the teeth or gums, and the mouth opens slightly so that the water can flow out smoothly (Figure 6-1 & 2).



5. Press the switch button to use. When using, please pay attention to the following points: (Figure 7)
 - a. The direction of water flow is perpendicular to the teeth or gums;
 - b. Move slowly along the teeth and clean the teeth in order;
 - c. The nozzle is aligned with the gum line and perpendicular to the gum.



Tips:

Do not spray water directly along the periodontal pocket. After using, please press the switch button to shut down. This product has a 2-minute timer function. It will automatically shut down after 2 minutes. If you need to continue to use it, please press the switch button.



After using, please follow the steps below:

1. Open the water tank cover and pour out the water (Figure 8).
2. Press the switch button to flush the teeth and automatically drain the accumulated water (Figure 9).
3. Press the switch button to shut down the water flosser and then close the water tank cover.
4. Dry the water flosser with a cloth (Figure 10).



Tips:

In order to avoid the spread of bacteria, please ensure that there is no residual water in the dental flusher. If you plan not to use it for a long time, please clean the product and store it after drying.

Routine Maintenance

Please use clean water or neutral detergent to clean the product, do not use corrosive or abrasive detergent, because these will damage the product. Do not wash with hot water above 50°C.

Cleaning of the body:

- Please clean the body with a dry cloth or a damp cloth.
- Do not immerse the body in water for cleaning.

Cleaning of water tank:

- It can be cleaned with a dry or wet cloth, or removed and rinsed with clean water.

- If you plan not to use it for a long time, please clean the water inside.

Cleaning of nozzle:

- It can be cleaned with a dry cloth or a damp cloth, or removed and rinsed with clean water, then wipe dry with a cloth.
- Do not bend, pull or twist the nozzle hose.
- Dental experts recommend replacing the nozzle every 6 months.

Troubleshooting

Problems	Possible causes	Solution
Stop working	New purchase or long time no charge leads to low battery	Please charge for more than 3 hours
Low water pressure during use or no water spray	There is something blocked in the nozzle	Replace the nozzle
	The suction inlet is blocked	Clean the suction inlet
	It's been sitting idle for a while	Pull out the nozzle to flush the nozzle hole on the main unit When the tank is full of water, pick it up horizontally and switch it on
Only works for a short time after charging	The battery has reached the end of its useful life	Please contact the distributor
	Insufficient charging time	Please charge for more than 3 hours
The charging indicator does not light up during charging	Power connector not connected properly	Please connect the power supply correctly
	Product charging circuit is faulty	Please contact the distributor

Waste disposal

This product uses rechargeable batteries. At the end of product life, before discarding the product, be sure to remove the battery and recycle or dispose of it in accordance with local waste management regulations. If in doubt, please consult your local waste management department.