




# WELLPRIME® Miracle Massager



## ENGLISH

Thank you for purchasing Wellprime® Miracle Massager, the ergonomically designed neck massager that adapts to your neck and keeps your head in a comfortable position. Please read the operating instructions and all safety instructions carefully before use. Keep the manual in an accessible place for future use.

### SAFETY WARNINGS

- Do not place the Wellprime® Miracle Massager in the bathroom or in a damp place.
- Always keep the Wellprime® Miracle Massager dry. Do not store it in damp places or near containers of water into which it may fall.
- It is not waterproof; if the unit should fall into water, do not touch or reuse it. Do not submerge the unit under water.
- Children under 3 years of age should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not leave the massager exposed to direct sunlight or high temperatures for a long period of time.
- This product has a built-in rechargeable battery. Please dispose of this product in accordance with the applicable environmental protection regulations.
- Never charge the battery if the temperature is below 0°C. Use, charge and store the device at a temperature between 5°C and 35°C.
- Avoid charging the battery by exposing it to direct sunlight or near a heat source.
- Never charge the battery continuously for more than 48 hours.
- To recharge the battery, use only the detachable power supply unit supplied with this apparatus.
- The appliance may only be operated with the power supply unit supplied.
- This product is not a toy.
- Do not use this product if it is not working properly and the massage device is damaged or defective.
- In case of severe or intense pain during the massage, stop the massage immediately and seek medical advice.
- Do not use this product directly on swollen, inflamed or inflamed areas or rashes.
- Do not charge the product when the power supply is unstable.
- Do not touch the power supply and plug with wet hands to avoid malfunction or electric shock.

### COMPONENTS

- FIG. A.  
1- On/Off button  
2- M: Modes (change mode/function)  
3- Speed


### INSTRUCTIONS FOR USE

1. Press the on/off button for 2 seconds and the massager will start working. Pressing the power button by default will set the massager to the function: kneading + heating + vibration.

2. Press the "M" button to change mode: By pressing M 1 time: "click 1" you will get the mode: heat +

### Vibration

If you press it 2 times "click 2": it will switch to heat mode. If you press it 3 times "click 3"- it will change to: kneading massage + warmth  
And if you press it 4 times "click 4-: you will get only the kneading massage function.

3. Press the "III" button speed:  to change speed. Wellprime® Miracle Massager has 3 speeds: low, medium and high. (FIG. A)  
4. When you stop using it, press and hold the power button for 2 seconds to turn it off. (FIG. A)

Each programme has a preset duration of 14 minutes; after 14 minutes the massager will switch off.

The massager is powered by a built-in lithium battery. If the battery is about to run out of power or has run out. Charge the massager before use. When charging, use the charging cable of this product to check if the power connection is normal and plug it into the DC interface to charge. Do not use the product while it is charging.

The Wellprime® Miracle Massager takes about 2-3 hours to charge. This product includes accessories only for use with this machine. Other accessories on the market are not a substitute for this product.

(FIG. B). The Wellprime® Miracle Massager has a fastener to fit around the neck.  
(FIG. C). Press the unlock button  
(FIG. D). Press up and down to loosen

Composition:  
Fabric: 100% polyester  
Filling: Viscoelastic foam  
Pillowcase Cleaning and Maintenance:  
The pillowcase, which is soft and plush, can be easily removed for washing. Unzip the pillowcase. Remove the foam filling and wash the pillowcase according to the care and washing instructions on the Wellprime® Miracle Massager composition and care label. NOTE: The memory foam cannot be washed. Only the pillowcase can be washed.

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
Power rating: 3.7w  
Input: 5V=1A  
Battery: 3.7V= 1200 mAh 4.44Wh

QUALITY WARRANTY:  
This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damage resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only  
This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

 Disposal of old electric appliances  
The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

Made in china

## ESPAÑOL

Gracias por comprar Wellprime® Miracle Massager, el masajeador de cuello con diseño ergonómico que se adapta a su cuello y mantiene su cabeza en una posición adecuada.

Le rogamos lea atentamente las instrucciones de uso, así como todas las indicaciones de seguridad antes de empezar a utilizarlo. Guarde el manual en un lugar accesible para su uso futuro

### ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD


- No coloque Wellprime® Miracle Massager en el cuarto de baño ni en un lugar húmedo.
- Mantenga el Wellprime® Miracle Massager siempre seco. No lo guarde en lugares húmedos o cerca de recipientes con agua a los que pueda caer.
- No es resistente al agua; si la unidad cayese al agua no la toque ni vuelva a utilizarla. No sumerja la unidad bajo el agua.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No deje el masajeador expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas durante mucho tiempo.
- Este producto lleva incorporada una batería recargable integrada. Por favor, deseche este producto de acuerdo con la protección medioambiental vigente.
- Nunca cargue la batería si la temperatura es inferior a 0°C. Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 5°C y 35°C.
- Evite cargar la batería exponiéndola a la luz directa del sol o cerca de una fuente que desprenda calor.
- Nunca cargue la batería de forma ininterrumpida durante más de 48 horas.
- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este aparato.
- El aparato solo puede utilizarse con la fuente de alimentación suministrada
- Este producto no es un juguete.
- No utilice este producto si no funciona correctamente y el dispositivo de masaje está dañado o estropeado.
- En caso de dolor grave o intenso durante el masaje, interrumpa inmediatamente el masaje y acuda a un médico.
- No utilice este producto directamente sobre zonas hinchadas, inflamadas o con erupciones cutáneas.
- No cargue el producto cuando la fuente de alimentación sea inestable.
- No toque la fuente de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas para evitar fallos de funcionamiento o descargas eléctricas.

### COMPONENTES

- FIG. A.  
1- Botón encendido/apagado  
2- M: funciones (cambia de modo/función)  
3- Velocidad

### MODO DE EMPLEO

1. Pulse el botón de encendido/ apagado durante 2 segundos y el masajeador empezará a funcionar. Al pulsar el botón de encendido por defecto el masajeador se pondrá en la función: kneading (masaje de amasamiento) + heating (calor) + vibration (vibración).  
2. Pulse el botón "M" para cambiar de modo: Al pulsar M 1 vez: "click 1" obtendrá el modo: calor + vibración  
Si lo pulsa 2 veces "click 2": cambiará al modo calor.  
Si lo pulsa 3 veces "click 3" cambiará a : masaje de amasamiento + calor  
Y si lo pulsa 4 veces "click 4-: obtendrá solo la función masaje de amasamiento.

3. Pulse el botón "III" velocidad:  para cambiar de velocidad. Wellprime® Miracle Massager tiene 3 velocidades: baja, media y alta. (FIG. A)  
4. Cuando dejes de utilizarlo, mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.(FIG. A)

Cada programa tiene una duración predeterminada de 14 minutos; después de 14 minutos el masajeador se apagará. El masajeador funciona con una batería de litio incorporada. Si la batería está a punto de agotarse o se ha agotado. Cargue el masajeador antes de utilizarlo. Cuando lo cargue, utilice el cable de carga de este producto para comprobar si la conexión de alimentación es normal y enchúfelo a la interfaz de CC para cargarlo. No utilice el producto mientras lo está cargando. Wellprime® Miracle Massager tarda unas 2-3 horas en cargarse. Este producto incluye accesorios sólo para su uso con esta máquina otros accesorios del mercado no son un sustituto de este producto.

(FIG. B). Wellprime® Miracle Massager dispone de un cierre para ajustarlo al cuello.  
(FIG. C). Pulse el botón de desbloqueo  
(FIG. D). Presione hacia arriba y hacia abajo para aflojar

Composición:  
Tejido: 100% poliéster  
Relleno: Espuma viscoelástica

Limpieza y Mantenimiento Funda:  
La funda, es suave y afelpada, se puede quitar fácilmente para lavarla. Abra la cremallera de la funda de la almohada Extraiga el relleno y lave la funda siguiendo las instrucciones de cuidado y lavado que encontrará en la etiqueta de composición y cuidados del Wellprime® Miracle Massager. NOTA: La espuma viscolástica no puede lavarse. Solo se puede lavar la funda.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
Potencia nominal: 3.7w  
Input: 5V=1A  
Batería: 3,7V= 1200 mAh 4,44Wh

GARANTÍA DE CALIDAD:  
Este producto está cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso inadecuado, un uso comercial negligente, un desgaste anormal, accidentes o una manipulación incorrecta.

 Eliminación de aparatos eléctricos viejos  
La directiva europea 2002/96/CE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) exige que los aparatos eléctricos domésticos viejos no se eliminen en el flujo normal de residuos urbanos sin clasificar.

Los aparatos viejos deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto sobre la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del "contenedor de basura con ruedas" tachado en el producto le recuerda su obligación de que, cuando se deshaga del aparato, debe recogerlo por separado. Los consumidores deben ponerse en contacto con las autoridades locales o con el minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su antiguo aparato.

Fabricado en China

## FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté le Wellprime® Miracle Massager, le masseur cervical ergonomique qui s'adapte à votre cou et maintient votre tête dans une position adéquate. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Conservez le mode d'emploi dans un endroit accessible pour une utilisation ultérieure.

### AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Ne placez pas le Wellprime® Miracle Massager dans la salle de bain ou dans un endroit humide.
- Conservez toujours le Wellprime® Miracle Massager au sec. Ne le rangez pas dans des endroits humides ou à proximité de récipients contenant de l'eau dans lesquels il pourrait tomber.
- Il n'est pas étanche ; si l'appareil tombe dans l'eau, ne le touchez pas et ne le réutilisez pas. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez pas le masseur exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées pendant une longue période.
- Ce produit est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez vous débarrasser de ce produit conformément aux réglementations applicables en matière de protection de l'environnement.
- Ne jamais charger la batterie si la température est inférieure à 0°C. Utilisez, chargez et stockez l'appareil à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de charger la batterie en l'exposant à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne chargez jamais la batterie en continu pendant plus de 48 heures.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- L'appareil ne peut être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez pas ce produit s'il ne fonctionne pas correctement et si l'appareil de massage est endommagé ou défectueux.
- En cas de douleur sévère ou intense pendant le massage, arrêtez immédiatement le massage et consultez un médecin.
- Ne pas utiliser ce produit directement sur des zones enflées, enflammées ou des éruptions cutanées.
- Ne pas charger le produit lorsque l'alimentation électrique est instable.
- ne pas toucher l'alimentation électrique et la fiche avec des mains mouillées afin d'éviter tout dysfonctionnement ou choc électrique.

### COMPONENTS

- FIG. A.  
1- Bouton marche/arrêt : prêt pour utilisation après 2 secondes.  
2- M : fonctions (changement de mode/fonction de massage à mode vibration)  
3- Vitesse (ajuste les vitesses selon vos besoins)

### MODE D'EMPLOI

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes et le masseur commencera à fonctionner. En appuyant sur le bouton Marche/Arrêt par défaut, le masseur est réglé sur la fonction : pétrissage + chauffage + vibration.  
2. Appuyez sur la touche "M" pour changer de mode : En appuyant 1 fois sur M : "click 1" vous obtiendrez le mode : chaleur + Vibration  
Si vous appuyez 2 fois sur le bouton "click 2" : il passe en mode chauffage.  
Si vous appuyez 3 fois sur le bouton " clic 3 " , il se transforme en : massage par pétrissage + chaleur.  
Et si vous appuyez 4 fois sur le bouton "click 4- : vous n'obtenez que la fonction de massage par pétrissage.

3. Appuyez sur le bouton "III" speed :  pour changer de vitesse. Le Wellprime® Miracle Massager a 3 vitesses : basse, moyenne et haute. (FIG. A)  
4. Lorsque vous ne l'utilisez plus, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour l'éteindre. (FIG. A)

Chaque programme a une durée prédéfinie de 14 minutes ; après 14 minutes, le masseur s'éteint. Le masseur est alimenté par une batterie au lithium intégrée. Si la batterie est sur le point de s'épuiser ou si elle s'est épuisée, rechargez le masseur avant de l'utiliser. Lors du chargement, utilisez le câble de chargement de ce produit pour vérifier que la connexion électrique est normale et branchez-le dans l'interface CC pour le charger. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est en cours de chargement. Wellprime® Miracle Massager se charge en 2-3 heures environ. Ce produit comprend des accessoires destinés uniquement à être utilisés avec cette machine. Les autres accessoires disponibles sur le marché ne peuvent pas remplacer ce produit.

(FIG. B). Le Wellprime® Miracle Massager est muni d'une attache qui se fixe autour du cou.  
(FIG. C). Appuyez sur le bouton de déverrouillage  
(FIG. D). Appuyez de haut en bas pour desserrer

Composition :  
Tissu : 100% polyester  
Rembourrage : mousse viscoélastique

Nettoyage et entretien de la housse :  
La housse, douce et moelleuse, peut être facilement retirée pour être lavée. Ouvrez la fermeture éclair de la housse, retirez le rembourrage et lavez la housse conformément aux instructions d'entretien et de lavage figurant sur l'étiquette de composition et d'entretien de l'appareil de Wellprime® Miracle Massager. NOTE : La mousse viscoélastique ne peut pas être lavée. Seule la housse peut être lavée.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Puissance nominale : 3,7w  
Entrée : 5V=1A  
Batterie : 3,7V= 1200 mAh 4,44Wh

GARANTIE DE QUALITÉ :  
Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication dans les délais prévus par la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inadéquate, d'une utilisation commerciale négligente, d'une usure anormale, d'un accident ou d'une manipulation inappropriée.

 Mise au rebut des vieux appareils électriques  
La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que les anciens appareils électriques ménagers ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés.

Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la "poubelle sur roues" barré sur le produit vous rappelle votre obligation, à savoir que lorsque vous vous débarrassez de l'appareil, celui-ci doit être collecté séparément. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leur détaillant pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de leur ancien appareil.

Fabriqué en Chine

## DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das Wellprime® Miracle Massager entschieden haben. Das ergonomisch gestaltete Nackenmassagegerät passt sich Ihrem Nacken an und hält Ihren Kopf in einer ergonomischen Position. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung an einem zugänglichen Ort auf, um sie später wieder verwenden zu können.

##### SICHERHEITSHINWEISE

1. Benutzen Sie den Wellprime® Miracle Massager nicht im Badezimmer oder an einem feuchten Ort.
2. Bewahren Sie den Wellprime® Miracle Massager immer trocken auf. Lagern Sie ihn nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasserbehältern, in die er fallen könnte.
3. Er ist nicht wasserdicht; sollte das Gerät ins Wasser fallen, berühren Sie es nicht und verwenden Sie es nicht wieder. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein.
4. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
5. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
6. Setzen Sie das Massagegerät nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.
7. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare Batterie. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach aktuell geltenden Umweltschutzbestimmungen.
8 - Laden Sie den Akku niemals bei einer Temperatur unter 0 °C auf. Verwenden, laden und lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.
9 - Vermeiden Sie, den Akku in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle zu laden.
10. Laden Sie den Akku niemals länger als 48 Stunden ohne Unterbrechung.
11 - Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wurde.
12-Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät betrieben werden.
13- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
14. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn es nicht richtig funktioniert und das Massagegerät beschädigt oder defekt ist.
15. Bei starken oder intensiven Schmerzen während der Massage den Betrieb sofort abbrechen und einen Arzt aufsuchen.
16. Verwenden Sie dieses Produkt nicht direkt auf geschwollenen, entzündeten oder geröteten Stellen.
17. Laden Sie das Produkt nicht, wenn die Stromversorgung instabil ist. Berühren Sie das Netzteil und den Stecker nicht mit nassen Händen, um Fehlfunktionen oder Stromschläge zu vermeiden.

Jedes Programm hat eine voreingestellte Dauer von 14 Minuten; nach 14 Minuten schaltet sich das Massagegerät ab.

Das Massagegerät wird von einer eingebauten Lithium-Batterie mit Strom versorgt. Wenn der Batteriestatus niedrig ist oder leer ist, laden Sie das Massagegerät vor dem Gebrauch auf. Verwenden Sie beim Aufladen das Ladekabel dieses Produkts, um zu prüfen, ob die Stromverbindung normal ist, und schließen Sie es zum Aufladen an die Gleichstromschnittstelle an. Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird.

Das Wellprime® Miracle Massager benötigt etwa 2-3 Stunden zum Aufladen. Dieses Produkt enthält Zubehör, das nur für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet ist. Andere auf dem Markt erhältliche Zubehörteile sind kein Ersatz für dieses Produkt.

(FIG. B). Das Wellprime® Miracle Massager hat einen Verschluss, der um den Hals gelegt wird. (FIG. C). Drücken Sie die Entriegelungstaste (FIG. D). Zum Lösen nach oben und unten drücken

Zusammensetzung:
Stoff: 100% Polyester
Füllung: Viskoelastischer Schaum
Reinigung und Wartung des Bezugs:
Der weiche, plüschige Bezug kann zum Waschen leicht abgenommen werden.
Entfernen Sie die Füllung und waschen Sie den Kissenbezug gemäß den Pflege- und Waschanweisungen auf dem Etikett des Wellprime® Miracle Massager.
HINWEIS: Der viskoelastische Schaumstoff kann nicht gewaschen werden. Nur der Bezug kann gewaschen werden.

Entsorgung von Elektroaltgeräten
Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen.
Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

Hergestellt in China

##### KOMPONENTEN

FIG. A.

- Ein/Aus-Taste
- M: Funktionen (Modus/Funktion ändern)
- Geschwindigkeit

##### GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste für 2 Sekunden und das Massagegerät beginnt zu arbeiten. Durch Drücken der Einschalttaste wird das Massagegerät standardmäßig auf die Funktion: Kneten + Heizen + Vibration eingestellt.
2. Drücken Sie die Taste "M", um den Modus zu wechseln: Durch Drücken von M 1-mal: "Klick 1" erhalten Sie den Modus: Wärme + Vibration
Wenn Sie die Taste 2-mal drücken „Klick 2“, schaltet das Gerät in den Heizmodus.
Wenn Sie die Taste 3-mal drücken " Klick 3"-schaltet es auf: Knetmassage + Wärme
Und wenn Sie es 4-mal drücken " Klick 4"-schlatet sich nur die Knetmassage-Funktion ein.

3. Drücken Sie die Taste "III" speed: zum Ändern der Geschwindigkeit. Das Wellprime® Miracle Massager hat 3 Geschwindigkeiten: niedrig, mittel und hoch. (FIG. A)
4. Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten. (FIG. A)

Jedes Programm hat eine voreingestellte Dauer von 14 Minuten; nach 14 Minuten schaltet sich das Massagegerät ab.

Das Massagegerät wird von einer eingebauten Lithium-Batterie mit Strom versorgt. Wenn der Batteriestatus niedrig ist oder leer ist, laden Sie das Massagegerät vor dem Gebrauch auf. Verwenden Sie beim Aufladen das Ladekabel dieses Produkts, um zu prüfen, ob die Stromverbindung normal ist, und schließen Sie es zum Aufladen an die Gleichstromschnittstelle an. Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird.

Das Wellprime® Miracle Massager benötigt etwa 2-3 Stunden zum Aufladen. Dieses Produkt enthält Zubehör, das nur für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet ist. Andere auf dem Markt erhältliche Zubehörteile sind kein Ersatz für dieses Produkt.

(FIG. B). Das Wellprime® Miracle Massager hat einen Verschluss, der um den Hals gelegt wird. (FIG. C). Drücken Sie die Entriegelungstaste (FIG. D). Zum Lösen nach oben und unten drücken

Zusammensetzung:
Stoff: 100% Polyester
Füllung: Viskoelastischer Schaum
Reinigung und Wartung des Bezugs:
Der weiche, plüschige Bezug kann zum Waschen leicht abgenommen werden.
Entfernen Sie die Füllung und waschen Sie den Kissenbezug gemäß den Pflege- und Waschanweisungen auf dem Etikett des Wellprime® Miracle Massager.
HINWEIS: Der viskoelastische Schaumstoff kann nicht gewaschen werden. Nur der Bezug kann gewaschen werden.

TECHNISCHE DATEN
Nennleistung: 3,7w
Eingang: 5V=1A
Akku: 3.7V= 1200 mAh 4.44Wh

Entsorgung von Elektroaltgeräten
Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen.

Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu sammeln, wenn Sie es entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgung ihres Altgeräts informieren.

Hergestellt in China

## ITALIANO

Grazie per aver acquistato Wellprime® Miracle Massager, il massaggiatore cervicale dal design ergonomico che si adatta al collo e mantiene la testa in una posizione corretta. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e tutte le norme di sicurezza. Conservare il manuale in un luogo accessibile per un uso futuro.

##### AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Non collocare il Wellprime® Miracle Massager in bagno o in un luogo umido.
2. Conservare sempre il Wellprime® Miracle Massager all'asciutto. Non conservarlo in luoghi umidi o vicino a contenitori d'acqua in cui potrebbe cadere.
3. Non è impermeabile; se l'unità dovesse cadere in acqua, non toccarla né riutilizzarla. Non immergere l'unità nell'acqua.
4. I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere tenuti lontani, a meno che non siano costantemente sorvegliati.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
6. Non lasciare il massaggiatore esposto alla luce diretta del sole o a temperature elevate per un lungo periodo di tempo.
7. Questo prodotto è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Sma- tire il prodotto in conformità alle norme di tutela ambientale vigenti.
8-Non caricare mai la batteria se la temperatura è inferiore a 0°C. Utilizza- re, caricare e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
9-Evitare di caricare la batteria esponendola alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
10. Non caricare mai la batteria in modo continuo per più di 48 ore.
11-Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore rimovibile fornito con l'apparecchio.
12-L'apparecchio può funzionare solo con l'alimentatore in dotazione.
13- Questo prodotto non è un giocattolo.
14. Non utilizzare il prodotto se non funziona correttamente e se il dispositi- vo di massaggio è danneggiato o difettoso.

15. In caso di dolore forte o intenso durante il massaggio, interrompere immediatamente il massaggio e consultare un medico.
16. Non utilizzare il prodotto diretta- mente su aree gonfie, infiammate o su eruzioni cutanee.
17. Non caricare il prodotto quando l'alimentazione è instabile.
18.Non toccare l'alimentatore e la spina con le mani bagnate per evitare malfunzionamenti o scosse elettriche.

Il massaggiatore è alimentato da una batteria al litio incorporata. Se la batteria sta per esaurirsi o si è esaurita. Caricare il massaggiatore prima dell'uso. Durante la ricarica, utilizzare il cavo di ricarica di questo prodotto per verificare se la connessione di alimentazione è normale e collegarlo all'inter- faccia CC per la ricarica. Non utilizzare il prodotto mentre è in carica.

Il Wellprime® Miracle Massager impiega circa 2-3 ore per ricaricarsi. Questo prodotto comprende accessori destinati esclusivamente all'uso con questa macchina. Altri accessori presenti sul mercato non possono sostituire questo prodotto.

(FIG. B). Il Wellprime® Miracle Massager è dotato di una chiusura che si adatta al collo. (FIG. C). Premere il pulsante di sblocco (FIG. D). Premere verso l'alto e verso il basso per allentare

Composizione:
Tessuto: 100% poliестere
Riempimento: schiuma viscoelastica
Pulizia e manutenzione del rivestimento:
Il rivestimento, morbido e felpato, può essere facilmente rimosso per il lavaggio.
Aprire la cerniera della federa. Rimuovere l'imbottitura e lavare la federa seguendo le istruzioni per la cura e il lavaggio riportate sull'etichetta di composizione e cura del Wellprime® Miracle Massager.
NOTA: La schiuma viscoelastica non può essere lavata. Solo il rivestimento può essere lavato.

SPECIFICHE TECNICHE
Potenza nominale: 3,7w
Ingresso: 5V=1A
Batteria: 3,7V= 1200 mAh 4,44Wh

GARANZIA DI QUALITÀ:
Questo prodotto è coperto da una garanzia contro i difetti di fabbricazione soggetta ai periodi di tempo stabiliti dalla legislazione vigente in ciascun paese. Questa garanzia non copre i danni derivanti da un uso inadeguato, da un uso commerciale negligente, da un'usura anomala, da incidenti o da un uso improprio.

Smaltimento dei vecchi apparecchi elettrici
La direttiva europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) stabilisce che i vecchi elettrodomestici non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti urbani indifferenziati.

I vecchi apparecchi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che contengono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo del "bidone della spazzatura" barrato sul prodotto ricorda all'utente l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata al momento dello smaltimento dell'apparecchio. Per informazioni sul corretto smaltimento del vecchio apparecchio, i consumatori devono rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore.

Prodotto in Cina

##### KOMPONENTI

FIG. A.

- Pulsante di accensione/spengimento
- M: funzioni (cambiare modalità/funzione)
- Velocità

## PORTUGUÊS

Obrigado por ter adquirido o Wellprime® Miracle Massager, o massajador de pescoço ergonomicamente concebido que se adapta ao seu pescoço e mantém a sua cabeça numa posição confortável. Leia atentamente as instruções de utilização e todas as instruções de segurança antes de o utilizar. Guarde o manual num local acessível para utilização futura.

##### AVISOS DE SEGURANCA

1. Não coloque o Wellprime® Miracle Massager na casa de banho ou num local húmido.
2. Mantenha o Wellprime® Miracle Massager sempre seco. Não o guarde em locais húmidos ou perto de recipientes com água onde possa cair.
3. não é à prova de água; se o aparelho cair na água, não lhe toque nem o volte a utilizar. Não submergir o aparelho na água.
4. As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas, exceto se forem vigiadas continuamente.
5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
6. Não deixe o massajador exposto à luz solar direta ou a temperaturas elevadas durante um longo período de tempo.
7. Este produto tem uma bateria recarregável incorporada. Elimine este produto de acordo com os regulamentos de proteção ambiental aplicáveis.
8-Nunca carregue a bateria se a temperatura for inferior a 0°C. Utilize, carregue e guarde o dispositivo a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
9-Evite carregar a bateria expondo-a à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor.
10. Nunca carregar a bateria ininterruptamente durante mais de 48 horas.
11-Para recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
12-O aparelho só pode ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida.
13-Este produto não é um brinquedo.
14. Não utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente e se o dispositi- vo de massagem estiver danificado ou com mau funcionamento.
15. Em caso de dores fortes ou intensas durante a massagem, pare imediatamente a massagem e consulte um médico.
16. Não utilize este produto diretamente em áreas inchadas, inflamadas ou com erupções cutâneas.
17. Não carregue o produto quando a fonte de alimentação estiver instável.
18. não tocar na fonte de alimentação ou na ficha com as mãos molhadas para evitar avarias ou choques elétricos.

O massajador é alimentado por uma pilha de lítio incorporada. Se a bateria estiver prestes a ficar sem carga ou se tiver ficado sem carga. Carregue o massajador antes de o utilizar. Quando estiver a carregar, utilize o cabo de carregamento deste produto para verificar se a ligação de alimentação está normal e ligue-o à interface DC para o carregar. Não utilize o produto enquanto estiver a carregar.

O Wellprime® Miracle Massager demora cerca de 2-3 horas a carregar. Este produto inclui acessórios para serem utilizados apenas com esta máquina. Outros acessórios existentes no mercado não substituem este produto.

(FIG. B). O Wellprime® Miracle Massager tem um fecho para o prender ao pescoço. (FIG. C). Premir o botão de desbloqueio (FIG. D). Pressionar para cima e para baixo para soltar

Composição:
Tecido: 100% poliéster
Enchimento: Espuma viscoelástica
Limpeza e manutenção
Capa:
A capa, que é macia e felpuda, pode ser facilmente removida para ser lavada.
Abra o fecho da fronha, retire o enchimento e lave a fronha de acordo com as instruções de conservação e de lavagem que constam da etiqueta de composição e conservação do Wellprime® Miracle Massager.
NOTA: A espuma viscoelástica não pode ser lavada. Apenas a capa pode ser lavada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potência nominal: 3,7w
Entrada: 5V=1A
Bateria: 3,7V= 1200 mAh 4,44Wh

GARANTIA DE QUALIDADE:
Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico, sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país. Esta garantia não cobre danos resultantes de utilização inadequada, utilização comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manuseamento incorrecto.

Eliminação de aparelhos eléctricos antigos
A diretiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), exige que os antigos aparelhos eléctricos domésticos não sejam eliminados no fluxo normal de resíduos urbanos não triados.

Os aparelhos velhos devem ser recolhidos separadamente a fim de otimizar a recuperação e reciclagem dos materiais que contêm, e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente. O símbolo "contentor com rodas" riscado no produto lembra-lhe a sua obrigação, que quando se desfaz do aparelho, este deve ser recolhido separadamente. Os consumidores devem contactar a sua autoridade local ou retalhista para informações relativas à eliminação correcta do seu antigo aparelho.

FIG. A.

- Botão de ligar/desligar
- M: funções (muda de modo/função)
- Velocidade

Fabricado na China

INSTRUÇÕES DE USO

1. premir o botão de ligar/desligar durante 2 segundos e o massajador começará a funcionar.

## NEDERLANDS

Bedankt voor je aankoop van de Wellprime® Miracle Massager, de ergonomisch ontworpen nekmasseur die in je nek past en je hoofd in de juiste positie houdt. Lees voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing en alle veiligheidsvoorschriften. Bewaar de handleiding op een toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

##### VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

1. Plaats de Wellprime® Miracle Massager niet in de badkamer of op een vochtige plaats.
2. Houd de Wellprime® Miracle Massager te allen tijde droog. Bewaar het niet op vochtige plaatsen of in de buurt van containers met water waarin het kan vallen.
3. Het is niet waterdicht; mocht het apparaat in het water vallen, raak het dan niet aan en gebruik het niet opnieuw. Dompel het apparaat niet onder water.
4. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt blijven, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
6. Stel het massageapparaat niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
7. Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Gooi dit product weg in overeenstemming met de geldende milieubeschermingsvoorschriften.
8-Laad de batterij nooit op bij temperaturen onder 0°C. Gebruik, laad en bewaar het apparaat bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
9-Laad de batterij niet op door deze bloot te stellen aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
10. Laad de batterij nooit langer dan 48 uur ononderbroken op.
11-Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingsseenheid die bij dit apparaat wordt geleverd.
12-Dit apparaat kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingsseenheid.
13-Dit product is geen speelgoed.
14. Gebruik dit product niet als het niet goed werkt en als het massageapparaat beschadigd is of niet goed werkt.
15. In geval van ernstige of hevige pijn tijdens de massage, stop onmiddellijk met de massage en raadpleeg een arts.
16. Gebruik dit product niet direct op gezwollen, ontstoken of ontstoken plekken of huiduitslag.
17. Laad het product niet op als de stroomtoevoer instabiel is.
18. Raak de voeding of stekker niet aan met natte handen om storingen of elektrische schokken te voorkomen.

apparaat standaard ingesteld op de functie: kneden (kneedmassage) + verwarmen (warmte) + trillen (trilling).
2. Druk op de knop "M" om van modus te veranderen: Als je 1 keer op M drukt: "klik 1" krijg je de modus: warmte + trillen. Als je er 2 keer op drukt: "klik 2": schakel je over naar de verwarmingsmodus. Als je er 3 keer op drukt " kliik 3": gaat het naar de modus: knedende massage + warmte. En als je er 4 keer op drukt " klik 4": dan krijg je alleen de kneedmassagefunctie.

3. Druk op de "III" knop snelheid: om van snelheid te veranderen. Wellprime® Miracle Massager heeft 3 snelheden: laag, medium en hoog. (FIG. A)
4. Als je het apparaat niet meer gebruikt, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. (FIG. A)

Elk programma heeft een vooraf ingestelde duur van 14 minuten; na 14 minuten schakelt het apparaat uit.

Het apparaat wordt gevoed door een ingebouwde lithiumbatterij. Als de batterij bijna leeg is of leeg is. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt. Gebruik tijdens het opladen de oplaadkabel van dit product om te controleren of de stroomaansluiting normaal is en steek de kabel in de DC-interface om het apparaat op te laden. Gebruik het product niet tijdens het opladen.

Wellprime® Miracle Massager heeft ongeveer 2-3 uur nodig om op te laden. Dit product bevat accessoires voor gebruik met dit apparaat. Andere accessoires op de markt zijn geen vervanging voor dit product.

(FIG. B). De Wellprime® Miracle Massager heeft een sluiting die om de nek past. (FIG. C). Druk op de ontgrendelknop (FIG. D). Op en neer drukken om los te maken

Samenstelling:
Stof: 100% polyester
Vulling: Visco-elastisch schuim
Reiniging en onderhoud
Hoes:
De hoes, die zacht en pluche is, kan gemakkelijk worden verwijderd om te wassen.
Rits de kussensloop open. Verwijder de vulling en was de kussensloop volgens de wasinstructies op het Wellprime® Miracle Massager samenstellings- en onderhoudslabel.
OPMERKING: Het traagschuim kan niet worden gewassen. Alleen de hoes kan worden gewassen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Vermogen: 3.7w
Ingang: 5V=1A
Batterij: 3,7V= 1200 mAh 4,44Wh

KWALITEITSGARANTIE:
Dit product wordt gedekt door een garantie tegen fabricagefouten met inachtneming van de termijn die door de in elk land geldende wetgeving zijn vastgesteld. Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van onoordeelkundig gebruik, nalatig commercieel gebruik, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste behandeling.

Verwijdering van oude elektrische apparaten
De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huisvuil mogen.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op wieltes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden in te zamelen.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

Gemaakt in China
<p>COMPONENTEN</p> <p>FIG. A.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>- Aan/uit-knop</li> <li>- M: functies (verandert van modus/functie)</li> <li>- Snelheid</li></ol>
<p>GEBRUIKSAANWIJZING</p> <p>1. Druk 2 seconden op de aan/uit-knop en het apparaat begint te werken. Als u op de aan/uit-knop drukt, wordt het</p>