


M.CURO



IPL

Laser-Haarentfernungsgerät

Deutsch


WILLKOMMEN

Das Haarentfernungsgerät BHRL-06 arbeitet mit der IPL-Technologie (Intense Pulsed Light), die für ihre Effektivität bei der Reduzierung und Verhinderung des Nachwachsens von Haaren bekannt ist. Durch die Integration der optischen Haarentfernungstechniken, die üblicherweise in professionellen Schönheitssalons verwendet werden, können Sie mit diesem Gerät sicher und bequem zu Hause effektive Haarentfernungsergebnisse erzielen. Genießen Sie weiche, glatte Haut und setzen Sie Ihre natürliche Schönheit gekonnt in Szene. Wichtig: Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

INHALT

01. Willkommen.....	01
02. Inhaltsübersicht.....	01
03. Struktur des Geräts.....	02
04. Wichtige Sicherheitshinweise.....	03
05. Kontraindikationen.....	04
06. Häufige Hautreaktionen.....	06
07. Produktübersicht.....	07
08. Wie es funktioniert.....	08
09. Bevor Sie Ihr Gerät benutzen.....	09
10. Schritte zur Verwendung.....	09
11. Fehlersuche.....	11
12. Wartung der Geräte.....	12
13. Kundendienst.....	12

GERÄTESTRUKTUR



- ① Eisplatte ② Fash-Fenster ③ Bildschirm ④ Flash-Taste
- ⑤ DC-Buchse Schnittstelle ⑥ Taste Ein/Öffnen ⑦ Luftauslass

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN



Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät ist nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet.

Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen das Gerät nur mit Zustimmung und unter Aufsicht ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten verwenden.

Erwachsene ab 18 Jahren über 18 Jahren können das Gerät selbständig benutzen.

Überprüfen Sie das Gerät immer vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät oder seinen Adapter nicht, wenn es beschädigt ist.

Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch Originalteile.

Der Adapter enthält einen Transformator. Ersetzen Sie den Adapter nicht durch einen anderen Stecker, da dies zu einer gefährlichen Situation führen kann.



Verwenden Sie das Gerät außerdem nicht, wenn der UV-Filter am Lichtaustrittsfenster beschädigt ist. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.

Tauchen Sie es nicht in Wasserein und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät nur von einer einzigen Person verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nur mit Einstellungen, die für Ihren Die Verwendung höherer Einstellungen als empfohlen kann das Risiko von Hautreizungen oder unerwünschten Reaktionen erhöhen. Betreiben Sie das Gerät nur so, wie es in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Druckluft, Scheuerschwämmen, scharfen oder aggressiven Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Kontraindikationen



Verbot für Minderjährige: Dieses Gerät darf nicht von Personen unter 18 Jahren benutzt werden.

Einschränkungen für den Hauttyp: Wenn Ihre Haut selten oder nie einen Sonnenbrand bekommt oder wenn Ihr Hautton sehr dunkel ist, sollten Sie dieses Gerät nicht verwenden.

Schwangerschaft und Stillen: Schwangere oder stillende Frauen sollten dieses Gerät nicht verwenden, da es nicht auf seine Sicherheit während der Schwangerschaft oder Stillzeit getestet wurde.

Medizinische Bedingungen: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie an Hautkrankheiten leiden, sich einer Krebsbehandlung unterziehen, Krebsläsionen im Frühstadium haben oder mehrere atypische Muttermale aufweisen.

Empfindliche Haut: Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Haut lichtempfindlich ist, zu Ausschlägen neigt oder zu allergischen Reaktionen neigt.

Neuere Operationen: Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts an Stellen, die innerhalb der letzten drei Wochen operiert wurden.

Gesundheitliche Bedingungen: Dieses Gerät sollte nicht von Personen mit Diabetes, Lupus, Porphyrie oder kongestiver Herzerkrankung verwendet werden.
Hautanomalien: Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf Muttermalen, Sommersprossen, großen Blutgefäßen, dunkleren Stellen, Narben oder anderen Hautanomalien, ohne einen Arzt zu konsultieren.

Sonnenbrand und Bräunung: Vermeiden Sie die Verwendung dieses Geräts auf sonnenverbrannter Haut, kürzlich der Sonne ausgesetzten Bereichen oder künstlich gebräunter Haut.

Betroffene Bereiche: Verwenden Sie das Gerät nicht an Stellen mit Tätowierungen, Infektionen, Ekzemen, Schuppenflechte, Sonnenbrand, Entzündungen der Haarfollikel, offenen Wunden, Abschürfungen, Herpes Simplex, Traumata oder anderen Hautkrankheiten.

HAUTFARBENCHECK

Anwendbare Hauttypen: Dieses Gerät ist nur für den Fitzpatrick-Hauttyp IV geeignet.

Die Fitzpatrick-Skala ist ein Klassifizierungssystem, das Hauttöne anhand ihrer Reaktion auf Sonnenlicht in sechs Stufen einteilt, die von sehr hell (Typ I) bis sehr dunkel (Typ VI). Vor der Verwendung dieses Geräts ist es wichtig, dass Sie Ihren Hautton zu bestimmen, um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten.

Hautfarbe						
Haare Farbe	Weiß	Beige	Hellblond	Mittelbraun	Dunkelbraun	Braun-schwarz und dunkler
Weiß/Grau	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Rot	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Hellblond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dunkelblond/ Hellbraun	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Softmodus Normalmodus	✗	✗
Braun	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Softmodus Normalmodus	✗	✗
Dunkelbraun	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Softmodus Normalmodus	✗	✗
Schwarz	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Regulärer Modus Leistungsmodus	Softmodus Normalmodus	✗	✗

VORGESCHLAGENE BEHANDLUNGSINTERVALLE

Erste Verwendung:

Es wird im Allgemeinen empfohlen, das Gerät 1-2 Mal pro Woche für 4-6 Wochen zu verwenden, bis eine deutliche Haarreduzierung sichtbar ist. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut vor jeder Anwendung sauber und frei von Pflegeprodukten ist.

Wartungsphase:

Verwenden Sie das Gerät nach der ersten Behandlung 1-2 Mal pro Monat, um den Haarentfernungseffekt aufrechtzuerhalten; wenn das Haarwachstum nachlässt, kann die Häufigkeit der Anwendung entsprechend reduziert werden.

Dauer der Nutzung:

Eine Sitzung dauert in der Regel etwa 10-20 Minuten, je nach Größe des zu behandelnden Bereichs und der Leistungseinstellung des Geräts.

HÄUFIGE HAUTREAKTIONEN


Ihre Haut kann eine leichte Rötung, ein Kribbeln oder ein Wärmegefühl aufweisen. Diese Reaktionen sind harmlos und sollten in Kürze abklingen. Nach einer Behandlung mit gepulstem Licht zur Haarentfernung kann sich Ihre Haut trocken oder juckend anfühlen. Sie können den Juckreiz lindern, indem Sie Eis auflegen oder die Feuchtigkeit erhöhen. Wenn die Haut trocken bleibt, warten Sie 24 Stunden nach der Behandlung, bevor Sie eine parfümfreie Feuchtigkeitscreme auf die betroffene Stelle auftragen.

Der Epilierer BHRL-06 verwendet eine fortschrittliche Technologie mit einer Kombination aus hohen und breiten, hyperspektralen, nicht-kontinuierlichen Lichtquellen, um sowohl Haarentfernung als auch Hautverjüngung zu erreichen.

Grundsätze der IPL-Technologie:

Das Gerät gibt sanfte Lichtimpulse an die Haut ab, die von den Haarwurzeln absorbiert werden. Je dunkler das Haar ist, desto besser wird das gepulste Licht absorbiert. Dieses Licht stimuliert die Haarfollikel, so dass sie in die Telogenphase eintreten, was zu einer natürlichen Haarentfernung und zur Neubildung von Haaren führt. Dadurch wird die Haut weicher und glatter.

BHRL-06



Nennspannung: 12VDC/4A

Eingangsleistung: 48W

Ausgangslichtenergie: 4.5-12J/ cm²

Arbeitstemperatur: 5-35°C

Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit: 30%-85%

Lagertemperatur: 0 -40 °C

WIE ES FUNKTIONIERT



Haarentfernung

Das von dem Gerät ausgestrahlte IPL-Licht wird von dem Melanin (Pigment) in den Haarfollikeln absorbiert. Da das Pigment die Lichtenergie absorbiert, erwärmt es sich und schädigt den Haarfollikel, ohne die umliegende Haut zu beeinträchtigen. Diese Hitze führt zur Zerstörung des Follikels und verhindert das weitere Wachstum der Haare. Die geschädigten Zellen werden dann auf natürliche Weise durch körpereigene Stoffwechselprozesse entfernt, was zu einer wirksamen Haarentfernung führt.

Verjüngung der Haut

Das vom Gerät abgegebene IPL erzeugt eine thermische Wirkung auf die Haut, die die Blutzirkulation beschleunigt und die Fibroblasten zur Produktion von Kollagen- und Elastinfasern anregt. Dieser Prozess verbessert die Elastizität der Haut und trägt dazu bei, Falten zu reduzieren und ein verjüngtes, glatteres Aussehen zu erzielen.

Akne-Entfernung

Das von *Propionibacterium acnes* produzierte Porphyrin geht durch photochemische Wirkung eine Wechselwirkung mit Sauerstoff im Triplett-Zustand ein und bildet eine Struktur. Der bei diesem Prozess entstehende instabile Singulett-Sauerstoff tötet *Propionibacterium acnes* wirksam ab. Die IPL-Technologie ist auch bei der Behandlung von Akne und der Verringerung von Narben wirksam und fördert eine klarere Haut.

BEVOR SIE IHR GERÄT BENUTZEN



Vor der Anwendung des BHRL-06 ist es wichtig, dass Sie Ihre Haut vorbereiten, indem Sie alle oberflächlichen Haare entfernen. So kann das Licht von den Haaren unter der Hautoberfläche absorbiert werden, was eine effektive Behandlung gewährleistet. Sie können den Bereich rasieren, trimmen, epilieren oder wachsen.

Vermeiden Sie die Verwendung von Enthaarungscremes, da die Chemikalien Hautreaktionen hervorrufen können. Wenn Sie sich für das Wachsen entscheiden, warten Sie 24 Stunden, bevor Sie das BHRL-06 verwenden, damit sich Ihre Haut erholen kann.



um sicherzustellen, dass alle verbleibenden Wachsreste vollständig von der Haut entfernt werden, empfehlen wir Ihnen, vor der Behandlung zu duschen.

Behandeln Sie die zu behandelnden Stellen mit BHRL-06 vor. Reinigen Sie Ihre Haut gründlich und achten Sie darauf, dass sie haarfrei, vollständig trocken und frei von fettigen Substanzen ist.

SCHRITTE ZUR NUTZUNG:

1. Anweisungen vor der Verwendung:

Bevor Sie das Gerät benutzen, rasieren Sie die Haare mit einem Rasiermesser ab und trocknen Sie Ihre Haut ab. Tragen Sie die mitgelieferte Schutzbrille, um Ihre Augen zu schützen. Setzen Sie das Gerät nicht direkt schwarzer Kleidung aus, da dies das Gerät beschädigen kann. Je dunkler die Haut ist, desto heißer kann sie sich während der Behandlung anfühlen. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung (1. Gang) und steigern Sie die Intensität allmählich.

2. Einschalten und Ersteinrichtung:

Halten Sie die Umschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display leuchtet "HR" und die Anzeige für den ersten Gang. Außerdem hören Sie Geräusche aus den Ansaug- und Abluftöffnungen, die anzeigen, dass das Gerät normal funktioniert.

3. Auswählen von Funktionen und Einstellen der Intensität:

Mit einem Doppelklick auf den Schaltknopf können Sie die gewünschte Funktion je nach Bedarf auswählen und durch Drücken des Schaltknopfes die Lichtintensität einstellen. Stufe 1 ist die niedrigste, Stufe 9 die höchste. Sie können durch die Intensitätsstufen schalten.

4. Verwendung des Geräts zur Haarentfernung:

Nachdem Sie die Intensität eingestellt haben, setzen Sie den Lichtaustritt des Geräts auf die zu behandelnde Stelle. Die Anzeige der ausgewählten Funktion blinkt auf Ihrer Haut, um zu bestätigen, dass der Lichtaustritt mit der Haut in Kontakt ist. Sie können dann die Lichttaste drücken, um den Blitz zu aktivieren.

5. Optionen für den Blitzmodus:

Halten Sie die Blitztaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem automatischen und dem manuellen Blitzmodus umzuschalten. Wenn die Kontrollleuchte "AuTo" leuchtet, ist der automatische Blitzmodus aktiv. In diesem Modus blitzt das Gerät automatisch alle 2-3 Sekunden. Wenn die Anzeige "AuTo" nicht leuchtet, ist der manuelle Blitzmodus aktiv, und Sie müssen die Blitztaste drücken, um jeden Blitz auszulösen. Um den Eiskühlmodus ein- oder auszuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Schaltertaste und die Blitztaste.

Um eine effektive Haarentfernung zu erzielen, sollte jeder Behandlungsbereich einmal geblitzt werden, dann wird der Vorgang zweimal wiederholt, so dass insgesamt dreimal geblitzt wird. Blitzen Sie nicht ununterbrochen denselben Bereich, um Überhitzung und mögliche Verbrennungen zu vermeiden.

6. Ausschalten:

Halten Sie nach dem Gebrauch den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät schaltet sich automatisch ab und zeigt nach 5 Minuten Inaktivität "OFF" an.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
<p>Das Gerät und der Stromrichter können während des Gebrauchs unterschiedliche Temperaturen erzeugen.</p>	<p>Dies ist ein normales Phänomen</p>	<p>Does not indicate a fault Lassen Sie das Gerät für etwa 15 Minuten abkühlen, ohne es auszuschalten, und nehmen Sie es dann wieder in Betrieb.</p>
<p>Der Buzzer ertönt nicht, aber das Kühlgebläse läuft wenn das Gerät auf die Haut gelegt wird.</p>	<p>Der Überhitzungsschutz ist aktiviert.</p>	<p>Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie einen Moment, bevor Sie es wieder einschalten.</p>
<p>Das Gerät gibt kein Licht ab Licht, wenn Sie die Blitz-Taste drücken, aber alles andere erscheint normal.</p>	<p>Das Gerät muss zurückgesetzt werden.</p>	<p>Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und warten Sie einen Moment, bevor Sie es wieder einschalten.</p>
<p>Die Lichtintensität kann nicht erhöht oder die Lichtintensität zu erhöhen oder zu verringern.</p>	<p>Das Gerät benötigt einen Reset.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigen Sie sorgfältig alle Teile des Gerät, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. - Vergewissern Sie sich, dass die Haare von der Hautoberfläche entfernt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
<p>Es gibt einen Geruch bei der Benutzung des Geräts, oder es gibt während der Behandlung unerträgliche Schmerzen auf der Haut auftreten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zubehör oder Filter sind zu stark verschmutzt. - Die Haare im Behandlungsbereich sind nicht vollständig entfernt worden. - Die Lichtintensität ist zu hoch eingestellt. - Der UV-Filter am Lichtaustritt ist beschädigt. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellen Sie die Lichtintensität auf eine die für Ihre Haut geeignet ist - Wenn der UV-Filter beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an den Kundenbetreuung.0
<p>Die Hautreaktionen dauern länger als üblich nach der Behandlung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Lichtintensität wurde zu hoch. - Die Lichtintensität war zu niedrig für eine wirksame Behandlung. - Der Behandlungsbereich wurde während der Sitzung nicht vollständig abgedeckt. - Das Ergebnis der IPL-Behandlung kann variieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwenden Sie beim nächsten Mal eine geringere Lichtintensität, um langwierige Hautreaktionen zu vermeiden. - Wenn die Wirkung nicht eintritt, versuchen Sie es mit einer höheren Lichteinstellung. - Achten Sie darauf, dass das Licht während der Behandlung den gesamten Behandlungsbereich abdeckt. - Setzen Sie regelmäßige Behandlungen mindestens 6 Monate lang fort, da der Haarwuchs das Nachwachsen der Haare mit der Zeit abnimmt.

GERÄTEWARTUNG

1. Reinigen Sie die Lampenfassung, indem Sie alle Verunreinigungen aus dem Lichtfenster entfernen, bevor Sie sie verwenden.
2. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose auf und achten Sie darauf, dass es von Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen ferngehalten wird.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass die Lampenfassung fest installiert ist.
4. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, ziehen Sie den Netzstecker, und lassen Sie es vollständig abkühlen.
5. Verwenden Sie nach dem Abkühlen ein sauberes, leicht feuchtes Tuch, um folgende Teile abzuwischen: das Lichtfenster, die Seiten des Geräts und den Reflektor im Zubehör.
6. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab, bevor Sie das Gerät lagern.
7. Lagern Sie das Gerät an einem staubfreien, trockenen Ort mit einem Temperaturbereich zwischen 0°C und 60°C.

SERVICE NACH DEM VERKAUF

Wir sind bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertige Produkte und ausgezeichneten Service. Wenn innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf ein Schaden aufgrund von Herstellungsfehlern oder Komponentenproblemen auftritt, haben Sie Anspruch auf kostenlose Reparatur oder Ersatz.

Da dieses Produkt direkt mit der Haut in Berührung kommt, verkaufen wir zur Gewährleistung der um die Hygiene und Sicherheit aller Benutzer zu gewährleisten, verkaufen wir keine gebrauchten Produkte weiter. Daher empfehlen wir Ihnen, das Produkt eine Zeit lang zu verwenden, um seine Wirkung zu beobachten. Wenn Sie nach dem Gebrauch immer noch nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine Rückerstattung zu beantragen. Sie müssen das Produkt nicht zurück zum Hersteller zurückschicken. Wir hoffen, dass dieser Service gibt Ihnen Ruhe und Vertrauen in unser Produkt zu verwenden.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Achten Sie darauf, dass sowohl das Gerät als auch der Adapter stets trocken bleiben.

Wenn das Gerät beschädigt ist, vermeiden Sie es, die internen Komponenten zu berühren, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Stecken Sie auf keinen Fall irgendwelche Gegenstände in das Gerät.

KÖRPERTEILE ZUR VERWENDUNG BEI DER BEHANDLUNG



MCURO

IPL Hair Removal Device


Product Model: BHRL-06
Colors: Rosa, Blau
Adapter Input: AC/100V-240V
Product Power: 48 W
Voltage: 12V 4A

Manufacturer: Bestway Plastic & Metal Products.,Ltd.
Address: Building B, Hongtengyuan Science and Technology Park, Mapu'ao Industrial Zone, Zhuweitian Village, Fenggang Town, Dongguan,GuangDong

MADE IN CHINA



M.CURO



IPL

HAIR REMOVAL DEVICE

English

WELCOME


The BHRL-06 hair removal device employs Intense Pulsed Light (IPL) technology, renowned for its effectiveness in reducing and preventing hair regrowth. By integrating the optical hair removal techniques commonly used in professional beauty salons, this device allows you to safely and conveniently achieve effective hair removal results in the comfort of your home. Enjoy soft, smooth skin and confidently showcase your natural beauty.

Important: Please read this user manual thoroughly before use.

CONTENTS

01. Welcome.....	01
02. Table of Contents.....	01
03. Device Structure.....	02
04. Important Safety Information.....	03
05. Contraindications.....	04
06. Common Skin Reactions.....	06
07. Product Overview.....	07
08. How It Works.....	08
09. Before Using Your Device.....	09
10. Steps for Usage.....	09
11. Troubleshooting.....	11
12. Device Maintenance.....	12
13. After-Sales Service.....	12

DEVICE STRUCTURE



- ① Ice panel ② flash window ③ Display screen ④ Flash button
⑤ DC socket interface ⑥ On/off button ⑦ Air outlet

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



This device is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure they do not play with the device. This device is not suitable for children under 15 years old. Teenagers aged 15 to 18 may use the device only with the consent and supervision of their parents or legal guardians. Adults aged 18 and above can use the device independently.

Always inspect the device before use. Do not use the device or its adapter if it is damaged. Replace any damaged parts with original components only.

The adapter includes a transformer. Do not replace the adapter with a different plug, as this may create a hazardous situation. Additionally, do not use the device if the UV filter on the light exit window is damaged.



This device is not waterproof. Do not immerse it in water or rinse it under running water.

For hygiene purposes, the device should only be used by a single individual.

Use the device only with settings appropriate for your skin type. Using settings higher than recommended may increase the risk of skin irritation or adverse reactions.

Only operate the device as intended and described in this user manual.

Do not clean the device with compressed air, abrasive pads, harsh cleaning agents, or aggressive liquids such as petrol or acetone.



This symbol indicates that the product must not be disposed of with regular household waste. Please follow your local regulations for the separate collection of electrical and electronic products. Proper disposal helps to prevent potential harm to the environment and human health.

Contraindications



Prohibition for Minors: This device must not be used by individuals under the age of 18.

Skin Type Restrictions: If your skin rarely or never sunburns, or if your skin tone is very dark, do not use this device.

Pregnancy and Breastfeeding: Pregnant or breastfeeding women should not use this device, as it has not been tested for safety during pregnancy or lactation.

Medical Conditions: Do not use this device if you have skin diseases, are undergoing cancer treatment, have early-stage cancer lesions, or have several atypical moles.

Sensitive Skin: Do not use this device if your skin is sensitive to light, prone to rashes, or susceptible to allergic reactions.

Recent Operations: Avoid using this device on areas that have undergone surgery within the past three weeks.

Health Conditions: This device should not be used by individuals with diabetes, lupus, porphyria, or congestive heart disease.

Skin Abnormalities: Do not use this device on moles, freckles, large blood vessels, darker areas, scars, or any skin abnormalities without consulting a doctor.

Sunburn and Tanning: Avoid using this device on sunburned skin, recently sun-exposed areas, or artificially tanned skin.

Affected Areas: Do not use the device on areas with tattoos, infections, eczema, psoriasis, sunburn, inflammation of hair follicles, open wounds, abrasions, Herpes Simplex, trauma, or other skin diseases.

SKIN COLOR CHECK

Applicable Skin Types: This device is suitable for Fitzpatrick skin type IV only.

The Fitzpatrick Scale is a classification system that divides skin tones into six levels based on their reaction to sunlight, ranging from very fair (Type I) to very dark (Type VI). Before using this device, it is essential to identify your skin tone to ensure safe and effective use.

Skin color Hair color	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brown black and darker
	White/Grey	✗	✗	✗	✗	✗
Red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Light blond	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dark blond/light brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	✗	✗
Brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	✗	✗
Dark brown	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	✗	✗
Black	regular mode power mode	regular mode power mode	regular mode power mode	soft mode regular mode	✗	✗

SUGGESTED TREATMENT INTERVALS

Initial Use:

It is generally recommended to use the device 1-2 times per week for 4-6 weeks, until significant hair reduction is visible.

Make sure your skin is clean and free of any skincare products before each use.

Maintenance Phase:

After completing the initial treatment, use the device 1-2 times per month to maintain the hair removal effect. As hair growth decreases, the frequency of use can be reduced accordingly.

Usage Duration:

Each session typically lasts around 10-20 minutes, depending on the size of the area being treated and the power setting of the device.

COMMON SKIN REACTIONS


Your skin may experience mild redness, tingling, or a warm sensation. These reactions are harmless and should subside shortly. After using pulsed light treatments for hair removal, your skin may feel dry or itchy. You can relieve the itching by applying ice or increasing moisture. If the skin remains dry, wait 24 hours after treatment before applying a fragrance-free moisturizer to the affected area.

PRODUCT OVERVIEW

The BHRL-06 epilator uses advanced technology with a combination of height and width, hyperspectral, non-continuous light sources to achieve both hair removal and skin rejuvenation effects.

IPL Technology Principles:

The device emits gentle pulses of light to the skin, which are absorbed by the hair roots. The darker the hair, the more effectively it absorbs the pulsed light. This light stimulates the hair follicles, causing them to enter the telogen phase, leading to natural hair shedding and new hair regeneration. As a result, the skin becomes softer and smoother.



Rated voltage: 12VDC/4A

Input power: 48W


Output light energy: 4.5-12J/ cm²

Working temperature: 5-35°C

Working humidity: 30%-85%

Storage temperature: 0 -40 °C

HOW IT WORKS



Hair removal

The IPL emitted by the device is absorbed by the melanin (pigment) in the hair follicles. As the pigment absorbs the light energy, it heats up, damaging the hair follicle without affecting the surrounding skin. This heat leads to the destruction of the follicle, preventing future hair growth. The damaged cells are then naturally removed by the body's metabolic processes, resulting in effective hair removal.

Skin Rejuvenation

The IPL emitted by the device generates a thermal effect on the skin, which accelerates blood circulation and stimulates fibroblasts to produce collagen and elastin fibers. This process enhances skin elasticity, helping to reduce wrinkles and achieve a rejuvenated, smoother appearance.

Acne Removal

Through photochemical action, porphyrin produced by *Propionibacterium acnes* interacts with triplet-state oxygen to form a structure. The unstable singlet oxygen produced in this process effectively kills *Propionibacterium acnes*. IPL technology is also effective in treating acne and reducing scars, promoting clearer skin.

BEFORE USING YOUR DEVICE



Before using the BHRL-06, it is important to prepare your skin by removing any surface hair. This allows the light to be absorbed by the hair beneath the skin's surface, ensuring effective treatment. You can shave, trim, epilate, or wax the area.

Avoid using depilatory creams, as the chemicals may cause skin reactions. If you choose to wax, wait 24 hours before using the BHRL-06 to allow your skin to rest.



We also recommend taking a shower before the treatment to ensure any remaining wax residue is completely removed from your skin.

Pretreat the areas you intend to treat with the BHRL-06.

Clean your skin thoroughly, ensuring it is hair-free, completely dry, and free of any oily substances.

STEPS FOR USAGE:

1. Pre-Usage Instructions:

Before using the device, shave the hair off using a razor, then dry your skin. Keep your skin moisturized to prevent burns caused by dry skin. Wear the provided goggles to protect your eyes. Do not directly expose the device to black clothing, as this may damage the device. The darker the skin, the hotter it may feel during the treatment. Start with the lowest setting (1st gear) and gradually increase the intensity.

2. Powering On and Initial Setup:

Press and hold the switch button for 3 seconds. The display will light up with "HR" and the 1st gear indicator. You will also hear sounds from the suction and exhaust ports, indicating the device is operating normally.

3. Selecting Functions and Adjusting Intensity:

Double-click the switch button to select the desired function based on your needs. Press the switch button to adjust the light intensity. Gear 1 is the lowest, and Gear 9 is the highest. You can cycle through the intensity levels.

4. Using the Device for Hair Removal:

After setting the intensity, place the light outlet of the device on the area you want to treat. The selected function indicator will flash on your skin to confirm the light outlet is in contact with the skin. You can then press the light button to activate the flash.

5. Flash Mode Options:

Press and hold the flash button for 3 seconds to toggle between automatic and manual flash modes. When the "AuTo" indicator light is on, the automatic flash mode is active. In this mode, the device will flash automatically every 2-3 seconds. When the "AuTo" indicator is off, manual flash mode is active, and you need to press the flash button to trigger each flash. To turn the ice cooling mode on or off, press both the switch button and the flash button simultaneously.

For effective hair removal, each treatment area should be flashed once, then repeat the process twice for a total of three flashes. Do not flash the same area continuously to avoid overheating and potential burns.

6. Powering Off:

After use, press and hold the switch button for 3 seconds to turn off the device. Disconnect the power supply immediately. The device will automatically shut down and display "oFF" after 5 minutes of inactivity.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Causes	Solutions
The device and power converter may generate varying temperatures during use.	This is a normal phenomenon	Does not indicate a malfunction
The buzzer doesn't sound, but the cooling fan is running when the device is placed on the skin.	Overheating protection has been activated.	Allow the device to cool for about 15 minutes without powering it off, then resume use.
The device does not emit light when you press the Flash button, but everything else appears normal.	The device requires a reset.	Turn off the device, unplug it, and wait a moment before powering it back on.
Unable to increase or decrease the light intensity setting.	The device requires a reset.	Turn off the device, unplug it, and wait a moment before powering it back on.
There is an odor when using the device, or there is intolerable pain on the skin during treatment.	<ul style="list-style-type: none">- Accessories or filters are too dirty.- Hair in the treatment area has not been fully removed.- Light intensity is set too high.- UV filter on the light outlet is damaged.	<ul style="list-style-type: none">- Carefully clean all parts of the device to remove dirt or debris.- Ensure hair is removed from the skin's surface before use.- Adjust the light intensity to an appropriate level for your skin.- If the UV filter is damaged, stop using the device and contact customer support.
Skin reactions last longer than usual after treatment.	<ul style="list-style-type: none">- Light intensity was set too high.- Light intensity was set too low for effective treatment.- The treatment area was not fully covered during the session.- IPL treatment response may vary.	<ul style="list-style-type: none">- Next time, use a lower light intensity to avoid prolonged skin reactions.- If results are not effective, try a higher light setting.- Ensure the light covers the full treatment area during use.- Continue regular treatments for at least 6 months, as hair regrowth will decrease over time.

DEVICE MAINTENANCE

1. Clean the lamp holder by removing any impurities from the light window before use.
2. Place the device near a wall outlet, ensuring it is kept away from liquids or damp areas.
3. Before turning on the device, confirm that the lamp holder is securely installed.
4. After use, turn off the device, unplug it, and allow it to cool completely.
5. Once cooled, use a clean, slightly damp cloth to wipe the following parts: the light window, the sides of the device, and the reflector in the accessories.
6. Thoroughly dry all parts before storing the device.
7. Store the device in a dust-free, dry place with a temperature range between 0°C and 60°C.

AFTER-SALES SERVICE

We are committed to providing you with high-quality products and excellent service. Within two years of purchase, if any damage occurs due to manufacturing defects or component issues, you are eligible for free repair or replacement.

As this product comes into direct contact with the skin, to ensure the hygiene and safety of all users, we do not resell used products. Therefore, we encourage you to use the product for a period of time to observe its effects. If you are still not satisfied after using it, please contact our customer service to request a refund. You do not need to return the product. We hope this service gives you peace of mind and confidence in using our product.

SAFETY PRECAUTIONS




Ensure both the device and the adapter remain dry at all times.

If the device is damaged, avoid touching any internal components to prevent the risk of electric shock.

Do not insert any objects into the device under any circumstances.

BODY PARTS FOR USE IN TREATMENT



MCURO

IPL Hair Removal Device

Product Model: BHRL-06

Colors: Rosa, Blau

Adapter Input: AC/100V-240V

Product Power: 48 W

Voltage: 12V 4A

Manufacturer: Bestway Plastic & Metal Products.,Ltd.

Address: Building B, Hongtengyuan Science and Technology Park, Mapu'ao Industrial Zone, Zhuweitian Village, Fenggang Town, Dongguan,GuangDong

MADE IN CHINA

