

# Lichtersnergie Gesichtsbeautyinstrument <Gebrauchsanweisungen>



## Übersicht

Gesichtsmasken sind ein wesentlicher Bestandteil der Hautpflege für Schönheitsliebhaber und werden von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert. Mit dem Fortschritt der Technologie sind Menschen nicht mehr auf herkömmliche medizinische Pflegemasken zur Hautpflege beschränkt. Die derzeit beliebteste Methode zur Schönheitspflege weltweit ist die Photonenhautverjüngung.

Internationale medizinische Organisationen haben nachgewiesen, dass durch die Verwendung von Licht mit spezifischen Wellenlängen in naher Bestrahlung die Vitalität der Hautzellen verbessert und der Hautzustand besser wird. Die Photonenhautverjüngung ist ein offenes Geheimnis unter den Hollywood-Stars. Traditionelle Photonen-Hautpflegegeräte sind jedoch teuer und fallen außerhalb der Reichweite der durchschnittlichen Verbraucher. Die als "magisches Licht" gepriesene LED-Farblicht-Hautmaskenmaschine ist eine innovative biologisch aktive Kaltlichttechnologie aus Südkorea, die keine hohe Hitze erzeugt und die Haut mit niedriger Energie und einzigartiger Lichtmodulationstechnologie pflegt und behandelt. Sie zeichnet sich durch ihre natürliche Sanftheit, signifikante Wirksamkeit, geringes Risiko und keine Nebenwirkungen aus. Sie ist ein Experte für Hautpflege und für alle Hauttypen geeignet.

## Gerätevorstellung

Die LED-Farblicht-Hautmaskenmaschine verwendet das Prinzip der Lichtdynamik, um tiefliegende Zellen zu aktivieren und den Hautstoffwechsel zu verbessern. Nachdem das Licht von der Haut absorbiert wurde, wird es in Zellenergie umgewandelt, erweitert die Mikroblutgefäße und reagiert mit der Haut durch eine enzymatische Reaktion zur Förderung der Aktivität von Katalase und Superoxid Dismutase, die als "Reinigungskräfte" und "Müllabfuhr" in den Zellen fungieren, sowie zur Steigerung des ATP-Zerfalls, der als Energiequelle für Zellen dient. Dies fördert den Zellstoffwechsel und die Synthese, erhöht den Gehalt an Glykogen und Proteinen und stimuliert die Kollagensynthese um das 5-fache. Protein stimuliert die Sekretion von basischen Faserwachstumsfaktoren (BFGF) und epidermalem Wachstumsfaktor (EGF) im Körper, wodurch Kollagenfasern und Elastinfasern neu angeordnet werden, die Bildung von Melanin blockiert und beseitigt wird, die Zellteilung beschleunigt wird, die Blutzirkulation gefördert wird, Fibroblasten zur Produktion von Kollagenprotein stimuliert werden, die Hautelastizität erhöht wird und eine wichtige Rolle bei der Reparatur alternder Haut, Aknehaut, Aufhellung von Flecken, Straffung, Linderung von Sonnenbrand und anderen Pflegeprozessen spielt.

## **Funktionsweise des Geräts**

Die LED-Farblight-Hautmaske verwendet das Prinzip der Lichtbestrahlung, das sowohl sicher als auch einfach ist und wiederholt zur Pflege der Gesichtshaut verwendet werden kann. Sie löst das Problem von Aufhellung und Hautalterung von Grund auf, indem sie die Zellaktivität erhöht, den Zellstoffwechsel fördert und die Haut zur eigenen Produktion von Kollagenprotein und Fasergewebe anregt. Sie beschleunigt den Blutfluss zurück zum Herzen, erhöht die Hautelastizität und verbessert den Zustand von fahler und stumpfer Haut. Dadurch werden Reparatureffekte wie Aufhellung, Hautverjüngung, Faltenreduzierung und Fleckenreduzierung erzielt.

Das Gerät wurde technisch aufgerüstet und verwendet 7 verschiedene kalte Lichtquellen, nämlich Rot, Blau, Grün, Gelb, Violett, Türkis und Blaulichtlaser. Jedes Licht hat unterschiedliche Wirkungen und kann verschiedene Hautprobleme behandeln. Ein Gerät mit vielfältigen Wirkungen ist praktisch und erschwinglich.

### **Rotes Licht (Rot)**

Mit einer Wellenlänge von 630 nm wird es als "biologisch aktives Licht" bezeichnet. Es erhöht die Zellaktivität, beschleunigt den Stoffwechsel und fördert die Bildung von Kollagenprotein. Es hat Wirkungen wie Aufhellung, Fleckenreduzierung, Hautverjüngung, Faltenreduzierung, Verbesserung des Hautzustands, Reparatur geschädigter Haut, Verkleinerung der Poren, Straffung der Haut, Anti-Aging und antioxidative Wirkung.

### **Blues Licht (Blau)**

Mit einer Wellenlänge von 470 nm hat es eine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung. Es kann effektiv Propionibacterium acnes-Bakterien zerstören, ohne das Hautgewebe zu schädigen, und innerhalb kürzester Zeit Akne in der Entzündungsphase deutlich reduzieren bis zur Heilung. Es hat die Wirkung der Akne- und Pickelbekämpfung, der antibakteriellen und entzündungshemmenden Wirkung, der Hautreparatur und hinterlässt keine Narben oder Pigmentierung.

### **Grünes Licht (Grün)**

Mit einer Wellenlänge von 520 nm hat es eine ausgleichende, ausgleichende und beruhigende Wirkung. Es kann die Sekretion von Hautöl reduzieren, das Gleichgewicht zwischen Wasser und Öl ausgleichen, Stress lindern und den Lymphfluss sowie die Entwässerung fördern.

## **Gelbes Licht (Gelb)**

Mit einer speziell behandelten Wellenlänge von 590 nm verbessert es den Sauerstoffaustausch in den Zellen, versorgt die Hautzellen mit Energie, baut Pigmente ab, fördert die lymphatische Entgiftung und verbessert raue Haut und Falten. Es behandelt Rötungen, Hitze und Pilzinfektionen der Haut und stärkt die Hautimmunität.

## **Violettes Licht (Violett)**

Es handelt sich um eine Kombination aus rotem und blauem Licht, das die Wirkungen beider Lichtarten kombiniert. Es hat besonders gute Wirkungen und reparierende Eigenschaften bei der Behandlung von Akne und Aknenarben.

## **Türkisblaues Licht**

Es erhöht allmählich die Zellenergie und hat eine gute Wirkung auf den Stoffwechsel.

## **Weißes Licht (Laserlicht)**

Es dringt in die tieferen Schichten der Haut ein, beschleunigt den Stoffwechsel aktiver Gewebe, zerlegt Pigmentflecken und verbessert feine Linien und schlaffe Haut.

## **Verwendung des Geräts**

1. Reinigen Sie das Gesicht, lassen Sie es natürlich trocknen oder tupfen Sie es vorsichtig mit einem Handtuch ab (vermeiden Sie es, das Gesicht mit grobem Handtuch abzureiben, da dies zu vergrößerten Poren oder rauer, dehydrierter Haut führen kann).
2. Nehmen Sie das LED-Farblicht-Beauty-Masken-Gerät heraus und befestigen Sie die Gummibänder auf beiden Seiten. Nehmen Sie die Stromversorgungssteuerung heraus und verbinden Sie das Netzkabel der Maske mit dem Ausgang der Stromversorgungssteuerung.
3. Anleitung zur Bedienung des Controllers: Halten Sie den Touch-Symbolknopf 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Jeder weitere Touch wechselt die Farbe automatisch.
4. Legen Sie die leuchtende Maske auf das Gesicht und finden Sie die bequeme Position zum Tragen. Die seitlichen Bänder werden um die Ohren gelegt und die Spannung des Klettverschlusses wird eingestellt, um die Maske zu fixieren.

5. Es wird empfohlen, die Photonenschönheit während der Ruhezeit durchzuführen. Suchen Sie sich ein bequemes Sofa oder Bett, legen Sie sich ruhig hin und schließen Sie die Augen, um den Schönheitsprozess durch die Photoneneinwirkung zu genießen. Vermeiden Sie es, während der Verwendung der Photonemaske längere Zeit zu lesen, fernzusehen oder im Internet zu surfen, um die Augen nicht zu überanstrengen.
6. Die Photonemaske kann in Kombination mit Hautpflegeprodukten oder Einwegmasken verwendet werden. Nach der Reinigung des Gesichts tragen Sie die Hautpflegeprodukte oder Einwegmaske gleichmäßig auf das Gesicht auf und legen Sie die Photonemaske zur Fixierung auf. Verwenden Sie das rote Licht zur Bestrahlung. Nach Beendigung der voreingestellten Behandlungszeit (in der Regel 15-30 Minuten) nehmen Sie die Maske ab und reinigen Sie sie gründlich, um sie beim nächsten Mal weiterverwenden zu können.



Verwendung auf einem liegenden Sofa oder Bett



Während der Verwendung nicht gleichzeitig lesen oder fernsehen

## Hinweise:

Benutzer können je nach Bedarf verschiedene Farben der Photonenauswahl verwenden, aber vermeiden Sie es, alle drei Farben hintereinander zu verwenden. Je nach individuellen Bedürfnissen können verschiedene Photonengruppen kontinuierlich für die Schönheitsbehandlung verwendet werden.

## Vorsichtsmaßnahmen:

1. Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem Licht der Maske oder starren Sie nicht lange auf die Lichtquelle. Halten Sie während der Verwendung die Augen geschlossen. Wenn das Licht zu stark ist, können Sie es mit einem Wattepad oder einer Augenmaske abdecken.
2. Es wird empfohlen, die Maske mit hochwertigen, natürlichen Einwegmasken oder Hautpflegeprodukten wie Akne-Bleichmitteln zu kombinieren, um die Absorption zu verbessern.

3. Aufgrund des Kunststoffmaterials der Maske kann es nach dem Öffnen der Verpackung zu einem Geruch kommen, was ein normales Phänomen ist und schnell verschwindet.
4. Das Innere der Leuchtfolie enthält Schaltungen und LED-Leuchten. Es darf nicht gedrückt, gefaltet oder schwer belastet werden.
5. Wenn Sie die Maske vor dem Schlafengehen im Bett verwenden, legen Sie sie nach der Behandlung am besten zurück in die Verpackung oder stellen Sie sie zumindest von der Bettfläche weg.
6. Reinigen Sie die leuchtende Maske nicht durch Einweichen in Wasser. Wischen Sie sie stattdessen mit einem feuchten Tuch ab. Die Gummibänder können gewaschen werden.
7. Nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln reinigen.
8. Sonneneinstrahlung vermeiden.

### **Verbotene Verwendung für folgende Personengruppen:**

- Schwangere
- Kinder
- Personen mit Epilepsie
- Personen mit Schilddrüsenerkrankungen oder die Schilddrüsenmedikamente einnehmen
- Personen mit Photodermatose oder die Medikamente einnehmen, die Photodermatose verursachen können
- Personen mit offenen Wunden sollten die Wunden meiden oder das Gerät nicht verwenden
- Bei Unwohlsein während der Verwendung sollten normale Personen die Verwendung einstellen und einen Arzt konsultieren, und dann den Anweisungen des Arztes folgen."