


Neck Beauty Device



Product Manual

Thank you very much for purchasing and using this product

Product Specifications	
Product name	Neck Beauty Device
Product number	HY38
Product Size	50*92*135mm
Rated power	5W
Rated voltage	3.7V/400mAh
Power adapter	DC5V =1A(USB)
Charging time	3 hours

Button definition

- ① Power on/off button: Long Press to Switch on/off Short Press to Switch Mode
- ② Gear key
- ③ Color light
- ④ DC charging port
- ⑤ Gear display
- ⑥ Battery display

Product Maintenance

- Please try to keep this product in a dry and room temperature environment or in a storage box.
- Do not overcharge to avoid damaging the battery life.
- Please wipe the product clean after charging and put it in the storage box if not used for a long time.
- The outside of the product can be wiped clean with alcohol or diluted detergent.
- During use, the device will become slightly hot, but it is normal for it not to be hot.
- It is forbidden to rinse the fuselage directly with water.
- If it is not used for a long time, please charge the battery at least once every 3 months.

Usage warning

- It is prohibited to use it with medical electrical appliances implanted in the body, such as pacemakers, as it may cause equipment failure or trigger danger.
- Do not use this product if your palms have skin problems such as wounds, eczema, blisters, and peeling.
- Do not use this product in places with high humidity such as bathrooms.
- Please do not use this product for other purposes than its intended use.
- Please do not disassemble, repair or modify this product without permission. May cause equipment malfunction or cause injury.
- Please do not give this product to children under six years old to avoid personal injury.

Packing list

Neck beauty device power cable manual

Made in China

Halsschönheitsgerät



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft und verwendet haben.

Produktparameter	
Produktname	Halsschönheitsgerät
Produktnummer	HY38
Produktgröße	50*92*135mm
Nennleistung	5W
Nennspannung	3.7V/400mAh
Netzteil	DC5V =1A(USB)
Ladezeit	3 Stunden

Schaltflächendefinition

- ① Ein-/Aus-Taste: Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten/ kurzes Drücken zum Schalten
- ② Gangtaste
- ③ Farblichttherapie
- ④ DC-Ladeanschluss
- ⑤ Ganganzeige
- ⑥ Batteriestandanzeige

Produktwartung

- Bitte versuchen Sie, dieses Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur oder in einer Aufbewahrungsbox aufzubewahren.
- Überladen Sie den Akku nicht, um die Lebensdauer des Akkus nicht zu beeinträchtigen.
- Bitte wischen Sie das Produkt nach dem Aufladen sauber und legen Sie es in die Aufbewahrungsbox, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Die Außenseite des Produkts kann mit Alkohol oder verdünntem Reinigungsmittel abgewischt werden.
- Während des Gebrauchs wird das Gerät leicht heiß, es ist jedoch normal, dass es nicht heiß ist.
- Es ist verboten, den Rumpf direkt mit Wasser abzuspülen.
- Bei längerer Nichtbenutzung laden Sie den Akku bitte mindestens alle 3 Monate auf.

Warnung verwenden


- Die Verwendung mit in den Körper implantierten medizinischen Elektrogeräten wie Herzschrittmachern ist verboten, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen oder Gefahren auslösen kann.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihre Handflächen Hautprobleme wie Wunden, Ekzeme, Blasen oder Peeling haben.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. Badezimmern.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für andere als den vorgesehenen Zweck.
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung, kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder zu Verletzungen führen.
- Bitte geben Sie dieses Produkt nicht an Kinder unter sechs Jahren weiter, um Verletzungen zu vermeiden.

Packliste

Halsschönheitsgerät Stromkabel Handbuch

in China hergestellt

Appareil de beauté du cou



Manuel du produit

Merci beaucoup pour l'achat et l'utilisation de ce produit.

Paramètres du produit	
Nom du produit	Appareil de beauté du cou
Numéro de produit	HY38
Taille du produit	50*92*135mm
Puissance nominale	5W
Tension nominale	3,7V/400mAh
Adaptateur secteur	DC5V =1A(USB)
Temps de charge	3Heure

Définition du bouton

- ① Bouton marche/arrêt : appuyez longuement pour allumer/éteindre/ appuyez brièvement pour changer de vitesse.
- ② Clé de vitesse
- ③ Therapie par la lumière colorée
- ④ Port de chargement CC
- ⑤ Affichage des vitesses
- ⑥ Affichage de la batterie

Entretien des produits

- Veillez essayer de conserver ce produit dans un environnement sec et à température ambiante ou dans une boîte de rangement.
- Ne surchargez pas pour éviter d'endommager la durée de vie de la batterie.
- Veillez essayer le produit après le chargement et le mettre dans la boîte de rangement s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- L'extérieur du produit peut être nettoyé avec de l'alcool ou un détergent dilué.
- Pendant l'utilisation, l'appareil deviendra légèrement chaud, mais il est normal qu'il ne soit pas chaud.
- Il est interdit de rincer le fuselage directement avec de l'eau.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez charger la batterie au moins une fois tous les 3 mois.

Avertissement d'utilisation


- Il est interdit de l'utiliser avec des appareils électromédicaux implantés dans le corps, tels que des stimulateurs cardiaques, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'équipement ou déclencher un danger.
- N'utilisez pas ce produit si vos paumes présentent des problèmes de peau tels que des plaies, de l'eczéma, des ampoules ou une desquamation.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits très humides tels que les salles de bains.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il est destiné.
- Veillez ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit sans autorisation. Peut provoquer un dysfonctionnement de l'équipement ou causer des blessures.
- Veillez ne pas donner ce produit à des enfants de moins de six ans pour éviter des blessures.

Liste de colisage

Appareil de beauté du cou Câble d'alimentation Manuel

Fabriqué en Chine

Dispositivo de belleza para el cuello



Manual del producto

Muchas gracias por comprar y utilizar este producto.

parametros del producto	
Nombre del producto	Dispositivo de belleza para el cuello
Número de producto	HY38
Tamaño del producto	50*92*135mm
Potencia nominal	5W
Tensión nominal	3,7V/400mAh
Adaptador de corriente	DC5V =1A(USB)
Tiempo de carga	3 horas

Definición clave

- ① Botón de encendido/apagado: presione prolongadamente para encender/apagar/ presione brevemente para cambiar de marcha
- ② Tecla de cambio
- ③ Terapia de luz de colores
- ④ Puerto de carga CC
- ⑤ Pantalla de marcha
- ⑥ Pantalla de batería

Mantenimiento del producto

- Intente mantener este producto en un ambiente seco y a temperatura ambiente o en una caja de almacenamiento.
- No sobrecargue para evitar dañar la vida útil de la batería.
- Limpie el producto después de cargarlo y guárdelo en la caja de almacenamiento si no lo usa durante mucho tiempo.
- El exterior del producto se puede limpiar con alcohol o detergente diluido.
- Durante el uso, el dispositivo se calentará ligeramente, pero es normal que no esté caliente.
- Está prohibido enjuagar el fuselaje directamente con agua.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, cargue la batería al menos una vez cada 3 meses.

Advertencia de uso


- Está prohibido utilizarlo con aparatos médicos eléctricos implantados en el cuerpo, como marcapasos, ya que puede provocar un mal funcionamiento del equipo o provocar un peligro.
- No utilice este producto si sus palmas tienen problemas en la piel como heridas, eccemas, ampollas o descamación.
- No utilice este producto en lugares con mucha humedad como baños.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el previsto.
- No desmonte, repare ni modifique este producto sin permiso. Puede provocar un mal funcionamiento del equipo o provocar lesiones.
- No le dé este producto a niños menores de seis años para evitar lesiones personales.

Lista de embalaje

Dispositivo de belleza para el cuello Cable de energía Manual

Hecho en china

Strumento di bellezza del collo



Manuale del prodotto

Grazie mille per aver acquistato e utilizzato questo prodotto.

Parametri del prodotto	
Nome del prodotto	Strumento di bellezza del collo
Numero del prodotto	HY38
Taglia del prodotto	50*92*135mm
Potenza nominale	5W
Tensione nominale	3,7V/400mAh
Adattatore di alimentazione	DC5V =1A(USB)
Tempo di carica	3 ore

Definizione del pulsante

- ① Pulsante di accensione/spegnimento: premere a lungo per accendere/spegnere/ premere brevemente per cambiare marcia
- ② Chiave dell'ingranaggio
- ③ Terapia della luce colorata
- ④ Porta di ricarica CC
- ⑤ Visualizzazione della marcia
- ⑥ Visualizzazione della batteria

Manutenzione del prodotto

- Provare a conservare questo prodotto in un ambiente asciutto e a temperatura ambiente o in una scatola.
- Non sovraccaricare per evitare di danneggiare la durata della batteria.
- Si prega di pulire il prodotto dopo averlo caricato e riportarlo nella custodia se non viene utilizzato per un lungo periodo.
- L'esterno del prodotto può essere pulito con alcool o detergente diluito.
- Durante l'uso il dispositivo si surriscalda leggermente, ma è normale che non si scaldi.
- È vietato sciacquare la fusoliera direttamente con acqua.
- Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare la batteria almeno una volta ogni 3 mesi.

Avviso sull'utilizzo

- È vietato utilizzarlo con apparecchi elettromedicali impiantati nel corpo, come ad esempio pacemaker, poiché potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura o provocare pericoli.
- Non utilizzare questo prodotto se i palmi delle mani presentano problemi di pelle come ferite, eczema, vesciche o desquamazione.
- Non utilizzare questo prodotto in luoghi con elevata umidità come i bagni.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'uso previsto.
- Si prega di non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. Potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchiatura o provocare lesioni.
- Si prega di non dare questo prodotto a bambini di età inferiore a sei anni per evitare lesioni personali.

Lista imballaggio

Dispositivo per la bellezza del collo Cavo di alimentazione Manuale

Hecho en china