

101045775

Medela AG/ref. master doc. 101045608/A
101045609/2023-03/A



Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medela.com

EU Representative:
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support

Germany
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148 85378 Eching, Germany
Phone +49 89 31 97 59-0
Fax +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Austria
Medela Österreich GmbH
Goldschlagsstraße 172/4/3 1140 Wien, Austria
Phone +43 720 310313 - 0
Fax +43 720 310313 - 999
info@medela.at
www.medela.at

France
Medela France
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes Cedex, France
Phone +33 1 69 16 10 30
Fax +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Italy
Medela Italia S.r.l. a socio unico Via Turini, 13/15
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Netherlands Belgium Luxembourg
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31 5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
www.medela.nl
www.medela.be
www.medela.lu

Switzerland
Medela Schweiz AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact.ch@medela.com
www.medela.ch



Solo™ Hands-free



Electric breast pump
Instructions for use

Elektrische Milchpumpe
Gebrauchsanweisung

Tire-lait électrique
Mode d'emploi

Tiralatte elettrico
Istruzioni per l'uso

Extractor de leche eléctrico
Instrucciones de uso

Elektrische borstkolf
Gebruiksaanwijzing

ENGLISH
3-21

DEUTSCH
22-40

FRANÇAIS
41-59

ITALIANO
60-78

ESPAÑOL
79-97

NEDERLANDS
98-116

Content appearance may vary from pictures.
Das Aussehen des Inhalts kann von den Bildern abweichen.
Le produit peut différer des illustrations.
Il contenuto può differire dalle immagini.
El aspecto del contenido puede variar con respecto a las imágenes.
De inhoud kan afwijken van de afbeeldingen.



EN Fold these pages out. / DE Diese Seiten ausklappen. / FR Ouvrez la notice.
IT Aprire queste pagine. / ES Despliegue estas páginas. / NL Vouw deze pagina's uit.

1







2

3

6

4

5



1. Important safety information

! Please read all instructions before using this product. Keep these instructions for future reference.

Warnings identify all instructions that are important for safety. Failure to observe these instructions can lead to personal injury or damage to the product. The following symbols and signal words show the significance of the warnings:

! WARNING

Can lead to serious injury or death.

NOTICE

Can lead to material damage (not related to personal injury).

! CAUTION

Can lead to minor injury.

i Information

Useful or important information that is not related to safety.

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions must always be followed.

! WARNING

To avoid fire, electric shock, or serious burns:

- The breast pump should never be left unattended when plugged into a power source.
- Never operate an electrical device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. If damage is found, immediately discontinue use of power adapter and call Medela Customer Service.
- Do not use an electrical product that has been exposed to water or other liquids including:
 - Do not use while bathing or showering.
 - Never place or drop into water or other liquids.
 - Do not run water over the breast pump.
 - If an electrical product has been exposed to water or other liquids, do not touch and if possible unplug the device from electrical outlet, turn off and contact the manufacturer.
- Do not expose the breast pump or battery to excessive temperatures.
- Only use power adapter and cable that comes with the breast pump. An inadequate power source or cable may result in a fire hazard, electric shock or malfunction equipment due to overvoltage.

To avoid health risks and reduce the risk of severe injury:

- This is a single-user product. Use by more than one person may present a health risk and voids the warranty.

- Do not use the breast pump while operating a moving vehicle.
- Pumping may induce labour. Do not pump until after giving birth. If you become pregnant while breastfeeding or breast pumping, consult with a licensed healthcare professional before continuing.
- If infected with Hepatitis B, Hepatitis C, or Human Immunodeficiency Virus (HIV), pumping breast milk will not reduce or remove the risk of transmitting the virus to your baby through your breast milk.
- Wash all parts that come into contact with your breast and breast milk after every use.
- The tubing poses a risk of strangulation when being played with and small parts may be swallowed by toddlers.
- Close supervision is necessary when the breast pump or accessories are used in the vicinity of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children up to 14 years) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.

CAUTION

To avoid fire or burns:

- Make sure the voltage of the power adapter is compatible with the power source. See **chapter 18** for technical specifications.
- Always unplug electrical products immediately after use except for when charging.
- Do not place or store the product where it can fall into water.
- The breast pump and accessories are not heat-resistant. Keep away from heated surfaces or open flames.
- Do not use near flammable materials.

To avoid health risks and reduce the risk of injury:

- Before each use visually inspect the individual components for cracks, chips, tears, discoloration or deterioration. In the event that damage to the device is observed, please discontinue use until the parts have been replaced.
- This product cannot be serviced or repaired. Do not repair yourself. Do not modify the device.
- Never use a damaged device. Replace defective or worn parts.
- Use the breast pump only for its intended use as described in these instructions for use.
- Do not use the breast pump while sleeping or overly drowsy.
- If tubing becomes mouldy, discontinue use and replace tubing.

- Do not microwave or boil breast milk. Microwaving can cause severe burns to baby's mouth from hot spots that develop in the milk during microwaving (microwaving or boiling can also change the composition of breast milk).
- Clean and sanitise all parts that come into contact with your breast and breast milk prior to first use.
- Only use Medela recommended parts with your breast pump.
- If pumping is uncomfortable or causing pain, turn the unit off, break the seal between the breast and the breast shield with your finger and remove the breast shield from your breast.
- While some discomfort may be felt when first using a breast pump, using a breast pump should not cause pain. If you are unsure about correct breast shield sizing please visit www.medela.com or see a lactation consultant/breastfeeding specialist who can help you get a proper fit.
- Contact your healthcare professional or breastfeeding specialist if you can express only minimal or no milk or if expression is painful. See **chapter 7.1** for more information.
- If pumping at high altitudes, including in an airplane, consider pumping more often or longer if you feel there is milk remaining in your breasts after your pumping session.

NOTICE


Take appropriate care in handling bottles and components:

- Plastic bottles and parts become brittle when frozen and may break when dropped.

- Bottles and parts may become damaged if mishandled (e.g., dropped, over-tightened, or knocked over).
- Do not use the breast milk from bottles or components that show signs of damage.

Contents

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1. Important safety information | 3 | 12. Troubleshooting | 17 |
| 2. Intended purpose | 6 | 13. Ordering information | 18 |
| 3. Product description | 6 | 14. Warranty | 18 |
| 4. Getting started | 7 | 15. Disposal | 18 |
| 4.1 Cleaning before first use | 7 | 16. Meaning of symbols | 19 |
| 4.2 Charging the battery | 7 | 17. International regulations | 20 |
| 5. Disassembling your collection cup | 7 | 17.1 Electromagnetic compatibility (EMC) | 20 |
| 6. Cleaning | 7 | 18. Technical specifications | 21 |
| 6.1 Cleaning overview | 8 | | |
| 6.2 Washing | 9 | | |
| 6.3 Sanitising | 10 | | |
| 6.4 Cleaning the motor unit | 10 | | |
| 7. Assembling your breast pump | 11 | | |
| 7.1 Selecting the correct breast shield size | 11 | | |
| 7.2 Assembling the collection cup | 11 | | |
| 7.3 Preparing for pumping | 11 | | |
| 7.4 Placing collection cup within your bra | 12 | | |
| 8. Operating your breast pump | 12 | | |
| 8.1 Mimicking the baby's rhythm (2-Phase Expression® technology) | 12 | | |
| 8.2 Buttons and status light | 12 | | |
| 8.3 Bluetooth® connectivity | 13 | | |
| 9. Expressing your breast milk | 14 | | |
| 10. Handling of breast milk | 15 | | |
| 10.1 Removing the collection cup from your bra | 15 | | |
| 10.2 Pouring milk from collection cup | 15 | | |
| 10.3 General storage guidelines | 15 | | |
| 10.4 Freezing | 15 | | |
| 10.5 Thawing | 15 | | |
| 11. Maintenance and care | 16 | | |
| 11.1 Power adapter care | 16 | | |
| 11.2 Battery maintenance | 16 | | |
| 11.3 Long-term storage | 16 | | |

EN Illustrated items or instruction steps are marked with the figure and detail number (e.g.  2-01).

2. Intended purpose

The Solo™ Hands-free breast pump is a powered breast pump to be used by lactating women to express and collect milk from their breasts. The Solo™ Hands-free breast pump is intended for a single user. The breast pump is intended to be used in a home environment.

3. Product description

The Solo™ Hands-free breast pump is a personal-use electric breast pump that includes 2-Phase Expression® technology and is designed for single pumping only. Mode of operation: Continuous. The operating life of the Solo™ Hands-free breast pump is 275 hours. Only the parts of the collection cup come into contact with the breast or milk. The motor unit generates an intermittent vacuum. For milk expression, the tubing conveys the resulting air flow via a membrane, which separates the milk from the pulsing air, to the breast.

Refer to figure 1 on the foldout pages.

1-01 Hands-free Collection Cup

- 1-01-1 Breast shield 24mm
- 1-01-2 Nipple Tunnel
- 1-01-3 Yellow membrane
 - 1-01-4 Alignment Tab
 - 1-01-5 Valve
- 1-01-6 Outer shell
 - 1-01-7 Pouring spout
 - 1-01-8 Tubing connection port

1-02 Tubing

- 1-02-1 Round end piece of tubing (connects to collection cup)
- 1-02-2 End piece with polygonal shape (connects to motor unit)

1-03 Motor unit

1-04 Power adapter with cable

For ordering information about accessories see **chapter 13**.

All pictures shown in these instructions are for illustration purpose only. The actual product may vary due to local differences or product enhancement. Medela reserves the right to substitute any component or accessory with a replacement of equivalent performance.

4. Getting started

4.1 Cleaning before first use


It is important to do the following before using your breast pump for the first time:




1. **Disassemble and clean all parts** (except for the tubing) according to the instructions –see **chapter 5** and **6**.
2. **Please ensure to boil all parts of the collection cup before first use.** Do **not** clean or boil the tubing.
3. **When assembling, please ensure the cup is fully sealed until you hear a snap** - see **chapter 7.2**.

WARNING

Only use power adapter and cable that comes with the breast pump. An inadequate power source or cable may result in a fire hazard, electric shock or malfunction equipment due to overvoltage. Do not expose the breast pump or battery to excessive temperature.

4.2 Charging the battery


Charge the battery for **two hours**. Refer to figure  2 on the foldout pages.



1.  2-01 Connect the power cable to the motor unit.
2.  2-02 Connect the power cable to the power adapter.
3.  2-03 Plug the power adapter into a wall outlet.
→ During charging, the status light is pulsing in green color.
→ When charging is complete, it lights up steadily in green color.
For details on the status light see **chapter 8.2**.

Information

- The warranty is only valid when using the Medela power adapter to charge your pump (Model MS-V2000U050-010B0-*).
- You can use the breast pump while charging the battery. However, it will charge in a slower mode when the pump is running.
*country code

5. Disassembling your collection cup

Refer to figure  3 on the foldout pages.

1.  3-01 Open the collection cup using the tabs (3-01-1) at the bottom.
2.  3-02 Remove the yellow membrane from the breast shield.

6. Cleaning

It is important you do the following before using your collection cup parts for the first time: Disassemble all parts and clean by following the cleaning instructions.

Supplies needed:

- Dish soap
- Clean soft brush
- Clean wash basin or dishwasher
- Drinking-quality water
- Clean pot for boiling water

Parts to wash or sanitise:

- Breast shield
- Outer shell
- Yellow membrane

CAUTION

Separate and wash all parts that are in contact with breast milk immediately after use. This will help to remove breast milk residue and prevent growth of bacteria.






- Wash hands thoroughly with soap and water.
- Only use drinking-quality tap water or bottled water for cleaning.
- Do not place collection cup parts directly in the sink to rinse or wash. Use a clean wash basin used only for infant items.
- Do not use a dish towel to rub or pat items dry.
- Do not use disinfectants for cleaning.

6.1 Cleaning overview

Washing and sanitising are two different activities. They must be done separately to protect you and your baby, and to maintain the performance of your breast pump.

Wash – To clean the surfaces of the parts by physically removing milk residues and other possible contaminants.

Sanitise – To efficiently lower the number of germs that may be present on the surfaces of the washed parts.

| | Breast shield | Outer shell | Yellow membrane |
|-------------------------------|---|---|---|
| When to clean |  |  |  |
| Before first use | Disassemble the parts according to chapter 5 Wash the parts according to chapter 6.2 Sanitise the parts according to chapter 6.3 | | |
| After each use | Disassemble the parts according to chapter 5 Wash the parts according to chapter 6.2 | | |
| Once per day after use | Disassemble the parts according to chapter 5 Wash the parts according to chapter 6.2 Sanitise the parts according to chapter 6.3 | | |
| When to clean | Solo tubing  | Motor unit  | |
| As needed | Do not clean or rinse the tubing under any circumstance. | Wipe with clean, damp towel. Refer to chapter 6.4 . | |

NOTICE

The Solo™ Hands-free breast pump has a closed system so milk cannot get into the tube when the pump is used as instructed. **Do not clean or rinse the tubing under any circumstance.**

- **Inspect the tubing before use. If you find condensation, breast milk or mould in the tubing, discontinue use and replace tubing. Refer to chapter 13 for ordering information.**
- Do not run the breast pump with wet tubing; doing so will cause damage to your breast pump.




- Take care not to damage parts of the collection cup during cleaning.
- Store the dry collection cup in a clean bag/container until next use.
- Do not store wet or damp parts as mould may develop.
- If you notice a white residue on your collection cup part after boiling, your water may have a high mineral content. Remove residue by wiping parts with a clean towel and allow to air dry.
- Distilled water is recommended when boiling parts to prevent substantial mineral build-up over time, which may compromise your parts.

6.2 Washing


Refer to figure 4 on the foldout pages.

Rinse and wash by hand (before first use and after each use)




Do not place the parts directly in the kitchen sink for rinsing and washing. Use a dedicated wash basin for infant items.

1. **Rinse** the disassembled parts, except for the tubing, with cold, clear drinking quality water (approx. 20 °C / 68 °F).
2. **Clean** these parts with plenty of warm, soapy water (approx. 30 °C / 86 °F). Use a commercially available dish soap and clean soft brush.
3. **Rinse** the parts with cold, clear drinking quality water for 10 to 15 seconds (approx. 20 °C / 68 °F).
4. **Drying:** Allow to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel.




or

Wash in dishwasher (maximum once per day)



1. **Dishwashing:** Place the disassembled parts, except for the tubing, on the top rack or in the cutlery section. Use a commercially available dishwashing detergent.
2. **Rinse the yellow membrane** under running water after dishwashing.
3. **Drying:** Allow to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel.




i Information

By using the dishwasher, parts may become discolored. This will not impact the functioning of the parts. **Never wash the tubing.** See chapter 6.1 for more details.


6.3 Sanitising

Refer to figure 5 on the foldout pages.

Sanitise on stovetop (before first use and once per day after use)



1. Cover the disassembled, washed parts, except for the tubing, with plenty of water and boil at least for 10 minutes. Ensure that the parts are not in direct contact with the bottom of the pot.
2. **Drying:** Allow to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel. Do not store parts in an airtight container/bag if moist. It is important that all residual moisture dries.



or

Sanitise in microwave (once per day after use)



1. Use Quick Clean™* bags in the microwave in accordance with the instructions on the bags. (*Refer to local website/shops for availability in your country.)
2. **Drying:** Allow to air dry on a clean, unused dish towel or paper towel. Do not store parts in an airtight container/bag if moist. It is important that all residual moisture dries.



6.4 Cleaning the motor unit

Supplies needed:

- Drinking-quality water
- Dish soap
- Clean dish towel or paper towel

Parts needed:

- Motor unit

⚠ CAUTION



To prevent electric shock and damage to the material:

- Unplug the breast pump before cleaning the motor unit.
- Do not immerse the motor unit in water; do not run water over the motor unit.

NOTICE


- Do not spray or pour liquid directly onto the pump.



1. Switch the breast pump off.
2. Unplug the breast pump from the power source.
3. Wipe the motor unit with a clean towel moistened with soapy water.
4. Wipe the motor unit dry with a clean, dry towel.

7. Assembling your breast pump

7.1 Selecting the correct breast shield size

Make sure to use the correct breast shield size. It is an essential component of effective pumping, helping to optimise milk flow.

Refer to figure  6 on the foldout pages.

1. Select the breast shield size by measuring the diameter of your nipple ( 6-01).
2. Select the breast shield size that is slightly larger than your nipple ( 6-02). A 24mm size shield is included in the pack.

For more information on breast shield sizing and other available sizes, visit www.medela.com or see **chapter 13** for ordering information.

7.2 Assembling the collection cup

Only use clean and dry parts for assembly. Refer to **chapter 6** for cleaning.

Parts needed:

- Tubing
- Breast shield
- Motor unit
- Yellow membrane
- Outer shell

CAUTION

To prevent contamination of your milk:


- Wash hands thoroughly with soap and water before touching the motor unit, parts of the collection cup and breasts.
- Dry your hands with a fresh towel or a single-use paper towel.
- Avoid touching the inside of the collection cup components.








To make sure that your breast pump works properly and safely:

- Check collection cup's components for wear or damage before use. Replace if necessary.
- Always inspect all parts prior to use for cleanliness. If dirty, clean according to **chapter 6**.
- Only use genuine Medela parts. See **chapter 13** for details.


NOTICE


To prevent damage to the breast pump all components must be completely dry before use.

Refer to figure  7 on the foldout pages.

1.  7-01 Wash hands thoroughly with soap and water before touching the motor unit, parts of the collection cup and breast. Dry your hands with a clean towel.
2.  7-02 First assemble the valve of the yellow membrane on the front of the breast shield.
3.  7-03 Align the disc of the yellow membrane on the designated circular slot using the alignment tab at the top to ensure that it is at the right place. Press around the edges to make sure it is fully assembled.
4.  7-04 Insert the pouring spout into the opening on the shield.
5.  7-05 Push the outer shell and breast shield together tightly, ensuring it is fully sealed all the way around until you hear a snapping sound.
6.  7-06 Connect the tubing end with a polygonal shape to the motor unit as far as it will go.
7.  7-07 Connect the round tubing end into the tubing connection port on the collection cup.

7.3 Preparing for pumping

Refer to figure  8 on the foldout pages.

1. Assemble the collection cup as described in **chapter 7.2**.
 8-01 Correctly assembled system.
2. Place the collection cup in your bra according to **chapter 7.4**. Start pumping as described in **chapter 9**.

7.4 Placing collection cup within your bra

Refer to figure 9 on the foldout pages.

- 9-01 Ensure that the nipple is centered in the tunnel of the breast shield.
- 9-02 The Hands-free collection cup can be worn under your regular nursing bra. Your bra will hold the collection cup in place. If you find it uncomfortable or painful during use, try switching to a looser, more stretchy nursing bra.
- 9-03 The tubing can be connected facing inwards (towards the breasts) or outwards (towards the arms) based on personal

preference. Ensure that the tubing is not pinched or bent during use. → Kinking could impact the vacuum performance.

- 9-04 The Hands-free collection cup can be used in a vertical or slightly tilted position for better visibility of the nipple and milk ejection. The scale on the collection cup gives you an approximate indication of the volume during pumping.

8. Operating your breast pump

8.1 Mimicking the baby's rhythm (2-Phase Expression® technology)



Babies use a “two-speed” sucking action. At first, they suck quickly, and then they switch to a slower, deeper sucking rhythm once milk starts to flow. The quicker sucking action stimulates the milk ejection reflex and triggers the milk flow; the slower sucking draws the milk out for the feeding phase.




The pump mimics the baby's natural sucking rhythm by using a “two-speed” pumping action, the so called “2-Phase Expression® technology”.



The breast pump begins with a fast sucking action called the **stimulation phase**. When you see milk flow or feel milk ejection, you can then press the **“Let-down” button** to switch to the **expression phase**, which is slower than the previous one. If you do not press the Let-down button, the expression phase will automatically start after the pump has been running for one minute in the stimulation phase.

8.2 Buttons and status light

Refer to figure 10 on the foldout pages.

| | Status light: Mode of pump | Status light: Battery level |
|--|--|--|
| <p>10-01 Let-down button (switches between stimulation and expression phase)</p> <p>10-02 Increase vacuum button</p> <p>10-03 Decrease vacuum button</p> <p>10-04 On/Pause/Off button</p> <p>10-05 Status light</p>  | <p>Light is off Pump is off</p> <p>Light is flashing Pump is on, stimulation phase</p> <p>Lights up steadily Pump is on, expression phase</p> <p>Light is pulsing Pump is on, paused</p> | <p>○ Good</p> <p>● Low, approximately 10 minutes left</p> <p>● Very low, charge the battery immediately</p> <p>● Light is pulsing: Charging</p> <p>● Lights up steadily: Battery fully charged</p> |


8.3 Bluetooth® connectivity

Bluetooth® is a wireless technology for exchanging data over short distances. This is used to connect your Solo™ Hands-free breast pump to the Medela Family™ smartphone app. By connecting your breast pump to the Medela Family™ app you can automatically transfer your pumping data (session length, phases & levels) and manually input the amount of milk expressed. To benefit from the features of the app you need to create an account in the Medela Family™ app.

Installing the Medela Family™ app

1. Download and install the Medela Family™ app to your mobile device. The app is available free of charge for Apple® iOS and Android™ operating systems.
2. When starting the Medela Family™ app for the first time you are asked to give the app permission to connect to Bluetooth® devices. Please give the app permission to allow the app to connect to your Medela pump.
-->Android™ phones only: You will also be asked to give the app permission to use your location. We don't track the position of your phone, but this is a requirement of the Android™ operating system to connect to Bluetooth® devices.
-->If you denied the permissions and now you can't connect to the pump:
 1. Open the Settings app of your smartphone, then (depending on your smartphone brand, you might need to select a submenu called "Apps") and scroll down and find Medela Family™.
 2. There, make sure Bluetooth® permission is authorised. On Android™: also authorise location permission.
3. Open the Medela Family™ app on your mobile device and register by means of the app.

Connecting (pairing) your Solo™ Hands-free breast pump

1. Make sure that Bluetooth® is enabled on your mobile device.
2. In Medela Family™, click on "More", navigate to "Pump settings" and follow the set-up and pairing instructions on the screen, which include the following steps:
3. Press and hold the Let-down button  for two seconds to start the pairing procedure.
→ The status light is pulsing in blue colour to show that the breast

- pump is ready for pairing with your Bluetooth® device.
4. Successful pairing will be indicated with the blue light being on steadily for two seconds.
 5. After initial setup, the status light will turn off.
 6. When reconnecting to Medela Family™, the status light changes to blue colour for two seconds.

Saving your pumping session into the app

After you finished a session press the On/Pause/Off button of the breast pump for 2 seconds to transmit the data to the Medela Family™ app and to switch off the breast pump.

Removing your Solo™ Hands-free breast pump from your smartphone

1. Inside the Medela Family™ app go to "More" and then to "Pump settings".
2. Tap on the pump you want to remove and then tap on "Remove this pump" button.

i Information

- The Solo™ Hands-free breast pump has the ability to store your last 30 pump sessions in its memory. If the pump is not connected prior to session 31 your history will be overwritten with new session data.
- When connected to the pump, your Medela Family™ account will log an infinite number of historical sessions.
- Solo™ Hands-free uses Bluetooth® technology. Please follow airline rules for the use of portable electronic devices when flying.
- Removing the Solo™ Hands-free breast pump from your mobile device will not delete pumping information stored in the Medela Family™ app.
- If you reconnect your breast pump and mobile device the last 30 records stored within your pump will be transferred.

To learn more, please visit www.medela.com/app.

Trademark recognition: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Medela AG is under license. Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC.

9. Expressing your breast milk








⚠ CAUTION


- Do not try to express with vacuum that is too high and uncomfortable (painful). The pain, along with potential breast and nipple trauma, may decrease milk output.
- Contact your healthcare professional or breastfeeding specialist if you can express only minimal or no milk or if expression is painful.



NOTICE

Make sure that the tubing is not kinked or pinched while pumping.

Refer to figure 11 on the foldout pages.

1. Make sure that the collection cup is connected and positioned properly.
2. 11-01 Press the On/Pause/Off button  to start pumping.
→ The stimulation phase begins and the status light is flashing.
3. 11-02 Adjust the vacuum with the Increase vacuum  and Decrease vacuum  buttons to find a comfortable level.
4. 11-03 As soon as your milk begins to flow, press the Let-down button. 
→ The expression phase begins and the status light is on steadily.
→  If the Let-down button is not pressed within one minute, the breast pump will automatically go to expression phase.
5. 11-04 Adjust the vacuum with the Increase vacuum  and Decrease vacuum  buttons to find your maximum comfort vacuum (see information below).

Once you are pumping in the **expression phase**, increase the vacuum level until pumping feels slightly uncomfortable (not painful), then decrease the vacuum by 1 level with the Decrease vacuum  button.

6. When your pumping session is over, press the On/Pause/Off button  to stop the pumping operation.
→ The breast pump stops automatically after 30 minutes if there is no user interaction with the pump.
7. To switch the breast pump off press and hold the On/Pause/Off button  for two seconds.

i Information

- **Maximum comfort vacuum** is the highest vacuum setting where pumping still feels comfortable. This is different for every mother.
- Stimulation should be at a comfortable vacuum level, striving for a maximum level is not necessary.
- Reassess your maximum comfort vacuum throughout your pumping experience. It may change throughout each stage of lactation.

Pausing


In both stimulation and expression phases the breast pump can be paused. This allows you to readjust yourself or your collection cup, or attend to your surroundings.

For pausing, press the On/Pause/Off button  while the breast pump is running.

→ The pumping operation stops and the status light is pulsing.

To resume pumping, press the On/Pause/Off button  again.

Turning off

To switch the breast pump off press and hold the On/Pause/Off button  for two seconds.




i Information

- If pumping is not resumed within two minutes, the breast pump switches off automatically.
- To resume pumping, you will need to start a new session.
- If you need to pause for more than two minutes, we recommend restarting with stimulation phase.
- Do not forget to record milk output in the Medela Family™ app.



10. Handling of breast milk

10.1 Removing the collection cup from your bra

Refer to figure  12 on the foldout pages.

1.  12-01 While the pump is still running, slightly lean forward and ensure all milk from the nipple tunnel enters the collection container. Turn off the pump.
2.  12-02 Detach the tubing from the collection cup.
3.  12-03 Carefully remove the collection cup from your bra.

10.2 Pouring milk from collection cup

1.  12-04 Place the collection cup in an **upright position** on a surface where it will not be easily knocked over. You can use the volume scale markings on the shield to read the collected milk volume. The scale on the outer shell gives you an approximate indication of the volume during pumping.
2.  12-05 **With the rounded outer shell facing down**, pour breast milk through the pouring spout into a bottle or container for storage. Do not use the collection cup to store milk. Do not store assembled cup in the refrigerator.
3. Fully disassemble and clean after each use and sanitise once per day as described in **chapter 6**.

10.3 General storage guidelines

Refer to www.medela.com for a recommendation on storing and thawing of breast milk.

Storage guidelines for freshly expressed breast milk (for healthy term babies)

| Room temperature 16 to 25°C (60 to 77°F) | Refrigerator 4°C (39°F) or colder | Freezer -18°C (0°F) or colder | Breast milk thawed in the refrigerator |
|---|--|--|--|
| Up to 4 hours is best | Up to 3 days is best | Up to 6 months is best | At room temperature: Up to 2 hours |
| *Up to 6 hours for milk expressed under very clean conditions | *Up to 5 days for milk expressed under very clean conditions | *Up to 9 months for milk expressed under very clean conditions | Refrigerator: Up to 24 hours Do not refreeze! |

*Guidelines for expressing milk under very clean conditions: Before expressing breast milk, mothers should wash their hands with soap and water or an alcohol-based hand sanitiser. The pump parts and pumping area must be clean. Breasts and nipples do not need to be washed before pumping.

- These guidelines for storage and thawing of breast milk are a recommendation. Contact your lactation consultant or breastfeeding specialist for further information.
- Store breast milk in the coldest spot of the refrigerator (at the back of the glass shelf above the vegetable compartment).
- For information on storing your breast milk, visit www.medela.com.

10.4 Freezing

NOTICE

- Repeated freeze/thaw cycles destroy the structure of the milk. Therefore, never refreeze breast milk.
- Freeze expressed breast milk in food-grade bottles or milk storage bags. Do not fill the bottles or bags more than 3/4 full to allow space for possible expansion.
- Label the bottles or bags with the date and volume of expression.
- Plastic bottles and parts become brittle when frozen and may break when dropped.
- Do not use the breast milk from bottles or components that show signs of damage.

10.5 Thawing

CAUTION

Do not thaw or warm breast milk in a microwave or a pan of boiling water. This helps preserve important components and prevents burns.

- To preserve breast milk components, thaw the milk overnight in the refrigerator.
- Alternatively, hold the bottle or bag under warm water (max. 37°C / 98.6°F) and use immediately, as soon as it has been thawed.

NOTICE


Gently swirl the bottle or bag to mix any fat that has separated. Avoid shaking or stirring the milk.

11. Maintenance and care

11.1 Power adapter care

WARNING

If the power adapter outer casings become loose or are separating, stop use and contact Medela immediately. Separation of the casing can result in electric shock.



NOTICE

To keep your power adapter and cable in good working condition, pay attention to the following: Do not unplug the cable or the power adapter by pulling on the cord, but hold it by the connector housing and adapter body.

Traveling internationally

Information

When traveling internationally, we recommend purchasing a travel adapter (not included) to match the corresponding wall outlet. Please consult with the country you are visiting to find out what type of adapter will work best. The power adapter of the breast pump is two-pronged and does not require a grounded outlet. This breast pump has a lithium-ion battery.

Information

Carrying such batteries on airplanes may be restricted by the country you are visiting. Please consult with the country you are visiting to find out if there are any restrictions that pertain to traveling with lithium-ion batteries.

11.2 Battery maintenance

Your breast pump contains a built-in (not replaceable) lithium-ion rechargeable battery.

NOTICE

- In case of a completely discharged battery the breast pump cannot be used instantly after connecting it to the power adapter. Allow the battery to be charged for at least 15 minutes before attempting to switch the pump on.
- For optimum pump and battery performance use the power adapter that comes with the breast pump (Model MS-V2000U050-010B0-*).
- Make sure that the voltage of the power adapter is compatible with the power source.
- Be aware of the risk of USB-C-socket of the pump or battery being shortcircuited by metal objects or fluids.
*country code

Information

To preserve the battery life cycle:

- Keep your breast pump in a cool place.
- Recharge the battery before it completely drains. This is better for the life cycle of the battery
- Fully charge the battery before storing your breast pump. Refer to **chapter 8.2** for information on the battery charging state.
- If your breast pump has been stored in a hot location, it may not run on battery power right away. To resume normal battery function, allow the breast pump to cool down for one hour. During this time, you can power your breast pump with the power adapter plugged into a wall outlet.

11.3 Long-term storage

Your breast pump contains a rechargeable battery. To preserve your breast pump, when not in use for an extended amount of time, it will automatically transition into storage mode. To remove from storage mode, plug your breast pump into an external power source and charge the battery for two hours. Do not store the collection cup in assembled state over an extended period of time.

Before storing your breast pump for an extended amount of time remember to:



Clean the collection cup (refer to **chapter 6**)



Clean the motor unit (refer to **chapter 6.4**)



Make sure that the battery is charged (refer to the following information)

It is best to fully charge the battery before storing your breast pump for an extended period of time. Refer to **chapter 8.2** for information on the battery charging state.

12. Troubleshooting

In case of an unexpected behaviour of your breast pump check with the troubleshooting table if you find the issue in the column “Problem” and follow the instructions in the column “Solution”.

| Problem | Solution |
|---|--|
| The breast pump is not working after you pressed the On/Pause/Off button | <ul style="list-style-type: none"> • Charge for 15 minutes before restarting the pump. Charging is indicated by the status light pulsing in green. • If the pump is still not working contact Medela Customer Service. |
| The breast pump generates only constant vacuum instead of sucking cycles | <ul style="list-style-type: none"> • Contact Medela Customer Service. |
| The status light is flashing rapidly in red when you try to pump or charge the breast pump | <ul style="list-style-type: none"> • Charging/pumping is not possible when the battery temperature is too high. Allow the motor unit to cool down, then resume charging/pumping. • If the status light is still flashing rapidly in red, a device fault occurred. Contact Medela Customer Service. |

| Problem | Solution |
|--|---|
| There is low or no suction | <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that all pump set components are clean and dry and that connections are secure. • While pumping, make sure the breast shield forms a complete seal around the breast. • If suction does not improve after having followed these steps, contact Medela Customer Service. |
| The breast pump is not responding as expected | <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the On/Pause/Off button for two seconds to turn the breast pump off, then restart the breast pump. • If there is no change, contact Medela Customer Service. |
| The motor unit’s exterior got wet | <ul style="list-style-type: none"> • Unplug the motor unit from the power source and turn it off. • Dry off the exterior of the motor unit. |

| Problem | Solution |
|--|--|
| The motor unit has been submerged in water | <ul style="list-style-type: none"> • Unplug the motor unit from the power source and turn it off. • Contact Medela Customer Service. |
| Data cannot be sent | <ul style="list-style-type: none"> • The Bluetooth® function “bluetooth picture” on the mobile device is turned off. Turn the Bluetooth® function on and try to send the data again. • Pairing between the two devices has not been completed. Perform pairing instructions again. Refer to chapter 8.3. • The mobile device is too far away from the breast pump. Move the device and breast pump closer together. • The application on the mobile device is not ready. Check the application. |

If you have not resolved the problem with your breast pump or you have further questions, please contact Medela Customer Service. For contact data visit www.medela.com/contact-us. Under “Contact” choose your country.

13. Ordering information

Accessories

| Article number | Product |
|---|---|
| Depending on your region, check local website/shops for availability. | 21mm Breast shields compatible with Medela Hands-free Collection Cup* |
| | 24mm Breast shields compatible with Medela Hands-free Collection Cup* |
| Please contact Medela Customer Service | 27mm Breast shields compatible with Medela Hands-free Collection Cup* |
| | Membrane compatible with Medela Hands-free Collection Cup |
| | Tubing compatible with Solo™ Hands-free |

* If the result of expression is unsatisfactory or expression is painful, contact your lactation consultant or breastfeeding specialist. A different size of breast shield may help make expression more comfortable and effective. In case of difficulties in finding your desired accessory, please contact Medela Customer Service. For contact data visit www.medela.com/contact-us. Under “Contact” choose your country. For replacement of lost or defective parts please contact Medela Customer Service. Other Medela products are available at www.medela.com.

14. Warranty

Find information on the international warranty on www.medela.com/ewarranty.

15. Disposal

Disposal of your breast pump

At the end of its operating life, separate the parts of your breast pump and dispose of according to the following instructions.

This appliance contains batteries that are non-replaceable.

When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

The integrated battery must not be removed for disposal.

If the battery should leak, the breast pump must be disposed of.

Breast shield, outer shell, tubing and membrane

The parts are made of plastics that are not harmful to the environment when disposed of as household waste. Recycle or dispose of according to local regulations.

Motor unit and power adapter



Do not dispose of electric or electronic equipment together with unsorted municipal waste, but collect it separately.

In the European Union the manufacturer or its vendor must take back waste equipment. Other countries may have similar collection and recycling systems. Dispose of the waste equipment according to local regulations.

Inquire at the point of sale or contact your local authority for appropriate collection points for waste equipment.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

























CAUTION

Hazardous materials present in electric/electronic equipment may harm human health and the environment if the waste equipment is not disposed of properly.

16. Meaning of symbols

The following tables explain the meaning of the symbols found on the product parts and its packaging.

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|--|
| | General safety alert symbol, points to information related to safety. | | Defines a temperature range (e.g. for operation, transport or storage). | | Defines a relative humidity range (e.g. for operation, transport or storage). |
| | Defines an atmospheric pressure range (e.g. for operation, transport or storage). | | Identifies the manufacturer. | | Indicates the date of manufacturing. |
| | Indicates the serial number of the device. | IP20 IP22 | Indicates the degree of protection against ingress of foreign objects and moisture. | | Indicates compliance with international requirements for protection from electric shock (Type BF applied parts). |
| | Do not dispose of electric/ electronic devices together with unsorted municipal waste (dispose of the device in accordance with local regulations). | | Read and follow the instructions for use. | | The CE mark indicates conformity with the applicable European directives. |
| | Indicates direct current. | | Indicates the location of the On/Pause/Off button. | | Indicates alternating current. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  | Indicates the polarity of the USB power output. |  | Indicates that the device is a Class II electrical appliance (double insulated). |  | Indicates that the device is for indoor use only. |
|  | Indicates that a specific separate power adapter is required for connecting the device to the supply mains and specifies its model/type MS-V2000U050-010B0-* |  | Indicates that the appliance is intended to be usable up to the maximum altitude of 5000 m. |  | Indicates that the power supply unit shall not be used if pins of the plug part are damaged. |
|  | Indicates the efficiency level for external power supplies. |  | Indicates that the device is UK conformity assessed. |  | Indicates the part number of the product. |
|  | Contains fragile goods. Handle with care. |  | Keep away from sunlight. |  | Keep away from rain. Keep in dry conditions. |
|  | Indicates that an item can technically be recycled. |  | The packaging contains products intended to come in contact with food according regulation (EC) No 1935/2004. |  | Indicates that the electronic device incorporating transformer(s) and electronic circuitry(ies), converts electrical power into single or multiple power outputs. |
|  | Indicates the material from which an item is made. |  | Indicates the model number of the device. |  | Indicates that this device contains Bluetooth® wireless technology. |
|  | Indicates that the device is a short-circuit proof safety isolating transformer. |  | The EAC (Eurasian Conformity) mark indicates that the product complies with the basic safety requirements according to the technical regulations of the Eurasian Customs Union. |  | The UA TR conformity mark indicates compliance with the Ukrainian technical regulations. |
|  | The conformity mark indicates that the product meets the electric safety and EMC requirements of Morocco. |  | Recycling scheme according to the Spanish packaging law. |  | Indicates that an item can technically be recycled according to the French AGEC law. |

Note: Symbols may vary depending on the market the unit is sold.

17. International regulations

17.1 Electromagnetic compatibility (EMC)

The Solo™ Hands-free breast pump complies with all requirements of the relevant standards and regulations with regard to electromagnetic emission and immunity to interference.

WARNING

The Solo™ Hands-free breast pump should not be used adjacent to or stacked with other equipment. If adjacent or stacked use is necessary, the Solo™ Hands-free breast pump should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used. Wireless communications equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless telephones and their base stations, walkie-talkies can affect the electric breast pump and should be kept at a distance of at least 30 cm away from the device.


18. Technical specifications

Summary of important technical specifications

Vacuum performance (at 500 m above sea level [954.62 hPa ambient pressure])
-45 to -245 mmHg (-60 to -327 hPa)
45 to 111 cpm

Power adapter (Model: MS-V2000U050-010B0-*)

*country code

| | |
|---------------------------|--|
| Input | 100 to 240 V~ 50/60 Hz max. 0.5 A |
| Output | 5 V  2 A 10 W |
| Average efficiency | 78.7 % |
| No-load power consumption | less than 0.075W |

Motor unit

Battery capacity and type: 3.6 V, 2500 mAh (nominal) Li-ion.
Size: 120 x 90 x 54 mm. Weight: 250 g. Ingress protection level: IP22.

Transmission standard: Bluetooth® version 4.2 BLE


Frequency range: 2402-2480 MHz


Max. power output: +4 dBm (class 2)


Materials touching skin or coming in contact with milk


- Breast shield : Polypropylene
- Outer shell : Polypropylene, Thermoplastic Elastomer
- Membrane : Silicone
- Tubing : Polyvinyl Chloride


Not intentionally made of BPA.

 +35°C
-5°C
Operating temperature range
(5 °C to 35 °C)
(41 °F to 95 °F)

 93%
15%
Operating humidity range
(15% to 93% relative humidity)

 106kPa
70kPa
Operating atmospheric pressure range:
70kPa...106kPa

 +50°C
-20°C
Transport/storage temperature range
(-20°C to 50°C)
(-4 °F to 122 °F)

 93%
15%
Transport/storage humidity range
(15% to 93% relative humidity)

1. Wichtige Sicherheitshinweise

! Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch dieses Produkts. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zu Referenzzwecken auf.

Warnhinweise kennzeichnen alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen von Personen oder Schäden am Produkt führen. Die folgenden Symbole und Signalwörter zeigen die Bedeutung der Warnungen:

! WARNUNG

Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

HINWEIS

Kann zu Materialschäden führen (nicht im Zusammenhang mit Personenschäden).

! VORSICHT

Kann zu leichten Verletzungen führen.

i Information

Nützliche und wichtige Informationen, die nicht sicherheitsrelevant sind.

Bei Verwendung elektrischer Geräte müssen, besonders in Anwesenheit von Kindern, die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen immer beachtet werden.

! WARNUNG

Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlägen oder schweren Verbrennungen:

- Die Milchpumpe niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Nehmen Sie nie ein elektrisches Gerät in Betrieb, wenn Kabel oder Netzadapter beschädigt sind, wenn es nicht korrekt funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Falls Schäden vorliegen, stellen Sie die Verwendung des Netzadapters unverzüglich ein und rufen Sie den Kundendienst von Medela an.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte, die Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt waren, einschließlich:
 - Nicht beim Baden oder Duschen verwenden.
 - Niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
 - Kein Wasser über die Milchpumpe gießen.
 - Falls ein elektrisches Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, dieses nicht berühren, das Gerät, falls möglich, von der Steckdose trennen, das Gerät ausschalten und den Hersteller kontaktieren.
- Setzen Sie die Milchpumpe und den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Bitte verwenden Sie nur das mit der Milchpumpe gelieferte Netzteil und Kabel. Bei ungeeigneten Stromquellen oder Kabeln besteht die Gefahr von Brand, Stromschlag oder Fehlfunktion des Geräts durch Überspannung. Setzen Sie die Milchpumpe und den Akku keiner hohen Temperatur aus.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und Verminderung des Verletzungsrisikos:

- Dieses Produkt ist für nur eine Person bestimmt. Die Benutzung durch

verschiedene Personen kann ein Gesundheitsrisiko darstellen und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht während des Fahrens von Fahrzeugen.
- Abpumpen kann Wehen auslösen. Pumpen Sie erst nach der Geburt ab. Falls Sie schwanger werden, während Sie stillen oder Muttermilch abpumpen, wenden Sie sich an eine qualifizierte medizinische Fachperson, bevor Sie damit fortfahren.
- Bei einer Infektion mit Hepatitis B, Hepatitis C oder Humanem Immundefizienz-Virus (HIV) reduziert oder vermeidet das Abpumpen von Muttermilch nicht das Risiko einer Übertragung des Virus an das Baby über die Muttermilch.
- Waschen Sie nach jedem Gebrauch alle Teile, die mit Ihrer Brust und Muttermilch in Berührung kommen.
- Beim Spielen besteht Strangulationsgefahr durch den Schlauch, und Kleinkinder können kleine Teile verschlucken.
- Bei Verwendung der Milchpumpe oder des Zubehörs in der Nähe von Kindern ist eine entsprechende Beaufsichtigung notwendig.
- Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern bis zu 14 Jahren) mit eingeschränkter körperlicher, Sinnes- oder mentaler Fähigkeiten, mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder durch eine für deren Sicherheit zuständige Person in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Feuer oder Verbrennungen:

- Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Netzadapters mit der Stromquelle kompatibel ist. Technische Daten sind **Kapitel 18** zu entnehmen.
- Trennen Sie elektrische Geräte immer sofort nach der Verwendung von der Stromversorgung, außer beim Aufladen.
- Bewahren oder stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es ins Wasser fallen kann.
- Die Milchpumpe und das Zubehör sind nicht hitzebeständig. Das Gerät von heißen Oberflächen und offenem Feuer fernhalten.
- Die Milchpumpe nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden.

Zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken und Verminderung des Verletzungsrisikos:

- Überprüfen Sie die einzelnen Komponenten vor jedem Gebrauch visuell auf Risse, Abspaltungen, Verfärbungen oder Verschleiß. Sollten Beschädigungen am Gerät festgestellt werden, stellen Sie bitte die Verwendung ein, bis die Teile ersetzt wurden.
- Dieses Produkt kann nicht gewartet oder repariert werden. Bitte führen Sie Reparaturarbeiten nicht selbst durch. Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor.
- Niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Defekte oder abgenutzte Teile ersetzen.
- Verwenden Sie die Milchpumpe ausschließlich für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie die Milchpumpe nicht, wenn Sie schlafen oder übermäßig müde sind.
- Falls sich im Schlauch Schimmel entwickelt, die Anwendung einstellen und den Schlauch ersetzen.

- Muttermilch nicht in die Mikrowelle geben oder kochen. Durch das Erhitzen in der Mikrowelle können sich heiße Stellen in der Milch bilden, die schwere Verbrennungen im Mund des Babys verursachen können (das Erhitzen in der Mikrowelle oder Kochen kann außerdem die Zusammensetzung der Muttermilch verändern).
- Reinigen und desinfizieren Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile, die mit Ihrer Brust und Muttermilch in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie nur von Medela empfohlene Teile mit der Milchpumpe.
- Wenn das Abpumpen unangenehm ist oder Schmerzen verursacht, schalten Sie das Gerät aus, lösen das Vakuum zwischen Ihrer Brust und der Brusthaube mit einem Finger und entfernen dann die Brusthaube von der Brust.
- Obwohl Sie bei der ersten Verwendung einer Milchpumpe womöglich leichtes Unbehagen spüren, sollte eine Milchpumpe keine Schmerzen verursachen. Falls Sie sich bei der richtigen Brusthaubengröße unsicher sind, besuchen Sie www.medela.com oder wenden Sie sich an eine Hebamme oder Stillberaterin, die Ihnen helfen kann, die richtige Größe zu finden.
- Wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachperson oder Stillberaterin, wenn Sie keine oder nur wenig Milch abpumpen können oder wenn das Abpumpen schmerzhaft ist. Weitere Informationen sind in **Kapitel 7.1** zu finden.
- Wenn Sie beim Abpumpen in großer Höhe, z. B. im Flugzeug, das Gefühl haben, dass sich in der Brust noch Milch befindet, sollten Sie häufiger oder länger abpumpen.

HINWEIS


Gehen Sie mit den Flaschen und Einzelteilen vorsichtig um:

- Kunststoffflaschen und andere Einzelteile können durch Einfrieren brüchig werden und zerbrechen, wenn sie herunterfallen.

- Bei unsachgemäßem Gebrauch (z. B. Fallenlassen, zu festes Zusammenschrauben oder Umstoßen) können Flaschen und Einzelteile beschädigt werden.
- Füttern Sie keine Muttermilch aus Flaschen oder mit Zubehöerteilen, die Anzeichen von Beschädigung aufweisen.

Inhalt

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1. Wichtige Sicherheitshinweise | 22 | 12. Fehlerbehebung | 36 |
| 2. Verwendungszweck | 25 | 13. Bestellinformationen | 37 |
| 3. Produktbeschreibung | 25 | 14. Garantie | 37 |
| 4. Erste Schritte | 26 | 15. Entsorgung | 37 |
| 4.1 Reinigung vor Erstgebrauch | 26 | 16. Symbolbedeutung | 38 |
| 4.2 Laden des Akkus | 26 | 17. Internationale Vorschriften | 39 |
| 5. Auseinanderbauen Ihrer Auffangschale | 26 | 17.1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 39 |
| 6. Reinigung | 26 | 18. Technische Daten | 40 |
| 6.1 Übersicht der Reinigungsverfahren | 27 | | |
| 6.2 Waschen | 28 | | |
| 6.3 Desinfizieren | 29 | | |
| 6.4 Reinigung der Motoreinheit | 29 | | |
| 7. Zusammenbauen der Milchpumpe | 30 | | |
| 7.1 So finden Sie die passende Brusthaubengröße | 30 | | |
| 7.2 Zusammensetzen der Auffangschale | 30 | | |
| 7.3 Vorbereitung des Abpumpens | 30 | | |
| 7.4 Platzieren der Auffangschale im BH | 31 | | |
| 8. Betrieb der Milchpumpe | 31 | | |
| 8.1 Nachahmung des Saugrhythmus des Babys (2-Phase Expression® Technologie) | 31 | | |
| 8.2 Tasten und Statusleuchten | 31 | | |
| 8.3 Bluetooth® Verbindung | 32 | | |
| 9. Abpumpen Ihrer Muttermilch | 33 | | |
| 10. Umgang mit der Muttermilch | 34 | | |
| 10.1 Entfernen der Auffangschale aus Ihrem BH | 34 | | |
| 10.2 Ausgießen der Milch aus der Auffangschale | 34 | | |
| 10.3 Allgemeine Richtlinien für das Aufbewahren | 34 | | |
| 10.4 Einfrieren | 34 | | |
| 10.5 Auftauen | 34 | | |
| 11. Wartung und Pflege | 35 | | |
| 11.1 Pflege des Netzadapters | 35 | | |
| 11.2 Akkuwartung | 35 | | |
| 11.3 Langfristige Aufbewahrung | 35 | | |

DE Illustrierte Elemente oder Anweisungsschritte sind mit der Abbildungs- und der Detailnummer gekennzeichnet (z. B. 2-01).

2. Verwendungszweck









Die Solo™ Hands-free Milchpumpe ist eine elektrische Milchpumpe, die von stillenden Frauen zum Abpumpen und Sammeln von Muttermilch aus ihren Brüsten verwendet wird. Die Solo™ Hands-free Milchpumpe ist für eine einzelne Nutzerin bestimmt. Die Milchpumpe ist für den Einsatz zu Hause bestimmt.

3. Produktbeschreibung



Die Solo™ Hands-free ist eine elektrische Milchpumpe für den persönlichen Gebrauch mit 2-Phase-Expression® Technologie und kann nur für einseitiges Abpumpen verwendet werden. Betrieb: Kontinuierlich. Die Betriebsdauer der Solo™ Hands-free Milchpumpe beträgt 275 Stunden. Nur die Teile der Auffangschale kommen mit der Brust oder Milch in Berührung. Die Motoreinheit erzeugt ein intermittierendes Vakuum. Beim Abpumpen der Milch leitet der Schlauch den entstehenden Luftstrom über eine Membran, welche die Milch von der pulsierenden Luft trennt, zur Brust.

Siehe auch Abbildung  1 auf den Ausklappseiten.

1-01 Hands-free Auffangschale

-  1-01-1 Brusthaube 24 mm
-  1-01-2 Brustwarzentunnel
-  1-01-3 Gelbe Membran
-  1-01-4 Ausrichtungslasche
-  1-01-5 Ventil
-  1-01-6 Außenschale
-  1-01-7 Ausgießer
-  1-01-8 Schlauchanschluss

1-02 Schlauch

-  1-02-1 Rundes Schlauch-Endstück (wird an der Auffangschale befestigt)
-  1-02-2 Eckiges Schlauch-Endstück (wird an der Motoreinheit befestigt)

1-03 Motoreinheit

1-04 Netzadapter mit Kabel

Informationen zum Bestellen von Zubehör finden Sie in **Kapitel 13**.

Alle gezeigten Bilder in dieser Anleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Das eigentliche Produkt kann wegen lokaler Unterschiede oder Produktverbesserungen davon abweichen. Medela behält sich das Recht vor, Einzelteile oder Zubehör durch einen Ersatzartikel mit der gleichen Leistung zu ersetzen.

4. Erste Schritte

4.1 Reinigung vor Erstgebrauch

Es ist wichtig, vor dem ersten Gebrauch Ihrer Milchpumpe folgende Schritte durchzuführen:




1. **Zerlegen und reinigen Sie alle Zubehörteile** (mit Ausnahme des Schlauchs) gemäß der Reinigungsanleitung – siehe **Kapitel 5** und **6**.
2. **Bitte kochen Sie in jedem Fall alle Teile der Auffangschale vor dem ersten Gebrauch aus.** Den Schlauch **nicht** reinigen oder auskochen.
3. **Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Schale vollständig abgedichtet ist, bis Sie ein Einrasten hören** – siehe **Kapitel 7.2**.

WARNUNG

Bitte verwenden Sie nur das mit der Milchpumpe gelieferte Netzteil und Kabel. Bei ungeeigneten Stromquellen oder Kabeln besteht die Gefahr von Brand, Stromschlag oder Fehlfunktion des Geräts durch Überspannung. Setzen Sie die Milchpumpe und den Akku keiner hohen Temperatur aus.

4.2 Laden des Akkus

Laden Sie den Akku **zwei Stunden lang auf**. Siehe auch Abbildung  2 auf den Ausklappseiten.



1.  2-01 Verbinden Sie das Versorgungskabel mit der Motoreinheit.
 2.  2-02 Verbinden Sie das Versorgungskabel mit dem Netzadapter.
 3.  2-03 Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Statusleuchte grün.
→ Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie durchgehend grün.
Einzelheiten zur Statusleuchte finden Sie in **Kapitel 8.2**.

Information

- Die Garantie gilt nur, wenn Sie zum Aufladen Ihrer Pumpe den Medela Netzadapter verwenden (Modell MS-V2000U050-010B0-*).
- Sie können die Milchpumpe verwenden, während der Akku aufgeladen wird. Die Ladegeschwindigkeit ist jedoch langsamer, wenn die Milchpumpe gleichzeitig läuft.
*Landeskennzeichen

5. Auseinanderbauen Ihrer Auffangschale

Siehe auch Abbildung  3 auf den Ausklappseiten.

1.  3-01 Öffnen Sie die Auffangschale, indem Sie die Laschen (3-01-1) am unteren Ende betätigen.
2.  3-02 Entfernen Sie die gelbe Membran von der Brusthaube.

6. Reinigung

Es ist wichtig, vor dem ersten Gebrauch der Teile Ihrer Auffangschale folgende Schritte durchzuführen: Zerlegen Sie sie in alle Teile und reinigen Sie sie gemäß den Reinigungsanweisungen.

Benötigte Hilfsmittel:

- Spülmittel
- Saubere, weiche Bürste
- Saubere Spülwanne oder Geschirrspüler
- Wasser in Trinkwasserqualität
- Sauberer Topf für kochendes Wasser

Zu waschende oder desinfizierende Teile:

- Brusthaube
- Außenschale:
- Gelbe Membran

VORSICHT

Trennen und waschen Sie sofort nach der Anwendung alle Teile, die mit Muttermilch in Berührung gekommen sind. Dies trägt dazu bei, Muttermilchrückstände zu entfernen, und verhindert das Wachstum von Bakterien.






- Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.
- Für die Reinigung nur Leitungswasser in Trinkwasserqualität oder Wasser aus der Flasche verwenden.
- Geben Sie die Auffangschale zum Abspülen oder Waschen nicht direkt in das Spülbecken. Verwenden Sie eine saubere Spülwanne, die nur für Säuglingsprodukte benutzt wird.
- Zum Abtrocknen oder Trockentupfen von Teilen kein Geschirrhandtuch verwenden.
- Keine Desinfektionsmittel zum Reinigen verwenden.

6.1 Übersicht der Reinigungsverfahren

Reinigung und Desinfektion sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Sie müssen zu Ihrem eigenen Schutz, zum Schutz Ihres Babys und der Leistungskraft der Milchpumpe separat durchgeführt werden.

Reinigung – Reinigung der Oberflächen der Teile durch Entfernung von Milchrückständen und anderen möglichen Verunreinigungen.

Desinfizieren – Zur effizienten Reduzierung der Anzahl von Keimen, die auf den Oberflächen der gewaschenen Teile vorhanden sein können.

| | Brusthaube | Außenschale | Gelbe Membran |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Wann muss gereinigt werden |  |  |  |
| Vor dem ersten Gebrauch | Teile gemäß Kapitel 5 auseinandernehmen Teile gemäß Kapitel 6.2 spülen Teile gemäß Kapitel 6.3 desinfizieren | | |
| Nach jedem Gebrauch | Teile gemäß Kapitel 5 auseinandernehmen Teile gemäß Kapitel 6.2 spülen | | |
| Einmal täglich nach Gebrauch | Teile gemäß Kapitel 5 auseinandernehmen Teile gemäß Kapitel 6.2 spülen Teile gemäß Kapitel 6.3 desinfizieren | | |
| Wann muss gereinigt werden | Solo-Schlauch  | Motoreinheit  | |
| Nach Bedarf | Reinigen oder spülen Sie den Schlauch unter keinen Umständen. | Mit sauberem, feuchtem Tuch abwischen. Siehe Kapitel 6.4 . | |

HINWEIS

Die Solo™ Hands-free Milchpumpe verfügt über ein geschlossenes System, damit keine Milch in den Schlauch gelangt, wenn die Pumpe ordnungsgemäß verwendet wird. **Reinigen oder spülen Sie den Schlauch unter keinen Umständen.**

• **Prüfen Sie den Schlauch vor der Verwendung. Wenn sich Kondenswasser, Muttermilch oder Schimmel im Schlauch befindet, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie den Schlauch. Bestellinformationen sind Kapitel 13 zu entnehmen.**

• Verwenden Sie die Milchpumpe nicht mit einem nassen Schlauch, da dies zu Schäden an der Milchpumpe führt.




- Bitte achten Sie darauf, bei der Reinigung keine Teile der Auffangschale zu beschädigen.
- Bewahren Sie die Auffangschale bis zum nächsten Gebrauch in einem sauberen Beutel/Behälter auf.
- Stellen Sie vor der Aufbewahrung sicher, dass alle Teile trocken sind, da sich sonst Schimmel entwickeln könnte.
- Falls Sie nach dem Auskochen weiße Rückstände auf der Auffangschale bemerken, hat Ihr Wasser womöglich einen hohen Mineralstoffgehalt. Entfernen Sie die Rückstände, indem Sie diese Teile mit einem sauberen Handtuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.
- Zum Auskochen der Teile wird destilliertes Wasser empfohlen, um größere Mineralstoffablagerungen, die die Milchpumpenteile im Laufe der Zeit beeinträchtigen können, zu verhindern.

6.2 Waschen

Siehe auch Abbildung  4 auf den Ausklappseiten.


Von Hand abspülen und waschen

(vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch)




Geben Sie die Teile zum Spülen und Abwaschen nicht direkt in das Spülbecken. Verwenden Sie eine Spülwanne, die eigens für Säuglingsprodukte benutzt wird.

1. **Spülen** Sie alle auseinandergenommenen Teile mit Ausnahme des Schlauchs mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) ab.
2. **Reinigen** Sie diese Teile mit viel warmem Seifenwasser (ca. 30 °C). Verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel und eine saubere weiche Bürste.
3. **Spülen** Sie die Teile 10 bis 15 Sekunden lang mit kaltem, klarem Wasser in Trinkwasserqualität (ca. 20 °C) ab.
4. **Trocknung:** Auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen lassen.




oder

In der Spülmaschine waschen (maximal einmal pro Tag)



1. **Spülmaschine:** Die auseinandergenommenen Teile, mit Ausnahme des Schlauchs, in die obere Ablage oder ins Besteckfach legen. Verwenden Sie ein handelsübliches Geschirrspülmittel.
2. **Spülen Sie die gelbe Membran** nach dem Geschirrspülen unter fließendem Wasser ab.
3. **Trocknung:** Auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen lassen.



i Information

Bei Reinigung im Geschirrspüler können sich Teile verfärben. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf deren Funktion. **Waschen Sie niemals den Schlauch.** Weitere Informationen finden Sie in **Kapitel 6.1**.


6.3 Desinfizieren

Siehe auch Abbildung 5 auf den Ausklappseiten.

Desinfizieren auf dem Herd (vor Erstgebrauch und einmal täglich nach dem Gebrauch)



1. Bedecken Sie die auseinandergenommenen und gereinigten Teile, mit Ausnahme des Schlauchs, mit viel Wasser und kochen Sie sie mindestens 10 Minuten lang aus. Stellen Sie sicher, dass die Teile nicht in direkten Kontakt mit dem Boden des Topfes kommen.
2. **Trocknen:** Auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen lassen. Bewahren Sie die Teile nicht in einem luftdichten Behälter/Beutel auf, wenn sie noch feucht sind. Es ist wichtig, dass keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist.




oder

Desinfizieren in der Mikrowelle (einmal täglich nach Gebrauch)



1. Verwenden Sie in der Mikrowelle die Quick Clean™-Beutel gemäß den Anweisungen auf den Beuteln. (* Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrem Land finden Sie auf der Website/im Shop für Ihr Land.)
2. **Trocknen:** Auf einem sauberen, unbenutzten Geschirrhandtuch oder Papiertuch trocknen lassen. Bewahren Sie die Teile nicht in einem luftdichten Behälter/Beutel auf, wenn sie noch feucht sind. Es ist wichtig, dass keine Restfeuchtigkeit mehr vorhanden ist.



6.4 Reinigung der Motoreinheit

Benötigte Hilfsmittel:

- Wasser in Trinkwasserqualität
- Spülmittel
- Sauberes Geschirr- oder Papiertuch

Benötigte Teile:

- Motoreinheit

⚠ VORSICHT



Um Stromschläge und Materialschäden zu verhindern:

- Vor der Reinigung der Motoreinheit den Netzstecker ziehen.
- Die Motoreinheit nicht in Wasser eintauchen; kein Wasser über die Motoreinheit gießen.

HINWEIS



- Keine Flüssigkeiten direkt auf die Pumpe sprühen oder schütten.

1. Schalten Sie die Milchpumpe aus.
2. Ziehen Sie den Stecker des Versorgungskabels aus der Steckdose.
3. Die Motoreinheit mit einem sauberen Handtuch, das mit Seifenwasser befeuchtet wurde, abwischen.
4. Die Motoreinheit mit einem sauberen, trockenen Handtuch trocken wischen.

7. Zusammenbauen der Milchpumpe

7.1 So finden Sie die passende Brusthaubengröße

Achten Sie darauf, dass Sie die richtige Brusthaubengröße verwenden. Dies trägt wesentlich zum effektiven Abpumpen und zur Optimierung des Milchflusses bei. Siehe auch Abbildung  6 auf den Ausklappseiten.

1. Wählen Sie die Brusthaubengröße, indem Sie den Durchmesser Ihrer Brustwarze messen ( 6-01).
2. Wählen Sie die Brusthaubengröße, die etwas größer ist als Ihre Brustwarze ( 6-02). Im Lieferumfang eine Brusthaube in der Größe 24 mm enthalten.

Weitere Informationen zur Ermittlung der passenden Brusthaubengröße und anderen verfügbaren Größen finden Sie unter www.medela.com.

Bestellinformationen können Sie **Kapitel 13** entnehmen.

7.2 Zusammensetzen der Auffangschale

Verwenden Sie ausschließlich saubere und trockene Teile. Informationen zur Reinigung sind **Kapitel 6** zu entnehmen.

Benötigte Teile:

- Schlauch
- Gelbe Membran
- Brusthaube
- Außenschale:
- Motoreinheit

VORSICHT

Um eine Verunreinigung der Muttermilch zu verhindern:

- Waschen Sie die Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Motoreinheit, Teile der Auffangschale und die Brüste anfassen.
- Trocknen Sie Ihre Hände mit einem frischen Handtuch oder einem Einweg-Papierhandtuch.
- Berühren Sie die Einzelteile der Auffangschale nur von außen.








Um sicherzugehen, dass die Milchpumpe richtig und sicher funktioniert:

- Überprüfen Sie die Einzelteile der Auffangschale vor Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung. Falls nötig, ersetzen Sie beschädigte Teile.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer alle Teile auf Sauberkeit. Bei Verschmutzung gemäß **Kapitel 6** reinigen.
- Nur Originalteile von Medela verwenden. Siehe **Kapitel 13** für Details.

HINWEIS


Um Schäden an der Milchpumpe zu vermeiden, müssen alle Teile vor Gebrauch komplett trocken sein.

Siehe auch Abbildung  7 auf den Ausklappseiten.

1.  7-01 Waschen Sie die Hände gründlich mit Wasser und Seife, bevor Sie die Motoreinheit, Teile der Auffangschale und die Brüste anfassen. Trocknen Sie Ihre Hände mit einem sauberen Handtuch.
2.  7-02 Montieren Sie zuerst das Ventil der gelben Membran an die Vorderseite der Brusthaube.
3.  7-03 Richten Sie die Scheibe der gelben Membran an der dafür vorgesehenen kreisförmigen Öffnung an der Lasche oben auf der Brusthaube aus, um sicherzustellen, dass sie an der richtigen Stelle sitzt. Die Kanten andrücken, um sicherzustellen, dass sie vollständig angebracht ist.
4.  7-04 Stecken Sie den Ausgießer in die Öffnung der Brusthaube.
5.  7-05 Drücken Sie die Außenschale und die Brusthaube fest zusammen und stellen Sie sicher, dass sie rundum dicht sind, bis ein Knack-Geräusch zu hören ist.
6.  7-06 Stecken Sie das eckige Ende des Schlauchs soweit es geht in die Motoreinheit.
7.  7-07 Stecken Sie das runde Ende des Schlauchs in den Schlauchanschluss an der Auffangschale.




7.3 Vorbereitung des Abpumpens

Siehe auch Abbildung  8 auf den Ausklappseiten.

1. Montieren Sie die Auffangschale wie in **Kapitel 7.2** beschrieben.  8-01 Korrekt zusammengesetztes System.
2. Legen Sie die Auffangschale gemäß **Kapitel 7.4** in Ihren BH. Beginnen Sie mit dem Abpumpen wie in **Kapitel 9** beschrieben.


7.4 Platzieren der Auffangschale im BH

Siehe auch Abbildung  9 auf den Ausklappseiten.

-  9-01 Achten Sie darauf, dass die Brustwarze im Tunnel der Brusthaube zentriert ist.
-  9-02 Die Hands-free Auffangschale kann unter Ihrem normalen Still-BH getragen werden. Ihr BH hält die Auffangschale an Ort und Stelle. Wenn Sie das Produkt während der Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, wechseln Sie zu einem lockeren, dehnbaren Still-BH.
-  9-03 Der Schlauch kann je nach persönlicher Präferenz nach innen

(zur Brust) oder nach außen (zu den Armen) angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch während des Gebrauchs nicht gedrückt oder geknickt wird.

→ Knicke können die Vakuumleistung beeinträchtigen.

-  9-04 Die Hands-free Auffangschale kann in vertikaler oder leicht geneigter Position verwendet werden, um die Sicht auf die Brustwarze und den Milchspendereflex zu verbessern. Die Markierung auf der Auffangschale zeigt die ungefähre Menge während des Abpumpens an.

8. Betrieb der Milchpumpe

8.1 Nachahmung des Saugrhythmus des Babys (2-Phase Expression® Technologie)



Babys wenden beim Saugen zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten an. Sie saugen zunächst schnell und wechseln dann zu langsameren und tieferen Zügen, sobald die Milch fließt. Das schnellere Saugen löst den Milchspendereflex aus und regt den Milchfluss an; mit dem langsameren Saugen trinken die Babys dann.













Die Pumpe ahmt mit zwei Geschwindigkeiten, der sogenannten „2-Phase Expression® Technologie“, den natürlichen Saugrhythmus des Babys nach.



Die Milchpumpe beginnt mit schnellem Saugen, der sogenannten **Stimulationsphase**. Wenn Sie Milch fließen sehen oder den Milchspendereflex spüren, können Sie durch Drücken der **„Let-down“-Taste** in die langsamere **Abpumpphase** wechseln. Wenn Sie die „Let-down“-Taste nicht drücken, beginnt die Abpumpphase automatisch, nachdem die Pumpe eine Minute lang in der Stimulationsphase betrieben wurde.

8.2 Tasten und Statusleuchten

Siehe auch Abbildung  10 auf den Ausklappseiten.

| | | |
|--|---|--|
| <p> 10-01 „Let-down“-Taste (wechselt von Stimulations- in Abpumpphase)</p> <p> 10-02 Taste „Vakuum erhöhen“</p> <p> 10-03 Taste „Vakuum verringern“</p> <p> 10-04 „Ein/Pause/Aus“-Taste</p> <p> 10-05 Statusleuchte</p>  | <p>Statusleuchte: Abpumpmodus</p> <p>Leuchte ist aus Pumpe ist aus</p> <p>Leuchte blinkt Pumpe ist eingeschaltet, Stimulationsphase</p> <p>Leuchtet durchgehend Pumpe ist eingeschaltet, Abpumpphase</p> <p>Leuchte blinkt Pumpe ist eingeschaltet, pausiert</p> | <p>Statusleuchte: Akkustand</p> <p> Gut</p> <p> Niedrig, noch ca. 10 Minuten verbleibend</p> <p> Sehr niedrig – laden Sie den Akku umgehend auf</p> <p> Leuchte blinkt: Wird geladen Leuchtet durchgehend: Akku voll geladen</p> |
|--|---|--|


8.3 Bluetooth® Verbindung

Bluetooth® ist eine kabellose Technologie zum Datenaustausch über kurze Entfernungen. Es wird verwendet, um Ihre Solo™ Hands-free Milchpumpe mit der Medela Family™ Smartphone-App zu verbinden. Durch das Verbinden Ihrer Milchpumpe mit der Medela Family™ App können Sie Ihre Abpumpdaten (Sitzungsdauer, Phasen und Stufen) automatisch übertragen und dann die Menge der abgepumpten Milch manuell eingeben. Um die Funktionen der Plattform nutzen zu können, müssen Sie ein Benutzerkonto in der Medela Family™ App einrichten.

Installieren der Medela Family™ app

1. Laden Sie die Medela Family™ App und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät. Die App ist kostenlos erhältlich für die Betriebssysteme Apple® iOS und Android™.
2. Wenn Sie die Medela Family™ App zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, der App die Berechtigung zum Verbindungsaufbau mit Bluetooth®-Geräten zu erteilen. Bitte erteilen Sie der App die Berechtigung zum Verbindungsaufbau mit Ihrer Medela Pumpe.
-->Nur für Android™-Telefone: Sie werden auch aufgefordert, der App die Erlaubnis zur Nutzung Ihres Standorts zu erteilen. Wir verfolgen nicht die Position Ihres Telefons, aber dies ist eine Voraussetzung dafür, dass sich das Android™-Betriebssystem des Smartphones mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden kann.
-->Wenn Sie die Berechtigungen verweigert haben und jetzt keine Verbindung zur Pumpe herstellen können:
 1. Öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem Smartphone und (je nach Smartphone-Marke müssen Sie ggf. noch ein Untermenü namens „Apps“ aufrufen) scrollen Sie nach unten bis zur Medela Family™ App.
 2. Vergewissern Sie sich dort, dass die Bluetooth®-Berechtigung aktiviert ist. Bei Android™: Auch hier muss die Standortberechtigung aktiviert werden.
3. Öffnen Sie die Medela Family™ App auf Ihrem Mobilgerät und registrieren Sie sich mittels der App.

Anschließen (Koppeln) Ihrer Solo™ Hands-free Milchpumpe

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist.
2. Klicken Sie in Medela Family™ auf „Mehr“, gehen Sie auf „Pumpeneinstellungen“ und befolgen Sie die Einrichtungs- und Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm, zu denen die folgenden Schritte gehören:
3. Halten Sie die „Let-down“-Taste  zwei Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsvorgang zu starten.

→Sobald die Statusleuchte blau pulsiert, ist die Milchpumpe für die Kopplung mit Ihrem Bluetooth®-Gerät bereit.

4. Bei erfolgreicher Kopplung leuchtet die blaue LED zwei Sekunden lang durchgehend.
5. Nach der Ersteinrichtung erlischt die Statusleuchte.
6. Beim erneuten Verbinden mit Medela Family™ leuchtet die Statusleuchte zwei Sekunden lang blau.

Speichern des Abpumpens in der App

Drücken Sie nach dem Abpumpen 2 Sekunden lang die „Ein-/Pause-/Aus“-Taste auf der Milchpumpe, um die Daten an die Medela Family™ App zu übermitteln und die Milchpumpe auszuschalten.

Solo™ Hands-free Milchpumpe von Ihrem Smartphone entfernen

1. Gehen Sie in der Medela Family™ App auf „Mehr“ und öffnen Sie dort die Pumpeneinstellungen.
2. Tippen Sie auf die Pumpe, die Sie entfernen möchten, und anschließend auf die Schaltfläche „Diese Pumpe entfernen“.

i Information

- Die Solo™ Hands-free Milchpumpe kann Ihre letzten 30 Abpumpvorgänge speichern. Falls die Milchpumpe vor dem 31. Abpumpvorgang nicht verbunden wird, wird Ihr Verlauf mit neuen Abpumpdaten überschrieben.
- Wenn Ihr Medela Family™ Konto mit der Milchpumpe verbunden ist, kann eine unbegrenzte Anzahl von Abpumpvorgängen gespeichert werden.
- Solo™ Hands-free nutzt die Bluetooth®-Technologie. Bitte beachten Sie auf Flügen die Regeln der jeweiligen Fluggesellschaft für die Verwendung tragbarer Elektronikgeräte.
- Durch das Entfernen der Solo™ Hands-free Milchpumpe von Ihrem Mobilgerät werden die Abpumpdaten, die in der Medela Family™ App gespeichert sind, nicht gelöscht.
- Wenn Sie die Milchpumpe und das Mobilgerät wieder verbinden, werden die letzten 30 aufgezeichneten Vorgänge auf der Pumpe übertragen.

Mehr dazu erfahren Sie unter www.medela.com/app.

Markenankennung: Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelszeichen von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Zeichen durch die Medela AG erfolgt unter einem Lizenzvertrag. Apple ist eine Handelsmarke von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen ist. Android ist eine Handelsmarke von Google LLC.

9. Abpumpen Ihrer Muttermilch








⚠ VORSICHT


- Versuchen Sie nicht, mit einer zu hohen Vakuumstufe abzupumpen, die unangenehm (schmerzhaft) ist. Die Schmerzen können, zusammen mit möglichen Brust- und Brustwarzentraumata, die Milchproduktion verringern.
- Wenden Sie sich an Ihre medizinische Fachperson oder Stillberaterin, wenn Sie keine oder nur wenig Milch abpumpen können oder wenn das Abpumpen schmerzhaft ist.



HINWEIS

Achten Sie darauf, dass der Schlauch beim Abpumpen nicht geknickt oder eingeklemmt ist.

Siehe auch Abbildung 11 auf den Ausklappseiten.

1. Stellen Sie sicher, dass die Auffangschale verbunden und richtig positioniert ist.
2. 11-01 Drücken Sie die „Ein/Pause/Aus“-Taste , um mit dem Abpumpen zu beginnen.
→ Die Stimulationsphase beginnt und die Statusleuchte blinkt.
3. 11-02 Stellen Sie das Vakuum mit den Tasten „Vakuum erhöhen“  und „Vakuum verringern“  ein, bis Sie eine angenehme Stufe gefunden haben.
4. 11-03 Sobald Ihre Milch zu fließen beginnt, drücken Sie die „Let-down“-Taste 
→ Die Abpumpphase beginnt und die Statusleuchte leuchtet durchgehend.
→  Falls die „Let-down“-Taste nicht innerhalb einer Minute gedrückt wird, wechselt die Milchpumpe automatisch in die Abpumpphase.
5. 11-04 Stellen Sie das Vakuum mit den Tasten „Vakuum erhöhen“  und „Vakuum verringern“  ein, um Ihr maximales Komfort-Vakuum zu finden (siehe nachstehende Information).

Sobald Sie in der **Abpumpphase** sind, erhöhen Sie das Vakuum, bis sich das Abpumpen leicht unangenehm (nicht schmerzhaft) anfühlt, und verringern das Vakuum dann leicht mit der Taste „Vakuum verringern“  um eine Stufe.

6. Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, drücken Sie die Taste „Ein/Pause/Aus“ , um die Pumpe zu stoppen.
→ Die Milchpumpe stoppt automatisch nach 30 Minuten, falls es keine Benutzerinteraktion mit der Pumpe gibt.
7. Halten Sie zum Ausschalten der Milchpumpe die „Ein/Pause/Aus“-Taste  zwei Sekunden lang gedrückt.

i Information


- **Das maximale Komfort-Vakuum** ist die höchste Vakuumeinstellung, bei der sich das Abpumpen noch angenehm anfühlt. Dies ist bei jeder Mutter anders.
- Die Stimulationsphase sollte bei einer angenehmen Vakuumstufe erfolgen, eine maximale Stufe ist nicht nötig.
- Passen Sie Ihr maximales Komfort-Vakuum während der Abpumpzeit immer wieder neu an. Es kann sich in jeder Laktationsphase ändern.

Pausieren

Sowohl in der Stimulations- als auch in der Abpumpphase kann die Milchpumpe pausiert werden. So können Sie Ihre Position ändern, die Auffangschale neu anpassen oder sich um Ihre Umgebung kümmern.

Drücken Sie zum Pausieren die „Ein/Pause/Aus“-Taste , während die Milchpumpe läuft.

→ Der Pumpbetrieb stoppt und die Statusleuchte pulsiert.

Um mit dem Abpumpen fortzufahren, drücken Sie die „Ein/Pause/Aus“-Taste  erneut.

Turning off

Halten Sie zum Ausschalten der Milchpumpe die „Ein/Pause/Aus“-Taste  zwei Sekunden lang gedrückt.




i Information

- Falls das Abpumpen nicht innerhalb von zwei Minuten wieder aufgenommen wird, schaltet sich die Milchpumpe automatisch ab.
- Um weiterzupumpen, müssen Sie einen neuen Abpumpvorgang beginnen.
- Falls Sie eine Pause von mehr als zwei Minuten machen müssen, empfehlen wir, erneut mit der Stimulationsphase zu starten.
- Vergessen Sie nicht, Ihre abgepumpte Milchmenge in die Medela Family™ App einzutragen.



10. Umgang mit der Muttermilch

10.1 Entfernen der Auffangschale aus Ihrem BH

Siehe auch Abbildung  12 auf den Ausklappseiten.

1.  12-01 Lehnen Sie sich leicht nach vorne, während die Pumpe noch läuft, und stellen Sie sicher, dass die gesamte Milch aus dem Brustwarzentunnel in die Auffangschale gelangt. Milchpumpe ausschalten.
2.  12-02 Ziehen Sie den Schlauch von der Auffangschale ab.
3.  12-03 Entfernen Sie die Auffangschale vorsichtig aus dem BH.

10.2 Ausgießen der Milch aus der Auffangschale

1.  12-04 Stellen Sie die Auffangschale in **aufrechter Position** auf eine Oberfläche, auf der sie nicht leicht umgestoßen werden kann. Sie können die auf der Brusthaube angebrachte Volumenskala verwenden, um die aufgefangene Milchmenge abzulesen. Die Markierung auf der Auffangschale zeigt die ungefähre Menge während des Abpumpens an.
2.  12-05 **Mit der gerundeten Außenschale nach unten** schütten Sie die Muttermilch durch den Ausgießer in eine Flasche oder einen Behälter zur Aufbewahrung. Verwenden Sie die Auffangschale nicht zum Aufbewahren von Milch. Bewahren Sie die zusammengebaute Schale nicht im Kühlschrank auf.
3. Zerlegen und reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch vollständig und desinfizieren Sie es einmal täglich, wie in **Kapitel 6 beschrieben**.

10.3 Allgemeine Richtlinien für das Aufbewahren 10.4 Einfrieren

Eine Empfehlung für die Aufbewahrung und das Auftauen von Muttermilch finden Sie unter www.medela.com.

Richtlinien für das Aufbewahren frisch abgepumpter Muttermilch (für gesunde, termingeborene Babys)

| Raumtemperatur 16 bis 25 °C | Kühlschrank 4 °C oder kälter | Gefrierschrank -18 °C oder kälter | Im Kühlschrank aufgetaute Muttermilch |
|--|--|--|---|
| Am besten bis zu 4 Stunden | Am besten bis zu 3 Tagen | Am besten bis zu 6 Monaten | Bei Raumtemperatur: Bis zu 2 Stunden |
| *Bis zu 6 Stunden, wenn die Milch unter äußerst sauberen Bedingungen abgepumpt wurde | *Bis zu 5 Tagen, wenn die Milch unter äußerst sauberen Bedingungen abgepumpt wurde | *Bis zu 9 Monaten, wenn die Milch unter äußerst sauberen Bedingungen abgepumpt wurde | Kühlschrank: Bis zu 24 Stunden |
| | | | Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren! |

- *Hinweise zum Abpumpen von Milch unter äußerst sauberen Bedingungen: Mütter sollten ihre Hände vor dem Abpumpen der Muttermilch mit Wasser und Seife oder einem Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis reinigen. Einzelteile der Milchpumpe und Umgebung müssen sauber sein. Brüste und Brustwarzen müssen vor dem Abpumpen nicht gewaschen werden.
- Die Richtlinie für das Aufbewahren und Auftauen von Muttermilch stellt eine Empfehlung dar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Still- oder Laktationsberaterin.
 - Bewahren Sie Muttermilch am kältesten Ort im Kühlschrank auf (hinten auf der Glasablage oberhalb des Gemüsefachs).
 - Informationen zur Aufbewahrung Ihrer Muttermilch finden Sie unter www.medela.com.

HINWEIS

- Durch wiederholtes Einfrieren/Auftauen wird die Struktur der Milch zerstört. Frieren Sie Muttermilch daher nie erneut ein.
- Frieren Sie die abgepumpte Muttermilch in lebensmittelechten Flaschen oder Muttermilchbeuteln ein. Füllen Sie Flaschen oder Beutel maximal drei Viertel voll, um Platz für Ausdehnung zu lassen.
- Beschriften Sie Flaschen oder Beutel mit Datum und Menge der abgepumpten Milch.
- Kunststoffflaschen und andere Einzelteile können durch Einfrieren brüchig werden und zerbrechen, wenn sie herunterfallen.
- Füttern Sie keine Muttermilch aus Flaschen oder mit Zubehörteilen, die Anzeichen von Beschädigung aufweisen.

10.5 Auftauen

VORSICHT

- Bitte tauen oder wärmen Sie Muttermilch niemals in der Mikrowelle oder in kochendem Wasser auf. Dadurch können wichtige Inhaltsstoffe erhalten bleiben und Verbrennungen vermieden werden.
- Um die Inhaltsstoffe der Muttermilch zu erhalten, tauen Sie die Milch am besten über Nacht im Kühlschrank auf.
 - Alternativ können Sie die Flasche oder den Beutel auch unter warmes Wasser (max. 37 °C) halten und die Milch sofort nach dem Auftauen verwenden.

HINWEIS


Schwenken Sie Flasche oder Beutel sanft, um abgesetztes Fett mit der Milch zu vermischen. Schütteln oder rühren Sie die Milch nicht.

11. Wartung und Pflege

11.1 Pflege des Netzadapters

⚠️ WARNUNG

Wenn sich das Außengehäuse des Netzadapters lockert oder sich löst, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich unverzüglich an Medela. Ein Ablösen des Gehäuses kann zu einem Stromschlag führen.



HINWEIS

Damit der Netzadapter und das Kabel in einwandfreiem Zustand bleiben, achten Sie auf Folgendes: Das Kabel oder den Netzadapter nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen, sondern am Stecker und Adaptergehäuse anfassen.

Reisen ins Ausland

i Information

Wenn Sie ins Ausland reisen, empfehlen wir, einen Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) zu erwerben, der zur jeweiligen Steckdose passt. Bitte erkundigen Sie sich, welcher Adapter in Ihrem Reiseland am besten funktioniert. Der Netzadapter der Milchpumpe ist zweipolig und benötigt keine geerdete Steckdose. Diese Milchpumpe verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku.

i Information

Das Mitführen solcher Akkus in Flugzeugen kann durch das jeweilige Reiseland eingeschränkt sein. Bitte überprüfen Sie, ob es in Ihrem Reiseland Einschränkungen für das Mitführen von mit Lithium-Ionen-Akkus gibt.

11.2 Akkuwartung

Ihre Milchpumpe enthält einen eingebauten (nicht austauschbaren) wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

HINWEIS

- Bei einem vollständig entladenen Akku kann die Milchpumpe nicht sofort nach der Verbindung mit dem Netzadapter verwendet werden. Lassen Sie den Akku mindestens 15 Minuten aufladen, bevor Sie die Milchpumpe einschalten.
 - Für eine optimale Abpump- und Akkuleistung den mit der Milchpumpe gelieferten Netzadapter verwenden. (Modell MS-V2000U050-010B0-*)
 - Sicherstellen, dass die Spannung des Netzadapters mit der Stromquelle kompatibel ist.
 - Bitte beachten Sie, dass es durch Metallgegenstände oder Flüssigkeiten in den USB-C-Anschlüssen der Pumpe und des Akkus jeweils zu einem Kurzschluss kommen kann.
- *Landeskennzeichen

i Information

Zum Erhalt der Akkulebensdauer:

- Die Milchpumpe an einem kühlen Ort aufbewahren.
- Den Akku aufladen, bevor er vollständig entleert ist. Das ist besser für die Lebensdauer des Akkus.
- Den Akku vollständig aufladen, bevor Sie die Milchpumpe zur Aufbewahrung verstauen. Siehe **Kapitel 8.2** für Informationen zum Akkuladestatus.
- Falls die Milchpumpe an einem warmen Ort aufbewahrt wurde, läuft sie möglicherweise nicht sofort im Akkubetrieb. Lassen Sie die Milchpumpe eine Stunde abkühlen, um die normale Akkufunktion wiederherzustellen. Während dieser Zeit können Sie die Milchpumpe über den mit einer Wandsteckdose verbundenen Netzadapter betreiben.

11.3 Langfristige Aufbewahrung

Die Milchpumpe verfügt über einen wiederaufladbaren Akku. Um die Milchpumpe bei längerem Nichtgebrauch zu schützen, schaltet sie automatisch in den Aufbewahrungsmodus. Um den Aufbewahrungsmodus zu deaktivieren, verbinden Sie die Milchpumpe mit einer externen Stromquelle und laden den Akku zwei Stunden lang auf. Lagern Sie die Auffangschale nicht über einen längeren Zeitraum im zusammengebauten Zustand.

Bevor Sie die Milchpumpe für längere Zeit aufbewahren, denken Sie an Folgendes:



☐ Reinigung der Auffangschale (siehe **Kapitel 6**)



☐ Reinigung der Motoreinheit (siehe **Kapitel 6.4**)



☐ Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist (siehe folgende Informationen).

Es ist am besten, den Akku vollständig aufzuladen, bevor Sie die Milchpumpe für längere Zeit aufbewahren. Siehe **Kapitel 8.2** für Informationen zum Akkuladestatus.

12. Fehlerbehebung

Sehen Sie bei unerwartetem Verhalten der Milchpumpe in der Tabelle zur Fehlerbehebung in der Spalte „Problem“ nach und befolgen Sie die Anweisungen in der Spalte „Lösung“.

| Problem | Lösung | Problem | Lösung |
|--|--|---|--|
| Die Milchpumpe funktioniert nicht, nachdem Sie die „Ein/Pause/Aus“-Taste gedrückt haben | <ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie die Pumpe 15 Minuten lang auf und führen Sie anschließend einen Neustart durch. Der Ladevorgang wird durch die grün blinkende Statusleuchte angezeigt. • Falls die Pumpe immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. | Die Pumpe saugt zu schwach oder gar nicht | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Milchpumpe und des Pumpsets sauber und trocken sind und dass alle Verbindungen fest sind. • Beim Abpumpen sicherstellen, dass die Brusthaube die Brust rundum gut abdichtet. • Falls sich die Saugleistung nach Befolgen dieser Schritte nicht verbessert hat, wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. |
| Die Milchpumpe erzeugt nur konstantes Vakuum anstelle von Saugzyklen | <ul style="list-style-type: none"> • Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. | Die Milchpumpe reagiert nicht wie erwartet | <ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie die „Ein/Pause/Aus“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Milchpumpe auszuschalten, und starten Sie die Pumpe anschließend neu. • Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. |
| Die Statusleuchte blinkt schnell rot, wenn Sie versuchen, abzupumpen oder die Milchpumpe aufzuladen | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Aufladen/Abpumpen ist nicht möglich, wenn die Akku-Temperatur zu hoch ist. Lassen Sie die Motoreinheit abkühlen und setzen Sie dann den Lade-/Pumpvorgang fort. • Falls die Statusleuchte weiterhin schnell rot blinkt, ist ein Gerätefehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. | Die Außenseite der Motoreinheit wurde nass | <ul style="list-style-type: none"> • Die Motoreinheit von der Stromversorgung trennen und ausschalten. • Die Außenseite der Motoreinheit abtrocknen. |

| Problem | Lösung |
|--|--|
| Die Motoreinheit wurde in Wasser getaucht | <ul style="list-style-type: none"> • Die Motoreinheit von der Stromversorgung trennen und ausschalten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. |
| Es können keine Daten gesendet werden | <ul style="list-style-type: none"> • Die Bluetooth®-Funktion („Bluetooth-Symbol“) auf dem Mobilgerät ist ausgeschaltet. Die Bluetooth-Funktion® einschalten und versuchen, die Daten erneut zu senden. • Die Kopplung zwischen den beiden Geräten wurde nicht abgeschlossen. Die Kopplungsanweisungen erneut ausführen. Siehe Kapitel 8.3. • Das Mobilgerät ist zu weit weg von der Milchpumpe. Bringen Sie das Gerät und die Milchpumpe näher zueinander. • Die App auf dem Mobilgerät ist nicht bereit. Die App überprüfen. |

Falls Sie das Problem mit Ihrer Milchpumpe noch nicht gelöst oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Medela. Die Kontaktdaten finden Sie unter **www.medela.com/contact-us**. Wählen Sie dafür unter „Kontakt“ Ihr Land aus.

14. Garantie

Informationen zur internationalen Garantie finden Sie unter **www.medela.com/ewarranty**.

15. Entsorgung

Entsorgung der Milchpumpe

Nehmen Sie am Ende der Produktlebensdauer der Milchpumpe die Teile auseinander und entsorgen Sie sie gemäß den folgenden Anweisungen. Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Nach Ablauf der Akku-Lebensdauer muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden. Der integrierte Akku darf zur Entsorgung nicht entfernt werden. Im Fall eines auslaufenden Akkus muss die Milchpumpe entsorgt werden.

13. Bestellinformationen

Zubehör

| Artikelnummer | Produkt |
|---|--|
| Erkundigen Sie sich je nach Ihrer Region auf der lokalen Webseite/in den lokalen Geschäften über die Verfügbarkeit. | Brushhauben der Größe 21 mm kompatibel mit Medela Hands-free Collection Cup* |
| | Brushhauben der Größe 24 mm kompatibel mit Medela Hands-free Collection Cup* |
| Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst von Medela. | Brushhauben der Größe 27 mm kompatibel mit Medela Hands-free Collection Cup* |
| | Membran geeignet für Medela Hands-free Collection Cup |
| | Schlauch kompatibel mit Solo™ Hands-free |

* Sollte das Pumpergebnis unbefriedigend oder das Abpumpen schmerzhaft sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Hebamme oder Stillberaterin. Eine andere Brushhaubengröße kann helfen, das Abpumpen angenehmer und effektiver zu gestalten. Bei Schwierigkeiten bei der Suche nach dem gewünschten Zubehör wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Medela. Die Kontaktdaten finden Sie unter **www.medela.com/contact-us**. Wählen Sie dafür unter „Kontakt“ Ihr Land aus. Für den Ersatz verlorener oder defekter Teile wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Medela. Weitere Medela Produkte finden Sie unter **www.medela.com**.

Brusthaube, Außenschale, Schlauch und Membran

Die Teile bestehen aus Kunststoffen, die nicht umweltschädlich sind, wenn sie im Hausmüll entsorgt werden. Recyceln oder entsorgen Sie sie gemäß den lokalen Vorschriften.

Motoreinheit und Netzadapter



Entsorgen Sie elektrische oder elektronische Geräte nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll, sondern sammeln Sie sie separat.

In der Europäischen Union muss der Hersteller oder Verkäufer Altgeräte wieder zurücknehmen. In anderen Ländern gibt es möglicherweise vergleichbare Sammlungs- und Recyclingsysteme. Entsorgen Sie die Altgeräte gemäß den lokalen Vorschriften.

Erkundigen Sie sich bei der Verkaufsstelle oder wenden Sie sich an die örtliche Behörde, um geeignete Sammelstellen für Altgeräte zu finden.

Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Altgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt.

VORSICHT

Gefährliche Stoffe in elektrischen/elektronischen Geräten können die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen, wenn die Altgeräte nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

16. Symbolbedeutung

In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der auf den Produktteilen und der Verpackung abgebildeten Symbole erläutert.

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
|  | Allgemeines Sicherheits-Warnsymbol, verweist auf sicherheitsbezogene Informationen. |  | Definiert einen Temperaturbereich (z. B. für den Betrieb, den Transport oder die Lagerung). |  | Definiert einen Luftfeuchtigkeitsbereich (z. B. für den Betrieb, den Transport oder die Lagerung). |
|  | Definiert einen Luftdruckbereich (z. B. für den Betrieb, den Transport oder die Lagerung). |  | Identifiziert den Hersteller. |  | Zeigt das Herstellungsdatum an. |
|  | Zeigt die Seriennummer des Geräts an. | IP20 IP22 | Gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit an. |  | Gibt die Einhaltung internationaler Anforderungen zum Schutz vor Stromschlag an (Anwendungsteile Typ BF). |
|   | Elektrische/elektronische Geräte nicht zusammen mit unsortiertem Hausmüll entsorgen (Entsorgung gemäß den lokalen Vorschriften). |  | Bitte Gebrauchsanweisung durchlesen und beachten. |  | Die CE-Kennzeichnung zeigt die Einhaltung der geltenden europäischen Richtlinien an. |
|  | Verweist auf Gleichstrom. |  | Zeigt den Ort der Ein-/Pause-/Aus-Taste an. |  | Verweist auf Wechselstrom. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  | Zeigt die Polarität des USB-Stromversorgungsausgangs an. |  | Zeigt an, dass das Produkt ein elektrisches Gerät der Klasse II (doppelt isoliert) ist. |  | Zeigt an, dass das Gerät nicht im Freien verwendet werden soll. |
|  | Zeigt an, dass für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz ein spezielles separates Netzteil erforderlich ist, und gibt das entsprechende Modell/den entsprechenden Typ (MS-V2000U050-010B0-*) an. |  | Zeigt an, dass das Gerät bis zu einer maximalen Höhe von 5000 m verwendet werden kann. |  | Zeigt an, dass das Netzgerät nicht verwendet werden darf, wenn die Stifte des Steckerteils beschädigt sind. |
|  | Zeigt den Effizienzgrad für externe Netzteile an. |  | Zeigt an, dass das Gerät in Großbritannien konformitätsgeprüft ist. |  | Zeigt die Katalognummer des Produkts an. |
|  | Enthält zerbrechliche Waren. Mit Vorsicht behandeln. |  | Vor Sonnenlicht schützen. |  | Vor Nässe schützen. Produkt trocken lagern. |
|  | Besagt, dass das jeweilige Produkt grundsätzlich recycelt werden kann. |  | Die Verpackung enthält Produkte, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. |  | Zeigt an, dass das elektronische Gerät mit Transformator(en) und elektronischen Schaltkreisen elektrische Energie in einzelne oder mehrere Stromausgänge umwandelt. |
|  | Besagt, aus welchem Material der jeweilige Artikel besteht. |  | Gibt die Modellnummer des Geräts an. |  | Gibt an, dass dieses Gerät über drahtlose Bluetooth®-Technologie verfügt. |
|  | Zeigt an, dass das Gerät ein kurzschlussicherer Sicherheitstrenntransformator ist. |  | Die EAC-Kennzeichnung (Eurasian Conformity) zeigt an, dass das Produkt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß den technischen Vorschriften der eurasischen Zollunion erfüllt. |  | Die Konformitätskennzeichnung UA TR zeigt die Konformität mit den technischen Vorschriften der Ukraine an. |
|  | Die Konformitätskennzeichnung zeigt an, dass das Produkt die Anforderungen an elektrische Sicherheit und EMV von Marokko erfüllt. |  | Recyclingsystem nach spanischem Verpackungsgesetz. |  | Gibt an, dass ein Artikel gemäß dem französischen AGEC-Gesetz technisch recycelt werden kann |

Hinweis: Die Symbole können je nach Markt, in dem das Gerät verkauft wird, variieren.

17. Internationale Vorschriften

17.1 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Die Solo™ Hands-free Milchpumpe erfüllt alle Anforderungen der einschlägigen Normen und Vorschriften in Bezug auf elektromagnetische Störaussendung und Störfestigkeit.

⚠️ WARNUNG

Die Solo™ Hands-free Milchpumpe sollte nicht unmittelbar neben, unter oder auf anderen Geräten verwendet werden. Ist ein Betrieb neben, unter oder auf anderen Geräten erforderlich, sollte die Solo™ Hands-free Milchpumpe beobachtet werden, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen. Drahtlose Kommunikationsgeräte wie drahtlose Heimnetzwerkgeräte, Mobiltelefone, Schnurlostelefone und deren Basisstationen sowie Funkgeräte können die elektrische Milchpumpe beeinträchtigen und sollten mindestens 30 cm von ihr entfernt sein.

18. Technische Daten

Zusammenfassung wichtiger technischer Daten

Vakuulleistung (bei 50 m über dem Meeresspiegel [954,62 hPa Umgebungsdruck])
-45 bis -245 mmHg (-60 bis -327 hPa)
45 bis 111 cpm

Netzadapter (Modell: MS-V2000U050-010B0-*)

* Ländercode

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Input | 100 bis 240 V~ 50/60 Hz, max. 0,5 A |
| Output | 5 V --- 2 A 10 W |
| Durchschnittliche Effizienz | 78,7 % |
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | unter 0,075 W |

Motoreinheit

Akkukapazität und -typ 3,6 V, 2500 mAh (Nennwert) Li-ion.
Größe: 120 x 90 x 54 mm. Gewicht: 250 g. Schutzart: IP22.

Übertragungsstandard: Bluetooth® Version 4.2 BLE

Frequenzbereich: 2402-2480 MHz


Max. Ausgangsleistung: +4 dBm (Klasse 2)


Materialien, die mit der Haut oder mit Milch in Kontakt kommen


- Brusthaube: Polypropylen
- Außenschale: Polypropylen, thermoplastisches Elastomer
- Membran: Silikon
- Schläuche: Polyvinylchlorid


Nicht absichtlich aus BPA hergestellt.

 +35 °C
+5 °C
Temperaturbereich Betrieb
(5 °C bis 35 °C)

 93%
15%
Luftfeuchtigkeitsbereich Betrieb
(15 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit)

 106kPa
70kPa
Luftdruckbereich Betrieb: 70 kPa bis
106 kPa

 +50 °C
-20 °C
Transport-/Lagertemperaturbereich
(-20 °C bis 50 °C)

 93%
15%
Luftfeuchtigkeitsbereich
Transport/Lagerung
(15 % bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit)

1. Recommandations importantes en matière de sécurité

! Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour les consulter ultérieurement.

Les avertissements renvoient à des instructions importantes en matière de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou endommager l'appareil. Les symboles et mots suivants indiquent la nature des avertissements :

! AVERTISSEMENT

Peut provoquer des blessures graves ou la mort.

REMARQUES

Peut endommager le matériel (pas de blessures corporelles).

! MISE EN GARDE

Peut provoquer des blessures légères.

i Informations

Informations utiles ou importantes non relatives à la sécurité.

Respectez toujours les mesures de sécurité de base lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier en présence d'enfants.

! AVERTISSEMENT

Pour éviter les risques d'incendie, d'électrocution ou de brûlures graves :

- Ne laissez jamais le tire-lait sans surveillance lorsqu'il est branché à une prise électrique.
- Ne faites jamais fonctionner un appareil électrique dont le cordon ou la prise est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, a subi un choc, est endommagé ou tombé dans l'eau. Si vous constatez des altérations, cessez immédiatement d'utiliser l'adaptateur secteur et appelez le service client de Medela.
- N'utilisez pas un appareil électrique qui a été exposé à de l'eau ou à d'autres liquides, c'est-à-dire :
 - Ne l'utilisez pas lorsque vous êtes dans le bain ou sous la douche.
 - Ne l'immergez jamais et ne le laissez jamais tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
 - Ne faites pas couler d'eau sur le tire-lait.
 - Ne touchez pas un appareil électrique qui a été exposé à de l'eau ou à d'autres liquides. Débranchez l'appareil de la prise électrique, éteignez-le et contactez le fabricant.
- N'exposez pas le tire-lait ou sa batterie à des températures excessives.
- Utilisez exclusivement le câble d'alimentation et l'adaptateur fournis avec le tire-lait. Une source ou un câble d'alimentation inadéquats peuvent entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'équipement pour des raisons de surtension.

Pour éviter les risques sanitaires et réduire les risques de blessures graves :

- Ce dispositif est à usage personnel. L'utilisation du même appareil par plusieurs personnes présente des risques pour la santé et entraîne l'annulation de la garantie.

- N'utilisez pas le tire-lait en conduisant un véhicule.
- L'expression du lait peut provoquer des contractions. N'exprimez pas votre lait avant d'avoir accouché. Si vous tombez enceinte et que vous allaitez ou exprimez toujours votre lait, consultez un professionnel de santé avant de continuer à utiliser votre tire-lait.
- En cas d'infection de type hépatite B, hépatite C ou virus de l'immunodéficience humaine (VIH), l'expression du lait maternel ne réduit ou n'élimine pas le risque de transmission du virus au bébé par le lait maternel.
- Lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après chaque utilisation.
- Si un enfant joue avec la tubulure, celle-ci présente un risque d'étranglement. Les enfants en bas âge peuvent avaler de petites pièces.
- Une surveillance étroite s'impose lorsque le tire-lait ou les accessoires sont utilisés à proximité d'enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à des personnes (notamment des enfants jusqu'à 14 ans) dotées de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient assistées ou qu'elles n'aient reçu des instructions concernant le fonctionnement de l'appareil de la part d'une personne responsable, pour leur sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque d'incendie ou de grave brûlure :

- Veillez à ce que la tension de l'adaptateur secteur soit compatible avec la source d'alimentation. Consultez **le chapitre 18** pour connaître les caractéristiques techniques.
- Débranchez toujours les appareils électriques immédiatement après utilisation, sauf si la batterie est en train de recharger.
- Ne placez pas et ne rangez pas cet appareil à un endroit où il risque de tomber dans l'eau.
- Le tire-lait et les accessoires ne sont pas thermorésistants. Maintenez-le à distance des surfaces chaudes et des flammes nues.
- Ne pas utiliser près de matériaux inflammables.

Pour éviter les risques sanitaires et réduire les risques de blessures :

- Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les différents composants pour détecter les fissures, les éclats, les déchirures, la décoloration ou la détérioration. En cas d'endommagement de l'appareil, veuillez cesser de l'utiliser jusqu'à ce que les pièces aient été remplacées.
- Cet appareil ne peut être ni entretenu ni réparé. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Ne modifiez pas l'appareil.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Remplacez les pièces défectueuses ou usées.
- Utilisez le tire-lait uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas le tire-lait pendant votre sommeil ou en cas de somnolence.
- Si la tubulure présente de la moisissure, cessez de l'utiliser et remplacez-la.

- Ne réchauffez pas le lait maternel au micro-ondes et ne le faites pas bouillir. L'utilisation d'un micro-ondes ne réchauffe pas le lait de manière homogène et risque de provoquer de graves brûlures dans la bouche du bébé (l'usage du micro-ondes ou la mise en ébullition du lait maternel modifie également sa composition).
- Nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec vos seins et avec le lait maternel avant la première utilisation.
- Utilisez seulement les pièces recommandées par Medela avec votre tire-lait.
- Si l'expression est désagréable ou douloureuse, arrêtez l'appareil et insérez un doigt entre le sein et la tétérelle pour les séparer. Retirez ensuite la tétérelle du sein.
- Bien qu'un certain inconfort puisse être ressenti lors de votre première utilisation d'un tire-lait, l'utilisation du tire-lait ne doit pas être douloureuse. Si vous n'êtes pas certaine de la taille de tétérelle qui vous convient, consultez le site **www.medela.com** ou contactez une consultante en lactation ou un spécialiste en allaitement qui vous aidera à identifier la taille idéale.
- Contactez votre médecin traitant ou un spécialiste en allaitement si vous n'exprimez que très peu de lait, voire pas du tout, ou si l'expression est douloureuse. Consultez **le chapitre 7.1** pour plus d'informations.
- Si vous exprimez votre lait à des altitudes élevées, par exemple dans un avion, envisagez d'exprimer votre lait plus souvent ou plus longtemps si vous pensez qu'il reste du lait dans vos seins après votre séance d'expression.


REMARQUES

Manipulez les biberons et les pièces avec attention :

- Les biberons et les récipients en plastique peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- Les biberons et les récipients peuvent être endommagés à la suite d'une mauvaise manipulation (ex. : chute, vissage excessif ou renversement).
- N'utilisez pas le lait maternel si les biberons ou les composants semblent endommagés.

Table des matières

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1. Recommandations importantes en matière de sécurité | 41 | 12. Dépannage | 55 |
| 2. Usage prévu | 44 | 13. Pour commander | 56 |
| 3. Description du produit | 44 | 14. Garantie | 56 |
| 4. Comment débiter | 45 | 15. Mise au rebut | 56 |
| 4.1 Nettoyage avant la première utilisation | 45 | 16. Signification des symboles | 57 |
| 4.2 Charge de la batterie | 45 | 17. Réglementation internationale | 58 |
| 5. Désassemblage de vos collecteurs | 45 | 17.1 Compatibilité électromagnétique (CEM) | 58 |
| 6. Nettoyage | 45 | 18. Caractéristiques techniques | 59 |
| 6.1 Présentation du processus de nettoyage | 46 | | |
| 6.2 Nettoyage | 47 | | |
| 6.3 Désinfection | 48 | | |
| 6.4 Nettoyage du bloc-moteur | 48 | | |
| 7. Assemblage de votre tire-lait | 49 | | |
| 7.1 Choix de la taille de tétérrelle adaptée | 49 | | |
| 7.2 Assemblage du collecteur | 49 | | |
| 7.3 Préparation pour la séance d'expression | 49 | | |
| 7.4 Placez le collecteur dans votre soutien-gorge | 50 | | |
| 8. Fonctionnement de votre tire-lait | 50 | | |
| 8.1 Imiter le rythme naturel de bébé (technologie 2-Phase Expression) [®] | 50 | | |
| 8.2 Boutons et voyant lumineux | 50 | | |
| 8.3 Connexion Bluetooth [®] | 51 | | |
| 9. Expression du lait maternel | 52 | | |
| 10. Manipulation du lait maternel | 53 | | |
| 10.1 Retrait du collecteur de votre soutien-gorge | 53 | | |
| 10.2 Verser le lait du collecteur | 53 | | |
| 10.3 Instructions de conservation | 53 | | |
| 10.4 Congélation | 53 | | |
| 10.5 Décongélation | 53 | | |
| 11. Maintenance et entretien | 54 | | |
| 11.1 Entretien de l'adaptateur secteur | 54 | | |
| 11.2 Entretien de la batterie | 54 | | |
| 11.3 Stockage longue durée | 54 | | |

FR Les articles ou les étapes du mode d'emploi qui sont illustrés s'accompagnent d'une référence (par ex.  2-01).

2. Usage prévu

Le tire-lait Solo™ Hands-free est un tire-lait électrique destiné aux femmes allaitantes qui souhaitent exprimer et recueillir leur lait. Le tire-lait Solo™ Hands-free est destiné à être utilisé par une seule et même personne. Le tire-lait est destiné à être utilisé dans un environnement domestique.

3. Description du produit

Le tire-lait Solo™ Hands-free est un tire-lait électrique à usage personnel équipé de la technologie 2-Phase Expression® et destiné à une expression simple. Mode de fonctionnement : continu. La durée de vie du tire-lait Solo™ Hands-free est de 275 heures. Seules les pièces du collecteur entrent en contact avec le sein ou le lait. Le bloc-moteur génère une aspiration intermittente. Pour l'expression du lait, la tubulure transporte le flux d'air produit vers le sein par l'intermédiaire d'une membrane qui sépare le lait de l'air pulsé.

Voir la figure 1 sur la notice.

1-01 Collecteur Hands-free

- 1-01-1 Téterelle 24 mm
- 1-01-2 Tunnel
- 1-01-3 Membrane jaune
- 1-01-4 Languette d'alignement
- 1-01-5 Valve
- 1-01-6 Coque externe
- 1-01-7 Bec verseur
- 1-01-8 Entrée pour tubulure

1-02 Tubulure

- 1-02-1 Embout rond de la tubulure (se raccorde au collecteur)
- 1-02-2 Embout polygonal (raccordé au bloc-moteur)

1-03 Bloc-moteur

1-04 Adaptateur secteur avec câble

Pour en savoir davantage sur la commande d'accessoires, consultez le **chapitre 13**.

Tous les schémas de ce mode d'emploi sont présentés à titre d'illustration uniquement. L'appareil peut varier en raison de différences locales ou d'amélioration du produit. Medela se réserve le droit de substituer n'importe quel composant ou accessoire par un autre élément de performance équivalente.

4. Comment débiter

4.1 Nettoyage avant la première utilisation

Avant d'utiliser votre tire-lait pour la première fois, il est important de :




1. **Démonter et nettoyer toutes les pièces** (sauf la tubulure) **conformément aux instructions de nettoyage**. Voir les **chapitres 5 et 6**.
2. **Stériliser toutes les pièces des collecteurs avant la première utilisation**. Ne pas nettoyer ni faire bouillir la tubulure.
3. **Lors de l'assemblage, assurez-vous d'entendre un clic pour confirmer que le collecteur est parfaitement emboîté** - voir le **chapitre 7.2**.

AVERTISSEMENT

Utilisez exclusivement le câble d'alimentation et l'adaptateur fournis avec le tire-lait. Une source ou un câble d'alimentation inadéquats peuvent entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'équipement pour des raisons de surtension. N'exposez pas le tire-lait ou sa batterie à des températures excessives.

4.2 Charge de la batterie

Chargez la batterie pendant **deux heures**. Voir la **figure**  2 sur la notice.

1.  2-01 Connectez le câble d'alimentation au bloc-moteur.
2.  2-02 Branchez le câble d'alimentation sur l'adaptateur secteur.
3.  Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique.

→ Pendant la charge, le voyant vert clignote.


→ Il reste vert, mais ne clignote plus une fois la charge terminée.

Pour de plus amples renseignements sur le voyant, voir le **chapitre 8.2**.

Informations

- La garantie n'est valable que si vous utilisez l'adaptateur secteur Medela pour recharger votre tire-lait (Modèle MS-V2000U050-010B0-*).
- Vous pouvez utiliser le tire-lait pendant la charge de la batterie. Cependant, elle chargera moins vite si le tire-lait fonctionne en même temps.
*code du pays

5. Désassemblage de vos collecteurs

Voir la figure  3 au début de la notice.

1.  3-01 Ouvrez le collecteur en utilisant les languettes (3-01-1) situées de chaque côté de la base.
2.  3-02 Retirez la membrane jaune de la téterelle.

6. Nettoyage

Avant d'utiliser le set Hands-free pour la première fois, il est important de :
Démonter toutes les pièces et les nettoyer en suivant les instructions de nettoyage.

Accessoires nécessaires :

- Liquide vaisselle
- Goupillon souple et propre
- Bassine propre ou lave-vaisselle
- Eau potable
- Casserole propre pour faire bouillir de l'eau

Pièces à nettoyer ou à désinfecter :

- Téterelle
- Coque externe
- Membrane jaune

MISE EN GARDE

Démontez et lavez toutes les pièces en contact avec le lait maternel immédiatement après usage. Ce procédé aidera à enlever les résidus de lait maternel et évitera la prolifération de bactéries.






- Lavez-vous soigneusement les mains au savon et à l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau du robinet potable ou en bouteille pour le nettoyage.
- Ne placez pas le collecteur directement dans l'évier pour les rincer ou les laver. Utilisez une bassine propre destinée uniquement aux produits de bébé.
- N'utilisez pas de torchons pour essuyer les pièces du tire-lait.
- N'utilisez pas de désinfectants pour nettoyer.

6.1 Présentation du processus de nettoyage

Le nettoyage et la désinfection sont deux procédés différents. Ils doivent être réalisés séparément pour vous protéger ainsi que votre bébé, et pour assurer l'efficacité de votre tire-lait.

Nettoyage – Pour laver la surface des pièces en éliminant physiquement les résidus de lait et autres contaminants éventuels.

Désinfection - Pour réduire efficacement le nombre de microbes qui peuvent être présents à la surface des pièces lavées.

| | Téterelle | Coque externe | Membrane jaune |
|--|---|--|---|
| Quand nettoyer |  |  |  |
| Avant une première utilisation | Démontez les pièces comme présenté au chapitre 5 Lavez les pièces comme présenté au chapitre 6.2 Désinfectez les pièces comme présenté au chapitre 6.3 | | |
| Après chaque utilisation | Démontez les pièces comme présenté au chapitre 5 Lavez les pièces comme présenté au chapitre 6.2 | | |
| Une fois par jour après utilisation | Démontez les pièces comme présenté au chapitre 5 Lavez les pièces comme présenté au chapitre 6.2 Désinfectez les pièces comme présenté au chapitre 6.3 | | |
| Quand nettoyer | Tubulure Solo  | Bloc-moteur  | |
| Au besoin | Ne nettoyez ou ne rincez jamais la tubulure. | | Essuyez avec un linge propre et humide. Reportez-vous au chapitre 6.4 . |

REMARQUES

Le tire-lait Solo™ Hands-free dispose d'un système fermé qui empêche le lait de pénétrer dans la tubulure lorsque le tire-lait est utilisé conformément aux instructions. **Ne nettoyez ou ne rincez jamais la tubulure.**

• **Inspectez la tubulure avant utilisation. Si vous constatez la présence de condensation, de lait maternel et de moisissure dans la tubulure, cessez de l'utiliser et remplacez la tubulure. Consultez le chapitre 13 pour obtenir les informations relatives aux commandes de pièces.**

• N'utilisez pas le tire-lait lorsque la tubulure est mouillée ; vous risquez de l'endommager




- Veillez à ne pas endommager le collecteur lors du nettoyage.
- Rangez le collecteur une fois sec dans un sac/une boîte propre jusqu'à l'utilisation suivante.
- Ne rangez pas les pièces lorsqu'elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le développement de moisissures.
- Si vous remarquez un résidu blanc sur le collecteur après l'avoir placé dans l'eau bouillante, il se peut que votre eau ait une forte teneur en calcaire. Enlevez les résidus en essuyant les pièces avec un linge propre et laissez-les sécher à l'air libre.
- Il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour désinfecter à la casserole les pièces afin d'empêcher l'accumulation de calcaire au fil du temps, ce qui peut les abîmer.

6.2 Nettoyage


Voir la figure 4 au début de la notice.

Nettoyage et rinçage à la main (avant la première utilisation et après chaque utilisation)




Ne placez pas les pièces directement dans l'évier de la cuisine pour les laver ou les rincer. Utilisez une bassine dédiée au nettoyage des produits de bébé.

1. **Rincez** les pièces démontées, sauf la tubulure, à l'eau claire, potable et froide (env. 20 °C/ 68 °F).
2. **Nettoyez** abondamment toutes les pièces à l'eau savonneuse et chaude (environ 30 °C/ 86 °F). Utilisez un liquide vaisselle disponible dans le commerce et un goupillon propre.
3. **Rincez** les pièces à l'eau claire, potable et froide pendant 10 à 15 secondes (env. 20 °C/ 68 °F).
4. **Séchage** : Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout.




ou

Nettoyage au lave-vaisselle (une fois par jour maximum)



1. **Lave-vaisselle** : Placez les pièces démontées, à l'exception de la tubulure, dans le tiroir supérieur ou dans le bac à couverts. Utilisez un produit vaisselle pour lave-vaisselle disponible dans le commerce.
2. **Rincez la membrane jaune** à l'eau courante après le nettoyage au lave-vaisselle.
3. **Séchage** : Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout.




i Informations

Si vous utilisez un lave-vaisselle, les pièces peuvent se décolorer. Ce phénomène n'a aucune conséquence sur le fonctionnement des pièces. **Ne lavez jamais la tubulure.** Voir le **chapitre 6.1** pour de plus amples renseignements.


6.3 Désinfection

Voir la figure 5 au début de la notice.

Désinfectez à la casserole (avant la première utilisation, puis une fois par jour après utilisation)



1. Recouvrez d'eau toutes les pièces démontées et lavées, à l'exception de la tubulure, et portez à ébullition pendant au moins 10 minutes. Veillez à ce que les pièces ne soient pas en contact direct avec le fond de la casserole.
2. **Séchage** : Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout. Ne rangez pas de pièces humides dans une boîte ou un sac hermétique. Il est important qu'il n'y ait plus aucune humidité résiduelle.




ou

Désinfectez au micro-ondes (une fois par jour après utilisation)



1. Utilisez les sachets Quick Clean™* dans le micro-ondes conformément aux instructions figurant sur les sachets. (*Consultez le site Web/les boutiques locales pour connaître la disponibilité dans votre pays.)
2. **Séchage** : Laissez sécher à l'air libre sur un linge propre ou sur un essuie-tout. Ne rangez pas de pièces humides dans une boîte ou un sac hermétique. Il est important qu'il n'y ait plus aucune humidité résiduelle.



48

6.4 Nettoyage du bloc-moteur

Accessoires nécessaires :

- Eau potable
- Liquide vaisselle
- Essuie-tout ou torchon propre

Pièces nécessaires :

- Bloc-moteur

⚠ MISE EN GARDE



Pour éviter d'endommager le matériel ou pour éviter une électrocution :

- Débranchez le tire-lait avant de nettoyer le bloc-moteur.
- N'immergez pas le bloc-moteur dans l'eau ; ne placez pas le bloc-moteur sous l'eau courante.

REMARQUES


- Ne vaporisez pas et ne versez pas de liquide directement sur le tire-lait.



1. Éteignez le tire-lait.
2. Débranchez le tire-lait.
3. Essuyez le bloc-moteur avec un linge propre humidifié à l'eau savonneuse.
4. Essuyez le bloc-moteur avec un linge propre et sec.

7. Assemblage de votre tire-lait

7.1 Choix de la taille de tétérelle adaptée

Veillez à utiliser la bonne taille de tétérelle. Cet élément est primordial pour l'efficacité de l'expression, car il optimise l'écoulement de lait.

Voir la figure  6 au début de la notice.

1. Pour sélectionner la taille de la tétérelle, mesurez le diamètre de vos mamelons ( 6-01).
2. Choisissez la taille de tétérelle légèrement supérieure au diamètre de vos mamelons ( 6-02). Une tétérelle de 24 mm est incluse dans la boîte.

Pour plus d'informations sur les tailles des tétérelles et les autres tailles disponibles, consultez le site www.medela.com ou le **chapitre 13** pour obtenir les informations relatives aux pièces détachées.

7.2 Assemblage du collecteur

Utilisez uniquement des pièces propres et sèches pour l'assemblage.

Consultez le **chapitre 6** pour le nettoyage.

Pièces nécessaires :

- Tubulure
- Membrane jaune
- Tétérelle
- Coque externe
- Bloc-moteur

MISE EN GARDE

Pour éviter toute contamination de votre lait :

- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher vos seins, le bloc-moteur et les pièces du set mains libres.
- Séchez-vous les mains à l'aide d'une serviette parfaitement propre ou d'un essuie-tout à usage unique.
- Évitez de toucher l'intérieur de la coque du collecteur.








Pour vous assurer que votre tire-lait fonctionne correctement en toute sécurité :

- Avant utilisation, vérifiez que les composants du collecteur ne présentent aucun signe d'usure ou d'altération. Remplacez-les si nécessaire.
- Vérifiez toujours la propreté de toutes les pièces avant usage. Si elles sont sales, nettoyez-les conformément aux instructions du **chapitre 6**.
- Utilisez uniquement les pièces d'origine de Medela. Consultez le **chapitre 13** pour plus de détails.

REMARQUES


Pour éviter d'endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant l'utilisation.

Voir la figure  7 au début de la notice.

1.  7-01 Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher vos seins, le bloc-moteur et les pièces du collecteur. Séchez vos mains avec une serviette propre.
2.  7-02 Assemblez d'abord la valve de la membrane jaune sur la face avant de la tétérelle.
3.  7-03 Alignez le disque de la membrane jaune sur l'espace circulaire prévu à cet effet en utilisant la languette d'alignement pour vous assurer qu'il est bien positionné. Ajustez l'emboîtement de la membrane en appuyant sur ses rebords.
4.  7-04 Insérez le bec verseur dans l'ouverture de la tétérelle.
5.  7-05 Emboîtez fermement la coque externe et la tétérelle jusqu'à entendre un clic, en veillant à ce qu'elles soient parfaitement scellées l'une à l'autre.
6.  7-06 Branchez l'extrémité longue de la tubulure de forme polygonale sur le bloc-moteur, aussi loin que possible.
7.  7-07 Branchez l'extrémité ronde de la tubulure sur le connecteur du collecteur.

7.3 Préparation pour la séance d'expression

Voir la figure  8 au début de la notice.

1. Assemblez le collecteur comme décrit au **chapitre 7.2**.
 8-01 Système correctement assemblé.
2. Placez le collecteur dans votre soutien-gorge en suivant les indications du **chapitre 7.4**.
Commencez à exprimer votre lait comme indiqué au **chapitre 9**.

7.4 Placez le collecteur dans votre soutien-gorge

Voir la figure 9 au début de la notice.

1. 9-01 Assurez-vous que le mamelon est centré dans l'embout de la tétérèlle.
2. 9-02 Le collecteur Hands-free peut être placé dans votre soutien-gorge d'allaitement habituel. Votre soutien-gorge maintiendra le collecteur bien en place. Si vous trouvez son utilisation inconfortable ou douloureuse, essayez avec un soutien-gorge d'allaitement évolutif et sans baleines.
3. 9-03 La tubulure peut être positionnée vers l'intérieur (vers les

seins) ou vers l'extérieur (vers les bras) selon votre préférence. Veillez à ce que la tubulure ne soit ni pincée, ni pliée au cours de l'utilisation.

→ Le pliage peut avoir un impact sur les performances d'aspiration.

4. 9-04 Le collecteur Hands-free peut être utilisé en position verticale ou légèrement inclinée en arrière pour mieux vois le mamelon et l'éjection du lait. La graduation sur le collecteur vous donne une indication approximative du volume pendant l'expression.

8. Fonctionnement de votre tire-lait

8.1 Imite le rythme naturel de bébé (technologie 2-Phase Expression)[®]



Les bébés adoptent une succion à « deux vitesses ». Ils commencent par têter rapidement, puis ils adoptent un rythme de succion plus lent et profond lorsque le lait commence à s'écouler. La succion rapide stimule le réflexe d'éjection du lait et déclenche l'écoulement du lait ; la succion lente permet de déglutir et d'adopter une succion nutritive/l'alimentation.



Le tire-lait imite le rythme de succion naturel du bébé grâce à une technologie d'expression à « deux vitesses » : connue sous le nom de technologie « 2-Phase expression[®] ».



Le tire-lait commence avec un rythme d'aspiration rapide : la **phase de stimulation**. Lorsque vous voyez perler des gouttes de lait ou que vous sentez le lait arriver, vous pouvez appuyer sur le **bouton « goutte »** pour passer en **phase d'expression** qui est plus lente que la phase précédente. Si vous n'appuyez pas sur le bouton « goutte », la phase d'expression démarrera automatiquement après une minute de phase de stimulation.

50

8.2 Boutons et voyant lumineux

Voir la figure 10 au début de la notice.

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>10-01 Bouton « goutte » (permet de passer de la phase de stimulation à la phase d'expression)</p> <p>10-02 Bouton pour augmenter la puissance d'aspiration</p> <p>10-03 Bouton pour diminuer la puissance d'aspiration</p> <p>10-04 Bouton Marche/Pause/Arrêt</p> <p>10-05 Voyant lumineux</p> | | <p>Voyant lumineux : Mode du tire-lait</p> <p>Le voyant est éteint Le tire-lait est éteint</p> <p>Le voyant clignote Le tire-lait est allumé en phase de stimulation</p> <p>Le voyant est fixe Le tire-lait est allumé en phase d'expression</p> <p>Le voyant clignote lentement Le tire-lait est allumé et en pause</p> | <p>Voyant lumineux : Niveau de batterie</p> <p> Bonne</p> <p> Faible, il reste environ 10 minutes</p> <p> Très faible, charger immédiatement la batterie</p> <p> Le voyant clignote lentement : En charge</p> <p> Le voyant s'allume en continu : Batterie chargée à 100 %</p> |
|---|--|---|---|


8.3 Connexion Bluetooth®

Bluetooth® désigne une technologie sans fil d'échange de données sur de courtes distances. Elle peut être utilisée pour connecter votre tire-lait Solo™ Hands-free à l'application pour smartphone Medela Family™. En connectant votre tire-lait à l'application Medela Family™, vous pouvez transférer automatiquement vos données d'expression (durée de la séance, phases et puissance) et saisir manuellement la quantité de lait recueillie. Pour profiter de ses avantages, vous devez créer un compte dans l'application Medela Family™.

Installation de l'application Medela Family™

1. Téléchargez et utilisez l'application Medela Family™ sur votre téléphone mobile. L'application est gratuite pour les systèmes d'exploitation Apple® iOS et Android™.
2. Lorsque vous démarrez l'application Medela Family™ pour la première fois, il vous est demandé d'autoriser l'application à se connecter aux dispositifs Bluetooth®. Veuillez autoriser l'application à se connecter à votre tire-lait Medela.
-->Téléphones Android™ uniquement : Il vous sera demandé si vous souhaitez autoriser l'application à utiliser votre localisation. Nous ne suivons pas la position géographique de votre téléphone, mais c'est une exigence du système d'exploitation Android™ pour se connecter à un appareil via Bluetooth®.
-->Si vous avez refusé les autorisations et que vous ne pouvez pas vous connecter au tire-lait :
 1. Ouvrez l'application Paramètres de votre téléphone, puis (en fonction de la marque de votre téléphone, vous devrez peut-être sélectionner un sous-menu appelé « Applications ») faites défiler la page vers le bas pour trouver Medela Family™.
 2. Assurez-vous que l'autoisation Bluetooth® est accordée. Sur Android™ : autorisez également l'autorisation de localisation.
3. Ouvrez l'application Medela Family™ sur votre appareil mobile et inscrivez-vous.

Connexion (appairage) de votre tire-lait Solo™ Hands-free

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth® est activée sur votre téléphone mobile.
2. Dans Medela Family™, cliquez sur « Plus », accédez à « Réglages du tire-lait » et suivez les instructions de configuration et d'appairage à l'écran, qui comprennent les étapes suivantes :
3. Appuyez sur le bouton « goutte »  et maintenez-le appuyé pendant deux secondes pour lancer la procédure d'appairage.
→ Le voyant lumineux clignote en bleu pour indiquer que le tire-lait est prêt à être appairé avec votre dispositif Bluetooth®.

4. L'appairage réussi est indiqué par un voyant bleu allumé en continu pendant deux secondes.
5. Après la configuration initiale, le voyant lumineux s'éteint.
6. Lors de la reconnexion à Medela Family™, le voyant lumineux devient bleu pendant deux secondes.

Enregistrement de votre séance d'expression dans l'application

À la fin d'une séance, appuyez sur le bouton Marche/Pause/Arrêt du tire-lait pendant 2 secondes pour transférer les données vers l'application Medela Family™ et éteindre le tire-lait.

Déconnexion de votre tire-lait Solo™ Hands-free de votre téléphone

1. Dans l'application Medela Family™, allez à « plus », puis dans les Réglages du tire-lait.
2. Appuyez sur le tire-lait que vous souhaitez supprimer, puis sur le bouton « Supprimer ce tire-lait ».

i Informations

- Le tire-lait Solo™ Hands-free peut enregistrer vos 30 dernières séances d'expression. Si le tire-lait n'est pas connecté avant la 31e séance, votre historique sera remplacé par de nouvelles données de séance.
- Lorsque le tire-lait est connecté, votre compte Medela Family™ enregistrera un nombre infini de séances.
- Le tire-lait Solo™ Hands-free utilise la technologie Bluetooth®. Veuillez respecter les règles portant sur les dispositifs électroniques portatifs établies par votre compagnie de transport aérien lorsque vous voyagez par avion.
- Déconnecter le tire-lait Solo™ Hands-free de votre téléphone mobile n'effacera pas les informations d'expression enregistrées dans l'application Medela Family™.
- Si vous reconnectez votre tire-lait à votre téléphone mobile, les 30 dernières séances enregistrées dans votre tire-lait seront transférées.

Pour plus de détails, consultez www.medela.com.

Reconnaissance de marque commerciale : La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Medela AG s'effectue sous licence. Apple est une marque commerciale d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android est la marque commerciale de Google LLC.

9. Expression du lait maternel

⚠ MISE EN GARDE

- N'essayez pas d'exprimer votre lait avec un niveau de succion excessif ou désagréable (douloureux). La douleur et les éventuelles blessures au mamelon ou au sein risquent de diminuer la production de lait.
- Contactez votre médecin traitant ou un spécialiste en allaitement si vous n'exprimez que très peu de lait, voire pas du tout, ou si l'expression est douloureuse.

REMARQUES

Veillez à ne pas plier ou pincer la tubulure pendant l'expression.

Voir la figure 11 au début de la notice.

1. Assurez-vous que le collecteur est branché et correctement positionné.
2. 11-01 Appuyez sur le bouton Marche/Pause/Arrêt pour commencer à exprimer votre lait.
→ La phase de stimulation démarre ; le voyant lumineux clignote.
3. 11-02 Réglez la puissance à l'aide des boutons Augmenter la puissance d'aspiration et Diminuer la puissance d'aspiration jusqu'à trouver votre niveau de confort
4. 11-03 Dès que le lait commence à s'écouler, appuyez sur le bouton « goutte ».
→ La phase d'expression démarre ; le voyant lumineux est fixe.
→ Si vous n'appuyez pas sur le bouton « goutte » au bout d'une minute, le tire-lait passe automatiquement en phase d'expression.
5. 11-04 Réglez la puissance d'aspiration à l'aide des boutons Augmenter la puissance d'aspiration et Diminuer la puissance d'aspiration jusqu'à trouver votre niveau d'aspiration de confort (consultez les informations ci-dessous).

Lorsque vous êtes en phase **phase d'expression**, augmentez le niveau d'aspiration jusqu'à ressentir une légère gêne (sans que ce soit douloureux), puis diminuez la puissance d'aspiration d'un niveau à l'aide du bouton Diminuer la puissance d'aspiration.

6. À la fin de votre séance d'expression, appuyez sur le bouton Marche/Pause/Arrêt pour arrêter la séance.
→ Sans intervention de l'utilisatrice, le tire-lait s'arrête automatiquement après 30 minutes.

7. Pour éteindre le tire-lait, appuyez sur le bouton Marche/Pause/Arrêt pendant deux secondes.

i Informations

- Le **niveau d'aspiration de confort maximal** désigne le réglage le plus élevé permettant une expression confortable. Il est différent pour chaque mère.
- La stimulation doit rester à un niveau d'aspiration confortable, car utiliser le niveau maximum est inutile.
- Réévaluez votre niveau de confort maximal tout au long de votre expérience d'allaitement. Il peut évoluer en fonction des différentes phases de votre lactation.

Mise en pause

Le tire-lait peut être mis en pause pendant les phases de stimulation et d'expression. Cette pause vous permet de changer de position, réajuster vos collecteurs ou répondre à un besoin immédiat.

Pour interrompre l'expression, appuyez sur le bouton Marche/Pause/Arrêt pendant que le tire-lait est en cours d'utilisation.

→ L'expression est interrompue et le voyant lumineux clignote lentement.

Pour reprendre l'expression, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Pause/Arrêt.

Mise hors tension

Pour éteindre le tire-lait, maintenez le bouton Marche/Pause/Arrêt appuyé pendant deux secondes.

i Informations

- Si l'expression n'a pas repris au bout de deux minutes, le tire-lait s'arrête automatiquement.
- Pour poursuivre l'expression, vous aurez besoin de recommencer une nouvelle séance.
- Si vous devez marquer une pause supérieure à deux minutes, nous vous recommandons de reprendre en phase de stimulation.
- N'oubliez pas d'enregistrer la quantité de lait dans votre application Medela Family™.

10. Manipulation du lait maternel

10.1 Retrait du collecteur de votre soutien-gorge

Voir la figure 12 au début de la notice.

1. 12-01 Lorsque le tire-lait est encore en fonctionnement, penchez-vous légèrement en avant et assurez-vous que tout le lait présent dans l'embout s'écoule dans le collecteur. Éteignez le tire-lait.
2. 12-02 Débranchez la tubulure du collecteur.
3. 12-03 Retirez le collecteur de votre soutien-gorge avec précaution.

10.2 Verser le lait du collecteur

1. 12-04 Placez le collecteur en **position verticale** sur une surface plane et stable sans risques de chute. Vous pouvez utiliser la graduation sur la tétérelle pour lire le volume de lait recueilli. La graduation sur la coque externe vous donne une indication approximative de la quantité pendant l'expression.
2. 12-05 **La coque externe arrondie tournée vers le bas**, versez le lait maternel par le bec verseur dans un biberon ou un récipient pour le conserver. N'utilisez pas le collecteur pour conserver le lait. Ne conservez pas le collecteur assemblé dans le réfrigérateur.
3. Désassemblez-le complètement et nettoyez-le après chaque utilisation, désinfectez une fois par jour comme décrit au **chapitre 6**.

10.3 Instructions de conservation

Consultez le site www.medela.com pour toute recommandation relative à la conservation et à la décongélation du lait maternel.

Instructions de conservation pour le lait maternel fraîchement exprimé (pour les bébés en bonne santé nés à terme)

| Température ambiante 16 à 25 °C (60 à 77 °F) | Réfrigérateur 4 °C (39 °F) ou plus froid | Congélateur -18 °C (0 °F) ou plus froid | Lait maternel décongelé dans le réfrigérateur |
|--|---|--|---|
| Jusqu'à 4 heures | Jusqu'à 3 jours | Jusqu'à 6 mois | À température ambiante : Jusqu'à 2 heures |
| *Jusqu'à 6 heures pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales | *Jusqu'à 5 jours pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales | *Jusqu'à 9 mois pour du lait exprimé dans des conditions hygiéniques optimales | Réfrigérateur : pendant max. 24 heures Ne jamais recongeler ! |

*Instructions pour exprimer le lait maternel dans des conditions hygiéniques optimales : Avant d'exprimer leur lait maternel, les mères doivent se laver les mains avec du savon et de l'eau ou un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Les pièces du tire-lait, ainsi que l'endroit où vous exprimez doivent être propres. Les seins et mamelons n'ont pas besoin d'être lavés avant la séance.

- Ces règles de conservation et de décongélation du lait maternel sont des recommandations. Contactez votre consultante en lactation ou spécialiste en allaitement pour obtenir plus d'informations.
- Conservez le lait maternel dans la partie la plus froide du réfrigérateur (idéalement au fond du frigo au-dessus du bac à légumes).
- Pour obtenir des informations sur la conservation de votre lait maternel, consultez le site www.medela.com.

10.4 Congélation

REMARQUES

- La répétition de cycles de congélation/décongélation détruit la composition du lait. Ne recongelez donc jamais votre lait maternel.
- Congelez le lait maternel recueilli dans des biberons de qualité alimentaire dans des sachets de conservation pour le lait maternel. Ne remplissez pas les biberons ou sachets à plus de 3/4 de leur capacité de façon à laisser de l'espace pour l'expansion éventuelle du lait.
- Inscrivez la date de l'expression et le volume de lait recueilli sur les biberons ou sachets.
- Les biberons et les récipients en plastique peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- N'utilisez pas le lait maternel si les biberons ou les composants semblent endommagés.

10.5 Décongélation

▲ MISE EN GARDE

Ne décongelez pas et ne réchauffez pas le lait maternel au micro-ondes ou dans une casserole d'eau bouillante. Cela aide à préserver les composants importants et à prévenir les brûlures.

- Pour préserver les composants du lait maternel, laissez-le décongeler dans le réfrigérateur toute la nuit.
- L'autre option consiste à maintenir le biberon ou le sac sous l'eau chaude (max. 37 °C / 98.6 °F) et à l'utiliser immédiatement, dès qu'il a été décongelé.

REMARQUES

Secouez délicatement le biberon de recueil ou le sachet de conservation afin d'homogénéiser les corps gras. Évitez de secouer vigoureusement ou d'agiter le lait.

11. Maintenance et entretien

11.1 Entretien de l'adaptateur secteur

⚠ AVERTISSEMENT

Si le boîtier extérieur de l'adaptateur secteur devient lâche ou se désassemble, arrêtez l'utilisation et contactez immédiatement Medela. Si le boîtier se défait, il y a un risque de décharge électrique.



REMARQUES

Pour conserver votre adaptateur secteur et votre câble en bon état, respectez les consignes suivantes : ne débranchez pas le câble ou l'adaptateur secteur en tirant sur le cordon, mais tenez le boîtier du connecteur et de l'adaptateur.

Voyager à l'étranger

i Informations

Lors de voyages à l'étranger, nous vous recommandons d'acheter un adaptateur de voyage (non inclus) pour correspondre aux prises murales locales. Renseignez-vous sur le pays que vous visitez pour savoir quel type d'adaptateur convient le mieux. L'adaptateur secteur du tire-lait présente deux fiches et n'a pas besoin d'une mise à la terre. Ce tire-lait est équipé d'une batterie lithium-ion.

i Informations

Certains pays peuvent limiter le transport de ce type de batterie en avion. Renseignez-vous sur le pays que vous visitez pour savoir s'il existe des restrictions de voyage liées aux batteries lithium-ion.

11.2 Entretien de la batterie

Votre tire-lait contient une batterie rechargeable intégrée (non remplaçable) au lithium-ion.

REMARQUES

- Si la batterie est totalement déchargée, le tire-lait ne peut pas fonctionner instantanément en le branchant à l'adaptateur secteur. Laissez la batterie en charge au moins 15 minutes avant d'essayer de mettre le tire-lait en marche.
- Pour une performance optimale du tire-lait et de la batterie, utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le tire-lait (Modèle MS-V2000U050-010B0-*).
- Assurez-vous que la tension de l'adaptateur secteur est compatible avec celle de la source d'alimentation.
- Veillez à ne pas provoquer de court-circuit sur la prise USB-C ou la batterie du tire-lait avec des objets métalliques ou des liquides.
*code du pays

i Informations

Pour préserver la durée de vie de la batterie :

- Rangez votre tire-lait dans un endroit frais.
- Rechargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée. Cela augmente la durée de vie de la batterie.
- Chargez complètement la batterie avant de ranger votre tire-lait. Consultez le **chapitre 8.2** pour en savoir plus sur le niveau de charge de la batterie.
- Si votre tire-lait a été rangé dans un endroit chaud, il se peut que la batterie ne fonctionne pas tout de suite. Pour que la batterie fonctionne à nouveau normalement, laissez le tire-lait refroidir pendant une heure. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser votre tire-lait en branchant l'adaptateur secteur à une prise murale.

11.3 Stockage longue durée

Votre tire-lait contient une batterie rechargeable. Afin de préserver votre tire-lait lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il se mettra automatiquement en mode stockage. Pour désactiver le mode stockage, branchez votre tire-lait à une source d'alimentation externe et chargez la batterie pendant deux heures. Ne pas stocker le collecteur assemblé pendant une période prolongée.

Avant de ranger votre tire-lait pendant une période prolongée, pensez à :



Nettoyer le collecteur (voir le **chapitre 6**)



Nettoyer le bloc-moteur (reportez-vous au **chapitre 6.4**)



Vérifier que la batterie est chargée (reportez-vous aux informations suivantes)

Charger complètement la batterie avant de ranger votre tire-lait pour une période prolongée. Consultez le **chapitre 8.2** pour en savoir plus sur le niveau de charge de la batterie.

12. Dépannage

En cas de comportement inhabituel de votre tire-lait, vérifiez dans le tableau de dépannage si vous trouvez votre cas dans la colonne « Problème », puis suivez les instructions figurant dans la colonne « Solution ».

| Problème | Solution | Problème | Solution |
|--|---|--|---|
| Le tire-lait ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton Marche/Pause/Arrêt | <ul style="list-style-type: none"> Chargez le tire-lait pendant 15 minutes avant de le redémarrer. Le voyant lumineux qui clignote lentement en vert indique que l'appareil est en charge. Si le tire-lait ne fonctionne toujours pas, contactez le service client de Medela. | L'aspiration est faible ou inexistante | <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que tous les composants du set pour tire-lait sont propres, secs et correctement branchés. Lorsque vous exprimez votre lait, assurez-vous que la tétérelle est positionnée de façon hermétique sur le sein. Si le problème d'aspiration persiste, contactez le service client de Medela. |
| Le tire-lait génère uniquement un vide constant au lieu de cycles de vide | <ul style="list-style-type: none"> Contactez le service client de Medela. | Le tire-lait ne fonctionne pas comme d'habitude | <ul style="list-style-type: none"> Maintenez le bouton Marche/Pause/Arrêt appuyé deux secondes pour éteindre le tire-lait, puis rallumez-le. Si vous ne constatez pas de changements, contactez le service client de Medela. |
| Le voyant lumineux clignote rapidement en rouge lorsque vous essayez d'exprimer votre lait ou de charger le tire-lait | <ul style="list-style-type: none"> Il est impossible de charger le tire-lait ou d'exprimer votre lait si la température de la batterie est trop élevée. Attendez que le tire-lait refroidisse, puis reprenez la charge ou la séance d'expression. Si le voyant lumineux continue de clignoter rapidement en rouge, l'appareil présente un dysfonctionnement. Contactez le service client de Medela. | L'extérieur du bloc-moteur a été mouillé | <ul style="list-style-type: none"> Débranchez le bloc-moteur de la source d'alimentation et éteignez-le. Séchez l'extérieur du bloc-moteur. |

| Problème | Solution |
|--|---|
| Le bloc-moteur a été immergé dans l'eau | <ul style="list-style-type: none"> • Débranchez le bloc-moteur de la source d'alimentation et éteignez-le. • Contactez le service client de Medela. |
| Impossible d'envoyer les données | <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Bluetooth® « image Bluetooth » de l'appareil mobile est désactivée. Activez la fonction Bluetooth® et tentez d'envoyer les données à nouveau. • L'appairage des deux appareils a échoué. Répétez les instructions d'appairage. Reportez-vous au chapitre 8.3. • Le téléphone mobile est trop loin du tire-lait. Rapprochez le téléphone mobile du tire-lait. • L'application sur le téléphone mobile n'est pas prête. Vérifiez l'application. |

Si le problème de votre tire-lait persiste ou si vous avez d'autres questions, contactez le service client de Medela. Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com/contact-us. Choisissez votre pays dans l'onglet « Contact ».

14. Garantie

Les informations relatives à la garantie internationale sont disponibles à l'adresse www.medela.com/ewarranty

15. Mise au rebut

Élimination de votre tire-lait

À la fin de sa vie utile, séparez les pièces de votre tire-lait et jetez-les selon les instructions suivantes.

Ce dispositif contient une batterie non remplaçable.

Lorsque la batterie est en fin de cycle, le dispositif doit être mis au rebut conformément à la réglementation locale.

La batterie intégrée ne doit pas être enlevée et mise au rebut.

En cas de fuite de la batterie, mettez le tire-lait au rebut.

13. Pour commander

Accessoires

| Référence de l'article | Produit |
|--|---|
| Selon votre région, consultez les points de vente proches de chez vous ou les sites Internet pour connaître la disponibilité des articles. | Téterelles 21 mm compatibles avec collecteur Hands-free Medela* |
| | Téterelles 24 mm compatibles avec collecteur Hands-free Medela* |
| | Téterelles 27 mm compatibles avec collecteur Hands-free Medela* |
| Contactez le service client de Medela. | Membrane compatible avec le collecteur Hands-free Medela |
| | Tubulure compatible avec Solo™ Hands-free |


* Si l'expression s'avère douloureuse ou insatisfaisante, contactez votre consultante en lactation ou votre spécialiste de l'allaitement. Une téterelle de taille différente peut contribuer à rendre l'expression plus confortable et plus efficace. En cas de difficultés pour trouver l'accessoire souhaité, contactez le service client de Medela.

Pour en savoir plus, consultez le site www.medela.com/contact-us. Choisissez votre pays dans l'onglet « Contact ». Pour remplacer des pièces perdues ou défectueuses, contactez le service client de Medela. Les autres produits Medela sont disponibles sur www.medela.com.

Tétrelle, coque externe, tubulure et membrane

Les pièces sont en plastique respectueux de l'environnement que vous pouvez jeter avec les déchets ménagers. Recyclez-les ou jetez-les conformément à la réglementation locale.

Bloc-moteur et adaptateur secteur



Ne jetez pas l'équipement électrique ou électronique avec les déchets ménagers non triés ; placez-les en tri sélectif.

Dans l'Union Européenne, le fabricant ou son distributeur doit reprendre l'équipement usagé. D'autres pays ont peut-être des systèmes de collecte et de recyclage similaires. Jetez l'équipement usagé conformément à la réglementation locale.

Interrogez le point de vente ou les instances locales pour connaître les centres de collecte appropriés des équipements usagés.

La collecte en tri sélectif et le recyclage de votre équipement usagé préservent les ressources naturelles et garantissent son recyclage respectueux de la santé et de l'environnement.

⚠ MISE EN GARDE












Les matériaux dangereux présents dans les équipements électriques et électroniques sont nocifs pour la santé et l'environnement s'ils ne sont pas mis au rebut correctement.

57

16. Signification des symboles

Les tableaux suivants expliquent les symboles figurant sur les pièces des appareils et leur emballage.

| | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|--|
| | Symbole d'alerte générale de sécurité, souligne des informations relatives à la sécurité. | | Définit une plage de température (par ex. pour l'utilisation, le transport ou le stockage). | | Définit une plage d'humidité relative (par ex. pour l'utilisation, le transport ou le stockage). |
| | Définit une plage de pression atmosphérique (p. ex. pour l'utilisation, le transport ou le stockage). | | Identifie le fabricant. | | Indique la date de fabrication. |
| | Indique le numéro de série de l'appareil. | IP20 IP22 | Indique le degré de protection contre la pénétration de corps étrangers et l'humidité. | | Indique la conformité aux exigences internationales pour une protection contre l'électrocution (parties en contact avec la peau de type BF). |
| | Indique que les dispositifs électriques/ électroniques ne peuvent pas être mis au rebut avec des déchets ménagers non triés (mise au rebut du dispositif conformément aux réglementations locales). | | Lire et respecter le mode d'emploi. | | Le marquage CE indique la conformité avec les directives européennes applicables. |
| | Indique un courant continu. | | Indique l'emplacement du bouton Marche/Pause/Arrêt. | | Indique un courant alternatif. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
|  | Indique la polarité de la sortie d'alimentation USB. |  | Indique que l'appareil est un appareil électrique de classe II (double isolation). |  | Indique que l'appareil est réservé à un usage intérieur. |
|  | Indique qu'un adaptateur secteur spécifique est nécessaire pour raccorder l'appareil à l'alimentation secteur et précise le modèle/le type MS-V2000U050-010B0-* |  | Indique que l'appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une altitude maximale de 5 000 m. |  | Indique de ne pas utiliser l'alimentation si les broches de la prise sont endommagées. |
|  | Indique le degré d'efficacité pour les alimentations externes. |  | Indique que l'appareil a été évalué selon les normes de conformité britannique. |  | Indique la référence du produit. |
|  | Contient des articles fragiles. Manipuler avec soin. |  | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. |  | Conserver à l'abri de la pluie. Conserver au sec. |
|  | Indique qu'un article peut être recyclé techniquement |  | L'emballage contient des produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément au règlement CE N° 1935/2004. |  | Indique que les transformateurs et les composants électroniques intégrés dans l'appareil électronique convertissent le courant électrique en une ou plusieurs sorties électriques. |
|  | Indique le matériau entrant dans la composition d'un article. |  | Indique le numéro de modèle de l'appareil. |  | Indique que ce dispositif est doté de la technologie sans fil Bluetooth®. |
|  | Signale que l'appareil dispose d'un transformateur de sécurité contre les courts-circuits. |  | Le marquage EAC (conformité eurasienn)e indique que l'appareil respecte les exigences de sécurité de base imposées par la réglementation technique de l'Union douanière eurasienn)e. |  | Le marquage de conformité UA TR indique la conformité avec la réglementation technique ukrainienne. |
|  | Le marquage de conformité indique que l'appareil répond aux exigences en matière de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique du Maroc. |  | Programme de recyclage selon la loi espagnole sur les emballages. |  | Indique qu'un article peut techniquement être recyclé selon la loi française AGEC. |

Remarque : les symboles figurant varient selon le marché sur lequel l'article est vendu.

17. Réglementation internationale

17.1 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Le tire-lait Solo™ Hands-free est conforme à toutes les exigences des normes et réglementations pertinentes en matière d'émissions électromagnétiques et d'immunité aux interférences.

⚠ AVERTISSEMENT

Le tire-lait Solo™ Hands-free ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre équipement ou superposé à un autre équipement. Si une utilisation adjacente ou superposée est requise, observez le tire-lait Solo™ Hands-free pour vérifier qu'il fonctionne normalement dans la configuration en question. Les appareils de communication sans fil, tels que les boîtiers de réseau sans fil domestiques, les téléphones portables, les téléphones sans fil et leur base, ainsi que les talkies-walkies peuvent influencer sur le fonctionnement du tire-lait électrique et doivent être placés à au moins 30 cm de l'appareil.

18. Caractéristiques techniques

Résumé des spécifications techniques importantes

Performance d'aspiration (à 500 m au-dessus du niveau de la mer [pression atmosphérique de 954,62 hPa])

-45 à -245 mmHg (-60 à -327 hPa)

45 à 111 cpm

Adaptateur secteur (modèle : MS-V2000U050-010B0-*)

*code pays

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Entrée | 100 à 240 V~ 50/60 Hz max. de 0,5 A |
| Sortie | 5 V --- 2 A 10 W |
| Efficacité moyenne | 78,7 % |
| Consommation électrique hors charge | inférieure à 0,075 W |

Bloc-moteur

Capacité et type de batterie 3,6 V, 2 500 mAh (nominal) Li-ion.

Taille : 120 x 90 x 54 mm. Poids : 250 g. Niveau de protection Ingress : IP22.

Norme de transmission : Bluetooth® version 4.2 BLE


Bande de fréquence : 2 402-2 480 MHz


Puissance de sortie maximale : +4 dBm (classe 2)


Matériaux en contact avec la peau ou le lait

- Téterelle : polypropylène
- Coque externe : polypropylène, élastomère thermoplastique
- Membrane : silicone
- Tube : polychlorure de vinyle


Pas de BPA intentionnel.

 Plage de température de fonctionnement
(5° C à 35° C)
(41 à 95 °F)

 Plage d'humidité de fonctionnement
(15 % à 93 % d'humidité relative)

 Plage de pression atmosphérique de fonctionnement : 70 kPa...106 kPa

 Température de transport/stockage
(-20° C à 50° C)
(-4 °F à 122 °F)

 Plage d'humidité pour le transport/stockage
(15 % à 93 % d'humidité relative)

1. Importanti informazioni di sicurezza

! Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

Le avvertenze identificano tutte le istruzioni importanti per la sicurezza. La mancata osservanza di tali istruzioni può comportare lesioni alle persone o danni al prodotto. I seguenti simboli e parole mostrano il significato delle avvertenze:

! AVVERTENZA

Può comportare lesioni gravi o morte.

AVVISO

Può comportare danni materiali (non correlati a lesioni personali).

! ATTENZIONE

Può comportare lesioni non gravi.

i Informazioni

Informazioni utili o importanti non correlate alla sicurezza.

Quando si utilizzano prodotti elettrici, soprattutto in presenza di bambini, occorre sempre osservare le precauzioni basilari di sicurezza.

! AVVERTENZA

Per evitare incendi, folgorazioni o ustioni gravi:

- Il tiralatte non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato a una presa di corrente.
- Non usare mai un apparecchio elettrico se ha un cavo o una spina danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato o se è caduto in acqua. In caso di danni, interrompere immediatamente l'uso del trasformatore e contattare il servizio clienti Medela.
- Non utilizzare un prodotto elettrico che è stato in contatto con acqua o altri liquidi:
 - Non utilizzare durante il bagno o la doccia.
 - Non immergere mai in acqua o in altri liquidi.
 - Non versare acqua sul tiralatte.
 - Se un prodotto elettrico è stato in contatto con acqua o altri liquidi, non toccarlo; se possibile, scollegare il dispositivo dalla presa elettrica, spegnerlo e contattare il produttore.
- Non esporre il tiralatte o la batteria a temperature eccessive.
- Usare esclusivamente il trasformatore e il cavo forniti con il tiralatte. Una fonte di alimentazione o un cavo inadeguato possono comportare rischio di incendio, folgorazione o malfunzionamento dell'apparecchiatura dovuti a sovrattensione.

Per evitare rischi per la salute e ridurre il rischio di lesioni gravi:

- Questo è un prodotto monopaziente. L'uso da parte di più persone può esporre a rischi per la salute e invalidare la garanzia.

- Non utilizzare il tiralatte durante la guida di un autoveicolo.
- L'estrazione può indurre il travaglio. Estrarre solo dopo il parto. In caso di gravidanza durante l'allattamento al seno o l'estrazione, consultare un professionista sanitario autorizzato prima di continuare.
- Per le madri affette da epatite B, epatite C o virus dell'immunodeficienza umana (HIV), l'estrazione del latte dal seno non riduce o elimina il rischio di trasmissione del virus al bambino tramite il latte materno.
- Lavare tutti i componenti che entrano a contatto con il seno e il latte materno dopo ogni uso.
- Se i bambini ci giocano, il tubicino presenta il rischio di strangolamento e i componenti più piccoli potrebbero essere ingeriti.
- È necessaria una stretta supervisione quando il tiralatte o gli accessori vengono utilizzati in prossimità di bambini.
- Il presente apparecchio non deve essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte (compresi i bambini fino a 14 anni), o senza esperienza e conoscenze, a meno che non ricevano supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro incolumità.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

ATTENZIONE

Per evitare incendi o ustioni:

- assicurarsi che la tensione del trasformatore sia compatibile con quella di rete. Consultare il **capitolo 18** per le specifiche tecniche.
- Scollegare sempre i prodotti elettrici subito dopo l'uso, ad eccezione di quando sono in carica.
- Non posizionare o conservare il prodotto in luoghi in cui potrebbe cadere in acqua.
- Il tiralatte e gli accessori non sono resistenti al calore. Tenere lontano da fonti di calore o fiamme libere.
- Non usare in prossimità di materiali infiammabili.

Per evitare rischi per la salute e ridurre il rischio di lesioni:

- Prima di ciascun utilizzo controllare visivamente i singoli componenti per verificare la presenza di crepe, scheggiature, scolorimento o deterioramento. Nel caso in cui si osservino danni al dispositivo, interrompere l'uso fino alla sostituzione dei componenti.
- Questo prodotto non può essere sottoposto a manutenzione o riparazione. Non riparare da soli l'apparecchio. Non modificare il dispositivo.
- Non utilizzare mai un dispositivo danneggiato. Sostituire le parti difettose o usurate.
- Usare il tiralatte soltanto per l'uso previsto, come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non utilizzare il tiralatte quando si dorme o si è troppo assonnati.
- Se il tubicino ammuffisce, interrompere l'uso e sostituirlo.

- Non mettere nel microonde né bollire il latte materno. L'uso del microonde può provocare il rischio di ustioni gravi alla bocca del bambino a causa di porzioni di latte bollente createsi durante il riscaldamento (l'uso del microonde o l'ebollizione possono anche alterare la composizione del latte materno).
- Pulire e sanificare tutti i componenti che entrano in contatto con il seno e il latte materno prima del primo utilizzo.
- Utilizzare con il tiralatte solo i componenti raccomandati da Medela.
- Se l'estrazione non è confortevole o provoca dolore, spegnere il tiralatte, interrompere l'aderenza tra il seno e la coppa con un dito e infine rimuovere la coppa dal seno.
- Sebbene si possa provare un certo disagio quando si usa per la prima volta un tiralatte, il suo utilizzo non dovrebbe causare dolore. Se non si è sicuri di aver scelto la coppa per il seno della misura corretta, visitare il sito **www.medela.com** o consultare uno specialista/consulente per l'allattamento al seno che potrà aiutare nella scelta di una misura adeguata.
- Consultare il proprio professionista sanitario o specialista per l'allattamento se la quantità di latte estratta è minima o nulla o se l'estrazione risulta dolorosa. Consultare il **capitolo 7.1** per ulteriori informazioni.
- In caso di estrazione del latte ad altitudini elevate, anche in aereo, considerare di estrarre più spesso o più a lungo se si percepisce la presenza di latte residuo nel seno dopo la sessione di estrazione.

AVVISO


Prestare la dovuta attenzione quando si maneggiano le bottiglie e i componenti:

- Le bottiglie e i componenti in plastica diventano fragili se congelati e potrebbero rompersi cadendo.

- Le bottiglie e i componenti potrebbero danneggiarsi se non maneggiati correttamente (ad esempio se vengono fatti cadere, se serrati eccessivamente o rovesciati).
- Non somministrare il latte materno se le bottiglie o i componenti mostrano segni di danneggiamento.

Sommario

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| 1. Importanti informazioni di sicurezza | 60 | 12. Risoluzione dei problemi | 74 |
| 2. Uso previsto | 63 | 13. Informazioni per gli ordini | 75 |
| 3. Descrizione del prodotto | 63 | 14. Garanzia | 75 |
| 4. Introduzione | 64 | 15. Smaltimento | 75 |
| 4.1 Pulizia prima del primo utilizzo | 64 | 16. Significato dei simboli | 76 |
| 4.2 Ricarica della batteria | 64 | 17. Normative internazionali | 77 |
| 5. Smontaggio della coppetta raccogli latte | 64 | 17.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) | 77 |
| 6. Pulizia | 64 | 18. Specifiche tecniche | 78 |
| 6.1 Procedura di pulizia | 65 | | |
| 6.2 Lavaggio | 66 | | |
| 6.3 Sanificazione | 67 | | |
| 6.4 Pulizia dell'unità motore | 67 | | |
| 7. Montaggio del tiralatte | 68 | | |
| 7.1 Selezione della misura corretta della coppa per il seno | 68 | | |
| 7.2 Montaggio della coppetta raccogli latte | 68 | | |
| 7.3 Preparazione all'estrazione | 68 | | |
| 7.4 Posizionamento della coppetta raccogli latte nel reggiseno | 69 | | |
| 8. Accendere il tiralatte | 69 | | |
| 8.1 Imitazione del ritmo di suzione del bambino (tecnologia 2-Phase Expression®) | 69 | | |
| 8.2 Tasti e spia di stato | 69 | | |
| 8.3 Connettività Bluetooth® | 70 | | |
| 9. Estrazione del latte materno | 71 | | |
| 10. Gestione del latte materno | 72 | | |
| 10.1 Rimuovere la coppetta raccogli latte dal reggiseno | 72 | | |
| 10.2 Versare il latte dalla coppetta raccogli latte | 72 | | |
| 10.3 Linee guida generali per la conservazione | 72 | | |
| 10.4 Congelamento | 72 | | |
| 10.5 Scongelamento | 72 | | |
| 11. Manutenzione e cura | 73 | | |
| 11.1 Cura del trasformatore | 73 | | |
| 11.2 Manutenzione della batteria | 73 | | |
| 11.3 Conservazione a lungo termine | 73 | | |

IT Gli articoli illustrati o i passaggi delle istruzioni sono marcati con la figura e il relativo numero (ad es.  2-01).

2. Uso previsto









Il tiralatte Solo™ Hands-Free è un tiralatte elettrico che può essere utilizzato da donne che allattano per estrarre e raccogliere il latte dal seno. Il tiralatte Solo™ Hands-free è destinato all'utilizzo da parte di un singolo utente. Il tiralatte è destinato a essere utilizzato in un ambiente domestico.

3. Descrizione del prodotto



Solo™ Hands-free è un tiralatte elettrico per uso personale dotato della tecnologia 2-Phase Expression® che consente esclusivamente l'estrazione singola. Modalità di funzionamento: continua. La durata di funzionamento del tiralatte Solo™ Hands-free è di 275 ore. Solo i componenti della coppetta raccogli latte entrano in contatto con il seno o con il latte. L'unità motore genera un vuoto intermittente. Per la modalità di estrazione del latte, il tubicino trasmette il flusso d'aria risultante attraverso una membrana, che separa il latte dall'aria pulsante al seno.

Fare riferimento alla figura  1 del pieghevole.

1-01 Coppetta raccogli latte Hands-free

-  1-01-1 Coppa per il seno 24 mm
-  1-01-2 Condotto del capezzolo
-  1-01-3 Membrana gialla
-  1-01-4 Linguetta di allineamento
-  1-01-5 Valvola
-  1-01-6 Coppa esterna
-  1-01-7 Beccuccio
-  1-01-8 Porta di collegamento del tubicino

1-02 Tubicino

-  1-02-1 Estremità rotonda del tubicino (da collegare alla coppetta raccogli latte)
-  1-02-2 Estremità con forma poligonale (da collegare all'unità motore)

1-03 Unità motore

1-04 Trasformatore con cavo

Per informazioni sull'ordine degli accessori, consultare il **capitolo 13**.

Tutte le immagini contenute nelle presenti istruzioni sono a solo scopo illustrativo. Il prodotto effettivo può subire variazioni legate alle differenze locali o al miglioramento dello stesso. Medela si riserva il diritto di sostituire qualsiasi componente o accessorio con un ricambio di prestazioni equivalenti.

4. Introduzione

4.1 Pulizia prima del primo utilizzo


È importante attenersi alle seguenti istruzioni prima di usare il tiralatte per la prima volta:




1. **Smontare e pulire tutti i componenti** (ad eccezione del tubicino) secondo le istruzioni (vedere i capitoli 5 e 6).
2. **Far bollire tutti i componenti della coppetta raccogli latte prima del primo utilizzo.** Non pulire o bollire il tubicino.
3. **Durante il montaggio, assicurarsi che la coppetta sia completamente sigillata fino a udire uno scatto** (vedere il capitolo 7.2).

AVVERTENZA

Usare esclusivamente il trasformatore e il cavo forniti con il tiralatte. Una fonte di alimentazione o un cavo inadeguato possono comportare rischio di incendio, folgorazione o malfunzionamento dell'apparecchiatura dovuti a sovratensione. Non esporre il tiralatte o la batteria a una temperatura eccessiva.

4.2 Ricarica della batteria

Caricare la batteria per **due ore**. Fare riferimento alla figura  2 del pieghevole.

1.  2-01 Collegare il cavo di alimentazione all'unità motore.
 2.  2-02 Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore.
 3.  2-03 Collegare il trasformatore a una presa a muro.
- Durante la carica, la spia di stato lampeggia in colore verde.
→ Quando la carica è completa, la spia verde diventa fissa.

Per i dettagli sull'indicatore di stato, vedere il **capitolo 8.2**.

Informazioni

- La garanzia è valida solo se si utilizza l'alimentatore Medela per caricare il tiralatte (modello MS-V2000U050-010B0-*).
- È possibile utilizzare il tiralatte durante la carica della batteria. Tuttavia, quando è in funzione, il tiralatte si carica più lentamente. *codice del Paese

5. Smontaggio della coppetta raccogli latte

Fare riferimento alla figura  3 del pieghevole.

1.  3-01 Aprire la coppetta raccogli latte usando le linguette (3-01-1) sul fondo.
2.  3-02 Rimuovere la membrana gialla dalla coppa per il seno.

6. Pulizia

È importante attenersi alle seguenti istruzioni prima di usare la coppetta raccogli latte per la prima volta: Smontare tutti i componenti e pulirli seguendo le istruzioni di pulizia.

Strumenti necessari:

- Detergente per piatti
- Spazzola morbida
- Lavabo pulito o lavastoviglie
- Acqua potabile
- Pentolino pulito per bollire l'acqua

Componenti da lavare o sanificare:

- Coppa per il seno
- Coppa esterna
- Membrana gialla

ATTENZIONE

Separare e lavare subito dopo l'uso tutti i componenti che sono venuti a contatto con il latte materno. Questo aiuterà a rimuovere i residui di latte materno e a prevenire la formazione di batteri.




- Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- Per la pulizia usare esclusivamente acqua potabile del rubinetto o in bottiglia.
- Non collocare i componenti della coppetta raccogli latte da sciacquare o lavare direttamente nel lavandino. Utilizzare un lavabo pulito adibito esclusivamente agli articoli per neonati.
- Non usare un canovaccio per strofinare o asciugare gli articoli.
- Non utilizzare disinfettanti per la pulizia.

6.1 Procedura di pulizia

Lavare e sanificare sono due attività distinte. Devono essere svolte separatamente per proteggere la madre, il bambino e mantenere le prestazioni del tiralatte.

Lavaggio – Pulire le superfici dei componenti rimuovendo fisicamente i residui di latte e altri possibili contaminanti.

Sanificazione – Per ridurre efficacemente il numero di germi che possono essere presenti sulle superfici dei componenti lavati.

| | Coppa per il seno | Coppa esterna | Membrana gialla |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Quando pulire |  |  |  |
| Prima del primo utilizzo | Smontare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 5 Lavare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 6.2 Sanificare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 6.3 | | |
| Dopo ogni uso | Smontare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 5 Lavare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 6.2 | | |
| Una volta al giorno dopo l'uso | Smontare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 5 Lavare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 6.2 Sanificare i componenti secondo quanto indicato nel capitolo 6.3 | | |
| Quando pulire | Tubicino Solo  | Unità motore  | |
| In caso di necessità | Non pulire o sciacquare il tubicino in nessun caso. | Pulire con un asciugamano umido pulito. Fare riferimento al capitolo 6.4 . | |

AVVISO

Il tiralatte Solo™ Hands-Free dispone di un sistema chiuso che impedisce al latte di entrare nel tubicino quando il tiralatte viene utilizzato secondo le istruzioni.

Non pulire o sciacquare il tubicino in nessun caso.

- **Ispezionare il tubicino prima dell'uso. In caso di condensa, latte materno e muffa nel tubicino, interrompere l'uso e sostituire il tubicino. Consultare il capitolo 13 per informazioni relative all'ordinazione.**
- Non utilizzare il tiralatte con il tubicino umido; ciò potrebbe causare danni al prodotto.




- Fare attenzione a non danneggiare i componenti della coppetta raccogli latte durante la pulizia.
- Conservare la coppetta raccogli latte asciutta in una sacca o in un contenitore puliti fino all'utilizzo successivo.
- Non conservare i componenti bagnati o umidi poiché ciò potrebbe portare alla formazione di muffa.
- Se si nota un residuo bianco sui componenti della coppetta raccogli latte dopo l'ebollizione, l'acqua potrebbe avere un alto contenuto di minerali. Rimuovere i residui pulendo i componenti con un asciugamano pulito e lasciare asciugare all'aria.
- Durante l'ebollizione dei componenti si raccomanda l'uso di acqua distillata per evitare l'accumulo di minerali nel tempo che potrebbero comprometterli.

6.2 Lavaggio


Fare riferimento alla figura 4 del pieghevole.

Risciacquare e lavare a mano (prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo)




Non collocare i componenti direttamente nel lavandino della cucina per il lavaggio e il risciacquo. Utilizzare un lavabo adibito agli articoli per neonati.

1. **Sciacquare** tutti i componenti smontati, eccetto il tubicino, con acqua potabile pulita fredda (20 °C/68 °F circa).
2. **Pulire** questi componenti con abbondante acqua saponata tiepida (30 °C/86 °F circa). Utilizzare un normale detergente per lavastoviglie e una spazzola morbida.
3. **Sciacquare** i componenti con acqua potabile pulita fredda per 10–15 secondi (20 °C/68 °F circa).
4. **Asciugatura:** Lasciare asciugare all'aria su un canovaccio pulito e non usato o su una salvietta di carta.




o-
pure

Lavare in lavastoviglie (massimo una volta al giorno)



1. **Lavaggio in lavastoviglie:** Posizionare i componenti smontati, ad eccezione del tubicino, nel cestello superiore o nello scomparto per le posate. Utilizzare un normale detergente per lavastoviglie.
2. **Sciacquare la membrana gialla** sotto l'acqua corrente dopo il lavaggio in lavastoviglie.
3. **Asciugatura:** Lasciare asciugare all'aria su un canovaccio pulito e non usato o su una salvietta di carta.




i Information

Se si utilizza la lavastoviglie, i componenti potrebbero scolorirsi. Ciò non pregiudica il loro funzionamento. **Non lavare mai il tubicino.** Vedere il **capitolo 6.1** per ulteriori dettagli.

6.3 Sanificazione

Fare riferimento alla figura 5 del pieghevole.

Sanificare sul piano cottura
(prima del primo utilizzo e una volta al giorno dopo l'uso)



1. Coprire i componenti smontati e lavati con acqua abbondante e far bollire per almeno 10 minuti, ad eccezione del tubicino. Assicurarsi che i componenti non siano in contatto diretto con il fondo del pentolino.

2. **Asciugatura:** Lasciare asciugare all'aria su un canovaccio pulito e non usato o su una salvietta di carta. Non conservare i componenti in contenitori/borse a chiusura ermetica, se umidi. È importante far asciugare tutta l'umidità residua.



op-
pure

Sanificare nel microonde
(una volta al giorno dopo l'uso)



1. Utilizzare le sacche Quick Clean™ nel microonde seguendo le istruzioni riportate sulle sacche. (*Fare riferimento al sito e ai negozi per verificare la disponibilità nel proprio Paese).

2. **Asciugatura:** Lasciare asciugare all'aria su un canovaccio pulito e non usato o su una salvietta di carta. Non conservare i componenti in contenitori/borse a chiusura ermetica, se umidi. È importante far asciugare tutta l'umidità residua.



6.4 Pulizia dell'unità motore

Strumenti necessari:

- Acqua potabile
- Detergente per piatti
- Asciugamano pulito o salvietta di carta

Componenti necessari:

- Unità motore

⚠ ATTENZIONE



Per evitare folgorazione e danni al materiale:

- Scollegare il tiralatte prima di pulire l'unità motore.
- Non immergere l'unità motore in acqua; non versare l'acqua sull'unità motore.

AVVISO

- Non spruzzare o versare liquidi direttamente sul tiralatte.



1. Spegner il tiralatte.
2. Scollegare il tiralatte dalla presa di corrente.
3. Pulire l'unità motore con un asciugamano pulito inumidito con acqua saponata.
4. Pulire l'unità motore con un asciugamano pulito e asciutto.

7. Montaggio del tiralatte

7.1 Selezione della misura corretta della coppa per il seno

Verificare che la coppa per il seno sia della misura corretta. Si tratta di un componente essenziale per garantire un'estrazione efficace, in quanto ottimizza il flusso del latte.

Fare riferimento alla figura  6 del pieghevole.

1. Selezionare la misura della coppa per il seno misurando il diametro del capezzolo ( 6-01).
2. Scegliere una misura della coppa per il seno leggermente più grande del proprio capezzolo ( 6-02). La confezione include coppe per il seno da 24 mm.

Per ulteriori informazioni sulle misure della coppa per il seno e sulle altre taglie disponibili, visitare il sito www.medela.com o consultare il **capitolo 13** per informazioni relative all'ordinazione.

7.2 Montaggio della coppetta raccogli latte

Utilizzare solo componenti puliti e asciutti per il montaggio. Fare riferimento al **capitolo 6** per la pulizia.

Componenti necessari:

- Tubicino
- Membrana gialla
- Coppa per il seno
- Coppa esterna
- Unità motore

ATTENZIONE

Per evitare la contaminazione del latte:

- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare l'unità motore, i componenti della coppetta raccogli latte e il seno.
- Asciugare le mani con un asciugamano pulito o una salvietta di carta monouso.
- Evitare di toccare l'interno dei componenti della coppetta raccogli latte.








Per assicurarsi che il tiralatte funzioni correttamente e in modo sicuro:

- Controllare l'eventuale usura o danneggiamento dei componenti della coppetta raccogli latte prima dell'uso. Sostituirli se necessario.
- Ispezionare sempre tutti i componenti prima dell'uso per verificarne la pulizia. In caso di sporczia, pulire secondo quanto indicato nel **capitolo 6**.
- Utilizzare solo ricambi originali Medela. Consultare il **capitolo 13** per dettagli.

AVVISO


Per evitare danni al tiralatte, tutti i componenti devono essere completamente asciutti prima dell'uso.

Fare riferimento alla figura  7 del pieghevole.

1.  7-01 Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare l'unità motore, i componenti della coppetta raccogli latte e il seno. Asciugarsi le mani con un panno pulito.
2.  7-02 Inizialmente, montare la valvola della membrana gialla sulla parte anteriore della coppa per il seno.
3.  7-03 Allineare il dischetto di chiusura della membrana gialla sulla fessura circolare designata usando la linguetta di allineamento in alto per assicurarsi che sia al posto giusto. Premere intorno ai bordi per assicurarsi che sia completamente assemblato.
4.  7-04 Inserire il beccuccio nell'apertura sulla coppa.
5.  7-05 Spingere la coppa esterna e la coppa per il seno saldamente, facendole aderire completamente su tutta la circonferenza, finché non si sente uno scatto.
6.  7-06 Collegare l'estremità lunga del tubicino con forma poligonale all'unità motore fino in fondo.
7.  7-07 Collegare l'estremità rotonda del tubicino alla porta di connessione del tubicino sulla coppetta raccogli latte.

7.3 Preparazione all'estrazione

Fare riferimento alla figura  8 del pieghevole.

1. Assemblare la coppetta raccogli latte come descritto nel **capitolo 7.2**.
 8-01 Sistema assemblato correttamente.
2. Inserire la coppetta raccogli latte nel reggiseno secondo quanto indicato nel **capitolo 7.4**.
Iniziare l'estrazione come descritto nel **capitolo 9**.

7.4 Posizionamento della coppetta raccogli latte nel reggiseno

Fare riferimento alla figura 9 del pieghevole.

1. 9-01 Assicurarsi che il capezzolo sia centrato nel condotto della coppa per il seno.
2. 9-02 La coppetta raccogli latte Hands-free può essere indossata sotto un normale reggiseno da allattamento. Il reggiseno terrà la coppetta raccogli latte in posizione. In caso di fastidio o dolore durante l'uso, provare a passare a un reggiseno per allattamento più morbido ed elastico.
3. 9-03 Il tubicino può essere collegato verso l'interno (verso il seno) o verso l'esterno (verso le braccia) in base alle preferenze personali.

Assicurarsi che il tubicino non venga schiacciato o piegato durante l'uso.

→ L'attorcigliamento potrebbe influire sulle prestazioni del vuoto.

4. 9-04 La coppetta raccogli latte Hands-free può essere utilizzata in posizione verticale o leggermente inclinata per una migliore visibilità del capezzolo ed erogazione del latte. La scala sulla coppetta raccogli latte offre un'indicazione approssimativa del volume durante l'estrazione.

8. Accendere il tiralatte

8.1 Imitazione del ritmo di suzione del bambino (tecnologia 2-Phase Expression®)



I bambini utilizzano una suzione "a due velocità". All'inizio succhiano con un ritmo veloce e poi, quando il latte inizia a scorrere, passano a una suzione più lenta e profonda. La suzione più rapida stimola il riflesso di erogazione del latte e attiva il flusso di latte; la suzione più lenta estrae il latte per la fase di alimentazione vera e propria.



Il tiralatte imita il ritmo di suzione naturale del bambino utilizzando un'azione di estrazione a "due velocità", la cosiddetta "tecnologia 2-Phase Expression®".




Il tiralatte inizia con l'azione di suzione rapida chiamata **fase di stimolazione**. Quando si vede il latte fluire o se ne avverte la fuoriuscita, premere "**tasto di erogazione**" per passare alla **fase di estrazione**, che è più lenta della precedente. Se non si preme il tasto di erogazione, la fase di estrazione si avvierà automaticamente dopo che il tiralatte è rimasto in funzione per un minuto nella fase di stimolazione.

8.2 Tasti e spia di stato

Fare riferimento alla figura 10 del pieghevole.

| | Spia di stato: Modalità del tiralatte | Spia di stato: Livello della batteria |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>10-01 Tasto di erogazione (passa dalla fase di stimolazione a quella di estrazione)</p> | La spia è spenta | <p>○ Buono</p> |
| <p>10-02 Tasto di aumento del vuoto</p> | La spia lampeggia | <p>● Basso, circa 10 minuti rimanenti</p> |
| <p>10-03 Tasto di riduzione del vuoto</p> | La spia è fissa | <p>● Molto basso, caricare la batteria immediatamente</p> |
| <p>10-04 Tasto On/Pausa/Off</p> | La spia lampeggia | <p>● La spia lampeggia: in carica</p> |
| <p>10-05 Spia di stato</p> | La spia lampeggia | <p>● La spia è fissa: batteria completamente carica</p> |




8.3 Connettività Bluetooth®

Bluetooth® è una tecnologia wireless per lo scambio di dati a breve distanza. Si usa per collegare il tiralatte Solo™ Hands-free all'applicazione per smartphone Medela Family™. Collegando il tiralatte all'applicazione Medela Family™ è possibile trasferire automaticamente i dati di estrazione (durata, fasi e livelli della sessione) e inserire manualmente la quantità di latte estratto. Per usufruire delle funzionalità dell'applicazione, è necessario creare un account in Medela Family™.

Installazione dell'applicazione Medela Family™

1. Scaricare e installare l'applicazione Medela Family™ sul proprio dispositivo mobile. L'applicazione è disponibile gratuitamente per i sistemi operativi Apple® iOS e Android™.
2. Quando si avvia l'applicazione Medela Family™ per la prima volta, viene richiesto di concedere all'applicazione il permesso di connettersi ai dispositivi Bluetooth®. Consentire all'applicazione di connettersi al proprio tiralatte Medela.
--> Solo telefoni Android™: Verrà inoltre richiesto di autorizzare l'app a utilizzare la propria posizione. Non tracciamo la posizione del telefono, ma si tratta di un requisito del sistema operativo Android™ per connettersi a un dispositivo Bluetooth®.
--> Se le autorizzazioni sono state negate e non è possibile connettersi al tiralatte:
 1. Aprire l'app Impostazioni dello smartphone, quindi (a seconda della marca dello smartphone, potrebbe essere necessario selezionare un sottomenu chiamato "Applicazioni") e scorrere verso il basso per trovare Medela Family™.
 2. Assicurarsi che l'autorizzazione Bluetooth® sia concessa. Su Android™: concedere anche l'autorizzazione per l'uso della posizione.
3. Aprire Medela Family™ sul proprio dispositivo mobile e registrarsi tramite l'applicazione.

Collegamento (associazione) del tiralatte Solo™ Hands-free

1. Assicurarsi che il Bluetooth® sia abilitato sul dispositivo mobile.
2. In Medela Family™, fare clic su "Altro", selezionare "Impostazioni del tiralatte" e seguire le istruzioni di configurazione e associazione sullo schermo, che includono i seguenti passaggi:
3. Tenere premuto il tasto di erogazione  per due secondi per avviare la procedura di associazione.
→ La spia di stato lampeggia in blu per indicare che il tiralatte è pronto per l'associazione con il dispositivo Bluetooth®.

4. Se l'associazione ha buon esito, la spia blu rimane accesa fissa per due secondi.
5. Dopo la configurazione iniziale, la spia di stato si spegne.
6. Durante la riconnessione a Medela Family™, la spia di stato diventa blu per due secondi.

Salvataggio della sessione di estrazione nell'applicazione

Al termine di una sessione, premere il tasto On/Pausa/Off del tiralatte per 2 secondi per trasmettere i dati all'applicazione Medela Family™ e spegnere il tiralatte.

Rimozione del tiralatte Solo™ Hands-free dallo smartphone

1. All'interno dell'applicazione Medela Family™, fare clic su "Altro" e poi su "Impostazioni del tiralatte".
2. Toccare il tiralatte che si desidera rimuovere e poi premere il tasto "Rimuovi questo tiralatte".

i Informazioni

- Il tiralatte Solo™ Hands-free ha la capacità di conservare in memoria le ultime 30 sessioni di estrazione. Se il tiralatte non viene collegato prima della sessione 31, la cronologia verrà sovrascritta con i nuovi dati della sessione.
- Quando è collegato al tiralatte, l'account dell'applicazione Medela Family™ registrerà nella cronologia un numero infinito di sessioni.
- Solo™ Hands-free utilizza la tecnologia Bluetooth®. Seguire le regole della compagnia aerea per l'uso di dispositivi elettronici portatili durante il volo.
- La rimozione del tiralatte Solo™ Hands-free dal dispositivo mobile non cancella le informazioni di estrazione memorizzate in Medela Family™.
- Se si ricollega il tiralatte al dispositivo mobile, le ultime 30 registrazioni memorizzate nel tiralatte saranno trasferite.

Per saperne di più, visitare il sito web www.medela.com/app.

Riconoscimento dei marchi registrati: Il marchio denominativo Bluetooth® e i loghi sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Medela AG è su licenza. Apple è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google LLC.

9. Estrazione del latte materno








⚠ ATTENZIONE

- Non estrarre il latte con un vuoto troppo elevato e non confortevole (doloroso). Il dolore, associato a un eventuale trauma al seno e al capezzolo, potrebbe ridurre la produzione di latte.
- Consultare il proprio professionista sanitario o specialista per l'allattamento se la quantità di latte estratta è minima o nulla o se l'estrazione risulta dolorosa.



AVVISO

Assicurarsi che il tubicino non sia piegato o schiacciato durante l'estrazione.

Fare riferimento alla figura 11 del pieghevole.

1. Assicurarsi che la coppetta raccogli latte sia collegata e posizionata correttamente.
2. 11-01 Premere il tasto On/Pausa/Off  per avviare l'estrazione.
→ La fase di stimolazione inizia e la spia di stato lampeggia.
3. 11-02 Regolare il vuoto con i tasti Aumento del vuoto  e Riduzione del vuoto  per trovare un livello confortevole.
4. 11-03 Non appena il latte inizia a fluire, premere il tasto di erogazione. 
→ La fase di estrazione inizia e la spia di stato diventa fissa.
→  Se non si preme il tasto di erogazione entro un minuto, il tiralatte passerà automaticamente alla fase di estrazione.
5. 11-04 Regolare il vuoto con i tasti Aumento del vuoto  e Riduzione del vuoto  per trovare il massimo vuoto confortevole (vedere le informazioni di seguito).

Una volta che si estrae nella **fase di estrazione**, aumentare il livello di vuoto fino a quando l'estrazione non risulta leggermente fastidiosa (non dolorosa), poi abbassarlo di 1 livello con il tasto Riduci vuoto .

6. Quando la sessione di estrazione è terminata, premere il tasto Start/Pausa/Off  per interrompere l'operazione di estrazione.
→ Il tiralatte si arresta automaticamente dopo 30 minuti in assenza di interazione dell'utente con il tiralatte.
7. Per spegnere il tiralatte, tenere premuto il tasto On/Pausa/Off  per due secondi.

i Informazioni


- Il **massimo vuoto confortevole** è l'impostazione di vuoto più elevata in cui l'estrazione risulta ancora confortevole. È diversa per ogni madre.
- La stimolazione dovrebbe essere a un livello di vuoto confortevole; non è necessario sforzarsi per ottenere il massimo livello di vuoto.
- Rivalutare il massimo vuoto confortevole durante l'esperienza di estrazione. Può cambiare in ogni fase della lattazione.

Pausa


Sia nella fase di stimolazione che in quella di estrazione il tiralatte può essere messo in pausa. In questo modo è possibile risistemarsi o regolare la coppetta raccogli latte oppure occuparsi del contesto.

Per mettere in pausa, premere il tasto On/Pausa/Off  mentre il tiralatte è in funzione.

→ L'operazione di estrazione si arresta e la spia di stato lampeggia.

Per riprendere l'estrazione, premere nuovamente il tasto On/Pausa/Off .

Spegnimento

Per spegnere il tiralatte, tenere premuto il tasto On/Pausa/Off  per due secondi.




i Informazioni

- Se l'estrazione non viene ripresa entro due minuti, il tiralatte si spegne automaticamente.
- Per riprendere l'estrazione, è necessario avviare una nuova sessione.
- Nel caso sia necessario fermarsi per più di due minuti, si consiglia di riprendere con la fase di stimolazione.
- Non dimenticare di registrare la produzione di latte nell'applicazione Medela Family™.



10. Gestione del latte materno

10.1 Rimuovere la coppetta raccogli latte dal reggiseno

Fare riferimento alla figura  12 del pieghevole.

1.  12-01 Mentre il tiralatte è ancora in funzione, piegarsi leggermente in avanti e assicurarsi che tutto il latte nel condotto del capezzolo entri nel contenitore di raccolta. Spegnerne il tiralatte.
2.  12-02 Staccare il tubicino dalla coppetta raccogli latte.
3.  12-03 Rimuovere accuratamente la coppetta raccogli latte dal reggiseno.

10.2 Versare il latte dalla coppetta raccogli latte

1.  12-04 Posizionare la coppetta raccogli latte in **posizione verticale** su una superficie dove non sia facilmente rovesciabile. È possibile usare le tacche presenti sulla scala volumetrica della coppetta per leggere il volume di latte raccolto. La scala sulla coppa esterna offre un'indicazione approssimativa del volume durante l'estrazione.
2.  12-05 **Con la coppa arrotondata esterna rivolta verso il basso**, versare il latte materno attraverso il beccuccio in una bottiglia o in un contenitore per la conservazione. Non utilizzare la coppetta raccogli latte per conservare il latte. Non conservare la coppetta raccogli latte in frigorifero.
3. Smontare completamente e pulire dopo ogni utilizzo e sanificare una volta al giorno come descritto nel **capitolo 6**.

10.3 Linee guida generali per la conservazione

Fare riferimento al sito www.medela.com per consigli su conservazione e scongelamento del latte materno.

Linee guida per la conservazione del latte materno appena estratto (per bambini sani nati a termine)

| Temperatura ambiente da 16 a 25 °C (da 60 a 77 °F) | Frigorifero 4°C (39°F) o più freddo | Congelatore -18 °C (0 °F) o più freddo | Latte materno scongelato nel frigorifero |
|---|--|--|--|
| Fino a 4 ore è l'opzione migliore | Fino a 3 giorni è l'opzione migliore | Fino a 6 mesi è l'opzione migliore | A temperatura ambiente: fino a 2 ore |
| *Fino a 6 ore se il latte è stato estratto in condizioni igieniche ottimali | *Fino a 5 giorni se il latte è stato estratto in condizioni igieniche ottimali | *Fino a 9 mesi se il latte è stato estratto in condizioni igieniche ottimali | Frigorifero: fino a 24 ore |
| | | | Non ricongelare! |

*Linee guida per l'estrazione del latte materno in condizioni igieniche ottimali: prima dell'estrazione, la madre dovrebbe lavarsi le mani con acqua e sapone oppure utilizzare un gel disinfettante a base di alcol. I componenti del tiralatte e l'area di estrazione devono essere puliti. Non è necessario lavare seni e capezzoli prima dell'estrazione.

- Le presenti linee guida per la conservazione e lo scongelamento del latte materno sono semplici consigli. Per ulteriori informazioni rivolgersi al consulente o specialista per l'allattamento al seno.
- Conservare il latte materno nella parte più fredda del frigorifero (nella parte posteriore del ripiano in vetro sopra lo scomparto delle verdure).
- Per informazioni sulla conservazione del latte materno, visitare il sito www.medela.com.

10.4 Congelamento

AVVISO

- Ripetuti cicli di congelamento/scongelamento distruggono la struttura del latte. Pertanto, non ricongelare mai il latte materno.
- Congelare il latte materno estratto in bottiglie per alimenti o nelle apposite sacche per la conservazione. Non riempire le bottiglie o le sacche per più di 3/4, in modo da lasciare spazio per un'eventuale dilatazione del latte.
- Etichettare le bottiglie o le sacche con la data di estrazione e il volume estratto.
- Le bottiglie e i componenti in plastica diventano fragili se congelati e potrebbero rompersi cadendo.
- Non somministrare il latte materno se le bottiglie o i componenti mostrano segni di danneggiamento.

10.5 Scongelamento

⚠ ATTENZIONE

- Non scongelare né riscaldare il latte materno in un forno a microonde o in una pentola di acqua bollente. Ciò aiuta a preservarne le componenti importanti e a evitare ustioni.
- Per preservare le componenti del latte materno, lasciar scongelare il latte nel frigorifero durante la notte.
 - In alternativa, tenere la bottiglia o la sacca sotto l'acqua calda (max. 37 °C/98,6 °F) e utilizzare il latte immediatamente, non appena scongelato.

AVVISO


Far roteare delicatamente la bottiglia o la sacca per miscelare il grasso eventualmente separato. Evitare di scuotere o mescolare il latte.

11. Manutenzione e cura

11.1 Cura del trasformatore

⚠ AVVERTENZA

Se gli involucri esterni del trasformatore si allentano o si separano, interrompere l'uso e contattare immediatamente Medela. La separazione dell'involucro può causare folgorazioni.



AVVISO

Per mantenere il trasformatore e il cavo di alimentazione in buone condizioni di funzionamento, prestare attenzione a quanto segue: non scollegare il cavo o il trasformatore tirando il cavo, ma tenendolo per l'alloggiamento del connettore e il corpo dell'adattatore.

Viaggiare all'estero

i Informazioni

Quando si viaggia all'estero, si raccomanda di acquistare un adattatore da viaggio (non incluso) adeguato alla presa a muro corrispondente. Consultare il Paese da visitare per scoprire quale tipo di adattatore sia più adeguato. Il trasformatore del tiralatte è bipolare e non richiede una presa con messa a terra. Questo tiralatte ha una batteria agli ioni di litio.

i Informazioni

Il trasporto di tali batterie sugli aerei può essere limitato dal Paese che si sta visitando. Consultare il Paese da visitare per sapere se ci sono restrizioni relative ai viaggi con batterie agli ioni di litio.

11.2 Manutenzione della batteria

Il tiralatte contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata (non sostituibile).

AVVISO

- In caso di batteria completamente scarica, il tiralatte non può essere utilizzato immediatamente dopo averlo collegato al trasformatore. Lasciare caricare la batteria per almeno 15 minuti prima di tentare di accendere il tiralatte.
- Per prestazioni ottimali del tiralatte e della batteria, utilizzare il trasformatore in dotazione (modello MS-V2000U050-010B0-*).
- Assicurarsi che la tensione del trasformatore sia compatibile con quella di rete.
- Tenere presente il rischio che la presa USB-C del tiralatte o della batteria vada in cortocircuito a causa di oggetti metallici o fluidi. *codice del Paese

i Informazioni


Per preservare il ciclo di vita della batteria:

- conservare il tiralatte in un luogo fresco.
- Ricaricare la batteria prima che si scarichi completamente. È la soluzione ottimale per il ciclo di vita della batteria
- Caricare completamente la batteria prima di conservare il tiralatte. Fare riferimento al **capitolo 8.2** per informazioni sullo stato di carica della batteria.
- Se il tiralatte è stato conservato in un luogo caldo, potrebbe non funzionare immediatamente a batteria. Per riprendere il normale funzionamento della batteria, lasciarlo raffreddare per un'ora. Durante questo tempo, è possibile alimentare il tiralatte con il trasformatore collegato a una presa a muro.

11.3 Conservazione a lungo termine

Il tiralatte contiene una batteria ricaricabile. Per preservare il tiralatte, quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, passa automaticamente alla modalità di conservazione. Per uscire dalla modalità di conservazione, collegare il tiralatte a una fonte di alimentazione esterna e caricare la batteria per due ore. Non conservare la coppetta raccogli latte assemblata per un lungo periodo di tempo.

Prima di conservare il tiralatte per un lungo periodo di tempo, ricordarsi quanto segue:



Pulire la coppetta raccogli latte (fare riferimento al **capitolo 6**)



Pulire l'unità motore (consultare il **capitolo 6.4**)



Assicurarsi che la batteria sia carica (consultare le seguenti informazioni)

È consigliabile caricare completamente la batteria prima di conservare il tiralatte per un lungo periodo di tempo. Fare riferimento al **capitolo 8.2** per informazioni sullo stato di carica della batteria.

12. Risoluzione dei problemi

In caso di comportamento anomalo del tiralatte, verificare nella tabella di risoluzione dei problemi la presenza del problema nella colonna "Problema" e seguire le istruzioni nella colonna "Soluzione".

| Problema | Soluzione | Problema | Soluzione |
|--|---|---|---|
| Il tiralatte non funziona dopo aver premuto il tasto On/Pausa/Off | <ul style="list-style-type: none"> • Caricare per 15 minuti prima di riavviare il tiralatte. La carica è indicata dalla spia di stato che lampeggia in verde. • Se il tiralatte non funziona ancora, contattare il servizio clienti Medela. | La suzione è scarsa o inesistente | <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che tutti i componenti del set per tiralatte siano puliti e asciutti e che i collegamenti siano corretti. • Durante l'estrazione, assicurarsi che la coppa aderisca completamente al seno. • Se la suzione non migliora dopo aver seguito questi passaggi, contattare il servizio clienti Medela. |
| Il tiralatte genera solo vuoto costante invece di cicli di suzione | <ul style="list-style-type: none"> • Contattare il servizio clienti Medela. | Il tiralatte non risponde come previsto | <ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il tasto On/Pausa/Off per due secondi per spegnere il tiralatte, poi riavviare il tiralatte. • In assenza di cambiamenti, contattare il servizio clienti Medela. |
| La spia di stato lampeggia rapidamente in rosso quando si tenta di estrarre o caricare il tiralatte | <ul style="list-style-type: none"> • Il caricamento/estrazione non è possibile quando la temperatura della batteria è troppo elevata. Lasciare raffreddare l'unità motore, poi riprendere la carica/l'estrazione. • Se la spia di stato continua a lampeggiare rapidamente in rosso, si è verificato un guasto dell'apparecchio. Contattare il servizio clienti Medela. | L'esterno dell'unità motore si è bagnato | <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare l'unità motore dalla presa di corrente e spegnerla. • Asciugare l'esterno dell'unità motore. |

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| L'unità motore è stata immersa in acqua | <ul style="list-style-type: none"> • Scollegare l'unità motore dalla presa di corrente e spegnerla. • Contattare il servizio clienti Medela. |
| Impossibile inviare i dati | <ul style="list-style-type: none"> • La funzione Bluetooth® "immagine Bluetooth" sul dispositivo mobile è disattivata. Attivare la funzione Bluetooth® e tentare di inviare nuovamente i dati. • L'associazione tra i due dispositivi non è stata completata. Seguire nuovamente le istruzioni per l'associazione. Fare riferimento al capitolo 8.3. • Il dispositivo mobile è troppo distante dal tiralatte. Avvicinare il dispositivo e il tiralatte. • L'applicazione sul dispositivo mobile non è pronta. Controllare l'applicazione. |

Se il problema con il tiralatte non è stato risolto o in caso di ulteriori domande, contattare il servizio clienti Medela. Per i dati di contatto, visitare il sito www.medela.com/contact-us. Nel menu "Contatti" selezionare la propria nazione.

14. Garanzia

Informazioni sulla garanzia internazionale sono disponibili sul sito www.medela.com/ewarranty.

15. Smaltimento

Smaltimento del tiralatte

Al termine della sua vita utile, separare i componenti del tiralatte e smaltirli secondo le seguenti istruzioni.

Questo apparecchio contiene batterie che non sono sostituibili.

Quando la batteria è a fine vita, l'apparecchio deve essere smaltito correttamente.

La batteria integrata non deve essere rimossa per lo smaltimento.

Se la batteria dovesse perdere, il tiralatte deve essere smaltito.

13. Informazioni per gli ordini

Accessori

| Codice articolo | Prodotto |
|---|--|
| A seconda dell'area geografica, controllare la disponibilità sul sito e nei negozi. | Coppe per il seno da 21 mm compatibili con la coppetta* raccogli latte Medela Hands-free Coppe per il seno da 24 mm compatibili con la coppetta* raccogli latte Medela Hands-free Coppe per il seno da 27 mm compatibili con la coppetta* raccogli latte Medela Hands-free |
| | Membrana compatibile con la coppetta raccogli latte Hands-free Medela |
| Contattare il servizio clienti Medela | Tubicino compatibile con Solo™ Hands-free |

* Se il risultato dell'estrazione non è soddisfacente o se l'estrazione è dolorosa, contattare il consulente o lo specialista per l'allattamento. Una diversa misura di coppa per il seno può aiutare a rendere l'estrazione più confortevole ed efficace. In caso di difficoltà nel trovare l'accessorio desiderato, contattare il servizio clienti Medela.

Per i dati di contatto, visitare il sito www.medela.com/contact-us. Nel menu "Contatti" selezionare la propria nazione. Per la sostituzione dei componenti persi o difettosi, contattare il servizio clienti Medela. Altri prodotti Medela sono disponibili sul sito www.medela.com.

Coppa per il seno, coppa esterna, tubicino e membrana

I componenti sono realizzati in plastica e non sono dannosi per l'ambiente se smaltiti come rifiuti domestici. Riciclare o smaltire conformemente alle disposizioni locali.

Unità motore e trasformatore



Non smaltire i dispositivi elettrici/elettronici tra i rifiuti urbani indifferenziati, ma raccogliarli separatamente.

Nell'Unione europea il produttore o il suo fornitore deve ritirare le apparecchiature di scarto. Gli altri Paesi possono avere sistemi di raccolta e riciclaggio simili. Smaltire l'apparecchiatura di scarto secondo le normative locali.

Informarsi presso il punto vendita o contattare l'autorità locale per individuare i punti di raccolta appropriati per le apparecchiature di scarto.

La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature di scarto al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e a garantire che siano riciclate in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

























ATTENZIONE

I materiali pericolosi presenti nelle apparecchiature elettriche/elettroniche possono nuocere alla salute umana e all'ambiente se le apparecchiature di scarto non vengono smaltite correttamente.

16. Significato dei simboli

Le tabelle seguenti spiegano il significato dei simboli presenti sui componenti del prodotto e sulla confezione.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
|  | Simbolo generale di avvertimento; indica informazioni relative alla sicurezza. |  | Indica un intervallo di temperatura (ad es. per funzionamento, trasporto o conservazione). |  | Indica un intervallo di umidità relativo (ad es. per funzionamento, trasporto o conservazione). |
|  | Indica un intervallo di pressione atmosferica (ad es. per funzionamento, trasporto o conservazione). |  | Identifica il produttore. |  | Indica la data di produzione. |
|  | Indica il numero di serie del dispositivo. | IP20 IP22 | Indica il grado di protezione contro l'ingresso di corpi estranei e umidità. |  | Indica la conformità ai requisiti internazionali per la protezione contro la folgorazione (componenti applicati di tipo BF). |
|  | Non smaltire dispositivi elettrici/elettronici tra i rifiuti urbani indifferenziati (smaltire il dispositivo conformemente ai regolamenti locali). |  | Leggere e seguire le istruzioni per l'uso. |  | Il marchio CE indica la conformità alle direttive europee applicabili. |
|  | Indica la corrente continua. |  | Indica la posizione del tasto On/Pausa/Off. |  | Indica la corrente alternata. |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
|  | Indica la polarità dell'uscita di alimentazione USB. |  | Indica che il dispositivo è un'apparecchiatura elettrica di Classe II (doppio isolamento). |  | Indica che il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in interni. |
|  | Indica che per collegare il dispositivo alla rete di alimentazione è necessario uno specifico trasformatore separato, specificandone il modello/tipo MS-V2000U050-010B0.*. |  | Indica che l'apparecchio deve essere utilizzato fino a un'altitudine massima di 5000 m. |  | Indica che l'alimentatore non deve essere usato se i poli della spina sono danneggiati. |
|  | Indica il livello di efficienza degli alimentatori esterni. |  | Indica che il dispositivo è stato valutato in conformità al Regno Unito. |  | Indica il codice del prodotto. |
|  | Contiene merci fragili. Maneggiare con cura. |  | Tenere al riparo dalla luce solare. |  | Tenere lontano dalla pioggia. Mantenere in condizioni asciutte. |
|  | Indica che tecnicamente un articolo può essere riciclato. |  | La confezione contiene prodotti destinati a venire a contatto con alimenti ai sensi del regolamento (CE) N. 1935/2004. |  | Indica che il dispositivo elettronico integra trasformatore(i) e circuito(i) elettronico(i), converte la corrente elettrica in tensione di uscita singola o multipla. |
|  | Questo simbolo indica il materiale con cui è realizzato un articolo. |  | Indica il numero di modello del dispositivo. |  | Indica che questo dispositivo è dotato di tecnologia wireless Bluetooth®. |
|  | Indica che il dispositivo è un trasformatore di isolamento a prova di cortocircuito. |  | Il marchio EAC (Eurasian Conformity) indica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza secondo i regolamenti tecnici dell'Unione doganale eurasiatica. |  | Il marchio di conformità UA TR indica la conformità ai regolamenti tecnici ucraini. |
|  | Il marchio di conformità indica che il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza elettrica e di compatibilità elettromagnetica (EMC) del Marocco. |  | Schema di riciclaggio secondo la legge spagnola sugli imballaggi. |  | Indica che un articolo può essere tecnicamente riciclato secondo la legge francese AGEC. |

Nota: i simboli possono variare a seconda del mercato in cui l'unità è venduta.

17. Normative internazionali

17.1 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

Il tiralatte Solo™ Hands-free è conforme a tutti i requisiti delle norme e dei regolamenti relativi alle emissioni elettromagnetiche e all'immunità alle interferenze.

AVVERTENZA

Il tiralatte Solo™ Hands-free non deve essere utilizzato se si trova accanto ad altre apparecchiature o impilato su di esse. Qualora così fosse, osservare attentamente il tiralatte Solo™ Hands-free per verificarne il normale funzionamento nella configurazione in cui sarà utilizzato. I dispositivi di comunicazione wireless, come le apparecchiature per la rete wireless domestica, i telefoni cellulari, i telefoni cordless con le loro stazioni base e i walkie-talkie, possono interferire con il tiralatte elettrico e devono essere mantenuti a una distanza di almeno 30 cm da esso.

18. Specifiche tecniche

Sintesi delle specifiche tecniche importanti

Prestazioni del vuoto (a 500 m sul livello del mare [954,62 hPa pressione ambiente])
da -45 a -245 mmHg (da -60 a -327 hPa)
da 45 a 111 cpm

Trasformatore (Modello: MS-V2000U050-010B0-*)

*codice Paese

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ingresso | da 100 a 240 V~ 50/60 Hz max. 0,5 A |
| Uscita | 5 V --- 2 A 10 W |
| Efficienza media | 78.7% |
| Consumo senza carico | inferiore a 0,075 W |

Unità motore

Capacità e tipo di batteria: 3,6 V, 2500 mAh (nominale) Li-ion.
Dimensioni: 120 x 90 x 54 mm. Peso: 250 g. Grado di protezione: IP22.

Standard di trasmissione: Versione Bluetooth® 4.2 BLE


Gamma di frequenza: 2402-2480 MHz


Potenza di uscita max.: +4 dBm (classe 2)


Materiali a contatto con la pelle o che entrano a contatto con il latte


- Coppa per il seno: polipropilene
- Coppa esterna: polipropilene, elastomero termoplastico
- Membrana: silicone
- Tubo: cloruro di polivinile


Non intenzionalmente realizzata in BPA.

 +35 °C
+5 °C
Intervallo di temperatura d'esercizio
(da 5 °C a 35 °C)
(da 41 °F a 95 °F)

 93%
15%
Intervallo di umidità d'esercizio
(umidità relativa dal 15% al 93%)

 106kPa
70kPa
Intervallo di pressione atmosferica di
funzionamento: 70 kPa...106 kPa

 +50 °C
-20 °C
Intervallo di temperatura
di trasporto/conservazione
(da -20 °C a 50 °C)
(da -4 °F a 122 °F)

 93%
15%
Intervallo di umidità
per trasporto/conservazione
(umidità relativa dal 15% al 93%)

1. Información de seguridad importante

! Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Los símbolos de advertencia identifican todas las instrucciones relevantes para la seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones personales o daños en el producto. Los siguientes símbolos y códigos indican el significado de las advertencias:

! ADVERTENCIA

Puede causar lesiones graves o la muerte.

AVISO

Puede causar daños materiales (no relacionados con lesiones personales).

! PRECAUCIÓN

Puede causar lesiones leves.

i Información

Información importante o útil no relacionada con la seguridad.

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre deben adoptarse las precauciones de seguridad básicas.

! ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas o quemaduras graves:

- No deje nunca el extractor de leche sin supervisión mientras esté conectado a la corriente.
- No utilice nunca un dispositivo eléctrico si tiene el cable o el enchufe dañado, si no funciona correctamente, si ha recibido un golpe, está estropeado o se ha mojado. Si se detecta cualquier tipo de desperfecto, interrumpa inmediatamente el uso del adaptador de corriente y llame al servicio de atención al cliente de Medela.
- No utilice un producto eléctrico que haya estado expuesto al agua o a otros líquidos, por ejemplo:
 - No lo utilice durante el baño o la ducha.
 - No lo coloque ni lo sumerja en agua u otros líquidos.
 - No coloque el extractor bajo agua.
 - Si un producto eléctrico ha estado expuesto a agua o a otros líquidos, no lo toque y, si fuera posible, desenchufe el dispositivo de la toma eléctrica, apáguelo y póngase en contacto con el fabricante.
- No exponga el extractor de leche ni la batería a temperaturas excesivas.
- Utilice exclusivamente el adaptador de corriente y el cable que se suministran con el extractor de leche. El uso de una fuente de alimentación o cable inadecuados puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o funcionamiento incorrecto del dispositivo debido a sobretensión.

Para evitar los riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones graves:

- Este producto es para uso individual. Compartirlo con otra persona puede conllevar riesgos para la salud y anula la garantía.

- No utilice el extractor de leche mientras esté conduciendo un vehículo.
- La extracción de leche puede inducir el parto. No extraiga leche hasta después de dar a luz. Si se queda embarazada durante la lactancia o durante el periodo de extracción de leche, consulte a un profesional sanitario acreditado antes de continuar.
- En caso de infección por hepatitis B, hepatitis C o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reduce ni elimina el riesgo de transmisión del virus al bebé a través de la leche materna.
- Lave todas las piezas que estén en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- Si se juega con él, el tubo supone un riesgo de estrangulamiento y las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por los niños.
- Si se utiliza el extractor de leche o los accesorios mientras hay niños alrededor, se deberá extremar la vigilancia.
- Este aparato no está concebido para ser usado por personas (incluidos niños de hasta 14 años de edad) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia o conocimientos suficientes, a menos que la utilización del producto se haga bajo la supervisión de la persona responsable de su seguridad o hayan recibido de parte de esta las instrucciones de uso correspondientes.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- Los niños sin supervisión no deben realizar ni la limpieza ni el mantenimiento del dispositivo.

PRECAUCIÓN

Para evitar incendios o quemaduras:

- Asegúrate de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la toma de corriente. Consulte el **capítulo 18** para ver las especificaciones técnicas.
- Desenchufe siempre los productos eléctricos inmediatamente después de utilizarlos, excepto para su carga.
- No coloque ni guarde el producto en un lugar desde donde pudiera caer al agua.
- El extractor de leche y los accesorios no son resistentes al calor. Manténgalos alejados de superficies calientes o llamas abiertas.
- No utilice el producto cerca de materiales inflamables.

Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:

- Antes de cada uso, compruebe visualmente si los componentes individuales presentan grietas, esquirlas, desgarros, decoloración o deterioro. En caso de que se observen daños en el dispositivo, deje de utilizarlo hasta que se hayan sustituido las piezas afectadas.
- Este producto no se puede mantener ni reparar. No intente repararlo por su cuenta. No modifique el dispositivo.
- No utilice nunca un dispositivo dañado. Sustituya las piezas defectuosas o desgastadas.
- Utilice el extractor de leche únicamente para el uso previsto que se describe en estas instrucciones de uso.
- No utilice el extractor de leche mientras duerme ni en estado de somnolencia.
- Si el tubo presenta moho, deje de utilizarlo y sustitúyalo.

- No caliente con el microondas ni ponga a hervir la leche materna. El uso del microondas puede producir graves quemaduras en la boca del bebé debidas a los puntos calientes que se crean en la leche durante el calentamiento con microondas (el uso del microondas o el hervido también pueden modificar la composición de la leche materna).
- Limpie y desinfecte todas las piezas que vayan a estar en contacto con el pecho y la leche materna antes de su primer uso.
- Utilice solamente piezas recomendadas por Medela para su extractor de leche Freestyle Flex.
- Si la extracción resulta incómoda o produce dolor, apague la unidad, deshaga con un dedo el ajuste hermético entre el pecho y el embudo, y retire el embudo del pecho.
- Aunque es posible que note alguna molestia la primera vez que utilice el extractor de leche, la utilización de un extractor de leche nunca debería provocar dolor. Si no tiene claro la talla correcta del embudo, visite **www.medela.com** o diríjase a una especialista o consultora de lactancia, quien le podrá ayudar a obtener un ajuste adecuado.
- Póngase en contacto con su profesional sanitario o especialista en lactancia si solo puede extraer un poco de leche, si no puede extraer leche o si siente dolor durante la extracción. Consulte el **capítulo 7.1** para obtener más información.
- Si extrae leche a una altitud elevada, también en un avión, considere extraer leche con más frecuencia o durante más tiempo si siente que queda leche en los pechos después de la sesión de extracción.

AVISO


Tome las precauciones adecuadas cuando utilice biberones y sus componentes:

- Los biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos cuando se congelan y se pueden romper si se caen.

- Los biberones y las piezas que los componen pueden dañarse si se manejan de forma inadecuada (p. ej., si se caen, se aprietan demasiado o se vuelcan).
- No utilice la leche materna de biberones o componentes que muestren señales de deterioro.

Índice

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1. Información de seguridad importante | 79 | 11. Mantenimiento y cuidados | 92 |
| 2. Uso previsto | 82 | 11.1 Cuidados para el adaptador de corriente | 92 |
| 3. Descripción del producto | 82 | 11.2 Mantenimiento de la batería | 92 |
| 4. Cómo empezar | 83 | 11.3 Almacenamiento de larga duración | 92 |
| 4.1 Limpieza antes del primer uso | 83 | 12. Solución de problemas | 93 |
| 4.2 Carga de la batería | 83 | 13. Información para pedidos | 94 |
| 5. Desmontaje de la copa de recogida de leche | 83 | 14. Garantía | 94 |
| 6. Limpieza | 83 | 15. Eliminación | 94 |
| 6.1 Pautas generales de limpieza | 84 | 16. Significado de los símbolos | 95 |
| 6.2 Lavado | 85 | 17. Normativas internacionales | 96 |
| 6.3 Desinfección | 86 | 17.1 Compatibilidad electromagnética (CEM) | 96 |
| 6.4 Limpieza de la unidad de succión | 86 | 18. Especificaciones técnicas | 97 |
| 7. Montaje del extractor de leche | 87 | | |
| 7.1 Selección de la talla adecuada de embudo | 87 | | |
| 7.2 Montaje de la copa de recogida de leche | 87 | | |
| 7.3 Preparación para la extracción | 87 | | |
| 7.4 Colocación de la copa de recogida de leche en el interior del sujetador | 88 | | |
| 8. Funcionamiento del extractor de leche | 88 | | |
| 8.1 Simulación del ritmo del bebé (tecnología 2-Phase Expression®) | 88 | | |
| 8.2 Botones y luz de estado | 88 | | |
| 8.3 Conectividad Bluetooth® | 89 | | |
| 9. Extracción de la leche materna | 90 | | |
| 10. Manipulación de la leche materna | 91 | | |
| 10.1 Retirada de la copa de recogida de leche del sujetador | 91 | | |
| 10.2 Vertido de la leche desde la copa de recogida | 91 | | |
| 10.3 Directrices generales de almacenamiento | 91 | | |
| 10.4 Congelación | 91 | | |
| 10.5 Descongelación | 91 | | |

ES Los puntos ilustrados o los pasos de las instrucciones están marcados con el número de figura y detalle (por ejemplo, 2-01).

2. Uso previsto









El extractor de leche Solo™ Hands-free es un extractor de leche eléctrico previsto para su uso por parte de mujeres lactantes para extraer y recolectar la leche de sus pechos. El extractor de leche Solo™ Hands-free está concebido para su uso exclusivo por parte de una única persona. El extractor de leche está previsto para ser utilizado en casa.

3. Descripción del producto



Solo™ Hands-free es un extractor de leche eléctrico de uso personal que incorpora la tecnología 2-Phase Expression® y que está diseñado únicamente para la extracción simple. Modo de funcionamiento: Continuo. La vida útil del extractor de leche Solo™ Hands-free es de 275 horas. Solo las piezas de la copa de recogida de leche entran en contacto con el pecho o la leche. La unidad de succión genera un vacío intermitente. Para el modo de extracción de leche, el tubo transporta el flujo de aire resultante a través de una membrana, que separa la leche del aire pulsante, hacia el pecho.

Consulte la figura  1 en las páginas desplegadas.

1-01 Copas de recogida de leche manos libres

-  1-01-1 Embudo de 24 mm
-  1-01-2 Túnel para pezón
-  1-01-3 Membrana amarilla
-  1-01-4 Lengüeta de alineación
-  1-01-5 Válvula
-  1-01-6 Protector exterior
-  1-01-7 Abertura de vertido
-  1-01-8 Puerto de conexión del tubo

1-02 Tubo

-  1-02-1 Pieza redonda del extremo del tubo (se conecta a la copa de recogida de leche)
-  1-02-2 Pieza del extremo con forma de polígono (se conecta a la unidad de succión)

1-03 Unidad de succión

1-04 Adaptador de corriente con cable

Para obtener información sobre cómo realizar pedidos de accesorios, consulte el **capítulo 13**.

Todas las imágenes que se muestran en estas instrucciones se incluyen únicamente a modo ilustrativo. El producto real puede presentar diferencias locales o mejoras. Medela se reserva el derecho a sustituir cualquier componente o accesorio por un recambio que ofrezca un rendimiento equivalente.

4. Cómo empezar

4.1 Limpieza antes del primer uso

Es importante llevar a cabo las siguientes acciones antes de utilizar el extractor de leche por primera vez:




1. **Desmunte y limpie todas las piezas** (excepto el tubo) de acuerdo con lo indicado en las instrucciones; consulte el **capítulo 5** y el **capítulo 6**.
2. **Asegúrese de hervir todas las piezas de la copa de recogida antes de su primer uso. No limpie ni hierva el tubo.**
3. **Durante el montaje, asegúrese de que la copa esté totalmente sellada hasta que escuche un chasquido;** consulte el **capítulo 7.2**.

ADVERTENCIA

Utilice exclusivamente el adaptador de corriente y el cable que se suministran con el extractor de leche. El uso de una fuente de alimentación o cable inadecuados puede suponer un riesgo de incendio, descarga eléctrica o funcionamiento incorrecto del dispositivo debido a sobretensión. No exponga el extractor de leche ni la batería a temperaturas excesivas.

4.2 Carga de la batería

Cargue la batería durante **dos horas**. Consulte la figura  2 en las páginas desplegadas.

1.  2-01 Conecte el cable de alimentación a la unidad de succión.
 2.  2-02 Conecte el cable de alimentación al adaptador de corriente.
 3.  2-03 Enchufe el adaptador de corriente a una toma de pared.
- Durante la carga, la luz de estado parpadeará en color verde.
→ Una vez finalizada la carga, se mantendrá iluminada de forma continua en color verde.



Para obtener más información acerca de la luz de estado, consulte el **capítulo 8.2**.

Información

- La garantía solo es válida cuando se utiliza el adaptador de corriente de Medela para cargar el extractor (modelo MS-V2000U050-010B0-*).
- Puede utilizar el extractor de leche mientras se carga la batería. No obstante, se cargará de un modo más lento mientras se esté llevando a cabo una extracción.
*código de país

5. Desmontaje de la copa de recogida de leche

Consulte la figura  3 en las páginas desplegadas.

1.  3-01 Abra la copa de recogida de leche utilizando las lengüetas (3-01-1) de la parte inferior.
2.  3-02 Retire la membrana amarilla del embudo.

6. Limpieza

Es importante llevar a cabo las siguientes acciones antes de utilizar las piezas de la copa de recogida de leche por primera vez: Desmunte todas las piezas y límpielas siguiendo las instrucciones de limpieza.

Productos necesarios:

- Jabón para lavavajillas
- Cepillo blando limpio
- Cubeta de lavado limpia o lavavajillas
- Agua potable
- Cazo limpio para hervir agua

Piezas que se deben lavar o desinfectar:

- Embudo
- Protección exterior
- Membrana amarilla

PRECAUCIÓN

Separe y lave todas las piezas en contacto con la leche materna inmediatamente después de su uso. Esto ayudará a eliminar los residuos de leche materna y evitará que crezcan bacterias.


- Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón.
- Utilice solo agua del grifo que sea potable o agua embotellada para la limpieza.
- No coloque las piezas de la copa de recogida de leche en el fregadero para su enjuague o lavado. Use una cubeta de lavado limpia que se utilice únicamente para los productos para el bebé.
- No utilice un paño de cocina para frotar o secar los componentes.
- No utilice desinfectantes para la limpieza.

6.1 Pautas generales de limpieza

El lavado y la desinfección son dos actividades diferentes. Se deben realizar por separado para su protección y la de su bebé, así como para mantener el rendimiento de su extractor de leche.

Lavado: limpiar las superficies de los componentes mediante la eliminación física de los residuos de leche y cualquier otra contaminación.

Desinfección: reducir de forma eficaz el número de gérmenes que puedan estar presentes en las superficies de los componentes lavados.

| | Embudo | Protección exterior | Membrana amarilla |
|---|--|--|---|
| Cuándo limpiar |  |  |  |
| Antes del primer uso | Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 5 Lave las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 6.2 Desinfecte las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 6.3 | | |
| Después de cada uso | Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 5 Lave las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 6.2 | | |
| Una vez al día después de su uso | Desmonte las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 5 Lave las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 6.2 Desinfecte las piezas de acuerdo con lo indicado en el capítulo 6.3 | | |
| Cuándo limpiar | Tubo de la unidad Solo  | Unidad de succión  | |
| Según sea necesario | No limpie ni enjuague el tubo bajo ninguna circunstancia. | Limpie las piezas con un paño limpio y húmedo. Consulte el capítulo 6.4 . | |

AVISO

El extractor de leche Solo™ Hands-free dispone de un sistema cerrado, por lo que la leche no puede penetrar en el tubo si el extractor se utiliza del modo indicado. **No limpie ni enjuague el tubo bajo ninguna circunstancia.**

- **Compruebe el tubo antes de su uso. Si observa condensación, leche materna o moho en el tubo, deje de utilizar el tubo y sustitúyalo. La información para realizar pedidos está disponible en el capítulo 13.**
- No utilice el extractor de leche con un tubo húmedo, ya que esto provocaría daños en el extractor de leche.




- Tenga cuidado de no dañar las piezas de la copa de recogida de leche durante la limpieza.
- Guarde la copa de recogida de leche seca en una bolsa o un recipiente limpio hasta la próxima vez que la utilice.
- No guarde piezas húmedas o mojadas, ya que podría formarse moho.
- Si observa un residuo blanco en las piezas de la copa de recogida de leche después de hervirla, es posible que el agua tenga un alto contenido de minerales. Elimine estos residuos frotando las piezas con un paño limpio y deja que se sequen al aire.
- Se recomienda utilizar agua destilada a la hora de hervir las piezas para evitar la acumulación de materiales minerales con el paso del tiempo, evitando así el deterioro de las piezas.

6.2 Lavado


Consulte la figura 4 en las páginas desplegadas.

Enjuagar y lavar a mano (antes del primer uso y después de cada uso)




No coloque las piezas directamente en el fregadero para su enjuague y lavado. Use una cubeta de lavado específica para los productos del bebé.

1. **Enjuague** todas las piezas desmontadas, excepto el tubo, con agua potable limpia y fría (a unos 20 °C / 68 °F).
2. **Limpie** todas las piezas con bastante agua jabonosa caliente (a unos 30 °C/86 °F). Utilice un líquido lavavajillas disponible en tiendas y un cepillo suave.
3. **Enjuague** las piezas con agua potable limpia y fría entre 10 y 15 segundos (a unos 20 °C / 68 °F).
4. **Secado:** Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla de papel.



Lavar en lavavajillas (una vez al día como máximo)



1. **Lavado en lavavajillas:** Coloque las piezas desmontadas, excepto el tubo, en la parte superior o en la cesta de los cubiertos. Utilice un líquido lavavajillas disponible en tiendas.
2. **Enjuague la membrana amarilla** con agua corriente después de lavarla en el lavavajillas.
3. **Secado:** Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla de papel.



i Information


Si utiliza el lavavajillas, es posible que las piezas se decoloren. Esto no tendrá ningún efecto negativo sobre el funcionamiento de los componentes. **No lave nunca el tubo.** Consulte el capítulo 6.1 para obtener más información.

6.3 Desinfección


Consulte la figura 15 en las páginas desplegables.

Desinfección en fuego de cocina

(antes del primer uso y una vez al día después de su uso)



1. Cubra las piezas desmontadas y lavadas con abundante agua, excepto el tubo, y déjelas hervir durante al menos 10 minutos. Asegúrese de que las piezas no entren en contacto directo con el fondo del recipiente.
2. **Secado:** Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla de papel. No almacene las piezas en una bolsa o recipientes herméticos si están húmedos. Es importante que se seque toda la humedad residual.



6.4 Limpieza de la unidad de succión

Productos necesarios:

- Agua potable
- Jabón para lavavajillas
- Un paño de cocina limpio o una toalla de papel

Piezas necesarias:

- Unidad de succión

⚠ PRECAUCIÓN



Para evitar descargas eléctricas y daños en el material:


- Desenchufe el extractor de leche antes de limpiar la unidad de succión.
- No sumerja la unidad de succión en agua. No vierta agua sobre la unidad de succión.

Desinfección en microondas

(una vez al día después de su uso)



1. Utilice las bolsas Quick Clean™* en el microondas de acuerdo con las instrucciones de las bolsas (*consulte el sitio web local o las tiendas para conocer la disponibilidad en su país).
2. **Secado:** Deje que las piezas se sequen al aire sobre un paño limpio y sin usar, o sobre una toalla de papel. No almacene las piezas en una bolsa o recipientes herméticos si están húmedos. Es importante que se seque toda la humedad residual.



AVISO


- No pulverice ni vierta líquido directamente sobre el extractor.



1. Apague el extractor de leche.
2. Desenchufe el extractor de leche de la toma de corriente.
3. Limpie la unidad de succión con un paño limpio humedecido con agua jabonosa.
4. Seque la unidad de succión con un paño limpio y seco.

7. Montaje del extractor de leche

7.1 Selección de la talla adecuada de embudo

Asegúrese de utilizar un embudo de la talla correcta. Es un componente esencial para una extracción eficaz y ayuda a optimizar el flujo de leche.

Consulte la figura  6 en las páginas desplegadas.

1. Seleccione la talla del embudo midiendo el diámetro del pezón ( 6-01).
2. Seleccione una talla de embudo que sea ligeramente más grande que el pezón ( 6-02). Se incluye un embudo con una talla de 24 mm en el paquete.

Para obtener más información acerca de las tallas de los embudos y otras tallas disponibles, visite www.medela.com o consulte el **capítulo 13** para obtener información sobre cómo realizar los pedidos.

7.2 Montaje de la copa de recogida de leche

Utilice solamente piezas limpias y secas para el montaje. Para llevar a cabo la limpieza, consulte el **capítulo 6**.

Piezas necesarias:

- Tubo
- Membrana amarilla
- Embudo
- Protección exterior
- Unidad de succión

PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación de la leche:


- Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón antes de tocar la unidad de succión, las piezas de la copa de recogida de leche y sus propios pechos.
- Séquese las manos con una toalla limpia o con una toalla de un solo uso.
- Evite tocar el interior de los componentes de la copa de recogida de leche.








Para asegurarse de que su extractor de leche funciona de forma adecuada y segura:

- Compruebe que no haya daños o desgaste de los componentes de las copas de recogida de leche antes de utilizarlas. Sustitúyalas, si fuera necesario.
- Inspeccione siempre todas las piezas antes de su uso para comprobar si están limpias. Si estuviesen sucias, límpielas de acuerdo con lo indicado en el **capítulo 6**.
- Utilice solamente piezas originales de Medela. Consulte el **capítulo 13** para obtener más información.


AVISO


Para evitar daños en el extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de su uso.

Consulte la figura  7 en las páginas desplegadas.

1.  7-01 Lávese minuciosamente las manos con agua y jabón antes de tocar la unidad de succión, las piezas de la copa de recogida de leche y sus propios pechos. Séquese las manos con una toalla limpia.
2.  7-02 Monte en primer lugar la válvula de la membrana amarilla situada delante del embudo.
3.  7-03 Alinee el disco de la membrana amarilla con la ranura circular indicada utilizando la lengüeta de alineación situada en la parte superior para asegurarse de que se coloca en el lugar adecuado. Presione alrededor de los bordes para asegurarse de montarlo completamente.
4.  7-04 Inserte la abertura de vertido en la abertura del embudo.
5.  7-05 Presione bien la protección exterior y el embudo para unirlos, asegurándose de que queden totalmente sellados, hasta que escuche un chasquido.
6.  7-06 Conecte el extremo largo del tubo en la unidad de succión tanto como sea posible.
7.  7-07 Conecte el extremo del tubo redondo en el puerto de conexión del tubo de la copa de recogida de leche.

7.3 Preparación para la extracción

Consulte la figura  8 en las páginas desplegadas.

1. Monte la copa de recogida de leche tal como se describe en el **capítulo 7.2**.
 8-01 Sistema montado correctamente.
2. Coloque la copa de recogida de leche en el sujetador de acuerdo con lo indicado en el **capítulo 7.4**.
Inicie la extracción según lo descrito en el **capítulo 9**.

7.4 Colocación de la copa de recogida de leche en el interior del sujetador

Consulte la figura 9 en las páginas desplegadas.

- 9-01 Asegúrese de que el pezón esté centrado en el túnel del embudo.
- 9-02 La copa de recogida de leche Hands-free se puede llevar puesta por debajo del sujetador de lactancia normal. El sujetador mantendrá la copa de recogida de leche en su posición. Si se siente incómoda o nota dolor durante su uso, intente cambiarlo por un sujetador de lactancia más holgado o elástico.
- 9-03 El tubo se puede conectar orientado hacia dentro (hacia las mamas) o hacia fuera (hacia los brazos) en función de sus preferencias personales. Asegúrese de que el tubo no quede atrapado ni se doble durante su uso.
→ Los pliegues podrían afectar al rendimiento del vacío.
- 9-04 La copa de recogida de leche Hands-free se puede utilizar en posición vertical o en una posición ligeramente inclinada para obtener una mejor visibilidad del pezón y de la eyección de la leche. La escala de la copa de recogida de leche le ofrece una indicación aproximada del volumen obtenido durante la extracción.

8. Funcionamiento del extractor de leche

8.1 Simulación del ritmo del bebé (tecnología 2-Phase Expression®)



Los bebés utilizan una acción de succión de «dos velocidades». Al principio, succionan de forma rápida, y posteriormente, pasan a un ritmo de succión más lento y profundo una vez que la leche empieza a salir. La acción de succión más rápida estimula el reflejo de eyección de la leche y activa el flujo de leche, mientras que la succión más lenta extrae la leche para la fase de alimentación.



El extractor imita el ritmo de succión natural del bebé mediante el uso de una acción de extracción de «dos velocidades», que recibe el nombre de «tecnología 2-Phase Expression®».



El extractor de leche empieza con una acción de succión rápida denominada **fase de estimulación**. Cuando vea el flujo o sienta la eyección de leche, puede pulsar el botón **«Bajada de leche»** para pasar a la **fase de extracción**, que es más lenta que la anterior. Si no se pulsa el botón de bajada de leche, la fase de extracción se iniciará automáticamente después de que el extractor haya estado en funcionamiento durante un minuto en la fase de estimulación.

8.2 Botones y luz de estado

Consulte la figura 10 en las páginas desplegadas.

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>10-01 Botón «Bajada de la leche» (cambia entre la fase de estimulación y la fase de extracción)</p> | | <p>Luz de estado: Modo de extracción</p> | <p>Luz de estado: Nivel de carga de la batería</p> |
| <p>10-02 Botón «Aumentar vacío»</p> | | <p>La luz está apagada El extractor está apagado</p> | <p>○ Bueno</p> |
| <p>10-03 Botón «Disminuir vacío»</p> | | <p>La luz parpadea El extractor está encendido, fase de estimulación</p> | <p>● Bajo, quedan aproximadamente 10 minutos</p> |
| <p>10-04 Botón de encendido/pausa/apagado</p> | | <p>La luz se ilumina de forma continua El extractor está encendido, fase de extracción</p> | <p>● Muy bajo, cargue la batería de inmediato</p> |
| <p>10-05 Luz de estado</p> | | <p>La luz emite pulsos El extractor está encendido, en pausa</p> | <p>● La luz emite pulsos: En carga ● La luz se ilumina de forma continua: Batería completamente cargada</p> |


8.3 Conectividad Bluetooth®

Bluetooth® es una tecnología inalámbrica para el intercambio de datos a corta distancia. Se utiliza para conectar el extractor de leche manos libres Solo™ Hands-free a la aplicación para smartphones Medela Family™. Al conectar el extractor de leche a la aplicación Medela Family™, podrá transferir de forma automática los datos de extracción (duración de la sesión, fases y niveles) e introducir manualmente la cantidad de leche extraída. Para beneficiarse de las funciones de la aplicación, deberá crear una cuenta en la aplicación Medela Family™.

Instalación de la aplicación Medela Family™

1. Descargue e instale la aplicación Medela Family™ en su dispositivo móvil. La aplicación está disponible de forma gratuita para los sistemas operativos Apple® iOS y Android™.
2. Al iniciar la aplicación Medela Family™ por primera vez, se le pedirá que dé permiso a la aplicación para conectarse a dispositivos Bluetooth®. Conceda permiso a la aplicación para que esta pueda conectarse a su extractor de Medela. --> Solo para teléfonos Android™: También se le pedirá que dé permiso a la aplicación para utilizar su ubicación. No realizamos ningún seguimiento de la posición de su teléfono, pero se trata de un requisito del sistema operativo Android™ para poder conectarse a dispositivos Bluetooth®. --> Si ha denegado los permisos y ahora no puede conectarse al extractor:
 1. Abra la aplicación Ajustes de su smartphone y, a continuación, (dependiendo de la marca del smartphone, es posible que tenga que seleccionar un submenú llamado «Apps») y desplácese hacia abajo hasta encontrar Medela Family™.
 2. Asegúrese de que conceder el permiso para el uso de dispositivos Bluetooth®. En Android™: autorice también el permiso de ubicación.
3. Abra la aplicación Medela Family™ en su dispositivo móvil y regístrese a través de la aplicación.

Conexión (emparejamiento) de su extractor de leche materna Solo™ Hands-free

1. Asegúrese de que la función Bluetooth® esté activada en su dispositivo móvil.
2. En Medela Family™, haga clic en «Más», diríjase a «Ajustes del extractor» y siga las instrucciones de configuración y emparejamiento que aparecen en la pantalla, que incluyen los siguientes pasos:
3. Mantenga pulsado el botón «Bajada de la leche»  durante dos segundos para iniciar el procedimiento de emparejamiento.
→ La luz de estado parpadea en color azul para mostrar que el extractor de leche está listo para emparejarse con su dispositivo Bluetooth®.

4. El emparejamiento correcto se indicará con la luz azul encendida de forma constante durante dos segundos.
5. Después de la configuración inicial, la luz de estado se apagará.
6. Al volver a conectarse a Medela Family™, la luz de estado cambia a color azul durante dos segundos.

Cómo guardar su sesión de extracción en la aplicación

Una vez finalizada la sesión, pulse el botón «Encendido/Pausa/Apagado» del extractor de leche durante 2 segundos para enviar los datos a la aplicación Medela Family™ y apagar el extractor de leche.

Extracción del extractor de leche Solo™ Hands-free desde su smartphone

1. Dentro de la aplicación Medela Family™, diríjase a la opción «más» y acceda a «Ajustes del extractor».
2. Pulse en el extractor que desee eliminar y, a continuación, pulse el botón «Eliminar este extractor».

i Información

- El extractor de leche Solo™ Hands-free tiene la capacidad de almacenar las últimas 30 sesiones de extracción en su memoria. Si el extractor no se conecta antes de la sesión 31, el historial se irá sobrescribiendo con datos de nuevas sesiones.
- Cuando se establezca la conexión con el extractor, su cuenta Medela Family™ podrá registrar un número infinito de sesiones.
- Solo™ Hands-free utiliza la tecnología Bluetooth®. Siga las reglas de la aerolínea para el uso de dispositivos electrónicos portátiles cuando vuele.
- La eliminación del extractor de leche Solo™ Hands-free de su dispositivo móvil no eliminará la información sobre extracciones almacenada en la aplicación Medela Family™.
- Si vuelve a conectar el extractor de leche y el dispositivo móvil, se transferirán los últimos 30 registros almacenados en su extractor.

Para obtener más información, visite www.medela.com/app.

Reconocimiento de la marca registrada: La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de las mismas por parte de Medela AG se realiza bajo licencia. Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países. Android es una marca comercial de Google LLC.

9. Extracción de la leche materna












PRECAUCIÓN

- No intente realizar la extracción con un vacío demasiado elevado e incómodo (doloroso). El dolor, además de crear posibles traumatismos en el pezón y la mama, puede reducir la producción de leche.
- Póngase en contacto con su profesional sanitario o especialista en lactancia si solo puede extraer un poco de leche, si no puede extraer leche o si siente dolor durante la extracción.



AVISO

Asegúrese de que el tubo no esté doblado ni presionado durante la extracción.

Consulte la figura  11 en las páginas desplegadas.

1. Asegúrese de que la copa de recogida de leche se haya conectado y colocado correctamente.
2.  11-01 Pulse el botón de Encendido/Pausa/Apagado  para iniciar la extracción.
→ La fase de estimulación se inicia y la luz de estado parpadea.
3.  11-02 Ajuste el nivel de vacío con los botones «Aumentar vacío»  y «Disminuir vacío»  hasta encontrar un nivel confortable.
4.  11-03 En cuanto empiece a fluir la leche, pulse el botón «Bajada de la leche» .
→ Se inicia la fase de extracción y la luz de estado se mantiene encendida de forma continua.
→  Si el botón «Bajada de la leche» no se pulsa antes de un minuto, el extractor de leche pasará automáticamente a la fase de extracción.
5.  11-04 Ajuste el vacío con los botones «Aumentar vacío»  y «Disminuir vacío»  hasta alcanzar el vacío máximo tolerable (consulte la información ofrecida a continuación).

Cuando esté extrayendo leche en la **fase de extracción**, aumente el nivel de vacío hasta que note que la extracción se hace ligeramente incómoda (no dolorosa); en ese momento, reduce el vacío un nivel con el botón «Disminuir vacío» .


6. Tras finalizar la sesión de extracción, pulse el botón «Encendido/Pausa/Apagado»  para detener la operación de extracción.
→ El extractor de leche se detiene de forma automática después de 30 minutos si no se produce ninguna interacción de la usuaria con el extractor.
7. Para apagar el extractor de leche, mantenga pulsado el botón «Encendido/Pausa/Apagado»  durante dos segundos.

Información


- El **vacío máximo tolerable** es el ajuste máximo de vacío con el que la extracción se puede realizar de forma cómoda. Este valor es diferente para cada madre.
- La estimulación se debe realizar con un nivel de vacío que resulte cómodo. No es necesario utilizar el nivel máximo.
- Reevalúe su vacío máximo tolerable a lo largo de la experiencia de extracción. Puede cambiar en las diferentes fases de la lactancia.

Pausa


Tanto en la fase de estimulación como en la de extracción, el extractor de leche se puede poner en pausa. Esto le permitirá ajustar su posición o la de la copa de recogida de leche, o atender a cualquier otra situación.

Para realizar una pausa, pulse el botón «Encendido/Pausa/Apagado»  durante el funcionamiento del extractor de leche.

→ La operación de extracción se detiene y la luz de estado emite pulsos.

Para reanudar la extracción, vuelva a pulsar el botón «Encendido/Pausa/Apagado» .

Apagado


Para apagar el extractor de leche, mantenga pulsado el botón «Encendido/Pausa/Apagado»  durante dos segundos.




Información

- Si no se restablece la extracción en menos de dos minutos, el extractor de leche se apagará automáticamente.
- Para reanudar la extracción, deberá iniciar una nueva sesión.
- Si necesita realizar una pausa de más de dos minutos, le recomendamos reiniciar la fase de estimulación.
- No olvide registrar la producción de leche en la aplicación Medela Family™.



10. Manipulación de la leche materna

10.1 Retirada de la copa de recogida de leche del sujetador

Consulte la figura  12 en las páginas desplegadas.

1.  12-01 Mientras el extractor sigue en funcionamiento, inclínese ligeramente hacia adelante y asegúrese de que toda la leche del túnel del pezón entre en el recipiente de recogida. Apague el extractor.
2.  12-02 Separe el tubo de la copa de recogida de leche.
3.  12-03 Retire con cuidado la copas de recogida de leche del sujetador.

10.2 Vertido de la leche desde la copa de recogida

1.  12-04 Coloque la copa de recogida de leche en **posición vertical** sobre una superficie en la que sea difícil volcarla. Puede utilizar las marcas de la escala de volumen del protector para leer el volumen de leche obtenido. La escala de la protección exterior te ofrece una indicación aproximada del volumen obtenido durante la extracción.
2.  12-05 Con la **protección exterior redondeada mirando hacia abajo**, vierta la leche materna a través de la abertura de vertido en un biberón o en un recipiente de almacenamiento. No utilice la copa de recogida de leche para almacenar leche. No guarde la copa montada en el frigorífico.
3. Desmonta y limpia en profundidad después de cada uso, y desinfecta una vez al día según lo descrito en el **capítulo 6**.

10.3 Directrices generales de almacenamiento

Consulte el sitio web www.medela.com para obtener una recomendación sobre el almacenamiento y la descongelación de la leche materna.

Directrices de almacenamiento de la leche materna recién extraída (para bebés sanos nacidos a término)

| Temperatura ambiente De 16 a 25 °C (de 60 a 77 °F) | Frigorífico 4°C (39 °F) o una temperatura inferior | Congelador -18 °C (0 °F) o una temperatura inferior | Leche materna descongelada en el frigorífico |
|--|---|--|--|
| Hasta 4 horas es lo recomendable | Hasta 3 días es lo recomendable | Hasta 6 meses es lo recomendable | A temperatura ambiente: Hasta 2 horas |
| *Hasta 6 horas para la leche extraída en condiciones de máxima higiene | *Hasta 5 días para la leche extraída en condiciones de máxima higiene | *Hasta 9 meses para la leche extraída en condiciones de máxima higiene | Frigorífico: hasta 24 horas ¡No volver a congelar! |

*Directrices para la extracción de la leche en condiciones de máxima higiene: Antes de extraer la leche materna, las madres deben lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Las piezas del extractor y la zona de extracción deben estar limpias. Los pechos y los pezones no necesitan lavarse antes de la extracción.

- Estas directrices de almacenamiento y descongelación de la leche materna son solo recomendaciones. Póngase en contacto con su consultora de lactancia o su matrona para obtener más información.
- Conserva la leche materna en la parte más fría del frigorífico (en la parte trasera del estante de encima del compartimento de las verduras).
- Para obtener más información sobre cómo almacenar la leche materna, visite www.medela.com.

10.4 Congelación

AVISO

- Los ciclos repetidos de congelación/descongelación destruyen la estructura de la leche. Por lo tanto, nunca vuelva a congelar la leche materna.
- Puede congelar la leche materna extraída en biberones o en bolsas para el almacenamiento de leche materna de uso alimentario. No llene los biberones ni las bolsas por encima de las 3/4 partes, de modo que quede espacio para una posible expansión.
- Etiquete los biberones o las bolsas con la fecha de extracción y el volumen de leche extraído.
- Los biberones y las piezas de plástico se vuelven quebradizos cuando se congelan y se pueden romper si se caen.
- No utilice la leche materna de biberones o componentes que muestren señales de deterioro.

91

10.5 Descongelación

PRECAUCIÓN

- No descongele ni caliente la leche materna en un microondas ni en un cazo con agua hirviendo. De este modo, se conservan mejor los componentes importantes y se evitan quemaduras.
- Para conservar los componentes de la leche materna, descongélela en el frigorífico durante la noche.
 - También puede poner el biberón o la bolsa bajo agua templada (37 °C / 98,6 °F) como máximo) y utilizarla en cuanto se haya descongelado.

AVISO

Mueva suavemente el biberón o la bolsa para mezclar la grasa que se haya separado. No agite ni revuelva la leche.

11. Mantenimiento y cuidados

11.1 Cuidados para el adaptador de corriente

ADVERTENCIA

Si la carcasa exterior del adaptador de corriente se suelta o se separa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con Medela de forma inmediata. La separación de la carcasa puede provocar una descarga eléctrica.



AVISO

Para mantener el adaptador de corriente y el cable de alimentación en buen estado, preste atención a lo siguiente: No desenchufe el cable ni el adaptador de corriente tirando del cable. En lugar de eso, sujételo por la carcasa del conector y el cuerpo del adaptador.

Viajes internacionales

Información

Cuando viaje a otro país, le recomendamos adquirir adaptador de viaje (no incluido) adecuado para la toma de pared de ese país. Consulte qué tipo de adaptador será el más adecuado el país de destino. El adaptador de corriente de este extractor de leche es de dos clavijas y no requiere una toma con conexión a tierra. Este extractor de leche tiene una batería de iones de litio.

Información

Es posible que, en algunos países, no se permita transportar estas baterías en avión. Consulte si existe alguna restricción a la hora de viajar con baterías de iones de litio en el país de destino.

11.2 Mantenimiento de la batería

El extractor de leche contiene una batería recargable de iones de litio integrada (no se puede sustituir).

AVISO

- Si la batería se descarga por completo, el extractor de leche no se podrá utilizar de forma instantánea después de conectarlo al adaptador de corriente. Deje que la batería se cargue durante al menos 15 minutos antes de intentar encender el extractor.
- Para conseguir un rendimiento óptimo tanto del extractor como de la batería, utilice el adaptador de corriente que se incluye con el extractor de leche (modelo MS-V2000U050-010B0-*).
- Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente de alimentación.
- Tenga en cuenta el riesgo de que se produzca un cortocircuito en la toma USB-C del extractor o de la batería debido al uso de objetos metálicos o líquidos.
*código de país

Información

Para mantener el ciclo de vida útil de la batería:

- Guarde el extractor de leche en un lugar fresco.
- Recargue la batería antes de que se descargue por completo. Esta es la mejor manera de mantener el ciclo de vida útil de la batería.
- Cargue totalmente la batería antes de guardar el extractor de leche. Consulte el **capítulo 8.2** para obtener información sobre el estado de carga de la batería.
- Si se ha guardado el extractor de leche en un lugar cálido, es posible que no se pueda utilizar el extractor alimentado por la batería de forma inmediata. Para restablecer el funcionamiento normal de la batería, deje que el extractor de leche se enfríe durante una hora. Durante este tiempo, puede suministrar corriente al extractor de leche con el adaptador de corriente conectado a una toma de pared.

11.3 Almacenamiento de larga duración

El extractor de leche contiene una batería recargable. Para conservar el extractor de leche, cuando no se vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado, pasará automáticamente al modo de almacenamiento. Para salir del modo de almacenamiento, conecte el extractor de leche a una fuente de alimentación externa y cargue la batería durante dos horas. No almacene la copa de recogida de leche montada durante un periodo de tiempo prolongado.

Antes de guardar el extractor de leche durante un periodo de tiempo prolongado, recuerde lo siguiente:



Limpie la copa de recogida de leche (consulte el **capítulo 6**)



Limpie la unidad de succión (consulte el **capítulo 6.4**)



Asegúrese de que la batería esté cargada (consulte la siguiente información)

Lo mejor es cargar totalmente la batería antes de guardar el extractor de leche durante un periodo prolongado de tiempo. Consulte el **capítulo 8.2** para obtener información sobre el estado de carga de la batería.

12. Solución de problemas

En caso de que se produzca un comportamiento inesperado del extractor de leche, consulte la tabla de solución de problemas. Si encuentra el problema en la columna «Problema», siga las instrucciones ofrecidas en la columna «Solución».

| Problema | Solución | Problema | Solución |
|--|---|--|--|
| El extractor de leche no funciona tras pulsar el botón «Encendido/Pausa/Apagado» | <ul style="list-style-type: none"> • Carga la batería durante 15 minutos antes de volver a poner en marcha el extractor. El nivel de carga aparece indicado por la luz de estado que emite pulsos en color verde. • Si el extractor sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. | No hay succión o hay poca succión | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrate de que todos los componentes del set de extracción estén limpios y secos, y de que las conexiones estén bien. • Durante la extracción, asegúrese de que el embudo quede bien ajustado alrededor del pecho. • Si la succión no mejora después de adoptar estas medidas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. |
| El extractor de leche solo genera vacío constante en lugar de ciclos de succión | <ul style="list-style-type: none"> • Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. | El extractor de leche no responde según lo esperado | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga pulsado el botón «Encendido/Pausa/Apagado» durante dos segundos para apagar el extractor de leche y, a continuación, vuelva a poner en marcha el extractor. • Si no se produce ningún cambio, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. |
| La luz de estado parpadea de forma rápida en rojo si intenta extraer leche o cargar el extractor de leche | <ul style="list-style-type: none"> • La carga/extracción no es posible cuando la temperatura de la batería es demasiado elevada. Deje que la unidad de succión se enfríe y, a continuación, reanude la carga/extracción. • Si la luz de estado sigue parpadeando de forma rápida en rojo, hay un fallo en el dispositivo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. | El exterior de la unidad de succión se ha mojado | <ul style="list-style-type: none"> • Desenchufe la unidad de succión de la fuente de alimentación y apáguela. • Seque el exterior de la unidad de succión. |

| Problema | Solución |
|--|---|
| La unidad de succión se ha sumergido en agua | <ul style="list-style-type: none"> Desenchufe la unidad de succión de la fuente de alimentación y apáguela. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. |
| No es posible enviar los datos | <ul style="list-style-type: none"> La función Bluetooth® «imagen Bluetooth» del dispositivo móvil está desactivada. Habilite la función Bluetooth® e intente enviar los datos de nuevo. No se ha completado el emparejamiento entre los dos dispositivos. Siga las instrucciones de emparejamiento nuevamente. Consulte el capítulo 8.3. El dispositivo móvil está demasiado lejos del extractor de leche. Acerque el dispositivo al extractor de leche. La aplicación del dispositivo móvil no está lista. Compruebe la aplicación. |

Si no ha resuelto el problema con el extractor de leche o si tiene más preguntas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. Para obtener los datos de contacto, visite www.medela.com/contact-us. En «Contacto», seleccione su país.

14. Garantía

Obtenga información acerca de la garantía internacional en www.medela.com/ewarranty.

15. Eliminación

Eliminación del extractor de leche

Al final de su vida útil, separe las piezas del extractor de leche y deséchelas de acuerdo con lo indicado en estas instrucciones.

Este dispositivo contiene baterías que no se pueden sustituir.

Cuando la batería llegue al final de su vida útil, el dispositivo debe desecharse de forma adecuada.

La batería integrada no debe extraerse para desecharla.

Si se detecta una fuga en la batería, será necesario desechar el extractor de leche.

13. Información para pedidos

Accesorios

| Referencia | Producto |
|--|---|
| Dependiendo de cuál sea su región, consulte el sitio web y las tiendas locales para conocer la disponibilidad. | Embudos de 21 mm compatibles con la copa de recogida de leche Hands-free de Medela* |
| | Embudos de 24 mm compatibles con la copa de recogida de leche Hands-free de Medela* |
| Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela | Embudos de 27 mm compatibles con la copa de recogida de leche Hands-free de Medela* |
| | Membrana compatible con la copa de recogida de leche Hands-free de Medela |
| | Tubo compatible con Solo™ Hands-free |

* Póngase en contacto con la consultora de lactancia o el especialista de lactancia si el resultado de la extracción de leche es insatisfactorio o si siente dolor durante la extracción. Una talla de embudo diferente puede ayudar a que la extracción sea más cómoda y eficaz.

En caso de que tenga dificultades para encontrar el accesorio deseado, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. Para obtener los datos de contacto, visite www.medela.com/contact-us. En «Contacto», seleccione su país. Para la sustitución de piezas perdidas o defectuosas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela. Los demás productos de Medela están disponibles en www.medela.com.

Embudo, protección exterior, tubo y membrana

Estas piezas son de plástico y no son perjudiciales para el medioambiente si se desechan como residuos domésticos. Recicle o deseché de acuerdo con lo establecido en las normativas locales.

Unidad de succión y adaptador de corriente



No deseché los equipos eléctricos o electrónicos junto con los residuos urbanos no clasificados, sino de forma independiente.

En la Unión Europea, el fabricante o su proveedor deben hacerse cargo de los equipos que ya no sirven. Otros países pueden tener sistemas de recogida y reciclaje similares. Deseche los equipos que ya no sirven de acuerdo con lo establecido en las normativas locales.

Consulte en el punto de venta o póngase en contacto con las autoridades locales para saber dónde se encuentran los puntos de recogida adecuados para los equipos que ya no sirven.

La recogida y el reciclaje independientes de sus equipos desechados en el momento de la eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se lleve a cabo un reciclaje adecuado para la protección de la salud humana y del medio ambiente.

⚠ PRECAUCIÓN

Los materiales peligrosos presentes en los equipos eléctricos/electrónicos pueden resultar perjudiciales para la salud humana y el medioambiente si dichos equipos que ya no sirven no se desechan correctamente.

16. Significado de los símbolos

En las siguientes tablas se explica el significado de los símbolos que se pueden encontrar en las piezas del producto y en su embalaje.

| | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|---|
| | Símbolo de alerta general de seguridad. Indica información relacionada con la seguridad. | | Define un intervalo de temperatura (por ejemplo, para funcionamiento, transporte o almacenamiento). | | Define un intervalo de humedad relativa (por ejemplo, para funcionamiento, transporte o almacenamiento). |
| | Define un intervalo de presión atmosférica (por ejemplo, para funcionamiento, transporte o almacenamiento). | | Identifica al fabricante. | | Indica la fecha de fabricación. |
| | Indica el número de serie del dispositivo. | IP20 IP22 | Indica el grado de protección contra la entrada de objetos extraños y humedad. | | Indica la conformidad con los requisitos internacionales de protección contra descargas eléctricas (piezas aplicadas de tipo BF). |
| | No deseché los dispositivos eléctricos o electrónicos junto con residuos urbanos no seleccionados (deseche los dispositivos conforme a la normativa local). | | Lea y siga las instrucciones de uso. | | El marcado CE indica que cumple con las directivas europeas aplicables. |
| | Indica corriente continua. | | Indica la ubicación del botón de Encendido/Pausa/Apagado. | | Indica la corriente alterna. |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Indica la polaridad de la salida de alimentación USB. | | Indica que el dispositivo es un aparato eléctrico de clase II (con aislamiento doble). | | Indica que el dispositivo solo se puede utilizar en interiores. |
| | Indica que se necesita un adaptador de corriente específico para la conexión del dispositivo a la red eléctrica, además de especificar su modelo/tipo MS-V2000U050-010B0-* | | Indica que el aparato está diseñado para ser utilizado hasta una altitud máxima de 5000 m. | | Indica que no se debe utilizar la fuente de alimentación si las clavijas del enchufe están dañadas. |
| | Indica el nivel de eficiencia para fuentes de alimentación externas. | | Indica que se ha evaluado la conformidad del dispositivo para el Reino Unido. | | Indica el número de artículo del producto. |
| | Contiene mercancía frágil. Manipular con cuidado. | | Mantener el producto alejado de la luz solar. | | Mantener el producto alejado de la lluvia. Mantener seco. |
| | Indica que, técnicamente, un artículo puede reciclarse. | | El envase contiene productos destinados a entrar en contacto con alimentos, conforme al Reglamento (CE) n.º 1935/2004. | | Indica que el dispositivo, que cuenta con transformador(es) y circuito(s) electrónico(s), convierte la alimentación eléctrica en una o varias salidas de alimentación. |
| | Indica el material con el que se ha fabricado un artículo. | | Indica el número de modelo del dispositivo. | | Indica que el dispositivo incluye la tecnología inalámbrica Bluetooth®. |
| | Indica que el dispositivo es un transformador con aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos. | | La marca EAC (Conformidad para Eurasia) indica que el producto cumple los requisitos básicos de seguridad establecidos en las normas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática. | | La marca de conformidad UA TR indica que se cumple la normativa técnica de Ucrania. |
| | La marca de conformidad indica que el producto cumple los requisitos de seguridad eléctrica y CEM de Marruecos. | | Esquema de reciclaje según la ley española de envases. | | |

Nota: Los símbolos pueden variar en función del mercado en el que se haya vendido la unidad.

17. Normativas internacionales

17.1 Compatibilidad electromagnética (CEM)

El extractor de leche Solo™ Hands-free cumple todos los requisitos establecidos en las normas y reglamentos relevantes en relación con las emisiones electromagnéticas y la inmunidad a las interferencias.

⚠ ADVERTENCIA

El extractor de leche Solo™ Hands-free no debe usarse al lado de otros equipos ni apilado con estos. En caso de que sea necesario utilizarlo al lado de otro equipo o encima de este, debe comprobarse que el extractor de leche manos libres Solo™ Hands-free presente un funcionamiento normal en la configuración en la que vaya a usarse. Los equipos de comunicación inalámbricos, como los dispositivos domésticos por red inalámbrica, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos y su estación base, o los walkie-talkies, pueden afectar al extractor de leche eléctrico y deben mantenerse a una distancia mínima de 30 cm del dispositivo.

18. Especificaciones técnicas

Resumen de las especificaciones técnicas más importantes

Rendimiento de vacío (a 500 m sobre el nivel del mar
[954,62 hPa de presión ambiente])

De -45 a -245 mmHg (de -60 a -327 hPa)

De 45 a 111 ciclos/min

Adaptador de corriente (modelo: MS-V2000U050-010B0-*)

*código de país

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Entrada | De 100 a 240 V~ 50/60 Hz máx. 0,5 A |
| Salida | 5 V --- 2 A 10 W |
| Eficiencia media | 78,7 % |
| Consumo eléctrico sin carga | inferior a 0,075 W |

Unidad de succión

Capacidad y tipo de batería: 3,6 V, 2500 mAh (valor nominal), iones de litio.

Tamaño: 120 x 90 x 54 mm. Peso: 250 g. Grado de protección de entrada: IP22.

Estándar de transmisión: Bluetooth® versión 4.2 BLE


Intervalo de frecuencia: 2402-2480 MHz

Salida de potencia máx.: +4 dBm (clase 2)

Materiales en contacto con la piel o con la leche

- Embudo: polipropileno
- Protección exterior: polipropileno, elastómero termoplástico
- Membrana: silicona
- Tubería: cloruro de polivinilo


Sin presencia intencionada de BPA.




Intervalo de temperatura de servicio
(De 5 °C a 35 °C)
(De 41 °F a 95 °F)




Intervalo de humedad de servicio
(humedad relativa del 15 % al 93 %)



Rango de presión atmosférica de
funcionamiento: 70 kPa...106 kPa



Intervalo de temperaturas
de transporte/almacenamiento
(De -20 °C a 50 °C)
(De -4 °F a 122 °F)



Intervalo de humedad
para transporte/almacenamiento
(humedad relativa del 15 % al 93 %)

1. Belangrijke veiligheidsinformatie

! Lees voor gebruik van dit product eerst alle instructies. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

De waarschuwingen geven belangrijke veiligheidsinstructies aan. Wanneer deze instructies niet in acht worden genomen, kan dat persoonlijk letsel of schade aan het product veroorzaken. Met de volgende symbolen en signaalwoorden wordt de betekenis van de waarschuwingen weergegeven:

! **WAARSCHUWING** Kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.

! **WAARSCHUWING** Kan leiden tot lichte verwondingen.

LET OP Kan tot materiële schade leiden (niet gerelateerd aan persoonlijk letsel).

i Informatie Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met de veiligheid.

Bij gebruik van elektrische apparaten moet u zich altijd aan de basisveiligheidsregels houden, zeker als er kinderen bij aanwezig zijn.

! **WAARSCHUWING**

Om vuur, elektrische schokken of ernstige brandwonden te voorkomen:

- Laat de borstkolf nooit onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
- Gebruik een elektrisch apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, niet goed werkt, gevallen of beschadigd is of in het water is gevallen. In geval van beschadiging mag de stroomadapter niet meer gebruikt worden. Bel de klantenservice van Medela.
- Gebruik geen elektrische producten die zijn blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, waaronder:
 - Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
 - Nooit in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
 - Laat geen water over de borstkolf lopen.
 - Raak een elektrisch product niet aan nadat het is blootgesteld aan water of een andere vloeistof. Schakel het apparaat uit, haal de stekker indien mogelijk uit het stopcontact en neem contact op met de fabrikant.
- Stel de borstkolf of de accu niet bloot aan hoge temperaturen.
- Gebruik uitsluitend de stroomadapter en het snoer dat bij de borstkolf is geleverd. Een niet-geschikt(e) stroombron of snoer kan leiden tot brandgevaar, een elektrische schok of het niet goed functioneren van apparatuur door overspanning.

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op ernstig letsel te beperken:

- Dit product is bestemd voor gebruik door één persoon. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen er gezondheidsrisico's ontstaan en vervalt de garantie.

- Gebruik de borstkolf niet tijdens het besturen van een voertuig.
- Kolven kan de bevalling opwekken. Begin pas met kolven na de bevalling. Als u zwanger wordt in de periode dat u borstvoeding geeft of afkolft, raadpleeg dan een professionele zorgverlener voordat u ermee doorgaat.
- Als u besmet bent met hepatitis B, hepatitis C of het hiv-virus (humaan immunodeficiëntievirus) wordt het risico dat het virus via moedermelk op de baby wordt overgedragen niet beperkt of geëlimineerd door af te kolven.
- Maak alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk na elk gebruik schoon.
- De slang vormt een risico op wurging als ermee gespeeld wordt. Daarnaast kunnen peuters kleine onderdelen inslikken.
- Er is nauwlettend toezicht vereist als de borstkolf of accessoires in de buurt van kinderen worden gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen tot 14 jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Om brand of brandwonden te vermijden:

- Let erop dat de spanning van de stroomadapter overeenkomt met die van de spanningsbron. Raadpleeg **hoofdstuk 18** voor technische specificaties.
- Trek onmiddellijk na gebruik van een elektrisch apparaat de stekker uit het stopcontact, behalve wanneer u het oplaadt.
- Plaats of bewaar het product niet op plaatsen waar het in water kan vallen.
- De borstkolf en accessoires zijn niet hittebestendig. Houd ze uit de buurt van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Gebruik het product niet in de buurt van brandbaar materiaal.

Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te beperken:

- Inspecteer de afzonderlijke onderdelen vóór elk gebruik op barsten, versplintering, scheuren, verkleuring of slijtage. Als u schade aan het apparaat vaststelt, gebruik het dan niet meer tot de onderdelen vervangen zijn.
- Dit product kan niet worden onderhouden of gerepareerd. Repareer het apparaat niet zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Gebruik de borstkolf alleen voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik de borstkolf niet tijdens het slapen of als u zeer slaperig bent.
- Staak het gebruik en vervang de slang als deze beschimmeld is.

- Moedermelk niet verwarmen in de magnetron en niet koken. Bij het gebruik van een magnetron kunnen 'hot spots' in de melk ontstaan die ernstige brandwonden aan de mond van de baby kunnen veroorzaken. (Bij verwarming in de magnetron of koken kan ook de samenstelling van de moedermelk veranderen.)
- Reinig en desinfecteer alle onderdelen die in aanraking komen met de borst en moedermelk vóór het eerste gebruik.
- Gebruik alleen door Medela aanbevolen onderdelen bij uw borstkolf.
- Als het kolven een onaangenaam gevoel of pijn veroorzaakt, schakelt u het apparaat uit, verbreekt u het vacuüm tussen de borst en het borstschild met een vinger en haalt u het borstschild van de borst.
- Het eerste gebruik van een borstkolf kan enigszins oncomfortabel zijn, maar het mag geen pijn veroorzaken. Als u twijfelt over de juiste maat borstschild, gaat u naar www.medela.com of raadpleegt u een lactatiekundige of borstvoedingsspecialist. Deze kunnen u helpen de juiste maat te kiezen.
- Raadpleeg uw professionele zorgverlener of borstvoedingsspecialist als u slechts een minimale hoeveelheid of geen melk kunt afkolven of als het afkolven pijnlijk is. Raadpleeg **hoofdstuk 7.1** voor meer informatie.
- Als u op grote hoogte of in een vliegtuig afkolft, overweeg dan om vaker of langer te kolven als u voelt dat er na uw afkolfsessie melk in uw borsten achterblijft.

LET OP

Ga voorzichtig om met flessen en onderdelen:

- Ingevroren plastic flessen en onderdelen worden broos en daardoor is er een verhoogde kans op breken wanneer ze vallen.

- Flessen en onderdelen kunnen beschadigd raken bij verkeerde hantering (bijvoorbeeld als ze vallen, te vast worden dichtgedraaid of worden omgestoten).
- Gebruik de moedermelk niet als de fles of een onderdeel tekenen van beschadiging vertoont.

Inhoud

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 1. Belangrijke veiligheidsinformatie | 98 | 12. Problemen oplossen | 112 |
| 2. Beoogd doel | 101 | 13. Bestelinformatie | 113 |
| 3. Productomschrijving | 101 | 14. Garantie | 113 |
| 4. Aan de slag | 102 | 15. Afvalverwijdering | 113 |
| 4.1 Reiniging vóór het eerste gebruik | 102 | 16. Meaning of symbols | 114 |
| 4.2 De accu opladen | 102 | 17. Internationale voorschriften | 115 |
| 5. De opvangcup uit elkaar halen | 102 | 17.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | 115 |
| 6. Reinigen | 102 | 18. Technische specificaties | 116 |
| 6.1 Reinigingsoverzicht | 103 | | |
| 6.2 Afwassen | 104 | | |
| 6.3 Desinfecteren | 105 | | |
| 6.4 De motorunit reinigen | 105 | | |
| 7. De borstkolf in elkaar zetten | 106 | | |
| 7.1 De juiste maat borstschild kiezen | 106 | | |
| 7.2 De opvangcup in elkaar zetten | 106 | | |
| 7.3 Voorbereidingen voor het afkolven | 106 | | |
| 7.4 Opvangcups in uw beha plaatsen | 107 | | |
| 8. De borstkolf bedienen | 107 | | |
| 8.1 Het ritme van de baby imiteren (2-Phase Expression®-technologie) | 107 | | |
| 8.2 Toetsen en statuslampje | 107 | | |
| 8.3 Bluetooth®-connectiviteit | 108 | | |
| 9. Expressing your breast milk | 109 | | |
| 10. Moedermelk hanteren | 110 | | |
| 10.1 De opvangcup uit uw beha halen | 110 | | |
| 10.2 Melk uit de opvangcup gieten | 110 | | |
| 10.3 Algemene richtlijnen voor het bewaren | 110 | | |
| 10.4 Invriezen | 110 | | |
| 10.5 Ontdooien | 110 | | |
| 11. Onderhoud en verzorging | 111 | | |
| 11.1 Verzorging van de stroomadapter | 111 | | |
| 11.2 Onderhoud van de accu | 111 | | |
| 11.3 Langdurige opslag | 111 | | |

NL Afgebeelde artikelen of instructiestappen zijn gemarkeerd met het afbeeldings- en detailnummer (bv. 2-01).

2. Beoogd doel



De Solo™ Hands-free borstkolf is een door een motor aangedreven borstkolf die lacterende moeders kunnen gebruiken voor het afkolven en opvangen van moedermelk. De Solo™ Hands-free borstkolf is bedoeld voor gebruik door één persoon. De borstkolf is bedoeld voor thuisgebruik.

3. Productomschrijving

De Solo™ Hands-free is een elektrische borstkolf voor persoonlijk gebruik, die is voorzien van de 2-Phase Expression®-technologie en enkel gebruikt kan worden voor enkelzijdig afkolven. Gebruiksmodus: Continu. De bedrijfsduur van de Solo™ Hands-free borstkolf bedraagt 275 uur. Alleen de onderdelen van de opvangcup komen in contact met de borst of melk. De motorunit wekt een intermitterend vacuüm op. Om melk af te kolven, brengt de slang de opgewekte luchtstroom over via een membraan, dat de melk scheidt van de pulserende lucht, naar de borst.

Zie afbeelding  1 op de uitvouwbare pagina's.

1-01 Hands-free opvangcup

-  1-01-1 Borstschild 24 mm
-  1-01-2 Tepelschacht
-  1-01-3 Geel membraan
 -  1-01-4 Uitlijningslipje
 -  1-01-5 Vacuümklep
-  1-01-6 Buitenste schaal
 -  1-01-7 Schenkduit
 -  1-01-8 Slangpoort

1-02 Slang

-  1-02-1 Rond uiteinde van de slang (aan te sluiten op opvangcup)
-  1-02-2 Eindstuk met veelhoekige vorm (aan te sluiten op motorunit)

1-03 Motorunit

1-04 Stroomadapter met kabel

Raadpleeg **hoofdstuk 13** voor bestelinformatie van accessoires.

Alle afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing dienen uitsluitend ter illustratie. Het daadwerkelijke product kan afwijken als gevolg van plaatselijke verschillen of productverbeteringen. Medela behoudt zich het recht voor om een willekeurig onderdeel of accessoire te vervangen door een product van gelijkwaardige kwaliteit.

4. Aan de slag

4.1 Reiniging vóór het eerste gebruik


Het is belangrijk om vóór het eerste gebruik van uw borstkolf het volgende te doen:

1. **Haal alle onderdelen uit elkaar en reinig ze** (behalve de slang) zoals omschreven in de reinigingsinstructies – zie **hoofdstuk 5** en **6**.
2. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de opvangcup vóór het eerste gebruik uitgekookt worden.** Reinig of kook de slang niet.
3. **Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de cup volledig is afgedicht, totdat u een klik hoort** – zie **hoofdstuk 7.2**.

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de stroomadapter en het snoer dat bij de borstkolf is geleverd. Een niet-geschikt(e) stroombron of snoer kan leiden tot brandgevaar, een elektrische schok of het niet goed functioneren van apparatuur door overspanning. Stel de borstkolf of de accu niet bloot aan te hoge temperaturen.

4.2 De accu opladen

Laad de accu gedurende **twee uur op**. Zie afbeelding  2 op de uitvouwbare pagina's.



1.  2-01 Sluit het netsnoer aan op de motorunit.
 2.  2-02 Sluit het netsnoer aan op de stroomadapter.
 3.  2-03 Steek de stroomadapter in een stopcontact.
- Tijdens het opladen knippert het statuslampje groen.
→ Als het opladen is voltooid, brandt het lampje constant groen.
- Zie **hoofdstuk 8.2 voor meer informatie over het statuslampje**.

Informatie

- De garantie geldt alleen als u de Medela voedingsadapter gebruikt om uw borstkolf op te laden (Model MS-V2000U050-010B0-*).
- U kunt de borstkolf gebruiken tijdens het opladen van de accu. Het opladen verloopt echter trager als de borstkolf in gebruik is.
*landcode

5. De opvangcup uit elkaar halen

Zie afbeelding  3 op de uitvouwbare pagina's.

1.  3-01 Open de opvangcup met het lipje (3-01-1) aan de onderkant.
2.  3-02 Verwijder het gele membraan van het borstschild.

6. Reinigen

Het is belangrijk om vóór het eerste gebruik van de opvangcuponderdelen het volgende te doen: Haal alle onderdelen uit elkaar en reinig ze volgens de reinigingsinstructies.

Wat heeft u nodig?

- Afwasmiddel
- Schone, zachte borstel
- Schone waskom of vaatwasser
- Water van drinkkwaliteit
- Schone pan voor het koken van water

Onderdelen die u kunt afwassen of desinfecteren:

- Borstschild
- Buitenste schaal
- Geel membraan

WAARSCHUWING

Haal alle onderdelen die in aanraking komen met moedermelk direct na het gebruik uit elkaar en was ze af. Zo kunt u melkresten verwijderen en de groei van bacteriën tegengaan.






- Was uw handen grondig met zeep en water.
- Gebruik voor het reinigen alleen leidingwater van drinkkwaliteit of flessenwater.
- Leg onderdelen van de opvangcups niet rechtstreeks in de gootsteen om ze af te spoelen of af te wassen. Doe dit in een schone waskom die u uitsluitend gebruikt voor onderdelen voor uw baby.
- Gebruik geen theedoek om onderdelen droog te wrijven of deppen.
- Gebruik geen ontsmettingsmiddelen om te reinigen.

6.1 Reinigingsoverzicht

Afwassen is niet hetzelfde als desinfecteren. Deze activiteiten moeten afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd ter bescherming van uzelf, uw baby en de prestaties van uw borstkolf.

Afwassen: het reinigen van de oppervlakken van de onderdelen door melkresten en andere mogelijke vervuilingen te verwijderen.

Desinfecteren: het aantal bacteriën dat op de oppervlakken van de afgewassen onderdelen aanwezig kan zijn, efficiënt verminderen.

| | Borstschild | Buitenste schaal | Geel membraan |
|----------------------------|--|---|---|
| Wanneer reinigen? |  |  |  |
| Vóór het eerste gebruik | Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in hoofdstuk 5 Was de onderdelen af zoals beschreven in hoofdstuk 6.2 Desinfecteer de onderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 6.3 | | |
| Na elk gebruik | Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in hoofdstuk 5 Was de onderdelen af zoals beschreven in hoofdstuk 6.2 | | |
| Eenmaal per dag na gebruik | Haal de onderdelen uit elkaar zoals beschreven in hoofdstuk 5 Was de onderdelen af zoals beschreven in hoofdstuk 6.2 Desinfecteer de onderdelen zoals beschreven in hoofdstuk 6.3 | | |
| Wanneer reinigen? | Solo-slang  | Motorunit  | |
| Wanneer nodig | Reinig of spoel de slang in geen geval. | Afvegen met een schone, vochtige doek. Raadpleeg hoofdstuk 6.4 . | |

LET OP

De Solo™ Hands-free borstkolf heeft een gesloten systeem zodat er geen melk in de slang kan komen als de borstkolf volgens de instructies wordt gebruikt. **Reinig of spoel de slang in geen geval.**

• **Controleer de slang voor gebruik. Als u condensatie, moedermelk of schimmel in de slang aantreft, stop dan het gebruik en vervang de slang. Raadpleeg hoofdstuk 13 voor bestelinformatie.**

• Gebruik de borstkolf niet als de slang nat is, anders beschadigt u de borstkolf.




- Pas op dat u tijdens het reinigen geen onderdelen van de opvangcup beschadigt.
- Bewaar de droge opvangcup tot het volgende gebruik in een schone zak/verpakking.
- Berg onderdelen niet op wanneer ze nat of vochtig zijn, aangezien zo schimmel kan ontstaan.
- Als u na het koken witte resten op de opvangcup ziet, heeft het gebruikte water mogelijk een hoog mineraalgehalte. Verwijder deze resten door de onderdelen met een schone doek af te vegen en laat de onderdelen aan de lucht drogen.
- Om aanslag van mineralen die zich na verloop van tijd afzetten, te voorkomen, wordt het aanbevolen om voor het koken van onderdelen gedestilleerd water te gebruiken.

6.2 Afwassen


Zie afbeelding  4 op de uitvouwbare pagina's.

Afspoelen en met de hand afwassen (vóór het eerste en vervolgens na elk gebruik)




Leg de onderdelen niet rechtstreeks in de gootsteen om ze af te spoelen en af te wassen. Doe dit in een speciale waskom die u gebruikt voor onderdelen voor uw baby.

1. **Spoel** de losse onderdelen, behalve de slang, met koud, schoon water van drinkkwaliteit (circa 20 °C / 68 °F).
2. **Reinig** deze onderdelen in voldoende warm zeepwater (circa 30°C / 86 °F). Gebruik een gangbaar afwasmiddel en een schone zachte borstel.
3. **Spoel** de onderdelen gedurende 10 tot 15 seconden met koud, schoon water van drinkkwaliteit (circa 20 °C / 68 °F).
4. **Drogen:** Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen.



Reinigen in de vaatwasser (maximaal één keer per dag)

of



1. **Vaatwasmachine:** Plaats de losse onderdelen, behalve de slang, op het bovenste rek of in de bestekmand. Gebruik een gangbaar afwasmiddel.
2. **Spoel het gele membraan** na de vaatwas af onder stromend water.
3. **Drogen:** Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen.




i Informatie

Door een vaatwasser te gebruiken, kunnen onderdelen verkleuren. Dit heeft geen invloed op de werking van de onderdelen. **Was de slang nooit.** Zie **hoofdstuk 6.1** voor meer informatie.


6.3 Desinfecteren

Zie afbeelding 5 op de uitvouwbare pagina's.

Desinfecteren in een pan met water (vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag na gebruik)



1. Zorg dat de losse, afgewassen onderdelen, behalve de slang, onder voldoende water staan en laat minimaal 10 minuten koken. Zorg ervoor dat de onderdelen niet direct in contact komen met de bodem van de pan.
2. **Drogen:** Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen. Bewaar de onderdelen niet in een luchtdichte verpakking/zak als ze nog vochtig zijn. Het is belangrijk dat al het achtergebleven vocht opdroogt.




of

Desinfecteren in de magnetron (eenmaal per dag na gebruik)



1. Gebruik Quick Clean™-zakken in de magnetron volgens de instructies op de zakken. (* Raadpleeg de lokale website/winkels voor de beschikbaarheid in uw land.)
2. **Drogen:** Laat de onderdelen op een schone, ongebruikte theedoek of keukenpapier aan de lucht drogen. Bewaar de onderdelen niet in een luchtdichte verpakking/zak als ze nog vochtig zijn. Het is belangrijk dat al het achtergebleven vocht opdroogt.



6.4 De motorunit reinigen

Wat heeft u nodig?

- Water van drinkkwaliteit
- Afwasmiddel
- Een schone theedoek of keukenpapier

Benodigde onderdelen:

- Motorunit

⚠ WAARSCHUWING



Om elektrische schokken en schade aan het materiaal te voorkomen:

- Koppel voordat u de motorunit reinigt de borstkolf los van de stroomvoorziening.
- Dompel de motorunit niet onder in water en laat er geen water overheen lopen.


LET OP


- Spuit of giet geen vloeistof direct op de borstkolf.

1. Schakel de borstkolf uit.
2. Haal de stekker van de borstkolf uit het stopcontact.
3. Neem de motorunit af met een schone doek die is bevochtigd met zeepwater.
4. Veeg de motorunit droog met een schone, droge doek.

7. De borstkolf in elkaar zetten

7.1 De juiste maat borstschild kiezen

Zorg ervoor dat u de juiste maat borstschild gebruikt. Dit is essentieel om effectief te kunnen kolven; het helpt de melkstroom te optimaliseren. Zie afbeelding  6 op de uitvouwbare pagina's.

1. Kies de maat van het borstschild door de diameter van uw tepel te meten ( 6-01).
2. Kies de maat borstschild die iets groter is dan uw tepel ( 6-02). In de verpakking is een schild van maat 24 mm inbegrepen.

Voor meer informatie over de maten van borstschilden en andere verkrijgbare maten, gaat u naar www.medela.com of raadpleegt u **hoofdstuk 13** voor bestelinformatie.

7.2 De opvangcup in elkaar zetten

Zet de borstkolf alleen in elkaar met schone en droge onderdelen. Raadpleeg **hoofdstuk 6** voor het reinigen.

Benodigde onderdelen:

- Slang
- Geel membraan
- Borstschild
- Buitenste schaal
- Motorunit

WAARSCHUWING

Om besmetting van de melk te voorkomen:

- Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de motorunit, onderdelen van de opvangcup en de borsten aanraakt.
- Droog uw handen af met een schone, ongebruikte handdoek of een papieren handdoek voor eenmalig gebruik.
- Raak de binnenkant van de onderdelen van de opvangcup niet aan.








Om ervoor te zorgen dat de borstkolf naar behoren en veilig werkt:

- Controleer voor gebruik de opvangcup op slijtage en beschadiging. Vervang ze indien nodig.
- Controleer vóór gebruik altijd of alle onderdelen schoon zijn. Als ze vuil zijn, reinigt u ze zoals beschreven in **hoofdstuk 6**.
- Gebruik alleen originele onderdelen van Medela. Raadpleeg **hoofdstuk 13** voor meer informatie.

LET OP


Om schade aan de borstkolf te voorkomen, moeten vóór het gebruik alle onderdelen helemaal droog zijn.

Zie afbeelding  7 op de uitvouwbare pagina's.

1.  7-01 Was uw handen grondig met water en zeep voordat u de motorunit, onderdelen van de opvangcup en de borst aanraakt. Droog uw handen af met een schone doek.
2.  7-02 Bevestig eerst de vacuümklep van het gele membraan aan de voorkant van het borstschild.
3.  7-03 Lijn de dekselinleg van het gele membraan uit op de daarvoor bestemde ronde gleuf met behulp van het uitlijningslipje bovenaan om er zeker van te zijn dat deze op de juiste plaats zit. Druk rondom op de randen om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed zit.
4.  7-04 Steek de schenkruit in de opening op het schild.
5.  7-05 Druk de buitenste schaal en het borstschild stevig tegen elkaar en klik rondom vast.
6.  7-06 Steek het uiteinde van de slang met de veelhoekige vorm zo ver mogelijk in de motorunit.
7.  7-07 Sluit het ronde uiteinde van de slang aan op de slangpoort van de opvangcup.

7.3 Voorbereidingen voor het afkolven

Zie afbeelding  8 op de uitvouwbare pagina's.

1. Zet de opvangcup in elkaar zoals beschreven in **hoofdstuk 7.2**.
 8-01 Correct in elkaar gezet systeem.
2. Plaats de opvangcup in uw beha zoals beschreven in **hoofdstuk 7.4**. Begin met afkolven, zoals beschreven in **hoofdstuk 9**.

7.4 Opvangcups in uw beha plaatsen

Zie afbeelding 9 op de uitvouwbare pagina's.

1. 9-01 Zorg ervoor dat de tepel gecentreerd is in de schacht van het borstschild.
2. 9-02 U kunt de Hands-free opvangcup onder uw gewone borstvoedingsbeha dragen. Uw beha houdt de opvangcup op zijn plaats. Als u het gebruik oncomfortabel of pijnlijk vindt, probeer het dan met een lossere, meer rekbare borstvoedingsbeha.
3. 9-03 De slang kan naar binnen (naar de borsten toe) of naar buiten (naar de armen toe) worden aangesloten, afhankelijk van uw

persoonlijke voorkeur. Zorg ervoor dat de slang tijdens het gebruik niet ingedrukt of gebogen wordt.

→ Knikken kan van invloed zijn op de vacuümprestaties.

4. 9-04 De Hands-free opvangcup kan in verticale of licht gekantelde positie gebruikt worden voor een beter zicht op de tepel en de toeschietreflex. De schaalverdeling op de opvangcup geeft u bij benadering een idee van het volume tijdens het afkolven.

8. De borstkolf bedienen

8.1 Het ritme van de baby imiteren (2-Phase Expression®-technologie)



Baby's gebruiken twee verschillende zuigritmes tijdens het drinken aan de borst. Eerst zuigen ze snel, en als de melk eenmaal gaat stromen, gaan ze over op een langzamer, dieper zuigritme. Het snelle zuigritme stimuleert de toeschietreflex en brengt de melkstroom op gang; het langzame zuigen verwijdert de melk voor de voedingsfase.




De borstkolf imiteert het natuurlijke zuigritme van de baby door een kolfrimte met twee snelheden toe te passen, de 2-Phase Expression®-technologie.



De borstkolf start met een snel zuigritme, de **stimulatiefase**. Als u de melk ziet stromen of de toeschietreflex voelt, kunt u op de **knop 'Toeschieten'** drukken om over te schakelen naar de **afkolffase**, waarvan het ritme langzamer is. Als u niet op de knop 'Toeschieten' drukt, start de afkolffase automatisch nadat de borstkolf gedurende een minuut in de stimulatiefase heeft gelopen.

8.2 Toetsen en statuslampje

Zie afbeelding 10 op de uitvouwbare pagina's.

| <ul style="list-style-type: none"> 10-01 Knop Toeschieten (schakelt tussen stimulatie- en afkolffase) 10-02 Knop Vacuüm verhogen 10-03 Knop Vacuüm verlagen 10-04 Knop Aan/Pauze/Uit 10-05 Statuslampje | Statuslampje: Kolffmodus | Statuslampje: Accuniveau |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> Lampje is uit: Borstkolf uitgeschakeld Lampje knippert: Borstkolf ingeschakeld, stimulatiefase Lampje brandt constant: Borstkolf ingeschakeld, afkolffase Lampje knippert: Borstkolf ingeschakeld, pauze | <ul style="list-style-type: none"> Goed Laag, ongeveer 10 minuten resterend Erg laag, laad de accu onmiddellijk op Lampje knippert: Opladen Brandt continu: Accu volledig opgeladen |

8.3 Bluetooth®-connectiviteit

Bluetooth® is een draadloze technologie voor het uitwisselen van gegevens binnen een kleine afstand. Deze wordt gebruikt om uw Solo™ Hands-free borstkolf te verbinden met de Medela Family™ smartphone-app. Door de borstkolf te verbinden met de Medela Family™ app, kunt u uw afkolfgegevens (duur van de sessie, fases en niveaus) automatisch overbrengen en de hoeveelheid afgekolfd melk handmatig invoeren. Maak een account aan in de Medela Family™ app om de functies van de app te gebruiken.

De Medela Family™ app installeren

1. Download en installeer de Medela Family™ app op uw mobiele telefoon. De app kan gratis worden gedownload voor Apple® iOS- en Android™-besturingssystemen.
2. Wanneer u de Medela Family™ app voor de eerste keer start, moet u de app toestemming geven om verbinding te maken met Bluetooth®-apparaten. Geef de app toestemming om verbinding te maken met uw Medela borstkolf.
-->Alleen voor Android™ mobiele telefoons: U wordt ook gevraagd om de app toestemming te geven om uw locatie te gebruiken. Dit is een vereiste van het Android™-besturingssysteem om verbinding te kunnen maken met een Bluetooth®-apparaat. Wij volgen de locatie van uw telefoon niet.
-->Als u de machtigingen hebt geweigerd en u kunt nu geen verbinding maken met de borstkolf:
 1. Open de Instellingen-app op uw smartphone en (afhankelijk van het merk van uw smartphone moet u mogelijk een submenu met de naam 'Apps' selecteren). Scroll vervolgens omlaag en zoek Medela Family™.
 2. Zorg er daar voor dat Bluetooth®-toestemming is geautoriseerd. Op Android™: verleen ook locatietoestemming.
3. Open de Medela Family™ app op uw mobiele apparaat en registreer u in de app.

De Solo™ Hands-free borstkolf verbinden (koppelen)

1. Zorg ervoor dat Bluetooth® op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
2. Klik in Medela Family™ app op 'Meer', ga naar 'Instellingen borstkolf' en volg de instructies voor het instellen en koppelen op het scherm, met de volgende stappen:
3. Houd de knop  twee seconden ingedrukt om de procedure voor het koppelen te starten.
→ Het statuslampje knippert blauw om aan te geven dat de borstkolf

klaar is om te worden gekoppeld met uw Bluetooth®-apparaat.

4. Als het koppelen gelukt is, brandt het blauwe lampje twee seconden lang continu.
5. Na de eerste instelling gaat het statuslampje uit.
6. Wanneer u weer verbinding maakt met de Medela Family™ app, krijgt het statuslampje gedurende twee seconden een blauwe kleur.

Uw afkolfsessie opslaan in de app

Als u klaar bent met een sessie, drukt u gedurende 2 seconden op de knop Aan/Pauze/Uit van de borstkolf om de gegevens naar de Medela Family™ app te sturen en de borstkolf uit te schakelen.

De Solo™ Hands-free borstkolf van uw smartphone verwijderen

1. Ga in de Medela Family™ app naar 'Meer' en vervolgens naar de 'Borstkolfinstellingen'.
2. Tik op de borstkolf die u wilt ontkoppelen en tik dan op de knop 'Deze borstkolf verwijderen'.

i Information

- U kunt de laatste 30 afkolfsessies in het geheugen van de Solo™ Hands-free borstkolf opslaan. Als er vóór afkolfsessie 31 geen verbinding is gemaakt met de borstkolf, wordt uw geschiedenis overschreven met nieuwe sessiegegevens.
- Wanneer er verbinding is met de borstkolf, wordt er een oneindig aantal sessies in uw Medela Family™ app-account geregistreerd.
- Solo™ Hands-free maakt gebruik van Bluetooth®-technologie. Volg de voorschriften van de luchtvaartmaatschappij voor het gebruik van mobiele elektronische apparatuur tijdens het vliegen.
- Als u de Solo™ Hands-free borstkolf van uw mobiele apparaat verwijderd, worden de afkolfgegevens die zijn opgeslagen in de Medela Family™ app niet verwijderd.
- Als u de borstkolf en het mobiele apparaat opnieuw verbindt, worden de laatste 30 registraties overgebracht die zijn opgeslagen in de borstkolf.

Ga voor meer informatie naar www.medela.com/app.

Erkende handelsmerken: Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en Medela AG gebruikt deze merken onder licentie. Apple is een handelsmerk van Apple Inc. en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Android is een handelsmerk van Google LLC.

9. Expressing your breast milk












⚠ WAARSCHUWING


- Probeer niet te kolven op een vacuümniveau dat te hoog en oncomfortabel (pijnlijk) is. Door de pijn, in combinatie met mogelijk trauma aan de borst en tepel, kan de melkproductie afnemen.
- Raadpleeg uw professionele zorgverlener of borstvoedingspecialist als u slechts een minimale hoeveelheid of geen melk kunt afkolven of als het afkolven pijnlijk is.



LET OP

Zorg ervoor dat de slang niet geknikt of ingedrukt wordt tijdens het afkolven.

Zie afbeelding  11 op de uitvouwbare pagina's.

1. Zorg ervoor dat de opvangcup correct aangesloten en gepositioneerd is.
2.  11-01 Druk op de knop Aan/Pauze/Uit  om het afkolven te starten.
→ De stimulatiefase begint en het statuslampje knippert.
3.  11-02 Pas het vacuüm aan met de knoppen Vacuüm verhogen  en Vacuüm verlagen  om een comfortabel niveau te vinden.
4.  11-03 Druk zodra de melk begint te stromen op de knop Toeschieten. 
→ De afkolffase begint en het statuslampje brandt constant.
→  Als u niet binnen één minuut op de knop Toeschieten drukt, gaat de borstkolf automatisch naar de afkolffase.
5.  11-04 Pas het vacuüm aan met de knoppen Vacuüm verhogen  en Vacuüm verlagen  om uw maximale comfortabele vacuüm te vinden (zie onderstaande informatie).

Wanneer u kolft in de **afkolffase**, verhoogt u het vacuüm totdat het afkolven licht oncomfortabel (niet pijnlijk) voelt. Verlaag het vacuüm vervolgens 1 niveau met de knop Vacuüm verlagen .

6. Druk nadat de afkolfsessie is voltooid op de knop Aan/Pauze/Uit  om het afkolven te stoppen.
→ Als de borstkolf 30 minuten niet is gebruikt, stopt deze automatisch.
7. Houd de knop Aan/Pauze/Uit  twee seconden ingedrukt om de borstkolf uit te schakelen.

i Informatie

- **Het maximaal comfortabele vacuüm** is het hoogste vacuüm waarbij het afkolven nog comfortabel voelt. Dit verschilt per persoon.
- In de stimulatiefase hoeft u niet te streven naar een maximaal niveau. Het vacuüm in deze fase moet comfortabel voelen.
- Beoordeel het maximaal comfortabele vacuüm opnieuw tijdens het afkolven. Dit kan in elke lactatiefase variëren.

Pauzeren

De borstkolf kan zowel in de stimulatie- als de afkolffase worden gepauzeerd. U kunt dan een andere houding aannemen, de opvangcup opnieuw positioneren of even iets anders doen.

Als u wilt pauzeren, drukt u op de knop Aan/Pauze/Uit  terwijl de borstkolf in werking is.

→ Het afkolven wordt gestopt en het statuslampje knippert.

Als u het afkolven wilt hervatten, drukt u opnieuw op de knop Aan/Pauze/Uit .

Uitschakelen

Houd de knop Aan/Pauze/Uit  twee seconden ingedrukt om de borstkolf uit te schakelen.

i Informatie

- Als het afkolven niet binnen twee minuten wordt hervat, wordt de borstkolf automatisch uitgeschakeld.
- Om verder te gaan met afkolven, moet u een nieuwe sessie starten.
- Als u langer dan twee minuten wilt pauzeren, wordt het aanbevolen om opnieuw te beginnen met de stimulatiefase.
- Vergeet niet de melkproductie te registreren in de Medela Family™ app.

10. Moedermelk hanteren

10.1 De opvangcup uit uw beha halen

Zie afbeelding 12 op de uitvouwbare pagina's.

1. 12-01 Terwijl de borstkolf nog loopt, leunt u licht voorover en zorgt u ervoor dat alle melk uit de tepelschacht in de opvangcontainer komt. Zet de borstkolf uit.
2. 12-02 Maak de slang los van de opvangcup.
3. 12-03 Haal de opvangcup voorzichtig uit uw beha.

10.2 Melk uit de opvangcup gieten

1. 12-04 Zet de opvangcup **rechtop** op een oppervlak waar deze niet snel wordt omgestoten. U kunt de schaalmarkering op het schild gebruiken om het opgevangen melkvolume af te lezen. De schaalverdeling op de buitenste schaal geeft u bij benadering een idee van het volume tijdens het afkolven.
2. 12-05 **Giet de moedermelk met de ronde buitenste schaal omlaag gericht** door de schenktuit in een fles of bewaarbakje. Gebruik de opvangcup niet om melk te bewaren. Bewaar in elkaar gezette cups niet in de koelkast.
3. Na elk gebruik volledig uit elkaar halen en reinigen en eenmaal per dag desinfecteren zoals beschreven in **hoofdstuk 6**.

10.3 Algemene richtlijnen voor het bewaren

Raadpleeg www.medela.com voor aanbevelingen over het bewaren en ontdooien van moedermelk.

Richtlijnen voor het bewaren van pas afgekolfdde moedermelk (voor gezonde, vldragende baby's)

| Kamertemperatuur 16 tot 25 °C (60 tot 77 °F) | Koelkast 4°C (39°F) of kouder | Vriezer -18°C (0°F) of kouder | Moedermelk ontdooid in de koelkast |
|---|---|---|---|
| Maximaal 4 uur is het beste | Maximaal 3 dagen is het beste | Maximaal 6 maanden is het beste | Bij kamertemperatuur: Maximaal 2 uur Koelkast: maximaal 24 uur |
| *Maximaal 6 uur voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd | *Maximaal 5 dagen voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd | *Maximaal 9 maanden voor moedermelk die onder zeer schone omstandigheden is afgekolfd | Niet opnieuw invriezen! |

*Richtlijnen voor het afkolven van moedermelk onder zeer schone omstandigheden: Voordat de moedermelk wordt afgekolfd, moeten moeders hun handen wassen met zeep en water of met een op alcohol gebaseerde handreiniger. Kolfonderdelen en de plek waar wordt afgekolfd moeten schoon zijn. Borsten en tepels hoeven voor het afkolven niet te worden gewassen.

- Deze richtlijnen voor bewaren en ontdooien van moedermelk zijn aanbevelingen. Neem contact op met uw lactatiekundige of borstvoedingsspecialist voor meer informatie.
- Bewaar moedermelk op de koelste plaats in de koelkast (achterin op de glazen plaat boven de groentelade).
- Voor informatie over het bewaren van moedermelk gaat u naar www.medela.com.

10.4 Invriezen

LET OP

- Door herhaaldelijk invriezen/ontdooien wordt de structuur van de melk vernietigd. Vries moedermelk daarom nooit opnieuw in.
- Vries afgekolfdde moedermelk in met geschikte flessen of moedermelkbewaarzakjes bedoeld voor voeding. Vul de flesjes of zakken niet meer dan voor 3/4 zodat de melk kan uitzetten.
- Label de flesjes of moedermelkbewaarzakjes met de afkolfdatum en de hoeveelheid afgekolfdde melk.
- Ingevroren plastic flessen en onderdelen worden broos en daardoor is er een verhoogde kans op breken wanneer ze vallen.
- Gebruik de moedermelk niet als de fles of een onderdeel tekenen van beschadiging vertoont.

10.5 Ontdooien

⚠ WAARSCHUWING

Ontdooi of verwarm moedermelk niet in een magnetron of in een pan met kokend water. Zo blijven de belangrijke bestanddelen behouden en voorkomt u brandwonden.

- Ontdooi de melk door deze gedurende de nacht in de koelkast te plaatsen. Zo blijven de bestanddelen van de moedermelk behouden.
- U kunt het flesje of zakje ook onder warm water houden (max. 37 °C / 98,6 °F) en onmiddellijk gebruiken, zodra het ontdooid is.

LET OP


Draai het flesje of zakje voorzichtig rond om eventueel gescheiden vet te mengen. Vermijd hard schudden en roeren van de melk.

11. Onderhoud en verzorging

11.1 Verzorging van de stroomadapter

WAARSCHUWING

Als de buitenste omhulsels van de stroomadapter losraken of uit elkaar gaan, stop dan met het gebruik en neem onmiddellijk contact op met Medela. Als de behuizing loskomt, kan dit elektrische schokken tot gevolg hebben.



LET OP

Let op het volgende om de stroomadapter en het netsnoer in goede staat te houden: Koppel de kabel of stroomadapter niet los door aan het snoer te trekken. Pak hiervoor de behuizing van de connector en de adapter vast.

Buitenlandse reizen maken

Informatie

Als u naar het buitenland gaat, wordt het aanbevolen om een reisstekker (niet meegeleverd) aan te schaffen voor gebruik met andere stopcontacten. Ga na welk type adapter het best werkt in het land dat u bezoekt. De stroomadapter van de borstkolf is tweepolig. Hiervoor is geen geaard stopcontact nodig. Deze borstkolf heeft een lithium-ionaccu.

Informatie

In het land dat u bezoekt is het mogelijk niet toegestaan om dergelijke accu's in een vliegtuig bij u te hebben. Ga na of er in het land dat u bezoekt beperkingen gelden met betrekking tot reizen met lithium-ionaccu's.

11.2 Onderhoud van de accu

De borstkolf is voorzien van een ingebouwde (niet-verwisselbare) oplaadbare lithium-ionaccu.

LET OP

- Als de accu helemaal leeg is, kan de borstkolf niet direct worden gebruikt nadat deze via de stroomadapter op de netvoeding is aangesloten. De accu moet minimaal 15 minuten worden opgeladen voordat u probeert de borstkolf in te schakelen.
- Gebruik voor optimale prestaties van de borstkolf en accu de stroomadapter die bij de borstkolf is meegeleverd (Model MS-V2000U050-010B0-*).
- Let erop dat de spanning van de stroomadapter overeenkomt met die van de spanningsbron.
- Wees u bewust van het risico dat metalen voorwerpen of vloeistoffen kortsluiting kunnen veroorzaken in de USB-C-aansluiting of de accu van de borstkolf.
*landcode

Informatie

Om de accu te sparen:

- Berg de borstkolf op een koele plek op.
- Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is. Dit komt de levensduur van de accu ten goede.
- Laad de accu volledig op voordat u de borstkolf opbergt. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor informatie over de oplaadstatus van de accu.
- Als de borstkolf op een warme plek is opgeborgen, werkt deze mogelijk niet direct op de accu. Laad de borstkolf een uur afkoelen om de normale accufunctie te hervatten. U kunt de borstkolf wel alvast gebruiken met de stroomadapter.

11.3 Langdurige opslag

De borstkolf is voorzien van een oplaadbare accu. Als u de borstkolf opbergt en langere tijd niet meer gebruikt, wordt deze automatisch in de opbergmodus gezet. Als u de borstkolf uit de opbergmodus wilt halen, sluit u deze aan op een externe voedingsbron en laadt u de accu twee uur op. Bewaar de opvangcup niet gedurende langere tijd zonder deze eerst uit elkaar te halen.

Vergeet het volgende niet wanneer u de borstkolf langere tijd wilt opbergen:



Reinig de opvangcups (raadpleeg **hoofdstuk 6**)



Reinig de motorunit (raadpleeg **hoofdstuk 6.4**)



Zorg ervoor dat de accu is opgeladen (raadpleeg de informatie hieronder)

Het is het beste om de accu volledig op te laden voordat u de borstkolf voor langere tijd opbergt. Raadpleeg **hoofdstuk 8.2** voor informatie over de oplaadstatus van de accu.

12. Problemen oplossen

Raadpleeg de kolom 'Probleem' in de probleemoplossingstabel bij een afwijkende werking van de borstkolf en volg de instructies in de kolom 'Oplossing'.

| Probleem | Oplossing | Probleem | Oplossing |
|--|---|---|---|
| De borstkolf werkt niet nadat u op de knop Aan/Pauze/Uit hebt gedrukt. | <ul style="list-style-type: none"> Laad de borstkolf gedurende 15 minuten op voordat u hem opnieuw start. Tijdens het opladen knippert het statuslampje groen. Als de borstkolf dan nog niet werkt, neem dan contact op met de klantenservice van Medela. | Er is weinig of geen zuigkracht | <ul style="list-style-type: none"> Controleer of alle onderdelen van de afkolset schoon en droog zijn en of de aansluitingen goed zijn. Zorg er tijdens het afkolven voor dat het borstschild de borst rondom luchtdicht afsluit. Als de zuigkracht na deze stappen niet is verbeterd, neem dan contact op met de klantenservice van Medela. |
| De borstkolf genereert alleen een continu vacuüm in plaats van zuigcycli | <ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met de klantenservice van Medela. | De borstkolf reageert niet zoals verwacht | <ul style="list-style-type: none"> Houd de knop Aan/Pauze/Uit twee seconden ingedrukt om de borstkolf uit te schakelen, en start de borstkolf daarna opnieuw op. Als het probleem niet is opgelost, neem dan contact op met de klantenservice van Medela. |
| Het statuslampje knippert snel rood als u probeert te kolven of probeert de borstkolf op te laden | <ul style="list-style-type: none"> Opladen/afkolven is niet mogelijk als de temperatuur van de accu te hoog is. Laat de motorunit afkoelen en ga dan verder met opladen/afkolven. Als het statuslampje nog steeds snel rood knippert, is er sprake van een storing in het apparaat. Neem contact op met de klantenservice van Medela. | De buitenkant van de motorunit is nat geworden | <ul style="list-style-type: none"> Haal de stekker van de motorunit uit het stopcontact en schakel hem uit. Droog de buitenkant van de motorunit af. |

| Probleem | Oplossing |
|--|---|
| De motorunit is ondergedompeld in water | <ul style="list-style-type: none"> • Haal de stekker van de motorunit uit het stopcontact en schakel hem uit. • Neem contact op met de klantenservice van Medela. |
| Er worden geen gegevens verzonden | <ul style="list-style-type: none"> • De Bluetooth®-functie is uitgeschakeld op de mobiele telefoon. Schakel de Bluetooth®-functie in en probeer de gegevens opnieuw te verzenden. • Het koppelen van de twee apparaten is niet voltooid. Voer de instructies voor het koppelen opnieuw uit. Raadpleeg hoofdstuk 8.3. • De afstand tussen de mobiele telefoon en de borstkolf is te groot. Zorg ervoor dat het apparaat en de borstkolf zich dichterbij elkaar bevinden. • De applicatie op de mobiele telefoon is er niet klaar voor. Controleer de applicatie op de mobiele telefoon. |

Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het probleem met de borstkolf niet hebt kunnen oplossen of als u nog vragen hebt. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com/contact-us. Ga naar 'Contact' onderaan de pagina.

14. Garantie

Ga voor meer informatie over de internationale garantie naar www.medela.com/ewarranty.

15. Afvalverwijdering

De borstkolf wegwerpen

Als de borstkolf het einde van de levensduur heeft bereikt, haalt u de onderdelen van de borstkolf uit elkaar en voert u deze in overeenstemming met de volgende instructies af.

Dit apparaat bevat accu's die niet kunnen worden vervangen.

Wanneer de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het apparaat op de juiste manier worden afgevoerd.

De ingebouwde accu mag niet worden verwijderd om deze weg te werpen.

Als de accu lekt, moet de borstkolf worden afgevoerd.

13. Bestelinformatie

Accessoires

| Artikelnummer | Product |
|--|---|
| Raadpleeg de plaatselijke website/winkels voor informatie over de beschikbaarheid in uw regio. | Borstschilden van 21 mm die compatibel zijn met de Medela Hands-free opvangcup* |
| | Borstschilden van 24 mm die compatibel zijn met de Medela Hands-free opvangcup* |
| Neem contact op met de klantenservice van Medela | Borstschilden van 27 mm die compatibel zijn met de Medela Hands-free opvangcup* |
| | Membraan geschikt voor de Medela Hands-free opvangcup |
| | Slang compatibel met Solo™ Hands-free |

* Als het resultaat van het afkolven onbevredigend is of als het afkolven pijnlijk is, raadpleeg dan uw lactatiekundige of borstvoedingsdeskundige. Wellicht kan een andere maat borstschild het comfort en de effectiviteit van het afkolven helpen vergroten. Neem contact op met de klantenservice van Medela als u het gewenste accessoire niet kunt vinden. Ga voor contactgegevens naar www.medela.com/contact-us. Ga naar 'Contact' onderaan de pagina. Neem voor het vervangen van onderdelen die u kwijt bent of die defect zijn contact op met de klantenservice van Medela. Andere producten van Medela vindt u op www.medela.com.

Borstschild, buitenste schaal, slang en membraan

De onderdelen zijn gemaakt van kunststoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu als u deze weggooit bij het huisvuil. Recycle of voer af volgens de lokale voorschriften.

Motorunit en stroomadapter



Voer elektrische of elektronische apparaten niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval af, maar lever deze afzonderlijk in. In de Europese Unie is de fabrikant of leverancier verplicht afgedankte apparaten terug te nemen. In andere landen zijn mogelijk vergelijkbare inzamelings- en recyclingsystemen van toepassing. Voer het afgedankte apparaat af volgens de lokale voorschriften. Vraag in de winkel naar inzamelpunten voor afgedankte apparaten of neem hiervoor contact op met uw gemeente. Het afzonderlijk inleveren en recyclen van afgedankte apparaten helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en zorgt ervoor dat de apparatuur wordt gerecycled op een manier die niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid en het milieu.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaarlijke materialen in elektrische/elektronische apparaten kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als deze niet op de juiste wijze worden afgevoerd.

16. Meaning of symbols

The following tables explain the meaning of the symbols found on the product parts and its packaging.

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|
| | Algemeen veiligheidswaarschuwingssymbool, verwijst naar informatie betreffende de veiligheid. | | Geeft een temperatuurbereik aan (bijvoorbeeld voor werking, vervoer of bewaren). | | Geeft een bereik voor de relatieve luchtvochtigheid aan (bijvoorbeeld voor werking, vervoer of bewaren). |
| | Geeft een luchtdrukbereik aan (bijvoorbeeld voor werking, vervoer of bewaren). | | Geeft de fabrikant aan. | | Geeft de datum van productie aan. |
| | Geeft het serienummer van het apparaat aan. | IP20 IP22 | Geeft de mate van bescherming tegen binnendringen van vreemde voorwerpen en vocht aan. | | Geeft conformiteit aan met internationale voorschriften voor bescherming tegen elektrische schokken (toegepaste onderdelen van type BF). |
| | Voer elektrische/elektronische apparaten niet samen met ongesorteerd gemeentelijk afval af (voer het apparaat af in overeenstemming met plaatselijke regelgeving). | | Lees en volg de gebruiksaanwijzingen. | | De CE-markering geeft de overeenstemming aan met de toepasselijke Europese richtlijnen. |
| | Duidt gelijkstroom aan. | | Geeft de locatie van de knop Aan/Pauze/Uit aan. | | Duidt wisselstroom aan. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
|  | Geeft de polariteit van de USB-aansluiting aan. |  | Geeft aan dat het apparaat een elektrisch apparaat van klasse II is (met dubbele isolatie). |  | Geeft aan dat het apparaat uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenshuis. |
|  | Geeft aan dat een specifieke, afzonderlijke stroomadapter vereist is om het apparaat op netvoeding aan te sluiten, en geeft het model/type MS-V2000U050-010B0.* aan. |  | Geeft aan dat het apparaat bedoeld is om te worden gebruikt tot een maximale hoogte van 5000 m. |  | Geeft aan dat de voedingseenheid niet mag worden gebruikt als de pinnen van de stekker beschadigd zijn. |
|  | Geeft het efficiëntieniveau voor externe voeding aan. |  | Geeft aan dat het apparaat in het Verenigd Koninkrijk op conformiteit is beoordeeld. |  | Geeft het onderdeelnummer van het product aan. |
|  | Bevat breekbare goederen. Voorzichtig behandelen. |  | Plaats het product niet in het zonlicht. |  | Uit de buurt van regen houden. In een droge omgeving bewaren. |
|  | Geeft aan dat een artikel technisch kan worden gerecycled. |  | De verpakking bevat producten die in contact mogen komen met levensmiddelen conform verordening (EG) nr. 1935/2004. |  | Geeft aan dat het elektronische apparaat met transformator(en) en elektronische circuits elektrisch vermogen omzet in enkele of meerdere voedingsuitgangen. |
|  | Geeft aan van welk materiaal een artikel is gemaakt. |  | Geeft het modelnummer van het apparaat aan. |  | Geeft aan dat dit apparaat is uitgerust met draadloze Bluetooth®-technologie. |
|  | Geeft aan dat het apparaat een kortsluitvaste scheidingstransformator is. |  | De EAC-markering (Euraziatische conformiteit) geeft aan dat het product voldoet aan de basisveiligheidseisen volgens de technische voorschriften van de Euraziatische douane-unie. |  | De conformiteitsmarkering UA TR geeft de conformiteit aan met de technische vereisten in Oekraïne. |
|  | De conformiteitsmarkering geeft aan dat het product voldoet aan de eisen op het gebied van elektrische veiligheid en EMC van Marokko. |  | Recyclingschema volgens de Spaanse verpakkingswet. |  | Geeft aan dat een artikel technisch kan worden gerecycled volgens de Franse AGEC-wetgeving. |

Let op: Symbolen kunnen variëren afhankelijk van de markt waarin het product wordt verkocht.

17. Internationale voorschriften

17.1 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

De borstkol Solo™ Hands-free voldoet aan alle vereisten van de relevante standaarden en regelgeving met betrekking tot elektromagnetische emissie en storingsimmunitet.

WAARSCHUWING

De Solo™ Hands-free borstkol mag niet direct naast of gestapeld op andere apparatuur worden gebruikt. Is het toch noodzakelijk apparatuur naast of op elkaar te plaatsen, controleer dan of de Solo™ Hands-free borstkol in de betreffende configuratie normaal functioneert. Draadloze communicatieapparatuur zoals draadloze apparaten van een thuisnetwerk, mobiele telefoons, draadloze telefoons en bijbehorende basisstations en walkietalkies kunnen de werking van de elektrische borstkol beïnvloeden en dienen op ten minste 30 cm afstand te worden gehouden.


18. Technische specificaties

Overzicht van belangrijke technische specificaties

Vacuümprestaties (bij 500 m boven zeeniveau [omgevingsdruk 954,62 hPa])
-45 tot -245 mmHg (-60 tot -327 hPa)
45 tot 111 cpm

Stroomadapter (model: MS-V2000U050-010B0-*)

* landcode

| | |
|---|--|
| Invoer | 100 tot 240 V- 50/60 Hz max. 0,5 A |
| Uitvoer | 5 V  2 A 10 W |
| Gemiddelde efficiëntie | 78,7 % |
| Elektriciteitsverbruik in niet-belaste toestand | minder dan 0,075 W |

Motorunit

Accupaciteit en -type: 3,6 V, 2500 mAh (nominaal) Li-ion.
Grootte: 120 x 90 x 54 mm Gewicht: 250 g. Beschermingsklasse: IP22.

Transmissiestandaard: Bluetooth® versie 4.2 BLE


Frequentiebereik: 2402-2480 MHz

Max. uitgangsvermogen: +4 dBm (klasse 2)


Materialen die in contact komen met de huid of de melk

- Borstschild: Polypropyleen
- Buitenste schaal: Polypropyleen, thermoplastisch elastomeer
- Membraan: Silicone
- Slang: Polyvinylchloride

Niet opzettelijk gemaakt van BPA.

 +35°C
+5°C

Bedrijfstemperatuurbereik
(5 °C tot 35 °C)
(41 °F tot 95 °F)

 93%
15%

Vochtigheidsbereik
(15% tot 93% relatieve vochtigheid)

 106kPa
70kPa

Bereik werkende atmosferische luchtdruk:
70 kPa tot 106 kPa

 +50°C
-20°C

Temperatuurbereik
transport en opslag
(-20 °C tot 50 °C)
(-4 °F tot 122 °F)

 93%
15%

Vochtigheidsbereik
transport en opslag
(15% tot 93% relatieve vochtigheid)

