



- 🇬🇧 UNIVERSAL REPLACEMENT PADS
- 🇪🇸 PARCHES DE RECAMBIO UNIVERSAL
- 🇫🇷 ÉLECTRODES DE RECHANGE UNIVERSELLES
- 🇩🇪 UNIVERSAL-ERSATZPADS
- 🇮🇹 ELETTRODI DI RICAMBIO UNIVERSALI
- 🇳🇱 UNIVERSELE VERVANGINGSELEKTRODEN



- 🇬🇧 5 self-adhesive electrodes with snap fasteners
- 🇪🇸 5 parches autoadhesivos con corchete
- 🇫🇷 5 électrodes autoadhésives avec point de fixation
- 🇩🇪 5 selbstklebende Pads mit Klammer
- 🇮🇹 5 elettrodi adesivi con automatici
- 🇳🇱 5 zelfklevende elektroden met haakjes

The life of the pads varies depending on skin conditions, skin preparation, type of stimulation, storage and climate. After approx. 30 sessions it is advisable to replace pads for maximum results. If you find that the pads are becoming prematurely ineffective, please dampen with a wet cloth.

La duración de los parches varía según el tipo de piel, el ambiente y el tipo de almacenaje. Recomendamos su reemplazo cada 30 sesiones (aprox.), para asegurar máximos resultados. Si percibe una pérdida de eficacia de los parches demasiado pronto, humidézcalos con un trapo.

La durée de vie utile des électrodes dépend de facteurs tels que l'état et la préparation de la peau, le type de stimulation utilisé, les conditions de rangement et le climat. Pour obtenir d'excellents résultats, il est recommandé de remplacer les électrodes après 30 séances. Si vous remarquez que les électrodes s'usent prématurément, vous pouvez les humidifier avec un chiffon.

Die Lebensdauer der Kissen variiert in Abhängigkeit vom Hauttyp, vom Zustand der Haut, oder von den Umwelt- und Lagerbedingungen. Wir empfehlen Ihnen, die Kissen ca. alle 30 Sitzungen zu wechseln, um deren beste. Sollten Sie feststellen, dass die Kissen vorzeitig an Effektivität verlieren, so sollten Sie diese mit einem feuchten Tuch anfeuchten.

La durata dei cerotti cambia in funzione del tipo e dello stato della pelle o delle condizioni ambientali in cui si custodisce l'apparecchio. Consigliamo la sostituzione dei cerotti approssimativamente ogni 30 sedute affinché sia mantenuta la loro efficienza. Se ci si rende conto che i cerotti perdono prematuramente aderenza, bisogna inumidirli con un panno.

De duur van de elektroden varieert afhankelijk van het huidtype, de omgeving en de manier waarop ze bewaard worden. Wij raden aan om ze (ongeveer) om de 30 sessies te vervangen, om de beste resultaten te garanderen. Als u merkt dat de elektroden te vroeg hun efficiëntie verliezen, maak ze dan vochtig met een doek.

International patents pending. All imitations will be prosecuted.

Gymform® Total Abs is a registered EU/CTM trade mark.



5 self-adhesive electrodes with snap fasteners
Specifically designed for the Gymform® TOTAL ABS and Gymform® TOTAL ABS PLATINUM but can be used with other types of Electro Muscular Stimulator devices.

Directions of use

- 1 – Wash and dry the skin area before applying the pads.
- 2 – Connect both the pads to the Gymform® TOTAL ABS before placing onto skin.
- 3 – Remove the protective plastic backing and place onto your desired muscle group.
- 4 – Before removing the pads from the skin always turn off the Electro Muscular Stimulator device.
- 5 – Re-place the protective plastic backing onto the Gymform® TOTAL ABS pads. This process will greatly increase the pads life span.

Warning

DO NOT apply the sticky pads to irritated skin. If a rash appears suspend use and consult your doctor. Always read the Instruction Manual before using the Electro Muscular Stimulator device.



5 parches autoadhesivos con corchete
Aunque se han diseñado específicamente para Gymform® TOTAL ABS y Gymform® TOTAL ABS PLATINUM, pueden utilizarse con otro tipo de aparatos de electroestimulación muscular.

Instrucciones de uso

- 1 – Limpiar y secar la piel de la zona donde se van a colocar los parches antes de aplicarlos.
- 2 – Conectar los dos parches de Gymform® TOTAL ABS antes de colocarlos sobre la piel.
- 3 – Retirar el plástico protector y colocar el parche en el grupo muscular deseado.
- 4 – Antes de retirar los parches, apagar siempre el aparato de electroestimulación muscular.
- 5 – Volver a colocar el plástico protector en los parches de Gymform® TOTAL ABS. Este proceso alarga considerablemente la vida útil de los parches.

Advertencias

NO colocar los parches adhesivos sobre piel irritada. Si aparece una erupción, suspender el uso y consultar a un médico.

Leer siempre el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato de electroestimulación muscular.



5 électrodes autoadhésives avec point de fixation
Même si les électrodes ont été conçues spécifiquement pour Gymform® TOTAL ABS et Gymform® TOTAL ABS PLATINUM, elles peuvent être utilisées avec d'autres types d'appareils d'électrostimulation musculaire.

Instructions

- 1 – Lavez et séchez la peau de la partie du corps où vous voulez placer les électrodes.
- 2 – Avant de placer les deux électrodes de Gymform® TOTAL ABS sur la peau, connectez-les.
- 3 – Retirez l'enveloppe plastique protectrice et placez l'électrode sur le groupe musculaire souhaité.
- 4 – Avant de retirer les électrodes de la peau, éteignez l'appareil d'électrostimulation musculaire.
- 5 – Remettez le plastique protecteur sur les électrodes de Gymform® TOTAL ABS. Cela permet d'allonger leur durée de vie utile.

Avertissements

NE placez pas les électrodes adhésives sur une peau irritée. En cas d'éruption cutanée, cessez d'utiliser les électrodes et consultez votre médecin. Avant d'utiliser l'appareil d'électrostimulation musculaire, lisez attentivement le manuel d'instructions.



5 selbstklebende Pads mit Klammer
Auch wenn sie speziell für Gymform® TOTAL ABS und Gymform® TOTAL ABS PLATINUM entworfen sind, können sie auch für andere Muskelstimulationsgeräte verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

- 1 – Bevor Sie die Pads anlegen, die Haut an den entsprechenden Körperstellen reinigen und abtrocknen.
- 2 – Die Gymform® TOTAL ABS Pads anschliessen, bevor Sie sie anlegen.
- 3 – Die Plastikschutzfolie entfernen und die Pads auf die gewünschten Körperstellen legen.
- 4 – Das Muskelstimulationsgerät immer ausschalten, bevor Sie die Pads wieder abnehmen.
- 5 – Die Plastikschutzfolie wieder auf die Gymform® TOTAL ABS Pads legen. Dies verlängert die Lebensdauer der Pads erheblich.

Gebrauchshinweise

Die Haftpads NIEMALS auf gereizte Haut legen. Wenn Ausschlag auftritt, die Anwendung abbrechen und den Arzt befragen. Vor Anwendung des Muskelstimulators stets die Gebrauchsanweisung lesen.



5 elettrodi adesivi con automatici
Anche se sono stati progettati in modo specifico per il Gymform® TOTAL ABS e Gymform® TOTAL ABS PLATINUM, possono essere utilizzati anche con altri apparecchi di elettrostimolazione muscolare.

Istruzioni per l'uso

- 1 – Prima di collocare gli elettrodi, pulire e asciugare la pelle della zona su cui questi saranno applicati.
- 2 – Collegare i due elettrodi di Gymform® TOTAL ABS prima di collocarli sulla pelle.
- 3 – Togliere la plastica di protezione e collocare l'elettrodo sul gruppo di muscoli desiderato.
- 4 – Prima di togliere gli elettrodi, spegnere sempre l'apparecchio di elettrostimolazione muscolare.
- 5 – Ricollocare sempre la plastica di protezione sugli elettrodi di Gymform® TOTAL ABS. Questa semplice precauzione permette di allungare considerevolmente la vita utile degli elettrodi.

Avvertenze

NON collocare gli elettrodi adesivi su pelle irritata. Se compare un'eruzione cutanea, interrompere l'uso dell'apparecchio e consultare un medico. Leggere attentamente il manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio di elettrostimolazione muscolare.



5 eléctrodos autocolantes com colchete
Embora foram concebidos especificamente para o Gymform® ABS e o Gymform® TOTAL ABS PLATINUM, podem ser utilizados com outro tipo de aparelhos de electroestimulação muscular.

Instruções de uso

- 1 – Limpar e secar a pele da zona onde vão ser colocados os eléctrodos antes de aplicá-los.
- 2 – Ligar os dois eléctrodos do Gymform® TOTAL ABS antes de colocá-los em cima da pele.
- 3 – Retirar o plástico protector e aplicar o eléctrodo no grupo muscular desejado.
- 4 – Antes de retirar os eléctrodos, desligar sempre o aparelho de electroestimulação muscular.
- 5 – Voltar a colocar o plástico protector nos eléctrodos do Gymform® TOTAL ABS. Este processo prolonga consideravelmente a vida útil dos eléctrodos.

Advertências

NÃO colocar os eléctrodos adesivos em cima de pele irritada. Se aparecer uma erupção, suspender o uso e consultar um médico. Ler sempre o manual de instruções antes de utilizar o aparelho de electroestimulação muscular.



5 zelfklevende elektroden met haakjes
Hoewel de elektroden speciaal voor Gymform® TOTAL ABS & Gymform® TOTAL ABS PLATINUM ontworpen zijn, kunnen ze ook bij andere spierstimulatoren worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

- 1 – Maak de plaats waar de elektroden worden aangebracht goed schoon en droog voordat u de elektroden aanbrengt.
- 2 – Sluit de twee Gymform® TOTAL ABS elektroden aan voordat u ze op de huid aanbrengt.
- 3 – Verwijder het beschermplastic en breng de elektrode op de gewenste spiergroep aan.
- 4 – Schakel altijd eerst de spierstimulator uit voordat u de elektroden verwijdert.
- 5 – Breng het beschermplastic weer op de Gymform® TOTAL ABS elektroden aan. Hierdoor wordt de levensduur van de elektroden aanmerkelijk verlengd.

Waarschuwingen

De kleefelektroden NIET op een geïrriteerde huid aanbrengen. Mocht u last van huiduitslag krijgen, onmiddellijk het gebruik stoppen en een arts raadplegen. Altijd de gebruiksaanwijzing doorlezen voordat u de spierstimulator gebruikt.

Carta per la vendita al dettaglio PAP21
Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



venteo

17 rue de la Garenne
95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE
FRANCE
venteo@venteo.fr
www.venteo.fr
(+33) 1 34258551



PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia

Best Direct (International) Benelux B.V.
Hoogebroekweg 19B
3821 KM Hoogebroek
The Netherlands
www.bestdirect.nl

Best Direct International Ltd,
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 1º planta
08950 Espolons de Llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano - Italia
www.islitaly.com
industex@industex.com

ISL GmbH
Ottensestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.isldeutschland.com
+49 (0) 441 95 07 080

Made in China / Fabricado en China
Fabriqué en Chine / Hergestellt in China
Prodotto in Cina / Fabricado na China
Gefabriceerd in China

VDPGYCBLI006

