



Nasivent Sport - More Oxygen - More Power

The **Nasivent Sport Tubes** help you to improve nasal breathing. An adequate supply of oxygen plays a key role in physical exertion and endurance sports. It is therefore important that you can breathe freely.

Nasivent Sport is easy to insert into the nose and expands the nostrils in a pleasant way. It is flexible, soft and skin-friendly. Thanks to the 5 different sizes, the Nasivent Sport Tubes adapt perfectly to different nose shapes. Thanks to the retaining pins optimised for sports, these always have a firm fit in the nose, even under higher loads.

Areas of application:

To optimise oxygen supply during sports; for blocked nose and as an alternative to nasal spray; for use as a remedy for snoring

Material:

High quality silicone; BPA-free.

Safety note: Do not cut the connecting bar of the tubes! Not suitable for children under 6 years of age.



Clean the Nasivent Tubes with soap and water before use.



Insert the Nasivent Tubes completely into the nose, making sure that the retaining pins point upwards.



If the Nasivent tubes are too long, you can simply shorten them with scissors.



Nasivent Sport - Más oxígeno, más potencia

Los tubos **Nasivent Sport** le ayudan a mejorar la respiración nasal. Un suministro adecuado de oxígeno desempeña un papel importante en el esfuerzo físico y en los deportes de resistencia. Por lo tanto, es importante que pueda respirar libremente.

Nasivent Sport se introduce fácilmente en la nariz y expande las fosas nasales de forma agradable. Es flexible, suave y agradable para la piel. Gracias a los 5 tamaños diferentes, los tubos Nasivent Sport se adaptan perfectamente a las diferentes formas de nariz. Gracias a los pasadores de sujeción optimizados para el deporte, estos siempre tienen un ajuste firme en la nariz, incluso bajo cargas mayores.

Áreas de aplicación:

Para optimizar el suministro de oxígeno durante la práctica deportiva; como alternativa al spray nasal en caso de obstrucción de la nariz; como remedio para los ronquidos; para mejorar la respiración nasal.

Material:

Silicona de alta calidad; sin BPA.

Nota de seguridad: ¡No cortar la barra de unión de los tubos! No apto para niños menores de 6 años.



Limpie los tubos Nasivent con agua y jabón antes de usarlos.



Inserte los tubos Nasivent completamente en la nariz, asegurándose de que los pasadores de retención apunten hacia arriba.



If the Nasivent tubes are too long, you can simply shorten them with scissors.



Nasivent Sport - Plus d'oxygène - Plus de puissance

Les tubes de **sport Nasivent** vous aident à améliorer la respiration nasale. Un apport suffisant en oxygène joue un rôle important dans l'effort physique et les sports d'endurance. Il est donc important que vous puissiez respirer librement.

Nasivent Sport s'insère facilement dans le nez et permet de dilater les narines de manière agréable. Il est souple, doux et agréable pour la peau. Grâce aux 5 tailles différentes, les Nasivent Sport Tubes s'adaptent parfaitement aux différentes formes de nez. Grâce à des goupilles de maintien optimisées pour le sport, ces derniers ont toujours une bonne tenue dans le nez, même sous des charges plus importantes.

Domaines d'application :

Pour optimiser l'apport d'oxygène pendant le sport ; en cas de nez bouché, comme alternative au spray nasal ; à utiliser comme remède contre le ronflement ; pour améliorer la respiration nasale

Matériel :

Silicone de haute qualité ; sans BPA.

Consigne de sécurité : ne pas couper la barre de connexion des tubes! Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans.



Nettoyez les tubes Nasivent avec de l'eau et du savon avant de les utiliser.



Insérez les tubes Nasivent complètement dans le nez, en vous assurant que les goupilles de retenue sont dirigées vers le haut.



Si les tubes Nasivent sont trop longs, vous pouvez simplement les raccourcir avec des ciseaux.



Nasivent Sport - Più ossigeno - più potenza

I tubi **Nasivent Sport** aiutano a migliorare la respirazione nasale. Un adeguato apporto di ossigeno gioca un ruolo importante nello sforzo fisico e negli sport di resistenza. Perciò è importante che tu possa respirare liberamente.

Nasivent Sport può essere facilmente inserito nel naso ed espande le narici in modo piacevole. È flessibile, morbido e adatto alla pelle. Grazie alle 5 diverse misure, i tubi Nasivent Sport si adattano perfettamente alle diverse forme del naso. Grazie ai perni di tenuta ottimizzati per lo sport, questi hanno sempre una tenuta salda nel naso anche sotto carichi più elevati.

Aree di applicazione:

Per ottimizzare l'apporto di ossigeno durante lo sport; come alternativa allo spray nasale in caso di naso chiuso; come rimedio per il russamento; per migliorare la respirazione nasale.

Materiale:

Silicone di alta qualità; senza BPA.

Nota di sicurezza: non tagliare la barra di collegamento dei tubi! Non adatto a bambini di età inferiore a 6 anni.



Pulire i tubi nasali con acqua e sapone prima dell'uso.



Inserire completamente i tubi Nasivent nel naso, assicurandosi che i perni di fissaggio siano rivolti verso l'alto.



Als de Nasiventbuisjes te lang zijn, kan je ze gewoon inkorten met een schaar.