


Sagami «Original» latexfrei, Test-Set mit 2 x 3 japanischen Kondomen

2x3 latexfreie Kondome aus Polyurethan, ultradünn (0.02mm). 3x Original, 3x Original L-Size. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 55-58mm.



GTIN (EAN-13): 4260233386890

Probieren Sie beide Größen der beliebten, japanischen Qualitätskondome - natürlich mit Preisvorteil!

Dieses Test-Set enthält:

1x Sagami Original L-Size, 3 latexfreie Kondome in Größe L - extra lang! [Details zum Produkt](#)

1x Sagami Original 0.02, 3 latexfreie Kondome in Standardgröße [Details zum Produkt](#)

Die Kondome bestehen aus Polyurethan und sind dadurch nicht nur wesentlich dünner (0,02 mm Stärke) und fester als herkömmliche Kondome, sondern insbesondere ideal für Personen mit Latex-Allergie!

2 x 3 latexfreie Kondome aus Polyurethan, transparent, zylindrisch, mit Reservoir und Feuchtbeschichtung, einzeln hygienisch verpackt.



Alle Kondome von Sagami werden in einem zertifizierten Betrieb in Japan hergestellt; alle Latexkondome entsprechen den Standards. Die latexfreien Sagami-Polyurethan-Kondome werden in einem zertifizierten Betrieb in Malaysia produziert.

Produkteigenschaften:

- Marke: Sagami
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 28 g
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Polyurethan, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: dünn (unter 0,06 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Sagami Manufacturers Sdn. Bhd. (MY-MF-000039689)

Plot 29, Lorong Bemban 4, Estet Perindustrian Bemban, Jalan Bemban, 31000 Batu Gajah, Malaysia, sagami-gomu.co.jp, qa-usagami@sagami-mf.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: Sagami Europe SARL (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com, admin@sagami-europe.com



Importeur: Adloran GmbH (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com