



My.Size Classic «69mm MIX» 10 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

10 Maßkondome aus Latex. Mix aus vier Sorten. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 69mm.



GTIN (EAN-13): 4025838910693

Die **My.Size Classic «69mm MIX» 10 Kondome** kombinieren vier Varianten: **4x transparent und glatt, 2x transparent und gerippt, 2x blau und glatt, 2x rot mit Erdbeer-Aroma**. Mit einer nominalen Breite von **69 mm** und einer Länge von **223 mm** sind diese Kondome speziell für überdurchschnittlich große Passformen entwickelt. Das zylindrische Design mit Reservoir erleichtert die Handhabung, während die silikonbefeuchtete Oberfläche für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Diese Packung bietet eine abwechslungsreiche Auswahl und ist ideal für Nutzer, die eine extra große Passform benötigen. Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuklatex, sind die Kondome elektronisch geprüft und hygienisch verpackt. My.Size bietet Kondome in sieben verschiedenen Größen von 47 mm bis 69 mm, um individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 62 g
- Länge: 223 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Aroma: Erdbeer
- Farbe: transparent, rot, blau
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Rippen
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Amor Gummiwaren GmbH** (DE-MF-000007363)
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, www.amor.ag, info@amor.ag



Benannte Stelle: (CE 0197) **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com