


Control «Ultra Feel» 6 ultradünne Kondome mit 30% weniger Wandstärke

6 ultra dünne Kondome aus Naturkautschuklatex (0.045mm). Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 8411134146748

Die **Control Ultra Feel Kondome im 6er-Pack** überzeugen durch ihre besonders geringe Wandstärke von nur **0,045 mm**, was etwa **30% dünner** als herkömmliche Kondome ist. Dadurch entsteht ein Gefühl intensiver Nähe und natürlicher Empfindung – fast wie ohne.

Die Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind **zylindrisch mit Reservoir**, **transparent** und mit einem **silikonbasierten Gleitmittel** befeuchtet. Sie haben eine **nominale Breite von 52 mm**, eine **Länge von 185 mm** und eine **glatte Oberfläche**.

Das Produkt richtet sich an Paare, die besonderen Wert auf ein hautnahes Gefühl legen, ohne Abstriche bei Sicherheit und Qualität zu machen. Die Produktion erfolgt durch **Tecnilatex S.A.** in **Spanien**, unter strengen europäischen Normen für Medizinprodukte.



Die praktische 6er-Packung eignet sich ideal zum Testen oder für gelegentliche Anwendung.

Produkteigenschaften:

- Marke: Control
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 32 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,044 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Spanien (ES)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Tecnilatex S.A. (ES-MF-000000284)

C/ Fraguas 2, 28932 Alcorcón, Madrid, Spanien, www.artsana.com, es.act@artsana.com



Benannte Stelle: (CE 2797) BSI Group The Netherlands B.V.

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com