

GTIN (EAN-13): 3760043366095

Protex «Anatomic Réel» 6 konturierte Kondome aus Frankreich

6 Spezialform-Kondome aus Latex, mit Engstelle vor der Eichel für längeren Spaß. Befeuchtet mit Silikonöl, konturiert mit Reservoir, roséfarben, nominale Breite: 52mm.

Das **Protex Anatomic Réel** bietet ein optimales Tragegefühl durch seine anatomische Passform. Dank der speziellen **Konturierung mit leichter Engstelle unter der Eichel** kann das Kondom zur Verlängerung der Ausdauer beitragen. Hergestellt aus **hochwertigem Naturkautschuk-Latex**, ist es besonders sicher und angenehm zu tragen.

Mit einer **Dicke von nur 0,07 mm** sorgt es für ein natürliches Empfinden. Die **nominale Breite von 52 mm** sowie die Länge von **190 mm** bieten eine komfortable Passform. Dank der **Silikonöl-Beschichtung** bleibt die Gleitfähigkeit während des gesamten Gebrauchs erhalten. Ein **Reservoir** sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Das Protex Anatomic Réel wird von **Sagami Rubber Industries Co. Ltd** in Japan hergestellt, einem Experten für qualitativ hochwertige Kondome. Verpackt im praktischen **6er-Pack**, ist es ideal für regelmäßige Anwendung.



Produkteigenschaften:

- Marke: Protex
- Anzahl Kondome: 6
- Gewicht: 28 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: rosé
- Form: konturiert
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Japan (JP)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Sagami Rubber Industries Co. Ltd** (JP-MF-000040149)

2-1 Motocho, Atsugi, Kanagawa 243-0002, Japan, satoshi.arima@sagami-gomu.co.jp



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Sagami Europe SARL** (FR-AR-000038926)

12c Rue du Château, Château de Brugheas, 03700 BRUGHEAS SIREN, Frankreich, www.sagami-europe.com,
admin@sagami-europe.com



Importeur: **RADIATEX S.A.** (FR-IM-000032102)

Rue Desnouettes 71/73, 75015 Paris, Frankreich, protex.fr/, info@protex.fr



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com