


Unilatex «Natural - Classic» 144 einfache Kondome in der Großpackung

144 Kondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 8437004395177

Die Unilatex „Natural – Classic“ Kondome im 144er-Großpack sind ideal für alle, die auf **verlässliche Standardkondome** in hoher Stückzahl setzen. Jedes Kondom ist aus **Naturkautschuklatex** gefertigt und besitzt eine **zylindrische Form mit Reservoir** – für einfache Handhabung und zuverlässigen Sitz.

Die Kondome sind mit **Silikonöl-Gleitmittel** befeuchtet (ohne Spermizide) und verfügen über eine **nominale Breite von 53 mm** bei einer mittleren Wandstärke von **ca. 0,06–0,07 mm**. Ihre **naturfarbene, neutrale Optik** verzichtet auf Aromen oder Farbstoffe – ideal für klassisch orientierte Nutzer und medizinische Anwendungen.



Der Hersteller **Eurolatex** produziert in **Malaysia** unter CE-konformen Bedingungen. Die Kondome werden durch **Dreamlove S.A.U. (Spanien)** importiert und in der EU durch **Wellkang Ltd. (Irland)** vertreten.

Produkteigenschaften:

- Marke: Unilatex
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 502 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Eurolatex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000003748)

Plot 33, Kuala Ketil Industrial Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.eurolatex.net,
deveneulatelx@gmail.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Wellkang Ltd.** (XI-AR-000001836)

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE, Irland, www.CE-marking.eu,
AuthRep@CE-marking.eu



Importeur: **Dreamlove S.A.U.**

Calle Abastos 13, 41410 Sevilla, Spanien, www.dreamlove.eu, info@dreamlove.es



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com