


On) «Stimulation» 3 Kondome mit Noppen und viel Gleitcreme

3 genoppte Kondome aus Naturkautschuklatex. Stark befeuchtet mit Silikonöl, naturfarben, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 54mm.




GTIN (EAN-13): 4025838999926

Mit den **On) «Stimulation» Kondomen im 3er Pack** erleben Sie ein intensiveres Liebesspiel durch die spezielle **Noppenstruktur entlang des Schafts**. Diese Kondome sind ideal für Paare, die auf zusätzliche Reibung und verstärkte Empfindungen Wert legen.

Mit einer **Breite von 54 mm** und einer Länge von **über 185 mm** passen die transparenten Kondome sicher und bequem. Hergestellt aus hochwertigem Naturkautschuklatex, überzeugen sie durch Elastizität, Reißfestigkeit und Hautfreundlichkeit. Das stark befeuchtete Silikonöl sorgt für ein geschmeidiges Gefühl während der Anwendung. Die **zylindrische Form mit Reservoir** bietet zusätzlichen Schutz und einfache Handhabung.

Alle Kondome werden einzeln elektronisch geprüft und entsprechen den höchsten Qualitätsstandards. Die handliche **3er Packung** ist die ideale Wahl für spontane Anlässe oder besondere Momente. Vertrauen Sie auf die Marke **ON**, die seit 1997 für Sicherheit und Komfort steht.



Produkteigenschaften:

- Marke: On
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 16 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.
Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Richter Rubber Technology Sdn. Bhd. (MY-MF-000023324)

Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)

Heinrich Kümmel Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **R&S consumer goods GmbH**

Wasserburger Landstr. 264, 81827 München, Deutschland, www.rsgermany.de, info@rsgermany.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com