


Mister Size «Medium (53-57-60)» Anprobierpackung - 3 Maßkondome

3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53 / 57 / 60 mm.



GTIN (EAN-13): 4260605480584



Angst und Sorge
beim Sex sind
unnötige Lustkiller
und damit fein
absolutes No-Go.
Deswegen sorgt
MISTER SIZE
nicht nur für ein

gutes Gefühl, sondern auch für ein Höchstmaß an Sicherheit. Durch die persönliche Größe und die optimale Passform sitzt alles ganz genau so, wie es sollte. Keine Nachteile – sondern einfach zuverlässiger Schutz für die schönsten Stunden zu zweit.

MISTER SIZE MEDIUM - drei mittlere Größen zum Testen

Highlights:

- * mit idealer Passform für gefühlvollen Sex
- * fester und sicherer Sitz
- * nur 0,05mm Wandstärke – für pure Intensität
- * transparent & glatt
- * aus Naturkautschuklatex
- * nominale Breite: 53 / 57 / 60 mm

Probierpackung mit 3 Kondomen

Die MISTER SIZE Prinzipien

Individuell: Mit unseren sieben Größen findet jeder das Kondom, das wirklich zu ihm passt.

Gefühlsecht: Das extra dünne Material sichert ein intensives Gefühl.

Qualitätvoll: Unsere Produkte und Materialien sind geprüft und zertifiziert.

Sicher: Die perfekte Passform und erstklassige Materialien sorgen für hohe Sicherheit.

Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
- Anzahl Kondome: 3

- Gewicht: 22 g
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- ungefähre Nominale Breite: mittel (52 - 54 mm), breit (ab 54 mm)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)

PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)

Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, www.vinergy.de, info@vinergy.de



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com

