


## AMOR «Erotim Dry» 100 trockene Kondome ohne Silikonöl, Maxipack

**100 trockene Kondome aus Naturkautschuklatex. Nicht befeuchtet, gepudert, zylindrisch mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 53mm.**



GTIN (EAN-13): 4028702879904

Das AMOR «Erotim Dry» Maxipack mit **100 trockenen Kondomen** bietet Ihnen eine besonders vielseitige Lösung für den sicheren Vorrat. Diese Kondome aus **hochwertigem Naturkautschuklatex** sind ohne Feuchtbeschichtung und daher ideal für die Verwendung mit Silikon-Sextoys geeignet, da sie das Material nicht angreifen. Die gepuderte Oberfläche ermöglicht eine einfache Handhabung, während die zylindrische Form und das Reservoir eine sichere Passform und komfortable Anwendung gewährleisten.

Mit einer nominalen Breite von 53 mm und einer Länge von 185 mm sind diese Kondome optimal für eine bequeme Passform ausgelegt. Die Marke AMOR stellt seit 1968 hochwertige Kondome in Deutschland her und setzt dabei auf höchste Qualitätsstandards und strenge Kontrollen. Die naturfarbenen, trockenen Kondome bieten Flexibilität bei der Auswahl eines Gleitgels und sind ideal für gesundheitsbewusste Nutzer, die auf sichere und qualitativ hochwertige Produkte Wert legen.

Das AMOR «Erotim Dry» Maxipack ist eine exzellente Wahl für Anwender, die ein trockenes Kondom bevorzugen und dabei nicht auf Qualität verzichten möchten. Für eine sichere Anwendung mit oder ohne Gleitgel bietet dieses Produkt die perfekte Lösung.



### Produkteigenschaften:

- Marke: Amor
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 244 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)**  
August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, [www.amor.ag](http://www.amor.ag), [info@amor.ag](mailto:info@amor.ag)



**Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH**  
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)