Produktdatenblatt Stand: 16.08.2024

Loovara «Strawberry» 3 Kondome mit Erdbeer-Geschmack für lustvollen Oralverkehr

3 Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Erdbeer-Aroma. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 405919443101

LOOVARA Strawberry ist das neue Erdbeer-Kondom. Es eignet sich besonders gut für lustvollen Oralsex.

LOOVARA bietet ein umfassendes Sortiment an Prävention- und Intimprodukten, die den Weg zu mehr Gesundheit und Selbstliebe unterstützen. Denn LOOVARA glaubt, dass jedem Menschen der Zugang zu preiswerten und qualitativ hochwertigen Intimpflege- und Präventionsprodukten ermöglicht werden muss - jederzeit und überall. Das komplettes Produktsortiment ist auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten, damit die intime Gesundheit, Sexualität und Lust mit Selbstvertrauen und Spaß ausgelebt werden kann.

LOOVARA nennt die Dinge beim Namen, direkt ohne Umwege, auf humorvolle Art und Weise.



Egal wer mit wem, wie oder was, LOOVARA ist davon überzeugt, dass es keine Tabus gibt, solange es sich gut anfühlt.

Produkteigenschaften:

Marke: LoovaraAnzahl Kondome: 3Gewicht: 14 q

• Nominale Breite: 53 mm

Aroma: ErdbeerFarbe: transparentForm: zylindrischGleitmittel: befeuchtet

• ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)

• Material: Latex (Naturkautschuk)

· Reservoir: mit Reservoir

• ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)

• Herkunftsland: Thailand (TH)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Thai Nippon Rubber Industry Public Company Ltd. (TH-MF-000012641)

789/13 Moo 1 Pnthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand, www.tnrcondom.com, technical@tnrcondom.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: MDSS GmbH (DE-AR-000005430)

Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Deutschland, www.mdssar.com, info@mdssar.com



Importeur: Loovara Intimate GmbH

Birkenstraße 22, 10559 Berlin, Deutschland, loovara.de, info@loovara.com



Benannte Stelle: (CE 0123) TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com