


London «Extra Special» Extra Schutz, 100 Stück, Dicke Wandstärke



GTIN (EAN-13): 8710451678032

100 extra dicke Marken Kondome (0.075mm), mit längerem Reservoir. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch, transparent, nominale Breite: 56mm.

Kondome mit extra Schutz durch eine dicken Wandstärke von 0,075 mm. Diese Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex gefertigt und haben eine nominale Breite von 56 mm, was für eine angenehme Passform sorgt. Jedes Kondom ist transparent, glatt und zylindrisch geformt, mit einem längeren Reservoir für zusätzliche Sicherheit.

Die Kondome sind mit Silikonöl befeuchtet, um ein geschmeidiges Liebespiel zu gewährleisten. Dank ihrer hochelastischen Eigenschaften passen sie sich perfekt an und bieten dabei hohen Komfort und zuverlässigen Schutz. Diese Kondome sind ideal für Großverbraucher wie Clubs oder Swinger-Clubs und kommen in einer Großpackung von 100 Stück, einzeln eingeschweißt und lose verpackt im Beutel.

Anwendung: Überprüfen Sie vor der Anwendung das Verfallsdatum und bewahren Sie die Kondome an einem kühlen, trockenen Ort auf. Jedes Kondom ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

London ist eine bekannte Marke, die für ihre altbewährte Qualität und hohe Standards bei der Herstellung von Kondomen steht. Mit moderner Produktionstechnologie hergestellt, zeichnen sich London-Kondome durch ihre sehr gute Hautverträglichkeit aus.



Produkteigenschaften:

- Marke: London
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 310 g
- Länge: 205 mm
- Nominale Breite: 56 mm
- Wandstärke: 0,075 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: RB NL Brands B.V. (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: Reckitt Benckiser Deutschland GmbH (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) SGS Belgium NV
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com