


Durex «Originals XXL» 12 extra große Markenkondome mit 60mm Breite

12 extra große Markenkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrische Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 60mm.



GTIN (EAN-13): 5410036306802

Die **Durex «Originals XXL» Kondome** bieten eine extra große Passform und höchsten Komfort für Nutzer, die mehr Platz benötigen. Mit einer **nominalen Breite von 60 mm** und einer Länge ab **190 mm** gehören sie zu den größten Kondomen von Durex und sorgen für einen optimalen Sitz und ein angenehmes Tragegefühl. Die **zylindrische Form mit Reservoir** macht sie sicher und einfach in der Handhabung. Hergestellt aus **hochwertigem Naturkautschuk-Latex** und mit einem silikonbasierten Gleitmittel versehen, garantieren sie ein geschmeidiges und komfortables Erlebnis. Die mittlere Wandstärke von **0,06 bis 0,07 mm** sorgt für ein natürliches Gefühl, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Verpackt in einer Einheit mit **12 Kondomen**, sind sie ideal für alle, die eine großzügige Passform und bewährte Qualität suchen. Vertraue auf Durex, eine Marke mit jahrzehntelanger Erfahrung und Spitzenqualität.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 12
- Gewicht: 52 g
- Nominale Breite: 60 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: extra groß (ab 190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,
www.karex.com.my, khairunnisa.w@karex.com.my



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Reckitt Benckiser Healthcare B.V.** (BE-IM-000040224)
Researchdreef 20, 1070 Brussel, Belgien, www.reckitt.com, regulatory.affairs@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, www.de.tuv.com, medical-products@de.tuv.com