


## Mister Size «69» bedächtig & sicher - 3 Maßkondome

**3 gefühlsechte Maßkondome aus Naturkautschuklatex. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 69 mm.**



GTIN (EAN-13): 4260605480195

Die **Mister Size 69 mm Maßkondome** bieten eine **große Passform** und wurden speziell für Nutzer\*innen entwickelt, die breitere Kondome benötigen. Mit einer **Wandstärke von 0,06 mm** fördern sie ein intensives Gefühl und gewährleisten gleichzeitig hohe Sicherheit. Gefertigt aus **Naturkautschuklatex** und mit **Silikonöl befeuchtet**, sind sie einfach anzuwenden. Die **zylindrische Form mit Reservoir** sorgt für sicheren Halt und minimiert das Risiko des Abrutschens. In der Packung befinden sich **3 Kondome**, die sich ideal als Testgröße oder für Gelegenheitsnutzer eignen. Die **glatte, transparente Oberfläche** sorgt für ein neutrales Tragegefühl. Produziert von Karex, dem weltweit führenden Hersteller, stehen diese Kondome für höchste Qualitätsstandards.



MISTER SIZE 69 bedächtig

### Produkteigenschaften:

- Marke: Mister Size
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 22 g
- Länge: 220 mm
- Nominale Breite: 69 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



Hersteller: **Karex Industries Sdn. Bhd.** (MY-MF-000001247)  
PTD 7906 & 7907, Taman Pontian Jaya, Batu 34, Jalan Johor, Pontian, Johor 82000, Malaysia,  
[www.karex.com.my](http://www.karex.com.my), [khairunnisa.w@karex.com.my](mailto:khairunnisa.w@karex.com.my)



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)  
Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, [www.advena.mt](http://www.advena.mt), [prrc@advena.mt](mailto:prrc@advena.mt)



Importeur: **Vinergy GmbH** (DE-IM-000037288)  
Bahnhofstr. 19, 78224 Singen, Deutschland, [www.vinergy.de](http://www.vinergy.de), [info@vinergy.de](mailto:info@vinergy.de)



Benannte Stelle: (CE 0123) **TÜV SÜD Product Service GmbH**  
Ridlerstraße 65, 80339 München, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)