


feelgood «sensitive» 10 extra befeuchte und gleitfähige Kondome

10 Kondome aus Naturkautschuklatex, extra feucht und gleitfähig, befeuchtet mit Silikonöl, Vegan-Blume zertifiziert, zylindrisch geformt, transparent, mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 7649988546624

Feelgood «sensitive» Kondome bieten durch ihre **extra feuchte Gleitfähigkeit** ein besonders komfortables Erlebnis. Hergestellt aus **FSC-zertifiziertem Naturkautschuklatex** sind sie **vegan zertifiziert** und frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die transparente, **zylindrische Form** mit Reservoir sorgt für einen sicheren Sitz, während das **zusätzliche Silikonöl-Gleitmittel** eine sanfte Anwendung ermöglicht. Mit einer **nominalen Breite von 53 mm** und einer Länge von **185 mm** bieten sie optimalen Komfort. Produziert in Deutschland, erfüllen diese Kondome höchste Sicherheitsstandards. Verpackt in umweltfreundlichem Recyclingpapier stehen sie für Nachhaltigkeit und Qualität im **10er Pack**.



Produkteigenschaften:

- Marke: feelgood Condoms
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 43 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,070 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: extra feucht
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Ritex GmbH** (DE-MF-000005708)
Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.ritex.de, ritex@ritex.de



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 0297) **DQS Medizinprodukte GmbH**
August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de