


Ritex «Sondosecur» Schutzhüllen ohne Gleitmittel und ohne Reservoir, Ø 28mm, 200 Stück

200 Schutzhüllen aus Naturkautschuklatex, lose verpackt (ohne Siegelfolie). Unbefeuchtet (trocken), naturfarben, zylindrisch ohne Reservoir, Durchmesser: 28mm.



GTIN (EAN-13): 4001669027281

Die **Ritex Sondosecur Schutzhüllen** sind speziell für den medizinischen Einsatz konzipiert. Sie bestehen aus **Naturkautschuklatex** und sind **trocken, transparent und unbefeuchtet**. Durch ihre **zylindrische Form** ohne Reservoir bieten sie eine optimale Passform für verschiedene medizinische Anwendungen.

Diese Schutzhüllen eignen sich unter anderem für die **vaginale Sonografie**, können aber auch in anderen medizinischen Bereichen verwendet werden, wie beispielsweise als **Katheter-Schutz oder Instrumenten-Abdeckung**. Sie haben einen Durchmesser von **28 mm** und eine Länge von **mindestens 200 mm**.

Sie sind **nicht steril** und daher nicht für sterile Anwendungen geeignet.

Jede Verpackung enthält **200 Stück**, die **lose und ohne Siegelfolie** verpackt sind. Die Schutzhüllen sind **gedudert** und **gerollt**, was ihre Anwendung erleichtert.



Hergestellt in **Deutschland**, unterliegen die Ritex Sondosecur höchsten Qualitätsstandards. Da sie aus **Naturkautschuklatex** bestehen, sollten sie nicht von Personen mit einer **Latexallergie** oder empfindlicher Haut verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein **Medizinprodukt** handelt, das nur **einmal verwendet** werden sollte. Lagern Sie die Schutzhüllen trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie hohe Temperaturen.

Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 200
- Gewicht: 424 g
- Länge: 200 mm
- Nominale Breite: 42 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: trocken
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Materialeigenschaften: Spermizidfrei, Silikonfrei, Parfümfrei, Geschmacksneutral, Farbstofffrei, Benzocainfrei
- Reservoir: ohne Reservoir
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Ritex GmbH** (DE-MF-000005708)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.ritex.de, ritex@ritex.de