

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: Flexilife
Artikel: Duschhocker, rund
SKU: ELD0006
EAN: 4260574261078

Hersteller:

incubado GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
customerservice@incubado.de

Produktfoto und Bezeichnung:



Duschhocker Oberfläche aus
PE-Kunststoff, Gestell aus Aluminium

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7
25479 Ellerau
Registergericht Kiel
HRB 18679
VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77
customerservice@incubado.eu
www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg
Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse
BIC: HASPDEHHXXX
IBAN: DE72200505501335124390

1. Identifikation und Bewertung von Gefahren

- **Mechanische Gefahren:**

- **Instabilität:** Bei unsachgemäßer Höhenverstellung oder unebenem Untergrund kann der Hocker kippen.
- **Rutschgefahr:** Auf nassen Oberflächen besteht die Gefahr, dass der Hocker verrutscht, wenn die rutschfesten Gummifüße abgenutzt sind.
- **Belastungsgrenze:** Überschreitung der maximalen Belastbarkeit von 110 kg kann zu Bruch oder Verformung führen.

- **Chemische Gefahren:**

- **Materialausdünstungen:** Bei neuen Produkten können geringe Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) aus dem Kunststoff freigesetzt werden.

- **Elektrische Gefahren:**

- Keine elektrischen Komponenten vorhanden, daher keine elektrischen Gefahren.

2. Analyse der potenziellen Risiken

- **Beabsichtigte Verwendung:**

- Der Hocker ist für den Einsatz in Duschen und Badezimmern vorgesehen. Bei korrekter Anwendung bietet er eine sichere Sitzgelegenheit.

- **Vorhersehbare Fehlanwendung:**

- Nutzung auf unebenen oder rutschigen Oberflächen ohne Überprüfung der Gummifüße.
- Verwendung als Steighilfe oder für andere Zwecke, die nicht dem vorgesehenen Gebrauch entsprechen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und zur Produktsicherheit

- **Vor der Nutzung:**

- Überprüfen Sie die Gummifüße auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf.
- Stellen Sie sicher, dass der Hocker auf einer ebenen und stabilen Oberfläche steht.

- **Während der Nutzung:**

- Achten Sie darauf, dass die Höhenverstellung korrekt eingerastet ist.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 110 kg.

- **Allgemeine Pflege:**

- Reinigen Sie den Hocker regelmäßig mit mildem Reinigungsmittel und Wasser, um Rutschgefahr durch Seifenreste zu vermeiden.

4. Warnhinweise

- **Achtung:** Der Duschhocker darf nicht als Steighilfe verwendet werden.

- **Warnung:** Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 110 kg, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Stellen Sie sicher, dass der Hocker auf einer stabilen und rutschfesten Oberfläche steht, bevor Sie ihn benutzen.
- **Hinweis:** Überprüfen Sie regelmäßig die GummifüÙe auf Abnutzung und ersetzen Sie diese bei Bedarf, um die Rutschfestigkeit zu gewährleisten.