


MedDevice «Q1 Standard» 100 Profi-Kondome mit angenehmen Geruch

100 Kondome aus Naturkautschuklatex, leicht und schnell zu öffnen, ohne Latexgeruch. Befeuchtet mit Silikonöl, naturfarben, zylindrisch mit Reservoir, nominale Breite: 52mm.



GTIN (EAN-13): 4044571021329

Die MedDevice «Q1 Standard» Profi-Kondome bieten zuverlässigen Schutz und hohen Komfort. Mit einer **nominalen Breite von 52 mm** und einer Länge von 180 mm sind sie optimal für eine sichere Anwendung. Die Kondome bestehen aus **Naturkautschuklatex**, sind zylindrisch geformt und mit einem Reservoir ausgestattet, was die Sicherheit erhöht. Dank der **Silikonöl-Befeuchtung** wird die Gleitfähigkeit verbessert, während der fehlende Latexgeruch den Komfort steigert. Die Verpackung lässt sich leicht und schnell öffnen, das kontrollierte Oberflächenfinish erleichtert das Abrollen. Hergestellt in Deutschland unter strengen Qualitätskontrollen, garantieren diese Kondome Zuverlässigkeit und Hautfreundlichkeit. Perfekt geeignet für Anwender, die Wert auf Qualität legen.



Produkteigenschaften:

- Marke: Ritex
- Anzahl Kondome: 100
- Gewicht: 258 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 52 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: natur
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Deutschland (DE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **MedDevice GmbH** (DE-MF-000010381)

Gustav-Winkler-Straße 50, 33699 Bielefeld, Deutschland, www.meddevice.eu, info@meddevice.eu



Benannte Stelle: (CE 0297) **DQS Medizinprodukte GmbH**

August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt, Deutschland, www.dqsglobal.com/de-de/zertifizieren/,
medizinprodukte@dqs-med.de