


## My.Size Classic «49mm MIX» 10 Kondome für besten Tragekomfort und Sicherheit

**10 Maßkondome aus Latex. Mix aus vier Sorten. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 49mm, Länge: 160mm.**



GTIN (EAN-13): 4025838910495


My.Size CLASSIC 49 mm - die schmalen Kondome mit 49 mm nominaler Breite und 160mm Länge.

Jetzt auch in der abwechslungsreichen Mix-Packung erhältlich:

- \* 4x transparent und glatt
- \* 2x transparent und gerippt
- \* 2x blau und glatt
- \* 2x rot mit Erdbeer-Aroma

My.Size CLASSIC bietet 7 verschiedene Kondomgrößen mit einer Weite von 47mm bis 69mm. Sie passen somit auf fast jedes Glied und bieten besten Tragekomfort und Sicherheit.

Bei der Benutzung der passenden Größe, fühlen Sie sich sicherer, da das Kondom besser passt. Das Kondom kann nicht so leicht abrutschen.



Die Weite eines Kondoms ist ausschlaggebend für das Gefühl. Sie können dies vergleichen, mit einem Schuh der zu eng oder zu weit sitzt. Wenn der Schuh zu gross ist, können Sie rausrutschen, ist er zu klein fühlt es sich unangenehm an.

Das Abrollen eines My.Size CLASSIC Kondoms ist verglichen mit vielen anderen Kondommarken, einfacher da weniger Kraft benötigt wird.

My.Size CLASSIC Kondome bieten einen optimalen Tragekomfort und mehr Sicherheit als Kondome die zu klein (zu eng) oder zu gross (zu weit) für den Penis sind. Jedes Kondom ist elektronisch getestet und hygienisch verpackt.

---

### Produkteigenschaften:

- Marke: My.Size
  - Anzahl Kondome: 10
  - Gewicht: 50 g
  - Länge: 160 mm
  - Nominale Breite: 49 mm
  - Wandstärke: 0,060 mm
  - Aroma: Erdbeer
  - Farbe: transparent, rot, blau
  - Form: zylindrisch
  - Gleitmittel: befeuchtet
  - Material: Latex (Naturkautschuk)
  - Reservoir: mit Reservoir
  - Struktur: Rippen
  - Herkunftsland: Deutschland (DE)
-



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



**Medizinprodukt**



**Bedienungsanleitung lesen**



**Enthält Latex**



**Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen**



**Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist**



**Vor Feuchtigkeit schützen**



**Zur einmaligen Verwendung**



**Hersteller: Amor Gummiwaren GmbH (DE-MF-000007363)**

August-Rost-Str. 4, 99310 Arnstadt, Deutschland, [www.amor.ag](http://www.amor.ag), [info@amor.ag](mailto:info@amor.ag)



**Benannte Stelle: (CE 0197) TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Deutschland, [www.de.tuv.com](http://www.de.tuv.com), [medical-products@de.tuv.com](mailto:medical-products@de.tuv.com)