


Feel «Bliss» 3 erregend strukturierte Kondome für mehr Lust

3 erregende Kondome aus Naturkautschuklatex, ohne Latexgeruch. Gerippt und genoppt, befeuchtet mit Silikonöl, konturiert mit Reservoir, naturfarben, nominale Breite: 53mm.



GTIN (EAN-13): 9555313500569

Erregende Struktur für mehr Stimulation: Die Feel „Bliss“ Kondome im **3er Pack** sind mit einer **genoppten und gerippten Struktur** ausgestattet, die für eine gezielte Stimulation sorgt. Die Noppen entlang des Schafts und die **Rippen im Kopfbereich** erhöhen die Empfindlichkeit und Intensität bei jedem Stoß. Dank der **konturierten Form** sitzen die Kondome optimal und bieten zusätzlichen Halt für eine stabile Erektion. Hergestellt aus **Naturkautschuklatex** und befeuchtet mit **Silikon-Gleitmittel**, garantieren sie ein geschmeidendes Gefühl. Mit einer nominalen Breite von **53 mm** eignen sie sich ideal für die meisten Anwender. Die Packung enthält **3 geprüfte Kondome**.



Produkteigenschaften:

- Marke: feel
- Anzahl Kondome: 3
- Gewicht: 18 g
- Nominale Breite: 53 mm
- Farbe: natur
- Form: konturiert
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen und Rippen
- ungefähre Wandstärke: mittel (0,06 bis 0,07 mm)
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert. Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegel folie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen. Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten. Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft. Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen




Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Nulutex Sdn. Bhd.** (MY-MF-000018099)

Lot 1870, 4th Mile, Jalan Mengkibol, 86000 Kluang, Johor, Malaysia, www.nulutex.com, info@nulutex.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **Advena Limited** (MT-AR-000000234)

Tower Street, Tower Business Centre, 2nd Flr., Swatar BKR4013, Malta, www.advena.mt, prrc@advena.mt



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)

Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**

SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com