


EXS Vorratsbeutel «Pride» 144 anatomische Kondome im Regenbogen-Design

144 Kondome aus Naturkautschuklatex, in Folien mit Regenbogen-Motiven. Befeuchtet mit Silikonöl, Comfort-Form mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 54mm.

Mit dem EXS Vorratsbeutel «Pride» erhalten Sie **144 transparente Kondome** aus **Naturkautschuklatex** in einem einzigartigen Regenbogen-Design. Die **anatomische Comfort-Form** mit einer Breite von 54 mm und einer Länge von 190 mm sorgt für optimalen Sitz und maximalen Komfort. Die mit **Silikonöl befeuchtete Oberfläche** ermöglicht eine geschmeidige Anwendung, während das integrierte Reservoir zusätzliche Sicherheit bietet. Diese Packung ist ideal für den Vorrat oder als Geschenk geeignet und unterstreicht zugleich die Bedeutung von Vielfalt und Toleranz. Entwickelt von LTC Healthcare in Großbritannien und hergestellt in Malaysia, stehen die Kondome für höchste Qualität und Verlässlichkeit. Eine praktische und stilvolle Wahl für jeden Bedarf.



GTIN (EAN-13): 5027701008666



Produkteigenschaften:

- Marke: EXS
- Anzahl Kondome: 144
- Gewicht: 440 g
- Länge: 190 mm
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,063 mm
- Farbe: transparent
- Form: großer Kopfteil
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Malaysia (MY)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Richter Rubber Technology Sdn. Bhd.** (MY-MF-000023324)
Plot 209 & 2014, Kuala Ketil Industries Estate, 09300 Kuala Ketil, Kedah, Malaysia, www.myrrt.de, liza@myrrt.de



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **rrt Vertrieb und Service GmbH** (DE-AR-000021443)
Heinrich Kümme Str. 3, 30169 Hannover, Deutschland, www.myrrt.de, nils@myrrt.de



Importeur: **Adloran GmbH** (DE-IM-000012871)
Gewerbegebiet 5, 06577 An der Schmücke, Deutschland, www.adloran.com, post@adloran.de



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com