


Durex «Gefühlsecht Ultra» 8 hauchzarte Markenkondome mit 20% dünnerer Spitze

8 hauchzarte Markenkondome aus Naturkautschuklatex (0.045mm), 20% dünneres Material an der Spitze. Befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 54mm.



GTIN (EAN-13): 4002448190189

Durex Gefühlsecht Ultra – Für intensiven Kontakt mit Sensi-Fit™ Technologie
Mit einer Wandstärke von 0,045 mm und 20% dünnerer Spitze bieten sie ein hautnahes Erlebnis, das von Sicherheit und Komfort begleitet wird. Die aus Naturkautschuklatex hergestellten Kondome sind transparent, zylindrisch und mit Reservoir ausgestattet, wodurch sie sowohl diskret als auch funktional sind. Die Silikonöl-Befeuchtung sorgt für eine einfache Anwendung und angenehmes Tragegefühl. Mit einer nominalen Breite von 54 mm sind sie perfekt für eine Vielzahl von Nutzern geeignet.



Produkteigenschaften:

- Marke: Durex
- Anzahl Kondome: 8
- Nominale Breite: 54 mm
- Wandstärke: 0,045 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- ungefähre Länge: normal (175 -190 mm)
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Großbritannien (GB)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.




Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd** (GB-MF-000035615)
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS East Yorkshire, Großbritannien, www.reckitt.com,
GRAMedicalDevices@reckitt.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **RB NL Brands B.V.** (NL-AR-000006055)
Schiphol Blvd 207, 1118 BH Schiphol, Niederlande, www.reckitt.com, GRAMedicalDevices@reckitt.com



Importeur: **Reckitt Benckiser Deutschland GmbH** (DE-IM-000040085)
Darwinstraße 2-4, 69115 Heidelberg, Deutschland, www.reckitt.com/de, info.de@reckitt.com



Benannte Stelle: (CE 1639) **SGS Belgium NV**
SGS House, Noorderlaan 87, Antwerpen 2030, Belgien, www.sgs.com, info@sgs.com