


RFSU «Näkken» (Pleasure bumps for stimulation) 10 anatomische Kondome mit Pleasure Bumps-Noppen für pure Stimulation



GTIN (EAN-13): 7310570180280

10 genoppte Kondome aus Naturkautschuklatex, mit Pleasure Bumps. Befeuchtet mit Silikonöl, transparent, anatomisch mit Reservoir, nominale Breite: 53mm.

Das **RFSU Näkken** wurde entwickelt, um das Empfinden durch eine spezielle **genoppte Oberfläche (Pleasure Bumps)** zu intensivieren. Die **anatomische Passform** sorgt für ein sicheres, angenehmes Tragegefühl und ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit.


Dieses transparente Kondom besteht aus **Naturkautschuk-Latex**, hat eine **nominale Breite von 53 mm** und eine **Länge von 185 mm**. Die feinen Noppen erhöhen die Stimulation und bieten ein intensiveres Gefühl.

Das **RFSU Näkken** ist mit **Silikonöl befeuchtet**, wodurch es langanhaltende Gleitfähigkeit bietet. Mit einer **Wandstärke von 0,06 mm** sorgt es für Sicherheit, ohne das natürliche Empfinden zu beeinträchtigen. Jedes Kondom verfügt über ein **Reservoir** für zusätzlichen Schutz.

Hergestellt von **RFSU**, Schwedens führender Marke für Verhütung, erfüllt es die strenge **RFSU-Norm**, die über die europäischen und ISO-Standards hinausgeht. Jedes Kondom wird einzeln elektronisch geprüft.

Die Packung enthält **10 genoppte Kondome**, perfekt für alle, die eine zusätzliche Stimulation erleben möchten.

Bitte kühl und trocken lagern sowie nur mit kondomgeeigneten Gleitmitteln verwenden.



Produkteigenschaften:

- Marke: RFSU
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 35 g
- Länge: 185 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,060 mm
- Farbe: transparent
- Form: anatomisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Latex (Naturkautschuk)
- Reservoir: mit Reservoir
- Struktur: Noppen
- Herkunftsland: Schweden (SE)



Kondome aus Naturkautschuk-Latex sollten nicht von Personen verwendet werden, die eine Allergie gegen Latex haben oder deren Haut empfindlich auf den Kontakt mit Latex reagiert.

Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.

Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.

Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.

Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Enthält Latex



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **RFSU AB** (SE-MF-000008574)

Box 1279, Färögatan 33, 164 29 Kista, Schweden, www.rfsu.com, info@rfsu.com



Benannte Stelle: (CE 2862) **Intertek Medical Notified Body AB**

Torshamnsgatan 43, Box 1103, 164 22 Kista, Schweden, www.intertek.com, imnb@intertek.com