


SKYN «Elite» 10 superdünne latexfreie Kondome aus Sensoprène™

10 latexfreie Kondome aus Polyisopren, dünn (0.05mm). Zart und seidenweich, reichlich befeuchtet mit Silikonöl, zylindrisch mit Reservoir, transparent, nominale Breite: 53mm. Vegan.



GTIN (EAN-13): 5011831086137

Die **SKYN Elite Kondome** stehen für maximale Sensibilität bei gleichzeitigem Schutz. Gefertigt aus **Sensoprène™ (Polyisopren)** sind sie vollständig **latexfrei**, besonders hautfreundlich und eignen sich daher hervorragend für Menschen mit **Latexallergie oder -empfindlichkeit**.

Mit einer **Wandstärke von nur 0,05 mm** sind sie **20?% dünner als die SKYN Original Variante** und ermöglichen so ein hautnahes, realistisches Gefühl – ganz ohne störendes Materialempfinden.

Die **nominale Breite beträgt 53 mm**, die Form ist **zylindrisch mit Reservoir**. Durch das **silikonbasierte Gleitmittel** lassen sich die Kondome komfortabel abrollen und sorgen für angenehme Beweglichkeit während der Anwendung.

Das **transparente Material** fühlt sich seidenweich an, ist **vegan** und wurde unter medizinischen Qualitätsstandards produziert. Die Einzelverpackung sorgt für Hygiene und Diskretion.



Produkteigenschaften:

- Marke: SKYN
- Anzahl Kondome: 10
- Gewicht: 40 g
- Länge: 180 mm
- Nominale Breite: 53 mm
- Wandstärke: 0,050 mm
- Farbe: transparent
- Form: zylindrisch
- Gleitmittel: befeuchtet
- Material: Polyisopren, latexfrei
- Reservoir: mit Reservoir
- Herkunftsland: Thailand (TH)




Kondome sollten kühl, trocken und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden. Nach dem auf der Umverpackung oder der Siegelfolie angegebenen Datum sollten Sie das Kondom nicht mehr benutzen.
Kein Verhütungsmittel kann einen 100%igen Schutz gegen die Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten oder vor Empfängnis bieten.
Gebrauchte Kondome gehören in den Abfall, nicht in die Toilette oder in die Landschaft.
Wenn Sie Gleitmittel benutzen möchten, achten Sie darauf, nur kondomgeeignete Mittel zu benutzen.



Medizinprodukt



Bedienungsanleitung lesen



Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen



Nicht benutzen, wenn die Verpackung beschädigt ist



Vor Feuchtigkeit schützen



Zur einmaligen Verwendung



Hersteller: **SURETEX Ltd** (TH-MF-000001364)
31/1 Moo 4, Suratthani-Thakuapha Road, Tambon Khao Hua Kwai, Amphur Phunphin, Suratthani 84130,
Thailand, www.lifestyles.com, quality.europe@lifestyles.com



EU-Repräsentant (EC-REP) des Herstellers: **SXWell Belgium bvba** (BE-AR-000001272)
Lenniksebaan 451/35, 1070 Anderlecht, Belgien, www.lifestyles.com, quality.europe@lifestyles.com



Importeur: **Ansell Healthcare Europe NV/SA**
Bd International 55J, 1070 Anderlecht, Belgien, www.ansell.com, samantha.marshall@ansell.com



Benannte Stelle: (CE 2797) **BSI Group The Netherlands B.V.**
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Niederlande, www.bsigroup.com,
info.nl@bsigroup.com